


# Alaris® GW Volumetrische Infusionspumpe (mit deaktiviertem Leitungserkennungsmodus)

Gebrauchsanweisung  
de



CE  
0086

 CareFusion

# Inhalt

	<b>Seite</b>
Einführung .....	2
Über dieses Handbuch .....	3
Kurzbedienungsanleitung .....	3
Funktionen der Alaris® GW Volumetrischen Infusionspumpe .....	4
Steuerungen und Anzeigen .....	5
Symboldefinitionen .....	6
Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb .....	7
Bedienung .....	10
Starten der Infusion .....	14
Sekundäre Infusionen .....	15
Grundfunktionen .....	17
Vom Benutzer auswählbare Optionen - Options-Menü .....	20
Tabelle für Konfigurierbare Optionen .....	21
Alarmer .....	22
Warnhinweise .....	23
Funktion des Flusssensors .....	24
Kompatible Infusionsleitungen .....	25
Zubehör .....	28
Wartung .....	29
Reinigung und Lagerung .....	31
Spezifikationen .....	32
IrDA, RS232- und Schwesternruf-Spezifikationen .....	35
Trompeten- und Flussratenkurven .....	36
Technische Beschreibung .....	38
Ersatzteile .....	39
Kundendienstkontakte .....	40

# Einführung

Die Alaris® GW (hiernach als "Pumpe" bezeichnet) ist eine kleine leichte volumetrische Infusionspumpe, die genaue und zuverlässige Infusionen mit verschiedenen Raten bietet.

Um die in dieser Gebrauchsanweisung angegebene Nennleistung zu erreichen, empfiehlt CareFusion nachdrücklich die Verwendung von zugehörigen Alaris® GW Infusionsleitungen. Einrichtungen, die beabsichtigen, nicht gerätezugehörige Infusionsleitungen bei deaktiviertem Leitungserkennungsmodus zu verwenden, wird empfohlen, vor dem klinischen Einsatz die Leistung zu überprüfen. Wenn keine angemessene Leistung erzielt wird, sollten die zugehörigen Alaris® GW Infusionsleitungen verwendet oder eine Neukalibrierung der Alaris® GW Volumetrischen Infusionspumpe durchgeführt werden. Die Verwendung eines Flusssensors ist zwingend erforderlich, wenn der automatische Leitungserkennungsmodus der Pumpe deaktiviert ist.



**HAFTUNGSAUSSCHLUSS.** Diese Pumpe wurde von CareFusion ausschließlich für die Verwendung mit zugehörigen Infusionsleitungen von CareFusion getestet und genehmigt. Falls der Anwender die Verwendung von Infusionsleitungen in Betracht zieht, die nicht für die Verwendung mit der Alaris® GW Volumetrischen Infusionspumpe genehmigt sind, sollte der Anwender vor deren Verwendung zunächst Rücksprache mit einer autorisierten CareFusion Vertretung hinsichtlich Kompatibilität und/oder Kalibrierung halten. CareFusion kann jedoch in keinem Fall eine Gewähr für die Eignung und sichere Leistung von nicht gerätezugehörigen Infusionsleitungen im Zusammenhang mit der Bedienung der Pumpe und der Genauigkeit der Infusion geben.

CareFusion übernimmt keine Haftung für jedwede Schäden, einschließlich direkter, indirekter, spezieller oder beiläufig entstandener Schäden oder Folgeschäden, die aus oder in Verbindung mit der Verwendung nicht gerätezugehöriger Infusionsleitungen entstehen (Infusionsleitungen, die nicht von CareFusion hergestellt wurden), unabhängig davon, ob CareFusion vorab von einer solchen Verwendung in Kenntnis gesetzt wurde.

**WARNUNG** Infusionsleitungen ohne Ausflusstoppventile oder ohne Schutz vor unkontrolliertem Fluss dürfen zur Verabreichung hochrisikanter Medikamente oder bei vulnerablen Patienten nicht verwendet werden. Der Einsatz von Leitungen ohne Schutz vor unkontrolliertem Fluss kann zu einem nicht regulierten Fluss und in der Folge ggf. zu Schäden am Patienten führen. Bei deaktiviertem Leitungserkennungsmodus ist immer ein Flusssensor zu verwenden.



CareFusion übernimmt keine Haftung für jedwede Schäden, einschließlich direkter, indirekter, spezieller oder beiläufig entstandener Schäden oder Folgeschäden, die aus oder in Verbindung mit der Verwendung nicht gerätezugehöriger Infusionsleitungen entstehen (Infusionsleitungen, die nicht von CareFusion hergestellt wurden), unabhängig davon, ob CareFusion vorab von einer solchen Verwendung in Kenntnis gesetzt wurde.

## Verwendungszweck

Die Alaris® GW Volumetrische Infusionspumpe ist für die Regulierung der Infusionsrate und des Volumens durch medizinisches Fachpersonal vorgesehen.

## Gebrauchsbedingungen

Die Alaris® GW Volumetrische Infusionspumpe sollte nur von medizinischem Fachpersonal bedient werden, das sich mit dem Einsatz automatischer volumetrischer Infusionspumpen und der Kontrolle der Infusionstherapie auskennt. Die medizinischen Mitarbeiter sollten die Eignung des Gerätes für den vorgesehenen Gebrauch in ihrer Pflegeumgebung feststellen.

## Indikationen

Die Alaris® GW Volumetrische Infusionspumpe dient der Infusion von Flüssigkeiten, Medikamenten, parenteraler Ernährung, Blut- und Blutprodukten mit Hilfe klinisch angemessener Verabreichungswege; dazu gehören intravenös (IV), intraarteriell (IA), subkutan, epidural oder Spülung von Flüssigkeitsräumen. Die Alaris® GW Volumetrische Infusionspumpe eignet sich für die Verwendung bei Erwachsenen und Kindern.

## Kontraindikationen

Die Alaris® GW Volumetrische Infusionspumpe ist für Enteraltherapien kontraindiziert.

# Über dieses Handbuch

Der Anwender hat sich vor dem Gebrauch eingehend mit der in diesem Handbuch beschriebenen Pumpe vertraut zu machen.

Alle Zeichnungen in dieser Bedienungsanleitung zeigen typische Einstellungen und Werte, die bei der Inbetriebnahme der Funktionen der Pumpe verwendet werden können.

Diese Einstellungen und Werte sind nur für Demonstrationszwecke bestimmt. Im Kapitel "Spezifikationen" sind alle Einstellungen und Werte ausführlich beschrieben.



**Es ist sehr wichtig, dass Sie sich stets auf die aktuellste Version der Gebrauchsanweisung und des Technischen Wartungshandbuchs Ihrer CareFusion-Produkte berufen. Unter [www.carefusion.com](http://www.carefusion.com) wird auf diese Dokumente verwiesen. Kopien können Sie bei Ihrer CareFusion-Vertretung vor Ort anfordern.**



## In dieser Gebrauchsanweisung verwendete Konventionen

<b>Fettdruck und/oder Großbuchstaben</b>	Wird für Anzeigenamen, Softwarebefehle, Bedienelemente und Anzeigen verwendet, auf die in dieser Gebrauchsanweisung verwiesen wird, z. B. <b>Batterieanzeige, FÜLLEN, EIN/AUS</b> -Taste.
Anführungszeichen	Werden zur Kennzeichnung von Verweisen auf andere Abschnitte in dieser Gebrauchsanweisung verwendet.
<i>Kursivdruck</i>	Wird zum Verweisen auf andere Dokumente oder Handbücher sowie zur Hervorhebung verwendet.
	Wichtige Informationen: Wichtige Hinweise werden mit diesem Symbol markiert. Diese Hinweise heben wichtige Aspekte der Pumpennutzung hervor, die dem Anwender bei der Bedienung der Pumpe bekannt sein müssen.

## Kurzbedienungsanleitung

1. Füllen Sie die Tropfkammer zur Hälfte.
2. Drücken Sie zum Einschalten der Pumpe die Taste
3. Legen Sie die Infusionsleitung ein und öffnen Sie die Leitungsklemme.
4. Füllen (*FÜLL*) Sie die Infusionsleitung: Drücken Sie die Taste
5. Geben Sie die Rate über die Tasten / ein.
6. Drücken Sie die Taste zur Bestätigung einmal und fahren Sie mit dem ZIV fort.
7. Geben Sie das ZIV über die Tasten / ein oder schalten Sie das ZIV aus, indem so oft gedrückt wird, bis **AUS** angezeigt wird.
8. Drücken Sie die Taste zur Bestätigung einmal und fahren Sie mit dem Infusionsvolumen fort.
9. Falls erforderlich, drücken Sie
10. Schließen Sie die Infusionsleitung an den Patientenzugang an.
11. Drücken Sie die Taste

# Funktionen der Alaris® GW Volumetrischen Infusionspumpe



# Steuerungen und Anzeigen

## Controls

Symbol	Beschreibung
	<b>EIN/AUS</b> -Taste - Drücken Sie diese Taste einmal, um die Pumpe einzuschalten. Drücken Sie diese Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um die Pumpe auszuschalten.
	<b>START/HALT</b> -Taste - Startet und hält die Infusion an.
	<b>LÖSCHEN/STUMM</b> -Taste - Schaltet die Alarme 1 Minute lang stumm. Nach Ablauf dieser Zeit ertönt der Alarmton erneut. Setzt die numerischen Werte auf Null zurück.
	<b>FÜLLEN/BOLUS</b> -Taste - Füllt die Infusionsleitung. Gibt während der Infusion einen Bolus ab.
	<b>PRIMÄR/SEKUNDÄR</b> -Taste - Schaltet auf den primären bzw. sekundären Infusionsmodus der Pumpe um (falls konfiguriert).
	<b>EINGABE</b> -Taste - Schaltet zwischen Rate, Zeit, ZIV und insgesamt infundiertem Volumen um. Mit ihr geschieht die Eingabe von Werten für ausgewählte Infusions-/Konfigurationsparameter. Bestätigt die Rate während eines Infundier-/Titriervorgangs.
	<b>PFEIL</b> -Tasten - Erhöhen oder verringern die Infusionsrate, die Zeit und das ZIV. Drücken und halten Sie die Tasten gedrückt, um die Auswahlgeschwindigkeit zu erhöhen. Wird verwendet, um vom Benutzer wählbare Optionen einzustellen.

## Anzeigen: (Bei Aufleuchten)

Symbol	Beschreibung
	<b>NETZBETRIEB</b> -Anzeige - Wenn diese Anzeige aufleuchtet, ist die Pumpe an das Stromnetz angeschlossen.
<b>RATE</b>	Die Pumpe zeigt die Infusionsrate in Milliliter pro Stunde (ml/h) an.
<b>ZIV</b>	Die Pumpe zeigt das zu infundierende Volumen (ZIV) in Millilitern (ml) an.
<b>VI</b>	Die Pumpe zeigt das infundierte Volumen (VI) in Millilitern (ml) an.
<b>ZEIT</b>	Die Pumpe zeigt die Infusionsdauer in Stunden : Minuten an.
<b>MIKRO</b>	Die Pumpe arbeitet im MIKRO-Modus. Wenn die Anzeige nicht aufleuchtet, arbeitet die Pumpe im STANDARD-Modus.
<b>SEK</b>	Die Pumpe arbeitet im SEKUNDÄR-Modus. Wenn die Anzeige nicht aufleuchtet, arbeitet die Pumpe im PRIMÄR-Modus.
<b>ml/h</b>	(Milliliter / Stunde) Wenn ml aufleuchtet, zeigt die Pumpe die Infusionsrate, das ZIV oder das infundierte Volumen an. Wenn h aufleuchtet, zeigt die Pumpe die Infusionsrate oder die Infusionsdauer an.

# Symboldefinitionen

## Etikettensymbole:

Symbol	Beschreibung
	Achtung (Begleitdokument beachten)
	Anschluss Potentialausgleich (PE)
	RS232-/Schwesternruf-Anschluss
	Gerät des Typs CF (Art des Schutzes gegen Stromschlag)
<b>IPX1</b>	Geschützt gegen vertikal fallende Wassertropfen
	Wechselstrom
	Das Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG in der geänderten Fassung 2007/47/EC.
	Herstellungsdatum
	Hersteller
	Flusssensoranschluss
	Nicht für Siedlungsabfälle
	Sicherungstyp
	Autorisierte Vertretung in der Europäischen Gemeinschaft
	Infusionsanzeige - Zeigt vom Flusssensor erkannte Tropfen bei Infusion mit normaler Rate an.
	Infusionsanzeige - Zeigt vom Flusssensor erkannte Tropfen bei Infusion im MIKRO-Modus an.

# Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb

## Infusionsleitungen



- Zur Gewährleistung eines korrekten und genauen Betriebs wird die Verwendung von den im Abschnitt „Kompatible Infusionsleitungen“ in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Einweg-Infusionsleitungen von CareFusion nachdrücklich empfohlen. Verwenden Sie nach Möglichkeit immer eine Infusionsleitung mit Ausflusstoppventil. Das Ausflusstoppventil verhindert den freien Fluss, wenn eine Infusionsleitung falsch eingelegt ist oder aus der Pumpe entfernt wurde.
- Es wird empfohlen, die Infusionsleitung wie im Abschnitt „Wechseln der Infusionsleitung“ dieser Gebrauchsanweisung beschrieben zu wechseln. Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanweisung für die Infusionsleitung sorgfältig durch. Die Verwendung nicht gerätezugehöriger Infusionsleitungen kann die Funktion der Pumpe und die Genauigkeit der Infusion beeinträchtigen.
- Wenn verschiedene Apparate und/oder Geräte mit Infusionsleitungen und anderen Schläuchen, z. B. über einen Dreiwegehahn oder mehrere Infusionen kombiniert werden, kann die Leistung der Pumpe beeinträchtigt sein, und das System muss genau überwacht werden.
- Ein unkontrollierter Fluss oder Rückfluss kann auftreten bei unsachgemäßer Entfernung der Infusionsleitung vom Patienten wie z.B. durch Nichtschließen des Hahns im Infusionssystem oder durch Nichtaktivieren der Leitungsklemme / Rollenklemme.
- Die Infusionsleitung ist möglicherweise mit einer Leitungsklemme versehen, mit der sich der Schlauch verschließen lässt, falls der Fluss angehalten werden muss.
- Die Alaris® GW Infusionspumpe ist eine Pumpe mit positivem Druck, für die Infusionsleitungen mit Luer-Lock-Ansätzen oder gleichwertigen Anschlüssen verwendet werden sollten.
- Zur Infusion aus einer Burette wird die Rollenklemme oberhalb der Burette zuge dreht und die Klemme am Ventil am oberen Ende der Burette geöffnet.
- Die Infusionsleitung muss entsorgt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist oder sich die Schutzkappe abgelöst hat. Es ist darauf zu achten, dass die Infusionsleitungen nicht abgeknickt werden, da dadurch ein Verschluss im Schlauch auftreten kann.

## Montage der Pumpe



- Der Flüssigkeitspegel in dem Behälter darf sich höchstens 1 Meter über dem Herzen des Patienten befinden.
- Bringen Sie die Pumpe nicht in einer vertikalen Position an, so dass der Wechselstromanschluss nach oben zeigt, da dies im Falle des Verschüttens von Flüssigkeit über der Pumpe die elektrische Sicherheit gefährden könnte.

## Betriebsdruck

- Das Förderdruckalarmsystem dient nicht zum Schutz vor oder zur Erkennung von möglicherweise auftretenden i.v.-Komplikationen.

## Alarmbedingungen



- Verschiedene, von dieser Pumpe erkannte Alarmbedingungen unterbrechen die Infusion und erzeugen visuelle und akustische Alar me. Der Benutzer muss regelmäßig überprüfen, ob die Infusion ordnungsgemäß läuft und keine Alar me ausgelöst wurden.


### Verwendung von Infusionsbeuteln, Glasflaschen & nicht kollabierfähigen Kunststoffflaschen

- Es wird empfohlen, das Belüftungsventil an Alaris® GW Infusionspumpen-Leitungen bei Verwendung von Glasflaschen und nicht kollabierfähigen Kunststoffflaschen zu öffnen, um das partielle Vakuum zu verringern, das entsteht, wenn die Flüssigkeit aus dem Behälter infundiert wird. Diese Maßnahme stellt sicher, dass das Gerät die volumetrische Genauigkeit gewährleisten kann, während sich der Behälter leert. Das Öffnen des Belüftungsventils bei nicht kollabierfähigen Kunststoffflaschen sollte nach dem Anstechen des Behälters und Füllen der Tropfkammer erfolgen.

Schritte bei Verwendung von Beuteln

Schritte bei Verwendung von nicht kollabierfähigen Kunststoffflaschen

Die Schritte 1 bis 3 wie für die nicht kollabierfähigen Kunststoffflaschen gezeigt befolgen, jedoch nicht das Ventil wie in Schritt 4 öffnen, sondern die Infusionsleitung gemäß Schritt 5 füllen. Darauf achten, dass der Beutelauslass vor dem Füllen der Tropfkammer vollständig durchstochen wird.



### Betriebsumgebung

- Besondere Vorsicht ist geboten, wenn eine Infusionspumpe zusammen mit weiteren, einen Gefäßzugang benötigenden Pumpen eingesetzt wird. Da solche Pumpen erhebliche Druckschwankungen in den Flüssigkeitskanälen verursachen, kann es zu unerwünschter und potentiell schädigender Zufuhr von Arzneimitteln oder Flüssigkeiten kommen. Typische Beispiele sind Pumpen, die während Dialyse, Bypass oder Anwendungen zur Unterstützung der Herzfähigkeit eingesetzt werden.
- Die Pumpe ist zum Gebrauch in allen medizinischen Einrichtungen und im häuslichen Umfeld geeignet, einschließlich solcher mit direktem Anschluss an das öffentliche Wechselstromnetz, das zu Wohnzwecken genutzte Gebäude mit Strom versorgt. (Weitere Hinweise finden Sie im Technischen Wartungshandbuch. Sie können sich auch an einen qualifizierten Servicetechniker oder direkt an CareFusion wenden).
- Die Pumpe soll nicht in Gegenwart entflammbarer Anästhetikagemische mit Luft, Sauerstoff oder Distickstoffmonoxid (Lachgas) verwendet werden.
- Stellen Sie bei allen Alaris® GW Volumetrischen Infusionspumpen innerhalb einer bestimmten Krankenhaus- oder klinischen Umgebung denselben automatischen Leitungserkennungsmodus ein (d. h. alle auf Ein oder alle auf AUS), um Unsicherheiten der Bediener bezüglich des aktuellen Betriebsmodus der Pumpe zu vermeiden und damit sicherzustellen, dass die entsprechenden Empfehlungen für die Flusssensor-Verwendung befolgt werden.

### Schutzleiter



- Die Alaris® GP Infusionspumpe ist ein Gerät der Klasse I und muss daher bei Anschluss an das Stromnetz geerdet sein.
- Diese Pumpe hat auch eine interne Stromquelle.
- Beim Anschluss an eine externe Stromversorgung muss eine dreiadrige Stromquelle verwendet werden (Phase, Nullleiter, Schutzleiter). Ist die Unversehrtheit des externen Schutzleiters am Netzkabel beeinträchtigt, muss die Pumpe vom Stromnetz getrennt und mit der internen Batterie betrieben werden.

### Elektromagnetische Verträglichkeit & Störungen



- Diese Pumpe ist geschützt gegen die Auswirkungen externer Störungen, wie z. B. starke Funkfrequenzemissionen, Magnetfelder und elektrostatische Entladungen, wie sie z. B. von elektrochirurgischen Geräten und Elektroautern, großen Motoren, tragbaren Radios/Funkgeräten, Mobiltelefonen usw. erzeugt werden, und bleibt sicher, wenn unzumutbare Störpegel auftreten.
- Therapeutische Strahlengeräte: Verwenden Sie die Pumpe nicht in der Nähe von therapeutischen Strahlengeräten. Die von dem Strahlengerät, z. B. einem Linearbeschleuniger, erzeugte Strahlung kann die Funktion der Pumpe erheblich beeinträchtigen. Beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers bezüglich des Sicherheitsabstands sowie anderer Vorsichtsmaßnahmen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer lokalen CareFusion Vertretung.

- Magnetresonanztomographie (MRT): Die Pumpe enthält ferromagnetische Materialien, die für Interferenzen mit von MRT-Geräten erzeugten Magnetfeldern anfällig sind. Daher ist die Pumpe nicht für den Einsatz in MRT-Umgebungen geeignet. Sollte dies jedoch nicht zu vermeiden sein, wird dringend empfohlen, die Pumpe in ausreichendem Abstand zum Magnetfeld außerhalb des „kontrollierten Zugangsbereichs“ zu positionieren, um magnetische Interferenzen oder eine MRT-Bildverzerrung zu verhindern. Dieser Sicherheitsabstand sollte den Empfehlungen des Herstellers bezüglich elektromagnetischer Interferenzen (EMI) entsprechen. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Wartungshandbuch, oder wenden Sie sich an Ihre lokale CareFusion Vertretung.
- Zubehör: Verwenden Sie für die Pumpe kein Zubehör, das nicht eigens empfohlen wurde. Die Pumpe wurde nur mit dem empfohlenen Zubehör getestet und entspricht hierbei den relevanten EMV-Anforderungen. Der Einsatz von Zubehör, Wandlern oder Kabeln, die nicht von CareFusion empfohlen wurden, kann zu erhöhten Emissionen oder einer höheren Pumpenstöranfälligkeit führen.
- Unter bestimmten Umständen kann die Pumpe durch elektrostatische Entladungen der Luft über 15 kV oder durch Funkfrequenzstrahlung über 10 V/m gestört werden. Sollte dies der Fall sein, arbeitet die Pumpe folgeschadensicher; die Pumpe stoppt die Infusion und macht den Anwender durch Erzeugung einer Kombination aus optischen und akustischen Alarmen auf die Situation aufmerksam. Sollte trotz Einschreiten des Anwenders eine Alarmsituation weiterbestehen, wird empfohlen, die jeweilige Pumpe auszutauschen und sie außer Betrieb zu nehmen, bis sie von einem qualifizierten Servicetechniker geprüft wird.
- Diese Pumpe ist ein Gerät der Gruppe 1 nach CISPR 11, Klasse B und nutzt HF-Energie nur für den internen Betrieb im Rahmen des normalen Produktangebots. Daher sind die HF-Störaussendungen sehr gering, und somit ist das Risiko von Störungen elektronischer Geräte in der Nähe unbedeutend. Dennoch gibt diese Pumpe eine bestimmte Menge elektromagnetischer Strahlung ab, die innerhalb der Werte liegt, die in IEC/EN60601-2-24 und IEC/EN60601-1-2 angegeben werden. Wenn die Pumpe andere Geräte stört, sollten Maßnahmen ergriffen werden, um diese Effekte zu minimieren, beispielsweise durch Positionswechsel oder Standortänderung.
- Weitere Hinweise über die elektromagnetische Verträglichkeit finden Sie im Technischen Wartungshandbuch 1000SM00006.



### Gefahren



- Es besteht die Gefahr einer Explosion, wenn die Pumpe in Gegenwart entflammbarer Anästhetika verwendet wird. Achten Sie darauf, die Pumpe nicht in der Nähe solcher Gefahrenquellen zu betreiben.
- Es besteht die Gefahr einer Explosion, wenn die Pumpe in Gegenwart hoher Sauerstoffkonzentrationen verwendet wird.



- Gefährliche Spannung: Es besteht die Gefahr eines Stromschlags, wenn das Gehäuse der Pumpe geöffnet oder entfernt wird. Überlassen Sie sämtliche Wartungsmaßnahmen qualifiziertem Servicepersonal.



- Beim Anschluss des RS232/Schwesternrufs sind Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung zu treffen. Das Berühren der Kontakte des Anschlusses kann dazu führen, dass die Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung versagen. Es wird empfohlen, sämtliche Maßnahmen von einem qualifizierten Servicetechniker durchführen zu lassen.



- Bei Sturz, übermäßiger Feuchtigkeit, ausgetretener Flüssigkeit, Luftfeuchtigkeit, hohen Temperaturen oder anderweitigen Beschädigungen nehmen Sie die Pumpe außer Betrieb und lassen Sie sie durch einen qualifizierten Servicetechniker prüfen. Außerdem sind die Angaben zu Temperatur, Feuchtigkeit und Druckbedingungen im Abschnitt "Spezifikationen" und auf der Verpackungsaußenseite zu beachten.
- Alaris® GW Volumetrische Infusionspumpen sollten auf keinen Fall modifiziert oder verändert werden, außer wenn dies explizit von CareFusion angeordnet oder genehmigt wurde. Jegliche Verwendung von Alaris® GW Volumetrischen Infusionspumpen, die nicht unter strikter Einhaltung der Vorgaben von CareFusion modifiziert oder verändert wurden, erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. CareFusion gibt keinerlei Garantie auf oder Zustimmung für Alaris® GW Volumetrische Infusionspumpen, die auf diese Weise modifiziert oder verändert wurden. Die Produktgarantie von CareFusion gilt nicht, wenn die Alaris® GW Volumetrische Infusionspumpe aufgrund einer nicht-genehmigten Modifizierung oder Veränderung an der Alaris® GW Volumetrischen Infusionspumpe Schäden, vorzeitige Abnutzungserscheinungen oder Funktionsstörungen aufweist oder anderweitig fehlerhaft arbeitet.

### WARNUNG

- Infusionsleitungen ohne Ausflusstoppventile oder ohne Schutz vor unkontrolliertem Fluss dürfen zur Verabreichung hochrisikanter Medikamente oder bei vulnerablen Patienten nicht verwendet werden. Der Einsatz von Leitungen ohne Schutz vor unkontrolliertem Fluss kann zu einem nicht regulierten Fluss und in der Folge ggf. zu Schäden am Patienten führen.

### WARNUNG

- Verwenden Sie stets einen IVAC® Flusssensor Modell 180, wenn Sie Leitungen ohne Ausflusstoppventile verwenden. Die Verwendung des IVAC® Flusssensors Modell 180 ist obligatorisch, wenn der Leitungserkennungsmodus der Pumpe deaktiviert ist. Der Flusssensor überwacht automatisch die Infusionsflussrate durch die Tropfkammer und löst einen Pumpenalarm aus, wenn er eine starke Abweichung von der Infusionsrate feststellt. Der Flusssensor erkennt leere Infusionsbehälter.

### WARNUNG

# Bedienung



**Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme der Pumpe sorgfältig durch.**

## Inbetriebnahme

1. Überprüfen Sie, ob die Pumpe vollständig und unbeschädigt ist und ob die auf der Rückseite angegebene Spannungseinstellung zu Ihrer Stromversorgung kompatibel ist.
2. Folgende Artikel sind im Lieferumfang enthalten:
  - Alaris® GW Volumetrische Infusionspumpe
  - CD mit Anwenderinformationen (Gebrauchsanweisung)
  - Netzkabel (wie bestellt)
  - Schutzverpackung
  - Flusssensor Modell 180 (abhängig vom Pumpenmodell, falls nicht im Lieferumfang enthalten, kann der Flusssensor separat bestellt werden)
3. Schließen Sie die Pumpe mindestens 2½ Stunden lang an das Stromnetz an, um sicherzustellen, dass die interne Batterie vor dem Einsatz voll geladen wird (prüfen Sie, ob das Symbol  leuchtet).



**Die Pumpe arbeitet automatisch im Batteriebetrieb, wenn sie eingeschaltet wird, ohne an die Stromversorgung angeschlossen zu sein.**

**Falls die Pumpe nicht richtig arbeitet, legen Sie sie wieder in die Original-Schutzverpackung, falls verfügbar, und wenden Sie sich zur Überprüfung an einen qualifizierten Servicetechniker.**

4. Einrichtungen, die beabsichtigen, nicht gerätezugehörige Infusionsleitungen mit deaktiviertem Leitungserkennungsmodus zu verwenden, wird empfohlen, vor dem klinischen Einsatz die Leistung der Kombination der Pumpe in Kombination mit der Infusionsleitung zu prüfen. Wenn keine angemessene Leistung erzielt wird, sollten die zugehörigen Alaris® GW Infusionsleitungen verwendet oder eine Neukalibrierung der Pumpe durchgeführt werden. Befolgen Sie bei einer Neukalibrierung das volumetrische Kalibrierverfahren, das in der Ergänzung 1000SM00014 des Technischen Wartungshandbuchs beschrieben ist.




**Die ab Werk eingestellten Kalibrierungswerte der Alaris® GW Volumetrischen Infusionspumpe sind speziell für die Verwendung mit den zugehörigen Alaris® GW Infusionsleitungen bestimmt. Die Kompatibilität der ab Werk eingestellten Kalibrierungseinstellungen für zugehörige Alaris® GW Infusionsleitungen wird durch CareFusion kontrolliert.**

**CareFusion behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an der Alaris® GW Volumetrischen Infusionspumpe vorzunehmen, die sich auf deren Leistung in Verbindung mit nicht gerätezugehörige Infusionsleitungen auswirken können. Wenn keine angemessene Leistung erzielt wird, sollten die zugehörigen Alaris® GW Infusionsleitungen verwendet werden oder eine Neukalibrierung der Alaris® GW Volumetrischen Infusionspumpe durchgeführt werden.**

**Es wird empfohlen, die Leistung nicht gerätezugehöriger Infusionsleitungen regelmäßig zu überprüfen, da der Hersteller der Leitungen möglicherweise ohne Vorankündigung Spezifikationen ändert, die sich signifikant auf die Leistung der Alaris® GW Volumetrischen Infusionspumpe auswirken können.**

### Installation an eine Stativklemme

Hinten an der Pumpe befindet sich eine Stativklemme, die für eine sichere Befestigung an einem vertikalen Standard-Infusionsstativ mit einem Durchmesser von 15 bis 40 mm sorgt.



1. Ziehen Sie die eingeklappte Stativklemme zu sich, und schrauben Sie die Klemme los, um genug Platz für das Stativ zu lassen.
2. Positionieren Sie die Pumpe an dem Stativ und schrauben Sie die Klemme fest



**Bringen Sie die Pumpe niemals so an, dass der Infusionsständer "kopflastig" oder instabil wird.**

**Stellen Sie sicher, dass die Stativklemme weggeklappt und in der dafür vorgesehenen Einbuchtung auf der Rückseite der Pumpe verstaubt ist, bevor Sie eine Docking Station/Workstation\* anschließen oder wenn das System nicht in Betrieb ist.**




**Überprüfen Sie die Stativklemme vor jedem Gebrauch auf:**

- starke Abnutzungserscheinungen und
- zu locker sitzende Teile in der verlängerten, montierbaren Position.

**Werden diese Anzeichen beobachtet, sollten die Pumpen außer Betrieb genommen und von einem qualifizierten Servicetechniker überprüft werden.**

### Installation an eine Docking Station/Workstation\* oder Geräteschiene



Die drehbare Nocke lässt sich an die rechteckige Halterung an der Docking Station/Workstation\* oder die Geräteschiene mit den Maßen 10 x 25 mm anbringen.

1. Richten Sie die drehbare Nocke an der Rückseite der Pumpe und die rechteckige Halterung an der Docking Station/Workstation\* oder der Geräteschiene aus.
2. Drücken Sie die Pumpe fest auf die rechteckige Halterung oder Geräteschiene.
3. Achten Sie darauf, dass die Pumpe mit einem Klicken sicher in ihre Position auf der Geräteschiene oder Halterung einrastet.
4. Achten Sie darauf, dass die Pumpe sicher positioniert ist. Prüfen Sie, ob die Pumpe sicher positioniert ist, indem Sie versuchen, sie ohne Betätigung des Lösehebels vorsichtig von der Docking-Station/Workstation\* weg zu bewegen. Wenn sie ordnungsgemäß angebracht wurde, wird sie sich nicht von der Docking-Station/Workstation\* lösen.
5. Zum Entriegeln drücken Sie den Lösehebel und ziehen Sie die Pumpe nach vorn.

**Warnung: Die Pumpe kann von der Docking-Station/Workstation\* fallen, wenn sie nicht ordnungsgemäß befestigt wurde. Der Patient und/oder der Bediener könnte dadurch verletzt werden.**



**Infusionsbeutel sollten direkt über der Pumpe, mit der sie verwendet werden, aufgehängt werden. Dadurch wird eine Verwechslung der Infusionsleitungen vermieden, wenn mehrere volumetrische Infusionspumpen verwendet werden.**

\*Alaris® DS Docking Station und Alaris® Gateway Workstation.

## Einlegen einer Infusionsleitung



**Achten Sie darauf, dass die geeignete Infusionsleitung für die zu infundierende Flüssigkeit/Arzneimittellösung ausgewählt wurde.**


**Folgen Sie den Anweisungen, die der jeweiligen Infusionsleitung beiliegen.**

**Die Verwendung nicht gerätezugehöriger Infusionsleitungen kann die Funktion der Pumpe und die Genauigkeit der Infusion beeinträchtigen. Informationen zu den empfohlenen Infusionsleitungen für die Alaris® GW Volumetrische Pumpe finden Sie im Abschnitt "Infusionsleitungen" in der Gebrauchsanweisung.**


**Platzieren Sie den Infusionsbehälter so, dass keine Infusionslösung auf die Pumpe tropft.**

**Stellen Sie sicher, dass der Schlauch ganz im Pumpenkanal eingeführt und straff sitzt.**


**Wenn Sie Infusionsleitungen mit der Artikelnummer 273-003, 273-003V, 273-303E und 273-303EV verwenden, achten Sie darauf, dass zwischen der Pumpe und dem oberen Rückschlagventil ein Abstand von mindestens 50 cm eingehalten wird.**



1. Schließen Sie die Klemme an der Infusionsleitung. Drücken Sie die Türverriegelung, um die Pumpentür zu öffnen.




2. Lösen Sie den Flow-Stop-Mechanismus, indem Sie den Hebel nach oben und nach rechts drücken.



3. Legen Sie die Infusionsleitung straff von links nach rechts in die vorhandene Führung ein und beachten Sie dabei die Flussrichtungsanzeige. Achten Sie darauf, dass die Infusionsleitung fest hinter die Klemmstellen und in die Führung auf beiden Seiten des Gehäuses gedrückt wird.

4. Lassen Sie den Flow-Stop-Mechanismus wieder einrasten, indem Sie den Hebel nach links und unten drücken.



5. Schließen Sie die Pumpentür. Drücken Sie fest auf die Vertiefungen in der Tür, um sicherzustellen, dass die Verriegelung richtig einrastet. Öffnen Sie die Klemme an der Infusionsleitung.

6. Beobachten Sie die Tropfkammer und vergewissern Sie sich, dass keine Flüssigkeit austritt.

## Gerät ein-/ausschalten

### Einschalten der Pumpe:

1. Drücken Sie zum Einschalten der Pumpe die Taste  einmal und lassen Sie sie dann wieder los.
2. Überprüfen Sie Folgendes:
  - Es ertönt 3 Sekunden lang ein hoher Ton und währenddessen erzeugt der Hauptlautsprecher einmal bei der Einschaltsequenz einen Signalton.
  - Alle Displaysegmente und alle Anzeigen leuchten auf.
  - Wenn während des Selbsttests ein Fehler auftritt, gibt die Pumpe Alarm.
3. Nach diesem Selbsttest zeigt die Pumpe je nach Konfiguration entweder die letzte eingegebene Einstellung der Rate oder Null an.

### Ausschalten der Pumpe:

1. Drücken und halten Sie die Taste . Die Pumpe zeigt AUS3-AUS2-AUS1.
2. Wenn die Taste  während des Herunterzählens losgelassen wird, wird die Pumpe nicht ausgeschaltet und kehrt zum vorherigen Zustand zurück.



**Wenn Pumpenalarme, Displaysegmente/Anzeigen nicht richtig aufleuchten oder keine 2 Signaltöne zu hören sind, muss die Pumpe sofort ausgeschaltet und ein qualifizierter Servicetechniker kontaktiert werden. Benutzen Sie für einen Transport, falls verfügbar, die Original-Schutzverpackung.**

## Füllen der Infusionsleitung



**Verwenden Sie nach Möglichkeit immer eine Infusionsleitung mit Ausflusstoppventil. Das Ausflusstoppventil verhindert den freien Fluss, wenn eine Infusionsleitung falsch eingelegt ist oder aus der Pumpe entfernt wurde. Infusionsleitungen mit einem Ausflusstoppventil können nur gefüllt werden, wenn sie in die Pumpe eingelegt sind.**

**WARNUNG** Infusionsleitungen ohne Ausflusstoppventile oder ohne Schutz vor unkontrolliertem Fluss dürfen zur Verabreichung hochriskanter Medikamente oder bei vulnerablen Patienten nicht verwendet werden. Der Einsatz von Leitungen ohne Schutz vor unkontrolliertem Fluss kann zu einem nicht regulierten Fluss und in der Folge ggf. zu Schäden am Patienten führen. Bei deaktiviertem Leitungserkennungsmodus ist immer ein Flusssensor zu verwenden.



**Wenn Infusionsleitungen ohne Ausflusstoppventil, z. B. 273-004, 273-007 und 273-008, verwendet werden, kann die Infusionsleitung ohne Verwendung der Pumpe gefüllt werden. Die Verwendung eines Flusssensors wird empfohlen, wenn eine Infusionsleitung ohne Ausflusstoppventil verwendet wird. Der Flusssensor bewirkt, dass die Pumpe einen Alarm anzeigt, wenn eine signifikante Abweichung von der festgelegten Infusionsrate auftritt.**

1. Achten Sie darauf, dass die Pumpe eingeschaltet und die Klemme an der Infusionsleitung geöffnet ist.
2. Legen Sie die Infusionsleitung ein (siehe "Einlegen der Infusionsleitung").
3. Drücken Sie die Taste  einmal, damit FÜLL angezeigt wird.
4. Drücken und halten Sie die Taste  gedrückt, während FÜLL noch angezeigt wird, bis keine Luftblasen mehr in der Infusionsleitung zu sehen sind (beachten Sie bitte die entsprechenden Vorschriften des Krankenhauses).
5. Bringen Sie die Infusionsleitung am Patienten oder an einer anderen Infusionsleitung an.
6. Starten Sie die Infusion (siehe "Starten der Infusion").



**Verwenden Sie die Füllfunktion, um die Infusionsleitungen zu füllen, bevor Sie die Infusion starten. Schließen Sie die Infusionsleitung nie während des Füllens an den Patienten an. Das verwendete Füllvolumen (FÜLL) wird nicht vom ZIV abgezogen oder zum infundierten Gesamtvolumen addiert.**

## Automatischer Leistungserkennungsmodus

Bei Verwendung einer kompatiblen zugehörigen CareFusion Infusionsleitung (siehe Abschnitt „Kompatible Infusionsleitungen“) wird empfohlen, den Leitungserkennungsmodus der Alaris® GW Volumetrischen Infusionspumpe zu aktivieren. Dieser Modus kann im Technikermodus auf der Pumpe aktiviert werden (weitere Informationen hierzu finden Sie in der Ergänzung 1000SM00014 des Technischen Wartungshandbuchs).

Stellen Sie bei allen Alaris® GW Volumetrischen Infusionspumpen innerhalb einer bestimmten Krankenhaus- oder klinischen Umgebung denselben automatischen Leitungserkennungsmodus ein (d. h. Alle **Ein** oder alle **AUS**). Dadurch werden Unsicherheiten der Bediener bezüglich des aktuellen Betriebsmodus der Pumpe vermieden und es wird sichergestellt, dass die entsprechenden Empfehlungen für die Flusssensor-Verwendung befolgt werden.

Wenn die automatische Leitungserkennung auf **Ein** gestellt ist, prüft die Pumpe automatisch, ob eine kompatible Infusionsleitung von CareFusion ordnungsgemäß eingelegt wurde (siehe Abschnitt „Kompatible Infusionsleitungen“). Dieser Test wird nach dem Einschalten der Pumpe zu Beginn der ersten Infusion oder nach dem Öffnen/Schließen der Türverriegelung durchgeführt. Die Pumpe läuft 10 Sekunden lang rückwärts und dann 10 Sekunden lang vorwärts, d. h. der Test dauert maximal 20 Sekunden. Während dieses Vorgangs kann der Kliniker möglicherweise einen Blutrückfluss beobachten, der deutlicher zu sehen ist, wenn ein kleiner Katheter verwendet wird.

Wenn die Pumpe keine korrekte Infusionsleitung von CareFusion findet oder feststellt, dass die Leitung falsch eingelegt ist, gibt sie einen Alarm aus und zeigt Qan. Siehe Abschnitt „Alarmer und Warnhinweise“ in dieser Gebrauchsanweisung.

Wenden Sie sich bitte an Ihre lokale CareFusion Vertretung, wenn Sie weitere Informationen oder Unterstützung hinsichtlich der automatischen Leitungserkennung oder der Verwendung dieser Pumpe in bestimmten klinischen Situationen, z. B. bei Neugeborenen, benötigenoperation or the application of this pump in specific clinical settings, e.g. neonatal.

## Starten der Infusion

Überprüfen Sie Folgendes:

- Die Pumpe ist eingeschaltet.
- Die Infusionsleitung wurde gefüllt (siehe Abschnitt „Füllen der Infusionsleitung“ in dieser Gebrauchsanweisung).
- Die Klemme der Infusionsleitung ist offen.
- Der Flusssensor ist angeschlossen (siehe Abschnitt „Verwendung des Flusssensors“ in dieser Gebrauchsanweisung).
- $\bar{o}$  zeigt an, dass der Flusssensor während der Infusion einen Tropfen erkannt hat.

### Standardmodus

---

1. Geben Sie die Infusionsrate mithilfe der Tasten  $\nabla$   $\blacktriangle$  ein.
2. Drücken Sie die Taste  $\rightarrow$  einmal, um die Infusionsrate zu bestätigen.
3. Geben Sie das ZIV mithilfe der Tasten  $\nabla$   $\blacktriangle$  ein oder schalten Sie ZIV durch Drücken der Taste  $\nabla$  aus, bis **AUS** angezeigt wird.
4. Drücken Sie die Taste  $\rightarrow$  zur Bestätigung des ZIV.
5. Drücken Sie die Taste  $\leftarrow$ , um das Infusionsvolumen zu löschen.
6. Drücken Sie  $\odot$ , um die Infusion zu starten.

### Standardmodus mit Volumen pro Zeit - Funktion

---

1. Geben Sie das ZIV mithilfe der Tasten  $\nabla$   $\blacktriangle$  ein.
2. Drücken Sie die Taste  $\rightarrow$  einmal zur Bestätigung des ZIV.
3. Geben Sie die ZEIT mithilfe der Tasten  $\nabla$   $\blacktriangle$  ein.
4. Drücken Sie die Taste  $\rightarrow$  zur Bestätigung der ZEIT.
5. Drücken Sie die Taste  $\leftarrow$ , um das Infusionsvolumen zu löschen.
6. Drücken Sie  $\odot$ , um die Infusion zu starten.

### Mikro-Modus

---

1. Geben Sie die Infusionsrate mithilfe der Tasten  $\nabla$   $\blacktriangle$  ein.
2. Drücken Sie die Taste  $\rightarrow$  einmal, um die Infusionsrate zu bestätigen.
3. Geben Sie das ZIV mithilfe der Tasten  $\nabla$   $\blacktriangle$  ein oder schalten Sie ZIV durch Drücken der Taste  $\nabla$  aus, bis **AUS** angezeigt wird.
4. Drücken Sie die Taste  $\rightarrow$  zur Bestätigung des ZIV.
5. Drücken Sie die Taste  $\leftarrow$ , um das Infusionsvolumen zu löschen.
6. Drücken Sie  $\odot$ , um die Infusion zu starten.

### Mikro-Modus mit Volumen pro Zeit - Funktion

---

1. Geben Sie das ZIV mithilfe der Tasten  $\nabla$   $\blacktriangle$  ein.
2. Drücken Sie die Taste  $\rightarrow$  einmal zur Bestätigung des ZIV.
3. Geben Sie die ZEIT mithilfe der Tasten  $\nabla$   $\blacktriangle$  ein.
4. Drücken Sie die Taste  $\rightarrow$  zur Bestätigung der ZEIT.
5. Drücken Sie die Taste  $\leftarrow$ , um das Infusionsvolumen zu löschen.
6. Drücken Sie  $\odot$ , um die Infusion zu starten.

## Sekundäre Infusionen

Der sekundäre Infusionsmodus ist nur verfügbar, wenn er konfiguriert wurde. Siehe Abschnitt "Konfigurierbare Optionen" in dieser Gebrauchsanweisung.

Der Modus für sekundäre Infusionen wird verwendet, um eine Infusions- bzw. Medikamentenlösung zu geben, z. B. eine Antibiotikainfusion alle 4 Stunden. Dabei wird Folgendes verwendet:

- Eine primäre Infusionsleitung mit einem Rückschlagventil vor dem Zuspritzteil, z. B. 273-003 oder 273-303E.
- Eine sekundäre Infusionsleitung, z. B. 72213 oder 72213N.



**Der primäre Infusionsbehälter muss niedriger hängen (ca. 20 cm) als der sekundäre Infusionsbehälter, damit die sekundäre Infusion laufen kann. Die primäre Infusion wird erneut aufgenommen, wenn die sekundäre Infusion beendet ist.**

1. Bereiten Sie die Einstellungen für die primäre Infusion vor, starten Sie diese aber nicht (siehe Abschnitt "Starten der Infusion" in dieser Gebrauchsanweisung). Falls die Pumpe läuft, drücken Sie die Taste , um die Pumpe anzuhalten.
2. Füllen Sie die sekundäre Infusionsleitung laut den beiliegenden Anweisungen.
3. Schließen Sie die Klemme an der sekundären Infusionsleitung.
4. Schließen Sie die sekundäre Infusionsleitung am oberen Zuspritzteil der primären Infusionsleitung an.
5. Senken Sie den primären Infusionsbehälter mithilfe des langen Hakens ab, der der sekundären Infusionsleitung beiliegt.
6. Drücken Sie die Taste , und es wird **SEC** angezeigt.

Rate / Volumen

ODER Volumen / Zeit

7. Geben Sie die erforderliche Rate mithilfe der Tasten   ein. Geben Sie das ZIV mithilfe der Tasten   ein.
8. Drücken Sie die Taste , um zum ZIV zu gelangen. Drücken Sie die Taste , um zu ZEIT zu gelangen.
9. Geben Sie das ZIV mithilfe der Tasten   ein. Geben Sie die ZEIT mithilfe der Tasten   ein.
10. Öffnen Sie die Klemme an der sekundären Infusionsleitung.
11. Drücken Sie die Taste , um weiter zu blättern, oder , um die sekundäre Infusion zu starten.
12. Achten Sie darauf, dass die Anzeige SEC (Sekundär) aufleuchtet.

**Hinweis:** Die Infusionsrate kehrt automatisch zur primären Infusionsrate zurück, wenn die sekundäre Infusion beendet ist. Bei Beendigung der primären Infusion arbeitet die Pumpe mit der Venenoffenhalterate (KVO) weiter.




**Bei der primären / sekundären Infusion zweier Medikamente in eine Ein-Kanal-Infusionsleitung ist es wichtig sicherzustellen, dass die Medikamente bzw. Lösungen kompatibel sind, indem Sie vor der Infusion eine Medikamentenkompatibilitätstabelle oder einen Pharmazeuten zu Rate ziehen.**

**Die sekundäre Leitung wird am oberen Zuspritzteil an der primären Infusionsleitung angeschlossen.**

**Zur Einstellung der sekundären Infusion muss die Pumpe angehalten sein (Zustand G) und darf nicht laufen.**

**Sekundäre Infusionsraten über 270 ml/h können zu einem gleichzeitigen Fluss aus dem sekundären und primären Infusionsbehälter führen.**

Typische sekundäre Infusion:



# Grundfunktionen

## Titrieren

1. Geben Sie die neue Infusionsrate mithilfe der Tasten   ein.
2. Drücken Sie die Taste , um die Infusionsrate zu bestätigen.

**Hinweis:** Die Rate kann erhöht oder verringert werden, ohne dass die Infusion unterbrochen wird.



**Wenn die gewählte neue Rate nicht bestätigt wird, kehrt die Pumpe zur gegenwärtigen Rate zurück, und es erfolgt keine Änderung der Infusionsrate.**

## Bolusinfusion


Abgabe einer Bolusinfusion:

1. Drücken Sie die Taste  einmal, und es wird *bol* angezeigt.
2. Drücken und halten Sie die Taste , während *bol* angezeigt wird, und lassen Sie die Taste  los, wenn das gewünschte Bolusvolumen abgegeben wurde.

**Hinweis:** Das verabreichte Bolusvolumen wird zum infundierten Gesamtvolumen (VI) addiert und vom zu infundierenden Volumen (ZIV) abgezogen.

## Tastatursperre

Die Tastatursperre minimiert das Risiko unabsichtlicher Änderungen der Infusionseinstellungen während der Infusion.



Wenn die Tastatursperre aktiviert ist, wird beim Drücken aller (nicht aktivierten) Tasten *Loc* angezeigt.

Die Tastatursperre verhindert ein Bedienen der Tasten mit folgenden Ausnahmen:

- Blättern zwischen Infusionsparametern mit der Taste .
- Stummschalten des Alarms mit der Taste .
- Anhalten / Wiederaufnehmen der Infusion mit der Taste .

## Optimierung der Pumpenleistung

Die Leistung der Pumpe kann optimiert werden, indem alle 24 Stunden ein neuer Abschnitt der Infusionsleitung in den Pumpenmechanismus eingelegt wird. Zum Einlegen eines neuen Abschnitts der Infusionsleitung:

1. Drücken Sie die Taste , um die Infusion anzuhalten (HALT).
2. Achten Sie darauf, dass die Klemme an der Infusionsleitung geschlossen ist.
3. Öffnen Sie die Pumpentür, lösen Sie den Flow-Stop-Mechanismus, und schieben Sie die Infusionsleitung ca. 15 cm weiter. Siehe Abschnitt "Einlegen einer Infusionsleitung".
4. Schließen Sie die Pumpentür und drücken Sie , um die Infusion wieder zu starten.

## Halt - Modus

Drücken Sie , um die Infusion zu unterbrechen. Drücken Sie , um die Infusion wiederaufzunehmen.

Wenn die Pumpe mehr als 2 Minuten lang angehalten wird ( *HALT* ), wird ein Erinnerungsalarm ausgelöst.

## Venenoffenhalterate (KVO)

Am Ende der Infusion infundiert die Pumpe weiter mit einer sehr niedrigen Rate (siehe Abschnitt "Spezifikationen" in dieser Gebrauchsanweisung). Die Venenoffenhalterate (KVO) wird verwendet, um zu verhindern, dass sich Thrombosen bilden und Verschlüsse im Katheter auftreten.



**Wenn die Venenoffenhalterate über den eingestellten Infusionsparametern liegt, arbeitet die Pumpe weiter mit der eingestellten Infusionsrate.**

**Wenn die Venenoffenhalterate auf AUS programmiert wurde, unterbricht die Pumpe die Infusion und löst einen Alarm aus.**

## Wechseln der Infusionsleitung

1. Drücken Sie die Taste , um die Infusion anzuhalten (HALT).
2. Schließen Sie die Klemme an der Infusionsleitung, um sicherzustellen, dass der Zugang zum Patienten unterbrochen ist.
3. Diskonnektieren Sie die Infusionsleitung vom Patienten.
4. Öffnen Sie die Pumpentür, entfernen Sie die Infusionsleitung aus der Pumpe, und entsorgen Sie die Leitung und den Infusionsbehälter gemäß den krankenhausinternen Vorschriften.
5. Legen Sie die neue Infusionsleitung ein (siehe "Einlegen der Infusionsleitung").
6. Füllen Sie die Tropfkammer ca. halb voll oder bis zur Fülllinie (falls die Tropfkammer markiert ist) mit Flüssigkeit.
7. Füllen Sie die Leitung manuell.
8. Starten Sie die Infusion erneut, siehe "Bedienung".



**Verwenden Sie beim Wechseln der Infusionsleitung oder des Infusionsbehälters aseptische Techniken entsprechend den Vorschriften des Krankenhauses.**

**Es wird empfohlen, Infusionsleitungen entsprechend den Angaben in der Gebrauchsanweisung zu wechseln.**

**Lesen Sie die der Infusionsleitung beiliegenden Gebrauchsanweisung vor Gebrauch aufmerksam durch.**

**Das eingestellte Intervall zum Wechseln der Infusionsleitung beträgt 24 Stunden.**

## Wechseln des Infusionsbehälters

1. Drücken Sie die Taste , um die Infusion anzuhalten (HALT).
2. Entfernen Sie den Beutelanstechdorn der Infusionsleitung aus dem leeren/benutzten Behälter. Entsorgen Sie den leeren/benutzten Behälter gemäß den krankenhausinternen Vorschriften.
3. Stechen Sie den Anstechdorn in einen neuen Behälter.
4. Füllen Sie die Tropfkammer ca. halb voll oder bis zur Fülllinie (falls die Tropfkammer markiert ist) mit Flüssigkeit.
5. Starten Sie die Infusion erneut, siehe "Bedienung".



**Die Infusionsleitung und der Infusionsbehälter müssen unter aseptischer Technik gemäß den krankenhausinternen Vorschriften gewechselt werden.**

**Es wird empfohlen, Infusionsleitungen entsprechend den Angaben in der Gebrauchsanweisung zu wechseln.**

**Lesen Sie die der Infusionsleitung beiliegenden Gebrauchsanweisung vor Gebrauch aufmerksam durch.**

## Anweisungen für das nadelfreie SmartSite®-System

Das nadelfreie SmartSite®-Ventil ermöglicht eine sichere Schwerkraftinfusion und einen automatisierten Fluss sowie die Injektion und Aspiration von Flüssigkeiten ohne Nadeln durch den Einsatz von Luer lock- und Luer-Steckansätzen.



**Vorsichtsmaßnahmen:**

**Das Ventil muss entsorgt werden, falls die Verpackung beschädigt ist oder die Schutzkappen nicht befestigt sind.**

**Wird das nadelfreie Ventil im Notfall mit einer Nadel durchstochen, wird das Ventil beschädigt, so dass es undicht wird. Ersetzen Sie das nadelfreie Ventil sofort.**


**Stumpfe Kanülsysteme sind für das nadelfreie Ventil kontraindiziert.**

**Spritzen mit Luer-Steckansätzen dürfen NICHT unbeaufsichtigt gelassen werden.**

### ANLEITUNG – Aseptisch arbeiten

1. Desinfizieren Sie die Oberfläche des nadelfreien Ventils vor jeder Anwendung mit 70%igem Isopropylalkohol (1-2 Sekunden). Lassen Sie das Desinfektionsmittel einwirken (ca. 30 Sekunden).

**HINWEIS:** Die Trockenzeit hängt von der Temperatur, Feuchtigkeit und Belüftung des Bereichs ab.



2. Füllen Sie den Ventilport. Setzen Sie ggf. eine Spritze auf das nadelfreie Zuspritzventil auf und aspirieren Sie die Luftbläschen.
3. Lesen Sie bei der Verwendung mit Infusionsleitungen immer die spezifische Gebrauchsanweisung für die Infusionsleitung, da die Wechselintervalle je nach klinischer Anwendung (z. B. Infusionen von Blut, Blutprodukten und Lipidemulsionen) variieren können.

**HINWEIS:** Während der Verwendung des nadelfreien Zuspritzventils ist evtl. Flüssigkeit zwischen dem Gehäuse und dem blauen Kolben zu beobachten. Diese Flüssigkeit gelangt nicht in den Flüssigkeitsweg und erfordert keine Maßnahmen.

**HINWEIS:** Sollten Sie Fragen zum Produkt haben oder Schulungsmaterialien für das nadelfreie Ventil benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre CareFusion Vertretung. Beachten Sie die einrichtungsinternen Vorschriften. Wenden Sie sich an andere Organisationen, die hilfreiche Richtlinien zur Entwicklung von Einrichtungsprotokollen herausgeben.

## Entfernen von Luft in der Infusionsleitung

---

1. Drücken Sie die Taste , um den "Luft in der Leitung" -Alarm stumm zu schalten, und halten Sie die Pumpe an.
2. Schließen Sie die Klemme an der Infusionsleitung.
3. Öffnen Sie die Pumpentür, damit Sie die Luftblasen sehen können.  
**HINWEIS:** "Luft in der Leitung"-Alarmer können sowohl durch einzelne Luftblasen als auch durch über einen Zeitraum angesammelte Luftblasen aktiviert werden.
4. Unterbrechen Sie den Zugang zum Patienten und diskonnektieren Sie die Infusionsleitung vom Patienten.
5. Schließen Sie die Tür.
6. Öffnen Sie die Klemme an der Infusionsleitung.
7. Drücken Sie die Taste  einmal, und es wird *FÜLL* angezeigt.
8. Drücken und halten Sie die Taste  gedrückt, während *FÜLL* angezeigt wird, bis keine Luftblasen mehr in der Infusionsleitung zu sehen sind (beachten Sie bitte die krankenhausinternen Richtlinien).
9. Schließen Sie die Klemme an der Infusionsleitung.
10. Schließen Sie die Infusionsleitung an den Patienten an.
11. Öffnen Sie die Klemme an der Infusionsleitung und geben Sie so den Zugang zum Patienten wieder frei.
12. Drücken Sie zum Fortsetzen der Infusion die Taste .



**Verwenden Sie eine aseptische Technik gemäß den krankenhausinternen Vorschriften.**



**Infusionsleitungen ohne Ausflusstoppventil müssen abgeklemmt werden, bevor sie vom Patienten entfernt werden. Der Füllvorgang (*FÜLL*) ist nicht erforderlich, um die Luftblasen in der Infusionsleitung zu entfernen, weil sie mittels Schwerkraft entfernt werden können.**

# Vom Benutzer auswählbare Optionen - Options-Menü



**Zum Einstellen der Benutzeroptionen muss die Pumpe in Stellung *HALE* oder im Options-Menü sein, so dass die entsprechenden Benutzeroptionen verfügbar sind. Siehe auch Abschnitt "Konfigurierbare Optionen" in dieser Gebrauchsanweisung.**

Drücken Sie die Taste und halten Sie diese 2 Sekunden lang gedrückt, um vom Benutzer wählbare Optionen einzugeben.

**HINWEIS:** Wie oft die Taste gedrückt werden muss, ist abhängig von den aktivierten, vom Benutzer wählbaren Optionen. Die folgenden Anweisungen setzen die Aktivierung aller Optionen voraus.

## *Einstellen des Verschlussalarmdrucks*

---

1. Wenn **P7** angezeigt wird.
2. Wählen Sie **Hoch, nor** oder **ni** mithilfe der Tasten , um die Verschlussdruck auf Hoch, Normal oder Niedrig einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste , um zu *Goder* zum Options-Menü zurückzukehren.

## *Einstellen der Alarmlautstärke*

---

1. Drücken Sie die Taste , bis **ton** angezeigt wird.
2. Wählen Sie eine Alarmlautstärke zwischen **1** (Niedrig) und **7** (Hoch) mithilfe der Tasten .
3. Press button to *HALE* or set-up mode, or next option.

## *Einstellen der Funktion Volumen pro Zeit*

---

1. Drücken Sie die Taste , bis *ZE, t* angezeigt wird.
2. Wählen Sie **Ein** oder **AUS** mithilfe der Tasten , um die Funktion Volumen pro Zeit ein- oder auszuschalten.
3. Drücken Sie die Taste , um zu *HALE* oder oder zum Options-Menü zurückzukehren.
4. Achten Sie darauf, dass die Anzeige der ZEIT aufleuchtet, wenn die Funktion eingeschaltet ist.  
**HINWEIS:** Die Anzeige der ZEIT erhöht / verringert sich in ratenabhängigen Einheiten, z. B. 10 ml bei 99,9 ml/h ergibt 6 Min, daher wird 0:06 angezeigt.

## *Einstellen des Mikro-Modus*

---

1. Drücken Sie die Taste , bis *0.0* angezeigt wird.
2. Wählen Sie **Ein** oder **AUS** mithilfe der Tasten , um den Mikromodus ein- oder auszuschalten.
3. Drücken Sie die Taste einmal, um zu oder zum Options-Menü zurückzukehren. Ein akustisches Alarmsignal bestätigt den Status.
4. Achten Sie darauf, dass die Anzeige MIKRO aufleuchtet, wenn die Funktion eingeschaltet ist.

# Tabelle für Konfigurierbare Optionen



**Die Standardeinstellungen sind so konfigurierbar, wie dies in den Klammern in der folgenden Tabelle angegeben ist. Jede der konfigurierbaren Optionen hat einen Code, der nur von einem qualifizierten Servicetechniker unter Beachtung des Technischen Wartungshandbuchs (TSM) für dieses Produkt geändert werden darf (Artikelnummer des Technischen Wartungshandbuchs: 1000SM00006 und Ergänzung 1000SM00014).**

Beschreibung	Bereich	Vorgabe	Einstellung
Aktivieren von Volumen pro Zeit	(Ein / AUS)	AUS	
Maximales Füllvolumen	(AUS, 1 bis 40 ml)	40 ml	
Rücksetzen der Infusionsparameter auf Null beim Einschalten	(Ein / AUS)	AUS	
Maximales ZIV bei MIKRO-Modus	(0,1 bis 999 ml)	999 ml	
Bolusrate	(1 bis 999 ml/h)	400 ml/h	
Maximales Bolusvolumen	(AUS, 1 bis 99 ml)	5 ml	
Venenoffenhalterate (KVO)	(AUS, 1,0 bis 5,0 ml/h)	5,0 ml/h	
Luftblasenalarmvolumen - einzelne Luftblase	(50, 100, 250, 500 µL)	100 µl	
Aktivieren der Funktion für sekundäre Infusion	(Ein / AUS)	AUS	
Standard-Verschlussalarmdruck beim Einschalten	(Ni (250mm Hg), Nor (350 mmHg), Hoch (500 mmHg))	Hoch	
Alarmlautstärke	(1 - 7)	4	
Mikro-Modus aktivieren	(Ein / AUS)	AUS	
Maximale Infusionsrate	(1 - 999 ml/h)	999 ml/h	
ASCII-Modus für Kommunikation aktivieren	(Ein / AUS)	AUS	
Ungerade Parität für Kommunikation aktivieren	(Ein / AUS)	AUS	
Einstellen der Pumpenadresse für Kommunikation	(1 - 250)	1	
Anschlussmodus für Flusssensor**	(AUTO/Ein)	Ein	
Einstellen der aktuellen Uhrzeit und des Datums	(00:00 bis 23:59) (01/01/00 bis 31/12/99)	k. A.	
Sprachauswahl	(EnGL, FrAn, dEut, ItAL, ESPA, SE, nEd)*	EnGL	
Auswahl IrDA-Kommunikation	(Ein / AUS)	Ein	
Schwesternrufaktivierung Hoch aktiviert	(Ein / AUS)	Ein	
Tropfen pro ml Flüssigkeit	(1 bis 200)	20	
Automatische Leitungserkennung und Bolusabbau aktivieren***	(Ein / AUS)	AUS	
Stummer Modus	(Ein / AUS)	AUS	
Vom Benutzer wählbare Optionen			
Druckgrenze aktiviert	(Ein / AUS)	AUS	
Alarmlautstärke eingeschaltet	(Ein / AUS)	AUS	
Zeitgesteuerte Infusionen aktiviert	(Ein / AUS)	AUS	
Mikroinfusionen aktiviert	(Ein / AUS)	AUS	
Flusssensorempfindlichkeit	(Nor, Hoch)	Nor	

\*EnGL - Englisch, FrAn - Französisch, dEut - Deutsch, ItAL - Italienisch, ESPA - Spanisch, SE - Swedisch, nEd - Niederländisch.

\*\* Wenn die automatische Leitungserkennung deaktiviert ist oder Infusionsleitungen ohne Ausflusstoppventil verwendet werden, wird empfohlen, den Modus für den Flusssensor-Anschluss auf Ein zu stellen. Wenn Ein ausgewählt ist, nimmt die Alaris® GW Volumetrische Infusionspumpe den Betrieb nur dann auf, wenn ein Flusssensor angeschlossen ist.

\*\*\* Stellen Sie bei Verwendung von Infusionsleitungen von CareFusion (siehe Abschnitt „Kompatible Infusionsleitungen“), sicher, dass der Leitungserkennungsmodus auf Ein gestellt ist. (Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Automatische Leitungserkennung“). Stellen Sie bei allen Alaris® GW Volumetrischen Infusionspumpen in Ihrem Krankenhaus denselben automatischen Leitungserkennungsmodus ein (d. h. alle auf Ein oder alle auf AUS), um Unsicherheiten der Bediener bezüglich des aktuellen Betriebsmodus der Pumpe zu vermeiden.

Serien-Nr. \_\_\_\_\_

Software-Version \_\_\_\_\_

Konfiguriert von \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Genehmigt durch \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

# Alarmer

Alarmer bewirken eine Unterbrechung der Infusion und werden durch eine Kombination aus einem akustischen Signal und einem Symbol im Display angezeigt.

- Überprüfen Sie die Alarmermeldung auf dem Display und beachten Sie die Ursache und Maßnahme in der Tabelle unten. Drücken Sie , um das akustische Signal abzuschalten. (Ausnahmen sind *Err* & *bAt*)
- Beseitigen Sie die Ursache des Alarms und drücken Sie die Taste , um mit der Infusion fortzufahren.

Display	Ursache	Maßnahme
<i>LUFT ObEn</i>	LUFT IN LEITUNG INFUSIONSSEITIGER VERSCHLUSS	Siehe "Entfernen von Luft in der Infusionsleitung". Diskonnektieren Sie die Infusionsleitung vom Zugang und verwenden Sie die Füllfunktion (siehe "Füllen der Infusionsleitung"). Entfernen Sie den Verschluss / die Luftblase und starten Sie die Infusion wieder, indem Sie die Taste  drücken.
<i>bAt</i>	INTERNE BATTERIE LEER	Schließen Sie die Pumpe wieder an das Stromnetz an, um das Alarmsignal abzuschalten. Starten Sie die Pumpe wieder im Wechselstrombetrieb, um die interne Batterie zu laden.
<i>tür</i>	PUMPENTÜR OFFEN Pumpentür wurde während einer Infusion geöffnet.	Schließen Sie die Pumpentür und starten Sie die Infusion erneut.
<i>Err</i>	SYSTEMFEHLER	Schalten Sie die Pumpe aus. Nehmen Sie die Pumpe außer Betrieb, um sie von einem qualifizierten Servicetechniker untersuchen zu lassen.
<i>FLU Err</i>	FEHLER BEI INFUSION Während der Infusion wurden keine Tropfen erkannt (leerer Behälter). Zu großer Anstieg oder Abfall der Infusionsgeschwindigkeit von Flusssensor erkannt.  Flusssensor ist an der sekundären Infusionsleitung angebracht.	Verschließen Sie die Leitung mit einer Klemme, um die Infusion zu stoppen. Achten Sie darauf, dass der Schlauch richtig in den Pumpenkanal eingelegt ist und die Flussrichtung stimmt. Achten Sie darauf, dass sich genügend Flüssigkeit im Infusionsbehälter befindet. Überprüfen Sie, ob eine Blockierung / ein Verschluss in der Infusionsleitung vorhanden sind. Nachdem die Leitung richtig eingelegt wurde, schließen Sie die Pumpentür und starten Sie die Infusion wieder. Achten Sie darauf, dass der Flusssensor an der primären Infusionsleitung angebracht ist.
<i>FLU SENS</i>	FEHLER BEIM ANSCHLUSS DES FLUSSENSORS Flusssensor während einer Infusion angeschlossen / entfernt. Flusssensor ist nicht angeschlossen, und ein primäres ZIV ist "AUS". Zu viel Flüssigkeit in der Tropfkammer.	Starten Sie die Infusion mit angeschlossenem / abgenommenem Flusssensor, wie erforderlich. Schließen Sie den Flusssensor an oder stellen Sie das ZIV ein und starten Sie die Infusion neu. Achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit in der Tropfkammer nicht oberhalb der Fülllinie steht.
<i>Hoch Occl</i>	PATIENTENSEITIGER VERSCHLUSS Auf der Patientenseite ist ein Verschluss aufgetreten.	Bauen Sie den Druck in der Infusionsleitung ab, um einen ungewollten Bolus am Patienten nach der Beseitigung des Verschlusses zu verhindern. Beheben Sie die Ursache des Verschlusses. Starten Sie die Infusion erneut.
<i>Err SEt</i>	VERWENDUNG EINER NICHT GERÄTEZUGEHÖRIGEN INFUSIONSLEITUNG mit aktiviertem Leitungserkennungsmodus, falsch eingelegter oder abgenutzter Leitung. Zu viele Luftblasen in der Leitung. Infusion mit abgeklemmter vorgeschalteter Leitung gestartet. Oberes Zuspritzteil der eingelegten Infusionsleitung 273-003 zu nah an der Pumpe.	Entfernen Sie die Infusionsleitung und legen Sie die richtige oder neue Leitung ein (siehe "Kompatible Infusionsleitungen"). Entfernen Sie die Luftblasen aus der Leitung (siehe "Entfernen von Luftblasen"). Lösen Sie die Klemme starten Sie die Infusion erneut. Legen Sie die Infusionsleitung so ein, dass sich die Pumpe mindestens 30 cm vom Zuspritzteil entfernt befindet.

## Warnhinweise

Die Warnungen machen den Anwender auf eine Situation aufmerksam, führen aber nicht notwendigerweise zur Unterbrechung der Infusion. Sie werden durch ein akustisches Signal, ein Symbol im Display oder beides angezeigt.

1. Überprüfen Sie, ob im Display ein Warnsymbol erscheint. Drücken Sie , um das akustische Signal abzuschalten.
2. Beseitigen Sie die Ursache der Warnung oder fahren Sie vorsichtig fort.

Display	Ursache	Maßnahme
<i>bol</i>	Bolus wird gegeben.	Lassen Sie die Taste  los, um mit der Infusion fortzufahren, nachdem der gewünschte Bolus gegeben wurde.
<i>End</i>	Eingestelltes Volumen wurde infundiert.	Die Pumpe infundiert mit der Venenoffenhalterate, bis die Taste  gedrückt wird. Siehe Abschnitt "Venenoffenhalterate" in dieser Gebrauchsanweisung.
<i>FÜLL</i>	Die Pumpe füllt die Infusionsleitung.	Achten Sie darauf, dass alle Luftblasen aus der Infusionsleitung entfernt wurden, bevor Sie die Infusion starten.
<i>n, bAt</i>	Batterie fast leer (mindestens 30 Min. vor dem bAt-Alarm).	Schließen Sie die Pumpe an das Stromnetz an.
<i>HALT</i>	Die Pumpe wurde angehalten.	Drücken Sie die Taste  , um zur Infusion zurückzukehren, oder drücken Sie  , um zum Options-Menü zurückzukehren.
<i>bEd,</i>	Die Pumpe ist seit mehr als 2 Minuten im Halt und die Infusion wurde nicht gestartet.	Machen Sie eine Eingabe bei der Pumpe.
<i>tEst</i>	Automatische Überprüfung der Infusionsleitung.	Lassen Sie die Pumpe den Test beenden, bevor Sie sie weiter verwenden.

## Funktion des Flusssensors



Der Flusssensor überwacht automatisch die Infusionsflussrate durch die Tropfkammer. Der Flusssensor bewirkt, dass die Pumpe einen Alarm anzeigt, wenn eine signifikante Abweichung von der Infusionsrate auftritt. Der Flusssensor kann außerdem feststellen, wenn der Infusionsbehälter leer ist. Aus diesem Grund ist es zwingend erforderlich, einen Flusssensor zu verwenden, wenn der automatische Leitungserkennungsmodus der Pumpe deaktiviert ist.


### Verwendung eines Flusssensors

Modus der Alaris® GW Volumetrischen Infusionspumpe	Infusionsleitung mit Ausflusstoppventil?	Flusssensor verwenden?
Leitungserkennung <b>Ein</b> *	JA	OPTIONAL
Leitungserkennung <b>Ein</b> *	NEIN	EMPFOHLEN
Leitungserkennung <b>Aus</b> **	JA	OBLIGATORISCH
Set detection <b>Aus</b> **	NEIN	OBLIGATORISCH

\* In diesem Modus können nur Infusionsleitungen von CareFusion verwendet werden.

\*\* CareFusion rät davon ab, Infusionsleitungen anderer Hersteller zu verwenden

### Flusssensor Modell 180



1. Schließen Sie den Flusssensor am entsprechenden Anschluss an der Pumpenseite an.
2. Bringen Sie den Flusssensor Modell 180 an der Tropfkammer der Infusionsleitung an, indem Sie die Griffe zurückziehen. Siehe obige Abbildung.
3. Fahren Sie mit den Anweisungen für das Einlegen, Füllen und Einstellen wie im Abschnitt "Bedienung" beschrieben fort.

**HINWEIS:** Achten Sie darauf, dass die Tropfkammer aufrecht und halb voll ist.



**Bringen Sie den Flusssensor stets vor dem Starten der Infusion an.**

**Vermeiden Sie die Verwendung des Flusssensors in direktem Sonnenlicht.**

**Achten Sie immer darauf, dass die Linse sauber ist.**

**Setzen Sie die Abdeckung des Flusssensor-Anschlusses immer wieder auf, wenn der Stecker des Flusssensors gezogen wird.**

# Kompatible Infusionsleitungen

Die Pumpe verwendet Standard-Einmal-Infusionsleitungen mit Luer lock-Ansätzen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders sicherzustellen, dass nur die von CareFusion empfohlenen Produkte zur Anwendung kommen.



**CareFusion empfiehlt, nach Möglichkeit immer Infusionsleitungen mit Ausflusstoppventilen zu verwenden. Das Ausflusstoppventil verhindert den freien Fluss, wenn eine Infusionsleitung falsch eingelegt ist oder aus der Pumpe entfernt wurde.**

**Es werden ständig neue Infusionsleitungen für unsere Kunden entwickelt. Wenden Sie sich bezüglich der Verfügbarkeit bitte an Ihre lokale CareFusion Vertretung.**

**Es empfiehlt sich, die Infusionsleitungen entsprechend den Angaben in der Gebrauchsanweisung zu wechseln. Lesen Sie die der Infusionsleitung beiliegenden Gebrauchsanweisung vor Gebrauch aufmerksam durch.**

**WARNUNG** Infusionsleitungen ohne Ausflusstoppventile oder ohne Schutz vor unkontrolliertem Fluss dürfen zur Verabreichung hochriskanter Medikamente oder bei vulnerablen Patienten nicht verwendet werden. Der Einsatz von Leitungen ohne Schutz vor unkontrolliertem Fluss kann zu einem nicht regulierten Fluss und in der Folge ggf. zu Schäden am Patienten führen. Bei deaktiviertem Leitungserkennungsmodus ist immer ein Flusssensor zu verwenden.


Diese Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.

## Standard-Infusionsleitungen

273-001 Infusionsleitung mit 15-µm-Filter in Tropfkammer, Ausflusstoppventil (220 cm)



273-002 Infusionsleitung mit 15-µm-Filter in Tropfkammer, 1 Zuspritzteil und Ausflusstoppventil (220 cm)



273-003 Infusionsleitung mit 15-µm-Filter in Tropfkammer, 2 Zuspritzteile, Rückschlagventil und Ausflusstoppventil (220 cm)




273-004 Infusionsleitung mit 15-µm-Filter in Tropfkammer, Rollenklemme und Luer-Rückschlagventil (210 cm). Geeignet für Schwerkraftinfusion.



273-005 Infusionsleitung mit Rollenklemme. (225 cm). Geeignet für Schwerkraftinfusion.



273-303E Infusionsleitung mit 15-µm-Filter in Tropfkammer, zwei Ausfluss-Stopp-Ventilen und zwei SmartSite®-Ventil-Y-Zuspritzteilen. (290 cm)




273-304 Infusionsleitung mit 15-µm-Filter in Tropfkammer. (275 cm). Geeignet für Schwerkraftinfusion.




## Blutinfusionsleitungen

273-007 Blutinfusionsleitung mit 1 oberen Zuspritzteil, In-Line-Tropfkammer mit 200-µm-Filter und Luer-Rückschlagventil (285 cm). Geeignet für Schwerkraftinfusion.



273-008 Blutinfusionsleitung mit 1 oberen und 1 unteren Zuspritzteil, Rückschlagventil, In-Line-Tropfkammer mit 200-µm-Filter und Luer-Rückschlagventil (285 cm). Geeignet für Schwerkraftinfusion.



273-080 Blutinfusionsleitung mit 2 Dornen, 1 oberen und 1 unteren Zuspritzteil mit Ausflusstoppventil und In-Line-Tropfkammer mit 200- $\mu$ m-Filter (225 cm)



### Filterleitungen

273-009 1,2- $\mu$ m-Filterleitung mit Ausflusstoppventil und 15- $\mu$ m-Filter in Tropfkammer (230 cm)




### Büretteninfusionsleitungen

273-103 Büretteninfusionsleitung mit 1 Zuspritzteil und Ausflusstoppventil (220 cm)




### Lichtgeschützte Infusionsleitungen

273-011 Lichtgeschützte PVC-Infusionsleitung mit Ausflusstoppventil und Pumpsegment mit 15- $\mu$ m-Filter in Tropfkammer (235 cm)




### Polyethylen-beschichtete Infusionsleitungen

273-053 PVC-Infusionsleitung mit geringer Ad-/Absorption und mit Ausflusstoppventil sowie Pumpsegment mit 15- $\mu$ m-Filter in Tropfkammer. (260 cm).




### Sekundäre Infusionsleitungen

72213-0006 Sekundäre Infusionsleitung mit 18G-Nadel und Aufhänger (etwa 84 cm).



72213N-0006 Sekundäre Infusionsleitung und langer Haken (etwa 76 cm).



### Filterinfusionsleitungen


C20128 Infusionsleitung mit 1,2-µm-Filter und einem Zuspritzteil. Rotierendes Luer-Rückschlagventil (ca. 51 cm)




C20350 Infusionsleitung mit 0,2-µm-Filter und einem Zuspritzteil. Rotierendes Luer-Rückschlagventil (ca. 51 cm). Geringe Ab-/Adsorption (polyethylenbeschichtet)



20128E-0006 Verlängerungsset mit 1,2-µm-Filter und einem SmartSite®-Ventil-Y-Zuspritzteil. Rotierendes Luer-Rückschlagventil (ca. 51 cm)




20350E-0006 Verlängerungsset mit 0,2-µm-Filter und einem SmartSite®-Ventil-Y-Zuspritzteil. Rotierendes Luer-Rückschlagventil (ca. 51 cm) Geringe Ad-/Absorption (Polyethylenbeschichtet)




### Onkologiesets

MFX273-950E Onkologieset mit fünf SmartSite®-Ventil-Y-Zuspritzteilen.



MFX273-952E Gelbes Onkologieset mit fünf SmartSite®-Ventil-Y-Zuspritzteilen.




**Lesen Sie in der mit dem Infusionsset gelieferten Gebrauchsanweisung die Informationen über die Verwendung des Flusssensors mit dem Infusionsset sorgfältig durch, bevor Sie die folgenden Infusionssets in Gebrauch nehmen:**

- MFX273-950E
- MFX273-952E


# Zubehör

## Alaris® Gateway Workstation



Produkt SKU	80203UNS0y-xx
Eingangsspannung	115-230 V Wechselstrom, ~50-60 Hz
Elektrische Leistung	460 VA (maximal)
Schutz vor Stromschlägen	Klasse 1
Klassifizierung	Dauerbetrieb
Stromzufuhr an die Pumpe	115-230 V, ~50-60 Hz, 60 VA

## Alaris® DS Docking Station



Produkt SKU	80283UNS00-xx
Eingangsspannung	230 V Wechselstrom, 50 oder 60 Hz
Elektrische Leistung	500 VA
Schutz vor Stromschlägen	Klasse 1
Klassifizierung	Dauerbetrieb
Stromzufuhr an die Pumpe	20 VA, max. 230 V, 50-60 Hz

y = Anschlussoption – 1, 2 oder 3

xx = Konfiguration

# Wartung

## Rutinewartung

Damit diese Pumpe in einwandfreiem Betriebszustand bleibt, ist es wichtig, sie sauber zu halten und die im Folgenden beschriebenen Routinewartungsarbeiten durchzuführen. Alle Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifizierten Servicetechnikern unter Bezugnahme auf das Technische Wartungshandbuch (TSM) durchgeführt werden.

Schaltpläne, Ersatzteillisten und alle weiteren Serviceinformationen, die zur Anleitung des qualifizierten Servicetechnikers bei der Reparatur dienen, sind bei CareFusion erhältlich.



**Bei Sturz, Beschädigung, übermäßiger Feuchtigkeit oder hohen Temperaturen nehmen Sie die Pumpe unverzüglich außer Betrieb und lassen Sie sie durch einen qualifizierten Servicetechniker prüfen.**

**Jegliche vorbeugende Wartung und Reparatur sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten sind an einem entsprechenden Arbeitsplatz gemäß den bereitgestellten Informationen durchzuführen. CareFusion haftet nicht, wenn eine dieser Tätigkeiten entgegen den Anweisungen in dem von CareFusion bereitgestellten Informationsmaterial durchgeführt werden sollte.**

### Intervall

### Rutinewartung

Gemäß den krankenhausinternen Richtlinien.	Die Außenflächen der Pumpe vor und nach längerer Aufbewahrung gründlich reinigen.
Bei jeder Verwendung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Überprüfen Sie den Netzstecker und das Stromkabel auf Beschädigungen.</li> <li>2. Überprüfen Sie das Gehäuse, das Tastenfeld und den Mechanismus auf Schäden.</li> <li>3. Überprüfen Sie, ob der Selbsttest beim Einschalten ordnungsgemäß durchgeführt wird.</li> <li>4. Überprüfen Sie beim Starten der Pumpe, ob sowohl die Alarmanzeige als auch die Audio-Funktion aktiviert werden.</li> </ol>
Vor der Übergabe der Pumpe an einen neuen Patienten und nach Bedarf	Reinigen Sie die Pumpe mit einem fusselfreien Tuch, das leicht mit warmem Wasser und einer Standard-Desinfektions- bzw. Reinigungslösung angefeuchtet wurde.



**Angaben zur Kalibrierung entnehmen Sie bitte dem Technischen Wartungshandbuch. Bei den Maßeinheiten, die bei der Kalibrierung verwendet werden, handelt es sich um SI-Einheiten (Système International d'unités).**



**Es ist sehr wichtig, dass Sie sich stets auf die aktuellste Version der Gebrauchsanweisung und des Technischen Wartungshandbuchs Ihrer CareFusion-Produkte berufen. Unter [www.carefusion.com](http://www.carefusion.com) wird auf diese Dokumente verwiesen. Kopien können Sie bei Ihrer CareFusion-Vertretung vor Ort anfordern.**

## Batteriebetrieb

Die interne, wiederaufladbare Batterie ermöglicht die Fortsetzung des Betriebs, wenn kein Netzstrom verfügbar ist, z. B. beim Transport von Patienten oder bei Stromausfall. Die verfügbare Infusionsdauer bei Batteriebetrieb ist von der Infusionsrate abhängig, siehe Abschnitt "Spezifikationen" in dieser Gebrauchsanweisung. Vom Alarm, dass die Batterie geladen werden muss, dauert es ca. 24 Stunden bis zum vollständigen Aufladen, wenn die Pumpe wieder an das Stromnetz angeschlossen wird, gleichgültig ob diese läuft oder nicht. Die Batterie wird während des Betriebs am Stromnetz immer automatisch geladen und die Wechselstromanzeige leuchtet auf.

Bei der Batterie handelt es sich um eine wartungsfreie, versiegelte Nickel-Metall-Hydrid-Batterie, die keine Routinewartung benötigt. Für einen optimalen Betrieb sollten Sie jedoch darauf achten, dass die Batterie nach jeder vollen Entladung, vor der Lagerung und regelmäßig in Abständen von 3 Monaten während der Lagerung vollständig aufgeladen wird.

Die Ladung wird mit der Zeit abgebaut. Wenn der Erhalt der Ladung kritisch ist, sollte die interne Batterie alle 3 Jahre ersetzt werden.

Es wird empfohlen, die Batterie nur von qualifizierten Servicetechnikern auswechseln zu lassen. Weitere Informationen über das Auswechseln der Batterie finden Sie im Technischen Wartungshandbuch.

Jegliche Verwendung von Akkus in der Alaris® Volumetrischen Infusionspumpe, die nicht von CareFusion hergestellt wurden, erfolgt auf eigenes Risiko. CareFusion gibt keinerlei Garantie auf oder Zustimmung für Akkus, die nicht von CareFusion hergestellt wurden. CareFusions Produktgarantie gilt nicht, wenn die Alaris® Volumetrische Infusionspumpe aufgrund der Verwendung eines nicht von CareFusion hergestellten Akkus Schäden, vorzeitige Abnutzungserscheinungen oder Funktionsstörungen aufweist oder anderweitig fehlerhaft arbeitet.

## Entsorgung

### Hinweise zur Entsorgung von Altgeräten & elektronischer Ausrüstung

Dieses  Zeichen auf dem Produkt und/oder auf der Begleitdokumentation bedeutet, dass Altgeräte und gebrauchte elektronische Produkte nicht mit den üblichen Siedlungsabfällen entsorgt werden dürfen.

Wenn Sie Altgeräte und elektronische Ausrüstung entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an eine Niederlassung von CareFusion oder einen unserer Vertriebspartner.

Die sachgerechte Entsorgung dieses Produktes trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu erhalten und mögliche schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die möglicherweise infolge unsachgemäßer Abfallentsorgung entstehen können, zu verhindern.

**Hinweise zur Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union**

Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union. Das Produkt muss unter Beachtung vom Umweltfaktoren entsorgt werden. Um Risiken oder Gefahren zu vermeiden, entfernen Sie die interne, wiederaufladbare Batterie und die Nickel-Metall-Hydrid-Batterie von der Steuerplatine und entsorgen Sie sie entsprechend den örtlichen Vorschriften Ihres Landes. Alle anderen Komponenten können auf übliche Art und Weise sicher entsorgt werden.

**Überprüfungsprotokoll für die sicherheitstechnische Kontrolle nach §6 MPBetreibV (alle 24 Monate)**

Zusätzlich zu der von CareFusion, Alaris® Products empfohlenen Routinewartung ist eine STK in den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz durchzuführen.

Ident.-Nr.:		Station :	
Betreiber :			
Gerät nach MPG:		Infusionspumpe 2b	
Gerätetyp :	Alaris GW	Fabrikations-Nr.:	
Softwarestand:			
1. SICHTPRÜFUNG		in Ordnung	Defekt
1.1 Überprüfung auf mech. Beschädigungen		X	
1.2 Prüfung der Türfunktion		X	
1.3 Prüfung der Abklemmeinrichtung		X	
1.4 Anschlüsse, Netzkabel, Sicherung, Aufkleber		X	
1.5 Peristaltik auf Beschädigungen, Fremdkörper und Verschleiß prüfen		X	
1.6 Einmalartikel		X	
2. PRÜFUNG DER FUNKTIONSFÄHIGKEIT			
2.1 Prüfung gegen Luftförderung (optional, bei Konfiguration mit FS)		X	
2.2 Prüfung der Luftekennung Code12, Test 5 (a=0, a=1)		X	
2.3 Geräteselbsttest (Code 3) durchführen, Fehlerspeicher (Code 10) prüfen		X	
2.4 Akkubetrieb		X	
2.5 Prüfung der Alarmer und Warnhinweise			
2.5.1 Alarm tür		X	
2.5.2 Alarm LUft ObEn (Verschluß oberhalb d. Pumpe kontrollieren)		X	
2.5.3 Alarm Hoch Occl		X	
2.5.4 Alarm Err SEt		X	
2.5.5 Warnhinweis End		X	
2.5.6 Warnhinweis HALt		X	
2.5.7 Warnhinweis bEdi		X	
2.5.8 Alarm FLU Err (optional, bei Konfiguration mit FS)		X	
2.5.9 Alarm FLU SenS (optional, bei Konfiguration mit FS)		X	
3. MESSUNG DER AUSGANGSPARAMETER			
3.1 Förderraten Überprüfung (125 ml/h, ZIV = 20 ml, 19 - 21ml) Prüfung kann über Code 5 erfolgen.		X	
3.2 Abschalttdruck bei 125 ml/h, 500mmHg, 350 – 650 mmHg (Toleranz) Prüfung kann über Code 12, Test 8 erfolgen.		X	
4. PRÜFUNG DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT Elektrische Messungen nach IEC 601-1 1988 (EN60601-1: 1993)			
4.1 Gehäuseableitstrom < 0.1 mA	_____ mA	X	
4.2 Erdableitstrom < 0.5 mA	_____ mA	X	
4.3 Schutzleiterwiderstand < 0.2 Ω	_____ Ω	X	
VERWENDETE PRÜFGERÄTE			
VDE-PRÜFKOFFER			
PRÄZISIONSBÜRETTE 25 ml +/- 0.03 ml (Prüfung bei 23 ±2° C)			
DRUCKMANOMETER			
ABSCHLUSSBERICHT: Gerät ist voll funktionsfähig und ohne Mängel			
Bemerkung: Es dürfen nur zugelassene Einmalartikel verwendet werden!			
Datum: :		Unterschrift	

# Reinigung und Lagerung

## Reinigen der Pumpe

Reinigen Sie die Pumpe, bevor Sie sie bei einem neuen Patienten verwenden und regelmäßig während des Gebrauchs durch Abwischen mit einem fusselfreien Tuch, das leicht mit warmem Wasser und einer empfohlenen Standard-Desinfektions- bzw. Reinigungslösung angefeuchtet ist.

Folgende Arten von Desinfektionsmitteln dürfen nicht verwendet werden:

- Es dürfen keine Desinfektionsmittel verwendet werden, die Metall korrodieren lassen, beispielsweise:
  - NaDcc (z. B. PRESEPT)
  - Hypochlorite (z. B. CHLORASOL)
  - Aldehyde (z. B. CIDEX)
  - Kationische Mittel zur Behandlung von Oberflächen >1 % (z. B. Benzalkoniumchlorid).
- Die Verwendung von iodhaltigen Substanzen (z. B. Betadin) kann Oberflächenverfärbungen hervorrufen.
- Bei Reinigung der Kunststoffteile mit Isopropyl-Alkohol in konzentrierter Form können diese zerstört werden.

Empfohlene Reinigungsmittel:

Marke	Konzentration
Hibiscrub	20% (v/v)
Virkon	1% (w/v)

Folgende Produkte wurden für die Verwendung mit der Pumpe getestet und für geeignet befunden, sofern sie in Übereinstimmung mit den Richtlinien des Herstellers verwendet werden.

- Warmes Seifenwasser
- Mildes Reinigungsmittel in Wasser
- 70%iger Isopropylalkohol in Wasser
- Chlor-Clean
- Hibiscrub
- Clinell Universal-Tuch
- TriGene Advance
- Tristel Fuse-Beutel
- TTristel Trio-Tüchersystem
- Tuffie 5-Tuch
- Virkon Desinfektionsmittel



**Schalten Sie die Pumpe vor dem Reinigen immer aus und trennen Sie sie vom Stromnetz. Lassen Sie nie Flüssigkeit in das Gehäuse eindringen und vermeiden Sie, dass sich überschüssige Flüssigkeit auf der Pumpe ansammelt. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche der Pumpe beschädigen können. Sterilisieren Sie die Pumpe nicht im Dampfautoklaven oder mit Ethylenoxid und tauchen Sie sie nicht in Flüssigkeiten.**

## Lagerung der Pumpe

Wenn die Pumpe längere Zeit gelagert werden soll, muss sie zuerst gereinigt und die interne Batterie vollständig aufgeladen werden. Lagern Sie die Pumpe in einer sauberen, trockenen Umgebung bei Zimmertemperatur und, falls verfügbar, zum Schutz in der Originalverpackung.

Führen Sie alle 3 Monate während der Lagerung die im Technischen Wartungshandbuch beschriebenen Funktionstests durch und achten Sie darauf, dass die interne Batterie vollständig aufgeladen ist.



**Weitere Informationen über das Auswechseln der RTC Batterie BT1 finden Sie im Technischen Wartungshandbuch.**

## Reinigen und Lagern der Infusionsleitung

Die Infusionsleitung ist ein Einwegartikel und muss gemäß den krankenhausinternen Vorschriften entsorgt werden.

## Reinigen des Flusssensors

Reinigen Sie den Flusssensor vor dem Anschluss an eine neue Infusionsleitung und regelmäßig während des Gebrauchs durch Abwischen mit einem fusselfreien Tuch, das leicht mit warmem Wasser und einer empfohlenen Standard-Desinfektions- bzw. Reinigungslösung angefeuchtet ist. Achten Sie darauf, dass der Anschluss nicht nass wird. Trocknen Sie den Flusssensor vor der Verwendung.

Um die Reinigung eines Flusssensors, der stark verschmutzt oder kontaminiert ist oder bei dem sich der Griff nicht frei bewegen lässt, zu verstärken, kann der Flusssensor in sauberes Seifenwasser getaucht und eingeweicht werden (siehe [\[1\]](#)). Das Innere der Federmechanik kann gereinigt werden, indem die Federmechanik aktiviert wird, während sich der Flusssensor in der Reinigungslösung befindet.

Nach dem Reinigen sollte der Flusssensor vor dem Gebrauch vollständig trocknen können.



**Der Stecker des Flusssensors darf nicht untergetaucht werden, da er sonst beschädigt wird.**

# Spezifikationen

## Elektrische/Mechanische Sicherheit

Erfüllt IEC/EN60601-1 und IEC/EN60601-2-24

## Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Erfüllt IEC/EN60601-1-2 und IEC/EN60601-2-24.

## Elektrische Sicherheit

IEC/EN 60601-1

Typischer Gehäuseableitstrom 7 µA

Typischer Erdableitstrom 20 µA

Typischer Schutzleiterwiderstand 0,06 Ω

## Leiter für Potentialausgleich

Die Funktion des Anschlusses für Potentialausgleich (Leiter) ist die Herstellung einer direkten Verbindung zwischen der Pumpe und der Potentialausgleichsschiene der Elektroinstallation. Zur Verwendung des Anschlusses für Potentialausgleich schließen Sie den Potentialausgleichsanschluss der Pumpe an die Potentialausgleichsschiene der Elektroinstallation an.

## Durchschlagfestigkeit

Überspannungsversuch 1,7 kV Gleichstrom (Phase und Nullleiter an Schutzleiter) über 10 s.

Leistungsprüfung (Performance Strength Test) 500 V Gleichstrom (Phase und Nullleiter an Schutzleiter).

## Überspannungsversuch

Der Überspannungsversuch wird beim Hersteller durchgeführt. Es wird nicht empfohlen, den Überspannungsversuch zu wiederholen, wenn die Pumpe während der Wartung erneut getestet wird.

## Klassifikation

Gerät der Klasse I. Dauerbetrieb, tragbares Gerät, Typ 4.

## Wechselstromversorgung

100 - 120 V Wechselstrom, 50/60Hz, 10VA (nominell).

220 -240 V Wechselstrom, 50/60Hz, 10VA (nominell).

## Schutz gegen Eindringen von Flüssigkeiten

IPX1 - Geschützt gegen vertikal fallende Wassertropfen.

## Abmessungen

137mm (B) x 140mm (H) x 105mm (T). Gewicht: etwa 1,5 kg (ohne Netzkabel).

## Umweltspezifikationen

Bedingung	Betrieb	Transport & Lagerung
Temperatur	+15 °C - +38 °C	-20 °C - +50 °C
Feuchtigkeit	20% - 90%*	10% - 95%*
Atmosphärischer Druck	700 hPa - 1060 hPa	500 hPa - 1060 hPa

## Füllen der Infusionsleitung / Füllen

Parameter	Bereich
Füllrate	Fest:>999 ml/h
Füllvolumen	0 - 40 ml***

## Starten der Infusion / Einstellen

Infusionsparameter	Mikro	Standard
Förderrate	1,0 - 99,9 ml/h**	1 - 999 ml/h**
ZIV	0,1 - 99,9 ml** 100 - 999 ml***	1 - 9999 ml***
VI	0,0 - 99,9 ml** 100 - 9999 ml***	0 - 9999 ml***

## Abgabe eines Bolus

Parameter	Bereich
Bolusrate	1 - 999 ml/h**
Bolusvolumen	0 - 99 ml***
Max. Bolusvolumen nach Beseitigung eines harten Verschlusses	<0,6 ml

\*Nicht kondensierend.

\*\*Gemessen in Schritten von 0,1 ml.

\*\*\*Gemessen in Schritten von 1 ml.

### Batteriespezifikationen

Wiederaufladbare NiMH- (Nickel-Metall-Hybrid) Batterie. Wird automatisch geladen, wenn die Pumpe an das Stromnetz angeschlossen wird.

Batteriefunktionsdauer - 10 Stunden bei 25 ml/h

Batterieladung - 95% Ladung - < 24 Stunden (alle Bedingungen).

### Alarmbedingungen

SYSTEMFEHLER	INFUSIONSSEITIGER VERSCHLUSS
LUFT IN LEITUNG	FALSCHES INFUSIONSSET
BATTERIE LEER	TÜR OFFEN
PATIENTENSEITIGER VERSCHLUSS	

### Kritisches Volumen

Das maximal infundierte Volumen nach einer Einzelfehlerbedingung beträgt 1,0 ml.

### Venenoffenhalterate

Bis zu max. 5 ml/h oder Infusionsrate, wenn auf weniger als die eingestellte Venenoffenhalterate programmiert.

### Verschussdruck

Vom Benutzer wählbar: Verschussdruckalarm bei 125 ml/h - 250 mmHg (niedrig), 350 mmHg (normal), 500 mmHg (hoch).

### Sicherungstyp

2 X T 125 mA, träge (100 - 120 V Wechselstrom, nominell).

2 X T 63 mA, träge (220 -240 V Wechselstrom, nominell).

### Luftblasensensor

Integrierter Ultraschallsensor.

### Luftblasenerkennung

Konfigurierbar 50 µl, 100 µl, 250 µl, 500 µl.

### Einstellung Gesamtzeit

Bis zu 99 Stunden und 59 Minuten.

### Erhalt des Datenspeichers -

Der elektronische Datenspeicher der Pumpe bleibt ohne Einschalten mindestens 6 Monate erhalten.

### Minimaler Verschussalarmdruck

100 mmHg

### Maximaler Verschussalarmdruck

1000 mmHg

### Erzeugtes Bolusvolumen bei 25,0 ml/h, wenn die Schwelle für den minimalen Verschussalarmdruck erreicht wird

0,3 ml

### Erzeugtes Bolusvolumen bei 25,0 ml/h, wenn die Schwelle für den maximalen Verschussalarmdruck erreicht wird

0,6ml

### Maximale Dauer zur Aktivierung des Verschussalarms

Die maximale Dauer bis zur Aktivierung des Verschussalarms bei 1,0 ml/h beträgt <45 Min (hoch).

Die maximale Dauer bis zur Aktivierung des Verschussalarms bei 1,0 ml/h beträgt <30 Min (niedrig).

Die maximale Dauer bis zur Aktivierung des Verschussalarms bei 25 ml/h beträgt <5,30 Min (hoch).

Die maximale Dauer bis zur Aktivierung des Verschussalarms bei 25 ml/h beträgt <2,10 Min (niedrig).

Die maximale Dauer bis zur Aktivierung des Verschussalarms bei 999 ml/h beträgt <3 Sek. (hoch).

Die maximale Dauer bis zur Aktivierung des Verschussalarms bei 999 ml/h beträgt <2 Sek. (niedrig).

### Systemgenauigkeit

Ratengenauigkeit  $\pm 5\%$  bei 25 ml/h unter Nominalbedingungen<sup>2</sup>, getestet laut IEC60601-2-24 (95% Vertrauensintervall / 80% Population).



**Bei allen Bedingungen muss die Ratengenauigkeit entsprechend angepasst werden.<sup>5</sup>**

Bolusvolumengenauigkeit -  $\pm 10\%$  bei 5 ml unter Nominalbedingungen<sup>2</sup>, getestet laut IEC60601-2-24. Bei allen Bedingungen<sup>3</sup> muss die Bolusvolumengenauigkeit wie bei der Ratengenauigkeit angepasst werden.

### Verschussdruckgenauigkeit

$\pm 150$  mmHg unter Nominalbedingungen<sup>2</sup>

$\pm 250$  mmHg bei allen Bedingungen<sup>3</sup>

### Genauigkeit der Luftblasenerkennung

± 20% oder ± 0,025 ml/5 unter Nominalbedingungen<sup>2</sup>



**HAFTUNGSAUSSCHLUSS.** Diese Pumpe wurde von CareFusion ausschließlich für die Verwendung mit zugehörigen Infusionsleitungen von CareFusion getestet und genehmigt. Falls der Anwender die Verwendung von Infusionsleitungen in Betracht zieht, die nicht für die Verwendung mit der Alaris® GW Volumetrischen Infusionspumpe genehmigt sind, sollte der Anwender vor deren Verwendung zunächst Rücksprache mit einer autorisierten CareFusion Vertretung hinsichtlich Kompatibilität und/oder Kalibrierung halten. CareFusion kann jedoch in keinem Fall eine Gewähr für die Eignung und sichere Leistung von nicht gerätezugehörigen Infusionsleitungen im Zusammenhang mit der Bedienung der Pumpe und der Genauigkeit der Infusion übernehmen.

CareFusion übernimmt keine Haftung für jedwede Schäden, einschließlich direkter, indirekter, spezieller oder beiläufig entstandener Schäden oder Folgeschäden, die aus oder in Verbindung mit der Verwendung nicht gerätezugehöriger Infusionsleitungen entstehen (Infusionsleitungen, die nicht von CareFusion hergestellt wurden), unabhängig davon, ob CareFusion vorab von einer solchen Verwendung in Kenntnis gesetzt wurde.

#### Hinweise:

1. Alle Genauigkeitsangaben bei 95% Vertrauensintervall / 95% Population, sofern nicht anders angegeben.
2. Nominalbedingungen sind definiert als:
  - Eingestellte Rate: 125 ml/h (25 ml/h für Ratengenauigkeit);
  - Typ des Einmalartikels: ALARIS® 273-001;
  - Nadel: 18 Gauge x 40 mm;
  - Typ der Lösung: Entionisiertes u. entgastes Wasser;
  - Temperatur: 23 °C ± 2 °C
  - Höhe über dem Patienten: 0,3 ± 0,1 m;
  - Gegendruck: 0 ± 10 mmHg.
3. Alle Bedingungen wie Normalbedingungen und zusätzlich:
  - Eingestellte Rate: 1 bis 999 ml/h;
  - Typ der Lösung: Alle Flüssigkeiten<sup>4</sup>;
  - Temperatur: 15 bis 38 °C
  - Höhe über dem Patienten: 0 ± 1,0 m;
4. Getestet mit destilliertem Wasser, 20% Lipid, 50% Glukose, 0,9% normale Kochsalz- und 5% Alkohollösungen.
5. Was immer bei eingestelltem Grenzwert für Luftblasenerkennung größer ist.
6. Bei allen Bedingungen muss die Ratengenauigkeit um die folgenden Prozentsätze angepasst werden:
  - ± 10% über dem Infusionsratenbereich von 1 bis 999 ml/h
  - Nominal: 0,68 (± 0,36)% über 24 Stunden Dauereinsatz.
  - Nominal: -3,5 (± 1,08)% bei 15 °C
  - Nominal: -0,9 (± 0,62)% bei 38 °C

# IrDA, RS232- und Schwesternruf-Spezifikationen

## RS232- / IrDA-Funktion

Die RS232 / IrDA-Funktion ist eine Standardfunktion der Alaris® GW Volumetrischen Infusionspumpe. Sie ermöglicht eine Fernüberwachung der Pumpe über ein geeignetes zentrales Überwachungs- oder Computersystem. Außerdem ermöglicht sie ein Herunterladen des internen Ereignisspeichers der Pumpe für Zwecke des technischen Supports.



**Die Schwesternruffchnittstelle hat ein "Remote Backup" des internen akustischen Alarms. Sie sollten sich nicht darauf verlassen, dass diese Fernüberwachung den internen Alarm vollständig ersetzt.**

**Weitere Informationen über die RS232-Schnittstelle finden Sie im Technischen Wartungshandbuch. Da es möglich ist, die Pumpe mit Hilfe der RS232-Schnittstelle in einiger Entfernung von der Pumpe und damit vom Patienten zu überwachen, liegt die Verantwortung für die Kontrolle der Pumpe bei der Software, die auf dem Computer-Steuersystem läuft.**

**Die Kontrolle der Eignung jeglicher Software im klinischen Bereich zur Steuerung oder zum Empfang von Daten von der Pumpe obliegt dem Systemnutzer. Diese Software muss eine Erkennung von Unterbrechungen oder anderen Fehlern im RS232-Kabel beinhalten. Das Protokoll wird detailliert im Technischen Wartungshandbuch beschrieben und dient nur der allgemeinen Information.**

**Alle angeschlossenen analogen und digitalen Komponenten müssen die Norm EN60950 für die Datenverarbeitung und EN60601 für medizinische Geräte erfüllen. Jeder, der zusätzliche Geräte an den Signaleingang oder -ausgang anschließt, ist ein Systemkonfigurator und verantwortlich dafür, dass die Anforderungen der Systemnorm EN60601-1-1 erfüllt werden.**


## Schwernerruf-Funktion

Die Schwesternruffchnittstelle dient zum Anschluss an ein geeignetes Überwachungssystem, das abseits des Patientenbettes anzeigt, wenn bei der Pumpe ein Alarm auftritt.



## RS232- / Schwesternrufanschlussdaten

Typische Anschlussdaten -

1. Schwesternruf normal geschlossen (NC C)
2. Ausgang Datenübertragung (TXD)
3. Eingang empfangene Daten (RXD)
4. Stromversorgung (DSR)
5. Erde (GND)
6. Nicht verwendet
7. Stromversorgung (CTS)
8. Schwesternruf normal offen (NC O)
9. Schwesternruf Nullleiter (NC COM)







**Hinweis:** Die typischen Förderraten- und Trompetenkurven - Infusionsleitung 273 001

# Technische Beschreibung

Im Folgenden werden die grundlegenden Sicherheitsprüfungen der Pumpe beschrieben, die dazu dienen, die Gefahr von Über- oder Unterinfusionen zu minimieren.

## Selbsttests beim Einschalten

Die Pumpe ist einzelfehlertolerant, was bedeutet, dass sie bei einem Fehler stoppt und einen Alarm auslöst oder bei einem Einzelfehler weiter infundiert. Während des Selbsttests beim Einschalten führt die Pumpe automatisch eine Überprüfung des Systems durch und gibt Alarm und zeigt *Err* an, wenn einer der Tests nicht bestanden wird. Siehe Abschnitt "Gerät ein- und ausschalten" in dieser Gebrauchsanweisung.

## Luft in Leitung

Zwei Ultraschall-Druckaufnehmer überwachen während der Infusion ständig, ob Luftblasen in der Infusionsleitung vorhanden sind. Diese Luftblasen-Erkennungsfunktion arbeitet in zwei Betriebsarten:

- Einzelluftblasenerkennung - Die Pumpe gibt Alarm und zeigt *LUFT ÜBER* an, wenn eine einzelne Luftblase erkannt wird, die größer als der Alarmgrenzwert für das Luftblasenvolumen ist. Der Alarmgrenzwert kann auf 50, 100, 250 oder 500 µL eingestellt werden. Siehe auch Abschnitt "Konfigurierbare Optionen" in dieser Gebrauchsanweisung.
- Luftblasenansammlung - Diese Ansammlungsfunktion überwacht das Luftvolumen, das durch die Infusionsleitung strömt, indem das Volumen der einzelnen Luftblasen über einen Zeitraum von 15 Minuten akkumuliert wird. Diese Funktion ist besonders nützlich bei Infusionen bei Patienten, die besonders empfindlich auf Luft reagieren (z. B. Säuglinge, Kinder) oder wenn Produkte infundiert werden, die signifikante Mengen kleiner Luftblasen erzeugen.



**Auch wenn eine einzelne Luftblase den vorprogrammierten Schwellenwert nicht überschreitet, kann das Gesamtvolumen der Luftblasen über 15 Minuten ausreichen, um den Grenzwert zu überschreiten und einen Luftblasenalarm auszulösen, der durch die Meldung 'LUFT ObEN' angezeigt wird.**

## Verschlussdruck auf Patientenseite

Die Pumpe hat einen Drucksensor zur Überwachung des Infusionsdrucks auf der Patientenseite. Wenn der Infusionsdruck den Alarmdruckwert, z. B. als Folge einer geknickten Infusionsleitung oder blockierten Kanüle, überschreitet, gibt die Pumpe Alarm und zeigt *Hoch ÜCCI* an.

Um die Unterschiede bei den Schläuchen der Infusionsleitungen auszugleichen, führt die Pumpe eine Messung des relativen Basiswerts für den Druck durch. Die Pumpe misst den Referenzdruck der Infusionsleitung, wenn die Infusion beginnt und gibt bei einem vorher eingestellten Druckwert oberhalb des Basiswertes Alarm. Die Druckalarmgrenzen sind 250, 300 und 500 mmHg über dem Basisdruckwert, die den Druckgrenzen "Niedrig", "Normal" und "Hoch" entsprechen. Um übermäßig hohe Druckwerte zu vermeiden, ist der Druckwert der Pumpe auf 1000 mmHg begrenzt.

## Verschlussdruck auf der Infusionsseite

Um Verschlüsse vor der Pumpe zu erkennen, die z. B. aufgrund von geschlossenen Klemmen oder verstopften Tropfkammerfiltern entstehen, überwacht die Pumpe ständig den Druck in der Infusionsleitung vor der Pumpe. Bei Erkennung eines Verschlusses gibt die Pumpe Alarm und zeigt *LUFT ÜBER* an. Die Pumpe verwendet die Ultraschall-Druckaufnehmer des Luftsensors, um Verschlüsse vor der Pumpe zu erkennen und kann daher einen Verschluss vor der Pumpe nicht von einer Luftblase unterscheiden.

## Schutz vor unkontrolliertem Fluss durch die Pumpe

Die Pumpe ist mit einem Flow-Stop-Mechanismus ausgestattet, der die Infusionsleitung verschließen soll, wenn die Pumpentür offen ist und der Schlauch richtig in die Pumpe eingelegt bleibt. Durch Drücken des Hebels des Flow-Stop-Mechanismus nach oben und rechts wird dieser Mechanismus aktiviert. Wenn er aktiviert ist, führt der Benutzer die Infusionsleitung in den Schlauchführungskanal ein.

Wenn die Pumpentür geschlossen ist, löst die in die Tür integrierte Nase den Hebel, so dass er automatisch den Schlauch verschließt, wenn die Tür wieder geöffnet wird. (Siehe "Merkmale der Alaris® GW Volumetrischen Pumpe"). Der Schlauch kann aus dem Schlauchführungskanal entfernt werden, indem die Betätigung des Hebels wiederholt wird. Wird der Hebel erneut betätigt und die Tür geöffnet, verschließt der Flow-Stop-Mechanismus den Schlauch nicht mehr.

## Bolusabbau-Funktion

Die Bolusabbau-Funktion dient zur Reduzierung des Bolusvolumens in der Infusionsleitung, der nach der Beseitigung eines Verschlusses auf der Patientenseite auftreten kann. (Die Erkennung eines Verschlusses auf der Patientenseite wird durch einen *Hoch ÜCCI* Alarm angezeigt.) Die Pumpe bringt den Druck in der Infusionsleitung innerhalb von 15 Sekunden wieder auf den Normalwert, indem sie kurzzeitig rückwärts fördert und den Druck in der Infusionsleitung mit Hilfe des Druckerfassungssystems misst. Diese Funktion kann einen Flüssigkeitsbolus an den Patienten verhindern, der nach der Beseitigung eines Verschlusses, der z. B. durch eine geschlossene Klemme auf der Patientenseite verursacht wurde, auftreten kann.

**Hinweis:** Die Anti-Bolus-Funktion wird deaktiviert, wenn die Funktion für die automatische Infusionsleitungserkennung ausgeschaltet wird. Siehe Abschnitt "Konfigurierbare Optionen" in dieser Gebrauchsanweisung.

## Ersatzteile

Eine umfassende Liste von Ersatzteilen für diese Pumpe finden Sie im Technischen Servicehandbuch.

Das technische Wartungshandbuch (1000SM0006) ist ab sofort im Internet unter folgender Adresse erhältlich:

[www.carefusion.co.uk/alaris-technical/](http://www.carefusion.co.uk/alaris-technical/)

Für den Abruf unserer Handbücher brauchen Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort. Wenden Sie sich für die Anmeldedaten bitte an den zuständigen Kundendienstvertreter.

<b>Artikelnummer</b>	<b>Beschreibung</b>
1000EL00349	Interne Batterieeinheit
1001FAOPT91	Netzkabel - UK
1001FAOPT92	Netzkabel - Europa

# Kundendienstkontakte

Wenn Sie eine Kundendienstleistung benötigen, wenden Sie sich bitte an eine unserer Niederlassung oder einen unserer Vertriebspartner vor Ort:

<b>AE</b>	<b>DE</b>	<b>HU</b>	<b>PT</b>
CareFusion, PO Box 5527, Dubai, United Arab Emirates.	CareFusion, Tullastr. 8-12 69126 Heidelberg, Deutschland.	CareFusion, Döbrenlei tér 1, H-1013 Budapest, Magyarország.	CareFusion, Avda. São Miguel, 296 Atelier 14 2775-751 Carcavelos, Lisboa Portugal
Tel: (971) 4 28 22 842	Tel: (49) 6221 305 0	Tel: (36) 1 488 0232 Tel: (36) 1 488 0233	Tel: +351 219 152 593
Fax: (971) 4 28 22 914	Fax: (49) 6221 305 216	Fax: (36) 1 201 5987	Fax: +351 219 152 598
<b>AU</b>	<b>DK</b>	<b>IT</b>	<b>SE</b>
CareFusion, 3/167 Prospect Highway, PO Box 355 Seven Hills, NSW 2147, Australia.	CareFusion, Firkovvej 25 B, 2800 Lyngby, Danmark.	CareFusion, Via Ticino 4, 50019 Sesto Fiorentino, Firenze, Italia.	CareFusion, Hammarbacken 4B, 191 46 Sollentuna, Sverige.
Tel: (61) 1800 833 372	Tlf. (45)70 20 30 74	Tél: (39) 055 30 33 93 00	Tel: (46) 8 544 43 200
Fax: (61) 1800 833 518	Fax: (45)70 20 30 98	Fax: (39) 055 34 00 24	Fax: (46) 8 544 43 225
<b>BE</b>	<b>ES</b>	<b>NL</b>	<b>US</b>
CareFusion, Erembodegem-Dorp 86 B-9320 Erembodegem Belgium.	CareFusion, Edificio Veganova, Avenida de La Vega, nº1, Bloque 1 - Planta 1, 28108 Alcobendas, Madrid, España.	CareFusion, De Molen 8-10, 3994 DB Houten, Nederland.	CareFusion, 10020 Pacific Mesa Blvd., San Diego, CA 92121, USA.
Tel: +32 (0) 2 267 38 99	Tel: (34) 902 555 660	Tel: +31 (0)30 2289 711	Tel: (1) 800 854 7128
Fax: +32 (0) 2 267 99 21	Fax: (34) 902 555 661	Fax: +31 (0)30 2289 713	Fax: (1) 858 458 6179
<b>CA</b>	<b>FR</b>	<b>NO</b>	<b>ZA</b>
CareFusion, 235 Shields Court, Markham, Ontario L3R 8V2, Canada.	CareFusion, Parc d'affaire le Val Saint Quentin 2, rue René Caudron 78960 Voisins le Bretonneux France	CareFusion, Fjordveien 3 1363 HØVIK Norge.	CareFusion, Unit 2 Oude Molen Business Park, Oude Molen Road, Ndabeni, Cape Town 7405, South Africa.
Tel: (1) 905-752-3333	Tél: (33) 01 30 02 81 41	Tel: (47) 64 00 99 00	Tel: (27) (0) 860 597 572 Tel: (27) 21 510 7562
Fax: (1) 905-752-3343	Fax: (33) 01 30 02 81 31		Fax: (27) 21 5107567
<b>CH</b>	<b>FI</b>	<b>NZ</b>	
CareFusion, A-One Business Centre Zone d'activités Vers-la-Pièce n° 10 1180 Rolle / Switzerland	CareFusion, Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki	CareFusion, 14B George Bourke Drive, Mt Wellington 1060, PO Box 14-518, Panmure 1741, Auckland, New Zealand	
Ph.: 0848 244 433	Tel: +358 207871 090	Tel: 09 270 2420 Freephone: 0508 422734	
Fax: 0848 244 100		Fax: 09 270 6285	
<b>CN</b>	<b>GB</b>	<b>PL</b>	
康尔福盛 (上海) 商贸有限公司 地址: 上海市浦东新区张杨路 500号24楼E.F.G.H单元	CareFusion, The Crescent, Jays Close, Basingstoke, Hampshire, RG22 4BS, United Kingdom.	Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa Polska.	
电话: +86-21-60369369 400 878 8885	Tel: (44) 0800 917 8776	Tel: (48) 22 377 11 00	
传真: +86-21-60369399	Fax: (44) 1256 330860	Fax: (48) 22 377 11 01	

Rev. O

Alaris, Guardrails, SmartSite und IVAC sind eingetragene Marken der CareFusion Corporation oder eine ihrer Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

© 2000-2020 CareFusion Corporation oder eine ihrer Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument enthält proprietäre Informationen von CareFusion Corporation oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Sein Erhalt oder Besitz gewährt keinerlei Rechte zur Vervielfältigung des Inhalts oder zur Herstellung oder zum Verkauf eines darin beschriebenen Produktes. Vervielfältigung, Offenlegung oder Verwendung, die nicht dem Verwendungszweck entsprechen, sind ohne spezielle schriftliche Genehmigung von CareFusion Corporation oder einer ihrer Tochtergesellschaften streng untersagt.



CareFusion Switzerland 317 Sarl,  
A-One Business Centre, Z.A Vers -La-  
Pièce n° 10, CH-1180, Rolle



CareFusion UK 305 Ltd., The Crescent,  
Jays Close, Basingstoke, Hampshire,  
RG22 4BS, UK

1000DF00443 Ausgabe 6