

BD Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System

Do pobierania i wydłużonego transportu wymazów pochwowych przeznaczonych do stosowania z testem identyfikacji drobnoustrojów Affirm VPIII.



L005510(02)

2014-04

Polski

PRZEZNACZENIE

System transportu w temperaturze pokojowej **Affirm VPIII** (**Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System**) jest jałowym, gotowym do użycia system do pobierania, transportu i konserwacji wymazów pochwowych stosowanym wyłącznie z testem identyfikacji drobnoustrojów **Affirm VPIII**. System transportu w temperaturze pokojowej **Affirm VPIII** (ATTS) powinien być stosowany w przypadku tych próbek, gdzie oczekiwany czas transportu przekroczy 1 godzinę w temperaturze pokojowej (15 – 30 °C) lub 4 godziny w temperaturze chłodziarki (2 – 8 °C).

STRESZCZENIE I WYJAŚNIENIA

Jedną z rutynowych procedur podczas stosowania testu do identyfikacji drobnoustrojów **Affirm VPIII** jest pobieranie i stabilne transportowanie wymazów pochwowych od pacjentki do laboratorium. Można tego dokonać za pomocą systemu transportu w temperaturze pokojowej **Affirm VPIII**.

System transportu w temperaturze pokojowej **Affirm VPIII** jest przeznaczony do stabilizacji kwasu nukleinowego gatunków *Candida*, *Gardnerella vaginalis* i *Trichomonas vaginalis* podczas transportu próbek w temperaturze pokojowej (15 – 30 °C) do 72 godzin. Ten system został również zakwalifikowany do stosowania podczas transportu w temperaturze 2 – 8 °C. Zawartość zakraplacza odczynnika ATTS wlewa się do próbki do pobierania próbki. Natychmiast jest pobierany wymaz pochwoy pacjentki i sterylna wymazówka, zawierająca próbkę pacjentki, jest umieszczana w próbce do pobierania próbki, zawierającej odczynnik ATTS. Trzon wymazówki zostaje złamany w oznaczonym punkcie, a górna część wymazówki jest wyrzucana. Nakrętkę zestawu do pobierania próbek nakłada się na koniec wymazówki i mocno dociska do próbki do pobierania próbek. Zamkniętą próbkę do pobierania próbek należy zabezpieczyć w torebce systemu transportu w temperaturze pokojowej **Affirm VPIII** i przekazać do laboratorium w ciągu 72 godzin.

ZASADY PROCEDURY

Po pobraniu wymazu pochwowego, jeżeli jego obróbka zostaje opóźniona poza zalecany czas, w próbce mogą nastąpić zmiany powodujące błędne wyniki testu **Affirm VPIII**. Skład odczynnika ATTS oraz system transportu pozwalają na zachowanie kwasów nukleinowych i hamują rozwój *Candida* sp., *Gardnerella vaginalis* oraz *Trichomonas vaginalis* z próbek pacjentek przez okres do 72 godzin, w temperaturze pokojowej oraz w warunkach chłodziarki.

ODCZYNNIKI

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Do stosowania w diagnostyce *in vitro*.

Próbki pobrane do transportu przy użyciu tej procedury powinny być stosowane wyłącznie do badania za pomocą testu identyfikowania drobnoustrojów **Affirm VPIII**. Ten system transportu został zaprojektowany do stosowania z próbkami, gdzie oczekiwany czas transportu przekracza 1 godzinę w temperaturze pokojowej lub 4 godziny w temperaturze chłodziarki.

Próbka pacjentki musi być pobrana natychmiast po wlewu odczynnika ATTS do próbki do pobierania próbki. **NIE** wlewać wcześniej odczynnika ATTS do próbki do pobierania próbki.

ODCZNNIK ATTS:

NIEBEZPIECZEŃSTWO



H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. **H311/331** Działa toksycznie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

H370 Powoduje uszkodzenie narządów.

P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. **P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. **P304/340** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P302/352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. **P403/233** Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. **P501** Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

OSTRZEŻENIE: W próbkach klinicznych mogą być obecne drobnoustroje chorobotwórcze, takie jak wirusy zapalenia wątroby i wirus HIV. Podczas pracy z materiałami skażonymi krwią i innymi płynami ustrojowymi należy przestrzegać zaleceń zawartych w Standardowych środkach ostrożności¹⁻⁴ oraz wytycznych obowiązujących w danym laboratorium.

Należy ustalić procedury prawidłowego postępowania z materiałami i ich usuwania. Rozlane próbki pochodzące od pacjentów należy natychmiast zetrzeć i zdezynfekować odpowiednim środkiem dezynfekcyjnym. Środki czyszczące należy traktować jako odpady stwarzające zagrożenie biologiczne.

Nie należy używać jałowej wymazówki, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone.

③ **BD Affirm** VPill Ambient Temperature Transport System jest wyłącznie do jednorazowego użytku; ponowne użycie może spowodować zakażenie i/lub niedokładne wyniki.

System transportu w temperaturze pokojowej nie powinien być stosowany, jeżeli torebka foliowa została otwarta lub zakraplacz odczynnika ATTS jest uszkodzony.

Jeżeli czas transportu próbki przekracza 72 godziny, można zaobserwować zmniejszenie czułości badania.

Przygotowanie i przechowywanie materiałów:

Wszystkie dostarczane materiały są gotowe do użycia. Przechowywać w temperaturze pokojowej (15 – 30 °C).

Trzymać z dala od źródeł ciepła – zawartość jest palna (zobacz rozdz. „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

PROCEDURY

UWAGA: PRZED PODJĘCIEM DAJSZYCH CZYNNOŚCI DOKIADNIE PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

Dostarczone materiały:

1. Instrukcje pobierania próbek, 1 wkładka do opakowania.
2. System transportu w temperaturze pokojowej **Affirm** VPill, zestawy 10 testów oraz zestawy 10 x 10 testów (446255). Każda plastikowa torebka w systemie transportu w temperaturze pokojowej **Affirm** VPill zawiera wszystko to, co jest wymagane do pobrania jednego wymazu z pochwy, do stosowania wyłącznie z testem identyfikacji drobnoustrojów **Affirm** VPill. Każdy system transportu w temperaturze pokojowej **Affirm** VPill zawiera:
 - osobno zapakowaną, wstępnie naciętą, jałową wymazówkę,
 - probówkę do pobierania próbek,
 - nakrętkę do pobierania próbek,
 - zakraplacz odczynnika ATTS (w foliowej torebce).
3. Etykiety na próbkę pacjenta, 24 etykiety (zestaw 10 testów) i 240 etykiet (zestaw 10 x 10 testów) (446255).
4. Narzędzie zakraplacza odczynnika ATTS, 1 narzędzie (zestaw 10 testów) i 10 narzędzi (zestaw 10x10 testów) (446255).

Materiały wymagane, ale nie dostarczane:

Test identyfikacji drobnoustrojów **Affirm** VPill, procesor **BD MicroProbe** z blokiem litycznym.

Przygotowanie systemu transportu i pobieranie wymazu pochwowego –

Pobieranie próbek jest bardzo ważnym etapem badania. Personel pobierający próbki wydzieliny pochwowego do transportu za pomocą tego systemu powinien być dobrze przeszkolony w zakresie odpowiedniej *techniki* pobierania próbek. Wszystkie próbki do stosowania z testem identyfikacji drobnoustrojów **Affirm** VPill muszą być pobrane przy zastosowaniu materiałów dostarczonych z tym systemem.

Zobacz diagram z ilustracjami procedur, na końcu ulotki.

1. Otworzyć zabezpieczenie zewnętrznej plastikowej torebki systemu transportu w temperaturze pokojowej **Affirm** VPill i wyjąć wszystkie elementy (każda plastikowa torebka zawiera wystarczającą ilość materiału do pobrania i transport jednego wymazu pochwowego).
2. Rozerwać torebkę foliową i wyjąć zakraplacz odczynnika ATTS.
3. Obrócić zakraplacz odczynnika ATTS nad probówką do pobierania próbki trzymając zakraplacz przy podstawie zakrętki.
4. Wyśrodkować ząb narzędzia dozującego zakraplacza odczynnika ATTS pośrodku odwróconego zakraplacza odczynnika ATTS.
5. Lekko ścisnąć narzędzie dozujące zakraplacza odczynnika ATTS, aby przełamać ampulkę zakraplacza odczynnika ATTS.
6. Zwolnić nacisk na narzędziu dozującym zakraplacza odczynnika ATTS nadal trzymając zakraplacz przy podstawie zakrętki.
7. Mocno ścisnąć narzędzie dozujące zakraplacza odczynnika ATTS, WYŁĄCZNIE RAZ, aby dozować odczynnik z zakraplacza odczynnika ATTS do próbki do pobierania próbki.
8. Rozerwać opakowanie, aby pojawia się wymazówka. Wyjąć wymazówkę. Wyrzucić opakowanie.
9. Pobrać próbkę od pacjentki.
 - Ułożyć pacjentkę w pozycji takiej jak do badania ginekologicznego. Wprowadzić wziernik do pochwy, aby umożliwić obserwację tylnego sklepienia pochwy.*
 - Za pomocą jałowej wymazówki pobrać wymaz z tylnego sklepienia pochwy. Dwu- lub trzykrotnie okręcić wacik wymazówki lub przemieścić go ruchem okrężnym po ścianie pochwy, tak aby na całym obwodzie zetknął się ze ścianą. Podczas wyjmowania wymazówki pobrać wymaz z bocznej ściany pochwy.
10. Natychmiast umieścić wymazówkę pacjentki w probówce do pobierania próbek, zawierającej odczynnik ATTS.
11. Złamać trzon wymazówki wzdłuż naciętej linii tuż nad górnym brzegiem próbki. Wyrzucić resztę trzonu do pojemnika do odpady zakażne.
12. Nałożyć nakrywkę na odsłonięty koniec wymazówki i mocno wcisnąć ją na probówkę do pobierania próbki. Prawidłowo założona nakrywka „zaskoczy” na probówce.
13. Opatrzeć probówkę na próbkę informacjami umożliwiającymi identyfikację pacjentki i laboratorium. Podać datę i czas pobrania próbki.

*Podczas badań klinicznych instrukcje dla ośrodków przewidywały użycie nieposmarowanego wziernika. W badaniach analitycznych **Affirm** VPill System nie stwierdzono oznak interferencji z dopochwowymi środkami poślizgowymi.

Transport i przechowywanie próbki pochwowej:

Wysłać zamkniętą próbkę do pobierania próbki do laboratorium, zabezpieczając ją w opróżnionej zewnętrznej torebce systemu transportu w temperaturze pokojowej **Affirm** VPIII. Oznakować plastikową torebkę odpowiednimi informacjami.

OGRANICZENIA PROCEDURY

Procedura pobierania i obróbki próbki **Affirm** VPIII została zaprojektowana do stosowania z wymazami pochwowymi, które będą badane za pomocą testu identyfikacji drobnoustrojów **Affirm** VPIII. Zastosowanie tej procedury z innymi rodzajami próbek nie zostało zatwierdzone.

Zastosowanie tego produktu w sposób inny niż opisano powyżej nie zostało zatwierdzone.

Do innych testów, np. hodowli lub mikroskopowego badania preparatów, należy używać osobnych wymazówek. Ten zestaw nie jest przeznaczony do pobierania próbek do hodowli.

Z systemem transportu w temperaturze pokojowej **Affirm** VPIII nie należy stosować innych wymazówek oprócz przeznaczonych do tego systemu.

System został zakwalifikowany do stosowania w temperaturze pokojowej (15 – 30 °C) przez okres do 72 godzin transportu.

System został również zakwalifikowany do transportu w temperaturze 2 – 8 °C przez czas do 72 godzin.

Jeżeli czas transportu próbki przekracza 72 godziny, można zaobserwować zmniejszenie czułości badania.

Próbka pacjentki musi zostać pobrana natychmiast po wleciu odczynnika ATTS do próbki do pobierania próbki. **NIE** wlewać wcześniej odczynnika ATTS do próbki do transportu próbki.

CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŚCIOWA

Charakterystykę wyników dla systemu transportu w temperaturze pokojowej **Affirm** VPIII (ATTS) z systemem **Affirm** VPIII do wykrywania gatunków *Candida*, *Gardnerella vaginalis* i *Trichomonas vaginalis* określono w wielośrodkowym badaniu, w trzech ośrodkach oddalonych pod względem geograficznym. Badanie obejmowało 940 próbek pobieranych na wielu wymazówkach od pacjentek, u których podejrzewano zapalenie pochwy lub waginozę bakteryjną. Każda próbka składała się z czterech jednocześnie pobranych wymazówek. Jedną z wymazówek była transportowana w zestawie do pobierania próbek **Affirm** VPIII (kontrola). Pozostałe trzy wymazówki były transportowane w systemie transportu w temperaturze pokojowej **Affirm** VPIII (ATTS).

Kontrolna wymazówka była badana przy zastosowaniu systemu **Affirm** VPIII w ciągu 1 godziny przy przechowywaniu w temperaturze pokojowej lub w ciągu 4 godzin przy przechowywaniu w chłodziarce (tzn. czas 0 – kontrola). Wymazówki ATTS były badane po czasie 0, 24 i/lub 48 i/lub 72 godzin.

Częstość wyników dodatnich wymazówki kontrolnej w porównaniu do wymazówek ATTS obliczano dla każdego punktu czasowego. Częstość wyników dodatnich wymazówek transportowanych w systemie ATTS mieściła się w zakresie 10% od częstości wyniku dodatniego wymazówki kontrolnej w okresie do 72 godzin.

DOSTĘPNOŚĆ

Nr kat Opis

446255	Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System, zestaw 10 testów i zestaw 10 x 10 testów.
446252	Affirm VPIII Microbial Identification Test, 24 testy.
446257	Affirm VPIII Microbial Identification Test, 120 testy.
446251	Affirm VPIII Bulk Sample Collection Swabs, 100 wymazówek.
250100	Processor BD MicroProbe (120 V).
211918	Processor BD MicroProbe (220/240 V).
446250	Affirm VPIII Sample Collection Sets, 24 zestawy.

Dział Obsługi Technicznej firmy BD Diagnostics: należy się skontaktować z przedstawicielem firmy BD.

PIŚMIENNICTWO

1. Clinical and Laboratory Standards Institute. 2005. Approved Guideline M29-A3. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 3rd ed. CLSI, Wayne, Pa.
2. Garner, J.S. 1996. Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions in hospitals. Infect. Control Hospital Epidemiol. 17:53-80.
3. U.S. Department of Health and Human Services. 2007. Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC), 5th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C.
4. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal L262, 17/10/2000, p. 0021-0045.



Manufacturer / Výrobce / Producent / Fabrikant / Tootja / Valmistaja / Fabricant / Hersteller / Κατασκευαστής / Gyártó / Ditta produttrice / Gamintojas / Producent / Fabricante / Výrobca / Tillverkare / Производител / Producător / Üretici / Proizvođač / Производитель



Use by / Spotřebuje do / Anvendes før / Houdbaar tot / Kasutada enne / Viimeinkäyttöpäivä / A utiliser avant / Verwendbar bis / Ημερομηνία λήξης / Felhasználhatóság dátuma / Usare entro / Naudokite iki / Brukes før / Stosować do / Utilizar em / Použít do / Usar antes de / Använd före / Используйте до / A se utiliza până la / Son kulanma tarihi / Upotrebiti do / Использовать до /
 YYYY-MM-DD / YYYY-MM (MM = end of month) /
 RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = konec měsíce) /
 ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutning af måned) /
 JJJJ-MM-DD / JJJJ-MM (MM = einde maand) /
 AAAA-KK-PP / AAAA-KK (KK = kuu lõpp) /
 VVVV-KK-PP / VVVV-KK (kuukauden loppuun mennessä) /
 AAAA-MM-JJ / AAAA-MM (MM = fin du mois) /
 JJJJ-MM-TT / JJJJ-MM (MM = Monatsende) /
 EEEE-MM-HH / EEEE-MM (MM = τέλος του μήνα) /
 ÉÉÉÉ-HH-NN / ÉÉÉÉ-HH (HH = hónap utolsó napja) /
 AAAA-MM-GG / AAAA-MM (MM = fine mese) /
 MMMM-MM-DD / MMMM-MM (MM = mēnesio pabaiga) /
 ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutten av måneden) /
 RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec miesiąca) /
 AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = fim do mês) /
 RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec mesiac) /
 aaaa-mm-dd / aaaa-mm (mm = fin del mes) /
 ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutet på månaden) /
 ГГГГ-ММ-ДД / ГГГГ-ММ (ММ = края на месеца) /
 AAAA-LL-ZZ / AAAA-LL (LL = sfârșitul lunii) /
 YYYY-AA-GG / YYYY-AA (AA = ayin sonu) /
 GGGG-MM-DD / GGGG-MM (MM = kraj meseca) /
 ГГГГ-ММ-ДД / ГГГГ-ММ (ММ = конец месяца)



Catalog number / Katalogové číslo / Katalognummer / Catalogusnummer / Kataloogi number / Tuotenumero / Numéro catalogue / Bestellnummer / Αριθμός καταλόγου / Katalógusszám / Numero di catalogo / Katalogo numeris / Numer katalogowy / Número do catálogo / Katalogové číslo / Número de catálogo / Καταложен номер / Număr de catalog / Katalog numarası / Kataloški broj / Номер по каталогу



Authorized Representative in the European Community / Autorizovaný zástupce pro Evropskou unii / Autoriseret repræsentant i EU / Erkend vertegenwoordiger in de Europese Unie / Volitatus esindaja Euroopa Nõukogus / Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä / Représentant agréé pour la C.E.E. / Autorisierte EG-Vertretung / Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα / Hivatalos képviselő az Európai Unióban / Rappresentante autorizzato nella Comunità europea / Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje / Autoriseret repræsentant i EU / Autoryzowane przedstawicielstwo w Unii Europejskiej / Representante autorizado na União Europeia / Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve / Representante autorizado en la Comunidad Europea / Auktoriserad representant i EU / Оторизован представитель в EU / Reprezentant autorizat în Uniunea Europeană / Автура Топлулугу Yetkili Temsilcisi / Ovlašteni predstavnik u Evropskoj zajednici / Уполномоченный представитель в Европейском сообществе



In Vitro Diagnostic Medical Device / Lékařské zařízení určené pro diagnostiku in vitro / In vitro diagnostisk medicinsk anordning / Medisch hulpmiddel voor in vitro diagnose / In vitro diagnostika meditsiiniaparatuur / Lääkinnällinen in vitro -diagnostiikkalaitte / Dispositif médical de diagnostic in vitro / Medizinisches In-vitro-Diagnostikum / In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή / In vitro diagnosztikai orvosi eszköz / Dispositivo medico diagnostico in vitro. / In vitro diagnostikos prietais / In vitro diagnostik mediskins utstyr / Urządzenie medyczne do diagnostyki in vitro / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / Medicinska pomôcka na diagnostiku in vitro / Dispositivo médico de diagnóstico in vitro / Medicinsk anordning för in vitro-diagnostik / Медицинский уред за диагностика ин витро / Aparatură medicală de diagnosticare in vitro / In Vitro Diagnostik Tibbi Cihaz / Medicinski uređaj za in vitro dijagnostiku / Медицинский прибор для диагностики in vitro



Temperature limitation / Teplotní omezení / Temperaturbegrænsning / Temperatuurlimiet / Temperatuuri piirang / Lämpötilarajoitus / Température limite / Zulässiger Temperaturenbereich / Όριο θερμοκρασίας / Hörmérsékleti határ / Temperatura limite / Laikymo temperatūra / Temperaturbegrænsning / Ograniczenie temperatury / Limitação da temperatura / Ohraničenie teploty / Limitación de temperatura / Temperaturbegrænsning / Температурни ограничения / Limitare de temperatură / Sıcaklık sınırlaması / Ograničenje temperature / Ограничение температуры



Batch Code (Lot) / Kód (číslo) šarže / Batch kode (Lot) / Chargennummer (lot) / Partii kood / Eräkoodi (LOT) / Code de lot (Lot) / Chargencode (Chargenbezeichnung) / Κωδικός παρτίδας (Παρτίδα) / Tétel száma (Lot) / Codice del lotto (partita) / Partijos numeris (Lot) / Batch-kode (Serie) / Kod partii (seria) / Código do lote (Lote) / Kód série (šarža) / Código de lote (Lote) / Satskod (parti) / Код (Партида) / Număr lot (Lotul) / Parti Kodu (Lot) / Kod serije / Код партии (лот)



Contains sufficient for <n> tests / Dostatečné množství pro <n> testů / Indeholder tilstrækkeligt til <n> test / Voldoende voor <n> tests / Küllaldane <n> testide jaoks / Sisältöön riittävä <n> testejä varten / Contenu suffisant pour <n> tests / Ausreichend für <n> Tests / Περιέχει επαρκή ποσότητα <n> εξετάσεις / <n> teszthez elegendő / Contenuto sufficiente per <n> test / Pakankamas kiekis atlikti <n> testų / Innholder tilstrekkelig for <n> tester / Zawiera ilość wystarczającą do <n> testów / Contém suficiente para <n> testes / Obsah vystačí na <n> testov / Contenido suficiente para <n> pruebas / Räckertill <n> antal tester / Съдържанието е достатъчно за <n> теста / Conține suficient pentru <n> teste / <n> testleri için yeterli miktarda içerir / Sadržaj dovoljan za <n> testova / Достаточное для <n> тестов(а)



Becton, Dickinson and Company
 7 Loveton Circle
 Sparks, MD 21152 USA




Benex Limited
 Pottery Road, Dun Laoghaire
 Co. Dublin, Ireland

RoboGrip is a trademark of Allied Concepts, Inc.

BD, BD Logo and Affirm are trademarks of Becton, Dickinson and Company. © 2014 BD.

Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System


- 1**




Otworzyć zabezpieczenie i wyjąć składniki
- 2**



Rozerwać i wyjąć zakraplacz
- 3**



Obrócić/złamać ampułkę z narzędzia
- 4**




Ścisnąć narzędzie TYLKO RAZ
- 5**




Rozerwać i wyjąć wymazówkę
- 6**




Pobrać próbkę
- 7**




Umieścić wymazówkę w probówce
- 8**



Złamać trzon wzdłuż naciętej linii
- 9**



Zamknąć dokładnie nakrętkę
- 10**



Umieścić etykietę pacjenta na probówce