

Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System

Для забору та подовженого транспортування вагінальних зразків, узятих для використання з тест-системою для ідентифікації мікроорганізмів **Affirm VPIII Microbial Identification Test**.



L005510(02)
2014-04
Український

ПРИЗНАЧЕННЯ

Система **Affirm VPIII Ambient Temperature Transport** (система **Affirm VPIII** для транспортування при температурі доквілля) – це стерильна готова до використання система, призначена для забору, транспортування та зберігання зразків вагінального секрету для їх подальшого використання з тест-системою **Affirm VPIII Microbial Identification Test**. Систему транспортування при температурі доквілля **Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System (ATTS)** слід використовувати для зразків, які транспортуватимуться при температурі доквілля (15–30 °C) довше 1 години або в охолоджену стані (2–8 °C) довше 4 годин.

КОРОТКИЙ ОГЛЯД І ОПИС

Одна зі стандартних процедур із використанням тест-системи **Affirm VPIII Microbial Identification Test** передбачає забір і належне транспортування вагінального зразка пацієнтки до лабораторії. Це можна здійснити за допомогою системи **Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System**.

Конструкція системи **Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System** підтримує стабільність нуклеїнових кислот видів *Candida*, *Gardnerella vaginalis* і *Trichomonas vaginalis* під час транспортування зразків при температурі доквілля (15–30 °C) щонайдовше протягом 72 год. Ця система також може використовуватися для транспортування при температурі 2–8 °C. Вміст піпетки ATTS Reagent Dropper вносять у пробірку для забору зразка (Sample Collection Tube). Негайно проводять забір зразка вагінального секрету в пацієнтки. Стерильний тампон зі зразком поміщають у пробірку для забору зразка, що містить реагент ATTS Reagent. Ручку тампона переламують у позначеному місці, верхній уламок викидають. Кришку пробірки для забору зразка розміщують на виступі ручки тампона та щільно насаджують кришку на пробірку. Закриту кришкою пробірку для забору зразка запечатують у зовнішньому пакеті системи **Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System** і доставляють до лабораторії в межах 72 год.

ПРИНЦИПИ МЕТОДУ

Якщо обробка взятого вагінального зразка здійснюється пізніше, ніж у межах рекомендованого часового інтервалу, зміни у зразку можуть призвести до отримання помилкових результатів тесту **Affirm VPIII**. Склад реагенту ATTS Reagent і конструкція системи для транспортування забезпечують збереження нуклеїнових кислот і затримують ріст видів *Candida*, *Gardnerella vaginalis* і *Trichomonas vaginalis* у зразках пацієнток протягом 72 годин при температурі доквілля та в охолоджену стані.

РЕАГЕНТИ

Попередження та запобіжні заходи

Для діагностики *in vitro*.

Зразки, зібрані для транспортування цим методом, слід використовувати виключно для аналізу за допомогою тест-системи **Affirm VPIII Microbial Identification Test**. Ця система транспортування призначена для зразків, які транспортуватимуться при температурі доквілля довше 1 години або в охолоджену стані довше 4 годин.

Збір зразка в пацієнтки слід здійснювати негайно після внесення реагенту ATTS Reagent у пробірку для забору зразка. **НЕ** вносьте реагент ATTS Reagent у пробірку для забору зразка заздалегідь.

РЕАГЕНТ ATTS:

НЕБЕЗПЕКА



H225 Легкозаймиста рідина і пара. **H311/331** Токсично в разі контакту зі шкірою і вдихання.

H370 Може завдати шкоду органам.

P261 Уникайте вдихання часток/диму/газу/випарів/аерозолів. **P280** Використовуйте захисні рукавички/захисний одяг/засоби захисту очей/обличчя. **P304/340** У РАЗІ ВДИХАННЯ: виведіть постраждалого на свіже повітря і забезпечте йому спокій у зручному для дихання положенні. **P302/352** У РАЗІ ПОТРАПЛЕННЯ НА ШКІРУ: промийте великої кількості води з милом. **P403/233** Зберігайте в добре провітрюваному приміщенні. Зберігайте контейнер щільно закритим. **P501** Утилізуйте вміст/тару відповідно до вимог місцевого/регіонального/державного/міжнародного законодавства.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Клінічні зразки можуть містити патогенні мікроорганізми, зокрема віруси гепатиту та імунodefіциту людини. Під час маніпуляцій із предметами, контамінованими кров'ю та іншими біологічними рідинами, необхідно дотримуватися нормативів закладу та стандартних запобіжних заходів.¹⁻⁴

Слід застосовувати належні методи роботи зі зразками та їх утилізації. У випадку проливання зразка пацієнтки негайно витріть забруднену ділянку та дезінфікуйте її відповідним дезінфекційним засобом. Поводьтеся з матеріалами, використаними для прибирання, як із біологічно небезпечними відходами.

Стерильний тампон, упаковка якого негерметична або пошкоджена, використовувати не можна.

③ Система **BD Affirm** VPIII Ambient Temperature Transport System призначена тільки для одноразового використання; повторне використання може призвести до ризику інфекції та/або отримання хибних результатів.

Систему Ambient Temperature Transport System не слід використовувати, якщо її упаковка з фольги негерметична або піпетка ATTS Reagent Dropper пошкоджена.

Якщо тривалість транспортування зразка перевищує 72 години, може спостерігатися зниження чутливості тесту.

Приготування й зберігання матеріалів

Усі матеріали постачаються готовими до використання. Зберігайте при температурі доквілля (15–30 °C).

Бережіть від дії тепла – містить займисті речовини (див. розділ «Попередження та запобіжні заходи»).

ПРОЦЕДУРИ

ПРИМІТКА. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ПРОЦЕДУРИ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ.

Матеріали, що входять у комплект.

1. Інструкції із забору зразка, 1 листок-вкладиш в упаковці.
2. Система **Affirm** VPIII Ambient Temperature Transport System, набір для 10 тестів і 10 наборів x 10 тестів (446255).
Кожен пластиковий пакет системи **Affirm** VPIII Ambient Temperature Transport System містить матеріали, необхідні для забору одного вагінального зразка, який буде досліджуватися за допомогою тест-системи **Affirm** VPIII Microbial Identification Test. До комплекту кожної системи **Affirm** VPIII Ambient Temperature Transport System входить:
 - стерильний тампон із позначкою на ручці в індивідуальній упаковці;
 - пробірка для забору зразка;
 - кришка пробірки для забору зразка;
 - піпетка ATTS Reagent Dropper (у пакеті з фольги).
3. Етикетки для фіксації інформації про зразок, взятий у пацієнтки, 24 етикетки (набір для 10 тестів) і 240 етикеток (10 наборів x 10 тестів) (446255).
4. Затискач для піпетки ATTS Reagent Dropper, 1 затискач (10 наборів для тестів) і 10 затискачів (10 наборів на 10 тестів) (446255).

Необхідні матеріали, що не входять у комплект

Тест-система **Affirm** VPIII Microbial Identification Test, процесор **BD MicroProbe** Processor із блоком для лізису Lysis Block.

Приготування системи для транспортування та забір вагінальних зразків

Етап забору зразка є особливо важливим. Персонал, що здійснює забір вагінальних зразків для транспортування з цією системою, має пройти відповідну підготовку, щоб забезпечити належне виконання цієї *процедури*. Забір усіх зразків для дослідження з тест-системою **Affirm** VPIII Microbial Identification Test слід проводити за допомогою матеріалів із комплекту цієї системи.

Ознайомтеся з графічними ілюстраціями процедури на внутрішньому звороті обкладинки

1. Розпечатайте зовнішній пластиковий пакет системи **Affirm** VPIII Ambient Temperature Transport System і вийміть усі компоненти (кожен пластиковий пакет містить матеріали, необхідні для забору одного вагінального зразка).
2. Розірвіть пакет із фольги та вийміть піпетку ATTS Reagent Dropper.
3. Тримавши піпетку ATTS Reagent Dropper за край ковпачка, переверніть її над пробіркою для забору зразка Sample Collection Tube.
4. Розмістіть зубці інструмента для дозування вмісту піпетки ATTS Reagent Dropper біля середини перевернутої піпетки ATTS Reagent Dropper.
5. Злегка стисніть інструмент для дозування вмісту піпетки ATTS Reagent Dropper, щоб розламати ампулу в піпетці ATTS Reagent Dropper.
6. Ослабте силу стискання інструмента для дозування вмісту піпетки ATTS Reagent Dropper, продовжуючи тримати піпетку за край ковпачка.
7. Міцно стисніть інструмент для дозування вмісту піпетки ATTS Reagent Dropper, щоб перенести реагент у піпетці ATTS Reagent Dropper у пробірку для забору зразка Sample Collection Tube.
8. Зніміть обгортку з тампона для забору зразка в пацієнтки. Витягніть тампон. Викиньте обгортку.
9. Проведіть забір зразка/візьміть пробу.
 - Розмістіть пацієнтку в положенні для гінекологічного обстеження. Введіть у вагіну пацієнтки гінекологічне дзеркало, щоб забезпечити можливість огляду заднього вагінального зводу.*
 - За допомогою стерильного тампона візьміть мазок із заднього вагінального зводу. Прокрутіть або перекотіть тампон по стінці вагіни два або три рази, щоб забезпечити контакт усієї поверхні тампона зі стінкою вагіни. Виймаючи тампон, проведіть ним по бічній стінці вагіни.
10. негайно помістіть тампон із зразком пацієнтки у пробірку для забору зразка, що містить реагент ATTS Reagent.
11. Відламайте ручку тампона по позначеній лінії безпосередньо над вінцями пробірки. Викиньте ручку тампона в контейнер для інфікованих відходів.
12. Помістіть кришку пробірки для забору зразка на виступ ручки тампона та щільно насадіть кришку на пробірку. Якщо кришку насаджено правильно, вона клацне й закриє пробірку.
13. Нанесіть на пробірку для забору зразка етикетку з ідентифікаційними даними пацієнтки/лабораторії. Також зазначте дату й час забору зразка.

*Під час клінічних досліджень дослідницькі центри отримували інструкції застосовувати незмазане гінекологічне дзеркало.

Під час аналітичних досліджень системи **Affirm** VPIII System не виявлено фактів взаємодії з вагінальним лубрикантом на водній основі.

Транспортування та зберігання вагінальних зразків

Надішліть до лабораторії закриту кришкою пробірку для забору зразка, запечатавши її в пустому зовнішньому пластиковому пакеті від системи **Affirm** VPIII Ambient Temperature Transport System. Нанесіть на пластиковий пакет етикетку з відповідною інформацією.

ОБМЕЖЕННЯ МЕТОДУ

Процедуру забору та обробки зразка за допомогою системи **Affirm** VPIII розроблено виключно для вагінальних зразків, які досліджуватимуться за допомогою тест-системи **Affirm** VPIII Microbial Identification Test. Застосування цієї методики для забору зразків іншого типу не передбачено.

Застосування цього продукту з порушенням описаної вище процедури не передбачено.

Для інших аналізів (наприклад, культивування або приготування мікропрепаратів на предметних скельцях) слід використовувати окремі тампони. Цей комплект не призначений для забору зразків для культивування.

З системою **Affirm** VPIII Ambient Temperature Transport System можна використовувати лише призначені для неї тампони.

Ця система придатна для використання при температурі довкілля (15–30 °C) протягом 72 годин. Також ця система придатна для транспортування при температурі 2–8 °C протягом 72 год.

Якщо тривалість транспортування зразка перевищує 72 години, може спостерігатися зниження чутливості тесту.

Збір зразка в пацієнтки слід здійснювати негайно після внесення реагенту ATTS Reagent у пробірку для забору зразка. **НЕ** вносьте реагент ATTS Reagent у пробірку для транспортування зразка заздалегідь.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Ефективність використання системи **Affirm** VPIII Ambient Temperature Transport System (ATTS) із тест-системою **Affirm** VPIII System для виявлення видів *Candida*, *Gardnerella vaginalis* та *Trichomonas vaginalis* було встановлено в ході багатоцентрового дослідження, проведеного в трьох дослідницьких центрах у різних географічних регіонах. У рамках дослідження проаналізовано 940 зразків із різних мазків, узятих у пацієнток із підозрою на вагініт або бактеріальний вагіноз. Кожен зразок складався з чотирьох одночасно взятих вагінальних мазків на тампонах. Один із тампонів транспортували за допомогою системи **Affirm** VPIII Sample Collection set (контроль). Кожен із трьох інших зразків транспортували за допомогою системи **Affirm** VPIII Ambient Temperature Transport System (ATTS).

Контрольний мазок тестували за допомогою системи **Affirm** VPIII System у рамках однієї години зберігання при кімнатній температурі або в рамках 4 годин зберігання в холодильнику (нульовий час, контроль). Мазки ATTS тестували в нульовий час, на 24 та/або 48 і/або 72 годину.

Для кожної часової точки для мазків ATTS розраховувався коефіцієнт позитивних результатів порівняно з контрольними мазками. Різниця між коефіцієнтом позитивних результатів у мазків ATTS і коефіцієнтом позитивних результатів у контрольних мазків не перевищувала 10 % протягом 72 годин.¹

НАЯВНІСТЬ

№ за каталогом	Опис
446255	Система Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System, набір для 10 тестів і 10 наборів x 10 тестів.
446252	Тест-система ідентифікації мікроорганізмів Affirm VPIII Microbial Identification Test, 24 тести.
446257	Тест-система ідентифікації мікроорганізмів Affirm VPIII Microbial Identification Test, 120 тестів.
446251	Тампони для забору зразків в упаковці Affirm VPIII Bulk Sample Collection Swabs, 100 шт.
250100	Процесор BD MicroProbe Processor (120 B).
211918	Процесор BD MicroProbe Processor (220/240 B).
446250	Комплекти для забору зразків Affirm VPIII Sample Collection Sets, 24 шт.

Служба технічної підтримки компанії BD Diagnostics: зверніться до місцевого представника компанії BD.

ДОВІДКОВІ МАТЕРІАЛИ

1. Clinical and Laboratory Standards Institute. 2005. Approved Guideline M29-A3. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 3rd ed. CLSI, Wayne, Pa.
2. Garner, J.S. 1996. Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions in hospitals. Infect. Control Hospital Epidemiol. 17:53-80.
3. U.S. Department of Health and Human Services. 2007. Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC), 5th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C.
4. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal L262, 17/10/2000, p. 0021-0045.









	Manufacturer / Производител / Výrobce / Fabrikant / Hersteller / Κατασκευαστής / Fabricante / Tootja / Fabricant / Proizvođač / Gyártó / Fabbicante / Атқарушы / Gamintojas / Tilvirker / Producent / Producător / Производител / Výrobca / Proizvođač / Tilverkare / Üretici / Виробник
	Use by / Μεταφερθείτε / Spottebujte do / Brug før / Verwendbar bis / Χρήση έως / Usar antes de / Kasutada enne / Date de péremption / Upotrijebiti do / Felhasználhatóság dátuma / Usare entro / Δείξτε πайданууна / Naudokite iki / Houdbaar tot / Brukes for / Stosować do / Prazo de validade / A se utiliza până la / Исползовать до / Použite do / Upotrebiti do / Använd före / Son kullanna tarhi / Використати до/line YYYY-MM-DD / YYYY-MM (MM = end of month) ГГГГ-ММ-ДД / ГГГГ-ММ (ММ = края на месеца) RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = konec měsíce) AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = slutning af måned) JJJJ-MM-TT / JJJJ-MM (MM = Monatsende) EEEE-MM-HH / EEEE-MM (MM = τέλος του μήνα) AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = fin del mes) AAAA-KK-PP / AAAA-KK (KK = kuu lõpp) AAAA-MM-JJ / AAAA-MM (MM = fin du mois) GGGG-MM-DD / GGGG-MM (MM = kraj mjeseca) EEEE-HH-NN / EEEE-HH (HH = hónap utolsó napja) AAAA-MM-GG / AAAA-MM (MM = fine mese) ЖЖЖЖ-АА-КК / ЖЖЖЖ-АА / (АА = айдың соңы) MMMM-MM-DD / MMMM-MM (MM = mensesio pabaiga) JJJJ-MM-DD / JJJJ-MM (MM = einde maand) AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = slutten av månaden) RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec miesiąca) AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = fim do mês) AAAA-LL-ZZ / AAAA-LL (LL = sfârșitul lunii) ГГГГ-ММ-ДД / ГГГГ-ММ (ММ = конец месяца) RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec miesiąca) GGGG-MM-DD / GGGG-MM (MM = kraj meseca) AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = slutet av månaden) YYYY-AA-GG / YYYY-AA (AA = аяын соңу) PPPP-MM-DD / PPPP-MM (MM = кінець місяця)
	Catalog number / Каталоген номер / Katalogové číslo / Katalognummer / Αριθμός καταλόγου / Numéro de catalogue / Katalooginumber / Núméro catalogue / Kataloški broj / Katalógusszám / Numero di catalogo / Katalog numeris / Catalogus nummer / Numer katalogowy / Număr de catalog / Номер каталога / Katalog numarası / Номер за каталогом
	Authorized Representative in the European Community / Оторизирани представител в Европейската общност / Autorizovaný zástupce pro Evropském společenství / Autoriseret representant i De Europæiske Fællesskaber / Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft / Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα / Representante autorizado en la Comunidad Europea / Volitatud esindaja Euroopa Nõukogus / Représentant autorisé pour la Communauté européenne / Autorizuirani predstavnik u Europskoj uniji / Meghatalmazott képviselő az Európai Közöségben / Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea / Европа қауымдастығындағы уәкілетті өкіл / Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje / Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap / Autoriseret representant i EU / Autoryzowane przedstawicielstwo we Wspólnocie Europejskiej / Representante autorizado na Comunidade Europeia / Reprezentantul autorizat pentru Comunitatea Europeană / Уполномоченный представитель в Европейском сообществе / Autorizovaný zástupce v Evropském společenství / Autorizovano predstavništvo u Evropskoj uniji / Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen / Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi / Уповноважений представник у країнах ЄС
	In Vitro Diagnostic Medical Device / Медицински уред за диагностика ин витро / Lékařské zařízení určené pro diagnostiku in vitro / In vitro diagnostisk medicinsk anordning / Medizinisches In-vitro-Diagnostikum / In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / In vitro diagnostika meditsiiniaparatuur / Dispositif médical de diagnostic in vitro / Medicinska pomagala za In Vitro Diagnostiku / In vitro diagnosztikai orvosi eszköz / Dispositivo medicale per diagnostica in vitro / Жасанды жағдайда жұмыс істейтін медициналық диагностика аспабы / In vitro diagnostikos prietaisai / Medisch hulpmiddel voor in-vitro diagnostiek / In vitro diagnostisk medisinsk utstyr / Urządzenie medyczne do diagnostyki in vitro / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / Dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro / Медицинский прибор для диагностики ин витро / Medicinska pomůcka na diagnostiku in vitro / Medicinski uređaj za in vitro dijagnostiku / Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik / In Vitro Diagnostik Tibbi Cihaz / Медицинский прибор для диагностики ин витро
	Temperature limitation / Температурни ограничения / Teplotní omezení / Temperaturbegrænsning / Temperaturbegrenzung / Περιορισμοί θερμοκρασίας / Limitación de temperatura / Temperaturi piirang / Limites de température / Dozvoljena temperatura / Hőmérsékleti határ / Limiti di temperatura / Температураны шектеу / Laikymo temperatūra / Temperaturlimit / Temperaturbegrenzung / Organizzazione temperature / Limites de temperatura / Limite de temperatură / Ограничение температуры / Ochraničenie teploty / Ograničenje temperature / Temperaturgräns / Σιcaklik enīrlīmaži / Омеження температури
	Batch Code (Lot) / Код на партидата / Kód (číslo) šarže / Batch-kode (lot) / Batch-Code (Charge) / Κωδικός παρτίδας (παρτίδα) / Código de lote (lote) / Partii kood / Numéro de lot / Lot (kod) / Tétel száma (Lot) / Codice batch (lotti) / Топтама коды / Partijos numeris (LOT) / Lot nummer / Batch-kode (parti) / Kod partii (serie) / Código do lote / Cod de serie (Lot) / Код партии (not) / Kód série (šarža) / Kod serije / Partinummer (Lot) / Parti Kodu (Lot) / Код партії
	Contains sufficient for <n> tests / Содержит достаточно для <n> тестов / Dostatečně množství pro <n> testů / Indeholder tilstrækkeligt til <n> tests / Ausreichend für <n> Tests / Περιέχει επαρκή ποσότητα για <n> εξετάσεις / Contenido suficiente para <n> pruebas / Küllaldane <n> testide jaoks / Contenu suffisant pour <n> tests / Sadržaj za <n> testove / Sadržaj elegendő / Contenuto sufficiente per <n> test / «n» тесттері үшін жеткілікті / Pakankamas kiekis atlikti «n» testų / Inhoud voldoende voor «n» testen / Innholder tilstrekkelig til «n» tester / Zawiera ilość wystarczającą do «n» testów / Conteúdo suficiente para <n> testes / Conținut suficient pentru <n> teste / Достаточно для <n> тестов(a) / Obsah vystačí na <n> testov / Sadržaj dovoljan za <n> testova / Innehåller tillräckligt för <n> analyser / «n» test için yeterli miktarda içerir / Вистачить для аналізів: <n>
	Do not reuse / Не используйте повторно / Nepoužívejte opakovaně / Ikke til genbrug / Nicht wiederverwenden / Μην επαναχρησιμοποιείτε / No reutilizar / Mitte kasutada korduvalt / Ne pas réutiliser / Ne koristiti ponovo / Egyszer használatos / Non riutilizzare / Πάιδαναбаўна / Tik vienkartiniam naudojimui / Niet opnieuw gebruiken / Kun til engangsbruk / Nie stosować powtórnie / Não reutilize / Nu refolosiți / Не использовать повторно / Nepoužívajte opakovane / Ne utprebljavajte ponovo / Får ej återanvändas / Tekrar kulanmayın / Не використовувати повторно

 Becton, Dickinson and Company
7 Loveton Circle
Sparks, MD 21152 USA

 Benex Limited
Pottery Road, Dun Laoghaire
Co. Dublin, Ireland

RoboGrip is a trademark of Allied Concepts, Inc.
BD, BD Logo and Affirm are trademarks of Becton, Dickinson and Company. © 2014 BD.

Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System

- 1**  Відкрийте запечатаний пакет / вийміть компоненти
- 2**  Розірвіть / вийміть піпетку
- 3**  Переверніть / Зламайте ампулу з інструментом
- 4**  Стисніть інструмент ЛИШЕ ОДИН РАЗ
- 5**  Зніміть обгортку / вийміть тампон
- 6**  Візьміть зразок
- 7**  Покладіть зразок у пробірку
- 8**  Зламайте держак по позначеній лінії
- 9**  Міцно закрийте кришку
- 10**  Нанесіть на пробірку етикетку з даними пацієнта