



BD MAX UVE Specimen Collection Kit

REF 443376

L010602(08)

2019-05

Türkçe

In Vitro Diyagnostik Kullanım İçindir
BD MAX System ile kullanım içindir



KULLANIM AMACI

BD MAX UVE Specimen Collection Kit (BD MAX UVE Örnek Toplama Kiti), erkekler ve kadınlardan alınan idrarın korunmasına ek olarak, klinik ortamlarda vajinal ve endoservikal swab örneklerinin toplanması ve taşınması için sağlanan talimatlara göre kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu taşıma sistemi, BD MAX ürünleriyle test için kullanılır.

PROSEDÜRÜN ÖZETİ VE AÇIKLAMASI

BD MAX UVE Specimen Collection Kit, bir BD MAX Specimen Collection Swab'tan (BD MAX Örnek Toplama Swabı), bir derecelendirilmiş aktarım pipetinden ve BD MAX UVE Sample Buffer Tube'ten (BD MAX UVE Örnek Tampon Tüpü) oluşur. BD MAX Specimen Collection Swab, kırılmak üzere işaretlenmiş bir mil içeren, steril bir polyester swabtır. Vajinal ve endoservikal örneğin toplanmasının ardından, swab BD MAX UVE Sample Buffer Tube'e yerleştirilir ve işaretli noktadan kırılır. İdrar örnekleri için, bir idrar örneği, derecelendirilmiş aktarım pipeti kullanılarak doğrudan BD MAX UVE Sample Buffer Tube'e aktarılır.

REAKTİFLER VE MALZEMELER

REF	İçindekiler	Miktar
443376	BD MAX Specimen Collection Swab <i>İşaretlenmiş milli steril polyester fiber uçlu toplama swabı</i>	Kutu başına 100
	BD MAX UVE Sample Buffer Tube <i>Tampon, yaklaşık 1,5 mL potasyum fosfat, etilendiamintetraasetik asit (EDTA), Tween* 20 ve Proclin* içermektedir</i>	
	Derecelendirilmiş Aktarım Pipeti	

GEREKİLİ FAKAT SAĞLANMAMIŞ EKİPMAN VE MALZEMELER

- Steril, plastik, koruyucu içermeyen, idrar toplama kabı
- Tek kullanımlık eldivenler

UYARILAR VE ÖNLEMLER

- BD MAX UVE Specimen Collection Kit *in vitro* Diyagnostik Kullanım içindir.
- Uygun toplama türlerinin belirlenmesi için özel BD MAX test prospektüslerine bakın.
- BD MAX UVE Specimen Collection Kit yalnızca tek kullanım içindir. Yeniden kullanımı bir enfeksiyon riskinin ve/veya hatalı sonuçların oluşmasına neden olabilir.
- BD MAX UVE Specimen Collection Kit, evde hasta tarafından toplanan örnekler için valide edilmemiştir.
- BD MAX UVE Specimen Collection Kit hasta tarafından toplanan vajinal swab örnekleri için kullanılırsa, hastaya yalnızca BD MAX UVE Specimen Collection Kit Swab'ı sağlanmalıdır. BD MAX UVE Sample Buffer Tube'e aktarım kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- BD MAX CT/GC/TV ve BD MAX CT/GC testleri, hasta tarafından toplanan vajinal örneklerle test edilmiştir. BD MAX Specimen Collection Swab dışındaki vajinal swablar, BD MAX CT/GC/TV ve BD MAX CT/GC testleriyle değerlendirilmemiştir.
- BD MAX Vaginal Panel (BD MAX Vajinal Paneli) ile kullanım için asemptomatik hastalardan BD MAX UVE Specimen Collection Kit ile vajinal swab örneklerinin toplanması değerlendirilmemiştir.
- BD MAX Vaginal Panel ile test edilecek örneklere ön ısıtma uygulamayın.
- BD MAX Vaginal Panel ile test edilecek örnekleri dondurmayın.
- Toplama öncesinde BD MAX UVE Sample Buffer ile swabı önceden ıslatmayın.
- Son kullanma tarihi geçmiş reaktifler ve/veya malzemeleri kullanmayın.
- Kılıfı açık veya yırtık swabları kullanmayın.
- BD MAX testlerinin optimum performansı için örneğin uygun şekilde toplanması, işlenmesi ve taşınması gereklidir.
- Örnekleri daima bulaşıcı olabilirler gibi ve CLSI Belgesi M29¹'da ve Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories²'te tanımlandığı şekilde güvenli laboratuvar prosedürlerine göre kullanın.

- Laboratuvara gidecek olan her örnek uygun şekilde etiketlenmiş olmalıdır.
- Çapraz kontaminasyondan kaçınmak için örnekleri kullanırken özen gösterin. Örnekler yüksek düzeylerde organizma içerebilir. Eldivenler örnekle temas ederse, kontaminasyonu önlemek için eldivenleri derhal değiştirin.
- Swab milini kırarken, içeriğin sıçramasını veya BD MAX UVE Sample Buffer Tube'ün kontaminasyonunu önlemek için dikkat edin.
- Tüm reaktifleri kullanırken koruyucu giysiler ve tek kullanımlık eldivenler kullanın.
- Ağzınızla pipetlemeyin.
- Örneklerin veya kit reaktiflerinin kullanıldığı yerlerde sigara içmeyin ve bir şey yemeyin, içmeyin ve çiğnemeyin.
- Kullanılmamış reaktifleri ve atığı yerel, bölgesel, eyalet ve/veya federal yönetmeliklere göre atın.
- Örnek alımı, güvenilir test sonuçları elde etme açısından kritik bir adımdır. Örnek alımı talimatlarının doğru biçimde izlenmesi, test performansını için temel niteliktedir. Bu sistemle taşınacak örnekleri toplayan personelin bu talimatlar konusunda iyi eğitilmiş olması gerekmektedir.

PROSEDÜRÜN KISITLI OLDUĞU ALANLAR

Karbomerler gibi maddeler içeren kayganlaştırıcılar veya diğer ürünler, BD MAX Vaginal Panel ve BD MAX CT/GC/TV veya BD MAX CT/GC testi ile edinilen bildirilemez oranı arttırabilir.

SAKLAMA VE STABİLİTE

BD MAX CT/GC/TV ve BD MAX CT/GC testleri ile kullanım için toplanan örnekler

İdrar:

İlk geçersiz idrar örnekleri toplama kabından BD MAX UVE Sample Buffer Tube'e derhal (tercih edilir) veya 2–30 °C'de tutulduğunda toplandıktan sonra 4 saat içinde ya da 2–8 °C'de saklandığında toplandıktan sonra 24 saat içinde aktarılmalıdır.

Endoservikal ve vajinal swab örnekleri:

Toplanan swablar, swab kılıfından BD MAX UVE Sample Buffer Tube'e derhal (tercih edilir) veya 2–30 °C'de tutulduğunda toplandıktan sonra iki saat içinde aktarılmalıdır.

BD MAX UVE Sample Buffer Tube'lerdeki idrar ve swab örnekleri taşıma sırasında -20 °C ile 30 °C arasında tutulmalıdır ve ön ısıtmadan önce 2–30 °C'de en fazla 5 gün veya -20 °C'de 30 gün saklanabilir. Aşırı ısıya maruz kalmaya karşı koruyun.

BD MAX Vaginal Panel ile kullanım için toplanan örnekler

Vajinal swab örnekleri:

Toplanan swablar, swab kılıfından BD MAX UVE Sample Buffer Tube'e derhal (tercih edilir) veya 2–30 °C'de tutulduğunda toplandıktan sonra iki saat içinde aktarılmalıdır. BD MAX UVE Sample Buffer Tube'lerdeki örnekler taşıma sırasında 2 °C ile 30 °C arasında tutulmalıdır ve 2–30 °C'de en fazla 8 gün veya 2–8 °C'de 14 gün saklanabilir. Aşırı ısıya maruz kalmaya karşı koruyun.

Test laboratuvarına taşımaya ilgilili saklama ve stabilite gereklilikleri için Tablo 1'e bakın.

Tablo 1: Örnek Stabilitesi

Örnek Türü	Taşıma ve/veya Saklama				
	BD MAX UVE Sample Buffer Tube'e Aktarımdan Önce		Ön Isıtma veya Testten önce BD MAX UVE Sample Buffer Tube'te		
	2–30 °C	2–8 °C	2–30 °C	2–8 °C	-20 °C
İdrar	4 saat	24 saat	5 gün		30 gün
BD MAX CT/GC/TV veya BD MAX CT/GC testleri için Toplanan Vajinal/Endoservikal Swab (ön ısıtma gerekir)	2 saat		5 gün		30 gün
BD MAX Vaginal Panel için Toplanan Vajinal Swab (ön ısıtma geremez)	2 saat		8 gün	14 gün	

ÖRNEK TOPLAMA VE TAŞIMA

Endoservikal Swab Örnek Toplama Prosedürü

NOT: Endoservikal swab örnekleri toplandıktan sonra 2 saat içinde BD MAX UVE Sample Buffer Tube'e aktarılmalıdır.

1. Ucu veya mili kontamine etmemeye özen göstererek steril swabı kılıfından çıkarın. Swab ucuna dokunursanız ya da swabı bir yere koyarsanız, onu atın ve yeni bir toplama kiti kullanın. Swab ucunun bulunup bulunmadığını kontrol edin. Swabın ucu yoksa, onu atın ve yeni bir BD MAX UVE Specimen Collection Swab isteyin.
2. Swabı beyaz kapağından tutarak servikal kanala yerleştirin ve 15–30 sn. çevirin.
3. Vajinal mukozayla temas ettirmekten kaçınarak, swabı dikkatlice geri çekin.
4. BD MAX UVE Sample Buffer Tube'ün kapağını açın ve **swabı, uç alt kısmında olacak şekilde tüpe tam olarak takın** (bkz. Şekil 1).
5. Swabı kapağından kavrarak swab milini işaretli noktadan dikkatlice kırın. Tüp içeriğinin sıçramasını veya kontaminasyonunu önlemek için dikkat edin.

6. BD MAX UVE Sample Buffer Tube'ün kapağını sıkıca kapatın. Swab tüpün sıkıca kapatılmasına engel olacak kadar uzunsa, yeni bir swab kullanarak örnek toplamayı tekrar gerçekleştirin.
7. BD MAX UVE Sample Buffer Tube'ü hasta bilgisi ve örneğin alındığı tarih/saat ile etiketleyin.
NOT: Tüp üzerindeki barkodları kapatmamaya dikkat edin.
8. Swab örneğinin tüpe eklendiğinden emin olmak için BD MAX UVE Sample Buffer Tube etiketi üzerindeki görüş penceresini kullanın.
9. Yukarıdaki saklama ve stabilite gerekliliklerini takip ederek test laboratuvarına taşıyın.

Hasta Tarafından Toplanan Vajinal Swab Örneği Toplama Prosedürü

NOT: BD MAX UVE Specimen Collection Swab'ı onlara sağlamadan önce, hastanın Hasta Örneği Toplama Talimatlarını okuduğundan ve anladığından emin olun.

Hasta Talimatları

1. Ellerinizi sabun ve su ile yıkayın. Durulayın ve kurulayın.
2. Toplama prosedürü sırasında iyi bir denge kurmanız önemlidir.
3. Ucu veya mili kontamine etmemeye özen göstererek steril swabı kılıfından çıkarın. Swabı herhangi bir yüzeyin üzerine yerleştirmeyin. Swab ucuna dokunursanız ya da swabı bir yere koyarsanız, onu atın ve yeni bir BD MAX UVE Specimen Collection Swab isteyin. Swab ucunun bulunup bulunmadığını kontrol edin. Swabın ucu yoksa, onu atın ve yeni bir BD MAX UVE Specimen Collection Swab isteyin.
4. Swabı tek elinizle swab ucu sizi işaret edecek şekilde beyaz kapakla birlikte tutun.
5. Diğer elinizle vajinanın dış tarafındaki deriyi hafifçe yana doğru açın. Swabın ucunu vajina girişine sokun. Ucu sırtınızın alt kısmına doğru yönlendirin ve kaslarınızı gevşetin.
6. Swabı, vajinadan en fazla 5 cm kadar yavaşça içeri kaydırın. Swab kolaylıkla kaymazsa, swabı iterken yavaşça döndürün.
Hala zor oluyorsa, devam etmeyin. Swabın vajina duvarlarına değdiğinden ve böylece ıslaklığın swab tarafından absorbe edildiğinden emin olun.
7. Swabı 10–15 saniye kadar çevirin.
8. Cilde değirmeden swabı geri çekin.
9. Swabı kılıfına yerleştirin ve kapağı sıkıca kapatın.
10. Toplamanın ardından ellerinizi sabun ve suyla yıkayın, durulayın ve kurulayın.
11. Talimat verildiği şekilde, swabı kılıfında hemşireye veya klinisyene iade edin.

Klinisyen Talimatları

NOT: Hasta tarafından toplanan vajinal swab örnekleri, swab kılıfından BD MAX UVE Sample Buffer Tube'e derhal (tercih edilir) veya toplandıktan sonra 2 saat içinde aktarılmalıdır.


NOT: Swab örneği aktarım iş akışının bir özeti için Şekil 1'e bakın.

1. BD MAX UVE Sample Buffer Tube'ün kapağını açın ve **(kılıfından çıkarılan) swabı, uç alt kısımda olacak şekilde tüpe tam olarak takın.**
2. Swabı kapağından kavrayarak swab milini işaretli noktadan dikkatlice kırın. Tüp içeriğinin sıçramasını veya kontaminasyonunu önlemek için dikkat edin.
3. BD MAX UVE Sample Buffer Tube'ün kapağını sıkıca kapatın. Swab mili tüpün sıkıca kapatılmasına engel olacak kadar uzunsa, yeni bir swab kullanılarak yeni bir örnek toplanmasını isteyin.
4. BD MAX UVE Sample Buffer Tube'ü hasta bilgisi ve örneğin alındığı tarih/saat ile etiketleyin.
NOT: Tüp üzerindeki barkodları kapatmamaya dikkat edin.
5. Swab örneğinin tüpe eklendiğinden emin olmak için BD MAX UVE Sample Buffer Tube etiketi üzerindeki görüş penceresini kullanın.
6. Yukarıdaki saklama ve stabilite gerekliliklerini takip ederek test laboratuvarına taşıyın.

Şekil 1: Swab Örneklerinin BD MAX UVE Sample Buffer Tube'e Aktarımı




1. Swabı, uç alt kısımda olacak şekilde tüpe tam olarak takın.



2. Mili işaretli noktadan dikkatlice kırın.



3. Tüpün kapağını sıkıca tekrar kapatın.



4. Tüpü hasta bilgileriyle etiketleyin.

Klinisyen Tarafından Toplanan Vajinal Swab Örneği Toplama Prosedürü

Klinisyen Talimatları

1. Ucu veya mili kontamine etmemeye özen göstererek steril swabı kılıfından çıkarın. Swabı herhangi bir yüzeyin üzerine yerleştirmeyin. Swab ucuna dokunursanız ya da swabı bir yere koyarsanız, onu atın ve yeni bir toplama kiti kullanın. Swab ucunun bulunup bulunmadığını kontrol edin. Swabın ucu yoksa, onu atın ve yeni bir BD MAX UVE Specimen Collection Swab isteyin.
2. Swabı beyaz kapağından tutun.
3. Swabı, vajinadan en fazla 5 cm kadar yavaşça içeri kaydırın. Swab kolaylıkla kaymazsa, swabı iterken yavaşça döndürün. Swabın vajina duvarlarına değdiğinden ve böylece ıslaklığın swab tarafından absorbe edildiğinden emin olun.
4. Swabı 10–15 saniye kadar çevirin.
5. Cilde değirmeden swabı geri çekin.
6. BD MAX UVE Sample Buffer Tube'ün kapağını açın ve **swabı, uç alt kısımda olacak şekilde tüpe tam olarak takın** (bkz. Şekil 1).
7. Swabı kapağından kavrayarak swab milini işaretli noktadan dikkatlice kırın. Tüp içeriğinin sıçramasını önlemek için dikkat edin.
8. BD MAX UVE Sample Buffer Tube'ün kapağını sıkıca kapatın. Swab mili tüpün sıkıca kapatılmasına engel olacak kadar uzunsa, yeni bir swab kullanarak örnek toplamayı tekrar gerçekleştirin.
9. BD MAX UVE Sample Buffer Tube'ü hasta bilgisi ve örneğin alındığı tarih/saat ile etiketleyin.

Not: Tüp üzerindeki barkodları kapatmamaya dikkat edin.

10. Swab örneğinin tüpe eklendiğinden emin olmak için BD MAX UVE Sample Buffer Tube etiketi üzerindeki görüş penceresini kullanın.
11. Yukarıdaki saklama ve stabilite gerekliliklerini takip ederek test laboratuvarına taşıyın.

İdrar Örneği Toplama Prosedürü

İdrar Örneğinin Toplanması

1. Hasta, örneğin toplanmasından en az 1 saat öncesine kadar idrara çıkmamış olmalıdır.
2. Örneği steril, koruyucu içermeyen bir örnek toplama kabına alın.
3. Hasta geçersiz idrarın ilk 20–60 mL'sini bir idrar toplama kabına almalıdır (idrara ilk kısmı – orta kısmı değil).
4. İdrar toplama kabının kapağını kapatın ve hasta tanıtıcısı ve örneğin alındığı tarih/saatle etiketleyin.

İdrar Örneklerinin BD MAX UVE Sample Buffer Tube'e Aktarımı

NOT: İdrar, toplama kabından BD MAX UVE Sample Buffer Tube'e, 2–30 °C'de tutulduğunda toplandıktan sonra 4 saat içinde veya 2–8 °C'de saklandığında toplandıktan sonra 24 saat içinde aktarılmalıdır.

1. BD MAX UVE Sample Buffer Tube'ün kapağını açın. İdrar örneğini toplama kabında yavaşça karıştırmak ve yaklaşık 1 mL'yi BD MAX UVE Sample Buffer Tube'e aktarmak için, derecelendirilmiş bir aktarım pipeti kullanın.

NOT: Rehber olarak aktarım pipetindeki derecelendirmeleri kullanın. Tüpü gerekenden daha fazla veya az doldurmayın.

2. Aktarım pipetini biyolojik tehlike arz eden atık kabına atın.

NOT: Aktarım pipeti tek bir örnekle kullanılmak içindir.

3. BD MAX UVE Sample Buffer Tube'ün kapağını sıkıca kapatın.
4. Örnek ile reaktifin iyice karışmasını sağlamak için BD MAX UVE Sample Buffer Tube'ü 3–4 kez ters çevirin.
5. BD MAX UVE Sample Buffer Tube'ü hasta tanıtıcısı ve örneğin alındığı tarih/saat ile etiketleyin.

NOT: Tüp üzerindeki barkodları kapatmamaya dikkat edin.

6. İdrar örneğinin tüpe eklendiğinden emin olmak için BD MAX UVE Sample Buffer Tube etiketi üzerindeki görüş penceresini kullanın.
7. Yukarıdaki saklama ve stabilite gerekliliklerini takip ederek test laboratuvarına taşıyın.

REFERANSLAR

1. Clinical Laboratory Standards Institute. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections; Approved Guideline – Document M29 (refer to the latest edition).
2. Centers for Disease Control and Prevention, and National Institutes of Health. Biosafety in microbiological and biomedical laboratories. Chosewood L.C. and Wislon D.E. (eds) (2009). HHS Publication No. (CDC) 21–1112.

Değişiklik Geçmişi

Revizyon	Tarih	Değişiklik Özeti
(06)	2018-05	Kullanım Amaçı Bölümünde ifade düzeltildi.
(07)	2019-02	Uyarılar ve Önlemler bölümünde örnek alımı ifadesi güncellendi.
(08)	2019-05	Yazım hatası düzeltildi - hiçbir içerik etkilenmedi.



Manufacturer / Производител / Výrobce / Fabrikant / Hersteller / Κατασκευαστής / Fabricante / Tootja / Fabricant / Proizvođač / Gyártó / Fabbicante / Аткарушы / 제조업체 / Gamintojas / Ražotājs / Tilvirkir / Producent / Producător / Производитель / Výrobca / Proizvođač / Tillverkare / Üretici / Виробник / 生产厂商



Use by / Исполняйте до / Spotføjbtje do / Brug før / Verwendbar bis / Χρήση έως / Usar antes de / Kasutada enne / Date de péremption / 사용 기한 / Upotrijebiti do / Felhasználhatóság dátuma / Usare entro / Дейин пайдаланура / Naudokite iki / Izlietot līdz / Houdbaar tot / Brukes for / Stosować do / Prazo de validade / A se utiliza până la / Исползовать до / Použite do / Upotrebiti do / Använd före / Son kullanma tarihi / Використати доline / 使用截止日期

YYYY-MM-DD / YYYY-MM (MM = end of month)
ГГГГ-ММ-ДД / ГГГГ-ММ (ММ = края на месеца)
RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec miesiąca)
AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = slutning af måned)
JJJJ-MM-TT / JJJJ-MM (MM = Monatsende)
EEEE-MM-HH / EEEE-MM (MM = τέλος του μήνα)
AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = fin del mes)
AAAA-KK-PP / AAAA-KK (KK = kuu lõpp)
AAAA-MM-JJ / AAAA-MM (MM = fin du mois)
GGGG-MM-DD / GGGG-MM (MM = kraj mjeseca)
ÉÉÉÉ-HH-NN / ÉÉÉÉ-HH (HH = hónap utolsó napja)
AAAA-MM-GG / AAAA-MM (MM = fine mese)
ЖОЖОК-АА-КК / ЖОЖОК-АА / (АА = айдың соңы)
YYYY-MM-DD/YYYY-MM (MM = 월말)
MMMM-MM-DD / MMMM-MM (MM = mėnesio pabaiga)
GGGG-MM-DD/GGGG-MM (MM = mėnesia beigas)
JJJJ-MM-DD / JJJJ-MM (MM = einde maand)
AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = slutten av månaden)
RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec miesiąca)
AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = fim do mês)
AAAA-LL-ZZ / AAAA-LL (LL = sfârșitul lunii)
ГГГГ-ММ-ДД / ГГГГ-ММ (ММ = конец месяца)
RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec miesiąca)
GGGG-MM-DD / GGGG-MM (MM = kraj meseca)
AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = slutet av månaden)
YYYY-AA-GG / YYYY-AA (AA = аяın sonu)
PPPP-MM-DD / PPPP-MM (MM = кінець місяця)
YYYY-MM-DD / YYYY-MM (MM = 月末)



Catalog number / Каталоген номер / Katalogové číslo / Katalognummer / Αριθμός καταλόγου / Número de catálogo / Katalooginumber / Numéro catalogue / Kataloški broj / Katalógusszám / Numero di catalogo / Katanor nөмірі / 카탈로그 번호 / Katalogo / numeris / Kataloga numurs / Catalogus nummer / Numer katalogowy / Număr de catalog / Номер по каталору / Katalógové číslo / Kataloški broj / Katalog numarası / Номер за катанором / 目录号



Authorized Representative in the European Community / Оторизиран представител в Европейската общност / Autorizovaný zástupce pro Evropském společenství / Autoriseret repræsentant i De Europæiske Fællesskaber / Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft / Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα / Representante autorizado en la Comunidad Europea / Volitatud esindaja Euroopa Nõukogus / Représentant autorisé pour la Communauté européenne / Autorizuirani predstavnik u Europskoj uniji / Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben / Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea / Европа қауымдастығындағы уәкілетті өкіл / 유럽 공동체의 위임 대표 / Įgaliojatis atstovas Europos Bendrijoje / Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā / Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap / Autorisert representant i EU / Autoryzowane przedstawicielstwo we Wspólnocie Europejskiej / Representante autorizado na Comunidade Europeia / Reprezentantul autorizat pentru Comunitatea Europeană / Уполномоченный представитель в Европейском сообществе / Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve / Autorizovano predstavnstvo u Evropskoj uniji / Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen / Автура Топлулуğu Yetkili Temsilcisi / Уповноважений представник у країнах ЄС / 欧洲共同体授权代表



In Vitro Diagnostic Medical Device / Медицински уред за диагностика ин витро / Lékařské zařizení určené pro diagnostiku in vitro / In vitro diagnostisk medicinsk anordning / Medizinisches In-vitro-Diagnostikum / In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / In vitro diagnostika meditsinaparatuur / Dispositif médical de diagnostic in vitro / Medicinska romagala za In Vitro Dijagnostiku / In vitro diagnostikai orvosi eszköz / Dispositivo medicale per diagnostica in vitro / Жасанды жағдайда жүргізетін медициналық диагностика аспабы / In Vitro Diagnostic 의료 기기 / In vitro diagnostikos prietaisai / Medicinas ierices, ko lieto in vitro diagnostikā / Medisch hulpmiddel voor in-vitro diagnostiek / In vitro diagnostisk medisinsk utstyr / Urządzenie medyczne do diagnostyki in vitro / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / Dispositiv medical pentru diagnostic in vitro / Медицинский прибор для диагностики ин витро / Medicinska pomůcka na diagnostiku in vitro / Medicinski uređaj za in vitro dijagnostiku / Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik / In Vitro Dijagnostik Tibbi Cihaz / Медицинский пристрій для діагностики in vitro / 体外诊断医疗设备



Temperature limitation / Температурни ограничения / Teplotní omezení / Temperaturbegrensning / Temperaturbegrenzung / Περιορισμοί θερμοκρασίας / Limitación de temperatura / Temperaturi piirang / Limites de température / Dozvoljena temperatura / Hőmérsékleti határ / Limiti di temperatura / Температураны шектеу / 온도 제한 / Laikymo temperatūra / Temperatūras ierobežojumi / Temperaturlimit / Temperaturbegrensning / Ograniczenie temperatury / Limites de temperatura / Limite de temperatură / Ограничение температуры / Ohraničenje teploty / Ograničenje temperature / Temperaturgräns / Sicaklık sınırlaması / Обмеження температури / 温度限制



Batch Code (Lot) / Код на партидата / Kód (číslo) šarže / Batch-kode (lot) / Batch-Code (Charge) / Κωδικός παρτίδας (παρτίδα) / Código de lote (lote) / Partii kood / Numéro de lot / Lot (kod) / Tétel száma (Lot) / Codice batch (lotto) / Топтама коды / 배치 코드(로트) / Partijos numeris (LOT) / Partijas kods (laidiens) / Lot nummer / Batch-kode (parti) / Kod partii (serie) / Código do lote / Cod de serie (Lot) / Код партии (лот) / Kód série (šarža) / Kod serije / Partinummer (Lot) / Parti Kodu (Lot) / Код партії / 批号 (亚批)



Contains sufficient for <n> tests / Съдържанието е достатъчно за <n> теста / Dostatečné množství pro <n> testů / Innehåller tillräckligt till <n> tests / Ausreichend für <n> Tests / Περιέχει επαρκή ποσότητα για <n> εξετάσεις / Contenido suficiente para <n> pruebas / Küllaldane <n> testide jaoks / Contenu suffisant pour <n> tests / Sadržaj za <n> testova / <n> teszthez elegendő / Contenuto sufficiente per <n> test / <n> тесттегі үшін жеткілікті / <n> 테스트가 충분히 포함됨 / Pakankamas kiekis atlikti <n> testų / Satur pietiekami <n> pārbaudēm / Inhoud voldoende voor "n" testen / Innholder tilstrekkelig til <n> tester / Zawiera ilość wystarczającą do <n> testów / Conteuúdo suficiente para <n> testes / Conținut suficient pentru <n> teste / Достаточно для <n> тестов(а) / Obsah ystaci na <n> testov / Sadržaj dovoljan za <n> testova / Innehåller tillräckligt för <n> analyser / <n> test için yeterli mizeme içerir / Вистачить для аналізів: <n> / 足够进行 <n> 次检测



Consult Instructions for Use / Направете справка в инструкциите за употреба / Prostudujte pokyny k použití / Se brugsanvisningen / Gebrauchsanweisung beachten / Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης / Consultar las instrucciones de uso / Lugeda kasutusjuhendit / Consulter la notice d'emploi / Koristi upute za upotrebu / Olvassa el a használati utasítást / Consultare le istruzioni per l'uso / Пайдалану нускаулығымен танысып алыңыз / 사용 지침 참조 / Skaitykite naudojimo instrukcijas / Skatīt lietošanas pamācību / Raadpleeg de gebruiksaanwijzing / Se i bruksanvisningen / Zobacz instrukcja użytkowania / Consultar as instruções de utilização / Consultați instrucțiunile de utilizare / См. руководство по эксплуатации / Pozri Pokyny na používanie / Pogledajte uputstvo za upotrebu / Se bruksanvisningen / Kullanım Talimatları'na başvurun / Див. інструкції з використання / 请参阅使用说明



Do not reuse / Не используйте повторно / Nepoužívejte opakovaně / Ikke til genbrug / Nicht wiederverwenden / Μην επαναχρησιμοποιείτε / No reutilizar / Mitte kasutada korduvalt / Ne pas réutiliser / Ne koristiti ponovo / Egyszer használatos / Non riutilizzare / Пайдаланбаңыз / 재사용 금지 / Tik vienkartiniam naudojimui / Nelietot atkārtoti / Niet opnieuw gebruiken / Kun til engangsbruk / Nie stosować powtórnie / Não reutilize / Nu refolositi / Не использовать повторно / Nepoužívať opakovane / Ne upotrebļavajate ponovo / Får ej återanvändas / Tekrar kullanmayın / Не використовувати повторно / 请勿重复使用



Serial number / Сериен номер / Sériové číslo / Seriennummer / Seriennummer / Σειριακός αριθμός / N° de serie / Seerianumber / Numéro de série / Serijski broj / Sorozatszám / Numero di serie / Топтамалық нөмірі / 일련 번호 / Serijos numeris / Sėrijas numurs / Serie numora / Numer serjyny / Numéro de série / Număr de serie / Серийный номер / Seri numarası / Номер серії / 序列号

	For IVD Performance evaluation only / Само за оценка качеството на работа на IVD / Pouze pro vyhodnocení výkonu IVD / Kun til evaluering af IVD ydelse / Nur für IVD-Leistungsbewertungszwecke / Μόνο για αξιολόγηση απόδοσης IVD / Sólo para la evaluación del rendimiento en diagnóstico in vitro / Ainult IVD seadme hindamiseks / Réservé à l'évaluation des performances IVD / Samo u znanstvene svrhe za In Vitro Diagnostiku / Kizárólag in vitro diagnosztikához / Solo per valutazione delle prestazioni IVD / Жасанды жағдайда «пробирка ішінде» диагностикада тек жұмысты бағалау үшін / IVD 성능 평가에 대해서만 사용 / Tik IVD prietaisų veikimo charakteristikoms tikrinti / Vienigi IVD darbības novērtēšanai / Uitsluitend voor doeltreffendheidsonderzoek / Kun for evaluating av IVD-ytelse / Tyklo do oceny wydajności IVD / Uso esclusivo para avaliação de IVD / Numai pentru evaluarea performanței IVD / Только для оценки качества диагностики in vitro / Určenie iba na diagnostiku in vitro / Samo za procenu učinka u in vitro diagnostici / Endast för utvärdering av diagnostisk användning in vitro / Yalnızca IVD Performans değerlandirmesi için / Тільки для оцінювання якості діагностики in vitro / 仅限 IVD 性能评估
	Lower limit of temperature / Долен лимит на температурата / Dolní hranice teploty / Nedre temperaturgrænse / Temperaturuntergrenze / Κατώτερο όριο θερμοκρασίας / Limite inferior de temperatura / Alumine temperatuuriipiir / Limite inférieure de température / Najniža dozvoljena temperatura / Alsó hőmérsékleti határ / Limite inferiore di temperatura / Температураның төменгі рұқсат шегі / 하한 온도 / Žemiausia laikymo temperatūra / Temperatūras zemākā robeža / Laagste temperatuurlimiet / Nedre temperaturgrænse / Dolna granica temperature / Limite mínimo de temperatura / Limită minimă de temperatură / Нижний предел температуры / Spodná hranica teploty / Donja granica temperature / Nedre temperaturgräns / Sicaklık alt sınırı / Мінімальна температура / 温度下限
	Control / Контрольно / Kontrola / Kontrol / Kontrolle / Μάρτυρας / Kontroll / Contrôle / Controllo / Бақылау / 컨트롤 / Kontrolè / Kontrolle / Controle / Controllo / Контроль / kontroll / Контроль / 对照
	Positive control / Положителен контрол / Pozitivní kontrola / Positiv kontrol / Positive Kontrolle / Θετικός μάρτυρας / Control positivo / Positiivne kontroll / Contrôle positif / Pozitivna kontrola / Pozitiv kontroll / Controllo positivo / Оң бақылау / 양성 컨트롤 / Teigiama kontrolė / Pozitívá kontrolé / Positieve controle / Kontrola dodatnia / Controllo positivo / Control pozitiv / Положительный контроль / Pozitif kontrol / Позитивный контроль / 阳性对照试剂
	Negative control / Отрицателен контрол / Negativní kontrola / Negativ kontrol / Negative Kontrolle / Αρνητικός μάρτυρας / Control negativo / Negativne kontroll / Contrôle négatif / Negativna kontrola / Negativ kontroll / Controllo negativo / Негативный контроль / 음성 컨트롤 / Neigiama kontrolė / Negatívá kontrolé / Negatieve controle / Kontrola ujemna / Controllo negativo / Control negativ / Отрицательный контроль / Negatif kontrol / Негативный контроль / 阴性对照试剂
	Method of sterilization: ethylene oxide / Метод на стерилизация: етиленов оксид / Způsob sterilizace: etylenoxid / Steriliseringsmetode: ethylenoxid / Sterilisationsmethode: Ethylenoxid / Μέθοδος αποστείρωσης: αιθυλενοξείδιο / Método de esterilización: óxido de etileno / Steriliseringsmetode: etüleenoksiid / Méthode de stérilisation: oxyde d'éthylène / Metoda sterilizacije: etilen oksid / Sterilizálás módszere: etilén-oxid / Metodo di sterilizzazione: ossido di etilene / Стерилизация әдісі – этилен тотығы / 소독 방법: 에틸렌옥사이드 / Sterilizavimo būdas: etileno oksidas / Sterilizēšanas metode: etilēnoksīds / Gesteriliseerd met behulp van ethylenoxide / Steriliseringsmetode: etylenoksid / Metoda sterylizacji: tlenek etylu / Método de esterilização: óxido de etileno / Metodă de sterilizare: oxid de etilenă / Метод стерилизации: этиленоксид / Metóda sterilizácie: etýlenoxid / Metoda sterilizacije: etilen oksid / Steriliseringsmetode: etenoxid / Sterilizasyon yöntemi: etilen oksit / Метод стерилизації: этиленоксидом / 灭菌方法: 环氧乙烷
	Method of sterilization: irradiation / Метод на стерилизация: ирадиация / Způsob sterilizace: záření / Steriliseringsmetode: bestråling / Sterilisationsmethode: Bestrahlung / Μέθοδος αποστείρωσης: ακτινοβολία / Método de esterilización: irradiación / Steriliseringsmetode: kiirgus / Méthode de stérilisation: irradiation / Metoda sterilizacije: zračenje / Sterilizálás módszere: besugárzás / Metodo di sterilizzazione: irradiazione / Стерилизация әдісі – сәуле түсіру / 소독 방법: 방사 / Sterilizavimo būdas: radiacija / Sterilizēšanas metode: apstarošana / Gesteriliseerd met behulp van bestraling / Steriliseringsmetode: bestraling / Metoda sterylizacji: napromienianie / Método de esterilização: irradiação / Metóda sterilizácie: iradiere / Metoda sterilizacije: oblučenie / Metóda sterilizácie: ožiarenie / Metoda sterilizacije: ozračevanje / Steriliseringsmetode: stråling / Sterilizasyon yöntemi: irradyasyon / Метод стерилизації: опроміненням / 灭菌方法: 辐射
	Biological Risks / Биологични рискове / Biologická rizika / Biologisk fare / Biogefährdung / Βιολογικοί κίνδυνοι / Riesgos biológicos / Biooogilised riskid / Risques biologiques / Biološki rizik / Biologiallag veszélyes / Rischio biologico / Биологиялык төуекелдер / 생물학적 위험 / Biologinis pavojus / Biologiskie riski / Biologisch risico / Biologisk risiko / Zagrożenia biologiczne / Perigo biológico / Riscuri biologice / Биологическая опасность / Biologické riziko / Biološki rizici / Biologisk risk / Biolojisk Riskler / Бiологiчна небезпека / 生物学风险
	Caution, consult accompanying documents / Внимание, направте справка на придружаващите документи / Pozor! Pristudujte si příloženou dokumentaci! / Forsigtig, se ledsagende dokumenter / Achtung, Begleitdokumente beachten / Προσοχή, συμπεριλάβετε τα συνοδευτικά έγγραφα / Precaución, consultar la documentación adjunta / Ettevaatus! Lugeka kaasnevat dokumentatsiooni / Attention, consulter les documents joints / Upozorenje, koristi prateću dokumentaciju / Figyelem! Olvassa el a mellékelt tájékoztatót / Attenzione: consultare la documentazione allegata / Абайлаңыз, тиісті құжаттармен танысыңыз / 주의, 동봉된 설명서 참조 / Dmesio, žiurékite priedamus dokumentus / Piesardzība, skatīt pavaddokumentus / Voorzichtig, raadpleeg bijgevoegde documenten / Forsiktig, se vedlagt dokumentasjon / Należy zapoznać się z dołączonymi dokumentami / Cuidado, consulte a documentação fornecida / Atenție, consultați documentele însoțitoare / Внимание: см. прилагаемую документацию / Výstraha, pozri sprievodné dokumenty / Pažnja! Pogledajte priložena dokumenta / Obs! Se medföljande dokumentation / Dikkat, birlikte verilen belgelere başvurun / Увага: див. супутню документацію / 小心, 请参阅附带文档。
	Upper limit of temperature / Горен лимит на температурата / Horní hranice teploty / Øvre temperaturgrænse / Temperaturobergrenze / Ανώτερο όριο θερμοκρασίας / Limite superior de temperatura / Ülemine temperatuuriipiir / Limite supérieure de température / Gornja dozvoljena temperatura / Felső hőmérsékleti határ / Limite superiore di temperatura / Температураның рұқсат етілген жоғарғы шегі / 상한 온도 / Aukščiausia laikymo temperatūra / Augšējā temperatūras robeža / Hoogste temperatuurlimiet / Øvre temperaturgrænse / Górna granica temperature / Limite máximo de temperatura / Limită maximă de temperatură / Верхний предел температуры / Horná hranica teploty / Gornja granica temperature / Øvre temperaturgräns / Sicaklık üst sınırı / Максимальна температура / 温度上限
	Keep dry / Пазете сухо / Skladujte v suchém prostredí / Opbevaras tørt / Trocklagern / Φυλάξτε το στεγνό / Mantener seco / Hoida kuivas / Conserver au sec / Držati na suhom / Száraz helyen tartandó / Tenere all'asciutto / Құрғақ күйінде ұста / 건조 상태 유지 / Laikykite sausu / Uzglabāt sausu / Droog houden / Hoides tørt / Przechowywać w stanie suchym / Manter seco / A se feri de umezeală / Не допускать попадания влаги / Uchovávejte v suchu / Držite na suvom mestu / Förvaras torrt / Kuru bir şekilde muhafaza edin / Берегти від вологості / 请保持干燥
	Collection time / Време на събиране / Čas odběru / Orsamlingsstidspunkt / Entnahmeuhrzeit / Ώρα συλλογής / Hora de recogida / Kogumisaeg / Heure de prélèvement / Sati prikupljanja / Mintavétel időpontja / Ora di raccolta / Жинау уақыты / 수집 시간 / Paėmimo laikas / Savākšanas laiks / Verzameltijd / Tid prøvetaking / Godzina pobrania / Hora de colheita / Ora colectării / Време сбора / Doba odboru / Vreme prikupljanja / Uppsamplingsdatum / Toplama zamanı / Час забору / 采集时间
	Peel / Обенете / Otevfēte zde / Åbn / Abziehen / Αποκολλήστε / Desprendre / Koorida / Décoller / Otvoriti kinni / Húzza le / Staccare / Ўстиғи қабатын алып таста / 벗기다 / Plešti čia / Atfīmēt / Schillen / Trekk av / Oderwać / Destacar / Se dezlipēste / Отклеить / Odrhňte / Oljuštiti / Dra isår / Ayırma / Відклеїти / 撕下
	Perforation / Перфорация / Perforace / Perforening / Διείσδυση / Perforación / Perforatsioon / Perforacija / Perforálás / Perforazione / Tecik tecz / 절취선 / Perforacija / Perforācija / Perforatie / Perforacja / Perfuração / Perforare / Перфорация / Perforācija / Perforasyon / Перфорация / 穿孔
	Do not use if package damaged / Не използвайте, ако опаковката е повредена / Nepoužívejte, je-li obal poškozený / Må ikke anvendes hvis emballagen er beskadiget / Inhal beschädigter Packungnicht verwenden / Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά / No usar si el paquete está dañado / Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud / Ne pas l'utiliser si l'emballage est endommagé / Ne koristiti ako je oštećeno pakiranje / Ne használja, ha a csomagolás sérült / Non usare se la confezione è danneggiata / Егер пакет бузылган болса, пайдаланба / पैकिजीг сонсгнн кжрү сжүрү / Jei pakuotė pažeista, nenaudoti / Nelletot, ja iepakojums bojāts / Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is / Må ikke brukes hvis pakke er skadet / Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone / Não usar se a embalagem estiver danificada / A nu se folosi dacă pachetul este deteriorat / Не използovať при повреждении упаковки / Nepoužívajte, ak je obal poškodený / Ne koristite ako je pakovanje oštećeno / Använd ej om förpackningen är skadad / Ambalaj hasar görmüşse kullanmayın / Не використовувати за пошкодженої упаковки / 如果包装破损, 请勿使用
	Keep away from heat / Пазете от светлина / Nevystavujte přilišnému teplu / Må ikke udsættes for varme / Vor Wärme schützen / Κρατήστε το μακριά από τη θερμότητα / Mantener alejado de fuentes de calor / Hoida eemal valgusest / Protéger de la chaleur / Držati dalje od izvora topline / Övja a melegtől / Tenere lontano dal calore / Салқын жерде сақта / 열을 피해야 함 / Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / Sargāt no karstuma / Beschermen tegen warmte / Må ikke utsettes for varme / Przechowywać z dala od źródeł ciepła / Manter ao abrigo do calor / A se feri de căldură / Не нагревать / Uchovávejte mimo zdroja tepla / Držite dalje od toplote / Får ej utsättas för värme / Isidan uzak tutun / Берегти від дії тепла / 请远离热源
	Cut / Срежете / Odstřihněte / Klip / Schneiden / Κόψτε / Cortar / Lõigata / Découper / Rezi / Vágja ki / Tagliare / Kecijs / 잘라내기 / Kirpti / Nogriez / Knippen / Kutt / Odciąć / Cortar / Decupați / Отрезать / Odstřihněte / Iseći / Klipp / Kesme / Pozrižati / 剪下
	Collection date / Дата на събиране / Datum odběru / Orsamlingsdato / Entnahmdatum / Ημερομηνία συλλογής / Fecha de recogida / Kogumiskuupäev / Date de prélèvement / Dani prikupljanja / Mintavétel dátuma / Data di raccolta / Жинаған күні / 수집 날짜 / Paėmimo data / Savākšanas datums / Verzameldatum / Tid prøvetaking / Godzina pobrania / Hora de colheita / Data colectării / Дата сбора / Dátum odboru / Datum prikupljanja / Uppsamplingsdatum / Toplama tarihi / Дата забору / 采集日期
	µL/test / µLтест / µLTest / µLεξέταση / µLprueba / µLteszt / µL테스트 / мкл/тест / µLtyrimas / µLpārbaude / µLteste / мкл/анализ / µL/检测
	Keep away from light / Пазете от светлина / Nevystavujte světlu / Må ikke udsættes for lys / Vor Licht schützen / Κρατήστε το μακριά από το φως / Mantener alejado de la luz / Hoida eemal valgusest / Conserver à l'abri de la lumière / Držati dalje od svjetla / Fény nem érheti / Tenere al riparo dalla luce / Қараңғыланған жерде ұста / 빛을 피해야 함 / Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / Sargāt no gaismas / Niet blootstellen aan zonlicht / Må ikke utsettes for lys / Przechowywać z dala od źródeł światła / Manter ao abrigo da luz / Feriti de lumină / Хранити в темноті / Uchovávejte mimo dosahu svetla / Držite dalje od svetlosti / Får ej utsättas för ljus / İşıktan uzak tutun / Берегти від дії світла / 请远离光线



Hydrogen gas generated / Образуван е водород газ / Možnost úniku plyného vodíku / Frembringer hydrogengas / Wasserstoffgas erzeugt / Δημιουργία αερίου υδρογόνου / Producción de gas de hidrógeno / Vesinikgaasi tekitatud / Produit de l'hydrogène gazeux / Sadrží hydrogen vodík / Hidrogén gázt fejleszt / Produzione di gas idrogeno / Газтекес сүрери пайда болды / 수소 가스 생성됨 / Išskiria vandenilio dujas / Rodas ūdeņradis / Waterstofgas gegenereerd / Hydrogengass generert / Powoduje powstawanie wodoru / Produção de gás de hidrogénio / Generare gaz de hidrogen / Выделение водорода / Vyrobené použitím vodíka / Oslobađa se vodonik / Genererad vätgas / Açığa çıkan hidrojen gazı / Реакція з виділенням водню / 会产生氢气



Patient ID number / ИД номер на пациента / ID pacienta / Patientens ID-nummer / Patienten-ID / Αριθμός αναγνώρισης ασθενούς / Número de ID del paciente / Patsiendi ID / No d'identification du patient / Identifikacijski broj pacijenta / Beteg azonosító száma / Numero ID paziente / Пациенттің идентификациялық нөмірі / 환자 ID 번호 / Paciento identifikavimo numeris / Pacienta ID numurs / Identificatienummer van de patiënt / Pasientens ID-nummer / Numer ID pacienta / Número da ID do doente / Număr ID pacient / Identifikační číslo pacienta / ID broj pacijenta / Patientnummer / Hasta kimlik numarası / Идентификатор пацієнта / 患者标识号



Fragile, Handle with Care / Чупливо, Роботете с необходимото внимание. / Křehké. Při manipulaci postupujte opatrně. / Forsigtig, kan gå i stykker. / Zerbrechlich, vorsichtig handhaben. / Εύθραστο. Χειριστείτε το με προσοχή. / Frágil. Manipular con cuidado. / Örn, käsitlese ettevaatlikult. / Fragile. Manipuler avec précaution. / Lomljivo, rukujte pažljivo. / Törékeny! Óvatosan kezelendő. / Fragile, maneggiare con cura. / Сынгыш, абайлап пайдаланыңыз. / 조심 깨지기 쉬운 처리 / Trapu, elkités atsargiai. / Trausls; rūkoti uzmanīgi / Breekbaar, voorzichtig behandelen. / Ømtålig, håndter forsigtig. / Krucha zawartość, przenosić ostrożnie. / Frágil, Manuseie com Cuidado. / Fragil, manipulați cu atenție. / Хрупкое! Обращаться с осторожностью. / Krehké, vyžaduje sa opatrná manipulácia. / Lomljivo - rukujte pažljivo. / Bräckligt. Hantera försiktigt. / Kolay Kırılır, Dikkatli Taşıyın. / Тендітна, звертатися з обережністю / 易碎，小心轻放



Teknik Desteği: yerel BD temsilcinizle temasa geçin veya www.bd.com adresine başvurun.



Becton, Dickinson and Company
7 Loveton Circle
Sparks, MD 21152 USA



Benex Limited
Pottery Road, Dun Laoghaire
Co. Dublin, Ireland

Australian Sponsor:

Becton Dickinson Pty Ltd.
4 Research Park Drive
Macquarie University Research Park
North Ryde, NSW 2113
Australia

*Brands are trademarks of their respective owners.

© 2019 BD. BD, the BD Logo and all other trademarks are property of Becton, Dickinson and Company.