

BD ProbeTec Q^x Collection Kit for Endocervical or Lesion Specimens

(Set de recoltare a probelor endocervicale sau de leziuni BD ProbeTec Q^x)



L009847(01)

2012-12

Română

UTILIZARI SPECIFICE

Setul **BD ProbeTec Q^x Collection Kit for Endocervical or Lesion Specimen** (set de recoltare a probelor endocervicale sau de leziuni) este utilizat pentru prelevarea și transportarea probelor endocervicale de la pacienți la laborator pentru testare cu ajutorul testelor de ADN amplificate **BD ProbeTec CT/GC Q^x** și **BD ProbeTec TV Q^x** pe Sistemul **BD Viper** în mod Extracted (Extracție). Setul de recoltare poate fi utilizat pentru prelevarea și transportarea probelor de leziuni anogenitale externe la laborator pentru testare cu ajutorul testelor de ADN amplificate **BD ProbeTec HSV1&2 Q^x** pe Sistemul **BD Viper** în mod Extracted (Extracție).

REZUMAT ȘI EXPLICAȚII

Setul **BD ProbeTec Q^x Collection Kit for Endocervical or Lesion Specimens** (set de recoltare a probelor endocervicale sau de leziuni) este compus dintr-un tampon steril de curățare cu o tijă albă, un tampon steril de recoltare cu o tijă roz care este marcată pentru rupere și un tub de diluant pentru tampon Q^x pentru transportul probei. Tamponul cu vârf din fibră de poliester și tijă albă (nu trebuie utilizate pentru colectarea probelor de leziuni pentru teste de ADN amplificate HSV1&2 Q^x) este furnizat pentru curățarea orificiului cervical de sânge și de mucus înainte de prelevarea probelor.[†] Tamponul cu vârf din spumă poliuretanică și cu tijă de culoare roz este utilizat pentru prelevarea probelor pentru testare. După prelevarea probei, capacul tubului de diluant este îndepărtat, tamponul este așezat în tubul de diluant pentru tampon Q^x și tijă este ruptă în dreptul marcajului. Capacul tubului este așezat și tubul este transportat la unitatea de testare.

[†] Pentru colectarea probelor CT/GC Q^x și TV Q^x

REACTIVI

Materiale furnizate: Fiecare set de recoltare **BD ProbeTec Q^x** a probelor endocervicale sau de leziuni conține:

- un tampon steril de curățare cu vârf din fibră de poliester cu o tijă albă*
- un tampon steril de recoltare cu vârf din spumă poliuretanică și cu tijă de culoare roz*
- un tub de diluant pentru tampon Q^x

Diluantul pentru tampon conține aproximativ 2 mL de soluție tampon de fosfat de potasiu/hidroxid de potasiu cu DMSO și conservant.

Materiale necesare, dar nefurnizate: Mănuși

Instrucțiuni de depozitare: Depozitați setul de recoltare la 2 – 33 °C. Nu utilizați după expirarea termenului de valabilitate. Sterilitatea tamponului este garantată dacă recipientul inițial al tamponului este intact.

Avertismente și precauții:

În scopul diagnosticului *in vitro*.

1. Nu înmuiați tamponul în diluantul pentru tampon Q^x înainte de recoltarea probelor.

2. În probele clinice pot fi prezente microorganisme patogene, inclusiv virusurile hepatice și virusul imunodeficienței umane. La manevrarea articolelor contaminate cu sânge sau cu alte lichide biologice trebuie respectate „Precauțiile standard”¹⁻⁴ și regulamentul instituției.
3. Funcționarea optimă a testelor de ADN amplificate **BD ProbeTec Q^x** necesită recoltarea, manipularea și transportarea corespunzătoare a probelor.
4. Utilizați exclusiv sisteme de recoltare și de transport etichetate pentru utilizare împreună cu testele de ADN amplificate **BD ProbeTec Q^x**.
5. Tamponul cu vârf din fibră de poliester și tijă albă este furnizat pentru curățarea orificiului cervical și nu trebuie folosit pentru recoltarea probelor de la pacient.
6. Fiecare probă transportată la laborator trebuie să fie corect etichetată.
7. Diluantul pentru tampon Q^x conține dimetilsulfoxid (DMSO). DMSO este nociv prin inhalare, în contact cu tegumentele și în cazul ingerării. Păstrați recipientul într-un spațiu bine aerisit. Evitați contactul cu ochii. În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu apă din abundență și consultați un medic. În cazul unui contact cu tegumentele, spălați imediat cu apă din abundență. Purtați îmbrăcăminte și mănuși de protecție corespunzătoare.
8. La ruperea tijei tamponului, încercați să evitați vărsarea conținutului.
9. Eliminați tuburile de diluant pentru tampon Q^x în conformitate cu Fișa Tehnică de Securitate.
10. Aveți grijă să evitați contaminarea încrucișată în timpul etapelor de manipulare a probelor. Probele pot conține concentrații mari de organisme. Asigurați-vă că recipientele de probe nu intră în contact unele cu celelalte și eliminați materialele folosite fără a transporta recipiente deschise. Dacă mănușile intră în contact cu proba, schimbați mănușile pentru a evita contaminarea încrucișată.
11. Probele trebuie să fie recoltate și testate înainte de data de expirare a tubului de diluant pentru tampon Q^x.
12.  Setul **BD ProbeTec Q^x Collection Kit for Endocervical or Lesion Specimens** (set de recoltare a probelor endocervicale sau de leziuni) este exclusiv de unică folosință; reutilizarea poate cauza un risc de infecție și/sau rezultate incorecte.

RECOLTAREA ȘI TRANSPORTAREA PROBELOR

Colectarea probelor endocervicale

1. Scoateți tamponul de curățare din ambalaj.

2. Cu ajutorul tamponului de curățare cu vârf din fibră de poliester și tijă albă, îndepărtați sângele și mucusul în exces de pe orificiul cervical.
3. Aruncați tamponul de curățare folosit.
4. Scoateți tamponul de recoltare de culoare roz din ambalaj.
5. Introduceți tamponul de recoltare în canalul cervical și rotiți-l timp de 15 – 30 s.
6. Retrageți tamponul cu grijă. Evitați contactul cu mucoasa vaginală.
7. Îndepărtați capacul tubului de diluant pentru tampon Q^x.
8. Introduceți complet tamponul de recoltare în tubul de diluant pentru tampon Q^x.
9. Rupeți tijă tamponului în dreptul marcajului. Procedați cu atenție pentru a evita vărsarea conținutului.
10. Strângeți **bine** capacul tubului.
11. Aplicați pe tub o etichetă cu informațiile pacientului și cu data/ora recoltării.
12. Transportați-l la laborator.

Transportul și depozitarea tampoanelor cu probe endocervicale:

Tubul de diluant pentru tampon Q^x cu tamponul trebuie să fie depozitat și transportat la laborator și/sau la centrul de testare la 2 – 30 °C, în termen de 30 de zile de la colectare. Alternativ, tubul de diluant pentru tampon poate fi stocat și transportat (-20 °C) la laborator și/sau la centrul de testare, în termen de 180 de zile de la colectare.

Colectarea probelor de leziuni

1. Deschideți ambalajul interior de tampon Q^x și **aruncați tamponul cu o tijă albă**.
2. Scoateți tamponul de recoltare de culoare roz din ambalaj.
3. Rotiți tamponul pe-a bazei a leziunii expuse cu fermitate pentru a absorbi exudat și material celular **cu tamponul roz**.
4. Îndepărtați capacul tubului de diluant pentru tampon Q^x.
5. Introduceți complet tamponul roz de recoltare în tubul de diluant pentru tampon Q^x.
6. Rupeți tijă tamponului în dreptul marcajului. Procedați cu atenție pentru a evita vărsarea conținutului.
7. Strângeți **bine** capacul tubului.
8. Aplicați pe tub o etichetă cu informațiile pacientului și cu data/ora recoltării.
9. Transportați-l la laborator.

Transportul și depozitarea tampoanelor cu probe de leziuni:

Tubul de diluant pentru tampon Q^x cu tamponul trebuie să fie depozitat și transportat la laborator și/sau la centrul de testare la 2 – 30 °C, în termen de 14 de zile de la colectare. Alternativ, tubul de diluant pentru tampon poate fi stocat și transportat (-20 °C) la laborator și/sau la centrul de testare, în termen de 180 de zile de la colectare.

Pentru expedieri interne și internaționale, probele trebuie să fie ambalate și etichetate în conformitate cu reglementările statale, federale și internaționale aplicabile pentru transportul probelor clinice și al agenților etiologici/substanțelor infecțioase. Condițiile de durată și de temperatură ale depozitării trebuie să fie păstrate în timpul transportului.

REFERINȚE

1. Clinical and Laboratory Standards Institute. 2005. Approved Guideline M29-A3. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 3rd ed. CLSI, Wayne, Pa.
2. Garner, J.S. 1996. Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Guide for isolation precautions in hospitals. Infect. Control Hospital Epidemiol. 17:53-80.
3. U. S. Department of Health and Human Services. 2007. Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC), 5th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C.
4. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/31/EEC). Official Journal L262, 17/10/2000, p. 0021-0045.



Do not reuse / Nepoužívejte opakovaně / Må ikke genbruges / Niet opnieuw gebruiken / Mitte kasutada korduvalt / Ei saa kasutada uudelehen / Usage unique / Nicht wiederverwenden / Μην το ξαναχρησιμοποιείτε / Egyszer használatos / Non riutilizzare / Tik vienkartiniam naudojimai / Må ikke gjenbrukes / Nie stosować powtórnie / Não reutilizar / Nepoužívať opakovane / No reusar / Får ej återanvändas / Не используйте повторно / Не използвайте отново / A nu se reutiliza / Tekrar kullanmayın / Ne upotrebljavajte ponovo / Не использовать повторно / Пайдаланбаңыз / Ne koristiti ponovo



Manufacturer / Vyrabce / Producent / Fabrikant / Tootja / Valmistaja / Fabricant / Hersteller / Κατασκευαστής / Gyártó / Ditta produttrice / Gamintojas / Producent / Fabricante / Vyrôbca / Tillverkare / Производител / Producător / Üretici / Proizvođač / Производител / Аткарушы



Use by / Spotføjebjude do / Anvendes før / Houdbaar tot / Kasutada enne / Viimeinkäyttöpäivä / A utiliser avant / Verwendbar bis / Ημερομηνία λήξης / Felhasználhatóság dátuma / Usare entro / Naudokite iki / Brukes før / Stosować do / Utilizar em / Použít do / Usar antes de / Använd före / Използвайте до / A se utiliza până la / Son kullanma tarihi / Upotrebiti do / Использовать до / дейін пайдалануға / Upotrijebiti do / YYYY-MM-DD / YYYY-MM (MM = end of month) / RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = konec měsíce) / ÁÁÁÁ-MM-DD / ÁÁÁÁ-MM (MM = slutning af måned) / JJJJ-MM-DD / JJJJ-MM (MM = einde maand) / ÁÁÁÁ-KK-PP / ÁÁÁÁ-KK (KK = kuu lõpp) / VVVV-KK-PP / VVVV-KK (kuukauden loppuun mennessä) / ÁÁÁÁ-MM-JJ / ÁÁÁÁ-MM (MM = fin du mois) / JJJJ-MM-TT / JJJJ-MM (MM = Monatsende) / EEEE-MM-HH / EEEE-MM (MM = τέλος του μήνα) / ÉÉÉÉ-HH-NN / ÉÉÉÉ-HH (HH = hónap utolsó napja) / ÁÁÁÁ-MM-GG / ÁÁÁÁ-MM (MM = fine mese) / MMMM-MM-DD / MMMM-MM (MM = mensesio pabaiga) / ÁÁÁÁ-MM-DD / ÁÁÁÁ-MM (MM = slutten av måneden) / RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec miesiąca) / ÁÁÁÁ-MM-DD / ÁÁÁÁ-MM (MM = fim do mês) / RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec miesiąca) / áaaa-mm-dd / áaaa-mm (mm = fin del mes) / ÁÁÁÁ-MM-DD / ÁÁÁÁ-MM (MM = slutet på månaden) / ГГГГ-MM-ДД / ГГГГ-MM (MM = края на месеца) / ÁÁÁÁ-LL-ZZ / ÁÁÁÁ-LL (LL = sfârșitul lunii) / YYYY-AA-GG / YYYY-AA (AA = ayın sonu) / GGGG-MM-DD / GGGG-MM (MM = kraj meseca) / ГГГГ-MM-ДД / ГГГГ-MM (MM = конец месяца) / ЖОЖОЖ-АА-КК / ЖОЖОЖ-АА (АА = айдың соңы) / GGGG-MM-DD / GGGG-MM (MM = kraj mjeseca)



Catalog number / Katalogové číslo / Katalognummer / Catalogusnummer / Kataloogi number / Tuotenumero / Numéro catalogue / Bestellnummer / Αριθμός καταλόγου / Katalógusszám / Numero di catalogo / Katalogo numeris / Numer katalogowy / Número do catálogo / Katalógové číslo / Número de catálogo / Каталоген номер / Număr de catalog / Katalog numarası / Kataloški broj / Номер по каталогу / Каталог нөмірі



Authorized Representative in the European Community / Autorizovaný zástupce pro Evropskou unii / Autoriseret repræsentant i EU / Erkend vertegenwoordiger in de Europese Unie / Volitatud esindaja Euroopa Nõukogus / Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä / Représentant agréé pour la C.E.E. / Autorisierte EG-Vertretung / Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα / Hivatalos képviselő az Európai Unióban / Rappresentante autorizzato nella Comunità europea / Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje / Autoriseret repræsentant i EU / Autoryzowane przedstawicielstwo w Unii Europejskiej / Representante autorizado na União Europeia / Autorizovaný zástupce v Európskom spoločenstve / Representante autorizado en la Comunidad Europea / Auktoriserad representant i EU / Оторизован представитель в EU / Reprezentant autorizat în Uniunea Europeană / Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi / Ovlašteni predstavnik u Evropskoj zajednici / Уполномоченный представитель в Европейском сообществе / Европа қауымдастығындағы уәкілетті өкіл / Autorizuirani predstavnik u EU



In Vitro Diagnostic Medical Device / Lékařské zařízení určené pro diagnostiku in vitro / In vitro diagnostisk medicinsk anordning / Medisch hulpmiddel voor in vitro diagnose / In vitro diagnostika meditsiiniaparatuur / Lääkinnällinen in vitro -diagnostiikkalaitte / Dispositif médical de diagnostic in vitro / Medizinisches In-vitro-Diagnostikum / In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή / In vitro diagnosztikai orvosi eszköz / Dispositivo medico diagnostico in vitro. / In vitro diagnostikos prietais / In vitro diagnostisk medisinsk utstyr / Urządzenie medyczne do diagnostyki in vitro / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / Medicinska pomůcka na diagnostiku in vitro / Dispositivo médico de diagnóstico in vitro / Medicinsk anordning för in vitro-diagnostik / Медицински уред за диагностика ин витро / Aparatură medicală de diagnosticare in vitro / In Vitro Diagnostik Tibbi Cihaz / Medicinski uređaj za in vitro dijagnostiku / Medicinski priobor za dijagnostiku in vitro / Жасанды жағдайда жүргізетін медициналық диагностика аспабы / Medicinska pomagala za In Vitro Dijagnostiku



Temperature limitation / Teplotní omezení / Temperaturbegrænsning / Temperaturilmit / Temperaturi piirang / Lämpötilarajoitus / Température limite / Zulässiger Temperaturenbereich / Όριο θερμοκρασίας / Hőmérsékleti határ / Temperatura limite / Laikymo temperatūra / Temperaturbegrænsning / Ograniczenie temperatury / Limitação da temperatura / Ограничение теплоты / Limitación de temperatura / Temperaturbegrænsning / Температурни ограничения / Limitare de temperatură / Sicaklık sınırlaması / Ograničenje temperature / Ограничение температуры / Температуры шектеу / Dozvoljena temperatura



Batch Code (Lot) / Kód (číslo) šarže / Batch kode (Lot) / Chargennummer (lot) / Partii kood / Eräkoodi (LOT) / Code de lot (Lot) / Chargencode (Chargenbezeichnung) / Κωδικός παρτίδας (Παρτίδα) / Tétel száma (Lot) / Codice del lotto (partita) / Partijos numeris (Lot) / Batch-kode (Serie) / Kod partii (serie) / Código do lote (Lote) / Kód série (Šarža) / Código de lote (Lote) / Satskod (partii) / Kod (Партида) / Număr lot (Lotul) / Parti Kodu (Lot) / Kod serije / Код партии (лот) / Топтама коды / Lot (kod)



Method of sterilization: ethylene oxide / Způsob sterilizace: etylenoxid / Sterilisationsmåde: Ethylenoxid / Sterilisatiemethode: ethyleenoxide / Steriliseerimismeetod: etüleenoksiid / Sterilointimenetelmä: etyleenioksiidi / Méthode de stérilisation: oxyde d'éthylène / Sterilisationsmethode: Ethylenoxid / Μέθοδος αποστείρωσης: αιθυλενοξείδιο / Sterilizálás módszere: etilén-oxid / Metodo di sterilizzazione: ossido di etilene / Sterilizavimo būdas: etileno oksidas / Steriliseringsmetode: etylenoksid / Metoda sterylizacji: tlenek etylu / Método de esterilização: óxido de etileno / Metodă sterilizăc: etilénoxid / Método de esterilización: óxido de etileno / Steriliseringsmetod: etylenoxid / Метод на стерилизация: этиленов оксид / Metodă de sterilizare: oxid de etilenă / Sterilizasyon yöntemi: etilen oksit / Metoda sterilizacije: etilen oksid / Метод стерилизации: этиленоксид / Стерилизация әдісі – этилен тотығы



Contains sufficient for <n> tests / Dostatečné množství pro <n> testů / Indeholder tilstrækkeligt til <n> test / Voldoende voor <n> tests / Küllaldane <n> testide jaoks / Sisältöön riittävä <n> testejä varten / Contenu suffisant pour <n> tests / Ausreichend für <n> Tests / Περιέχει επαρκή ποσότητα <n> εξετάσεις / <n> testhez elegendő / Contenuto sufficiente per <n> test / Pakankamas kiekis atlikti <n> testų / Innholder tilstrekkelig for <n> tester / Zawiera ilość wystarczającą do <n> testów / Conținut suficient pentru <n> teste / Obsah vystačí na <n> testov / Contenido suficiente para <n> pruebas / Räckertill <n> antal tester / Съдържанието е достатъчно за <n> теста / Conține suficient pentru <n> teste / <n> testleri için yeterli miktarda içerir / Sadržaj dovoljan za <n> testova / Достаточно для <n> тестов(а) / <n> тесттері үшін жеткілікті / Sadržaj za (n) testova



Consult Instructions for Use / Prostudujte pokyny k použití / Lees brugsanvisningen / Raadpleeg gebruiksaanwijzing / Lugeda kasutusjuhendit / Tarkista käyttöohjeita / Consulter la notice d'emploi / Gebrauchsanweisung beachten / Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης / Olvassa el a használati utasítást / Consultare le istruzioni per l'uso / Skaitykite naudojimo instrukcijas / Se i bruksanvisningen / Zobacz instrukcja użytkowania / Consulte as instruções de utilização / Pozri Pokyny na používanie / Consultar las instrucciones de uso / Se bruksanvisningen / Направете справка в инструкциите за употреба / Consultați instrucțiunile de utilizare / Kullanım Talimatları na başvurun / Pogledajte uputstvo za upotrebu / См. руководство по эксплуатации / Пайдалану нұсқаулығымен танысып алыңыз / Koristi upute za upotrebu



Peel / Öteyřete zde / Åbnes her / Afpellen / Koorida / Vedä / Décoller / Abziehen / Συμβολο αποκόλλησης / Húzza le / Strappare per aprire / Plăști ăia / Trekke av / Oderwać / Destacável / Odtrhněte / Desprender / Drag isår / Обенете / Se dezlipęte / Ayırma / Oljuštili / Отклеить / Устірні қабатын алып таста / Otvoriti skini



Collection date / Datum odběru / Opsamlingsdato / Afnamedatum / Kogumisküüpäev / Keräyspäivä / Date de prélèvement / Entnahmedatum / Ημερομηνία συλλογής / Mintavétel ideje / Data prelievo / Paemimo data / Dato prøvetaking / Data pobrania / Data da colheita / Datum odberu / Fecha de coleccion / Uppsamlingsdatum / Data na събиране / Data colectării / Toplama tarihi / Datum prikupljanja / Дата сбора / Жынаган тизбекүні / Dani sakupljanja



Patient ID number / ID pacienta / Patient ID-nummer / Identificatienummer van de patiënt / Patsiendi ID / Potilaan tunnusnumero / Numéro d'identification du patient / Patienten-ID / Αριθμός μπηρώου ασθενούς / Beteg azonosító száma / Numero di identificazione paziente / Paciente identifikavimio numeris / Pacientes ID-nummer / Numer ID patentu / Número da ID do doente / Identifikačné číslo pacienta / Número de identificación del paciente / Pacientes ID-nummer / ИД номер на пациента / Număr ID pacient / Hasta kimlik numarası / ID broj pacijenta / Идентификационный номер пациента / Пациенттің идентификациялык нөмірі / Identifikacijski broj pacijenta



Do not use if package damaged / Nepoužívejte, je-li obal poškozený / Må ikke anvendes hvis emballager beskadiget / Niet gebruikindide verpakking beschadigd is / Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud / Ei saa käyttää, jos pakkaus on vahingoittunut / Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé / Inhal beschädigter Packung nicht verwenden / Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιό / Ne használja, ha a csomagolás sérült / Non usare se la confezione è danneggiata / Jei pakuotė pažeista, nenaudoti / Må ikke brukes hvis pakker skadet / Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone / Não usar se a embalagem estiver danificada / Nepoužívejte, ak je obal poškodený / No usar si el paquete está dañado / Använd ej om förpackningen är skadad / Не используйте, ако опаковката е повредена / A nu se folosi dacă pachetul este deteriorat / Ambalaj hasar görmüşse kullanmayın / Ne koristite ako je pakovanje oštećeno / Не использовать при повреждении упаковки / Егер пакет бұзылған болса, пайдаланба / Ne koristiti ako je oštećeno pakiranje



Caution, consult accompanying documents / Pozor! Prostudujte si příloženou dokumentaci! / Forsigtig, læs ledsagende dokumenter / Let op: raadpleeg bijgeleverde documenten / Ettevaatus! Lugeda kaasnevat dokumentatsiooni / Huomio, lue oheiset asiakirjat / Attention, consulter les documents joints / Achtung, Begleiddokumente beachten / Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα / Figyelem! Olvassa el a mellékelt tájékoztatót / Attenzione: consultare la documentazione allegata / Dêmesio, žiūrėkite pridedamus dokumentus / Forsiktig, se vedlagt dokumentasjon / Należy zapoznać się z dołączonymi dokumentami / Cuidado, consulte a documentação fornecida / Výstraha, pozri sprievodné dokumenty / Precaución, consultar la documentación adjunta / Förvarning, se bifogade dokument / Внимание, направьте справка в придружаващите документи / Atenție, a se consulta documentele însoțitoare / Dikkat, birlikte verilen belgelere başvurun / Pažnja! Pogledajte priložena dokumenta / Внимание: см. прилагаемую документацию / Абайлаңыз, тиісті құжаттармен танысыңыз / Upozorenje, koristí prateću dokumentaciju

Acest produs este comercializat sub licență. Achiziționarea acestui produs nu include niciun drept de utilizare în anumite aplicații de screening al sângelui și țesuturilor, nici în anumite aplicații industriale.



Becton, Dickinson and Company
7 Loveton Circle
Sparks, MD 21152 USA



Becton Dickinson France S.A.S.
11 rue Aristide Bergès
38800 Le Pont de Claix, France
Tel: +33 (0) 476 68 36 36

BD, BD Logo, BD ProbeTec and BD Viper are trademarks of Becton, Dickinson and Company. © 2012 BD.