

Descritivo de Produtos



366703 - EST (TUBO SECUNDÁRIO A VÁCUO) PLUS – Tubo secundário a vácuo, para descarte na coleta de sangue (de acordo com a NCCLS (CLSI) H3-A5 Vol. 23 No. 32, 8,10.) ou separação e transporte de amostras líquidas, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 3ml, sem aditivo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora tipo HEMOGARD incolor. Esterilizado Radiação gama. Informações impressas no tubo, contendo: nº de lote, prazo de validade e nº de catálogo. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada. NCM nº 39.26.9040 - Marca: BD Vacutainer - Procedência: UK - Registro do Ministério da Saúde nº 10033430477.



364606 - ACD 8,5mL (ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO, DEXTROSE) SOLUÇÃO A – Tubo para coleta de sangue a vácuo, em vidro transparente, incolor, estéril, medindo 16x100mm, aspiração de 8,5mL. Conteúdo por tubo: 1,5mL de solução A de Ácido Cítrico, Citrato, Dextrose. Rolha de borracha convencional, siliconizada, na cor amarelo. Esterilizado a Radiação gama. Tubos etiquetados, contendo: nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e volume de aspiração. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada. NCM nº 38.22.0090 - Marca: BD Vacutainer - Procedência: USA - Registro do Ministério da Saúde nº 10033430467.



368381 - HEMOGARD ANÁLISE DE TRAÇOS C/ EDTA K2 6 mL – Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x100mm, aspiração de 6,0mL, com EDTA K2, para determinações de metais e metalóides (conteúdo por tubo: 10,8mg de Edta K2). Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora tipo HEMOGARD, na cor azul marinho. Esterilizado Radiação gama. Tubos etiquetados, contendo: nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e volume de aspiração. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada. NCM nº 38.22.0090 - Marca: BD Vacutainer - Procedência: UK - Registro do Ministério da Saúde nº 10033430470.

368380 - HEMOGARD ANÁLISE DE TRAÇOS SEM ADITIVO 6 mL – Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x100mm, aspiração de 6,0mL, com ativador de coágulo, para determinações de metais e metalóides. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora BD HEMOGARD, na cor azul marinho. Esterilizado Radiação gama. Tubos etiquetados, contendo: nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e volume de aspiração. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada. NCM nº 70.17.9000 - Marca: BD Vacutainer - Procedência: UK - Registro do Ministério da Saúde nº 10033430470.



369737 - HEMOGARD ANÁLISE DE TRAÇOS SEM ADITIVO 7 mL – Tubo para coleta de sangue a vácuo, em vidro transparente, incolor, estéril, medindo 13x100mm, aspiração de 7ml, sem aditivo, para determinações de metais e metalóides. Tubo siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora BD HEMOGARD, na cor azul marinho. Esterilizado a Cobalto. Tubos etiquetados, contendo: nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e volume de aspiração. Embalagem: suporte em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada. NCM nº 7017.90.00 - Marca: BD Vacutainer - Procedência: UK - Registro do Ministério da Saúde nº10033430471.

