

Descritivo de Produtos

367287 - ESCALPE VACUTAINER SAFETY-LOK™ – escalpe de segurança com trava de proteção na cor amarela que recobre a agulha após a punção, especial para coleta de sangue a vácuo, com adaptador luer, para coletas múltiplas. Tubo em vinil flexível, com 7 polegadas de comprimento, **agulha 21G** (calibre 8), asas flexíveis de cor verde. Embalagem unitária com frente plástica e verso em papel com abertura em “pétala”. Esterilizado a Oxido de Etileno. Apresentação: caixas com 50 unidades cada. NCM nº90.18.39.90 - Marca: BD Vacutainer - Procedência: USA - Registro do Ministério da Saúde nº 10033430281.



367292 - ESCALPE VACUTAINER SAFETY-LOK™ – escalpe de segurança com trava de proteção na cor amarela que recobre a agulha após a punção, especial para coleta de sangue a vácuo, com adaptador luer, para coletas múltiplas. Tubo em vinil flexível, com 7 polegadas de comprimento, **agulha 23G** (Calibre 6), asas flexíveis de cor azul claro. Embalagem unitária com frente plástica e verso em papel com abertura em “pétala”. Esterilizado a Oxido de Etileno(ETO).Apresentação: Caixas com 50 unidades cada. NCM nº90.18.39.90 - Marca: BD Vacutainer - Procedência: USA - Registro do Ministério da Saúde nº 10033430281.



367294 - ESCALPE VACUTAINER SAFETY-LOK™ – escalpe de segurança com trava de proteção na cor translúcida que recobre a agulha após a punção, especial para coleta de sangue a vácuo, com adaptador luer, para coletas múltiplas. Tubo em vinil flexível, com 7 polegadas de comprimento, **agulha 25G** Calibre 5), asas flexíveis de cor marinho. Embalagem unitária em papel grau cirúrgico em combinação com filme plástico. Esterilizado a Oxido de Etileno (ETO). Apresentação: caixas com 50 unidades cada. NCM: 90183990 - Marca: BD Vacutainer - Procedência: USA - Registro do Ministério da Saúde nº 10033430281.

367281 - ESCALPE VACUTAINER BACTEC™ – escalpe exclusivo para coleta de sangue a vácuo, com adaptador luer, para coletas múltiplas. Tubo em vinil flexível, com 12 polegadas de comprimento, **agulha 21G** (calibre 8), asas flexíveis de cor verde. Embalagem unitária em papel grau cirúrgico em combinação com filme plástico. Esterilizado a Óxido de Etileno (ETO). Apresentação: caixas com 50 unidades cada. NCM: 90183990 - Marca: BD Vacutainer - Procedência: Japão - Registro do Ministério da Saúde nº 10033430521.

367283 - ESCALPE VACUTAINER BACTEC™ – escalpe exclusivo para coleta de sangue a vácuo, com adaptador luer, para coletas múltiplas. Tubo em vinil flexível, com 12 polegadas de comprimento, **agulha 23G** (calibre 6), asas flexíveis de cor azul claro. Embalagem unitária em papel grau cirúrgico em combinação com filme plástico. Esterilizado a Oxido de Etileno (ETO). Apresentação: caixas com 50 unidades cada. NCM: 90183990 - Marca: BD Vacutainer - Procedência: USA - Registro do Ministério da Saúde nº 10033430521.