

# BD MGIT™ TBc Test de Identificación

Identificación de *M. tuberculosis complex* a partir de tubos de cultivo

¿TB o  
no TB?



Ayudando a las  
personas a vivir  
saludablemente

¡Sencillo, seguro y con  
resultados en 15 minutos!

# BD MGIT™ TBc Test de Identificación

¡La combinación perfecta para una identificación segura, rápida y precisa de infecciones por *M. tuberculosis* complex (Mtb)!


La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de cultivos líquidos e identificación de muestras rápidas utilizando ICA para las necesidades de cultivo y test de sensibilidad a antibióticos.

*“Es imperativo que todos los aislados micobacterianos esten en muestras al menos del nivel de *M. tuberculosis* complex vs. *no-tuberculous mycobacterium* (NTM) y que se use un método rápido y económico para identificación de muestras.”<sup>1</sup>*

Es esencial disponer de un método rápido para diferenciar *M. tuberculosis* complex de otras micobacterias.<sup>1</sup> Una identificación en tiempo de Mtb guiará una terapia inicial y conllevará unos mejores resultados del paciente.

- **RÁPIDO:** resultados en solo 15 minutos
- **SENCILLO:** solo añadir 100 uL de un tubo BD MGIT positivo en el lateral del dispositivo
- **ECONÓMICO:** más económico y eficaz en tiempo que los métodos moleculares
- **VERSÁTIL:** no necesita equipamiento adicional o técnicos especializados

BD BACTEC™ MGIT™ y BD MGIT™ TBc Test de Identificación:



| Nº Cat. | Descripción                      | Cant./Paq.     |
|---------|----------------------------------|----------------|
| 245159  | BD MGIT™ TBc Identification Test | 25 tests / kit |



**BD**

**BD Diagnostics**  
Diagnostic Systems  
Camino de Valdeoliva, s/n  
28750 S. Agustín de Guadalix  
Madrid

[www.bd.com](http://www.bd.com)