

BD Microtainer® produktfamilj

— När varje droppe är viktig



Helping all people
live healthy lives

NYHET!



BD Microtainer® MAP –
mikrorör för enklare hantering

För att ni lättare ska kunna fokusera på er patient under provtagningen låt **BD Microtainer® MAP** – mikrorör för enklare hantering ta hand om provet.

Nyhet!

Det första instrumentkompatibla mikroröret utan rörförlängare

Vrid enkelt av proppen. **Knäpper igen** och säkerställer **säkrare, läckagefri** transport till laboratoriet

Röret har en propp som möjliggör "cap piercing"



Förpackningen kan återvinnas

1,0 mg K2EDTA,
250–500 µL volym,
13 x 75 mm

13 x 75 mm rör med
inbyggd uppsamlingsskopa

Tre klart **synliga fyllnadslinjer** säkerställer korrekt provtagningsvolym

Antal vändningar visas på rörets etikett

Standardetikett med **V-Notch™-egenskap** visar tydligt hur etiketten sätts fast på rätt sätt

BD Microtainer® MAP – mikrorör för enklare hantering

Patient:

- **Identifikation:** 13 x 75 mm diameter gör det möjligt att använda en standardetikett för att undvika risken för felmärkning, dvs. öka patientsäkerheten
- **Rätt första gången:** reduktion av upprepade provtagningar orsakad av icke standardiserade metoder eller överförings- och märkningsfel
- **Mindre mängd blod behövs:** för ömtåliga vener eller sjukdomstillstånd som ej gör det möjligt att ta en större mängd blod från patienten

Kliniker:

- **Lätt att hantera:** allt i ett-utformning innebär att användaren inte behöver sätta ihop eller kasta bort extra kontaminerade delar. Antal vändningar för korrekt blandning visas på etiketten
- **Lätt att märka:** etiketten fästs direkt på röret utan förlängning. V-Notch™-egenskapen visar tydligt hur etiketten sätts fast på rätt sätt
- **Förbättrat arbetsflöde:** den inbyggda provtagningsskopen möjliggör direktuppsamling i röret, vilket undanröjer behovet av koagulation och överföring

Laboratoriet:

- **Förbättrat arbetsflöde:** röret är av standardstorlek 13 x 75 mm och passar direkt i instrumentställen. Korken möjliggör "cap piercing". Ingen manuell bearbetning är nödvändig
- **Tillträde effektiviseras:** genom att tillhandahålla absolut patientidentifikation och eliminera ommärkning
- **Kompromisslös kvalitet:** effektivisera arbetsmetoderna för att leverera kompromisslösa kvalitetsstandarder

Mindre mängd blod behövs

Tack vare den unika utformningen på proppen fungerar **BD Microtainer® MAP** – för enklare hantering i automatläge även med mindre blodvolym.



BD Microtainer® Quikheel™-lansetter

Maximera blodflödet samtidigt som ni minskar smärtan vid hålstick med säkerhetsutformad BD Microtainer® Quikheel™-lansett.

Det finns två olika storlekar som är färgkodade för prematura bebisar och spädbarn. Använd lansetten (rosa) för prematura bebisar som väger mellan 1,0 kg och 1,5 kg eller på spädbarn när ett lägre blodflöde är nödvändigt. Använd den fullstora (blågröna) lansetten på spädbarn upp till ett år som fötts efter fullång graviditet och som väger över 1,5 kg, men som ännu inte går.

Precision: den kilformade ytan under Quikheel™-logon gör att bladets placering syns bättre, vilket minskar behovet för onödiga omstick på patienten

- **Lätt att använda** och ergonomiskt utformad fingerkontur ger ett stadigt, stabilt grepp under lansettaktivering
- **Aktivering:** omedelbar utlösning ger ett snabbt automatiskt snitt med konsekvent djup och bredd, vilket säkerställer önskat blodflöde och förhindrar onödiga omstick
- **Bekvämlighet:** extra tunt kirurgiskt stålblad ger ett bra kirurgiskt snitt som resulterar i mindre smärta
- **Säkerhet:** permanent indragbart blad minimerar risken för eventuella skador och återanvändning. Finns i spädbarns- och prematurstorlek för korrekt val av insticksdjup så att patienten inte skadas



BD Microtainer® CAL kontaktaktiverade lansetter

BD Microtainer® CAL är en kontaktaktiverad säkerhetslansett som används vid blodprovstagning med fingerstick. Fingerstick ska inte göras på barn under ett år (enligt CLSI-riktlinjerna).

- **Möjliggör** 500 µL enkelt stick*
- **Förhöjer** användarkomforten
- **Aktiveras** vid kontakt
- **Förbättrar** stickprecisionen
- **Förenklar** förfarandet
- **Främjar** personalens och patientens säkerhet


BD Microtainer® kontaktaktiverade lansetter har kliniskt demonstrerat en minimering av patientens obehag och en maximering av blodflödet.

- BD Microtainer® kontaktaktiverad lansett (blå) gav en genomsnittlig blodvolym som var mer än två gånger större än jämförbara lansetter*
- BD Microtainer® kontaktaktiverad lansett (lila) var den som oftast angavs av patienter som den minst smärtsamma jämfört med fyra andra lansetter**

* BD:s kliniska vitbok nr VS7607 "A Comparative Evaluation of the BD Microtainer® Contact-Activated Lancet (High Flow, blue) with other Market-leading Lancets for Blood Flow and Ease of Use during Finger Puncture Procedures."

** BD:s kliniska vitbok nr VS7499 "A Comparison of BD Microtainer® Contact-Activated Lancet (Low Flow, purple) with BD Microtainer® Genie™, LifeScan OneTouch® SureSoft™ Gentle, and SurgiLance™ One-Step PLUS Safety Lancets for Comfort, Ease of Use and Blood Volume."

Vi på BD förstår vilka utmaningar
ni står inför i samband
med **kapillärprovtagning**.



BD Microtainer® produktsortiment



BD Microtainer® MAP – mikrorör för enklare hantering

Prod.nr	Beskrivning	Antal i låda/ förpackning
363706	1,0 mg K2EDTA tillsatsämne, 13 x 75 mm, volym 250–500 µL	50/200



BD Microtainer® CAL kontaktaktiverade lansetter

Prod.nr	Bredd och djup (mm)	Blodvolym	Färg	Antal i låda/ förpackning
366592	30 G x 1,5	Lågt flöde	Lila	200/2000
366593	21 G x 1,8	Medelflöde	Rosa	200/2000
366594	1,5 mm x 2,0	Högt flöde	Blå	200/2000



BD Microtainer® Quikheel™-lansetter för prematura, nyfödda och små barn

Prod.nr	Bredd och djup (mm)	Blodvolym	Färg	Antal i låda/ förpackning
368102	1,75 x 0,85	Lågt flöde (prematur bebis)	Rosa	50/200
368103	2,50 x 1,00	Högt flöde (spädbarn)	Blågrön	50/200



BD Microtainer® kapillärrör

BD Microtainer® blodprovsrör är utformade med enkel användning i åtanke och bidrar till att säkerställa att ett kapillärt blodprov av hög kvalitet tas. BD Microtainer®-röret med bredare diameter och BD Microgard™-stängning har en inbyggd uppsamlingskopa och förbättrad blandningsförmåga. Detta kompletta sortiment med mikroprovtagningsrör är tillgängligt för kemitillämpning och är färgkodat för att överensstämma med sortimentet BD Vacutainer rör för blodprovstagning.

Prod.nr	Färg	Tillsats	Fyllnadsvolym (µL)	Antal i låda/ förpackning
BD Microtainer®-rör med BD Microgard™-stängning				
365968	Guld	Koagulationsaktivator SST™ gel	400–600 µL	50/200
365979	Guld	Koagulationsaktivator/ SST™ gel (gulaktig)	400–600 µL	50/200
365964	Röd	Silikonbelagd	250–500 µL	50/200
365986	Mintgrön	Litiumheparin/PST™ gel	400–600 µL	50/200
365988	Mintgrön	Litiumheparin/PST™ gel (gulaktig)	400–600 µL	50/200
365966	Grön	Litiumheparin	200–400 µL	50/200
365993	Grå	NaFI/Na ₂ EDTA	400–600 µL	50/200
368933	Ej tillämpligt	Rörförlängning	Ej tillämpligt	50/200

För mer information om BD Microtainer® och BD Vacutainer®
provtagningsprodukter, utbildningsmaterial och tjänster
ber vi dig kontakta din lokala BD-representant i dag.

Du kan också nå oss via:

BD:s kundtjänst på **08 775 51 00** eller
via e-post till **bdorder_sweden@europe.bd.com**



BD Diagnostics
Preanalytical Systems
Årstaängsvägen 25
Box 472 04
100 74 Stockholm