

BD Microtainer® MAP – mikrorör för enklare hantering

• När varje droppe är viktig



Helping all people
live healthy lives

För att ni lättare ska kunna fokusera på er patient under provtagningen låt **BD Microtainer® MAP** – mikrorör för enklare hantering ta hand om provet

Vi på BD förstår hur viktig omvårdnadsprocessens roll är för patientens upplevelse. Vi är stolta att kunna förse er med denna innovativa lösning som är avsedd att hjälpa er ge era patienter den bästa vårdkvaliteten.

BD Microtainer® MAP – mikrorör för enklare hantering är avsedda att hjälpa er hålla fokus på patienten genom att möjliggöra:

- Patientidentifikation med plats för standardetiketter för att undvika eventuella felmärkningar
- Minskning av omprovtagning som orsakas av icke standardiserade metoder eller överförings- och märkningsfel
- Större rörstorlek: allt i ett-utformning som är lättare att hantera innebär att användaren inte behöver sätta ihop eller kasta bort extra kontaminerade delar
- Era patienter med ömtåliga vener kan nu ge mindre mängd blod som kan bearbetas automatiskt tack vare rörets innovativa utformning

BD Microtainer® MAP – mikrorör för enklare hantering

Vrid enkelt av proppen. **Knäpper igen** och säkerställer **säkrare, läckagefri** transport till laboratoriet

Röret har en propp som möjliggör "cap piercing"


Förpackningen
kan återvinnas

13 x 75 mm rör med
inbyggd uppsamlingskopa

Tre klart **synliga fyllnadslinjer**
säkerställer korrekt provtagningsvolym

Antal vändningar visas
på rörets etikett

Standardetikett med **V-Notch™-egenskap**
visar tydligt hur etiketten sätts fast på rätt sätt

Prod.nr	Beskrivning	Antal i låda/ förpackning
363706	BD Microtainer® MAP – mikrorör för enklare hantering: K2EDTA tillsatsämne 1,0 mg, 13 x 75 mm, volym 250–500 µL	50/200

Vi värdesätter er tid. Den här produktens innovativa utformning kan hjälpa er att eliminera kostsamma arbetsmoment som användning av rörförlängare, överföring till tomma rör samt placering av nya etiketter.

BD Microtainer® MAP – mikrorör för enklare hantering är en av många lösningar som utformats av BD för att effektivisera ert arbetsförlopp för att ni ska kunna leva upp till kompromisslösa kvalitets-, integritets- och säkerhetsstandarder i ert labb.

Om du vill veta mer om **BD:s produkter** och tjänster som är avsedda att effektivisera ditt labb kan du kontakta oss på:

BD:s kundtjänst på **08 775 51 00** eller
via e-post till **bdorder_sweden@europe.bd.com**



BD Diagnostics
Preanalytical Systems
Årstaängsvägen 25
Box 472 04
100 74 Stockholm