

20110107/DP/kdv

Erembodegem, Janvier 2011

BD BACTEC™ SafePod

Pour transporter en toute sécurité les flacons d'hémoculture à l'intérieur d'un hôpital et entre plusieurs hôpitaux, BD a développé un nouveau système sécurisé de transport de flacons d'hémoculture BD BACTEC™.

Le BD BACTEC™ SafePod, un support réutilisable en plastique transparent, permet de transporter en toute sécurité jusqu'à deux flacons d'hémoculture (dans des compartiments séparés). BD BACTEC™ SafePod convient également à tous les tubes pneumatiques d'une longueur de 25 cm et d'un diamètre de 8 cm.


Les éventuels chocs sont amortis par un tissu absorbant remplaçable, qui peut absorber jusqu'à 100 ml de liquide.

Grâce à un couvercle étanche facile à ouvrir, les fuites et contaminations sont évitées. Toute fuite éventuelle à l'intérieur du support serait de toute façon signalée par un indicateur visuel. Les supports utilisés peuvent être stérilisés à la chaleur.


Si vous désirez commander le BD BACTEC™ SafePod à des conditions exceptionnelles, renvoyez-nous rapidement le formulaire de réponse. **Jusqu'au 28 février 2011, nous vous proposons 3 systèmes BD BACTEC™ SafePod pour le prix de 2.**



Danielle Pasmans
Sales & Marketing Manager
BD Diagnostic Systems



Annexe : Formulaire de commande et instructions de montage et démontage du BD BACTEC™ SafePod.



FORMULAIRE DE COMMANDE
053-720 213
À l'attention de Kristel De Vylder

Nom _____

Institut _____

Adresse _____

Function _____

E-mail _____

☐ **Oui, je commande**

Quantité :

BD BACTEC™ SafePod

3,28 euros / pièce



2 + 1 gratuit jusqu'au 28 février 2011