


Produktkatalog 2015/2016



Helping all people
live healthy lives



BD Life Sciences
Diagnostic Systems

Deutschland . Österreich . Schweiz

BD stellt sich vor

BD weltweit – BD Life Sciences – BD Medical

BD – weltweit

BD, eines der führenden Medizintechnik-Unternehmen, hat es sich zur Aufgabe gemacht, in Zusammenarbeit mit seinen Kunden und Partnern den gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen bei der Gesundheitsversorgung von Menschen auf der ganzen Welt zu begegnen. Mit innovativen Lösungen optimiert BD die Arzneimittelverabreichung, verbessert die Diagnose von Infektionskrankheiten und Krebs, unterstützt die Behandlung von Diabetes und bringt die Zellforschung voran. Rund 30.000 BD-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 50 Ländern setzen sich dafür ein, unser Unternehmensziel „allen Menschen helfen, in Gesundheit zu leben“ zu verwirklichen und Menschen auf der ganzen Welt den Zugang zu einer guten, sicheren und bezahlbaren Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Mehr über BD erfahren Sie unter www.bd.com.

BD Life Sciences – Biosciences

Biosciences bedient den gesamten Bereich der biologischen und medizinischen Forschung und bietet die größte Auswahl an innovativen Geräten und Reagenzien für die zelluläre Analyse an. Ein breites Spektrum an Analyzern und Sortern für die Durchflusszytometrie, verbunden mit kompetenter Beratung und Service, ermöglichen die passgenaue Lösung für Ihr Labor. Unser Produktangebot und unsere Kompetenz machen uns zum interessanten Partner für Forschungs- und Routinelabors, für die Industrie sowie für die wachsende Zahl von bio- und gentechnologischen Einrichtungen. Für die klinische Durchflusszytometrie stehen gebrauchsfertige, CE-IVD zertifizierte Lösungen im Bereich der Immunphänotypisierung von Lymphozyten, Leukämie- und Lymphomdiagnostik, Stammzellenenumeration sowie für die Restzellbestimmung in Blutprodukten zur Verfügung. Unsere Lösungen zur Automatisierung der Prozesse ermöglichen eine effizientere Abarbeitung, die hochwertigen Reagenzien erlauben eine präzisere Diagnostik für bessere klinische Entscheidungen.

BD Life Sciences – Diagnostic Systems

Diagnostic Systems ist Ihr Experte und erfahrener Partner für die klinische und industrielle mikrobiologische Diagnostik.

Umfassende Konzepte und daran geknüpfte Diagnostika, Softwarelösungen und Dienstleistungen führen zu gesteigerter Effizienz im Labor und zu schnelleren verwertbaren Ergebnissen.

Unser klinischer Fokus liegt in der Prävention und Diagnose von Infektionskrankheiten sowie des Zervixkarzinoms. Für den klinischen Bereich bietet Diagnostic Systems integrierte Lösungen auf den Gebieten Tuberkulose, Sepsis, Gesundheitssystemassoziierte Infektionen (healthcare-associated infections – HAI), sexuell übertragbarer Krankheiten sowie Gebärmutterhalskrebs.

Industriekunden vertrauen auf das Know-how bei der mikrobiologischen Prüfung von sterilen und nicht sterilen Arzneimitteln sowie medizinischen Geräten, beim Umweltmonitoring und beim Nachweis von Lebensmittelpathogenen.



BD Life Sciences – Preanalytical Systems

Preanalytical Systems versteht sich als präanalytischer Spezialist für die Blut-, Urin- und Molekulardiagnostik in Krankenhaus, Labor, Blutbank und Arztpraxis.

Die von BD entwickelte Vakuumtechnologie – mit ihrer geschlossenen, hygienischen und vor allem standardisierten Probengewinnung – erlaubt es, präanalytische Variablen weitestgehend auszuschließen, und bildet somit die Grundlage für eine sichere und zuverlässige Analytik.

Nach jahrelanger Entwicklungsarbeit bieten wir Ihnen heute ein vollständiges Sortiment von Produkten zur technischen Prävention von Nadelstichverletzungen, das durch seine hohe Anwendungssicherheit überzeugt.

BD Medical – Diabetes Care

Das Leben mit Diabetes ist eine große Herausforderung.

Diabetes Care möchte Menschen mit Diabetes dabei helfen, den Alltag so einfach wie möglich zu gestalten und die Behandlung optimal durchzuführen.

Unsere Injektionssysteme – besonders die BD Micro-Fine™ Ultra Pen-Nadeln – wurden technisch so konzipiert, dass sie mit allen Pen-Systemen kompatibel sind. Es sind hochwertige Einwegprodukte, die durch ihren patentierten Kanülenschliff ein nahezu schmerzfreies Injizieren ermöglichen.

BD Medical – Medical Surgical Systems

Medical Surgical Systems ist der weltweit führende Anbieter auf dem Gebiet der Injektions- und Infusionstechnik. Unser Produktsortiment bietet alles, was zur Verabreichung von Medikamenten und Infusionslösungen in den menschlichen Organismus benötigt wird – bei hohem Patientenkomfort und hoher Anwendersicherheit und Kosteneffizienz.

Die Sicherheit für Anwender und Patienten steht stets im Mittelpunkt bei der Entwicklung neuer, innovativer Produkte.

Darüber hinaus entwickelt BD seit Jahren Konzepte und Produkte, um die Gefahr nosokomialer Infektionen für Patienten zu reduzieren.

Der Einsatz neuartiger Kathetermaterialien sowie das Zusammenspiel von Design und Technologie ermöglichen es, Infektionsrisiken zu senken, die Verwendungsdauer zu erhöhen und Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten. Diese Parameter machen uns zum bevorzugten Partner für die Bereiche Anästhesie, Intensivmedizin und Injektionstechnik in der klinischen Routine.

Mit BD Cato™ Medication Workflow Solutions und BD PhaSeal™, dem geschlossenen Arzneimitteltransfersystem, bietet BD nun auch Produktlösungen für zytostatikaherstellende Apotheken an.



Intro



Dear Customers,

After directing clinical microbiology laboratories in top academic and federal institutions for more than 35 years, I became convinced that the only way clinical laboratories would be able to navigate the challenging landscape of diagnostics is through partnership with a multinational company. For that reason I joined BD Diagnostics Systems in July 2011 and have had the pleasure to visit microbiologists throughout the world, discussing with them their successes and challenges. I am proud to be a member of the BD team, one dedicated to "helping all people live healthy lives" with a commitment to solve today's challenges through scientific and technologic innovation and a clear vision of the future. BD Diagnostic Systems has a strong foundation in core microbiology methods, so it is appropriate to see the introduction of new BBL™ CHROMagar™s for detection of antibiotic resistant gram-positive and gram-negative

bacteria, new formulations of BD BACTEC™ media in plastic bottles and the 136 well Emerge panel for Phoenix susceptibility tests. The BD Veritor™ point-of-care immunoassay system introduces highly sensitive, simple to use diagnostics for common infections such as influenza and strep pharyngitis. The BD MAX™ is the first system to fully automate nucleic acid extraction and amplification for tests developed by BD, by commercial partners, and by the individual users. Finally, in 2012 through the acquisition of Kiestra, the leader in laboratory automation, the microbiology portfolio was expanded to include new automated instrumentation technologies that will enable us to offer innovative total lab solutions to laboratories worldwide. This is an exciting time to be a microbiologist and BD is committed to be your leader through innovative approaches to well-established products, expansion of molecular diagnostics into new

markets and with new applications, and the elimination of inefficiencies and processing delays through total lab automation.

Patrick R. Murray, Ph.D.
*Worldwide Director, Scientific Affairs,
Diagnostic Systems*

resources
automation
accuracy

kaum ein anderes Fach in der Labormedizin unterliegt zurzeit einem derartigen Wandel, wie die medizinische Mikrobiologie. Zunahme der Antinfektiva-Resistenzen, Zunahme der Probenvolumina bei gleichem oder geringerem Personalschlüssel, neue Regelsysteme wie EUCAST, neue Richtlinien wie die Rili-BÄK, der Bedarf nach schnelleren Befunden sowie allgemein der Kostendruck sind nur einige der aktuellen Herausforderungen, mit denen sich die medizinische Mikrobiologie konfrontiert sieht. Die Routineanwendung von neuen Technologien wie der Massenspektrometrie, der molekularen Diagnostik und die weitere Automation von Arbeitsprozessen ist ein entscheidender Weg, um diesen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen. Wie Sie den einleitenden Worten von Dr. Patrick Murray entnehmen können, hat BD in den letzten Jahren massiv in neue

Mit den bewährten, modularen und skalierbaren BD Kiestra™ Lösungen für ein effizienteres Mikrobiologielabor adressieren wir z.B. den Automationsbedarf mittlerer bis großer Labore. Parallel zur Automation der kultur-basierten Diagnostik, gewinnt die direkte Detektion von Infektionserregern immer mehr an Bedeutung. Mit dem BD MAX™ und dem neuen BD Viper™ LT System bieten wir vollautomatisierte Plattformen für die molekulare Diagnostik an, die es selbst kleineren Laboren erlaubt, ein breites Spektrum an Assays effizient und kostengünstig abzuarbeiten. Neben der klinischen Mikrobiologie haben wir uns seit vielen Jahren der

Ihr BD Diagnostic Systems Team



BD MAX™

Einfach, effizient, flexibel

BD MAX™ ist das erste und einzige vollautomatisierte, offene molekulardiagnostische System, mit dem sowohl IVD- als auch benutzerdefinierte Tests durchgeführt werden können. Durch den hohen Grad der Automatisierung, der Vielseitigkeit und einfachen Bedienung eignet es sich sowohl für Labore mit als auch ohne molekularbiologische Expertise und Erfahrung.

In einer Welt mit sich ständig verändernden Pathogenen müssen Labore den Klinikern schnelle, präzise und verwertbare diagnostische Informationen liefern, die für Patienten lebensrettend sein können. Mithilfe des offenen BD MAX™ Systems können Sie sowohl eigene als auch von BD entwickelte Assays in einem 24/7-Modus anwenden und damit einen besseren Service anbieten. BD kooperiert außerdem mit verschiedenen molekulardiagnostischen Unternehmen, um das Spektrum an Tests kontinuierlich zu erweitern. Zurzeit sind bereits elf IVD-Tests erhältlich und weitere in der Planung. Neben vollständigen IVD-Tests gibt es auch unterschiedliche DNA-, RNA- und TNA- (Total Nucleic Acid) Extraktionskits sowie Mastermixe, mit und ohne zu den Extraktionskits passender Prozesskontrolle, die es den Anwendern erlauben, selbst entwickelte PCRs (Polymerase Chain Reaction) auf den BD MAX™ zu adaptieren.

Das umfangreiche Menü, die Flexibilität, die Vollautomatisierung und das standardisierte Verfahren des BD MAX™ Systems ermöglicht es Ihnen, eine große Bandbreite an Molekultests zu konsolidieren und zu standardisieren, um Programme zusammenzustellen, die sowohl den gegenwärtigen als auch zukünftigen klinischen Bedürfnissen gerecht werden.

Effizientes Zeitmanagement

Das BD MAX™ System vereint vollautomatisierte Zell-Lyse, DNA- und RNA-Extraktion, Real-Time-PCR-Ansätze sowie die Amplifikation und Detektion in einem einzigen System. Die PCR findet in Mikrofluidik-Karten statt. Dadurch wird das Reaktionsvolumen für die PCR verringert und die Zeit für die PCR-Zyklen extrem verkürzt. Mit dem BD MAX™ als kompaktem Tischgerät lassen sich kleinere bis mittlere Probenaufkommen einfach bewältigen, und so kann der Laborbetrieb effizient und flexibel geführt werden. Proben von bis zu 24 Patienten können pro Lauf parallel innerhalb von zwei Stunden analysiert werden. Kleine Serien von bis zu vier Proben sind in weniger als 90 Minuten bearbeitbar. Um dabei maximale Effizienz zu erreichen, kann das BD MAX™ System kontinuierlich, nach jeweils erfolgter Extraktion, beladen werden. Dies bedeutet, dass Extraktion und PCR parallel ablaufen. Die Abarbeitung der BD

MAX™ IVD-Assays erfordert nur 1 Minute pro Probe (z.B. MRSA-Abstrichtupfer). Zudem ist es möglich unterschiedliche Ausgangsmaterialien und BD IVD-Assays in einem Lauf zu kombinieren. So können auch kleinere Serien unterschiedlicher Parameter effizient und einfach parallel untersucht werden.

Der Vorteil liegt auf der Hand: Durch den vollautomatischen Betrieb kann im Labor Zeit für andere Tätigkeiten freigemacht werden und somit die Effizienz und Produktivität gesteigert werden.

Das BD MAX™ System kann sowohl uni- als auch bidirektional in das LIS eingebunden werden. In einer Acht-Stunden-Schicht können so bis zu 144 Proben abgearbeitet werden.

Die Reagenzienstreifen enthalten alle Pipetten, Extraktionsreagenzien, Reaktionsgefäße für die Nukleinsäureextraktion, sowie bei den IVD-Assays die PCR-Reagenzien. BD liefert die Reagenzien lyophilisiert zur Langzeitlagerung bei Raumtemperatur.

Das offene System erlaubt dem Anwender sowohl Benutzerdefinierte Tests, sogenannte „inhouse“-Tests, als auch IVD-Tests durchzuführen. Es ist möglich 1 bis zu 24 Proben gleichzeitig batchweise abzuarbeiten. Bis zu 24 unterschiedliche PCR Profile (unterschiedliche Temperaturprofile und Farbkanäle) sind in einem full process (Extraktion und Real-Time PCR) Lauf möglich. Im offenen PCR only Modus können bis zu 96 unterschiedliche PCR-Profile im selben Lauf gefahren werden und „inhouse“-Tests so schnell etabliert werden.

Mittlerweile sind mehr als 100 BD MAX™ Systeme in Deutschland installiert, darunter in namhaften Universitätskliniken wie Heidelberg, München, Bonn, Köln, Ulm, Berlin, aber auch in namhaften, niedergelassenen Laboren.



BD MAX™
The Power of Choice

BD Kiestra™ Lab Automation Solutions

Und wann automatisieren Sie Ihr Labor?

Seit mehr als acht Jahren bietet BD Kiestra™ in der Praxis bewährte Automationsmodule für die Inokulation, Inkubation und Auswertung sowie für den Transport zwischen den Arbeitsstationen einschließlich der benötigten Schnittstellen und IT-Programme. Jeden Tag benutzen allein in Europa mehr als 2.000 Anwender unsere Systeme im Routinealltag. Eine kürzlich erschienene Studie konnte zeigen[1], dass die BD Kiestra™ Total Lab Automation in Kombination mit dem Bruker MALDI Biotyper Arbeitsabläufe optimiert und beschleunigt, Kosten reduziert und zu schnelleren Befunden führt. Eine entscheidende Grundlage für effizientere, reproduzierbare und schnellere Arbeitsabläufe ist dabei die automatisierte Probenanlage.



In Abhängigkeit von Laborgröße und Probendurchsatz bieten wir flexible, skalierbare Lösungen, zum Beispiel BD Kiestra™ Inoqua™ als integrierten Ausstreichautomaten (links) oder die BD Kiestra™ Work Cell Automation für mittlere Labore (rechts).

Wir bringen die Kugel für Sie ins Rollen

Im Vergleich zum manuellen Ausstrich bietet der BD Kiestra™ Inoqua™ mit der patentierten "rolling bead"-Technologie eine innovative Lösung: In frei wählbaren Mustern rollt eine magnetische, wiederverwendbare Kugel über die Agaroberfläche und verteilt das Probenmaterial unter Nutzung der gesamten Fläche so effizient, dass im Vergleich zur traditionellen Inokulation mittels Impfstäbchen fünfmal mehr Einzelkolonien entstehen. Der BD Kiestra™ Inoqua™ kann 12 bis 48 verschiedene Medien abarbeiten, 288 Proben laden, 5 Agarplatten gleichzeitig ausstreichen und bis zu 275 Inokulationen pro Stunde durchführen. Automatisches Deckelöffnen und -verschließen, Sicherheit durch HEPA-Filter, das Vortexen der Proben, die Inokulation von Objektträgern und das Abarbeiten von nicht-flüssigen Proben sind weitere Merkmale des Leistungsspektrums. In einer vor kurzem publizierten Studie[2] konnte gezeigt werden, dass der BD Kiestra™ Inoqua™ die Qualität und Standardisierung der Probenanlage verbessert und zu einem effizienteren Arbeitsablauf und zu schnelleren Befunden führt. Darüber hinaus erzielt das System bessere

Ergebnisse bei polymikrobiellen Probenmaterialien. Höchste Effizienz bietet auch der neue BD Kiestra™ ReadA Compact™, ein intelligentes System für die Inkubation und kontinuierliche Messung von Agarplatten in verschiedenen Atmosphären. Es ermöglicht deren digitale Dokumentation mittels einer eingebauten Kamera. Einzigartig sind die Plattenkapazität (1152) sowie die Produktivitätssteigerung durch gleichzeitiges Laden, Entladen und Imaging der Agarplatten.

So helfen wir Ihnen, erfolgreicher zu werden:

- Steigerung Ihrer Produktivität, indem Sie mehr Proben mit demselben Personal abarbeiten können;
- Steigerung der analytischen Qualität durch die Automation von Probenausstrich und Platteninkubation sowie digitales Imaging;
- Einsatz vorhandener Ressourcen für diagnostisch wichtigere Aufgaben und schnellere Befundung.

Wir bieten Ihnen bereits jetzt eine Produktpalette, die das gesamte Spektrum der klinischen Mikrobiologie von der Probenentnahme über die Blutkultur, Keimidentifizierung und Resistenztestung bis zur Molekular Diagnostik umfasst (zum Beispiel BD Phoenix™, BD BACTEC™ FX, BD Viper™, BD MAX™). Dazu kommen flexible Finanzierungskonzepte und ein Verkaufs-, Applikations- und Serviceteam, das Sie direkt vor Ort unterstützt.

Sprechen Sie uns an, um eines der vielen Labore mit BD Kiestra™-Automationslösungen zu besuchen oder zu erfahren, an welchen zukünftigen Lösungen wir arbeiten (zum Beispiel MALDI-Koloniepicker).



BD Kiestra™ Total Lab Automation für große Labore.

Literatur

- [1] Mutters et al.; Ann Lab Med 2014;34:111-117
[2] Froment et al.; J. Clin. Microbiol. 2014, 52(3):796-802

BD Totalys™ – die neue Marke

BD verfügt sowohl in der Krebsfrüherkennung als auch in der Infektionsdiagnostik über langjährige Erfahrung. 2012 fiel nun die Entscheidung, das automatisierte Screening für Zervixkarzinome und sexuell übertragbare Krankheiten unter einem gemeinsamen Markennamen zusammenzuführen: BD Totalys™.

Dahinter verbirgt sich eine Konsolidierung von Geräteplattformen, welche zytologische Untersuchungsmaterialien aufnehmen, gefärbte Ausstriche herstellen und deren Auswertung computer-assistiert unterstützen kann, sowie eine molekularbiologische Testung auf Hochrisiko-HPV-Infektionen vornimmt. Die Vorläufer dieser Geräteplattformen werden bereits seit Jahren erfolgreich in der Routine eingesetzt; 2013 kamen die neuen Systeme als Komplettpaket unter dem Namen BD Totalys™ auf den Markt.


BD Focal Point™ – Streitfrage elegant gelöst

Konventioneller oder LBC-basierter PAP-Abstrich? Diese Frage wird in Expertenkreisen kontrovers diskutiert, gilt es doch, medizinische, technische und wirtschaftliche Herausforderungen sorgfältig gegeneinander abzuwägen. In Deutschland kommt die LBC gegenwärtig nur in rund 10 Prozent der rund 14 Millionen PAP-Abstriche zum Einsatz (vorwiegend bei Privatpatienten). In den USA, wo das Verfahren wegen „signifikant höherer Effizienz“ bereits 1996 von der FDA zugelassen wurde, sind es in pathologischen Praxen inzwischen über 90 Prozent.

BD FocalPoint™ bietet als weltweit einziges Gerät die Möglichkeit, beide Verfahren computer-assistiert auszuwerten. Dadurch ist für BD-Kunden diese Streitfrage zumindest aus technischer Sicht elegant gelöst: Der Anwender kann von Fall zu Fall entscheiden, welches Verfahren geeigneter ist.

BD Viper™ LT und BD Onclarity™ – voll integriertes HPV-Screening

So viel ist sicher: Ein positiver PAP-Befund weist eine durch HPV-Infektion hervorgerufene Zellveränderung nach; bei negativem HPV-Befund ist dagegen davon auszugehen, dass es in näherer Zukunft nicht zur Entwicklung von Krebsvorstufen kommen wird. Die Aussagekraft beider Screening-Methoden ist somit völlig unterschiedlich, und die Herausforderung besteht in einer sinnvollen Kombination. Hier liegt die Stärke des Ansatzes von BD Totalys™: Er verbindet den positivprädiktiven Wert der Zytologie mit dem hervorragenden negativ-prädiktiven Wert des HPV-Screenings. Patientinnen mit verdächtigen Zellveränderungen profitieren so frühzeitig von einer spezifischen Abklärung und Behandlung, gesunden Frauen ohne Risiko bleiben dagegen Verunsicherung und unnötige Untersuchungen erspart.



Das BD Totalys™ System

1. Das BD SurePath™ Multitest-Einsendegefäß wurde für die vereinfachte Probenahme neu gestaltet und für die Automation mit 2D-Label versehen, um eine lückenlose Nachverfolgung der Proben zu gewährleisten.
2. Der BD Totalys™ Multiprocessor automatisiert die manuellen Schritte der Zellanreicherung, produziert die benötigten Aliquots für Zytologie und Molekularbiologie kontaminationsfrei und unterstützt eine lückenlose Kontrollkette.
3. BD Totalys™ SlidePrep ermöglicht die flexible Verarbeitung von sowohl gynäkologischen als auch nicht-gynäkologischen Proben mit positiver Probenidentifikation.
4. Mit dem flüssigkeitsbasierten PAP-Test BD SurePath™ erhalten Sie dank der Abnahmetechnik, bei welcher der Bürstenkopf im Abnahmegefäß verbleiben kann, und der einzigartigen Zellanreicherungsmethode hervorragende morphologische Resultate.
5. Das BD FocalPoint™ GS Imaging System erlaubt die computer-assistierte Auswertung konventioneller und LBC-basierter Objektträger.
6. BD Viper™ LT ist ein Tischgerät für vollautomatische Multiplex Real-Time-PCR-Analysen. BD Onclarity™ weist 14 verschiedene Hochrisiko-HPV-Typen nach und identifiziert 7 individuelle Genotypen, die 91 Prozent aller Zervixkarzinome verursachen.

Die schwere Sepsis und der septische Schock sind die Haupttodesursachen auf deutschen Intensivstationen. Mit 60.000 Todesfällen jährlich (Sepsis, schwere Sepsis, septischer Schock) rangiert das Krankheitsbild in der Todesstatistik für Deutschland an 3. Stelle hinter der koronaren Herzkrankheit.

Die Blutkultur ist gegenwärtig der „Gold- Standard“ in der mikrobiologischen Diagnose einer Sepsis und das wichtigste mikrobiologische Untersuchungsverfahren in der Intensivmedizin.



Bei inzwischen weitgehend standardisiertem Vorgehen bei der Bearbeitung von Blutkulturflaschen im mikrobiologischen Labor hat insbesondere die leitliniengerechte Präanalytik in den Krankenhausstationen einen herausragenden Einfluss auf die Qualität des diagnostischen Ergebnisses.

Keiner hat mehr Erfahrung in der Blutkultur

Mit über 60 Jahren Erfahrung in der Präanalytik und über 40 Jahren Erfahrung in der Blutkultur bietet BD einzigartige Gesamtlösungen an – von der geschlossenen, sicheren Probenahme bis zur Befundübermittlung. Aus gutem Grund verlassen sich seit vielen Jahren über 80% der Universitätsklinika in Deutschland auf die BD BACTEC™ Blutkultursysteme, aber auch große, namhafte niedergelassene Privatlabore.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Einhaltung leitliniengerechter, sicherer und effizienter Blutkulturdiagnostik – auf den Stationen oder im Labor.

Von Anfang an richtig

BD Vacutainer™ Sicherheits-Blutentnahmesysteme:
Uneingeschränkt kompatibel mit BD BACTEC™ Blutkulturflaschen für eine sichere und komfortable Blutentnahme und Subkultivierung.

BD BACTEC™ Blutkulturmedien:

Ein umfassendes Portfolio an bewährten und überlegenen Medien – von PLUS und Lytic hin zu PEDs und Spezialmedien für die Anzucht von Hefepilzen oder Mykobakterien – zur Unterstützung der unterschiedlichen Patientenpopulationen und Anforderungen an die Blutkulturdiagnostik.

BD BACTEC™ FX Systeme:

Integration der bewährten, äußerst zuverlässigen und modular erweiterbaren Systeme mit überlegender Fluoreszenztechnologie und intuitiven Arbeitsabläufen zur Verringerung des Personalaufwands und Maximierung von Ergonomie und Raumausnutzung.

BD Phoenix™ ASSIST:

Automatisierte, skalierbare Lösung für die ID/AST – einschließlich des BD™ Bruker Maldi Biotypers™ und des BD Phoenix™ Systems für die direkte ID/AST bei positive Blutkulturen.

BD EpiCenter™ Datenmanagementsystem:

Effizientes Übermitteln, Analysieren und Rückverfolgen aller Informationen rund um die BD BACTEC™ Blutkultursysteme, einschließlich der Möglichkeit zum "remote monitoring" und der Satellitenblutkultur.

Inhaltsverzeichnis

Probenentnahme und Transport

1

Fertigmedien	2
Tupfer	3
Verbrauchsmaterialien	6

Trockennährmedien

2

Medien, Zusätze und Enzyme	2
Peptone	41
Medien ohne tierische Komponenten	42

Gebrauchsfertige Nährmedien

3

BBL™ Fertigplatten im BD Stacker™ Format	2
BBL™ flüssige und feste Medien in Röhrchen und Flaschen	15
BBL™ Gammabestrahlte, sterile Isolator-Platten zur Hygienekontrolle	23
Nicht Gammabestrahlte zur Hygienekontrolle	24
Agrarstreifen zur Hygienekontrolle	25
Sterilitätstestung	26
Urindiagnostik	28

Anaerobiersysteme und Färbungen

4

BD GasPak™ Anzuchtsysteme	2
BD GasPak™ Verbrauchsmaterial und Zubehör	4
Färbekits und Zusatzreagenzien	5

Soforttests, Serologie und immunologische Tests

5

BD Veritor™	2
Bakteriologische Schnelltests	3
Antigene	7
Antiseren	9
Direkte Fluoreszenzantikörpertechnik	20
Diverse immunologische Tests und Verbrauchsmaterialien	21

Laborautomatisierung

6

Automatisierter Plattenausstrich	2
Gerätesysteme	3
Verbrauchsmaterial	5

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

7

Manuelle Identifizierung	2
Manuelle Differenzierung	7
Manuelle Empfindlichkeitstestung	10
BD Phoenix™ Automatisierte Identifizierung und Empfindlichkeitstestung	29
Massenspektrometrie.....	34
Bakterienstämme für die Qualitätskontrolle	35

Datenmanagement

8

BD EpiCenter™ System.....	2
---------------------------	---

Blutkultur-Diagnostik

9

BD BACTEC™ 9000 System / BD BACTEC™ FX System.....	2
Sicherheitsprodukte zur Blut- und Probenentnahme	6

Mykobakterien-Diagnostik

10

Probenvorbehandlung und Färbereagenzien	2
Medien zur Anzucht und Identifizierungs-/Differenzierungstests	4
BBL™ MGIT™ Manuelle Anzucht und Empfindlichkeitstestung	6
BD BACTEC™ MGIT™ Gerätesystem	7
BD BACTEC™ 9000 System – Nachweis von Mykobakterien im Blut	10

Molekulare Diagnostik

11

BD ProbeTec™ ET System	2
BD Viper™ XTR System	7
BD Viper™ LT System	10
BD Affirm™ VP III	14
BD Diagnostics GeneOhm™	15
BD MAX™	17

BD Tripath - Zytologische Produkte

12

Systeme	2
Verbrauchsmaterialien	4

Probenentnahme und Transport

Kapitel 1



Fertigmedien	2
Tupfer	3
Verbrauchsmaterialien	6

Probenentnahme und Transport

Fertigmedien

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Aerobe und anaerobe Mikroorganismen		
BD Port-A-Cul™, Transportsystem Gepuffertes, isotonisches, halbfestes Medium auf Agarbasis mit Resazurin (Redoxindikator) und reduzierenden Substanzen für eine Vielzahl von Anaerobiern, fakultative, aerobe und mikroaerophile Organismen geeignet. Transportzeit bis zu 72 Stunden bei 20 bis 25°C	10 Röhrchen	221606
BD Port-A-Cul™ Fläschchen, Transportsystem Gepuffertes, isotonisches, halbfestes Medium auf Agarbasis mit Resazurin - (Redoxindikator) und reduzierenden Substanzen in Glasfläschchen mit Septum. Dadurch besonders zum Transport von flüssigem Material, wie z. B. Punktaten, und für eine Vielzahl von Anaerobiern, fakultative, aerobe und mikroaerophile Organismen geeignet. Transportzeit bis zu 72 Stunden bei 20 bis 25°C	10 Fläschchen	221608
BD Port-A-Cul™ Fläschchen, steril, Transportsystem Steril verpacktes, gepuffertes, isotonisches, halbfestes Medium auf Agarbasis mit Resazurin und reduzierenden Substanzen im Glasfläschchen mit Septum. Dadurch besonders zum Transport von flüssigem Material, wie z.B. Punktaten und für eine Vielzahl von Anaerobiern, fakultative, aerobe und mikroaerophile Organismen geeignet. Transportzeit bis zu 72 Stunden bei 20 bis 25°C	10 Fläschchen	221609
BD Port-A-Cul™ Transportglas, Transportsystem Gepuffertes, isotonisches, halbfestes Medium auf Agarbasis mit Resazurin und reduzierenden Substanzen in Glasbehälter mit Schraubdeckel.	10 Glasbehälter	221602
Viren		
BD Universal Viral Transport Standard-Kit Jeder Kit enthält 3 ml Kulturfläschchen, Packung mit zwei sterilen Standard-Abstrichtupfer mit Polyesterspitze mit perforiertem Schaft aus Kunststoff	50	220221
BD Universal Viral Transport Combo-Kit Jeder Kit enthält 3 ml Kulturfläschchen, Packung mit einem sterilen Abstrichtupfer mit Polyester-Mini-Tip mit perforiertem Draht-Kunststoff-Schaft und ein steriler Standard-Abstrichtupfer mit perforiertem Schaft aus Kunststoff	50	220222
BD Universal Viral Transport Combo-Abstrichtupfer Ein steriler Abstrichtupfer mit Polyester-Minitip mit perforiertem Draht-Kunststoff-Schaft und ein steriler Standard-Abstrichtupfer mit perforiertem Schaft aus Kunststoff; paarweise verpackt	100	220240
BD Universal Viral Transport Standard-Abstrichtupfer Sterile Polyesterspitze mit perforiertem Schaft aus Kunststoff; paarweise verpackt	100	220239
BD Universal Viral Transport 3 ml Kulturfläschchen 3 ml modifizierte Hank's Lösung	50	220220
BD Universal Viral Transport 1 ml Kulturfläschchen 1 ml modifizierte Hank's Lösung	50	220244

Probenentnahme und Transport

Tupfer

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD CultureSwab™, CultureSwab™ Plus und CultureSwab™ EZ		
BD CultureSwab™, Stuart - Medium flüssig, Einzeltupfer Probenentnahme- u. Transportsystem für anerobe Mikroorganismen, für Rachen-, Vaginal-, Haut- und Wundabstriche	50	220099
BD CultureSwab™, Stuart - Medium flüssig, Doppeltupfer Probenentnahme- u. Transportsystem für aerobe Mikroorganismen, für Rachen-, Vaginal-, Haut- und Wundabstriche	50	220109
BD CultureSwab™, mod. Stuart - Medium flüssig, Einzeltupfer Probenentnahme- u. Transportsystem für aerobe Mikroorganismen mit einem separaten, extra-dünnen, biegsamen Aluminium Tupfer zum Erreichen angulärer Passagen. Für Urethral-Abstriche sowie Ohren-, Nasen- und Augenabstriche	50	220133
BD CultureSwab™, Amies - Medium flüssig, Einzeltupfer Probenentnahme- u. Transportsystem für aerobe Mikroorganismen, für Rachen-, Vaginal-, Haut- und Wundabstriche	50	220093
BD CultureSwab™, Cary-Blair - Medium flüssig, Einzeltupfer Probenentnahme- u. Transportsystem für Mikroorganismen, für Stuhlproben mit verdächtig pathogenen Enterobacteriaceae	50	220097
BD CultureSwab™, ohne Medium, Einzeltupfer Probenentnahme- u. Transportsystem für Mikroorganismen, für allgemeine Proben	100	220115
BD CultureSwab™ Plus, Amies - Medium ohne Kohle halbfest, Einzeltupfer Probenentnahme- u. Transportsystem für anerobe Mikroorganismen, für Rachen-, Vaginal-, Haut- und Wundabstriche	50	220116
BD CultureSwab™ Plus, Amies - Medium mit Kohle halbfest, Einzeltupfer Probenentnahme- u. Transportsystem für empfindliche Mikroorganismen, für Rachen-, Urogenital und Wundabstriche	50	220121
BD CultureSwab™ EZ, ohne Medium, Einzeltupfer Neuartiges Trockenabstrich- u. Transportsystem ohne Medium. Die Überlebensfähigkeit der Organismen wird durch die mikroporöse Struktur des Tupfers zusammen mit der Körperflüssigkeit garantiert.	100	220144
BD CultureSwab™ EZ II dual, ohne Medium, Doppeltupfer Neuartiges Trockenabstrich- u. Transportsystem ohne Medium. Die Überlebensfähigkeit der Organismen wird durch die mikroporöse Struktur des Tupfers zusammen mit der Körperflüssigkeit garantiert.	100	220145
BD CultureSwab™ MaxV, Amies - Medium flüssig, Einzeltupfer Sterile, gebrauchsfertige Vorrichtung für die Entnahme, den Transport und die Konservierung von klinischen Proben zur bakteriologischen Untersuchung. Für Rachen-, Vaginal-, Haut- und Wundabstriche, während einer Operation entnommene Gewebeproben, Eiter oder Aspiarte	50	220231

1

Probenentnahme und Transport

Tupfer

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD CultureSwab™, CultureSwab™ Plus und CultureSwab™ EZ		
BD CultureSwab™ MaxV, Amies - Medium flüssig, Doppeltupfer Sterile, gebrauchsfertige Vorrichtung für die Entnahme, den Transport und die Konservierung von klinischen Proben zur bakteriologischen Untersuchung. Für Rachen-, Vaginal-, Haut- und Wundabstriche, während einer Operation entnommene Gewebeprobe, Eiter oder Aspirate	50	220232
BD CultureSwab™ MaxV, Stuart - Medium flüssig, Einzeltupfer Steriles, gebrauchsfertige Vorrichtung für die Entnahme, den Transport und die Konservierung von klinischen Proben zur bakteriologischen Untersuchung. Für Rachen-, Vaginal-, Haut- und Wundabstriche, während einer Operation entnommene Gewebeprobe, Eiter oder Aspirate	50	220233
BD CultureSwab™ MaxV, Stuart - Medium flüssig, Doppeltupfer Sterile, gebrauchsfertige Vorrichtung für die Entnahme, den Transport und die Konservierung von klinischen Proben zur bakteriologischen Untersuchung. Für Rachen-, Vaginal-, Haut- und Wundabstriche, während einer Operation entnommene Gewebeprobe, Eiter oder Aspirate	50	220234
BD CultureSwab™ Plus MaxV, Amies - Medium ohne Kohle halbfest, Einzeltupfer Sterile, gebrauchsfertige Vorrichtung für die Entnahme, den Transport und die Konservierung von klinischen Proben zur bakteriologischen Untersuchung. Für Rachen-, Vaginal-, Haut- und Wundabstriche, während einer Operation entnommene Gewebeprobe, Eiter oder Aspirate	50	220235
BD CultureSwab™ Plus MaxV, Amies - Medium ohne Kohle halbfest, Doppeltupfer Sterile, gebrauchsfertige Vorrichtung für die Entnahme, den Transport und die Konservierung von klinischen Proben zur bakteriologischen Untersuchung. Für Rachen-, Vaginal-, Haut- und Wundabstriche, während einer Operation entnommene Gewebeprobe, Eiter oder Aspirate	50	220236
BD™ ESwab		
BD™ ESwab Entnahme- und Transportsystem (Liquid Amies Elution Swab), standard tip Entnahme-Kit mit weißem Schraubverschluss, gefüllt mit 1 ml flüssigem Amies-Transportmedium und einem Applikator in Standardgröße mit Nylon-Flockenfasern.	50	220245
BD™ ESwab Entnahme- und Transportsystem (Liquid Amies Elution Swab), flexibel, Minitip Entnahme-Kit mit blauem Schraubverschluss, gefüllt mit 1 ml flüssigem Amies-Transportmedium und einem flexiblen Minispitzen-Applikator mit Nylon-Flockenfasern.	50	220532
BD™ ESwab Entnahme- und Transportsystem (Liquid Amies Elution Swab), Minitip Entnahme-Kit mit grünem Schraubverschluss, gefüllt mit 1 ml flüssigem Amies-Transportmedium und einem Minispitzen-Applikator mit Nylon-Flockenfasern.	50	220246

Probenentnahme und Transport

Tupfer

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Weitere Tupfer		
Falcon™ Tupfer, Polyesterwatte auf Holzstäbchen, Einzeltupfer Aus Polyesterwatte auf 15 cm langen Holzstäbchen, in Aufreißpackung zum Einmalgebrauch. Bakteriologische Qualität. (zum Einsatz mit Art. Nr. 221606 Port-A-Cul™, Transportsystem)	1000	220690
Steril verpackte Tupfer mit 10 ml Spüllösung Für Umweltuntersuchungen steril und doppelt gasdicht verpackte Dacrontupfer mit Röhrchen, gamma-bestrahlt, vorgefüllt mit 10 ml Spüllösung	200	220518
SWUBE Probenentnahme und Transportsystem, steril Mit einem Tupfer, steril	200	220210

1

Probenentnahme und Transport

Verbrauchsmaterialien

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Impfösen/-nadeln		
Einweg-Impfösen; 1µl (hellgrün)		
Best.-Nr. 220214 enthält 25x10 1µl Einweg-Impfösen	250	220214
Best.-Nr. 220215 enthält 20x50 1µl Einweg-Impfösen	1000	220215
Einweg-Impfösen; 10µl (hellblau)		
Best.-Nr. 220216 enthält 25x10 10µl Einweg-Impfösen	250	220216
Best.-Nr. 220217 enthält 20x50 10µl Einweg-Impfösen	1000	220217
Einweg-Impfnadeln; 1µl (violett)		
Best.-Nr. 220218 enthält 20x50 1µl Einweg-Impfnadeln	1000	220218
Petrischalen und Plattenständer		
BD RODAC™ Petrischalen, steril, unbefüllt (65 x 15 mm)		
Die Gestaltung der Platte ermöglicht das Ausgießen des Kulturmediums mit konvex über den Rand überstehender Oberfläche, um Oberflächenkontakt mit der gesamten zu untersuchenden Fläche herzustellen. Die 10-mm-Einteilung auf dem Boden der Platte erleichtert die Zählung und das Auffinden der Kolonien.	500	210340
BD RODAC™ Platten - Ständer, Blau		
Plattenständer für 10 Rodac™ Platten. Zur sicheren Aufbewahrung und Transport im Labor.		212976
BD RODAC™ Platten - Ständer, Orange		
Plattenständer für 10 Rodac™ Platten. Zur sicheren Aufbewahrung und Transport im Labor.		212977
BD RODAC™ Platten - Ständer, Grün		
Plattenständer für 10 Rodac™ Platten. Zur sicheren Aufbewahrung und Transport im Labor.		212978

Kapitel 2



Medien, Zusätze und Enzyme	2
Peptone	41
Medien ohne tierische Komponenten	42

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien			
Actinomyces - Isolier - Agar			
Zur Isolierung und Kultivierung von Actinomyces-Spezies aus Boden- und Wasserproben	Difco	500 g	212168
A - 1 - Medium			
Direktnachweis von Fäkalkoliformen in Wasser und Lebensmitteln	Difco	500 g	218231
Adonit			
Kohlenhydrat	Difco	10 g	215710
AK - Agar Nr. 2 (Sporulations - Agar)			
Nährmedium zur Herstellung einer Sporensuspension zur Verwendung bei Testverfahren zum Nachweis von Antibiotikarückständen in Milch und Molkereiprodukten	BBL	500 g	210912
Anaerobier - Agar nach Brewer			
Zur Kultivierung von anaeroben und mikroaerophilen Mikroorganismen	Difco	500 g	227920
Anaerobier - Agar nach Brewer, mod.			
Zur Kultivierung von anaeroben Mikroorganismen	Difco	500 g	253610
Anreicherung B			
Sterile Anreicherung zur Kultivierung anspruchsvoller Mikroorganismen wie N. gonorrhoeae u. H. influenzae, 10 ml / I Basis-Medium	Difco	6 x 10 ml	227610
Anreicherung C (enthält 1% Glukose)			
Steriles Hefekonzentrat, Anreicherung für Medien zur Anzucht anspruchsvoller Mikroorganismen wie N. gonorrhoeae u. H. influenzae, 10 ml / I Basis-Medium	Difco	6 x 5 ml	252710
Antibiotika - Test - Medium 1			
Penicillintest-Saat-Agar	Difco	500 g	226340
Antibiotika - Medium Nr. 2 - Grundsicht - Agar			
Antibiotika-Bestimmungs-Medium Penicillin - Test; Basis-Agar	Difco	500 g	227020
Antibiotika - Test - Medium 3			
Penicillintest-Bouillon	Difco	500 g	224320
	Difco	2 kg	224310
Antibiotika - Medium Nr. 3 - Bestimmungs - Bouillon			
Antibiotika-Bestimmungs-Medium	BBL	500 g	210932
Antibiotika - Test - Medium 4			
Hefe-Rindfleisch-Agar	Difco	500 g	224410
Antibiotika - Medium Nr. 5 - Streptomycin - Bestimmungsagar			
Antibiotika-Bestimmungs-Medium; mit Hefeextrakt	Difco	500 g	227710
Antibiotika - Test - Medium 8			
Antibiotika-Bestimmungs-Medium	Difco	500 g	266710

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien			
Antibiotika - Test - Medium 9			
Polymyxin Agarbasis	Difco	500 g	246210
Antibiotika - Test - Medium 10			
Polymyxintest-Saat-Agar	Difco	500 g	246310
Antibiotika - Test - Medium 11			
Neomycin-Test-Agar	Difco	500 g	259310
Antibiotika - Test - Medium 12			
Hefe-Rindfleisch-Pepton-Agar	Difco	500 g	266910
Antibiotika - Test - Medium 19			
Hefe-Rindfleisch-Pepton-Agar nach Kirschbaum u. Arret	Difco	500 g	243100
APT - Agar			
Zur Kultivierung heterofermentativer Laktobazillen und anderer Organismen, die einen hohen Thiamingehalt erfordern; auch zur Haltung von Stammkulturen von <i>L. veridescens</i> ATCC 12709 für den mikrobiologischen Thiamintest	Difco	500 g	265430
APT - Bouillon			
Zur Kultivierung von <i>L. veridescens</i> ATCC 12706, zur Herstellung des Inokulums für den mikrobiologischen Thiamintest	Difco	500 g	265510
L - Arabinose			
Kohlenhydrat	Difco	100 g	215920
Äskulin			
Ein wasserlösliches Glykosid. Wird als 0,1%ige Konzentration Nährmedien mit Eisensalzen zugefügt. Einsatz des Nährmediums zur Differenzierung von Streptokokken, da diese Äskulin hydrolysieren.	Difco	10 g	215810
Äskulin - Eisen - Agar			
Zur Erfassung von Äskulin-hydrolysierender Organismen aus Wasserproben	Difco	100 g	248810
Äskulin - Galle - Agar			
Differenzierungs-Medium zur Isolierung von Streptokokken der Gruppe D	BBL	500 g	299068
Asparagin			
Aminosäure, für chemische u. mikrobiologische Anwendungen	Difco	500 g	214410
Azid - Blut - Agar (Basis)			
Zur Isolierung von Streptokokken u. Staphylokokken aus einer Vielzahl von Materialien, bei Blutzugabe zur Bestimmung der Hämolysereaktion	Difco	500 g	240920
Azid - Glukose - Bouillon			
Selektiv-Medium zum Nachweis von Streptokokken aus Wasser, Abwasser u. Milch	Difco	500 g	238710

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien			
Baird - Parker - Agar (Basis)			
Zum Nachweis koagulase-positiver Staphylokokken aus Nahrungsmitteln u. anderen Materialien, Zugabe von Eigelb-Anreicherung 50%ig notwendig	Difco	2 kg	276810
	Difco	500 g	276840
Bengalrot - Agar nach Cooke			
Selektiv-Agar zur Isolierung von Hefen u. Schimmelpilzen aus Lebensmitteln und Umweltproben	Difco	500 g	270310
Bengalrot - Agar (Basis)			
Zur Isolierung u. quantitativen Erfassung von Hefen u. Schimmelpilzen, Chloramphenicol-Zugabe erforderlich	Difco	500 g	218312
Bengalrot - Agar Supplement C (Chloramphenicol)			
Supplement zur Verwendung mit Bengalrot - Agar Basis (218312). Je Röhrchen 0,05 g Chloramphenicol (lyophilisiert)	Difco	10 x 3 ml	214904
Beweglichkeitstest - Medium			
Einsatz zum Nachweis der Beweglichkeit von gramnegativen Bakterien	BBL	500 g	211436
Biotin - Assay - Test - Medium			
Einsatz für mikrobiologische Biotin Assays mit Lactobacillus plantarum ATCC 8014 als Testorganismus	Difco	100 g	241910
Bismuth Sulfite Glucose Glycine Yeast - Agar (BiGGY Agar)			
Selektiv- und Differentialmedium zum Nachweis und Isolierung von Candida Arten	BBL	500 g	211027
Blut - Agar (Basis)			
Infusion-Medium, dem Blut gesondert zugesetzt werden kann, zur Isolierung u. Kultivierung anspruchsvoller Mikroorganismen sowie zum Nachweis der Hämolyseaktivität von Streptokokken u. anderen anspruchsvollen Mikroorganismen	BBL	500 g	211037
Bordet - Gengou - Agar (Basis)			
Selektives aktivkohlehaltiges Medium nach Anreicherung mit sterilem, defibriniertem Blut zur Isolierung von Bordetella pertussis und anderen Bordetella Spezies	Difco	500 g	248200
Brillantgrün - Agar			
entspricht BPLS - Agar (Brillantgrün, Phenolrot, Lactose, Saccharose). Zur Isolierung von Salmonellen, außer S. typhi	Difco	500 g	228530
Brillantgrün - Agar, modifiziert			
Selektiv-Medium zur Isolierung von Salmonellen aus Wasser, Abwasser u. Nahrungsmitteln	Difco	500 g	218801
Brillantgrün - Galle - Laktose - Agar			
Selektiv- u. Differenzierungs-Medium zur Erfassung von Koliformen aus Wasser, Abwasser u. Nahrungsmitteln	Difco	500 g	214100

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien		
Brillantgrün - Galle - Laktose - Bouillon, 2%ig		
Standardmethoden-Medium zum Nachweis von Koliformen in Wasser, Milchprodukten u. anderen Nahrungsmitteln	Difco 2 kg	271000
	Difco 500 g	274000
Brillantgrün - Agar, mit 0,1% Natrium - Sulfapyridin		
Selektiv-Medium zur Isolierung von Salmonellen aus Stuhl u. anderen Medien	Difco 500 g	271710
Brucella - Agar		
Zur Kultivierung von Brucella u. anderen anspruchsvollen Organismen, mit Antibiotikazusatz kann spezielle Selektivität erreicht werden	BBL 500 g	211086
Brucella - Bouillon		
Zur Kultivierung von Brucella u. anderen anspruchsvollen Organismen	BBL 500 g	211088
Bushnell - Haas - Bouillon		
Zur Untersuchung von Brennstoffen auf mikrobiologische Kontamination sowie zur Studie der Kohlenwasserstoffhydrolyse von Bakterien	Difco 500 g	257820
Campylobacter - Agar (Basis)		
Nach Zugabe von Blut, Campylobacter Supplement B (Blaser), Campylobacter Supplement S (Skirrow) oder anderen Antibiotika zur Isolierung und Kultivierung von Campylobacter	Difco 2 kg	218201
Candida BCG - Agar (Basis)		
Bromkresolgrün-Basis-Agar, Zusatz von Neomycin erforderlich, zur primären Isolierung u. Identifizierung von Candida Spezies	Difco 500 g	283510
Cary - Blair - Transport - Medium		
Transport-Medium, besonders für Vibrio cholerae haltiges Material	BBL 500 g	211102
Caseinpepton - Sojamehlpepton - Agar (TSA)		
Mit oder ohne Blut oder anderen Anreicherungen zur Isolierung einer Vielzahl von anspruchsvollen Organismen geeignet	Difco 500 g	236950
	Difco 2 kg	236920
	Difco 10 kg	236930
Caseinpepton - Sojamehlpepton - Blut - Agar (Basis) EH		
Basal-Medium zur Verwendung mit Blut für eindeutige, verstärkte β -hämolytische Reaktionen nach 18-24 h Inkubation sowie zur Kultivierung anspruchsvoller Mikroorganismen	Difco 500 g	228300
	Difco 10 kg	228200
Caseinpepton - Sojamehlpepton - Blut - Agar (Basis) Nr. 2		
Basal-Medium zur Verwendung mit Blut für eindeutige β -hämolytische Reaktionen nach 18-24 h Inkubation u. zur Kultivierung anspruchsvoller Organismen	Difco 500 g	227300
	Difco 10 kg	227200
Caseinpepton - Sojamehlpepton - Bouillon (TSB)		
Für Sterilitätstests von pharmazeutischen Produkten nach EP u. USP (siehe auch unter Trypticase-Soja-Bouillon)	Bacto 100 g	211824
	Bacto 500 g	211825
	Bacto 2 kg	211822
	Bacto 10 kg	211823

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien			
Caseinpepton - Sojamehlpepton - Bouillon (TSB) ohne Glukose			
Zur Kultivierung anspruchsvoller und nicht anspruchsvoller Mikroorganismen, für Fermentationsstudien Kohlenhydratzugabe erforderlich	Bacto	500 g	286220
Casman - Medium (Agarbasis)			
Mit Zusatz von Blut, zur Kultivierung anspruchsvoller Mikroorganismen, wie z. B. Haemophilus influenzae und Neisseria gonorrhoeae unter reduzierten O ₂ -Bedingungen	BBL	500 g	211106
Cellobiose			
Kohlenhydrat	Difco	25 g	216010
Cetrimid - Agar (Basis)			
Synonym: Pseudosel Agar. Zur Isolierung und Kultivierung von Pseudomonas aeruginosa, gem. USP u. EP	Difco	500 g	285420
Chapman - Stone - Medium			
Synonym: Chapman Stone Agar. Staphylokokken Selektiv-Medium nach Chapman, zur Isolierung und Differenzierung von Staphylokokken basierend auf derer Gelatinase-Aktivität und Mannitol-Fermentation	Difco	500 g	211805
Chlortetracyclin (Aureomycin)			
Zur Herstellung von Dermatophyten Test Medium (DTM) Agar zum Nachweis und zur Isolierung von Dermatophyten, 25 mg / 10 ml Röhrchen; 10 ml / 250 ml Basis-Medium, auch als Supplement zu Bengalrot-Agar nach Cooke zur Isolierung von Pilzen aus Lebensmitteln	Difco	6 x 10 ml	233331
Clostridien - Differenzierungs - Agar (DRCM - Agar)			
Synonym: Differential Reinforced Clostridial-Agar (DRCA). Nach Gibbs und Freame zur Isolierung von Anaerobiern, speziell Clostridien, aus Lebensmitteln u. a. Materialien	Difco	500 g	264120
Clostridien - Medium (RCM)			
Reinforced Clostridial-Medium; nach Hirsch u. Grinstead zur Isolierung von Anaerobiern, speziell Clostridien	Difco	500 g	218081
Clostridium - SFP - Agar (Basis)			
SFP: Shahidi Ferguson Perfringens. Basal-Medium, zur Verwendung mit Eigelbemulsion (233472), Polymyxin B-Sulfat (233391) u. Kanamycinsulfat zum Nachweis von Clostridium perfringens in Nahrungsmitteln	Difco	500 g	281110
Columbia - Blut - Agar (Basis)			
Basal-Medium, dem Blut zugesetzt werden kann zur Isolierung u. Kultivierung anspruchsvoller Mikroorganismen	Difco	500 g	279240
	Difco	2 kg	279220
	Difco	10 kg	279230
Columbia II - Agar			
Mit Zusatz von 5% oder 10% Schafblut, nährstoffreiches Universal-Medium zur Isolierung u. Kultivierung anspruchsvoller sowie anspruchsloser Mikroorganismen aus einer Vielzahl von klinischem u. nicht klinischem Probenmaterial	BBL	500 g	297596

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien		
Columbia - CNA - Agar		
Columbia-Agar mit Colistin u. Nalidixinsäure nach Blutzugabe zur Isolierung u. Anzucht grampositiver Mikroorganismen	BBL 500 g	212104
	BBL 2,27 kg	294221
	BBL 11,35 kg	212249
Columbia - Agar (Basis)		
Mit Zusatz von 5% oder 10% Schafblut, nährstoffreiches Universal-Medium zur Isolierung u. Kultivierung anspruchsvoller sowie anspruchsloser Mikroorganismen aus einer Vielzahl von klinischem u. nicht klinischem Probenmaterial	BBL 500 g	211124
	BBL 2,27 kg	211125
	BBL 11,35 kg	211126
Columbia - Blut - Agar (Basis) EH		
Infusions-freies Basal-Medium, zur Verwendung mit Blut für eindeutige verstärkte β -hämolytische Reaktionen nach 18-24 h, Isolierung u. Kultivierung anspruchsvoller Organismen	Difco 500 g	279030
	Difco 2 kg	279010
	Difco 10 kg	279020
Columbia - Bouillon		
Universal-Bouillon zur Kultivierung von anspruchsvollen Mikroorganismen aus klinischem Material	Difco 500 g	294420
Cystin - Herz - Agar		
Zur Kultivierung von gramnegativen Kokken und anderen Mikroorganismen, nach Hämoglobinzugabe zur Kultivierung von <i>Francisella tularensis</i>	Difco 500 g	247100
Cystine - Lactose - Electrolyte - Deficient (CLED) - Agar		
Elektrolytarmes Medium zur Schwärmhemmung von <i>Proteus</i> u. zur Differenzierung laktosepositiver u. laktosenegativer Mikroorganismen sowie zur Kultivierung und Erfassung von Bakterien im Urin	BBL 500 g	212218
Cystin - Trypticase - Agar (CTA)		
Cystin-Trypticase-Agar. Verwendung in erster Linie zum Nachweis der Kohlenhydratfermentation von <i>Corynebakterien</i> u. anderen Bakterien, insbesondere zur Differenzierung von <i>C. diptheriae</i> verwandten Arten	BBL 500 g	211094
Cystin - Trypticase - Agar - Medium™ (CTA-Medium)		
Zur Stammhaltung, für Beweglichkeitstests u. nach Zusatz von Kohlenhydraten für Fermentationstests bei anspruchsvollen Mikroorganismen, d. h. <i>Neisseria</i> , <i>Pneumokokken</i> , <i>Streptokokken</i> u. nicht sporenbildenden Anaerobiern	Difco 500 g	252310
	BBL 500 g	211096
Czapek - Dox - Agar		
Zur Kultivierung saprophytischer Pilze, Bodenbakterien u. anderen Mikroorganismen, welche anorganischen Stickstoff verwerten können. Zur Isolierung von <i>Aspergillus</i> und <i>Penicillium</i> verwandten Pilzen aus Wasser und Abwasser	Difco 500 g	233910
Czapek - Dox - Bouillon		
Flüssig-Medium zur Kultivierung saprophytischer Pilze, Bodenbakterien u. anderer Mikroorganismen, welche anorganischen Stickstoff verwerten können. Zur Isolierung von <i>Aspergillus</i> und <i>Penicillium</i> verwandten Pilzen aus Wasser und Abwasser	Difco 500 g	233810

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien			
D/E Neutralisierungs - Agar			
Zum Neutralisieren u. Testen von Desinfektionsmitteln nach Dey u. Engley	Difco	500 g	268620
	Difco	10 kg	268610
D/E Neutralisierungs - Bouillon			
Zum Neutralisieren u. Testen von Desinfektionsmitteln nach Dey u. Engley	Difco	500 g	281910
Demi - Fraser - Bouillon (Basis)			
Zur Verwendung mit Fraser-Bouillon-Anreicherung zum Nachweis von Listerien in Lebensmitteln (siehe auch Fraser-Bouillon-Anreicherung Art. Nr. 211742)	Difco	500 g	265320
	Difco	10 kg	265310
Dermatophyten - Test - Medium (Basis)			
Mit Zusatz von Gentamicin und Chlortetracyclin (Art. Nr. 233331) ein Selektivmedium zur Isolierung von pathogenen Pilzen aus Hautproben	BBL	500 g	212330
Desoxycholat, Natrium			
	Difco	100 g	224820
Desoxycholat - Citrat - Laktose - Saccharose - Agar (DCLS - Agar)			
Zur Isolierung von pathogenen Enterobacteriaceae der Salmonellen- und Shigellen-Gruppe aus Stuhl, Urin u. anderen Materialien	BBL	500 g	211144
Dichloran - Rose - Bengal - Chloramphenicol - Agar (DRBC - Agar)			
Zur Anzucht von Hefen und Pilzen, unterdrückt das Wachstum von Bakterien	Difco	500 g	258710
DNase - Test - Agar (Desoxyribonuclease-Test - Agar)			
Zum Nachweis von DNase bei Staphylokokken, Serratien u. anderen Bakterien sowie Pilzen	Difco	500 g	263220
	BBL	500 g	211179
DNase - Test - Agar (Desoxyribonuclease-Test - Agar) mit Methylgrün			
Erlaubt zusätzliche Differenzierung von S. aureus u. S. marcescens, zur Auswertung ist keine Überschichtung der Platte mit Säure nötig	Difco	500 g	222020
Dubos - Agar (Basis), ölhaltig			
Nach Zugabe von Dubos-Olein-Albumin-Komplex und Penicillin zur Isolierung und Empfindlichkeitstestung von Mycobacterium tuberculosis	Difco	500 g	237310
Dubos - Bouillon (Basis)			
Mit Albumin-Glukose-Anreicherung zur schnellen Anzucht von Mycobacterium tuberculosis	Difco	500 g	238510
Dulcit			
Kohlenhydrat	Difco	100 g	216210
EC - Bouillon			
Zur Differenzierung u. quantitativen Erfassung fäkaler u. nichtfäkaler koliformer Organismen aus Wasser u. Lebensmitteln, gem. APHA-Empfehlungen	Difco	500 g	231430
	Difco	10 kg	231410

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien		
EC - Medium mit MUG Mit 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronid für den Fäkalkoliformennachweis im Fluorogentest	Difco	500 g 222200
EC - Medium, mod. Mit Zusatz von Novobiocin (231971) zum Nachweis von E. coli O157:H7 in Fleisch- u. Geflügelprodukten	Difco	500 g 234020
EE - Bouillon Zur Isolierung von Enterobacteriaceae, speziell aus Nahrungsmitteln	BBL	500 g 297005
Eigelb - Anreicherung, 50%ig Sterile Eigelbemulsion, 10 ml / 90 ml Basis-Medium	Difco	6 x 100 ml 233472
Eigelb - Tellurit - Anreicherung 50 ml / 950 ml Basis-Medium (z.B. Baird-Parker-Agar Basis)	Difco	6 x 100 ml 277910
	BBL	6 x 100 ml 212357
Eisen - Dreizucker - Agar / Triple Sugar Iron - Agar (TSI - Agar) Zur Differenzierung gramnegativer Organismen auf der Basis der Fermentation von Glukose, Laktose u. Saccharose sowie der H ₂ S Produktion, gem. DAB 10 u. § 35 LMBG	Difco	500 g 226540
Elliker - Bouillon Synonym: Laktobakterien-Bouillon. Zur Anzucht von Streptokokken u. Laktobakterien	Difco	500 g 212183
Eosin - Methylenblau - Agar (EMB - Agar), nach Holt-Marris & Teague Modifiziert nach Holt-Marris & Teague, zur Isolierung und Differenzierung gramnegativer Enterobakterien	BBL	500 g 211215
Eosin - Methylenblau - Agar (EMB - Agar) nach Levine Schwach selektives Differenzial-Medium zur Isolierung von Enterobacteriaceae	BBL	500 g 211221
Eosin - Methylenblau - Agar (EMB - Agar) nach Levine; ohne Lactose Kann mit einem Kohlenhydrat als alleinige Kohlenstoffquelle supplementiert werden. Zur Untersuchung von genetisch veränderten Enterobacteriaceae	BBL	500 g 211191
Endo - Agar Schwach selektives Differenzial-Medium zum Nachweis von koliformen Keimen und anderen Enterobacteriaceae	BBL	500 g 211199
BD Enterococcosel™ - Agar (Äskulin - Galle - Azid - Agar) Modifizierter Äskulin-Galle-Agar zum schnellen, selektiven Nachweis sowie zur Keimzahlbestimmung von fäkalen Streptokokken (Gruppe D), außerdem zur Kultivierung von Staphylokokken und Listeria monocytogenes	BBL	500 g 212205
BD Enterococcosel™ - Bouillon Zur Differenzierung von Streptokokken der Gruppe D empfohlen	BBL	500 g 212207

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien			
Ethyl - Violett - Azid - Bouillon (EVA - Bouillon)			
Nachweis und Bestätigung von Enterokokken in Wasser	Difco	500 g	212107
Eugon - Agar			
Universal-Nährboden, zur Kultivierung anspruchsvoller Mikroorganismen	Difco	500 g	258910
Eugon - Bouillon			
C- und N- reiche Universal-Bouillon zur Kultivierung einer Vielzahl von Mikroorganismen in Verfahren, die eine Massenkultivierung erfordern	Bacto	500 g	259010
Fletcher - Medium (Basis)			
Nach Zugabe von Kaninchenserum zur Isolierung, Kultivierung u. Erhaltung von Leptospirenkulturen	Difco	500 g	298710
Fluid - Sabouraud - Medium			
Nachweis von Hefen und Pilzen aus sterilen Produkten	Difco	500 g	264210
Folsäure - AOAC - Medium			
Folsäurebestimmung nach AOAC-Methode, mit Enterococcus hirae (ATCC 8043) (Streptococcus faecium) als Testorganismus	Difco	100 g	212169
Folsäure - Casein - Medium			
Folsäurebestimmung mit Lactobacillus casei subs. rhamnosus (ATCC 7469) als Testorganismus	Difco	100 g	282210
Folsäure - Test - Medium			
Folsäurebestimmung mit Enterococcus hirae (ATCC 8043) als Testorganismus	Difco	100 g	231810
Fraser - Bouillon (Basis)			
Mit Fraser-Bouillon-Anreicherung zur selektiven Anreicherung u. zum Nachweis von Listerien	Difco	500 g	211767
	Difco	2 kg	211766
Fraser - Bouillon - Anreicherung			
Eisenammoniumcitrat, zu verwenden mit Fraser-Bouillon (Basis) oder Demi-Fraser-Bouillon (Basis) Art. Nr. 265320 zur Listeriendiagnostik, 10 ml / l Basis-Medium Art. Nr. 265320	Difco	6 x 10 ml	211742
D - Galaktose			
Kohlenhydrat	Difco	500 g	216310
Gallensalze Nr. 3			
Modifikation der Gallensalze speziell zum Gebrauch mit MacConkey-Agar, SS-Agar und VRB-Agar	Difco	100 g	213010
	Difco	500 g	213020
GC Medium Basis			
Schokoladenagar Basis (Thayer-Martin, modifizierter Thayer-Martin und Martin Lewis Agar). Zur Kultur von Neisseria gonorrhoeae und anderen anspruchsvollen Mikroorganismen. Zugabe von Supplementen erforderlich	Difco	500 g	228950

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien			
Giolitti - Cantoni - Bouillon (Basis)			
In Kombination mit Kalium-Tellurit-Lösung 3,5% zur selektiven Anreicherung von Staphylococcus aureus aus Nahrungsmitteln	Difco	500 g	218091
D - Glukose (Dextrose)			
Kohlenhydrat	Difco	500 g	215530
	Difco	2 kg	215510
Glukose - Trypton - Agar			
Zur Kultivierung thermophiler "flat-sour-Mikroorganismen" aus Lebensmitteln	Difco	500 g	280100
Glukose - Agar			
Zur Kultur einer Vielzahl von Mikroorganismen, mit oder ohne Blutzusatz	Difco	500 g	267100
Glukose - Bouillon			
Zur Kultivierung anspruchsvoller Mikroorganismen und Nachweis der Gasbildung bei Enterobacteriaceae	Difco	500 g	263100
Glukose - Stärke - Agar			
Zur Vermehrung von Reinkulturen von N. gonorrhoeae u. anderer anspruchsvoller Mikroorganismen	Difco	500 g	266200
Glycerin			
	Difco	100 g	228210
	Difco	500 g	228220
GN - Bouillon (Gramnegativ - Bouillon)			
Selektiv-Medium zur Kultivierung von gramnegativen Organismen, speziell Salmonellen und Shigellen, aus allen Materialien	BBL	500 g	211279
GN - Bouillon (Gramnegativ - Bouillon) nach Hajna			
Selektiv-Medium zur Kultivierung von gramnegativen Organismen, speziell Salmonellen und Shigellen, aus allen Materialien	Difco	500 g	248610
Hafermehl - Agar			
Pilz-Medium, besonders zur Makrosporenbildung	Difco	500 g	255210
Hämoglobin - Lösung (2 %)			
Gebrauchsfertige Lösung aus Rinderhämoglobin zur Herstellung von Nährmedien zur Kultivierung anspruchsvoller Mikroorganismen verwendet	BBL	10 x 100 ml	211874
Hämoglobin - Lyophilisat			
Vom Rind; gefriergetrocknet	BBL	500 g	212392
Harnstoff - Agar			
Grundsubstrat nach Christensen, auch zum Nachweis schwächerer Harnstoffspalter	BBL	500 g	211795
Harnstoff - Bouillon (Urease Test - Bouillon)			
Zur Testung der Fähigkeit von Bakterien, Harnstoff zu hydrolysieren	Difco	500 g	227210

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien			
HC - Agar (Basis)			
Zur Isolierung von Schimmelpilzen aus kosmetischen Produkten, Zugabe von TWEEN 80 zur Inaktivierung von Konservierungsstoffen	Difco	500 g	268510
Hefe - Kohlenstoff (Basis)			
Hefe-N-Assimilierungs-Test-Medium zur Prüfung der Fähigkeit von Hefen, Stickstoff aus unterschiedlichen Stickstoffquellen zu assimilieren	Difco	100 g	239110
Hefe - Morphologie - Agar			
Zur Klassifizierung der Hefen nach ihren Koloniecharakteristika u. ihrer Zellmorphologie, auch zur Prüfung der Empfindlichkeit auf Fungizide mit Hilfe der Agar-Diffusionstechniken zur MHK-Bestimmung von Hefen im E-Test-Verfahren	Difco	500 g	239320
Hefe - Stickstoff (Basis)			
Hefe-C-Assimilierungs-Test-Medium zur Prüfung der Fähigkeit von Hefen, Kohlenstoff zu assimilieren	Difco	100 g	239210
Hefe - Stickstoff (Basis) ohne Aminosäuren u. Ammoniumsulfat			
Zur Klassifizierung von Hefen nach ihren Aminosäuren- u. Kohlenhydrat-anforderungen	Difco	100 g	233520
	Difco	10 kg	233510
Hefe - Stickstoff (Basis) ohne Aminosäuren			
Zur Klassifizierung von Hefen nach ihren Aminosäuren- u. Kohlenhydrat-anforderungen	Difco	100 g	291940
	Difco	2 kg	291920
	Difco	10 kg	291930
Hefeextrakt - Glukose - Chloramphenicol - Agar (YGC - Agar)			
Selektiv-Agar, empfohlen zur quantitativen Erfassung von Hefen u. Schimmelpilzen in Milch u. Milchprodukten, Standard - Medium	Difco	500 g	219001
Hefen und Pilze, Spezialmedium			
Besonders geeignet für Raumluftuntersuchungen	Difco	500 g	210810
Hektoen - Entero - Agar (HE - Agar; HEA)			
Differential- u. Selektiv-Medium zur Isolierung u. Differenzierung von Salmonellen u. Shigellen von anderen gramnegativen Darmkeimen	Difco	500 g	285340
	Difco	10 kg	285320
Herz - Infusions - Agar (HIA), pH 7,4			
Zur Kultivierung einer Vielzahl von anspruchsvollen Mikroorganismen u. als Basis zur Herstellung von Blut-Agar	Difco	500 g	244400
	Difco	2 kg	244100
	Difco	10 kg	211839
Herz - Infusions - Bouillon (HIB)			
Zur Kultivierung einer Vielzahl von anspruchsvollen Mikroorganismen	Bacto	500 g	238400
	Bacto	2 kg	238100

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien			
Hirn - Herz - CC - Agar			
Mit Chloramphenicol u. Cycloheximid, Selektiv-Medium zur Isolierung u. Kultivierung anspruchsvoller pathogener Pilze wie Histoplasma capsulatum u. Blastomyces dermatitidis	BBL	500 g	211057
Hirn - Herz - Glukose - Agar			
Zur Kultivierung einer Vielzahl von anspruchsvollen Mikroorganismen insbesondere Hefen und Pilze	Difco	100 g	241820
	Difco	500 g	241830
	BBL	500 g	211065
	Difco	2 kg	241810
Hirn - Herz - Infusion (Brain - Heart - Infusion); vom Schwein			
Zur Kultur einer Vielzahl von Mikroorganismen	Bacto	500 g	256120
Hirn - Herz - Infusions - Bouillon, modifiziert			
Zur Kultivierung anspruchsvoller Mikroorganismen einschließlich Streptokokken, Pneumokokken u. Meningokokken, auch zur Herstellung des Inokulums zur Antibiotika-Empfindlichkeitsprüfung, die Modifikation beruht auf der Verwendung von Gelatine anstatt Casein und unterschiedlichen Mengen der anderen verwendeten Grundbestandteile	BBL	500 g	299070
Hirn - Herz - Glukose - Bouillon			
Zur Kultivierung anspruchsvoller Mikroorganismen einschließlich Streptokokken, Pneumokokken u. Meningokokken. Auch zur Herstellung des Inokulums zur Antibiotika-Empfindlichkeitsprüfung	Bacto	100 g	237400
	Bacto	500 g	237500
	BBL	500 g	211059
	Bacto	2 kg	237200
Hirn - Herz - Glukose - Bouillon mit p - Aminobenzoessäure u. Agar			
Zur Kultivierung anspruchsvoller Mikroorganismen, besonders aus Blutkulturen, die Sulfonamide enthalten, durch den Zusatz von 0,1 % Agar wird das Wachstum von Obligat-Anaerobiern, aber auch von Aerobiern u. Mikroaerophilen verbessert	Difco	500 g	249910
Hirn - Herz - Infusion - Bouillon mit p - Aminobenzoessäure			
Zur Untersuchung von Patientenblut bei vorausgegangener Sulfonamidbehandlung, durch Zusatz von Agar wird das Wachstum von Anaerobiern verbessert	BBL	500 g	211069
Indol - Nitrit - Medium (Trypticase - Nitrat - Bouillon)			
Zur Identifizierung von Mikroorganismen durch Nachweis der Nitratreduktion sowie der Indolbildung	BBL	500 g	211299
Inosit			
Kohlenhydrat	Difco	100 g	216410
Isotonisches Verdünnungsmittel			
Geringer Peptongehalt. Zur Stabilisierung von Mikroorganismen bei Verdünnungen	Difco	500 g	218971

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien		
IsoVitaleX - Anreicherung		
Lyophilisiert, mit 5 x 2 ml bzw. 5 x 10 ml Verdünnungsmittel, ein chemisch definiertes Supplement zur Anreicherung von Nährmedien zur Isolierung u. Kultivierung von anspruchsvollen Mikroorganismen	BBL 5 x 2 ml	211875
	BBL 5 x 10 ml	211876
ISP - Medium 1 (Trypton - Yeast - Extract - Broth)		
Caseinpepton-Hefeextrakt-Bouillon zur Charakterisierung von Streptomyces entsprechend dem "International Streptomyces Project" (ISP)	Difco 500 g	276910
ISP - Medium 2 (Yeast - Malt - Extract - Agar)		
Hefe-Malzextrakt-Agar zur Charakterisierung von Streptomyces entsprechend dem "International Streptomyces Project" (ISP)	Difco 500 g	277010
ISP - Medium 4 (Inorganic - Salts - Starch - Agar)		
Stärke-Agar mit anorganischen Salzen zur Charakterisierung von Streptomyces entsprechend dem "International Streptomyces Project" (ISP)	Difco 500 g	277210
Ja/Nein - Bouillon		
Für den "Ja/Nein"-Koliformentest, einer einfachen Modifikation des "MPN-Verfahrens", zum Nachweis von Koliformen in behandeltem Wasser	Difco 500 g	219200
Kalbs - Bouillon		
Zur Kultivierung anspruchsvoller Mikroorganismen	Difco 500 g	234420
	Difco 10 kg	234410
Kalbs - Nähr - Agar		
Zur Kultivierung anspruchsvoller Mikroorganismen, kann mit Blut, Ascitis, Serum oder weiteren Anreicherungen supplementiert werden	Difco 500 g	234310
Kanamycin		
Als bakterieller Inhibitor für Medien zur Isolierung von Clostridium perfringens aus Nahrungsmitteln, 25 mg / 10 ml Röhrchen; 5 ml / l Basis; SFP-Medium (281110)	Difco 6 x 10 ml	233391
Kartoffel - Agar		
Zur Isolierung und Kultivierung von Brucella abortus	Difco 500 g	251100
Kartoffel - Glukose - Agar		
Standardmethoden-Agar zur Isolierung von Hefen u. Schimmelpilzen aus Milchprodukten u. anderen Lebensmitteln, siehe Standard-Koloniezahl-Agar	Difco 100 g	213300
	Difco 500 g	213400
	Difco 2 kg	213200
Kartoffel - Glukose - Bouillon		
Zur Kultivierung von Hefe- u. Schimmelpilzen	Difco 500 g	254920
Keimzahl - Bestimmungen - Agar (Plate Count Agar)		
Caseinpepton-Glukose-Hefeextrakt-Agar, Standardmethoden-Agar zur Bestimmung der Keimzahl in Wasser, Abwasser, Milchprodukten u. anderen Lebensmitteln	Difco 100 g	247930
	Difco 500 g	247940
	Difco 2 kg	247910

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien		
Kligler - Eisen - Agar Zur Identifizierung von gramnegativen Bakterien auf der Basis der Fermentation von Glukose u. Laktose u. der H ₂ S-Produktion	BBL	500 g
Koagulase - Mannit - Agar (Basis) Zur Differenzierung von Staphylococcus aureus u. anderen Staphylococcus spezie durch gleichzeitigen Nachweis der Mannitfermentation sowie des Enzyms Koagulase. Zugabe von Koagulase-Plasma nötig	BBL	500 g
Kochfleisch - Bouillon, vom Rind Zur Kultivierung von Clostridien u. anderen anaeroben Mikroorganismen	Difco	500 g
Kohle - Agar Zur Anzucht von Bordetella pertussis u. anderen anspruchsvollen Mikroorganismen sowie zur Vakzinproduktion und Stammhaltung	Difco	500 g
Kristallviolett - Neutralrot - Galle - Laktose - Agar (VRB - Agar) VRB: Violet Red Bile; Selektiv-Medium zur direkten Keimzahlbestimmung von Koliformen	Difco	500 g
	Difco	2 kg
Kristallviolett - Neutralrot - Galle - Glukose - Agar (VRBD - Agar) VRBD: Violet Red Bile Dextrose; Selektiv-Medium zum Nachweis u. zur quantitativen Erfassung von Enterobacteriaceae aus Lebensmitteln	Difco	500 g
Kristallviolett - Neutralrot - Galle - Laktose - Agar mit MUG Mit 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronid für den Fluorogentest	Difco	500 g
Lactobacilli - Agar AOAC Zur Haltung von Stammkulturen der Gattung Lactobacillus u. Enterococcus, die für mikrobiologische Vitamin-B-Tests verwendet werden	Difco	100 g
Lactobacilli - Bouillon AOAC Zur Herstellung von Inokula von Lactobacillus u. Enterococcus, die für mikrobiologische Vitamin-B-Tests verwendet werden	Difco	100 g
Laktose Kohlenhydrat	Difco	500 g
Laktose - Bouillon Standard-Medium zur Isolierung u. quantitativen Erfassung von Koliformen aus Wasser, Milchprodukten u. anderen Nahrungsmitteln, auch zur Anreicherung vor der selektiven Isolierung von Salmonella aus getrockneten u. tiefgefrorenen Lebensmitteln geeignet	Difco	100 g
	Difco	500 g
	Difco	2 kg
	Difco	10 kg
Laktose - Pepton - Bouillon nach DEV Zur Anreicherung von E. coli u. Koliformen aus Wasser	Difco	500 g
	Difco	10 kg

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien		
Laurylsulfat - Bouillon		
Standard-Medium zum Nachweis von Koliformen aus Wasser, Abwasser u. Lebensmitteln	Difco 500 g	224150
	BBL 500 g	211338
	Difco 2 kg	224120
Laurylsulfat - Bouillon mit MUG		
Mit 4-Methylumbelliferyl- β -D-glucuronid für den Fluorogentest	Difco 100 g	211740
	Difco 500 g	211744
Lactobacillus - Selection - Agar (LBS - Agar)		
Ein Selektivnährboden zur Isolierung u. Keimzahlbestimmung von Lactobacillus-Arten	BBL 500 g	211327
Lactobacillus - Selection - Bouillon (LBS - Bouillon)		
Selektivmedium zur Isolierung und Kultivierung von Lactobacillus-Arten	BBL 500 g	211331
Leber		
Rinderleber	Difco 500 g	213320
Leber - Kalbfleisch - Agar		
Anaerobier-Agar nach Spray	Difco 500 g	259100
Leber - Agar		
Zur Anzucht von Brucella u. anderer pathogener Mikroorganismen	Difco 500 g	252100
Leber - Bouillon		
Zur Kultivierung einer Vielzahl von Organismen, besonders Brucella und Anaerobiern	Difco 500 g	226920
Legionella - Buffered - Charcoal - Yeast - Extract - Agar (BCYE-Agar), (Basis)		
Buffered-Charcoal-Yeast-Extract-Agar. Wird zur Herstellung von BCYE-Agar verwendet, der wiederum als Basis zur Herstellung verschiedener BCYE-Agar-Medien dient, Einsatz zur primären Isolierung u. Kultivierung von Legionella pneumophila u. anderen Legionellen-Arten aus Umwelt- und klinischen Proben	BBL 500 g	212327
Legionella - Agar - Anreicherung		
5 ml / 500 ml Basis-Medium; (L-Cystein; Eisen-Pyrophosphat)	Difco 6 x 5 ml	233901
Leifson - Agar, mod. (Desoxycholat - Citrat - Agar)		
Selektives Medium zur Isolierung von pathogenen Darmkeimen, besonders Salmonellen u. vielen Shigellen	Difco 500 g	227410
Leifson - Agar, mod. (Desoxycholat - Laktose - Agar)		
Differenzierungs- u. leicht selektives Medium zur Isolierung gramnegativer Darmkeime und zur Koliformen-Keimzahlbestimmung aus Wasser, Abwasser, Milchprodukten	Difco 500 g	242010
Leifson - Agar (Desoxycholat - Agar)		
Differenzierungs- u. leicht selektives Medium zur Isolierung und Differenzierung gramnegativer Darmkeime	Difco 500 g	227310

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien		
Leptospiren - Anreicherung Lyophilisiertes Kaninchenserum mit natürlichem Hämoglobin	BBL 10 x 10 ml	211883
Leptospiren - Anreicherung EMJH Modifizierte Rinderalbuminfraktion, Tween 80 und weitere Wachstumsfaktoren; 100 ml / 900 ml Basis - Medium	Difco 6 x 100 ml	279510
Leptospiren - Medium (Basis) Mit Leptospiren-Anreicherung zur Kultivierung u. Erhaltung von Leptospiren	Difco 500 g	279410
Letheen - Agar Zur Bestimmung der bakteriziden Aktivität quarternärer Ammoniumverbindungen	Difco 500 g	268010
Letheen - Agar, mod. Zur Bestimmung der bakteriziden Aktivität quarternärer Ammoniumverbindungen	Difco 500 g	263110
Letheen - Bouillon, AOAC Zur Bestimmung des Phenolkoeffizienten von Desinfektionsmitteln, die kationische, oberflächenaktive Substanzen enthalten. Zur Überwachung der Effektivität von Hygienemaßnahmen	Difco 500 g	268110
Letheen - Bouillon, modifiziert Zur mikrobiologischen Untersuchung von Kosmetika, inaktiviert Konservierungsmittel	Difco 500 g	263010
Listeria - Anreicherungs - Bouillon Selektivanreicherung für Listerien insbesondere aus Lebensmitteln	Difco 500 g Difco 10 kg	222220 222210
Listeria - Anreicherungs - Bouillon, modifiziert Selektivanreicherung zur Kultivierung von Listerien aus Milch	Difco 500 g Difco 2 kg	220530 245152
Listeria - Anreicherungs - Bouillon, UVM, modifiziert Modifikation nach Donnelly und Baigent, zur selektiven Anreicherung von Listeria aus Lebensmitteln und klinischem Probenmaterial	Difco 500 g Difco 10 kg	222330 222320
Listeria - MOX - Anreicherung Enthält: Moxalactam, Colistin; zur Verwendung mit Oxford-Medium (Basis)	Difco 6 x 10 ml	211763
Listeria - Oxford - Medium (Basis) Selektiv-Medium, das zusammen mit der antimikrobiellen Anreicherung zur Isolierung u. Differenzierung von Listeria monocytogenes aus Nahrungsmitteln eingesetzt wird	Difco 500 g	222530
Listeria - Palcam - Medium (Basis) Zum Nachweis u. zur Isolierung von Listerien aus Lebensmitteln, Zugabe von Antibiotika nötig	Difco 500 g	263620

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien			
Listeria - Palcam - Antimikrobielle - Anreicherung Ceftazidim; zur Verwendung mit Palcam-Medium (Basis), 2 ml / l Basis-Medium	Difco	3 x 10 ml	263710
Listeria - LPM - Agar (Basis) Verwendung mit Zusatz von Moxalactam (Latamoxef), zur Isolierung u. Kultivierung von Listeria monocytogenes	Difco	500 g	222120
Listeria - Selektiv - Supplement Moxalactam; lyophilisiert	BBL	10 x 2 ml	212402
Litmus Milch zur Stammhaltung von Milchsäurebakterien	BBL	500 g	211343
Löwenstein - Medium (Basis) Zur Anzucht von Mykobakterien	Difco	500 g	244420
Lysin - Eisen - Agar Zur Differenzierung von Enterobacteriaceae. Nachweis der Lysin- decarboxylase u. H ₂ S-Bildung	Difco BBL	500 g 500 g	284920 211363
Lysin - Decarboxylase - Test - Bouillon Differential-Medium, basierend auf der Fähigkeit von Bakterien, Lysin zu decarboxylieren	Difco	500 g	211759
M - 17 - Agar Zur Anzucht u. Isolierung mesophiler Milch-Streptokokken u. als Selektiv- Medium für Streptococcus thermophilus aus Milchprodukten, ebenfalls geeignet zur Testung von Milch-Streptokokken-Bakteriophagen	Difco	500 g	218571
M - 17 - Bouillon Zur Anzucht u. Isolierung mesophiler Milch-Streptokokken u. als Selektiv- Medium für Streptococcus thermophilus aus Milchprodukten, ebenfalls geeignet zur Testung von Milch-Streptokokken-Bakteriophagen	Difco	500 g	218561
D - Mannit Kohlenhydrat	Difco	500 g	217020
m - Endo - Agar LES m: Membranfiltration; LES: Lawrence Experimental Station; Endo-Agar nach McCarthy, nach Primär-Anreicherung mit Lauryl-Tryptose-Bouillon zur Verwendung in der Membranfiltration (2-fach konzentriert)	Difco Difco	100 g 500 g	273610 273620
m - Endo - Bouillon MF m: Membranfiltration; zur Erfassung von Koliformen aus Wasser mit Hilfe der Einschritt-Membranfiltertechnik	Difco	500 g	274930
m - Enterokokken - Agar nach Slanetz u. Bartley m: Membranfiltration; Selektiv-Medium zur Erfassung von Enterokokken aus Wasser, Nahrungsmitteln u. anderen Materialien mittels Membranfiltertechnik	Difco Difco	100 g 500 g	274610 274620

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien		
m - FC - Agar		
m: Membranfiltration; Zum Nachweis u. zur quantitativen Erfassung von Fäkalkoliformen mittels Membranfiltertechnik bei erhöhten Temperaturen, Zusatz von Rosolsäure nötig	Difco 100 g	267710
	Difco 500 g	267720
m - FC - Bouillon (Basis)		
m: Membranfiltration; Zum Nachweis u. zur quantitativen Erfassung von Fäkalkoliformen mittels Membranfiltertechnik bei erhöhten Temperaturen, Zusatz von Rosolsäure nötig	Difco 100 g	288320
	Difco 500 g	288330
m - Grün - Hefe - u. Schimmelpilz - Bouillon		
m: Membranfiltration; Zum Nachweis von Pilzen bei Getränkeuntersuchungen mittels Membranfiltertechnik	BBL 500 g	211287
m - HPC - Agar		
m: Membranfiltration; Zur Keimzahlbestimmung von Heterotrophen mittels Membranfiltertechnik (2-fach konzentriert)	Difco 500 g	275220
m - Keimzahl - Bestimmungs - Bouillon		
m: Membranfiltration; Nichtselektives Nährmedium zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl mittels Membranfiltertechnik (2-fach konzentriert)	Difco 500 g	275120
m - PA - C - Agar		
m: Membranfiltration; Selektivnährboden zum Nachweis sowie zur Zellzahlbestimmung von Pseudomonas aeruginosa in Wasserproben	BBL 500 g	298153
m - Staphylokokken - Bouillon		
m: Membranfiltration; Staphylokokken-Selektiv-Bouillon für die Membranfiltertechnik (2-fach konzentriert)	Difco 500 g	264920
m - TGE - Bouillon		
m: Membranfiltration; Trypton-Glukose-Extrakt-Bouillon, zur Keimzahlbestimmung mittels Membranfiltertechnik (2-fach konzentriert)	Difco 500 g	275020
Mac Conkey - Agar ohne Salz		
Weniger selektiv, erlaubt das Wachstum von Staphylokokken u. Enterokokken, mit Schwärmhemmung für Proteus	Difco 500 g	233120
	Difco 10 kg	233110
Mac Conkey - Sorbit - Agar		
Empfohlen zum E. coli O157-Screening von Fäkalproben	Difco 500 g	279100
Mac Conkey - Agar		
Standardmedium für gramnegative Bakterien, besonders Enterobakterien (gemäß USP)	BBL 500 g	211387
	BBL 2,27 kg	211390
	BBL 11,35 kg	211391
Mac Conkey - Agar		
Zur Isolierung u. Differenzierung zwischen Laktose-fermentierenden und Laktose-nichtfermentierenden gramnegativen Organismen	Difco 500 g	212123
	Difco 2 kg	212122
	Difco 10 kg	275300

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien			
Mac Conkey - Agar (Basis)			
Ohne Kohlenhydrate, für Fermentationsstudien von Koliformen	Difco	500 g	281810
Mac Conkey - II - Agar			
Selektiv- u. Differenzierungs-Medium für Enterobacteriaceae und Koliforme. Hemmung des Schwärmens von Proteus-Arten	BBL	500 g	212306
Mac Conkey - Agar ohne Kristallviolett			
Zum Nachweis von Enterobacteriaceae u. Enterokokken sowie einiger Staphylokokken-Spezies	Difco	500 g	247010
	BBL	500 g	211393
Mac Conkey - Bouillon			
Selektiv-Medium zum Nachweis von gramnegativen Laktose-fermentierenden Bakterien in Wasser u. Nahrungsmitteln (gem. EP)	Difco	500 g	220100
Magermilch			
Zur Herstellung von Kulturmedien und Differenzierung von Organismen basierend auf der Koagulation bzw. Proteolyse von Casein	Difco	500 g	232100
Maismehl - Agar			
Zur Erzeugung von Chlamydosporen bei Candida albicans u. zur Kultivierung von Pilzen	BBL	500 g	211132
Malonat - Bouillon, nach Leifson			
Zur Differenzierung zwischen Enterobacter u. Escherichia basierend auf der Malonatfermentation	Difco	500 g	239520
Maltose			
Kohlenhydrat	Difco	500 g	216830
	Difco	10 kg	216810
Malz - Agar			
Zur Isolierung von Hefen u. Schimmelpilzen aus Milchprodukten, Lebensmitteln u. anderen Materialien, auch zur Haltung von Stammkulturen	Difco	500 g	224200
	BBL	500 g	211401
	Difco	10 kg	224100
Malzextrakt - Agar			
Nährmedien für die Mykologie zur Isolierung u. quantitativen Erfassung von Hefen u. Schimmelpilzen; der saure pH-Wert unterdrückt das bakterielle Wachstum	Difco	500 g	211220
Malzextrakt - Bouillon			
Nährmedien für die Mykologie zur Isolierung u. quantitativen Erfassung von Hefen u. Schimmelpilzen; der saure pH-Wert unterdrückt das bakterielle Wachstum	Difco	500 g	211320
Mannit - Eigelb - Polymyxin - Agar (MYP - Agar)			
Zur Isolierung von B. cereus. Zugabe von Eigelbanreicherung (50%) und Polymyxin nötig	Difco	500 g	281010

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien		
Mannit - Kochsalz - Phenolrot - Agar Selektiv-Medium zur Isolierung von pathogenen Staphylokokken	BBL	500 g 211407
Mannose - Bouillon Empfohlen zum Nachweis von Salmonellen aus Lebensmitteln u. Futtermitteln mit Hilfe der beschleunigten serologischen Anreicherungsmethodik	Bacto	500 g 294020
McClung - Toabe - Agar (Basis) Zum Nachweis u. zur Isolierung von Clostridium perfringens aus Nahrungsmitteln basierend auf der Lecithinasereaktion, Zugabe von Eigelbanreicherung (50%) nötig	Difco	500 g 294110
Meersalz - Bouillon 2216 Nach ZoBell, zur Isolierung und Kultivierung heterotropher mariner Bakterien	Difco	500 g 279110
Meersalz - Agar 2216 Nach ZoBell, zur Isolierung und Kultivierung heterotropher mariner Bakterien	Difco	500 g 212185
mEI - Agar Selektives Kulturmedium zum chromogenen Nachweis und Keimzahlbestimmung von Enterokokken in Wasser (Membranfiltrationsmethode). Gemäß US EPA Richtlinie. Enterokokken wachsen als weiße Kolonien mit blauen Höfen.	Difco	500 g 214881
Melibiose Kohlenhydrat	Difco	10 g 217310
Methylblau - Agar Basal-Medium zum Nachweis lipolytischer Organismen mit "Lipase-Reagenz" (243110) als Substrat	Difco	500 g 295020
MI - Agar Chromogenes/fluorogenes Medium zum Nachweis und Keimzahlbestimmung von E.coli und Gesamt-Koliformen in Trinkwasser durch Membranfiltration. Entspricht der US EPA Richtlinie.	Difco	100 g 214882 500 g 214883
Middlebrook - 7H9 - Bouillon Zur Isolierung und Kultivierung von Mykobakterien u. Bestimmung der Antibiotika-Empfindlichkeit von Mykobakterien. Zugabe von Middlebrook ADC Anreicherung und Glycerin oder Tween 80 nötig	Difco	500 g 271310
Middlebrook - ADC - Anreicherung Albumin, Dextrose und Katalase; Anreicherung zur Anzucht von Mykobakterien	BBL	10 x 20 ml 211887 BBL 6 x 100 ml 212352
Middlebrook - 7H10 - Agar (Basis) Nach Zusatz von Middlebrook - OADC - Anreicherung und Glycerin zur Isolierung und Kultivierung von Mykobakterien	Difco	500 g 262710

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien			
Middlebrook - 7H11 - Agar (Basis)			
Middelbrook-7H11-Agar, modifiziert nach Cohn, zur Bestimmung der Antibiotikaempfindlichkeit von Mykobakterien im E TM -Test, Supplementierung mit OADC- Anreicherung und Glycerin nötig	Difco	500 g	283810
	BBL	500 g	212203
Middlebrook - OADC - Anreicherung			
Ölsäure, Albumin, Dextrose, Katalase; Anreicherung zur Anzucht von Mykobakterien	BBL	10 x 20 ml	211886
	BBL	6 x 100 ml	212240
	BBL	500 ml	212351
Mikroinokulum - Bouillon			
Besonders zur Herstellung von Laktobakterien-Impf-Bouillons für mikrobiologische Tests	Difco	500 g	211813
Mikrotest - Kultur - Agar			
Zur Erhaltung von Stammkulturen von Laktobakterien u. anderen Organismen, die für mikrobiologische Tests verwendet werden, auch zur allgemeinen Kultivierung von Laktobakterien	Difco	500 g	231920
MIL - Medium			
Zur Identifizierung von Enterobacteriaceae auf der Basis der Mobilität, Indolproduktion, Lysin-decarboxylase u. Lysin-desaminase	Difco	500 g	218041
Milch - Keimzahl - Agar			
Milk-Plate-Count-Agar, zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl von Milch-Lebensmitteln nach dem ID-Standard 100 (1991)	Difco	500 g	218591
Minimal - Agar nach Davis			
Minimal-Medium zur Isolierung u. Charakterisierung von E.coli-Substratmutanten	Difco	500 g	254410
Minimal - Bouillon nach Davis ohne Dextrose			
Minimal-Medium zur Isolierung u. Charakterisierung von E.coli- und B.subtilis-Substratmutanten	Difco	500 g	275610
Minimal - Nähr - Agar mit Bromkresolpurpur			
Empfohlen zur Herstellung von Kohlenhydratmedien für Fermentationsstudien	Difco	500 g	222810
MIO - Medium			
Zur Differenzierung von Enterobacteriaceae auf der Basis der Mobilität, Indolproduktion und Ornithin-decarboxylase	Difco	500 g	273520
Mitis - salivarius - Agar			
Selektiv-Medium zur Isolierung von Streptococcus mitis, Streptococcus salivarius u. Enterokokken bei Zugabe von Chapman-Telluritlösung, 1%ig	Difco	500 g	229810
Mobilitäts - GI - Medium			
Halbfeste Gelatine-Herz-Bouillon nach Jordan zur Beweglichkeitsprüfung	Difco	500 g	286910
Moeller - Decarboxylase - Bouillon (Basis)			
Mit Zusatz von Lysin, Arginin oder Ornithin, zur Differenzierung von gramnegativen Darmbakterien verwendet	BBL	500 g	211430

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien			
Mossel - Bouillon EE			
Selektiv-Anreicherung für Enterobacteriaceae	Difco	500 g	256620
Methylrot - Voges - Proskauer - Bouillon - (MRVP - Bouillon)			
Methylrot-Voges-Proskauer-Bouillon zur biochemischen Identifizierung von Koliformen	Difco	500 g	216300
	BBL	500 g	211383
MRS - Agar			
Zur Isolierung und Kultivierung von Laktobacillus Spezies	Difco	500 g	288210
MRS - Bouillon			
Zur Isolierung und Kultivierung von Laktobacillus Spezies	Difco	500 g	288130
	Difco	2 kg	288110
	Difco	10 kg	288120
Mueller - Hinton - II - Agar			
Universal-Medium zur Empfindlichkeitsprüfung von Mikroorganismen	BBL	500 g	211438
	BBL	2,27 kg	211441
	BBL	11,35 kg	212257
	Difco	2 kg	225220
	Difco	10 kg	225230
	Difco	500 g	225250
Mueller - Hinton - II - Bouillon			
Verbesserte Qualität zur Empfindlichkeitsprüfung (Kationen adjustiert)	BBL	500 g	212322
Mueller - Hinton - Bouillon			
Hauptsächlich zur Empfindlichkeitsprüfung sowie für Gonokokken u. Meningokokken, alpha-Amylase-Nachweis	Difco	500 g	275730
	BBL	500 g	211443
	Difco	2 kg	275710
	Difco	5 kg	210302
Müller - Kauffman - Tetrathionat - Bouillon (Basis)			
Anreicherungs-Bouillon zur Isolierung von Salmonellen aus Wasser u. Nahrungsmitteln	Difco	500 g	218531
Mycophil - Agar			
Zur Kultivierung, Stammhaltung und zum Farbnachweis von Pilzen, sowie zur Koloniezählbestimmung von Hefen und Schimmelpilzen	BBL	500 g	211445
Mycophil - Agar mit niedrigem pH - Wert			
Zur Isolierung und Keimzahlbestimmung von Hefen und Schimmelpilzen	BBL	500 g	211450
Mycoplasma - Agar (Basis)			
PPLO-Agar (Grundsubstrat), nach Supplementierung zur Kultivierung von Mycoplasmen	BBL	500 g	211456

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien			
Mycoplasma - Anreicherung (Eaton Agent Enrichment; ohne Penicillin) lyophilisiert, Zusatz für Mykoplasmen-Medien	BBL	10 x 30 ml	212292
Mycoplasma - Anreicherung Zur Anwendung mit PPLO-Agar und Herz-Agar sowie Herz-Bouillon (30 ml / 70 ml), ohne Penicillin	Difco	6 x 30 ml	283610
Mycoplasma - Bouillon Ohne Kristallviolett (Grundsubstrat), nach Anreicherung zur Isolierung und Kultivierung von Mykoplasmen	BBL	500 g	211458
Mycoplasma - Bouillon nach Frey (Basis) Mycoplasma-Bouillon-Grundsubstrat nach Frey dient zur Kultivierung von Mykoplasmen, die von Vögeln stammen. Zusatz von inaktiviertem Pferdeserum nötig	BBL	500 g	212346
Mycoplasma - PPLO - Agar Formulierung nach Morton, Smith, Leberman; mit Mycoplasma-Supplement zur Isolierung u. Kultivierung von Mykoplasmen	Difco	500 g	241210
Mycoplasma - PPLO - Bouillon ohne Kristallviolett Formulierung nach Morton, Lecci. Mit Mycoplasma-Supplement oder Mycoplasma-Supplement S zur Isolierung u. Kultivierung von Mykoplasmen	Difco	500 g	255420
Mykologischer - Agar pH 7,0; zur Kultivierung, Isolierung u. Identifizierung von Pilzen	Difco	500 g	240520
BD Mycosel™ - Agar Stark selektives Medium, pH 6,9; enthält Cycloheximid und Chloramphenicol zur Unterdrückung der Begleitflora	BBL	500 g	211462
Nähr - Agar Universal-Agar zur Kultivierung wenig anspruchsvoller Mikroorganismen	Difco	100 g	212000
	Difco	500 g	213000
	Difco	2 kg	211665
Nähr - Agar mit MUG Mit 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronid für den Fluorogentest	Difco	100 g	223100
	Difco	500 g	223200
Nähr - Agar, 1,5%ig Leicht alkalischer Universal-Agar	Difco	500 g	269100
Nähr - Agar, pH 6,0 Leicht saurer Universal-Agar	Difco	500 g	263410

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien		
Nähr - Bouillon		
Universal-Medium für Organismen ohne spezielle Wachstumsanforderungen	Difco 100 g	233000
	Difco 500 g	234000
	Difco 2 kg	231000
	Difco 10 kg	232000
Nähr - Gelatine		
Zur Bestimmung der Gelatinaseproduktion von proteolytischen Mikroorganismen	Difco 500 g	211100
Neutralisierungs - Puffer		
Inaktiviert Chlor und quarternäre Ammonium-Komponenten	Difco 100 g	236210
NIH - Thioglykolat - Bouillon		
Zur Sterilitätsprüfung von biologischen Produkten, die wegen ihrer Trübung oder anderer Ursachen nicht befriedigend in flüssigem Thioglykolat aufgrund seiner Viskosität kultiviert werden können (gem. USP Alternate Thioglycollate Medium)	Difco 500 g	225710
Nikotinsäure/Nikotinamid - Test - Medium		
Für den mikrobiologischen Nachweis von Nikotinsäure oder Nikotinamid	Difco 100 g	232210
Nitrat - Test - Bouillon		
Zur Bestimmung des Nitratreduktionsvermögens von Bakterien	Difco 500 g	226810
Novobiocin - Supplement		
20 mg Novobiocin / 10 ml Röhrchen; Antimikrobielle Anreicherung als Zusatz zum Rappaport-Vassiliadis (MSRV) Medium (218681) oder EC Medium (234020)	Difco 6 x 10 ml	231971
Ochsengalle		
Selektiver Zusatz in Medien zur Differenzierung Galle-toleranter Bakterien	Difco 500 g	212820
OF - Basal - Medium		
Differenzierungs-Medium für gramnegative Organismen nach Hugh u. Leifson, basierend auf der Kohlenhydratfermentation	Difco 500 g	268820
Orangenserum - Agar		
Zur Anzucht von Mikroorganismen, die zum Verderb von Citrusprodukten führen, zur Kultivierung von säuretoleranten Mikroorganismen einschließlich Laktobacillus-Arten, Bacillus coagulans u. pathogenen Pilzen, für die Lebensmittelmikrobiologie	BBL 500 g	211486
Ornithindecaboxyl. - Arginindehydrol. - Test - Bouillon nach Falkow		
Ornithindecaboxylase-Arginindehydrolase-Test-Bouillon nach Falkow. Zur Differenzierung von Bakterien auf der Basis ihrer Fähigkeit, Aminosäuren zu decarboxylieren	Difco 500 g	287220

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien			
Ornithindecaboxyl. - Arginindehydrol. - Test - Bouillon nach Möller			
Ornithindecaboxylase-Arginindehydrolase-Test-Bouillon nach Möller, zur Differenzierung von Bakterien auf der Basis ihrer Fähigkeit, Aminosäuren zu decarboxylieren	Difco	500 g	289020
Oxytetracyclin - Glukose - Hefeextrakt - Agar (OGYE - Agar) (Basis)			
In Kombination mit Oxytetracyclin zur selektiven Isolierung u. quantitativen Erfassung von Hefen u. Schimmelpilzen aus Nahrungsmitteln	Difco	500 g	218111
Pantothanat - Medium AOAC USP			
Zur Testung entsprechend den Methoden des Calciumpantothanat - Nachweises in der USP u. dem Pantothensäure-Nachweis in den AOAC-Methoden, 13. Auflage	Difco	100 g	281610
Pantothanat - Test - Medium			
Zum mikrobiologischen Nachweis von Pantothensäure oder Pantothanat	Difco	100 g	260410
Peptonwasser			
Minimal-Medium zur Kultivierung anspruchsvoller Organismen, zu Kohlenhydratfermentationsstudien u. zur Durchführung des Indoltestes	Difco	500 g	218071
Peptonwasser, gepuffert			
Zur Erhöhung der Salmonellennachweisrate aus Lebensmitteln, Voranreicherungs-Medium	Difco	500 g	218105
	BBL	500 g	212367
	BBL	2,27 kg	212345
	Difco	2 kg	218103
	Difco	10 kg	218104
Phenolrot - Agar (Basis)			
Basal-Medium, dem Kohlenhydrate zugesetzt werden, zur Verwendung in Fermentationsstudien	BBL	500 g	211502
Phenolrot - Bouillon (Basis)			
Basal-Medium, dem Kohlenhydrate zugesetzt werden, zur Verwendung in Fermentationsstudien	BBL	500 g	211506
Phenolrot - Glukose - Bouillon			
Minimal-Bouillon mit Glukosezusatz für Fermentationsstudien, Nachweis der Glukosefermentation	BBL	500 g	211514
Phenolrot - Laktose - Bouillon			
Basis-Bouillon mit Laktosezusatz für Fermentationsstudien. Nachweis der Laktosefermentation	BBL	500 g	211519
Phenolrot - Mannit - Agar			
Zur Differenzierung von Bakterienreinkulturen basierend auf der Mannitfermentation	Difco	500 g	210310

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien			
Phenolrot - Mannit - Bouillon			
Zur Differenzierung von Bakterienreinkulturen basierend auf der Mannitfermentation	BBL	500 g	211527
Phenolrot - Sucrose - Bouillon			
Minimalmedium mit Sucrosezusatz für Fermentationsstudium. Nachweis der Saccharose Fermentation	BBL	500 g	211533
Phenylalanin - Agar			
Zur Differenzierung von Proteus, Morganella u. Providencia von anderen Enterobacteriaceae-Spezies	Difco	500 g	274520
	BBL	500 g	211537
Phenylethanol - Agar			
Selektiv-Medium zur Isolierung von Staphylokokken u. Streptokokken aus Proben, die auch gramnegative Organismen enthalten	BBL	500 g	211539
Phosphate Buffered Saline, pH 7,2 (PBS)			
(FTA Hemagglutinations Puffer)	BBL	500 g	211248
Phytone - Hefeextrakt - Agar			
Medium zur selektiven Isolierung von Dermatophyten, insbesondere Trichophyton verrucosum und anderen pathogenen Pilzen aus klinischem Routinematerial	BBL	500 g	211546
Polymyxin B			
(30 000 E) zur Medien-Anreicherung bei der Anzucht Koagulase-positiver Staphylokokken sowie zur selektiven Wachstumsförderung von Clostridien, 10 ml / l Basis - Medium	Difco	6 x 10 ml	232681
Proteose - Nr. 3 - Agar			
Basal-Medium, wird zusammen mit Anreicherungen (z.B. Hämin, Supplement B, Supplement VX) zur Kultivierung von Neisseria u. Haemophilus verwendet	Difco	500 g	265100
Pseudomonas - Agar F			
Nach Zugabe von Glycerin zum Nachweis und Differenzierung zwischen Pseudomonas aeruginosa und anderen Pseudomonaden, steigert die Ausbildung von Fluorescein u. hemmt die Pyocyaninbildung	Difco	500 g	244820
Pseudomonas - Isolierungs - Agar			
(s. a. Flo-Agar) Nach Zugabe von Glycerin zur Isolierung und Differenzierung zwischen Pseudomonas aeruginosa und anderen Pseudomonaden, basierend auf der Pigmentbildung	Difco	500 g	292710
Pseudomonas - P - Agar			
(s. a. Tech-Agar) Nach Zugabe von Glycerin zum Nachweis und Differenzierung zwischen Pseudomonas aeruginosa und anderen Pseudomonaden, steigert die Ausbildung von Pyocyanin u. hemmt die Fluoresceinbildung	Difco	500 g	244910
Purpur - Bouillon (Basis)			
Bromkresolpurpur- Bouillon (Basis), frei von Kohlenhydraten, kann für Fermentationsstudien verwendet werden, insbesondere zur Identifizierung von Enterobacteriaceae	BBL	500 g	211558

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien			
R2A - Agar			
Nähr-Medium zur Kultivierung u. quantitativen Erfassung von Bakterien aus behandeltem Trinkwasser	Difco	100 g	218262
	Difco	500 g	218263
	Difco	2 kg	218261
Raffinose			
Kohlenhydrat	Difco	100 g	217410
Raka - Ray Nr. 3 - Medium			
Zur Isolierung von Milchsäurebakterien aus Bier u. Brauprozessen	Difco	500 g	218671
Rappaport - Vassiliadis - MSRV - Medium			
Halbfestes Medium zum Nachweis motiler Salmonellen, Zugabe von Novobiocin (231971) erforderlich	BBL	500 g	218681
Rappaport - Vassiliadis - R10 - Bouillon			
Flüssig-Medium zur selektiven Anreicherung von Salmonellen aus Nahrungsmitteln	Difco	500 g	218581
Regan - Lowe - Aktivkohle - Agar (Basis)			
Mit Zusatz von 10% Pferdeblut zur Isolierung von Bordetella pertussis, durch Zusatz von 40 µg / ml Cephalexin wird das Medium selektiv	BBL	500 g	298123
Reisextrakt - Agar			
Zur Identifizierung von Candida albicans durch Ausbildung von Chlamydosporen	BBL	100 g	211567
Rhamnose			
Kohlenhydrat	Difco	25 g	217510
	Difco	100 g	217520
Riboflavin - Test - Medium			
Zum mikrobiologischen Riboflavinnachweis mit Lactobacillus casei als Testorganismus	Difco	100 g	232510
Rinderalbumin - Lösung			
(Fraktion V), 0,2% in 0,85% Salzlösung	BBL	10 x 10 ml	211968
Rinderherz			
Zur Herstellung von "Infusions-Medien"	Difco	500 g	213210
Rogosa - SL - Agar			
Selektiv-Medium zur Isolierung oraler, vaginaler u. fäkaler Laktobakterien	Difco	500 g	248020
Rogosa - SL - Bouillon			
Selektiv-Bouillon zur Isolierung oraler, vaginaler oder fäkaler Laktobakterien	Difco	500 g	247810
Rosolsäure			
Zur Verwendung mit m-FC-Bouillon (Basis) oder m-FC-Agar	Difco	6 x 1 g	232281

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien			
Sabouraud - Agar, modifiziert			
pH 7,0; Glukose-Agar nach Emmons, enthält 2% Glukose, zur Anzucht von Pilzen, speziell Dermatophyten	Difco	500 g	274720
	Difco	2 kg	274710
Sabouraud - Glukose - Agar			
pH 5,6; zur Kultivierung von Hefen u. Schimmelpilzen, Zugabe von Antibiotika zur bakteriellen Hemmung möglich, gem. EP	Difco	100 g	210940
	Difco	500 g	210950
	Difco	2 kg	211661
	Difco	10 kg	210930
Sabouraud - Glukose - Bouillon			
pH 5,6; zur Kultivierung von Hefen u. Schimmelpilzen	Difco	2 kg	238210
	Difco	500 g	238230
Sabouraud - Glukose - Agar			
pH 5,6; zur Kultivierung von Hefen u. Schimmelpilzen, Zugabe von Antibiotika zur bakteriellen Hemmung möglich, gem. EP	BBL	500 g	211584
	BBL	2,27 kg	211585
Sabouraud - Glukose - Hirn - Herz - Agar (Basis)			
Nach Zugabe von Chloromycetin und Blut (optional) zur Isolierung und Kultivierung pathogener Pilze, insbesondere Blastomyces dermatitidis und Histoplasma capsulatum	Difco	500 g	279720
Sabouraud - Maltose - Agar			
Mit 4% Maltose, pH 5,6	Difco	500 g	211020
Sabouraud - Maltose - Bouillon			
Mit 4% Maltose, pH 5,6	Difco	500 g	242910
Saccharose			
Kohlenhydrat	Difco	500 g	217610
Salizin			
Kohlenhydrat	Difco	100 g	217720
Salmonella - Shigella - Selektiv - Agar (SS - Agar)			
Salmonella-Shigella-Selektiv-Agar. Stark selektives Differentialmedium zur Isolierung pathogener Enterobacteriaceae, insbesondere Salmonella und einige Shigella	Difco	500 g	274500
	BBL	500 g	211597
	Difco	2 kg	212118
	BBL	2,27 kg	211600
	BBL	11,35 kg	293306
Selenit - Brillantgrün - Anreicherung (SBG - Anreicherung)			
Selenit-Brillantgrün-Mannit-Anreicherung, mit 0,1% Sulfapyridin zur Isolierung von Salmonellen	Difco	500 g	271510

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien			
Schaedler - Agar			
Basal-Medium, dem Blut oder andere Anreicherungen zugesetzt werden, um die Anzucht von anaeroben u. mikroaerophilen Organismen zu erhöhen	BBL	500 g	212189
Schaedler - Bouillon			
Nicht-Selektiv-Bouillon, zur Kultivierung anspruchsvoller Anaerobier u. Aerobier	BBL	100 g	212191
Selenit - Bouillon			
Zur Selektiv-Anreicherung von Salmonellen	Difco	500 g	227540
Selenit - Cystin - Bouillon			
Selektiv-Anreicherung zum Nachweis von Salmonellen aus Lebensmitteln und Wasser	Difco	500 g	268740
SIM - Medium			
Sulfit-Indol-Mobilitätstest-Nährboden, zur Differenzierung von Enterobacteriaceae, insbesondere von Salmonella u. Shigella, zeigt die H ₂ S- u. Indolproduktion u. die Mobilität an	BBL	500 g	211578
Simmons - Citrat - Agar			
Medium zur Testung der Fähigkeit der Organismen, Citrat als einzige Kohlenstoffquelle zu nutzen	BBL	500 g	211620
D-Sorbitol			
Kohlenhydrat	Difco	500 g	217910
Stammkultur - Agar			
Halbfestes Medium zur Stammhaltung von Bakterien, besonders Streptokokken	Difco	500 g	254100
Standard - Koloniezahl - Agar			
Synonym: Trypton-Glucose-Hefe-Agar; zur Koloniezahlbestimmung von Mikroorganismen in Milch, Wasser u. anderen Materialien von hygienischer Bedeutung	BBL	500 g	211638
Standard - Koloniezahl - Agar mit Lecithin und Polysorbat 80			
Zur Isolierung u. Koloniezahlbestimmung von Bakterien, Inaktivierung von Desinfektionsmittelrückständen	BBL	500 g	211643
Staphylokokken - Agar 110 nach Chapman			
Selektiv-Medium zur Isolierung und Differenzierung pathogener Staphylokokken, basierend auf Mannitfermentation, Pigmentbildung und Gelatinaseaktivität	Difco	500 g	229730
Stärke, löslich			
	Difco	500 g	217820
	Difco	10 kg	217810
Stärke - Agar			
Zur Bestimmung der Stärkehydrolyse	Difco	500 g	272100

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien		
Streptokokken - Selektiv - Agar Zu verwenden mit TTC oder TTC-Lösung 1%ig, (231121) wenn gewünscht	Difco	500 g 249610
Streptokokken - Selektiv - Bouillon Zu verwenden mit TTC oder TTC-Lösung 1%ig, (231121) wenn gewünscht	Difco	500 g 212226
Sulfit - Polymyxin - Sulfadiazin - Agar (SPS - Agar) Selektiv-Medium zum Nachweis u. zur quantitativen Erfassung von Clostridium perfringens aus Lebensmitteln u. anderem Untersuchungsmaterial	Difco	500 g 284530
Sulfit - Agar Zum Nachweis thermophiler H ₂ S-produzierender Anaerobier, einschließlich Clostridien	Difco	500 g 297210
TAT - Bouillon (Basis) Trypton-Azolecithin-TWEEN® 20, empfohlen zur Sterilitätstestung von Substanzen mit hoher Viskosität, besonders von Kosmetika; TWEEN® 20 Zugabe erforderlich	Difco	500 g 298410
Tellurit - Glycin - Agar Basal-Medium zur Isolierung von koagulase-positiven Staphylokokken, Zugabe von Tellurit-Lösung (1%) erforderlich	Difco	500 g 261710
Tetrathionat - Bouillon (Basis) Selektiv-Anreicherung für Salmonellen, Zugabe von Jodlösung (Art Nr.: 257199) erforderlich	Difco	500 g 210430
	Difco	2 kg 210420
Thayer - Martin - Anreicherung II (VX) Empfohlen zur Kultur von N. gonorrhoeae, H. influenzae u. anderer anspruchsvoller Mikroorganismen; 10 ml / I GC-Agar/Bouillon-Basis	Difco	6 x 10 ml 233541
	Difco	100 ml 233542
Thermoacidurans - Agar Standard-Medium zur Isolierung von B. thermoacidurans aus Lebensmitteln	Difco	500 g 230310
Thiamin - Test - Bouillon LF Thiamin-Nachweis-Bouillon nach Sarett, Testorganismus: Lactobacillus fermentum (ATCC 9338)	Difco	100 g 232610
Thiamin - Test - Bouillon LV Thiamin-Nachweis-Bouillon nach Deibel, Testorganismus: Lactobacillus viridescens (ATCC 12706)	Difco	100 g 280810
Thioglykolat - Bouillon mit Rindfleischextrakt Zum Nachweis von Mikroorganismen aus sterilen Materialien, nach Empfehlung des Agricultural Research Service	Difco	10 kg 269710

2

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien		
Thioglykolat - Bouillon		
Zur Kultivierung anaerober, mikroaerophiler u. aerober Mikroorganismen u. zur Sterilitätstestung	Difco 100 g	225640
	Difco 500 g	225650
	BBL 500 g	211260
	Difco 2 kg	225620
	Difco 10 kg	225630
	BBL 11,35 kg	211264
Thioglykolat - Bouillon ohne Glukose		
Geeignet zur Verwendung in Fermentationsstudien, variable Kohlenhydratzugabe möglich	Difco 500 g	236310
Thioglykolat - Bouillon ohne Glukose u. ohne Indikator		
Geeignet zur Verwendung in Fermentationsstudien, variable Kohlenhydratzugabe möglich	Difco 500 g	243210
Thioglykolat - Bouillon ohne Indikator		
Ohne Resazurin u. Methylenblau	Difco 500 g	243010
Thioglykolat - Medium 135 C ohne Indikator		
Angereichertes Universalmedium zum Nachweis einer Vielzahl von Mikroorganismen, insbesondere obligaten Anaerobiern, aus klinischem und anderem Untersuchungsmaterial	BBL 500 g	211720
Thioglykolat - Medium ohne Glukose u. Eh - Indikator		
Geeignet zur Verwendung in Fermentationsstudien, variable Kohlenhydratzugabe möglich. Ohne Glukose und Methylenblau (Eh - Indikator)	BBL 500 g	211727
Thioglykolat - Medium, mod. nach Brewer		
Zur Sterilitätsprüfung u. Kultivierung von anaeroben, aeroben u. mikroaerophilen Organismen	BBL 500 g	211716
Thiol - Bouillon		
Zur Kultivierung von Organismen aus Körperflüssigkeiten u. anderen Materialien, inaktiviert Penicillin, Streptomycin u. Sulfonamide	Difco 500 g	243420
Thiosulfat - Citrat - Galle - Saccharose - Agar (TCBS-Agar)		
TCBS-Agar, zur Isolierung von <i>Vibrio cholerae</i> und weiteren enteropathogenen Vibrien	Difco 500 g	265020
Tinsdale - Anreicherung, lyophilisiert		
Zur primären Isolierung von <i>Corynebacterium diptheriae</i> , 15 ml / 100 ml Basis-Medium (278610)	Difco 6 x 15 ml	234210
Tinsdale - Nährboden (Basis)		
Zusammen mit Tinsdale-Anreicherung (234210) empfohlen als exzellentes Differential-Medium zur Isolierung von <i>Corynebacterium diptheriae</i>	Difco 500 g	278610

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien			
Todd - Hewitt - Bouillon			
Besonders zur Kultivierung von Streptokokken der Gruppe A empfohlen	Bacto	500 g	249240
	Bacto	2 kg	249210
	Bacto	10 kg	249220
Tomatensaft - Agar			
Zur Kultivierung u. quantitativen Erfassung von Laktobakterien	Difco	500 g	211794
Tomatensaft - Agar, spezial			
Zur Kultivierung u. quantitativen Erfassung von Laktobakterien u. anderen acidophilen Mikroorganismen aus Speichel u. anderen Probenmaterialien, selektiver als Tomatensaft-Agar	Difco	500 g	238910
Tomatensaft - Bouillon			
Zur Kultivierung von Hefen u. Laktobakterien aus klinischen Proben u. Lebensmitteln	Difco	500 g	251720
	Difco	10 kg	251710
Transportmedium (Stuart, Toshach & Patsula)			
Halbfestes Transportmedium nach Stuart	BBL	500 g	211743
Trehalose			
Kohlenhydrat	Difco	10 g	218010
Trichophyton - Differenzierungs - Agar 1			
Zur Differenzierung von Dermatophyten	Difco	500 g	287710
Trichophyton - Differenzierungs - Agar 2			
Zur Differenzierung von Dermatophyten	Difco	500 g	287410
Trichophyton - Differenzierungs - Agar 3			
Zur Differenzierung von Dermatophyten	Difco	500 g	296510
Trichophyton - Differenzierungs - Agar 4			
Zur Differenzierung von Dermatophyten	Difco	500 g	219710
Trichophyton - Differenzierungs - Agar 6			
Zur Differenzierung von Dermatophyten	Difco	500 g	252410
Trichophyton - Differenzierungs - Agar 7			
Zur Differenzierung von Dermatophyten	Difco	500 g	295510
BD Trichosel™ - Bouillon, modifiziert			
Zur Isolierung u. Kultivierung von Trichomonas	BBL	500 g	211747
BD Trypticase™ - Soja - Agar (TSA)			
Universalnährboden für Routine u. Forschung (siehe auch unter Caseinpepton-Sojamehl-Pepton-Agar)	BBL	500 g	211043
	BBL	2,27 kg	211046
	BBL	11,35 kg	211047

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien			
BD Trypticase™ - Soja - Agar mit Lecithin und Polysorbat 80			
Für Hygieneuntersuchungen mittels Abklatschmethode sowie für Desinfektionsmitteltests (siehe auch Fertigplatten RODAC™)	BBL	500 g	211764
BD Trypticase™ - Soja - Agar mit Lecithin und Polysorbat 80			
Synonym: Microbial-Content-Test-Agar, für Hygienetests sowie zur Bestimmung des mikrobiellen Inhalts von wasserhaltigen Kosmetikprodukten	Difco	500 g	255320
	Difco	2 kg	255310
BD Trypticase™ - Soja - Bouillon (TSB)			
Universalnährboden für Routine u. Forschung (siehe auch unter Caseinpepton-Sojamehl-Pepton-Agar)	BBL	500 g	211768
	BBL	2,27 kg	211771
	BBL	11,35 kg	211772
Select APS Trypticase™ - Soja - Bouillon (TSB)			
Trypticase-Soja-Bouillon. APS: Alternative Protein Source, hergestellt aus "animal-free" Rohmaterialien	Difco	500 g	214889
	Difco	10 kg	214887
Select APS Trypticase™ - Soja - Bouillon (TSB), gamma bestrahlt			
Trypticase-Soja-Bouillon. APS: Alternative Protein Source, hergestellt aus "animal-free" Rohmaterialien. Gamma bestrahlt	Difco	10 kg	214886
BD Trypticase™ - Soja - II - Agar			
Universalnährboden für Routine u. Forschung, verbesserte Rezeptur, verstärktes Wachstum u. bei Blutzugabe eindeutiges Hämolyseverhalten bei Streptokokken der Gruppe A	BBL	500 g	212305
BD Trypticase™ - Sulfit - Neomycin - Agar (TSN - Agar)			
Zur selektiven Isolierung von Clostridium perfringens	BBL	500 g	211690
Trypton - Glukose - Extrakt - Agar (TGE - Agar)			
Zur Keimzahlbestimmung entsprechend den Standardmethoden zur Untersuchung von Wasser u. Abwasser. Ebenso zur Kultivierung u. Quantifizierung von Bakterien in Milch u. anderen Milchprodukten	Difco	500 g	223000
Tryptonwasser			
Zum Nachweis von E. coli auf Grundlage der Indol-Bindung	Difco	500 g	264410
Tryptose - Agar			
Empfohlen zur Kultivierung anspruchsvoller pathogener Organismen, einschließlich Brucella	Difco	500 g	264300
	Difco	2 kg	264100
Tryptose - Blut - Agar (Basis)			
Basal-Medium zur Verwendung mit Blut für die Isolierung, Kultivierung u. Bestimmung der hämolytischen Reaktionen anspruchsvoller Mikroorganismen	Difco	500 g	223220
	Difco	2 kg	223210
Tryptose - Bouillon			
Universalmedium zur Kultivierung anspruchsvoller Aerobier. Empfohlen zur Isolierung von Brucella	Difco	500 g	262200
	Difco	10 kg	262100

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien			
Tryptose - Glukose - Phosphat - Bouillon			
Gepuffertes Medium zur Kultivierung anspruchsvoller Mikroorganismen	Bacto	500 g	260300
	Bacto	2 kg	260100
TT - Bouillon nach Hajna (Basis)			
Selektiv-Medium zur Anreicherung von Salmonellen, Zugabe von Jodlösung erforderlich	Difco	500 g	249120
Tween® 80			
	Difco	100 g	231181
Universal Bier - Agar			
Basal-Medium zur Kultivierung von Organismen, die im Brauwesen von Bedeutung sind	Difco	500 g	285610
Urease - Agar - Base, 10-fach konzentriert			
Eine sterile 10-fach konzentrierte Lösung von Urea-Agar-Base, die in Kombination mit Agar zur Herstellung von Urea-Agar verwendet wird, dieser wird zur Differenzierung von Mikroorganismen, besonders Enterobacteriaceae, auf Basis der Urease Aktivität eingesetzt	BBL	10 x 10 ml	221100
VCA - Inhibitor (Martin - Lewis)			
Antibiotika-Mischung aus Vancomycin, Colistin u. Anisomycin, lyophilisiert. Zur selektiven Hemmung der Begleitflora bei der Anzucht von Neisseria spp.	BBL	10 x 10 ml	212269
VCAT - Inhibitor (Thayer - Martin)			
Antibiotika-Mischung aus Vancomycin, Colistin, Anisomycin u. Trimethoprim, lyophilisiert. Zur selektiven Hemmung der Begleitflora bei der Anzucht von Neisseria spp.	BBL	10	212404
VCN - Inhibitor (Thayer - Martin)			
Antibiotika-Mischung aus Vancomycin, Colistin u. Nystatin, lyophilisiert. Zur selektiven Hemmung der Begleitflora bei der Anzucht von Neisseria spp.	BBL	10 x 2 ml	212227
	BBL	10 x 10 ml	212228
VCNT - Inhibitor (Thayer und Martin)			
Antibiotikamischung aus Vancomycin, Colistin, Nystatin und Trimethoprim; lyophilisiert	BBL	10 x 10 ml	212408
Vitamin - B12 - Impf - Bouillon USP			
Zur Herstellung des Inokulums von Lactobacillus delbrueckii sups. lactis (ATCC 7830)	Difco	100 g	254210
Vitamin - B12 - Test - Bouillon USP			
Zur Verwendung mit Lactobacillus delbrueckii sups. lactis (ATCC 7830)	Difco	100 g	245710
Vitamin - B12 - Test - Agar			
Zur Kultivierung von Lactobacillus delbrueckii sups. lactis (ATCC 7830)	Difco	100 g	254110
Vitamin - B12 - Test - Medium			
Zur Verwendung mit Lactobacillus delbrueckii sups. lactis (ATCC 7830 oder ATCC 4797)	Difco	100 g	236010

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien			
Vogel - Johnson - Agar (VJ - Agar)			
Zur Isolierung von Koagulase-positiven, Mannit-fermentierenden Staphylokokken aus klinischen Proben u. Lebensmitteln. Zugabe von 1% Kalium-Tellurit-Lösung notwendig	Difco	500 g	256220
Voranreicherungs - Bouillon			
Universell einsetzbar zur Voranreicherung von vorgeschädigten Salmonellen u. Listerien	Difco	500 g	223510
Wilkins - Chalgren - Agar			
Zur Isolierung von Anaerobiern u. zur Prüfung ihrer Antibiotikaempfindlichkeit	Difco	500 g	218051
	BBL	500 g	295067
Wismut - Sulfit - Agar			
Nach Wilson-Blair, Hochselektiv-Medium zur Isolierung von Salmonellen aus Fäces, Urin, Abwasser u. Lebensmitteln nach Voranreicherung	Difco	500 g	273300
WL - Differential - Medium			
Synonym: Wallerstein-Laboratory-Differential-Medium, zur mikrobiologischen Prozeßkontrolle in der Fermentierindustrie, gestattet das Wachstum von Bakterien; Hefen u. Schimmelpilze werden unterdrückt	Difco	500 g	242510
WL - Nähr - Agar			
Synonym: Wallerstein-Laboratory-Nähr-Agar. Empfohlen zur Kultivierung von Hefen, Schimmelpilzen u. Bakterien, die im Brauereiwesen u. in der Fermenterindustrie von Bedeutung sind	Difco	500 g	242420
WL - Nähr - Bouillon			
Synonym: Wallerstein-Laboratory-Nähr-Bouillon. Empfohlen zur Kultivierung von Hefen, Schimmelpilzen und Bakterien, die im Brauereiwesen von Bedeutung sind	Difco	500 g	247110
Würze - Agar			
Zur Kultivierung und quantitativen Erfassung von Hefen	Difco	500 g	211671
Xylose - Lysin - Agar (XL - Agar) (Basis)			
Xylose-Lysin-Agar nach Taylor zur Isolierung, Differenzierung u. quantitativen Erfassung von Enterobacteriaceae, Zugabe von Natriumthiosulfat und Eisenammoniumcitrat erforderlich	BBL	500 g	211836
Xylose - Lysin - Desoxycholat - Agar (XLD - Agar)			
Xylose-Lysin-Desoxycholat-Agar, Selektiv-Medium zur Isolierung und Differenzierung von gramnegativen Darmkeimen speziell Shigella	Difco	500 g	278850
	Difco	2 kg	278820
	Difco	10 kg	278830
Xylose - Laktose - Tergitol 4 - Agar (XLT4 - Agar) (Basis)			
Selektiv-Medium zur Isolierung von non-typhi-Salmonella, Zusatz von XLT4-Agar-Anreicherung (235310) erforderlich; 4,5 ml/l Basis - Medium	Difco	500 g	223420
	Difco	10 kg	223410

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien		
Xylose - Laktose - Tergitol 4 - Agar - Anreicherung (XLT4 - Anreicherung) Supplement zu XLT4-Agar (Basis) (223420, 223410)	Difco	100 ml 235310
D - Xylose Kohlenhydrat	Difco	25 g 218110
Yersinia - Selektiv - Agar (Basis) Mit Yersinia-Anreicherung CN (Art. Nr. 231961) zur Isolierung u. Kultivierung von Yersinia enterocolitica	Difco	500 g 218172
Yersinia CN - Inhibitor, lyophilisiert Zusatz zu Yersinia-Selektiv-Agar (Grundsubstrat Art. Nr. 212309), enthält Cefsulodin und Novobiocin	Difco	6 x 10 ml 231961
Yeast - Mold - Agar (YM - Agar) Yeast-Extrakt, Malz-Extrakt Agar; zur Kultivierung von Hefen u. Schimmelpilzen	Difco	500 g 271210

2

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Agar-Agar und Agarose			
Agar - Agar, 1A - Qualität			
Für mikrobiologische Zwecke speziell gereinigt, hoher Feinheitsgrad	BBL	500 g	212304
Agar - Agar, granuliert			
Qualitäts - Agar für höchste Ansprüche in Klinik u. Biotechnologie, Äquivalentprodukt zu BiTek-Agar	Difco	500 g	214530
	Difco	2 kg	214510
	Difco	10 kg	214520
Agar, Bacto Qualität			
Unübertroffene Bacto-Qualität, für mikrobiologische Nährmedien, in den meisten Trockennährmedien von Difco verwendet	Bacto	100 g	214050
	Bacto	454 g	214010
	Bacto	2 kg	214030
	Bacto	10 kg	214040
Agar - Noble u. Tonney			
Hochgereinigt, frei von Verunreinigungen; Verwendung für Elektrophorese u. für mikrobiologische Nährmedien, wenn höchste Reinheit gefordert ist	Difco	100 g	214220
	Difco	500 g	214230
Agar, technisch			
Für bakteriologische Anwendungen, nicht empfohlen für anspruchsvolle Organismen	Difco	500 g	281230
	Difco	2 kg	281210
Agar, zuckerfrei			
	BBL	500 g	211672
Agarose			
	BBL	500 g	212272
Europäischer - Agar			
Mit hoher Gelstärke	Difco	10 kg	257353

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Für die Anwendung in der Molekularbiologie			
LB - Agar nach Lennox			
Zur Erhaltung und Vermehrung von E. coli-Stämmen, Medium mit mittlerer Salz-Konzentration (0,5%)	Difco	500 g	240110
LB - Bouillon nach Lennox			
Zum Nachweis und zur Vermehrung von E. coli, die eine mittlere Salz-Konzentration (0,5%) erfordern	Difco	500 g	240230
	Difco	2 kg	240210
LB - Agar nach Miller			
Zum Nachweis und zur Vermehrung von E. coli, die eine niedrige Salz-Konzentration (0,05%) erfordern	Difco	500 g	241320
	Difco	2 kg	211829
LB - Bouillon nach Miller			
Zum Nachweis u. zur Vermehrung von E. coli, die eine niedrige Salz-Konzentration (0,05%) erfordern	Difco	500 g	241420
	Difco	2 kg	241410
LB - Agar nach Miller (Luria Bertani)			
Zum Nachweis und zur Vermehrung von E. coli, die eine hohe Salz-Konzentration (1%) erfordern	Difco	500 g	244520
	Difco	2 kg	244510
LB - Bouillon nach Miller (Luria Bertani)			
Zum Nachweis und zur Vermehrung von E. coli, die eine hohe Salz-Konzentration (1%) erfordern	Difco	500 g	244620
	Difco	2 kg	244610
m - 9 - Minimalsalz, 5-fach konzentriert			
Zur Herstellung eines definierten Nähr-Mediums zur Kultivierung von rekombinanten E. coli und anderen Auxotrophen	Difco	500 g	248510
NZCYM - Bouillon			
Zur Kultivierung molekulargenetischer E. coli-Stämme, empfohlen zur Replikation von rekombinanten Lambda-Phagen	Difco	500 g	240410
NZYM - Bouillon			
Zur Kultivierung molekulargenetischer E. coli-Stämme, empfohlen zur Replikation von rekombinanten Lambda-Phagen	Difco	500 g	241510
Select APS Super - Bouillon			
Molekulargenetisches Medium, zur Anzucht von E. coli in hohen Konzentrationen. Select APS: Alternative Protein Source, hergestellt aus "animal free" Rohmaterialien.	Difco	500 g	212485
	Difco	10 kg	212486
S.O.B. - Medium			
Zur Kultivierung molekulargenetischer E. coli-Stämme, zur Herstellung von S.O.C. werden aseptisch 20 ml einer steril-filtrierten 20%-igen Bacto Dextrose Lösung zu 1 Liter autoklaviertem gelöstem Bacto S.O.B. Medium hinzugegeben	Difco	500 g	244310
Terrific - Bouillon			
Zur Kultivierung molekulargenetischer E. coli-Stämme, nach Tartoff u. Hobbs, zur Amplifikation von Plasmiden	Difco	500 g	243820
	Difco	2 kg	243810

Trockennährmedien

Medien, Zusätze und Enzyme

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Für die Anwendung in der Molekularbiologie			
Yeast - Mold - Bouillon			
Hefe-Schimmelpilz-Bouillon nach Wickerham	Difco	500 g	271120
Yeastextract - Pepton - Dextrose - Agar (YPD - Agar)			
Molekulargenetisches Medium zur Kultivierung von Hefen	Difco	500 g	242720
Yeastextract - Pepton - Dextrose - Bouillon (YPD - Bouillon)			
Molekulargenetisches Medium zur Kultivierung von Hefen	Difco	500 g	242820
	Difco	2 kg	242810
2xYT			
Zur Kultivierung molekulargenetischer E. coli Stämme, zur Replikation von rekombinanten, einsträngigen, filamentösen Bakteriophagen wie z.B. M 13	Difco	500 g	244020
Enzyme			
Penicillinase			
1.000.000 Kersey units/ml. Zur Neutralisation von penicillinhaltigem Untersuchungsmaterial	BBL	10 x 20 ml	211897
Penicillinase - Konzentrat			
10.000.000 Kersey units/ml. Zur Neutralisation von penicillinhaltigem Untersuchungsmaterial	BBL	100 ml	211899
	BBL	10 x 20 ml	211898
Pepsin, 1:10.000			
Hochaktives proteolytisches Enzym, welches das 10.000-fache seines Gewichtes an koagulierte Eiweiß hydrolysiert	Difco	500 g	215110

Trockennährmedien

Peptone

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Peptone aus Fleisch		
Gelatine		
Hydrolysiertes Kollagen	Difco 500 g	214340
	Difco 10 kg	214320

2

Trockennährmedien

Medien ohne tierische Komponenten

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Ohne tierische Komponenten			
Select APS Super - Bouillon			
Molekulargenetisches Medium, zur Anzucht von E. coli in hohen Konzentrationen. Select APS: Alternative Protein Source, hergestellt aus "animal free" Rohmaterialien.	Difco	500 g	212485
	Difco	10 kg	212486
Select APS Trypticase™ - Soja - Bouillon (TSB)			
Trypticase-Soja-Bouillon. APS: Alternative Protein Source, hergestellt aus "animal-free" Rohmaterialien	Difco	500 g	214889
	Difco	10 kg	214887
Select APS Trypticase™ - Soja - Bouillon (TSB), gamma bestrahlt			
Trypticase-Soja-Bouillon. APS: Alternative Protein Source, hergestellt aus "animal-free" Rohmaterialien. Gamma bestrahlt	Difco	10 kg	214886

Trockennährmedien

BD Nährmedien Handbuch

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD DIFCO™ & BD BBL™ Nährmedien Handbuch		220225



Gebrauchsfertige Nährmedien

Kapitel 3



BBL™ Fertigplatten im BD Stacker™ Format	2
BBL™ flüssige und feste Medien in Röhrchen und Flaschen	15
BBL™ Gammabestrahlte, sterile Isolator-Platten zur Hygienekontrolle	23
Nicht Gammabestrahlte zur Hygienekontrolle	24
Agrarstreifen zur Hygienekontrolle	25
Sterilitätstestung	26
Urindiagnostik	28

Gebrauchsfertige Nährmedien

BBL™ Fertigplatten im BD Stacker™ Format

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Standardformat: Rund, 90 mm Petrischale		
Aeromonas - Yersinia - Agar Partiell selektives Differenzierungs-Medium zur Isolierung von Aeromonas hydrophila, einigen anderen Aeromonas-Arten und Yersinia enterocolitica aus Stuhlproben u. anderen Materialien	20	254443
Bacteroides - Galle - Äskulin - Agar mit Amikacin Selektivmedium zur direkten Isolierung und vorläufigen Identifizierung von Mikroorganismen der Bacteroides-fragilis-Gruppe.	20	254480
Baird - Parker - Agar Zur selektiven Isolierung und Keimzahlbestimmung von koagulase-positiven Staphylokokken, aufgrund der Reduktion von Tellurit u. der Eigelbreaktion (Lecithinase) aus Lebensmitteln, Haut, Erdboden, Luft und anderen Untersuchungsmaterialien.	20	255084
Bifidobacterium - Agar, modifiziert (Beerens) Partiell selektives Medium zur Isolierung von Bifidobacterium aus Stuhlproben.	20	254546
Bismuth-Sulfite-Glucose-Glycine-Yeast - Agar, nach Nickerson (BiGGY - Agar) Selektiv- und Differenzialmedium zum Nachweis sowie zur Isolierung und präsumtiven Identifizierung von Candida Arten, Selektiv-Medium zur Isolierung von Candida spp.	20	255002
Bordet - Gengou - Agar mit 15% Schafblut Selektives Medium zur Isolierung von Bordetella pertussis und Bordetella parapertussis.	20	254400
Brillantgrün - Agar (BPLS - Agar) Brillantgrün-Phenolrot-Laktose-Saccharose-Agar, selektives Differenzierungsmedium zur Isolierung von Salmonellen mit Ausnahme von Salmonella typhi und paratyphi aus Stuhlproben und anderem Untersuchungsmaterial.	20	212097
Brillantgrün - Agar, modifiziert Modifiziertes selektives Differenzial-Medium zur Isolierung von Salmonellen mit Ausnahme von Salmonella typhi.	20	254490
Bromocresolpurpur - Laktose - Agar Differenzierungsmedium zur bakteriologischen Stuhl- und Urinuntersuchung.	20	256501
Brucella - Blut - Agar mit Hämin und Vitamin K1 Optimalmedium zur Isolierung und Kultivierung strikt anaerober Bakterien.	20	255509
Brucella - Agar mit 5% Pferdeblut Nicht-selektives Medium zur Isolierung von anspruchsvollen Bakterien (z. B. Brucella spp., Haemophilus spp., Streptococcus pneumoniae) aus klinischem Material.	20	255027
Burkholderia cepacia - Agar (OFPBL - Oxidation/Fermentation-Polymyxin-Bacitracin-Lactose - Agar) Selektives Differenzierungs-Medium zur Isolierung von Burkholderia cepacia aus Sputum von Mukoviszidose-Patienten und anderem klinischem Material.	20	254481

Gebrauchsfertige Nährmedien

BBL™ Fertigplatten im BD Stacker™ Format

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Standardformat: Rund, 90 mm Petrischale		
CampyBAP - Agar		
Selektiv-Medium nach Blaser und Wang, mit 5 Antibiotika und 10% Schafblut zur Isolierung u. Kultivierung von <i>Campylobacter jejuni</i> , <i>C. coli</i> und <i>C. lari</i> aus Stuhlproben. Antibiotika: Amphotericin B, Cephalotin, Trimethoprim, Vancomycin und Polymyxin B.	20	254001
	120	254069
Campylobacter - Agar nach Butzler mit 7% Pferdeblut		
Selektiv-Medium zur Isolierung von <i>Campylobacter</i> -Spezies aus Stuhlproben.	20	256058
Campylobacter - Selektiv - Agar, blutfrei (nach Preston)		
Selektiv-Medium zur Isolierung von <i>Campylobacter</i> Arten aus Stuhlproben und anderen Materialien.	20	254403
	120	254095
Gardnerella - Selektiv - Agar mit 5% Humanblut		
Zur Isolierung von <i>Gardnerella vaginalis</i> aus klinischem Material und zum Nachweis der Hämolysereaktion	20	254464
CDC Anaerobier - Agar mit 5% Schafblut		
Nicht selektives Medium zur Isolierung und Kultivierung von strikten Anaerobiern. CDC Anaerobier-Agar mit 5% Schafblut ist zur Isolierung und Kultivierung von anspruchsvollen, obligaten Anaerobiern aus klinischen Proben und nicht klinischen Materialien.	20	256506
CDC Anaerob - Agar mit Schafblut, Kanamycin und Vancomycin		
Zur selektiven Isolierung anspruchsvoller, langsamwachsender, obligat anaerober Bakterien aus einer Vielzahl klinischer und nicht-klinischer Probenmaterialien.	20	221846
CDC Anaerobier - Agar mit 5% Schafblut und Phenylethylalkohol (PEA)		
Zur selektiven Isolierung obligat anaerober Bakterien aus Mischkulturen.	20	221739
Cepacia - Medium		
Selektives Differenzierungs-Medium zur Isolierung von <i>Burkholderia cepacia</i> aus Sputum von Mukoviszidose-Patienten und anderen klinischen Materialien	20	256180
BD BBL™ CHROMagar™ Candida		
Selektives Differenzierungsmedium zur Isolierung und zur Identifizierung von <i>Candida albicans</i> , <i>Candida tropicalis</i> und <i>Candida krusei</i> und zur Isolierung anderer Pilze direkt aus der Probe	20	257480
	120	254106
BD BBL™ CHROMagar™ Orientation		
Nicht selektives, chromogenes Medium zur Identifizierung, Differenzierung und Keimzahlbestimmung von Bakterien aus Urinproben, zur Keimzahlbestimmung und zur schnellen Identifizierung von <i>E. coli</i> , <i>Klebsiella</i> - <i>Enterobacter</i> -Gruppe, <i>Proteus</i> - <i>Providencia</i> - <i>Morganella</i> -Gruppe, Enterokokken und <i>Staphylococcus saprophyticus</i>	20	257481
	120	254107
BD BBL™ CHROMagar™ O157		
Zur schnellen Identifizierung von <i>E. coli</i> O157:H7 aus klinischen Proben sowie Tier- und Lebensmittelproben	20	254105

3

Gebrauchsfertige Nährmedien

BBL™ Fertigplatten im BD Stacker™ Format

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Standardformat: Rund, 90 mm Petrischale		
BD BBL™ CHROMagar™ Salmonella		
Zur Isolierung und vorläufigen Identifizierung von Salmonellen aus Stuhlproben und anderen geeigneten Materialien	20	254104
BD BBL™ CHROMagar™ Staph aureus		
Zur Isolierung und Identifizierung von Staphylococcus aureus aus klinischen Materialien ohne weitere Bestätigungsteste; auch zur Isolierung und Identifizierung von S. aureus aus Lebensmitteln und Umweltproben	20 120	257074 257099
BD BBL™ CHROMagar™ MRSA II		
Zum qualitativen direkten Nachweis und Identifizierung methicillin-resistenter Staphylococcus aureus ohne weitere Bestätigungsteste. Aus den Atmungsorganen (Nasenhöhlen, Hals und Sputum), dem unteren Gastrointestinaltrakt (Rektalbereich und Stuhl), der Haut (Leisten- / Achselbeuge und Damm- / Afterbereich), aus Wunden und aus positiven Blutkulturflaschen. Nachweis von homogenen und heterogenen Stämmen innerhalb von 18 bis 28 Stunden. Eindeutige Koloniefärbung erleichtert die Auswertung.	20 120	257434 257435
CLED - Agar		
Cystine-Laktose-Electrolyte-Deficient-Agar; Elektrolytarmes Differenzierungsmedium zur Isolierung, Keimzahlbestimmung und vorläufigen Differenzierung von Bakterien im Urin	20 120	254003 254070
CLED - Agar nach Bevis		
Differenzierungsmedium zur Isolierung, Keimzahlbestimmung und vorläufigen Differenzierung von Bakterien im Urin	20	255529
Clostridium difficile - Agar mit 7% Schafblut		
Zur selektiven Anzucht von Clostridium difficile aus Stuhlproben und anderen Materialien, zur nicht-selektiven Anzucht von Clostridien.	20	254406
Clostridium difficile - Selektiv - Agar		
Zur selektiven Anzucht von Clostridium difficile aus Stuhlproben und anderen Materialien, zur nicht-selektiven Anzucht von Clostridien.	10	222228
Columbia - CNA - Agar, modifiziert, mit Kristallviolett und 5% Schafblut		
Selektiv-Medium zur Isolierung von Streptokokken und Enterokokken aus klinischem Material. (CNA= Colistin und Nalidixinsäure)	20	255086
Columbia - CNA - Agar mit 5% Schafblut		
Selektiv-Medium mit Colistin und Nalidixinsäure, zur Isolierung von grampositiven Mikroorganismen	20 120	254007 254072
Columbia - CNA - Agar (improved) II mit 5% Schafblut		
Selektiv-Medium zur Isolierung von grampositiven Bakterien aus klinischem Material. Durch Zugabe von Aztreonam wird eine verbesserte Inhibierung von Proteus mirabilis und anderen gramnegativen Bakterien erzielt.	20 120	257303 257306
Columbia - Agar mit 5% Schafblut		
Nährstoffreiches Universal-Medium zur Isolierung und Kultivierung von aeroben Mikroorganismen aus klinischem Material und zum Nachweis der Hämolysereaktion	20 120	254005 254071

Gebrauchsfertige Nährmedien

BBL™ Fertigplatten im BD Stacker™ Format

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Standardformat: Rund, 90 mm Petrischale		
Columbia - Agar mit 5% Pferdeblut		
Nährstoffreiches Universal-Medium zur Isolierung und Kultivierung von aeroben Mikroorganismen aus klinischem Material und zum Nachweis der Hämolysereaktion	20	256006
Columbia - III - Agar mit 5% Schafblut		
Nährstoffreiches Universal-Medium zur Isolierung und Kultivierung von aeroben Mikroorganismen aus klinischem Material mit verbesserter Hämolysereaktion	20 120	254097 254098
Dermatophyten - Agar		
Selektives Differenzierungs-Medium zum Nachweis von Dermatophyten aus Oberflächen-Hautinfektionen, unterdrückt Bakterien und Schimmelpilze	20	254429
Desoxycholat - Citrat - Lactose - Saccharose - Agar (DCLS - Agar)		
Differenzierungs- und Selektiv-Medium zur Isolierung von Salmonellen, Shigellen und Vibrio cholerae aus Stuhlproben	20	254012
Desoxycholat - Agar (DCA - Agar)		
Leifson-Agar, mod.; schwach selektives Differenzierung-Medium zur Isolierung und Keimzahlbestimmung von Enterobacteriaceae aus Milch und Milchprodukten	20	254010
DNase - Test - Agar		
Medium zum Nachweis der Desoxyribonuclease Aktivität (DNase) von Staphylokokken	20	255506
Drigalski - Laktose - Agar		
Selektives Differenzierungs-Medium zur Isolierung von gramnegativen Stäbchen, speziell Enterobacteriaceae, und deren Differenzierung in Laktose-Fermenter und -Nichtfermenter	20	256500
Drigalski - Laktose - Agar mit Ceftazidim		
Partiell selektives Differenzierungs-Medium zur Isolierung von Ceftazidim resistenten Enterobacteriaceae	20	256525
Eosin - Methylenblau - Agar, modifiziert (EMB - Agar mod.)		
Selektiv- und Differenzierungs - Medium für gramnegative Stäbchen, besonders Enterobacteriaceae	20 120	254014 254073
Endo - Agar		
Selektiv- und Differenzierungs- Medium zum Nachweis von Enterobacteriaceae und einigen anderen gramnegativen Stäbchen	20 120	254016 254074
BD Enterococcosel™ - Agar		
Modifizierter Äskulin-Galle-Agar zum raschen, selektiven Nachweis sowie zur Keimzahlbestimmung von fäkalen Streptokokken der Gruppe D-Enterokokken, außerdem wachsen Staphylokokken und Listeria monocytogenes	20	254019
m - Enterokokken - Agar nach Slanetz u. Bartley		
m: Membranfiltration; Selektiv-Medium zur Erfassung von Enterokokken aus Wasser, Nahrungsmitteln u. anderen Materialien mittels Membranfiltertechnik	20	257652

3

Gebrauchsfertige Nährmedien

BBL™ Fertigplatten im BD Stacker™ Format

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Standardformat: Rund, 90 mm Petrischale		
Galle Chrysoidin Glycerol Agar mit MUG		
Partiell selektives Medium zur Isolierung und Differenzierung von Enterobacteriaceae und verschiedener anderer gramnegativer Bakterien sowie zur Identifizierung von E. coli aus klinischen und nichtklinischen Materialien.	120	257430
Gardnerella - Selektiv - Agar mit 5% Humanblut		
Zur Isolierung von Gardnerella vaginalis aus klinischem Material und zum Nachweis der Hämolysereaktion	20 120	254094 257664
GC-Lect-Agar		
Selektives Medium zur Verbesserung des Wachstums und der Identifizierung von Neisseria gonorrhoeae und zur besseren Hemmung von kontaminierenden Bakterien und Pilzen, einschließlich Capnocytophaga-Spezies in oropharyngealen Proben.	20 120	254554 254555
Gruppe - A - Selektiver - Strep - Agar mit 5 % Schafblut / ssA		
Selektives Medium zur Isolierung und präsumptiven Identifizierung von Streptokokken (Streptococcus pyogenes) der Gruppe A aus Rachenkulturen und anderen klinischen Proben.	20	254050
Group - B - Streptokokken - Differenzierungsagar		
Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium) (= Differenzierungs-Agar für Streptokokken der Gruppe B) wird zur Isolierung und Identifizierung von Streptococcus agalactiae (Streptokokken der Gruppe B) aus klinischen Proben verwendet.	20	257079
Haemophilus - Test - Medium (HTM - Medium)		
Definiertes Medium zur Empfindlichkeitsprüfung (Agar-Diffusion) von Haemophilus Spezies nach NCCLS	20	254058
Haemophilus - Agar		
150 mm Durchmesser	8	221954
Herz - Infusions - Agar mit 5% Schafblut		
Herz-Infusions-Agar. Universal-Medium zur Isolierung von Bakterien, die Blut zum Wachstum benötigen und zum Nachweis der hämolytischen Reaktionen	20	257026
Hektoen - Enterobacteriaceae - Agar		
Selektiv- und Differenzierungs- Medium für gramnegative Bakterien, speziell für Salmonellen und Shigellen	20 120	254009 254075
Helicobacter - Agar		
Partiell selektives Isolierung-Medium für Helicobacter pylori, vor allem aus Magenbiopsien	20	254430
Hirn - Herz - Infusion - Agar (Brain - Heart - Infusion - Agar)		
Universal-Medium dient zur Isolierung Züchtung von anspruchsvollen Mikroorganismen wie z. B. Pneumokokken, Meningokokken, Streptokokken, Gonokokken, Hefen und Schimmelpilzen. Universal-Medium zur Kultivierung einer Vielzahl von anspruchsvollen Mikroorganismen, besonders Pilze und Actinomyceten	20	255003

Gebrauchsfertige Nährmedien

BBL™ Fertigplatten im BD Stacker™ Format

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Standardformat: Rund, 90 mm Petrischale		
Iso - Res - Agar		
Halbsynthetisches Nähr-Medium zur Empfindlichkeitsprüfung von Bakterien mittels Agardiffusionstest	20	254021
	120	254076
Kartoffel - Glukose - Agar		
Zur Kultivierung und Stammhaltung vieler Pilze	20	254108
Kimmig Pilz - Agar		
Komplex-Medium zur Kultivierung und Isolierung sowie zur Stammhaltung von Pilzen	20	254413
Kristallviolett - Galle - Glukose - Agar (VRBD - Agar)		
Medium zum Nachweis und Bestimmung von Enterobacteriaceae aus Lebensmitteln	20	254486
Lactobacillus - Agar (LBS - Agar)		
LBS ist ein Selektivnährboden zur Isolierung und Keimzahlbestimmung von Laktobacillus-Arten aus klinischem und nicht klinischem Material	20	255011
Legionella - BCYE - Agar mit Vancomycin und Colistin		
Buffered Charcoal-Yeast-Extrakt-Agar; selektives Medium zur primären Isolierung und Kultivierung von Legionellen aus Umwelt- und klinischem Material	20	254414
	120	254543
Legionella - BCYE - Agar ohne Cystein		
Zur Isolierung von Legionellen aus Wasser	120	254552
Legionella - GVPC - Medium		
Selektives Medium zur Isolierung von Legionellen aus Wasser und anderen Materialien (GVPC= Glycin, Vancomycin, Polymixin, Cycloheximid)	20	257007
	120	257586
Mac Conkey - Agar mit Sorbitol		
Partiell selektives Differenzierungs-Medium zur Isolierung von enteropathogenen E. coli-Stämmen (Serotyp O157:H7, Sorbit negative Stämme)	20	254455
Mac Conkey - II - Agar		
Selektiv- u. Differenzierungs-Medium zum Nachweis von Enterobacteriaceae	20	254025
	120	254078
Mac Conkey - Agar ohne Salz		
Schwach selektives Differenzierungs-Medium zur Isolierung von Enterobacteriaceae, Enterokokken und Staphylokokken, die Abwesenheit von Salz hemmt das Schwärmen von Proteus	20	256009
	120	257286
Mannit - Kochsalz - Agar		
Selektives Differenzierungs-Medium für pathogene Staphylokokken, besonders Staphylococcus aureus (entspricht Chapman-Agar)	20	254027
	120	254079

3

Gebrauchsfertige Nährmedien

BBL™ Fertigplatten im BD Stacker™ Format

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Standardformat: Rund, 90 mm Petrischale		
Martin - Lewis - Agar, modifiziert		
Entspricht Thayer Martin - Agar. Selektives Medium zur Isolierung von pathogenen Neisserien	20	254029
BBL™ m-EI Agar		
Selektives Kulturmedium zum chromogenen Nachweis und Keimzahlbestimmung von Enterokokken in Wasser (Membranfiltrationsmethode). Gemäß US EPA Richtlinie. Enterokokken wachsen als weiße Kolonien mit blauen Höfen. Durchmesser: 60 mm	20	215045
MI - Agar		
Chromogenes/fluorogenes Medium zum Nachweis und Keimzahlbestimmung von E.coli und Gesamt-Koliformen in Trinkwasser durch Membranfiltration. Entspricht der US EPA Richtlinie. Durchmesser: 60 mm	20	214986
Middlebrook - 7H10 - Agar mit OADC, Fertigplatten		
Schwach selektives Medium zur Isolierung und Kultivierung von Mykobakterien; mit Ölsäure, Albumin, Dextrose und Katalase; geeignet zur Überprüfung der Funktionalität von Desinfektionsmitteln mit Mycobacterium terrae als Testorganismus	20 120	254520 254521
Mueller - Hinton II - Agar mit 5% Schafblut		
Universal-Medium mit Blut zur Empfindlichkeitsprüfung von Mikroorganismen, besonders für S. pneumoniae (nach NCCLS u. DIN) und zum Nachweis hämolytischer Reaktionen	20 120	254030 254080
Mueller - Hinton - Agar mit 5% Schafblut (150 mm)		
Universal-Medium mit Blut zur Empfindlichkeitsprüfung von Mikroorganismen, besonders für S. pneumoniae (nach NCCLS u. DIN) und zum Nachweis hämolytischer Reaktionen, Durchmesser 150 mm	20	255080
Mueller - Hinton - Schokoladen - Agar mit IsoVitaléX		
Universal-Medium auf Müller-Hinton Basis zur Isolierung und Empfindlichkeitsprüfung (mittels Agardiffusionstest nach NCCLS u. DIN) von anspruchsvollen Mikroorganismen (z.B. Haemophilus- und Neisseria-Spezies)	20 120	254035 254082
Mueller - Hinton - II - Agar		
Universal-Medium zur Empfindlichkeitsprüfung von nicht anspruchsvollen Mikroorganismen (nach NCCLS u. DIN)	20 120	254032 254081
Mueller - Hinton - II - Agar (150 mm)		
Universal-Medium zur Empfindlichkeitsprüfung von nicht anspruchsvollen Mikroorganismen (nach NCCLS u. DIN) Durchmesser 150 mm	20	254062
MRS - Agar		
Zur Isolierung und Kultivierung von Laktobacillus Spezies	100	292606
mTEC - Agar, modifiziert		
Selektives Kulturmedium zum chromogenen Nachweis und Keimzahlbestimmung thermotoleranter E.coli in Wasser durch Membranfiltration. Entspricht der US EPA Richtlinie. Durchmesser: 60 mm	20	215044

Gebrauchsfertige Nährmedien

BBL™ Fertigplatten im BD Stacker™ Format

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Standardformat: Rund, 90 mm Petrischale		
BD Mycosel™ - Agar		
Selektives Isolierungs-Medium zum Nachweis von pathogenen Pilzen (Candida, Dermatophyten) aus klinischem und nichtklinischem Material mit starker Begleitflora	20	254417
Mycoplate MS - Agar		
BD Mycoplate MS Agar ist ein nicht selektives Medium zur Kultivierung von Pilzen und zur Differenzierung von Hefen des Genus Candida auf Grund morphologischer Merkmale. BD Mycoplate MS Agar ist auch als Hefe-Morphologie-Agar bekannt. Es hat sich gezeigt, dass die Chlamydosporen-Bildung von Candida albicans auf diesem Medium nachgewiesen werden kann, weshalb es auch zur präsumptiven Identifizierung dieser klinisch am häufigsten auftretenden Hefe-Spezies geeignet ist, sowie zur Differenzierung von anderen morphologischen Merkmalen der Candida-Spezies, wie z.B. Pseudomyzel und Keimschläuche.	20	254063
Neomycin - Agar mit 5% Schafblut		
Isolierungs-Medium für Streptokokken der Gruppe A (S. pyogenes) und Streptokokken der Gruppe B (S. agalactiae) aus klinischem Material	20	254444
BD Oxacillin Screen Agar		
BD Oxacillin Screen Agar (ursprünglich als MRSA-Screen-Agar bezeichnet) wurde zum Nachweis von methicillin-/oxacillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA, ORSA) entwickelt. Da das Verfahren zum Nachweis von MRSA das selbe Inokulum verwendet wie die Bauer-Kirby Empfindlichkeitsprüfung mit Antibiotika-Blättchen, kann der Oxacillin-Screeningtest an Isolaten bequem gleichzeitig mit den routinemäßigen Empfindlichkeitsprüfungen durchgeführt werden.	20	257658
Plate - Count - Agar		
Keimzahlbestimmungs-Agar (Standard-Methods-Agar) zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl in Wasser, Abwasser, Milchprodukten und anderen Lebensmitteln	20	254483
Pseudomonas - CFC - Agar (Cetrimid-Fusidin-Cephaloridin)		
Cetrimid-Fusidin-Cephaloridin Medium zur selektiven Isolierung und Kultivierung von Pseudomonas spp. sowie Burkholderia cepacia	20	212919
Pseudomonas - Isolierungs - Agar		
Medium zur selektiven Isolierung und Kultivierung von Pseudomonas spp.	20	257002
Pseudosel™ - Agar		
Synonym: Cetrimid-Agar; Selektives Medium zur Isolierung von Pseudomonas aeruginosa sowie zur Erkennung der Pyocyaninbildung, erlaubt auch den Nachweis fluoreszierender Produkte	20	254419
R2A - Agar		
Zur Kultivierung und quantitativen Erfassung von Bakterien aus behandeltem Trinkwasser, 25 ml Füllvolumen	20 120	257008 257073
Sabouraud - Glukose - Agar		
Schwach selektives Universal-Medium zur Isolierung von Pilzen	20 120	254039 254083

3

Gebrauchsfertige Nährmedien

BBL™ Fertigplatten im BD Stacker™ Format

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Standardformat: Rund, 90 mm Petrischale		
Sabouraud - Agar mit Chloramphenicol und Cycloheximid		
Selektives Medium zur Isolierung von pathogenen Pilzen (Candida, Dermatophyten) aus klinischem Material mit hemmender Wirkung auf Schimmelpilze und viele Bakterien	20	255504
Sabouraud - Agar mit Penicillin und Streptomycin		
Selektives Medium zur Isolierung von Pilzen aus klinischem Material mit hemmender Wirkung auf Bakterien	20	254451
Sabouraud - Agar mit Chloramphenicol		
Mäßig selektives Medium zur Isolierung von Pilzen und hemmender Wirkung auf Bakterien	20	254091
Sabouraud - Agar mit Gentamicin und Chloramphenicol		
Selektives Medium zur Isolierung und Differenzierung von Pilzen	20	254041
	120	254096
Salmonella - Shigella - Agar		
Selektives Differenzierungs-Medium zur Isolierung von Salmonellen und Shigellen, besonders aus Stuhlproben	20	254047
	120	254085
Schaedler - Agar mit Vitamin K1 und 5% Schafblut		
Optimal-Medium speziell zur Anzüchtung von anspruchsvollen strikten Anaerobiern (nicht selektiv, fakultative Anaerobier werden ebenfalls nachgewiesen)	20	254042
	120	254084
BD Schaedler - CNA - Agar mit 5% Schafblut		
Selektives Medium mit Colistin und Nalidixinsäure zur Isolierung von obligat anaeroben grampositiven Kokken und anderen anaeroben grampositiven Bakterien aus klinischen Proben.	20	254485
Schaedler - Kanamycin - Vancomycin - Agar mit 5% Schafblut		
Selektives Medium zur Isolierung von strikten anaeroben, gramnegativen Bakterien (z.B. Bacteroides, Prevotella) aus klinischem Material	20	254023
	120	254077
Schokoladen - Agar		
Universal-Medium auf Blutagar Basis Nr. 2; zur Kultivierung von anspruchsvollen Bakterien, z. B. Haemophilus und Neisseria	20	257011
Schokoladenagar auf Blutagar Nr. 2 - Basis		
Ein nicht selektives Medium zur Kultivierung und Isolierung von anspruchsvollen Mikroorganismen, insbesondere Neisseria- und Haemophilus-Spezies aus einer Vielzahl von klinischen Proben.	120	257456
Schokoladen - Agar mit IsoVitaléX		
Universal-Medium auf GC II-Basis (Gonokokken-II-Agar-Basis) für anspruchsvolle und nichtanspruchsvolle Mikroorganismen; besonders empfohlen für den Nachweis von Neisseria gonorrhoeae innerhalb von 24 Stunden und Haemophilus	20	254060
	120	254089
Schokoladen - Agar mit IsoVitaléX und Bacitracin		
Selektives Medium zum Nachweis von Haemophilus spp. auf GC II-Basis	20	254046

Gebrauchsfertige Nährmedien

BBL™ Fertigplatten im BD Stacker™ Format

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Standardformat: Rund, 90 mm Petrischale		
Serum - Tellurit - Agar Selektiv- und Differentialmedium zur Isolierung von Corynebakterien, Diphtherie-Diagnostik	20	221183
Tellurit - Agar nach Hoyle mit 7% Pferdeblut, lysiert Partiell selektives Differenzierungs-Medium zur Isolierung von Corynebakterien, besonders C. diphtheriae aus klinischem Material	20	256044
Thiosulfat - Citrat - Galle - Saccharose - Agar (TCBS-Agar) Selektives Differenzierungs-Medium zur Isolierung von Vibrio cholerae und vielen halophilen Vibrionen aus Stuhl und anderem klinischem und nicht klinischem Material	20	254432
BD Trypticase™ - Soja - Agar Universal-Medium (Caso-Agar, nach USP) zur Isolierung und Kultivierung von Mikroorganismen	20 120	254051 254086
BD Trypticase™ - Soja - Agar mit 5 % Schafblut Universal-Medium zur Isolierung und Kultivierung von aeroben Mikroorganismen aus klinischem Material und zum Nachweis hämolytischer Reaktionen	20 120	254053 254087
BD Trypticase™ - Soja - II - Agar mit 5 % Pferdeblut Universal-Medium zur Isolierung und Kultivierung von aeroben Mikroorganismen aus klinischem Material und zum Nachweis hämolytischer Reaktionen	20	212099
Vancomycin - Screen - Agar Medium zur Detektion von vancomycin-resistenten Enterokokken und zur Vorhersage von synergistischen Wechselwirkungen mit anderen Aminoglykosiden. Vancomycin: 6 mcg / ml	10	222204
Wilkins - Chalgren - Agar mit Amikacin und 7% Schafblut Selektives Medium zur Isolierung von Aminoglykosid-resistenten strikten Anaerobiern, mit hemmender Wirkung auf viele fakultative Anaerobier	20	254479
Xylose - Lysin - Desoxycholat - Agar (XLD - Agar) Schwach selektives Differenzierungs-Medium zur Isolierung von Enterobacteriaceae, insbesondere von Shigella und Salmonella	20 120	254055 254090
Yersinia - Agar (Cefsulodin Irgasan Novobiocin (CIN - Agar)) Selektives Medium zur Isolierung von Yersinia enterocolitica (und Y. pseudotuberculosis)	20 120	254056 254088

3

Gebrauchsfertige Nährmedien

BBL™ Fertigplatten im BD Stacker™ Format

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Chromogene Medien		
BD BBL™ CHROMagar™ Candida		
Selektives Differenzierungsmedium zur Isolierung und zur Identifizierung von <i>Candida albicans</i> , <i>Candida tropicalis</i> und <i>Candida krusei</i> und zur Isolierung anderer Pilze direkt aus der Probe	20 120	257480 254106
BD BBL™ CHROMagar™ Orientation		
Nicht selektives, chromogenes Medium zur Identifizierung, Differenzierung und Keimzahlbestimmung von Bakterien aus Urinproben, zur Keimzahlbestimmung und zur schnellen Identifizierung von <i>E. coli</i> , <i>Klebsiella-Enterobacter</i> -Gruppe, <i>Proteus-Providencia-Morganella</i> -Gruppe, Enterokokken und <i>Staphylococcus saprophyticus</i>	20 120	257481 254107
BD BBL™ CHROMagar™ O157		
Zur schnellen Identifizierung von <i>E. coli</i> O157:H7 aus klinischen Proben sowie Tier- und Lebensmittelproben	20	254105
BD BBL™ CHROMagar™ Salmonella		
Zur Isolierung und vorläufigen Identifizierung von Salmonellen aus Stuhlproben und anderen geeigneten Materialien	20	254104
BD BBL™ CHROMagar™ Staph aureus		
Zur Isolierung und Identifizierung von <i>Staphylococcus aureus</i> aus klinischen Materialien ohne weitere Bestätigungsteste; auch zur Isolierung und Identifizierung von <i>S. aureus</i> aus Lebensmitteln und Umweltproben	20 120	257074 257099
BD BBL™ CHROMagar™ MRSA II		
Zum qualitativen direkten Nachweis und Identifizierung methicillin-resistenter <i>Staphylococcus aureus</i> ohne weitere Bestätigungsteste. Aus den Atmungsorganen (Nasenhöhlen, Hals und Sputum), dem unteren Gastrointestinaltrakt (Rektalbereich und Stuhl), der Haut (Leisten- / Achselbeuge und Damm- / Afterbereich), aus Wunden und aus positiven Blutkulturflaschen. Nachweis von homogenen und heterogenen Stämmen innerhalb von 18 bis 28 Stunden. Eindeutige Koloniefärbung erleichtert die Auswertung.	20 120	257434 257435

Gebrauchsfertige Nährmedien

BBL™ Fertigplatten im BD Stacker™ Format

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Zweigeteilte Platten		
<i>Weitere Produkte auf Anfrage</i>		
BD BBL™ CHROMagar™ Orientation / Columbia CNA - Agar mit 5 % Schafblut		
Zur Isolierung von üblicherweise an Harnwegsinfektionen beteiligten Bakterien. CHROMagar Orientation ist ein nicht selektives Medium zur Isolierung, Identifizierung oder Differenzierung von Erregern von Harnwegsinfektionen. Columbia-CNA-Agar ist ein selektives Medium zur Isolierung von grampositiven Bakterien.	20	254489
BD BBL™ CHROMagar™ Salmonella / XLD - Agar		
BBL CHROMagar Salmonella ist ein selektives Differenzierungsmedium zur Isolierung und präsumtiven Identifizierung von Salmonella und XLD-Agar (Xylose-Lysin-Desoxycholat-Agar) ist ein mäßig selektives und differenzierendes Medium zur Isolierung von Salmonella und Shigella. Die Kombination beider Medien in einer Doppelplatte (Biplate) gestattet den gleichzeitigen Nachweis von Shigella und Salmonella.	20	257372
CLED-Agar / MacConkey II-Agar		
CLED Agar ist ein Differenzierungsmedium zur Isolierung und quantitativen Bestimmung von Bakterien im Urin. Es unterstützt das Wachstum von im Urin vorhandenen Krankheitserregern und Kontaminanten, verhindert jedoch ein übermäßiges Schwärmen von Proteus-Stämmen aufgrund seines Mangels an Elektrolyten. MacConkey II Agar ist ein selektives Differenzierungsmedium zur Isolierung und Differenzierung von Enterobacteriaceae und verschiedenen anderen gramnegativen Stäbchen.	20	257562
BD DCLS Agar, Modified / Hektoen - Enterobacteriaceae - Agar		
Modifizierter DCLS-Agar ist eine modifizierte Form des von Leifson beschriebenen Desoxycholat-Citrat-Agars und dient zur Isolierung und Anzucht von Salmonellen und Shigellen aus menschlichen Fäkalproben. Hektoen - Enterobacteriaceae - Agar ist ein Selektiv- und Differenzierungs-Medium für gramnegative Bakterien, speziell für Salmonellen und Shigellen.	20	254553
Mac Conkey - Agar / Columbia CNA - Agar mit 5% Schafblut		
MacConkey II Agar ist ein selektives Differenzierungsmedium zur Isolierung und Differenzierung von Enterobacteriaceae und verschiedenen anderen gramnegativen Stäbchen. BD Columbia CNA Agar mit 5% Schafblut ist ein selektives Medium zur Isolierung von grampositiven Mikroorganismen aus einer Vielzahl klinischer und nicht klinischer Materialien.	20 20 120	254447 257574 257584
Sabouraud - Glucose - Agar mit Gentamicin und Chloramphenicol/ CHROMagar™ - Candida		
Sabouraud - Glucose - Agar mit Gentamicin und Chloramphenicol. Für die Isolierung und Kultivierung von Pilzen (Hefen, Schimmelpilze und Dermatophyten) aus klinischen und nicht klinischen Materialien. CHROMagar™ Candida ist ein selektives Medium zur Isolierung und Differenzierung von Pilzen und zur schnellen Identifizierung von C. albicans, C. Candida und C. krusei direkt aus der Probe.	20 120	254515 257663
Schaedler - Agar* / Schaedler - Agar KV (Vitamin K1, Vancomycin, Kanamycin)		
BD Schaedler Agar / Schaedler KV Agar, with 5% Sheep Blood (Biplate) wird zur nicht selektiven Isolierung von Anaerobiern und zur selektiven Isolierung von gramnegativen anaeroben Stäbchen, insbesondere der Bacteroides- und Prevotella-Spezies und einer Auswahl von anderen gramnegativen Anaerobiern verwendet.	20 120	254476 257589

3

Gebrauchsfertige Nährmedien

BBL™ Fertigplatten im BD Stacker™ Format

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Zweigeteilte Platten		
<i>Weitere Produkte auf Anfrage</i>		
BD Trypticase™ - Soja - Agar mit 5% Schafblut / MacConkey II - Agar		
BD Trypticase™ - Soja - Agar mit 5% Schafblut ist ein Universal-Medium zur Isolierung und Kultivierung von aeroben Mikroorganismen aus klinischem Material und zum Nachweis hämolytischer Reaktionen. MacConkey II Agar ist ein selektives Differenzierungsmedium zur Isolierung und Differenzierung von Enterobacteriaceae und verschiedenen anderen gramnegativen Stäbchen.	20 100	221290 221291
BD Trypticase™ - Soja - Agar mit 5% Schafblut / MacConkey II - Agar mit MUG		
BD Trypticase™ - Soja - Agar mit 5% Schafblut ist ein Universal-Medium zur Isolierung und Kultivierung von aeroben Mikroorganismen aus klinischem Material und zum Nachweis hämolytischer Reaktionen. MacConkey II Agar mit MUG (4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronid für den Fluorogentest) ist ein selektives Differenzierungsmedium zur Isolierung und Differenzierung von Enterobacteriaceae und verschiedenen anderen gramnegativen Stäbchen.	20	221949
BBL Group A Selective Strep Agar mit 5% Schafblut (ssA) und BBL Trypticase Agar mit 5% Schafblut (TSA II)		
Selektivmedium zur Verwendung bei der Isolierung und dem präsumtiven Nachweis von Streptokokken der Gruppe A aus Rachenkulturen und anderen Proben	20	221783
Quadratische Platten (120 mm)		
Mueller - Hinton - II - Agar - Quadratische Platten		
Zur Empfindlichkeitstestung mittels Agar-Diffusionstest	20	254518
Mueller - Hinton - Agar mit 5% Schafblut - Quadratische Platten		
Zur Empfindlichkeitstestung mittels Agar-Diffusionstest	20	254517
Haemophilus ID - Quadratische Platten		
Mit Wachstumsfaktoren	10	297890

Gebrauchsfertige Nährmedien

BBL™ flüssige und feste Medien in Röhrchen und Flaschen

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Flüssige Medien		
<i>Röhrchengröße inkl. Kappe: K = 16,5 x 102 mm, D = 16,5 mm x 125 mm, E = 13 mm x 100 mm</i>		
Antibiotic - Medium 19 Wasch- und Suspensionslösung USP; Füllvolumen 180 ml; in 250 ml Sirupflasche mit 28 mm Aluminium Schraubkappe	10 x 180 ml	254655
Campylobacter - Thioglykolat - Medium Mit 5 Antibiotika für Transport u. Anreicherung, Größe K	10 x 5 ml	221747
Casein Hammarsten 10% MUR. Bottle Füllvolumen 500 ml; in 1000 ml Sirupflasche mit 28 mm Aluminium Schraubkappe	4 x 500 ml	257140
Cystein - Trypticase - Agar (CTA) - Medium mit Glucose Cystein-Trypticase-Agar; zum Nachweis der Beweglichkeit einer Vielzahl von Organismen; sowie zu Fermentationsstudien, Röhrchengröße K	10 x 6 ml	221633
Cystin - Trypticase - Agar (CTA) Grund-Medium zum Nachweis von Beweglichkeit und Fermentationseigenschaften, bei Zusatz von Kohlenhydraten, Größe K, 8 ml, (halbfest)	100 x 8 ml	221632
Cystein - Trypticase - Agar (CTA) - Medium mit Lactose Röhrchengröße K	10 x 6 ml	221635
Cystein - Trypticase - Agar (CTA) - Medium mit Maltose Röhrchengröße K	10 x 6 ml	221637
D/E Neutralisierungs - Bouillon Zur Hygienekontrolle und Inaktivierung von Desinfektionsmitteln; Röhrchengröße A; Füllvolumen 9 ml	100 x 9 ml	298318
D/E Neutralisierungs - Bouillon Zur Hygienekontrolle und Inaktivierung von Desinfektionsmitteln; Füllvolumen 100 ml; in 125 ml Sirupflasche mit Aluschraubkappe	25 x 100 ml	257114
Enterobacteriaceae - Anreicherungs - Bouillon Füllvolumen 100 ml; in 125 ml Sirupflasche mit 28 mm Aluminium Schraubkappe	25 x 100 ml	254959
Enterobacteriaceae - Anreicherungs - Bouillon nach Mossel. Zur Anreicherung von E.coli und anderen Enterobacteriaceae; Füllvolumen 100 ml; in 210 ml Weithalsflasche mit Twist-off Verschluss	10 x 100 ml	257135
BD Enterococcosel™ - Bouillon Eskulin-Medium zum selektiven Nachweis pathogener Enterokokken, z.B. Streptokokken Gruppe D, Röhrchengröße K, Füllvolumen 2 ml	10 x 2 ml	221383
GN (gramnegative) - Bouillon Selektive Anreicherung zur Kultivierung gram-negativer Enterobacteriaceae Röhrchengröße K, Füllvolumen 8 ml	10 x 8 ml 100 x 8 ml	221729 221730

Gebrauchsfertige Nährmedien

BBL™ flüssige und feste Medien in Röhrchen und Flaschen

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Flüssige Medien		
<i>Röhrchengröße inkl. Kappe: K = 16,5 x 102 mm, D = 16,5 mm x 125 mm, E = 13 mm x 100 mm</i>		
Hackfleisch - Kohlenhydrat - Bouillon		
Selektive Anreicherung (vorreduziert); zur Kultivierung anaerober und obligat anaerober Mikroorganismen. Röhrchengröße K, Füllvolumen 5 ml	10 x 5 ml	297307
Harnstoff - Testbouillon		
Zum Nachweis der Harnstoffspaltung; Füllvolumen 3 ml	10 x 3 ml	221719
Hirn - Herz - Infusions - Bouillon		
Zur Kultivierung anspruchsvoller anaerober und aerober Mikroorganismen, Größe K, 5 ml	100 x 5 ml 10 x 5 ml	221813 221812
Hirn - Herz - Infusions - Bouillon		
Zur Kultivierung anspruchsvoller anaerober und aerober Mikroorganismen, Größe K, 8 ml	100 x 8 ml	220837
Hirn - Herz - Infusion (BHI) - Bouillon mit 6,5% NaCl		
Röhrchengröße K; Füllvolumen 0,5 ml	10 x 0,5 ml	221785
Inaktivierungslösung		
Zur Anreicherung und Inaktivierung von Desinfektionsmitteln und Konservierungsmitteln; Füllvolumen 300 ml; in 500 ml Infusionsflasche mit Septum	10 x 300 ml	257267
Kochfleisch - Medium mit Glucose, Hemin und Vitamin K		
Synonym: Cooked Meat Medium mit Glucose, Hemin und Vitamin K; Röhrchengröße K; Füllvolumen 9 ml	10 x 9 ml	295982
Laktose - Bouillon		
Zur Voranreicherung von Salmonellen und Koliformen aus Lebensmitteln, Wasser und pharmazeutischen Materialien; Füllvolumen 90 ml; in 210 ml Weithalsflasche mit Twist-off Verschluss	10 x 90 ml	256668
Laktose - Bouillon		
Zur Voranreicherung von Salmonellen und Koliformen aus Lebensmitteln, Wasser und pharmazeutischen Materialien; Füllvolumen 90 ml; in 250 ml Infusionsflasche mit Septum	10 x 90 ml	257100
Malonat - Bouillon		
Modifiziert nach Ewing; Röhrchengröße K	10 x 6 ml	221322
Moeller - Decarboxylase - Bouillon mit Lysin		
Röhrchengröße K; Füllvolumen 5 ml	10 x 5 ml	221661
Moeller - Decarboxylase - Bouillon mit Ornithin		
Röhrchengröße K; Füllvolumen 5 ml	10 x 5 ml	221663
Motility - Indol - Ornithin - Medium		
Beweglichkeitstestmedium mit Indol und Ornithin; Röhrchengröße K, 5 ml	10 x 5 ml	221517

Gebrauchsfertige Nährmedien

BBL™ flüssige und feste Medien in Röhrchen und Flaschen

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Flüssige Medien		
<i>Röhrchengröße inkl. Kappe: K = 16,5 x 102 mm, D = 16,5 mm x 125 mm, E = 13 mm x 100 mm</i>		
Mueller - Hinton - Bouillon Universal-Medium zur Empfindlichkeitsprüfung von Mikroorganismen, Füllvolumen 900 ml in 1000 ml Sirupflasche mit Aluschraubkappe	4 x 900 ml	257092
Mueller - Hinton - II - Bouillon Kationen adjustiert, Röhrchengröße K, 5 ml	100 x 5 ml	298268
Natriumchlorid-Pepton - Lösung, gepuffert pH 7,0; Füllvolumen 100 ml; in 100 ml Infusionsflasche mit Flip-Tear Off Seal	25 x 100 ml	257086
Orangenserum - Bouillon, Konzentrat 10-fach konzentriert, zur Kultivierung von Fruchtsaftverderbern, Füllvolumen 100 ml	6 x 100 ml	251810
Peptonwasser, gepuffert Zur Anreicherung von Salmonella; Füllvolumen 700 ml; in 1000 ml Sirupflasche mit Aluschraubkappe	4 x 700 ml	257238
Peptonwasser 0,1% Waschlösung; Füllvolumen 100 ml; in 100 ml Infusionsflasche mit Flip-Tear Off Seal	25 x 100 ml	257088
Peptonwasser 0,1% Waschlösung; Füllvolumen 500 ml; in 500 ml Sirupflasche mit Aluschraubkappe	10 x 500 ml	257139
Peptonwasser 0,1% Waschlösung; Füllvolumen 500 ml; in 500 ml Infusionsflasche mit Flip-Tear Off Seal	10 x 500 ml	257078
Peptonwasser Waschlösung; Füllvolumen 400 ml; in 660 ml Sirupflasche; Schraubverschluss mit integriertem Septum, 1-fach verpackt	10 x 400 ml	257631
Peptonwasser, gepuffert mit 0,1 % Tween Wasch und Suspensionslösung USP; Füllvolumen 90 ml; in 250 ml Infusionsflasche mit Flip-Tear Off Seal	10 x 90 ml	256670
Phenolrot - Bouillon mit Dextrose und Durham Röhrchen Röhrchengröße K	10 x 5 ml	221677
Phenolrot - Bouillon mit Xylose und Durham Röhrchen Röhrchengröße K	10 x 5 ml	221705
Phosphat Buffer - pH 7,2 Füllvolumen 100 ml; in 100 ml Infusionsflasche mit Flip-Tear Off Seal	25 x 100 ml	257385
Phosphate Buffered Saline (PBS) Füllvolumen 10 ml; in 15 ml Schraubkappenfläschchen	50 x 10 ml	257204

3

Gebrauchsfertige Nährmedien

BBL™ flüssige und feste Medien in Röhrchen und Flaschen

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Flüssige Medien		
<i>Röhrchengröße inkl. Kappe: K = 16,5 x 102 mm, D = 16,5 mm x 125 mm, E = 13 mm x 100 mm</i>		
Rappaport - Vassiliadis - Bouillon Zur Anreicherung von Salmonellen; Röhrchengröße K 10 ml	10 x 10 ml	215199
Rappaport - Vassiliadis - Bouillon Zur Anreicherung von Salmonellen; Füllvolumen 10 ml; in 30 ml Schraubkappenfläschchen	50 x 10 ml	257257
Sabouraud - Glukose - Bouillon Antibiotika-Medium Nr. 13, zur Sterilitätstestung nach USP, Größe K, 8 ml	10 x 8 ml	221014
Saline, normal Physiologische Salzlösung; Röhrchengröße K; Füllvolumen 5 ml	100 x 5 ml	221819
Schaedler - Bouillon mit Vitamin K1 Universal-Medium zur Anzüchtung von aeroben u. speziell anaeroben Keimen, Größe K, 8 ml	100 x 8 ml	221542
Selenit - F - Bouillon Selektiv-Medium zur Anreicherung von Salmonellen, Größe K, 8 ml	10 x 8 ml	221020
	100 x 8 ml	221021
Standard - Nähr - Bouillon Besonders vielseitiges Nähr-Medium für die Routinediagnostik, Größe K, 5 ml	10 x 5 ml	221669
Tetrathionat - Bouillon, Basis Röhrchengröße D; Füllvolumen 10 ml	10 x 10 ml	298249
Thioglykolat - Medium Röhrchengröße K; Füllvolumen 8 ml	10 x 8 ml	221195
	100 x 8 ml	221196
Thioglykolat - Medium Röhrchengröße A; Füllvolumen 18 ml	100 x 18 ml	292769
Thioglykolat - Medium, mit Hemin und Vitamin K1 Zur Kultivierung von anaeroben, aeroben u. mikroaerophilen Organismen, zur Sterilitätstestung nach USP, Größe K, 8 ml	10 x 8 ml	221787
	100 x 8 ml	221788
Thioglycollate Medium mit Calcium Carbonat Zur Kultivierung von Mikroorganismen, insbesondere obligater Anaerobier; Füllvolumen 10 ml, Röhrchengröße K	100 x 10 ml	298518
Todd Hewitt - Bouillon Füllvolumen 5 ml, Röhrchengröße K	100 x 5 ml	221714

Gebrauchsfertige Nährmedien

BBL™ flüssige und feste Medien in Röhrchen und Flaschen

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Flüssige Medien		
<i>Röhrchengröße inkl. Kappe: K = 16,5 x 102 mm, D = 16,5 mm x 125 mm, E = 13 mm x 100 mm</i>		
Todd Hewitt - Bouillon mit Gentamicin und Nalidixinsäure Zur selektiven Anreicherung von Streptokokken der Gruppe B (Streptococcus agalactiae) Füllvolumen 5 ml, Röhrchengröße K	100 x 5 ml	299486
Todd Hewitt mit Colistin und Nalidixinsäure Zur selektiven Anreicherung von Streptokokken der Gruppe B (Streptococcus agalactiae) Füllvolumen 5 ml, Röhrchengröße K	100 x 5 ml	296266
BD Trichosei™ - Bouillon, modifiziert Für Trichomonas Spezies; Füllvolumen 2 ml, Röhrchengröße E	10 x 2 ml	298323
BD Trypticase™ - Soja - Bouillon, 2-fach konzentriert (TSB) Zur Sterilitätsprüfung nach harmonisierter EP/USP; Füllvolumen 50 ml; in 100 ml Infusionsflasche mit Septum	25 x 50 ml	257161
BD Trypticase™ - Soja - Bouillon Universal-Medium zur Anzucht aerober Mikroorganismen, zur Sterilitätstestung nach USP, Größe K, 8 ml	10 x 8 ml	221092
	100 x 8 ml	221093
BD Trypticase™ - Soja - Bouillon Röhrchengröße A; Füllvolumen 18 ml	100 x 18 ml	292770
Thioglycollate Medium ohne Indicator - 135C, 8 ml Zur Kultivierung von Mikroorganismen, insbesondere obligater Anaerobier; Füllvolumen 8 ml	100 x 8 ml	221200
Tween® 80, 20% Emulgator für Lipide und Öle; Füllvolumen 25 ml; in 30 ml Schraubkappenfläschchen	50 x 25 ml	257207
Vitamin K1- Hämin - Lösung Zur Anreicherung von Nährmedien für Anaerobier verwendet. Füllvolumen 10 ml	10 x 10 ml	212354
Wasser, steril Röhrchengröße K; Füllvolumen 5 ml	100 x 5 ml	297345
Wasser, 2-fach verpackt, steril (nicht zur Injektion) Füllvolumen 400 ml; in 500 ml Infusionsflasche mit Septum	10 x 400 ml	257266

3

Gebrauchsfertige Nährmedien

BBL™ flüssige und feste Medien in Röhrchen und Flaschen

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Feste Medien		
<i>Röhrchengröße inkl. Kappe: A = 20 mm x 148 mm, K = 16,5 x 102 mm, C = 19,5 mm x 112 mm</i>		
Beweglichkeitstest - Medium Für den Nachweis der Beweglichkeit gramnegativer Bakterien, 8 ml, Größe K, (halbfest)	10 x 8 ml	221509
Dermatophyten - Testmedium, modifiziert mit Chloramphenicol Schrägagar, Größe C	10 x 9 ml	299701
Eisen - Dreizucker - Agar Zur Differenzierung gramnegativer Enterobacteriaceae, Größe K, 7 ml	10 x 7 ml	221038
Eisen - Dreizucker - Agar Zur Differenzierung gramnegativer Enterobacteriaceae, Größe K, 7 ml	100 x 7 ml	221039
Hirn - Herz - Infusion (BHI) - Bouillon mit 5% Schafblut Schrägagar, Größe C	10 x 9 ml	297199
Hirn - Herz - Infusion (BHI) - Bouillon mit Chloramphenicol und Gentamicin Schrägagar, Größe C	10 x 9 ml	296358
Harnstoff - Schrägagar Zur Differenzierung von Enterobacteriaceae auf Basis der Urease-Produktion, Größe K, 4 ml	10 x 4 ml 100 x 4 ml	221096 221097
Kligler - Eisen - Agar Universal - Medium, Größe K, 7 ml	100 x 7 ml	220897
Lysin - Eisen - Schrägagar Schrägagar; Röhrchengröße K	100 x 6 ml	220953
BD Mycosel™ - Schrägagar Schrägagar; Röhrchengröße A	10 x 9 ml	220966
Nähr - Schrägagar Zur Kultivierung nichtanspruchsvoller Mikroorganismen (Schräg-Agar), Größe K, 4 ml	100 x 4 ml	220971
Nähr - Hochschichtagar Hochschichtagar; Röhrchengröße A; 20 ml	10 x 20 ml	220968
OF - Medium mit Glukose (Oxidations/Fermentations-Medium) Differenzierungs-Medium zur Bestimmung gramnegativer Stäbchen (halbfest), Größe K, 5 ml	10 x 5 ml	221328
R2A - Agar Nähr-Medium zur Kultivierung u. quantitativen Erfassung von Bakterien aus behandeltem Trinkwasser	25 x 100 ml	257336

Gebrauchsfertige Nährmedien

BBL™ flüssige und feste Medien in Röhrchen und Flaschen

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Feste Medien		
<i>Röhrchengröße inkl. Kappe: A = 20 mm x 148 mm, K = 16,5 x 102 mm, C = 19,5 mm x 112 mm</i>		
Sabouraud - Glucose - Schrägagar, pH 5,6		
Universalmedium für die Mykologie, Schrägagar, Größe A, 9 ml	10 x 9 ml	221012
	100 x 9 ml	221013
Sabouraud - Glucose - Schrägagar mit Chloramphenicol und Cycloheximid		
Schrägagar mit Chloramphenicol und Cycloheximid, Röhrchengröße A	10	297649
Sabouraud - Hirn - Herz - Infusion - Schrägagar mit Chloramphenicol und Gentamycin		
Schrägagar mit Chloramphenicol und Gentamycin, Röhrchengröße C	10 x 10 ml	297252
Schokoladen - Schrägagar		
Schrägagar, Röhrchengröße D; zur Anzucht capnophiler Erreger	10 x 10 ml	295872
SIM - Medium		
Zum Nachweis von Enterobacteriaceae; H ₂ S-, Indol- und Beweglichkeitsnachweis, Größe K	10 x 6 ml	221010
Simmons - Citrat - Schrägagar		
Differenzierungs-Medium für Enterobacteriaceae, Größe K, 7 ml	10 x 7 ml	221026
Trypticase™ - Soja - Agar		
Schrägagar; Röhrchengröße K	10 x 10 ml	221086
	100 x 10 ml	221087
BD Trypticase™ - Soja - Agar, USP		
Füllvolumen 250 ml; in 300 ml Sirupflasche mit Aluschraubkappe	12 x 250 ml	257105
BD Trypticase™ - Soja - Agar, USP		
Füllvolumen 400 ml; in 500 ml Laborflasche mit Graduierung	4 x 400 ml	257240
BD Trypticase™ - Soja - Agar, USP		
Füllvolumen 500 ml; in 500 ml Sirupflasche mit Aluschraubkappe	10 x 500 ml	257106
BD Trypticase™ - Soja - Agar, USP		
Füllvolumen 500 ml; in 660 ml Sirupflasche mit Schraubverschluss und integriertem Septum	10 x 500 ml	299099

3

Gebrauchsfertige Nährmedien

BBL™ flüssige und feste Medien in Röhrchen und Flaschen

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Feste Medien für die Mykobakterien Diagnostik		
Herrold's - Egg - Yolk - Agar mit Mycobactin, mit ANV (Amphotericin B, Nalidixinsäure, Vancomycin)		
Zur Kultivierung von Mycobacterium paratuberculosis aus Stuhl- und Gewebeprobe, Röhrchengröße C	BBL 10 x 10 ml	222232
	BBL 100 x 10 ml	222233
Herrold's - Egg - Yolk - Agar ohne Mycobactin, mit ANV (Amphotericin B, Nalidixinsäure, Vancomycin)		
Ohne Mycobactin zur Ausschlussdiagnostik.	BBL 10 x 10 ml	222240
Zu verwenden mit Art. Nr. 222232 oder 222233	BBL 100 x 10 ml	222241
Löwenstein - Jensen - Medium mit Glycerin und PACT		
Zur Kultivierung von Mykobakterien; empfohlen als zusätzliche Kultur zum BACTEC™ MB-Verfahren, Größe A, 10 ml	BBL 100 x 10 ml	220502
Löwenstein - Jensen - Medium mit Glycerin		
Zur Kultivierung von Mykobakterien, Größe A, 10 ml	BBL 10 x 10 ml	220908
	BBL 100 x 10 ml	220909
Middlebrook and Cohn - 7H10 - Medium, Schrägagar		
Zur Kultivierung von Mykobakterien, insbesondere atypischen Mykobakterien (NTM), Größe A, 10 ml	BBL 10 x 10 ml	220958
	BBL 100 x 10 ml	220959
Middlebrook - 7H11 - Medium, Schrägagar		
Zur Anzucht von Mykobakterien. Schrägagar, Röhrchengröße A. 7H11-Agar für ein verbessertes Wachstum von M. tuberculosis Stämmen, die schlecht (bzw. nicht) auf 7H10 Agar oder anderen häufig verwendeten Medien wachsen.	100 x 14 ml	221392
Stonebrink - TB - Medium mit PACT		
Zur Isolierung von Mykobakterien, insbesondere Mycobacterium tuberculosis, Größe A, 10 ml	BBL 100 x 10 ml	220505

Gebrauchsfertige Nährmedien

BBL™ Gammabestrahlte, sterile Isolator-Platten zur Hygienekontrolle

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD BBL™ Isolator Pack XT (BD RODAC™) Abklatschplatten		
<i>BD BBL™ Isolator Medien, 3-fach verpackt, gasdicht</i>		
BD Trypticase™ - Soja - Agar mit Lecithin und Polysorbat 80 und Penicillinase		
RODAC™LL (LL = Locking Lid Plate)	100	257634
BD Trypticase™ - Soja - Agar mit Lecithin und Polysorbat 80	100	257637
Sanitizer Neutralizing Agar	100	257617
BD Sabouraud Dextrose Agar mit Lecithin und Polysorbat 80	100	257630
CDC Anaerobe Agar Base und Penase	100	257615
BD BBL™ Isolator Pack XT 90 mm Platten		
Sabouraud - Glukose - Agar mit Lecithin u. Polysorbat 80, 90mm		
Schwach selektives Medium zum Nachweis von Hefen u. Schimmelpilzen mit neutralisierenden Eigenschaften von Desinfektionsmitteln	10	257518
BD BBL™ Isolator Pack XT 150 mm Platten		
BD Trypticase™ Soy Agar mit Lecithin und Polysorbate 80, 140 mm		
Universalmedium mit Lecithin und Polysorbate 80. Zum Nachweis von Mikroorganismen aus der Luft und Oberflächen	30	257636

3

Gebrauchsfertige Nährmedien

Nicht Gamma-bestrahlte Platten zur Hygienekontrolle

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD BBL™ Abklatschplatten, 1 x Cellophan verpackt		
BD Trypticase™ - Soja - Agar mit Polysorbat 80 und Lecithin, Contact		
Medium zum Nachweis u. zur Keimzahlbestimmung von Mikroorganismen auf Oberflächen u. zur Evaluierung von Desinfektionsmitteln (LL = Locking Lid)	33	254038
BD Trypticase™ - Soja - Agar mit Polysorbat 80 und Lecithin, RODAC™		
Medium zum Nachweis u. zur Keimzahlbestimmung von Mikroorganismen auf Oberflächen u. zur Evaluierung von Desinfektionsmitteln	20	221288

Gebrauchsfertige Nährmedien

Agarstreifen zur Hygienekontrolle

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD Hycheck™		
<i>Schnelle und kontinuierliche Hygiene- und Desinfektionskontrolle</i>		
BD Hycheck™ zum Nachweis von Enterobacteriaceae		
Caseinpepton - Sojamehlpepton - Agar und Kristallviolett - Neutralrot - Galle - Glukose - Agar	10	290003
BD Hycheck™ zum Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen mit TTC		
Caseinpepton - Sojamehlpepton - Agar mit 0,01% TTC und Bengalrot - Chloramphenicol - Agar	10	290007
BD Hycheck™ zum Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen		
Caseinpepton - Sojamehlpepton - Agar und Bengalrot - Chloramphenicol - Agar	10	290006
BD Hycheck™ für Desinfektionsmittelkontrollen		
Caseinpepton - Sojamehlpepton - Agar und D/E Neutralisierungs - Agar	10	290002
BD Hycheck™ für Desinfektionsmittelkontrollen		
D/E Neutralisierungs - Agar, beidseitig	10	290001
BD Hycheck™ zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl		
Keimzahlbestimmungs - Agar, mit TTC, beidseitig	10	290004
BD Hycheck™ zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl		
Keimzahlbestimmungs - Agar und Keimzahlbestimmungs - Agar mit TTC; vorrangig zur Kontrolle von Kühlwasser und Schmierstoffen	10	290005

Gebrauchsfertige Nährmedien

Sterilitätstestung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Sterilitätsprüfung		
<i>Gemäß der European Pharmacopoeiae (EP) und United States Pharmacopoeial Convention (USP)</i>		
Lösung A		
Wasch- und Spüllösung USP; Füllvolumen 100 ml; in 100 ml Serumflasche mit Stopfen; (0,1% peptischer Verdau von tierischem Gewebe)	10 x 100 ml	290821
Lösung A		
Wasch- und Spüllösung USP; Füllvolumen 300 ml; in 500 ml Infusionsflasche mit Stopfen; (0,1% peptischer Verdau von tierischem Gewebe)	10 x 300 ml	254979
Lösung A		
Wasch- und Spüllösung USP; Füllvolumen 650 ml; in 1000 ml Infusionsflasche mit Stopfen; (0,1% peptischer Verdau von tierischem Gewebe)	4 x 650 ml	257096
Lösung A, 2-fach verpackt		
Wasch- und Spüllösung USP; Füllvolumen 100 ml, in 125 ml Sirupflasche; mit Aluschraubkappe mit integriertem Septum	20 x 100 ml	257549
Lösung A, 2-fach verpackt		
Wasch- und Spüllösung USP; Füllvolumen 300 ml; in 500 ml Infusionsflasche mit Stopfen; (0,1% peptischer Verdau von tierischem Gewebe)	10 x 300 ml	257263
	4 x 300 ml	257262
Lösung A, 2-fach verpackt		
Wasch- und Spüllösung USP; Füllvolumen 650 ml; in 1000 ml Infusionsflasche mit Stopfen; (0,1% peptischer Verdau von tierischem Gewebe)	4 x 650 ml	257222
Lösung D		
Wasch- und Spüllösung nach USP; Füllvolumen 100 ml; in 100 ml Serumflasche mit Stopfen; (0,1% peptischer Verdau von tierischem Gewebe und Polysorbat 80)	10 x 100 ml	290831
Lösung D		
Wasch- und Spüllösung nach USP; Füllvolumen 300 ml; in 500 ml Infusionsflasche mit Stopfen; (0,1% peptischer Verdau von tierischem Gewebe und Polysorbat 80)	10 x 300 ml	257241
Lösung D, 2-fach verpackt		
Wasch- und Spüllösung nach USP; Füllvolumen 650 ml; in 1000 ml Infusionsflasche mit Stopfen; (0,1% peptischer Verdau von tierischem Gewebe und Polysorbat 80)	4 x 650 ml	257223
Thioglykolat - Medium, ETO		
Zur Sterilitätsprüfung nach harmonisierter EP/USP; Füllvolumen 100 ml; in 125 ml Infusionsflasche mit Stopfen; Verpackung ist Ethylenoxid begast, steril	44 x 100 ml	257097
Thioglykolat - Medium, ETO 2-fach verpackt		
Zur Sterilitätsprüfung nach harmonisierter EP/USP; Füllvolumen 100 ml; in 125 ml Infusionsflasche mit Stopfen	10 x 100 ml	257217
Thioglykolat - Medium, ETO		
Zur Sterilitätsprüfung nach harmonisierter EP/USP; Füllvolumen 100 ml; in 250 ml Sirupflasche mit Aluschraubkappe und integrierten Septum; Verpackung ist Ethylenoxid begast, steril	20 x 100 ml	257544

Gebrauchsfertige Nährmedien

Sterilitätstestung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Sterilitätsprüfung		
<i>Gemäß der European Pharmacopoeiae (EP) und United States Pharmacopoeial Convention (USP)</i>		
Thioglykolat - Medium Zur Sterilitätsprüfung nach harmonisierter EP/USP; klare Lösung; Füllvolumen 100 ml; in 125 ml Infusionsflasche mit Septum	25 x 100 ml	257246
Thioglykolat - Medium Zur Sterilitätsprüfung nach harmonisierter EP/USP; klare Lösung; Füllvolumen 100 ml; in 125 ml Sirupflasche mit 28 mm Aluminium Schraubkappe	25 x 100 ml	257249
Thioglykolat - Medium, 2-fach verpackt Zur Sterilitätsprüfung nach harmonisierter EP/USP; Füllvolumen 100 ml; in 245 ml Weithals Flasche (twist-off)	10 x 100 ml	257293
BD Trypticase™ - Soja - Bouillon (TSB), 2-fach verpackt Zur Sterilitätsprüfung nach harmonisierter EP/USP; Füllvolumen 100 ml; in 125 ml Infusionsflasche mit Stopfen	10 x 100 ml	257213
BD Trypticase™ - Soja - Bouillon (TSB), 2-fach verpackt Zur Sterilitätsprüfung nach harmonisierter EP/USP; Füllvolumen 100 ml; in 245 ml Weithals Flasche (twist-off)	10 x 100 ml	257294
BD Trypticase™ - Soja - Bouillon (TSB) Zur Sterilitätsprüfung nach harmonisierter EP/USP; Füllvolumen 100 ml; in 125 ml Sirupflasche mit Aluschraubkappe	25 x 125 ml	257228
BD Trypticase™ - Soja - Bouillon (TSB) Zur Sterilitätsprüfung nach harmonisierter EP/USP; Füllvolumen 100 ml; in 125 ml Infusionsflasche mit Stopfen	25 x 100 ml	257247
BD Trypticase™ - Soja - Bouillon (TSB), ETO Zur Sterilitätsprüfung nach harmonisierter EP/USP; Füllvolumen 100 ml; in 125 ml Sirupflasche mit Aluschraubkappe und integrierten Septum; Verpackung ist Ethylenoxid begast, steril	20 x 100 ml	257543
BD Trypticase™ - Soja - Bouillon (TSB), ETO Zur Sterilitätsprüfung nach harmonisierter EP/USP; Füllvolumen 100 ml; in 125 ml Infusionsflasche mit Stopfen; Verpackung ist Ethylenoxid begast, steril	44 x 100 ml	257307

Gebrauchsfertige Nährmedien

Urindiagnostik

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Nährbodenträger zur Urindiagnostik			
UrinAX CL/MC/MALT (3-Agar-Nährbodenträger)			
Eintauchverfahren zur Bestimmung der Urinkeimzahl u. zum Nachweis von Pilzen, CLED/MacConkey/Malz-Agar	BBL	10	257497
UrinAX CL/MC (2-Agar-Nährbodenträger)			
Eintauchverfahren zur Bestimmung der Urinkeimzahl und selektive Anzucht von Bakterien im Urin, CLED/MacConkey	BBL	10	257496
UrinAX CL/MC/CETRI (3-Agar-Nährbodenträger)			
Eintauchverfahren zur Bestimmung der Urinkeimzahl u. zum Nachweis von <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , CLED/MacConkey/Cetrimid-Agar	BBL	10	257498
UrinAX CL/MC/E (3-Agar-Nährbodenträger)			
Eintauchverfahren zur Bestimmung der Urinkeimzahl u. zum schnellen, spezifischen Nachweis von Enterokokken im Urin, CLED/MacConkey/Enterokokken-Agar	BBL	10	257499
UrinAX CL/MC/TS (3-Agar-Nährbodenträger)			
Zur Keimzahlbestimmung im Urin und zur Resistenzprüfung gegenüber Bactrim, CLED/MacConkey/antagonistenfreier Agar mit TS-Zusatz	BBL	10	257508

Anaerobiersysteme und Färbungen

Kapitel 4



BD GasPak™ Anzuchtsysteme	2
BD GasPak™ Verbrauchsmaterial und Zubehör	4
Färbekits und Zusatzreagenzien	5

4

Anaerobiersysteme und Färbungen

BD GasPak™ Anzuchtssysteme

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD GasPak™ 100/150 und BD GasPak™ EZ		
BD GasPak™ EZ Behälter für 15 - 18 Petrischalen Handliche Verschlüsse, stapelbar, bruchstark, beständig gegen Chemikalien, haltbarer, luftdichter Verschluss	1 St	260671
BD GasPak™ EZ Ständer für 15-18 Petrischalen Stabiler Polyurethan Ständer für 15-18 Platten, speziell entwickelt für den GasPak™ EZ Standardbehälter	1 St	260673
BD GasPak™ EZ Behälter für 30-33 Petrischalen Handliche Verschlüsse, stapelbar, bruchstark, beständig gegen Chemikalien, haltbarer, luftdichter Verschluss	1 St	260672
BD GasPak™ EZ Ständer für 30-33 Petrischalen Stabiler Polyurethan Ständer für 30-33 Platten, speziell entwickelt für den großen GasPak™ EZ Behälter	1 St	260674
BD GasPak™ EZ Anaerob - Entwickler Schnelle Entwicklung der anaeroben Atmosphäre in den neuen GasPak™ EZ Behältern oder in den traditionellen GasPak™ Töpfen, ohne Zugabe von Wasser oder einem Katalysator, Sauerstoff-aktiviert, Verpackung enthält 20 Tüten	20	260678
BD GasPak™ EZ Anaerob - Entwickler mit Indikator Schnelle Entwicklung der anaeroben Atmosphäre in den neuen GasPak™ EZ Behältern oder in den traditionellen GasPak™ Töpfen, ohne Zugabe von Wasser oder einem Katalysator, Sauerstoff-aktiviert, Verpackung enthält 20 Tüten, mit Anaerobiose Indikator	20	260001
BD GasPak™ EZ CO2 - Entwickler Schnelle Entwicklung der CO ₂ angereicherten Atmosphäre in den neuen GasPak™ EZ Behältern oder in den traditionellen GasPak™ Töpfen, ohne Zugabe von Wasser oder einem Katalysator, Sauerstoff-aktiviert, Verpackung enthält 20 Tüten	20	260679
BD GasPak™ EZ Campy - Entwickler Schnelle Entwicklung der mikroaerophilen Atmosphäre in den neuen GasPak™ EZ Behältern oder in den traditionellen GasPak™ Töpfen, ohne Zugabe von Wasser oder einem Katalysator, Sauerstoff-aktiviert, Verpackung enthält 20 Tüten	20	260680
BD GasPak™ EZ Anaerobier Pouch System Komplettes System zur schnellen Entwicklung der anaeroben Atmosphäre mit den neuen GasPak™ EZ Schnellverschluss-Beuteln für 1-4 Petrischalen, ohne Zugabe von Wasser oder einem Katalysator, Sauerstoff-aktiviert, jedes System beinhaltet 20 GasPak™ EZ Einmalbeutel, 20 Tüten und 20 BBL™ Anaerobier Indikatoren	20	260683
BD GasPak™ EZ CO2 Pouch System Komplettes System zur schnellen Entwicklung einer CO ₂ angereicherten Atmosphäre mit den neuen GasPak™ EZ Schnellverschluss-Beuteln für 1-4 Petrischalen, ohne Zugabe von Wasser oder einem Katalysator, Sauerstoff-aktiviert, jedes System beinhaltet 20 GasPak™ EZ Einmalbeutel, 20 Tüten und 20 BBL™ CO ₂ Indikatoren	20	260684

Anaerobiersysteme und Färbungen

BD GasPak™ Anzuchtssysteme

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD GasPak™ 100/150 und BD GasPak™ EZ		
BD GasPak™ EZ Campy Pouch System		
Komplettes System zur schnellen Entwicklung einer mikroaerophilen Atmosphäre mit den neuen GasPak™ EZ Schnellverschluss-Beuteln für 1-4 Petrischalen, ohne Zugabe von Wasser oder einem Katalysator, Sauerstoff-aktiviert, jedes System beinhaltet 20 GasPak™ EZ Einmalbeutel und 20 Tüten	20	260685
BD GasPak™ 100 - System		
Komplettes Anaerobier-System zur Bebrütung von maximal 11 Petrischalen bzw. 13 Röhrchen, bestehend aus: GasPak™ 100-Polycarbonatopf ohne Gasanschlußstutzen, GasPak™ 100-Deckel mit O-Ring-Dichtung und Katalysatorkammer, 2 Katalysatornachfüllpackungen, 1 Reagenzglasständer, 1 Plattenkorb	1 St	260626
BD GasPak™ 100 - Anaerobiertopf		
aus Polycarbonat, ohne Deckel	1 St	260463
BD GasPak™ 100 - Deckel		
Komplett, bestehend aus: Verschlussklammer mit Klammerschraube, O-Ring-Dichtung, Katalysatorkammer und 1 Katalysatornachfüllpackung	1 St	260411
BD GasPak™ 100 - Deckel mit O-Ring		
	1 St	260637
BD GasPak™ 150 - System		
Komplettes Anaerobier-System zur Bebrütung von maximal 33 Petrischalen bzw. 39 Röhrchen, bestehend aus: GasPak™ 150-Polycarbonatopf ohne Gasanschlußstutzen, GasPak™ 150-Deckel mit O-Ring-Dichtung u. 3 Katalysatorkammern, 10 Katalysatornachfüllpackungen, 1 Reagenzglasständer, 1 Plattenkorb	1 St	260628
BD GasPak™ 150 - Anaerobiertopf		
Aus Polycarbonat, ohne Deckel	1 St	260607
BD GasPak™ 150 - innerer Deckel		
	1 St	270124
BD GasPak™ 150 - Deckel (komplett)		
Komplett, bestehend aus: äußerem Deckel, Deckelschraube, innerem Deckel, großer O-Ring-Dichtung mit 3 Katalysatorkammern	1 St	260610

Anaerobiersysteme und Färbungen

BD GasPak™ Verbrauchsmaterialien und Zubehör

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Indikatoren (zum Einmalgebrauch)		
BD GasPak™ Anaerob - Indikator, trocken	100	271051
BD GasPak™ CO₂ - Indikator	50	271055
Zubehör		
BD GasPak™ Deckelverschlußklammer Mit Schraube für GasPak™ 100	1 St	260414
BD GasPak™ O - Ring - Dichtung Für GasPak™ 100-Deckel	1 St	260413
BD GasPak™ Reagenzglasständer für 13 Röhrchen Passend für GasPak™ 100 u. 150	1 St	260630
BD GasPak™ 150 - Plattenkorb Für 33 Petrischalen	1 St	260618
BD GasPak™ Katalysatornachfüllpackungen	10	270303

Anaerobiersysteme und Färbungen

Färbekits und Zusatzreagenzien

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Gramfärbung		
Acridine - Orange - Färbung		
Acridine-Orange, Fluoreszenzfärbung für Direktpräparat	250 ml	212536
	4 x 250 ml	212537
Gramfärbung QC - Objektträger		
Validierung des Färbeprozesses mit fixierten Referenzorganismen	50 x 1 St	231401
Gram - Färbeset mit stabilisiertem Jod		
Gram-Färbeset, konventionelle Methode, enthält jeweils 250 ml: Kristallviolett, Gram-Jod (stabilisiert), Entfärber u. Safranin	1 Set	212539
Gram - Kristallviolett		
	4 x 250 ml	212525
	3,785 l	212526
Gram - Jod Lösung (stabilisiert)		
Stabilisierte Gram - Jod Lösung. Vorverdünnt u. sofort gebrauchsfertig	4 x 250 ml	212542
	3,785 l	212543
Gram - Entfärber		
	4 x 250 ml	212527
	3,785 l	212528
Gram - Safranin		
	4 x 250 ml	212531
	3,785 l	212532
Gram - basisches - Fuchsin		
Fuchsin für Gramfärbung als Alternative zu Safranin, empfohlene Gegenfärbung für Anaerobier u. Blutkulturen.	4 x 250 ml	212544
Gramfärb-Standardverfahren mit traditionellem Jod	3,785 l	212545
Gram - Färbeset mit traditionellem Jod		
Gram-Färbeset, konventionelle Methode, enthält jeweils 250 ml: Kristallviolett, Gram-Jod (traditionell), Entfärber u. Safranin	1 Set	212524
Gram - Jod - Lösung (traditionell)		
Herstellung einer Gebrauchskonzentration notwendig, nicht stabil, Verwendung von Gram-Entfärber u. Gram-Safranin, optional Gram-basisches-Fuchsin wie bei Gram-Standardverfahren mit stabilisiertem Jod	4 x 250 ml	212529
	3,785 l	212530

4

Anaerobiersysteme und Färbungen

Färbekits und Zusatzreagenzien

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Färbungen und Indikatoren			
Bromkresolpurpur			
	Difco	5 g	220110
Bromthymolblau			
	Difco	5 g	211731
Phenolrot			
	Difco	5 g	220310
TTC			
Triphenyl-Tetrazoliumchlorid	Difco	25 g	264310
TTC - Lösung, 1%ig			
Sterile Triphenyl-Tetrazoliumchlorid Lösung 1%, TTC ist im oxidierten Zustand farblos, bei Wachstum Umwandlung in einen unlöslichen roten Farbstoff	Difco	30 ml	231121

Soforttests, Serologie, Immunologische Tests

Kapitel 5



BD Veritor™	2
Bakteriologische Schnelltests	3
Antigene	7
Antiseren	9
Direkte Fluoreszenzantikörpertechnik	20
Diverse immunologische Tests und Verbrauchsmaterialien	21

Soforttests, Serologie und immunologische Tests

BD Veritor

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD Veritor System		
BD Veritor™ System (Lesegerät)		
Zum Auswerten der BD Veritor™ Testkits. Bei dem BD Veritor System handelt es sich um ein optoelektronisches Gerät, das mittels eines reflexionsbasierten Messverfahrens die Liniensignalintensitäten auf dem Teststreifen bewertet und mit einem bestimmten Algorithmus objektiv und reproduzierbar bestimmt, ob Zielanalyten vorhanden sind oder nicht.	1 Stück	256055
BD Veritor Testkits und Zubehör		
BD Veritor™ Flu A+B Testkit für Nasopharyngeal-Spülungen/-Aspirate/-Abstriche in flüssig-Transportmedien		
BD Veritor™ Flu A+B Testkit ist ein schneller chromatographischer Immunoassay für den direkten qualitativen Nachweis von Virusantigenen gegen Influenza A und B in Nasopharyngeal-Spülungen, -Aspiraten und -Abstrichen bei symptomatischen Patienten in Proben, die in Transportmedien transportiert wurden.	30 Tests	256041
BD Veritor™ Flu A+B Testkit für Nasopharyngeal- oder Nasen-Abstriche		
BD Veritor™ Flu A+B Testkit ist ein schneller chromatographischer Immunoassay für den direkten qualitativen Nachweis von Virusantigenen gegen Influenza A und B in Nasen und Nasopharyngeal-Abstrichen bei symptomatischen Patienten.	30 Tests	256045
BD Veritor™ RSV Testkit für Nasopharyngeal-Spülungen/-Aspirate/-Abstriche in flüssig-Transportmedien		
Der BD Veritor™ RSV Testkit ist ein schneller chromatographischer Immunoassay für den direkten qualitativen Nachweis von RSV-Fusions-Protein in Proben aus Nasopharyngeal-Spülungen, -Aspiraten und -Abstrichen in Transportmedien.	30 Tests	256042
BD Veritor™ RSV Testkit für Nasopharyngeal- oder Nasen-Abstriche		
Der BD Veritor™ RSV Testkit ist ein schneller chromatographischer Immunoassay mit Geräteablesung für den direkten qualitativen Nachweis von RSV-Fusions-Protein in einer Probe aus einem direkten Nasopharyngeal-Abstrich von Patienten mit vermuteten viralen Atemwegsinfektionen.	30 Tests	256038
BD Veritor™ StrepA Testkit		
Der BD Veritor™ StrepA Testkit ist ein schneller chromatographischer Immunoassay für den direkten qualitativen Nachweis von Antigenen gegen Streptokokken der Gruppe A in Rachenabstrichen bei symptomatischen Patienten.	30 Tests	256040
BD Veritor™ Kontrollabstrichtupfer (Flu A)		
Zusätzlicher Kontrollabstrichtupfer	10 Tests	256051
BD Veritor™ Kontrollabstrichtupfer (RSV)		
Zusätzlicher Kontrollabstrichtupfer	10 Tests	256061

Soforttests, Serologie und immunologische Tests

Bakteriologische Schnelltests

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Meningitis		
BD Directigen™ - Meningitis - Combo - Test Latexagglutinationstest für den direkten serologischen Nachweis von H. influenzae Typ B, S. pneumoniae, Streptococcus Gruppe B, N. meningitidis der Gruppen A, B, C, Y, W135 u. E. coli K1 ohne bakteriologische Vorkultur für 30 Patiententests; Inhalt: entsprechende Antikörper, Latexsuspensionen, positive u. negative Antigen-Kontrollen, Latexkontrollen, Testplatten, Rührstäbchen	30 Tests	252360
BD Directigen™ - Meningitis - Probenpuffer	8 ml	256391
BD Directigen™ - Meningitis - Combo - Testkarten 30 Testkarten für die Verwendung des BD Directigen™-Meningitis-Combo-Testkits (252360)	30 Tests	252480
BD Directigen™ - Meningitis - Group - Test (Gruppe A, C, Y, W135) Latexagglutinationstest für den direkten serologischen Nachweis von N. meningitidis, ohne bakteriologische Vorkultur für 30 Patiententests	30 Tests	250160
BD Directigen™ - Meningitis - Group - Test (Gruppe B u. E.coli K1) Latexagglutinationstest für den direkten serologischen Nachweis von N. meningitidis, ohne bakteriologische Vorkultur für 30 Patiententests	30 Tests	255560
BD Directigen™ - H. influenzae Typ B - Test Latexagglutinationstest für den direkten serologischen Nachweis von H.influenzae Typ B ohne bakteriologische Vorkultur für 30 Patiententests	30 Tests	252260
Staphylokokken		
BD BBL™ Staphyloslide - Latex - Test - Kit 100 Tests zur Identifizierung von Staph. aureus durch Nachweis des Clumping Faktors und/oder Protein A	100 Tests	240952

Soforttests, Serologie und immunologische Tests

Bakteriologische Schnelltests

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Streptokokken		
BD Directigen™ - Streptococcus pneumoniae - Test Latexagglutinationstest für den direkten serologischen Nachweis von Streptococcus pneumoniae ohne bakteriologische Vorkultur für 30 Patiententests	30 Tests	251960
BD Directigen™ - Group - B - Strep - Test Latexagglutinationstest für den Nachweis von Streptokokken der Gruppe B ohne bakteriologische Vorkultur, Kit für 30 Patiententests; Inhalt: entsprechende Antikörper, Latexsuspensionen, positive und negative Antigen-Kontrollen, Latexkontrollen, Testplatten, Rührstäbchen	30 Tests	255460
BD BBL™ Streptocard™ - Enzym - Latex - Testkit (Gruppe A, B, C, D, F u. G) Latextest mit Enzymextraktion - Kit für 50 Bestimmungen zur Identifizierung von Streptokokken	50 Tests	240950
BD BBL™ Streptocard™ - Acid - Latex - Testkit (Gruppe A, B, C, F u. G) Latextest mit Säureextraktion - Kit für 50 Bestimmungen zur Identifikation von Streptokokken	50 Tests	240951
BD BBL™ Streptocard™ - Latex - Test Gruppe A	2,5 ml	240960
BD BBL™ Streptocard™ - Latex - Test Gruppe B	2,5 ml	240961
BD BBL™ Streptocard™ - Latex - Test Gruppe D	2,5 ml	240962
BD BBL™ Streptocard™ - Acid - Extraktions - Reagenz	8 ml	240963
BD BBL™ Streptocard™ - Enzym - Extraktions - Reagenz 2 x 2,1 g lyophilisiert, Rekonstitution mit 12ml Wasser, wird ebenfalls als negative Kontrolle verwendet	2 x 2,1 g	240964
BD BBL™ Streptocard™ - Reaktionskarten	50 Karten	240966

Soforttests, Serologie und immunologische Tests

Bakteriologische Schnelltests

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Syphilis: Cardiolipin - Screening - Tests		
<i>Zum Syphilisnachweis aus Serum oder Plasma, bestehend aus Antigen - Lösungen, Pipetten, Testkarten u. Rührstäbchen</i>		
BD Macro-Vue™ RPR - Kartentest - Kit No. 104 (300 qualitative Tests). Inhalt: Zwei 3-ml-Ampullen Antigen, eine 20-G-Kanüle, ein Tropffläschchen, 300 Dispenstirs-Tropfern, 30 Testkarten mit jeweils zehn 18-mm Testfeldern und 300 Kapillarpipetten (0,05 ml).	300 Tests	274449
BD Macro-Vue™ RPR - Kartentest - Kit No. 110 (500 qualitative Tests). Inhalt: Drei 3-ml-Ampullen Antigen, eine 20-G-Kanüle, ein Tropffläschchen, 50 Testkarten mit jeweils zehn 18-mm Testfeldern und 500 Dispenstirs-Tropfern (0,05 ml).	500 Tests	275005
BD Macro-Vue™ RPR - Kartentest - Kit No. 112- 150 (150 quantitative Tests). Inhalt: Fünf 3-ml-Ampullen Antigen, eine 20-G-Kanüle, ein Tropffläschchen, 150 Dispenstirs-Tropfern, 50 Testkarten mit jeweils fünfzehn 18-mm Testfeldern und 150 Kapillarpipetten (0,05 ml).	150 Tests	275239
BD Macro-Vue™ RPR - Kartentest - Kit No. 115 (150 qualitative Tests). Inhalt: Eine 3-ml-Ampulle Antigen, eine 20-G-Kanüle, ein Tropffläschchen, 15 Testkarten mit jeweils zehn 18-mm Testfeldern und 150 Dispenstirs-Tropfern (0,05 ml).	150 Tests	275539
BD Macro-Vue™ RPR - Testkarten Für qualitative Bestimmungen mit 10 Testfeldern zu 18 mm Durchmesser (Kit no. 104, 110, 112, 115), 300 Stück	300 x 1 St	271849
Rührstäbchen; für BD Macro-Vue™ RPR - Kartentest 0,05 ml Volumen	500 x 1 St	272905
20- G Kanüle; für BD Macro-Vue™ RPR - Kartentest 20-G-Kanüle (gelb)	10	273509
VDRL Test Control Serum Set Set mit 3 x 3ml VDRL-Antigen mit Puffer-Kochsalzlösung Für die VDRL Antigen-Qualitätskontrolle mittels Objektträger-Flockungstest	3 ml	235201
VDRL-Antigen mit Puffer-Kochsalzlösung VDRL Antigen mit Puffer-Kochsalzlösung (Ampulle,n)	5 ml 10 x 0,5 ml	240764 240765
Syphilis: Antigen - Lösungen		
BD Macro-Vue™ RPR Syphilis - Antigen - Suspension 10 x 3 ml 10 x 3-ml Ampullen, zur Verwendung beim Kartentest mit 18-mm-Testfeldern	10 x 3 ml	270309
BD Macro-Vue™ RPR Syphilis - Antigen - Suspension 3 x 3 ml 3 x 3-ml Ampullen, zur Verwendung beim Kartentest mit 18-mm-Testfeldern	3 x 3 ml	270333
BD Macro-Vue™ Antigen - Dispensierfläschchen Dispensierfläschchen mit Kanüle, für eine präzise Dosierung der Antigentropfen. Für den Einsatz beim BD Macro-Vue™ RPR - Kartentest	10 x 1 Stück	270509

Soforttests, Serologie und immunologische Tests

Bakteriologische Schnelltests

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Syphilis: RPR - Kontrollen		
BD Macro-Vue™ RPR - Kontrollkarten		
Macro-Vue-RPR-Kartentest-Kontrollkarten, 10er Packung einzeln in Folie versiegelte Karten. 18-mm Testfelder (reaktiv, nicht reaktiv und minimal-mäßig reaktiv). 10 Positiv-Kontrollkarten mit 3 Testfeldern (Testfelder Ø 18 mm)	10 x 1	276709
BD Macro-Vue RPR - Kartentest - Kontrollen		
flüssige Kontrolle mit gestaffelter Reaktivität (Kontrolle ++, Kontrolle + und Kontrolle –), Packung mit 3 Fläschchen		276909

Soforttests, Serologie und immunologische Tests

Antigene

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Bordetella pertussis		
Bordetella pertussis - Antigen; Objektträgertest	Difco	5 ml 225851
Francisella tularensis		
Francisella tulariensis - Antigen; Röhrchen oder Objektträgertest	Difco/BBL	5 ml 241050
Listeria monocytogenes		
Listeria monocytogenes - O - Antigen, Typ 1; Röhrchen oder Objektträgertest	Difco	5 ml 223031
Listeria monocytogenes - O - Antigen, Typ 4; Röhrchen oder Objektträgertest	Difco	5 ml 223041
Salmonella Kontroll-Antigene (O-Antigene)		
Zu verwenden als homologe Kontrollen zur Prüfung der Wirksamkeit von Salmonella - Gruppenantisera in der Objektträgeragglutination		
Salmonella - O - Antigen, Gruppe A	Difco	1 ml 221301
Salmonella - O - Antigen, Gruppe B	Difco	1 ml 221311
Salmonella - O - Antigen, Gruppe C1	Difco	1 ml 221321
Salmonella - O - Antigen, Gruppe C2	Difco	1 ml 221331
Salmonella - O - Antigen, Gruppe D	Difco	1 ml 221341
Salmonella - O - Antigen, Gruppe E1	Difco	1 ml 211750
Salmonella - Vi - Antigen	Difco	1 ml 221421

Soforttests, Serologie und immunologische Tests

Antigene

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Shigella Kontroll-Antigene			
<i>Positivkontrollen zur Prüfung der Wirksamkeit von Shigella - Gruppenantisera in der Objektträgeragglutination</i>			
Shigella - Antigen, Gr. A (Sh. dysenteriae 1)	Difco	1 ml	221001
Shigella - Antigen, Gr. A1 (Sh. dysenteriae 8)	Difco	1 ml	211737
Shigella - Antigen, Gr. B (Sh. flexneri 6)	Difco	1 ml	211738
Shigella - Antigen, Gr. C (Sh. boydii 3)	Difco	1 ml	221031
Shigella - Antigen, Gr. C1 (Sh. boydii 8)	Difco	1 ml	221041
Shigella - Antigen, Gr. C2 (Sh. boydii 12)	Difco	1 ml	221051
Shigella - Antigen, Gr. D (Sh. sonnei)	Difco	1 ml	221061
Shigella - Antigen, Alkaescens-Dispar	Difco	1 ml	221161

Soforttests, Serologie und immunologische Tests

Antiseren

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Alkalescens dispar		
Alkalescens dispar - Antiserum (1 - 4) Polyvalentes Antiserum; Nachweis der Gruppen 1, 2, 3 und 4; Ausreichend für ca. 60 Tests in der Objektträgeragglutination	Difco	3 ml
		228381
Bordetella parapertussis		
Bordetella parapertussis - Antiserum 1:10 verdünnt, ausreichend für ca. 200 Testansätze in der Objektträgeragglutination	Difco	1 ml
		223101
Bordetella pertussis		
Bordetella pertussis - Antiserum 1:10 verdünnt, ausreichend für ca. 200 Testansätze in der Objektträgeragglutination	Difco	1 ml
		223091
E. coli		
E. coli - Anti - O - 157 - Testserum Ausreichend für ca. 30 Tests in der Röhrchenagglutination	Difco	3 ml
		229701
E. coli - Anti - H - 7 - Testserum Ausreichend für ca. 30 Tests in der Röhrchenagglutination	Difco	3 ml
		221591
Haemophilus influenzae <i>1 ml, ausreichend für ca. 20 Objektträgeragglutinationstests oder 50 Quellungsreaktionen</i>		
Haemophilus influenzae - Antiserum, Typ a	Difco	1 ml
		222501
Haemophilus influenzae - Antiserum, Typ b	Difco	1 ml
		222361
Haemophilus influenzae - Antiserum, Typ c	Difco	1 ml
		227891
Haemophilus influenzae - Antiserum, Typ d	Difco	1 ml
		227901
Haemophilus influenzae - Antiserum, Typ e	Difco	1 ml
		227911
Haemophilus influenzae - Antiserum, Typ f	Difco	1 ml
		227921
Haemophilus influenzae - Antiserum, polyvalent	Difco	1 ml
		222371

Soforttests, Serologie und immunologische Tests

Antiseren

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Listeria monocytogenes			
<i>1 ml, ausreichend für ca. 400 Objektträger - oder 10 Röhrchenagglutinationstests</i>			
Listeria monocytogenes - O - Antiserum, Typ 1	Difco	1 ml	223001
Listeria monocytogenes - O - Antiserum, Typ 4	Difco	1 ml	223011
Listeria monocytogenes - O - Antiserum, polyvalent Spezifisch für Typ 1 und Typ 4	Difco	1 ml	223021
Neisseria meningitidis			
<i>1 ml, ausreichend für ca. 20 Objektträgeragglutinationstests</i>			
Neisseria meningitidis - Antiserum Gr. A	Difco	1 ml	222281
Neisseria meningitidis - Antiserum Gr. B	Difco	1 ml	222291
Neisseria meningitidis - Antiserum Gr. C	Difco	1 ml	222301
Neisseria meningitidis - Antiserum Gr. D	Difco	1 ml	222311
Neisseria meningitidis - Antiserum Gr. W135	Difco	1 ml	222531
Neisseria meningitidis - Antiserum Gr. X	Difco	1 ml	228801
Neisseria meningitidis - Antiserum Gr. Y	Difco	1 ml	228811
Neisseria meningitidis - Antiserum Gr. Z	Difco	1 ml	228911
Neisseria meningitidis - Antiserum Gr. Z'	Difco	1 ml	222521
Neisseria meningitidis - Antiserum, Gr. A - D, polyvalent 1	Difco	1 ml	222321
Neisseria meningitidis - Antiserum, Gr. X - Z, polyvalent 2	Difco	1 ml	229101

Soforttests, Serologie und immunologische Tests

Antiseren

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Salmonella Anti-O, gruppenspezifisch			
<i>3 ml, ausreichend für 60 Objektträgeragglutinationstests</i>			
Salmonella - Antiserum - O 1, 2, 12 (A)	Difco	3 ml	229471
Salmonella - Antiserum - O 1, 4, 12, 27 (B)	Difco	3 ml	229731
Salmonella - Antiserum - O 1, 4, 5, 12 (B)	Difco	3 ml	229481
Salmonella - Antiserum - O 6, 7 (C1)	Difco	3 ml	229491
Salmonella - Antiserum - O 6, 8 (C2)	Difco	3 ml	229501
Salmonella - Antiserum - O (8), 20 (C3)	Difco	3 ml	230161
Salmonella - Antiserum - O 1, 9, 12 (D1)	Difco	3 ml	229511
Salmonella - Antiserum - O (9), 46 (D2)	Difco	3 ml	230171
Salmonella - Antiserum - O 1, 3, 10, 15, 19, 34 (E)	Difco	3 ml	228191
Salmonella - Antiserum - O 3, 10 (E1)	Difco	3 ml	229521
Salmonella - Antiserum - O 3, 15 (E2)	Difco	3 ml	229541
Salmonella - Antiserum - O (3), (15), 34 (E3)	Difco	3 ml	230181
Salmonella - Antiserum - O 11 (F)	Difco	3 ml	222601
Salmonella - Antiserum - O 13, 22, 23, (36), (37) (G)	Difco	3 ml	230291
Salmonella - Antiserum - O 13, 22 (36) (G1)	Difco	3 ml	222611
Salmonella - Antiserum - O 1, 13, 23, (37) (G2)	Difco	3 ml	230201

Soforttests, Serologie und immunologische Tests

Antiseren

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Salmonella Anti-O, gruppenspezifisch			
<i>3 ml, ausreichend für 60 Objektträgeragglutinationstests</i>			
Salmonella - Antiserum - O 1, 6, 14, 24, 25 (H)	Difco	3 ml	222621
Salmonella - Antiserum - O 16 (I)	Difco	3 ml	222631
Salmonella - Antiserum - O 17 (J)	Difco	3 ml	211780
Salmonella - Antiserum - O 18 (K)	Difco	3 ml	225181
Salmonella - Antiserum - O 21 (L)	Difco	3 ml	225191
Salmonella - Antiserum - O 28 (M)	Difco	3 ml	211781
Salmonella - Antiserum - O 30 (N)	Difco	3 ml	211783
Salmonella - Antiserum - O 35 (O)	Difco	3 ml	225221
Salmonella - Antiserum - O Vi	Difco	3 ml	228271
Salmonella - Antiserum - O 1-16, 19, 22-25, 34 & Vi (poly A-I & Vi)	Difco	3 ml	222641

Soforttests, Serologie und immunologische Tests

Antiseren

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Salmonella Anti-O, monospezifisch			
<i>3 ml, ausreichend für 60 Objektträgeragglutinationstests</i>			
Salmonella - Antiserum - O 2 (A)	Difco	3 ml	228141
Salmonella - Antiserum - O 4 (B)	Difco	3 ml	226591
Salmonella - Antiserum - O 4, 5 (B)	Difco	3 ml	228151
Salmonella - Antiserum - O 5	Difco	3 ml	226601
Salmonella - Antiserum - O 7 (C1 u. C4)	Difco	3 ml	228161
Salmonella - Antiserum - O 8 (C2 u. C3)	Difco	3 ml	228171
Salmonella - Antiserum - O 9 (D)	Difco	3 ml	228181
Salmonella - Antiserum - O 10 (E1)	Difco	3 ml	222571
Salmonella - Antiserum - O 12	Difco	3 ml	227791
Salmonella - Antiserum - O 14	Difco	3 ml	226611
Salmonella - Antiserum - O 15 (E2 u. E3)	Difco	3 ml	222581
Salmonella - Antiserum - O 19 (E4)	Difco	3 ml	222591
Salmonella - Antiserum - O 20	Difco	3 ml	226621
Salmonella - Antiserum - O 22 (G1)	Difco	3 ml	226631
Salmonella - Antiserum - O 23 (G2)	Difco	3 ml	226641
Salmonella - Antiserum - O 27	Difco	3 ml	226671

Soforttests, Serologie und immunologische Tests

Antiseren

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Salmonella Anti-O, monospezifisch		
<i>3 ml, ausreichend für 60 Objektträgeragglutinationstests</i>		
Salmonella - Antiserum - O 34 (E3)	Difco	3 ml 211778
Salmonella Anti-O, polyspezifisch		
<i>3 ml, ausreichend für 60 Objektträgeragglutinationstests</i>		
Salmonella - O - Antiserum, Gr. A (A, B, D, E1, E2, E3, E4, L), polyspezifisch	Difco	3 ml 225341
Salmonella - O - Antiserum, Gr. B (C1, C2, F, G, H), polyspezifisch	Difco	3 ml 225351
Salmonella - O - Antiserum, Gr. C (I, J, K, M, N, O), polyspezifisch	Difco	3 ml 225361
Salmonella - O - Antiserum, Gr. D (P, Q, R, S, T, U), polyspezifisch	Difco	3 ml 225371
Salmonella - O - Antiserum, Gr. E (V, W, X, Y, Z), polyspezifisch	Difco	3 ml 225381
Salmonella - O - Antiserum, Gr. F (51 - 55), polyspezifisch	Difco	3 ml 226451
Salmonella - O - Antiserum, Gr. G (56 - 61), polyspezifisch	Difco	3 ml 226461

Soforttests, Serologie und immunologische Tests

Antiseren

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Salmonella Anti-H, gruppenspezifisch			
Salmonella - H - Antiserum Spicer-Edwards 1 (a, b, c, d, eh, G complex, i)	Difco	3 ml	222651
Salmonella - H - Antiserum Spicer-Edwards 2 (a, b, c, k, r, y, z29)	Difco	3 ml	222661
Salmonella - H - Antiserum Spicer-Edwards 3 (a, d, eh, k, z, z4 complex, z29)	Difco	3 ml	222671
Salmonella - H - Antiserum Spicer-Edwards 4 (b, d, G complex, k, r, z, z10)	Difco	3 ml	222681
Salmonella - H - Antiserum EN Komplex	Difco	3 ml	222701
Salmonella - H - Antiserum G Komplex	Difco	3 ml	222691
Salmonella - H - Antiserum L Komplex	Difco	3 ml	222711
Salmonella - H - Antiserum Z4 Komplex	Difco	3 ml	222781
Salmonella - H - Antiserum 1 Komplex	Difco	3 ml	222721

Soforttests, Serologie und immunologische Tests

Antiseren

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Salmonella Anti-H, monospezifisch			
<i>3 ml, ausreichend für 60 Objektträgeragglutinationstests</i>			
Salmonella - Antiserum - H (2)	Difco	3 ml	224741
Salmonella - Antiserum - H (5)	Difco	3 ml	224751
Salmonella - Antiserum - H (6)	Difco	3 ml	224761
Salmonella - Antiserum - H (7)	Difco	3 ml	224771
Salmonella - Antiserum - H (a)	Difco	3 ml	228201
Salmonella - Antiserum - H (b)	Difco	3 ml	228211
Salmonella - Antiserum - H (c)	Difco	3 ml	228221
Salmonella - Antiserum - H (d)	Difco	3 ml	228231
Salmonella - Antiserum - H (eh)	Difco	3 ml	222731
Salmonella - Antiserum - H (f)	Difco	3 ml	225441
Salmonella - Antiserum - H (h)	Difco	3 ml	225451
Salmonella - Antiserum - H (i)	Difco	3 ml	228241
Salmonella - Antiserum - H (k)	Difco	3 ml	222741
Salmonella - Antiserum - H (m)	Difco	3 ml	225461
Salmonella - Antiserum - H (p)	Difco	3 ml	225481
Salmonella - Antiserum - H (r)	Difco	3 ml	222751

Soforttests, Serologie und immunologische Tests

Antiseren

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Salmonella Anti-H, monospezifisch			
<i>3 ml, ausreichend für 60 Objektträgeragglutinationstests</i>			
Salmonella - Antiserum - H (s)	Difco	3 ml	225501
Salmonella - Antiserum - H (t)	Difco	3 ml	225511
Salmonella - Antiserum - H (w)	Difco	3 ml	225541
Salmonella - Antiserum - H (x)	Difco	3 ml	225551
Salmonella - Antiserum - H (y)	Difco	3 ml	222761
Salmonella - Antiserum - H (z)	Difco	3 ml	222771
Salmonella - Antiserum - H (z6)	Difco	3 ml	224731
Salmonella - Antiserum - H (z10)	Difco	3 ml	222791
Salmonella - Antiserum - H (z15)	Difco	3 ml	225571
Salmonella - Antiserum - H (z23)	Difco	3 ml	225581
Salmonella - Antiserum - H (z28)	Difco	3 ml	225611
Salmonella - Antiserum - H (z29)	Difco	3 ml	222801
Salmonella - Antiserum - H (z32)	Difco	3 ml	225621

Soforttests, Serologie und immunologische Tests

Antiseren

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Salmonella Anti-H, polyspezifisch			
Salmonella - H - Antiserum, Poly a-z Poly A, Poly B, Poly C & Poly E	Difco	3 ml	224061
Salmonella - H - Antiserum, Poly A)a, b, c, d, i, z10, z29)	Difco	3 ml	225391
Salmonella - H - Antiserum, Poly B (eh, enx, enz13, G Komplex)	Difco	3 ml	225401
Salmonella - H - Antiserum, Poly C (k, r, y, z, L Komplex, z4 Komplex)	Difco	3 ml	225411
Salmonella - H - Antiserum, Poly D (z35, z36, z37, z38, z39, z41, z42)	Difco	3 ml	225421
Salmonella - H - Antiserum, Poly E (1 Komplex und z6)	Difco	3 ml	225431
Shigellen, polyspezifisch			
<i>3 ml, ausreichend für 60 Objektträgeragglutinationstests</i>			
Shigella - Antiserum, Gr. A, polyspezifisch Shigella dysenteriae 1-7	Difco	3 ml	228341
Shigella - Antiserum, Gr. A1, polyspezifisch Shigella dysenteriae 8ab, 8ac, 9, 10	Difco	3 ml	227761
Shigella - Antiserum, Gr. B, polyspezifisch Shigella flexneri 1-6	Difco	3 ml	228351
Shigella - Antiserum, Gr. C, polyspezifisch Shigella boydii 1-7	Difco	3 ml	228361
Shigella - Antiserum, Gr. C1, polyspezifisch Shigella boydii 8-11	Difco	3 ml	227771
Shigella - Antiserum Gr. C2, polyspezifisch Shigella boydii 12-15	Difco	3 ml	227781
Shigella - Antiserum, Gr. D, polyspezifisch Shigella sonnei I und II	Difco	3 ml	228371

Soforttests, Serologie und immunologische Tests

Antiseren

Bezeichnung		VE	Best.-Nr.
Vibrio cholerae			
<i>3 ml, ausreichend für 60 Objektträgeragglutinationstests</i>			
Vibrio cholerae - Antiserum - Ogawa reaktiv mit der Serogruppe O1 (Antigen: B)	Difco	3 ml	224311
Vibrio cholerae - Antiserum - Inaba reaktiv mit der Serogruppe O1 (Antigen: C)	Difco	3 ml	224301
Vibrio cholerae - Antiserum, polyspezifisch reaktiv mit der Serogruppe O1 (Antigen: A,B,C)	Difco	3 ml	224321

Soforttests, Serologie und immunologische Tests

Direkte Fluoreszenzantikörpertechnik

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Reagenzien für die direkte Fluoreszenzantikörpertechnik		
Difco FA Bordetella Parapertussis		
Difco FA Bordetella Parapertussis für die Direkt-Fluoreszenz-Antikörper-Technik zur Identifizierung von Bordetella parapertussis	Difco	5 ml
		223781
FA - Bordetella pertussis		
Difco FA Bordetella pertussis für die Direkt-Fluoreszenz-Antikörper-Technik zur Identifizierung von Bordetella Pertussis.	Difco	5 ml
		223591
FA - Puffer, getrocknet		
	Difco	6 x 10 g
		223143
	Difco	100 g
		223142


Soforttests, Serologie und immunologische Tests

Diverse immunologische Tests und Verbrauchsmaterialien

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Adjuvantien		
M. tuberculosis H37 RA Getrocknet u. abgetötet, zur Anwendung mit Adjuvantien	6 x 100 mg	231141
M. butyricum Getrocknet u. abgetötet, zur Anwendung mit Adjuvantien	6 x 100 mg	264010
Freund'sches Adjuvans, inkomplett Nur für wissenschaftliche Zwecke	6 x 10 ml	263910
Freund'sches Adjuvans, komplett Nur für wissenschaftliche Zwecke	6 x 10 ml	263810
H 37 - Ra - Adjuvans, komplett Nur für wissenschaftliche Zwecke	6 x 10 ml	231131
Peptidoglycan-Polysaccharid Polymer 10S gereinigte Polymere aus der Zellwand von Streptococcus pyogenes Gruppe A, Stamm D58. In Tiermodellen zur Induktion von akuten und chronischen Entzündungsreaktionen benutzt, welche sich zu folgenden Krankheitsbildern weiterentwickeln können: akute, chronische, remittierende, erosive Arthritis; granulomatöse Enterocolitis (ähnlich Cohn's disease); granulomatöse Hepatitis; Vaskulitis. 10S: PG-PS Konzentrationen werden in Milligramm Rhamnose je ml Material gemessen.		210866
Koagulaseplasma		
Koagulaseplasma vom Kaninchen Zur Bestimmung der Koagulase-Aktivität	10 x 3 ml 10 x 15 ml	240658 240661
Koagulaseplasma vom Kaninchen mit EDTA EDTA als Antikoagulans, zur Bestimmung der S.aureus-Koagulase-Aktivität	10 x 3 ml 10 x 15 ml	240827 240826

Laborautomatisierung

Kapitel 6



Automatisierter Plattenausstrich	2
Gerätesysteme	3
Verbrauchsmaterial	5

Laborautomatisierung

Gerätesysteme

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
-------------	----	-----------

BD Kiestra™ Inoqua Plattenausstreicher

- verarbeitet sowohl flüssige als auch nicht-flüssige Proben
- sehr hoher Probendurchsatz für eine zuverlässige Probenabarbeitung auch in Arbeitsspitzen (gleichzeitiges Ausstreichen von bis zu 5 Platten).
- einzigartige „Rolling Bead Technology“ für den Ausstrich mit nachweislich signifikant mehr diskreten Einzelkolonien

Das System umfaßt folgende Module:

- SorterA, BarcodA

Optional:

- automatische Präparation von Objektträgern
- Sterilbank

BD Kiestra™ Work Cell Automation (WCA)

Modulare und skalierbare Laborautomation in der klinischen Mikrobiologie mit geringem Platzbedarf

- Modulares System: ein Inoqua kann jederzeit mit bis zu drei Inkubatoren nachgerüstet werden
- Neue Generation an Automatisierungslösung zur Steigerung der Produktivität und zu mehr Fokussierung auf die klinische Befundung
- Optimierte dynamische digitale Imaging-Technologie für einen optimalen Workflow und deutlich reduzierten Resultatzeiten

Das System umfaßt folgende Module:

- Verbindungsmodul und Plattenförderband
- ein bis maximal drei ReadA Compact (intelligentes Inkubations- und Imagingsystem) - entweder für O₂ und CO₂ Atmosphäre

Optional:

- automatische Präparation von Objektträgern
- Sterilbank
- ErgonomicA 160, 200 oder 220 - höhenverstellbarer Arbeitsplatz mit 1,6 bis 2,2 m Breite
- Digital Reading Workstation - mit 2 hochauflösenden Bildschirmen, PC und ReadA Browser Softwarelizenz

Laborautomatisierung

Gerätesysteme

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
-------------	----	-----------

BD Kiestra™ Total Lab Automation (TLA)

Vollautomatisierte und skalierbare Laborautomationslösung für die klinische Mikrobiologie

Neue Generation an Automatisierungslösung zur Steigerung der Produktivität und zu mehr Fokussierung auf die klinische Befundung
Optimierte dynamische digitale Imaging-Technologie für einen optimalen Workflow und deutlich reduzierten Resultatzeiten

Das BD Kiestra Total Lab Automation System ist für die automatisierte Verarbeitung und Weiterverarbeitung von Bakterienkulturen entwickelt. Mit dem System können folgende Kernaufgaben automatisiert werden:

- Probenverarbeitung
- Transport der Platten zu den entsprechenden Inkubatoren bzw. zu einem Ausgabestapler für eine externe Inkubation der Platten
- Inkubation der Platten & Imaging zu benutzerdefinierten Intervallen
- Digitales Ablesen der Platten
- Transport der Platten von den Inkubatoren zu den entsprechenden Werkbank

Das System umfasst folgende Module:

- Inoqua TLA
- automatisches Sortieren und Barcode-Ettikettierung
- integrierte bidirektionale Probentransportbänder
- erweiterbar bis zu sechs ReadA Compacts (intelligentes Inkubations- und Imagingsystem) - entweder für O₂ und CO
- gleichzeitiges digitales Imaging, Be- und Entladen der Agarplatten
- integrierte und höhenverstellbare Arbeitsplätze

Optional:

- automatische Präparation von Objektträgern
- ErgonomicA 200 - höhenverstellbarer Arbeitsplatz mit 2 m Breite
- Digital Reading Workstation - mit 2 hochauflösenden Bildschirmen, PC und ReadA Browser Softwarelizenz

Eine genaue Spezifikation ermitteln wir für Sie gerne in einem persönlichen Beratungsgespräch.

Laborautomatisierung

Verbrauchsmaterial

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BarcodA Karbonband 40 x 10 mm Barcode-Etiketten für den Plattendrucker 40 x 10 mm 10 Rollen à 7.000 Etiketten	10 Rollen	447265
BarcodA Karbonband 90 mm Karbonfarbband für den Plattendrucker 10 Rollen pro Packung 1 Rolle wird für eine Rolle BarcodA-Etiketten benötigt	10 Rollen	447266
BarcodA Reinigungstücher Reinigungstücher für den BarcodA Etikettendrucker 10 Tücher pro Packung	100 Stück	447267
ErgonomicA Etiketten 40 x 10 mm Barcode-Etiketten für den ErgonomicA Barcodedrucker 1 Rolle pro Packung 1.000 Etiketten pro Rolle	1 Rolle	447268
ErgonomicA Farbband Karbonfarbband für den ErgonomicA Barcode-Drucker 1 Rolle pro Packung 1 Rolle wird für je 5 ErgonomicA Etiketten-Rollen benötigt	1 Rolle	447269
InoquaA Etiketten Barcode-Etiketten für den integrierten InoquaA Drucker 22,8 x 22,8 mm 1 Rolle pro Packung 1.000 Etiketten pro Rolle	1 Rolle	447270
InoquaA Farbband Karbon-Farbband für den integrierten InoquaA Arbeitsplatz-Drucker 1 Rolle pro Packung 1 Rolle wird für je 2 InoquaA Etikettenrollen benötigt	1 Rolle	447271
InoquaA Magnetic Beads 5.000 Beads pro Packung	5000 Stück	447272
InoquaA Pipettenspitzen 1.000 µl Pipettenspitzen für den InoquaA 16 x 96 Pipettenspitzen pro Packung	1536 Stück	447274

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Kapitel 7



Manuelle Identifizierung	2
Manuelle Differenzierung	7
Manuelle Empfindlichkeitstestung	10
BD Phoenix™ Automatisierte Identifizierung und Empfindlichkeitstestung	29
Massenspektrometrie	34
Bakterienstämme für die Qualitätskontrolle	35

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Manuelle Identifizierung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD Crystal™ Identifizierungssystem Testkits		
BD Crystal™ Anaerob ID - Testkit Enthält 20 gebrauchsfertige "Bunte Reihen" zur Identifizierung von Anaerobiern, Bebrütungsdauer 4 Stunden, inkl. Bouillon u. Auswertebögen.	1 Kit	245010
BD Crystal™ E/NF ID - Testkit Enthält 20 gebrauchsfertige "Bunte Reihen" zur Identifizierung von Enterobacteriaceae u. Nonfermentern, Bebrütungsdauer 18-24 Stunden, inkl. Bouillon u. Auswertebögen	1 Kit	245000
BD Crystal™ Gram - Positiv ID - Testkit Enthält 20 gebrauchsfertige "Bunte Reihe" zur Identifizierung von grampositiven Kokken u. Stäbchen, Bebrütungsdauer 18-24 Stunden, inkl. Bouillon u. Auswertebögen	1 Kit	245140
BD Crystal™ Rapid - Gram - Positiv ID - Testkit Enthält 20 gebrauchsfertige "Bunte Reihen" zur schnelleren Identifizierung von grampositiven Kokken u. Stäbchen, Bebrütungsdauer 4 Stunden, inkl. Bouillon und Auswertebögen	1 Kit	245150
BD Crystal™ N/H ID - Testkit Enthält 20 gebrauchsfertige "Bunte Reihen" zur Identifizierung von Neisserien u. Haemophilus, Bebrütungsdauer 4 Stunden, inkl. Bouillon u. Auswertebögen	1 Kit	245130
BD Crystal™ ID - Bouillon (E/NF) Zusätzliche Bouillon für Crystal™ E/NF, 10 Röhrchen	10	245029
BD Crystal™ ID - Bouillon (GP, Anaerob, N/H) Zusätzliche Bouillon für Crystal™ Gram Positiv, Anaerob und N/H, 10 Röhrchen	10	245038

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Manuelle Identifizierung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD Crystal™ Identifizierungssystem Zubehör		
BD Crystal™ Lichtkasten zur Auswertung aller BD Crystal™ ID - Testkits		
Dieser Lichtkasten hat eine integrierte UV-Lampe zur Auswertung sowohl von chromogenen als auch fluorogenen Substrat-Reaktionen	1 St	245032
BD PhoenixSpec™ Nephelometer		
Das BD PhoenixSpec Nephelometer ist ein tragbares Gerät zur Messung der Trübung in mikrobiellen Suspensionen entsprechend den McFarland-Standards 0,10 bis 4,50. Das Gerät kann zur Messung der Inokulumdichte für die Systeme BBL Crystal und BD Phoenix verwendet werden. Das Gerät kann mit einer Batterie oder einem Netzteil betrieben werden.	1 St	440910
BD PhoenixSpec™ Kalibrationsstandards		
enthält 0,25, 0,5, 1,0, 2,0 und 4,0 Kalibratoren	1 St	441951
BD CrystalSpec™ Nephelometer Kalibrationsstandards		
1 Kalibrierröhrchen (Mac Farland Standard 2) und 1 Leerprobenröhrchen (Mac Farland Standard 0)	1 St	245015
BD Crystal™ Farbtafeln zur Auswertung aller BD Crystal™ ID - Testkits		
BD Crystal™ Test Kits - Farbtafeln: für die Auswertung/Interpretation der Ergebnisse - BD Crystal™ Anaerob ID - Testkit - BD Crystal™ E/NF ID - Testkit - BD Crystal™ Gram - Positiv ID - Testkit - BD Crystal™ Rapid - Gram - Positiv ID - Testkit - BD Crystal™ N/H ID - Testkit	1 Set	245016
BD Crystal™ MIND - Software		
Elektronische Datenbasis auf CD- ROM zur Auswertung der BD Crystal™ ID Testkits. Die CD wird Ihnen auf Anfrage zugesendet.	CD	440000SW
BD Crystal™ Referenz - Panel für AutoReader		
Funktionsprüfung der BD Crystal™ AutoReader - Lampen (für die Interpretation der chromogenen & fluorogenen Substrat-Reaktionen)		245302

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Manuelle Identifizierung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD DrySlide™		
<i>BD DrySlides™ - biochemische Tests auf stabilen, beschichteten Folienträgern</i>		
BD DrySlide™ Indol		
75 Träger; 4 Felder/Träger zur Ausführung von mindestens 1.200 Tests/Packung	75 Träger	231748
BD DrySlide™ Nitrocefin		
25 Träger; 4 Felder/Träger zur Ausführung von mindestens 400 Tests	25 Träger	231749
BD DrySlide™ PYR - Kit		
15 Träger; Zur Identifizierung von Streptokokken der Gruppe A u. D. 4 Felder/Träger zur Ausführung von mindestens 60 Tests mit PYR-Farbentwickler (Träger u. Ampulle)	15 Träger	231747
BD DrySlide™ Oxidase		
75 Träger; 4 Felder/Träger zur Ausführung von mindestens 1.200 Tests/Packung	75 Träger	231746

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Manuelle Identifizierung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD BBL™ Diagnostische und Färbe-Reagenzien in Droppern		
Akridin - Orange Zum fluoreszenzmikroskopischen Nachweis von Mikroorganismen in direkten Abstrichen	50 Amp.	261182
Calcofluorweiß - Reagenz Zur schnellen, unspezifischen Fluorochromfärbung von Pilzen	50 Amp.	261195
Dobell O'Connor Jod - Lösung Zum Färben von Zysten u. Eiern von Parasiten in Stuhl	50 Amp.	261189
Eisenchlorid Zur Bestimmung der Hippurathydrolyse, Phenylalanindeaminase- und Tryptophandeaminasereaktionen von Bakterien	50 Amp.	261190
Flagellafärbung Geeignet zur Darstellung von Bakteriengeißeln und deren Anordnung an der Zellwand	50 Amp.	261206
India Ink Zum Färben von Cryptococcus neoformans in Liquor	50 Amp.	261194
Indol Reagenz nach Kovacs' (p-Dimethylaminobenzaldehyd); zur Bestimmung der Indolreaktion von Bakterien; Farbumschlag nach rot	50 Amp.	261185
Indol DMACA DMACA: p-Dimethylaminocinnamaldehyd; 4 x empfindlicher als der Nachweis mit Indol-Reagenz nach Kovacs' - Reagenz. Der Farbumschlag erfolgt nach blau bis blaugrün, dadurch auch bei Bakterien mit roter Koloniefarbe zu verwenden	50 Amp.	261187
Katalase Tropfpipetten mit Katalasereagenz, ein qualitatives Verfahren, mit dem Katalase-Aktivität in Bakterien getestet wird, das Enzym Katalase ist bei den meisten aeroben und fakultativ anaeroben Bakterien, mit Ausnahme der Streptokokken, vorhanden; Katalase wandelt Wasserstoffperoxid in Wasser und Sauerstoff um	50 Amp.	261203
KOH (10%) Kaliumhydroxid	50 Amp.	261191
Lactophenol - Cotton - Blue (Baumwollblaufärbung) Zum Direktnachweis und zur Färbung von Hefen und Schimmelpilzen	50 Amp.	261188
Methylenblau (Löffler - Reagenz) Zur Direktfärbung von Mikroorganismen; als Hilfe zur Interpretation des Quellungstests	50 Amp.	261204
Natrium - Desoxycholat, 10%ig Zur Differenzierung gallelöslicher Streptococcus pneumoniae Arten von galleunlöslichen alpha-hämolysierenden Streptokokken	50 Amp.	261183

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Manuelle Identifizierung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD BBL™ Diagnostische und Färbe-Reagenzien in Droppern		
Ninhydrin - Reagenz Zur Verwendung in der Hippurathydrolyse	50 Amp.	261201
Nitrat - Reagenz A Zur Bestimmung der Nitratreduktionsreaktion bei Bakterien; Verwendung zusammen mit Nitrat - Reagenz B	50 Amp.	261197
Nitrat - Reagenz B Zur Bestimmung der Nitratreduktionsreaktion bei Bakterien; Verwendung zusammen mit Nitrat - Reagenz A	50 Amp.	261198
Oxidase Oxidase-Reagenz Tropfpipetten werden beim Kovacs-Oxidasetest verwendet und dienen als qualitative Reaktion zur Identifizierung nichtfermentierender und verschiedener gramnegativer Bakterien; N,N,N,N-Tetramethyl-p-Phenylendiamin Dihydrochlorid	50 Amp.	261181
PYR Zur schnellen präsumtiven Identifizierung von beta-hämolysierenden Streptokokken der Gruppe A und Enterokokken der Gruppe D. Das Reagenz (Cinnamaldehyd) wird hinzugegeben, nachdem die Mikroorganismen mit einem PYR-Substrat inkubiert wurden. Die Reaktion kann nach 2 Minuten abgelesen werden.	50 Amp.	261196
Voges - Proskauer - Reagenz A Tropfpipetten für Voges - Proskauer - Reagenz kommen im Voges - Proskauer - Test einem von mehreren qualitativen Tests zur Unterscheidung zwischen verschiedenen Enterobacteriaceae zur Anwendung; Alpha-Naphtol (50 g / Liter Ethanol)	50 Amp.	261192
Voges - Proskauer - Reagenz B Tropfpipetten für Voges - Proskauer - Reagenz kommen im Voges - Proskauer - Test einem von mehreren qualitativen Tests zur Unterscheidung zwischen verschiedenen Enterobacteriaceae zur Anwendung; (40 % KOH, 400 g / Liter Wasser)	50 Amp.	261193

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Manuelle Differenzierung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD Taxo™ Kohlenhydratblättchen		
50 Stück je Kartusche		
BD Taxo™ Kohlenhydratblättchen; Arabinose	50 St	231059
BD Taxo™ Kohlenhydratblättchen; Adonitol	50 St	231057
BD Taxo™ Kohlenhydratblättchen; Dextrose	50 St	231061
BD Taxo™ Kohlenhydratblättchen; Dulcitol	50 St	231063
BD Taxo™ Kohlenhydratblättchen; Galactose	6 x 50 St	231066
BD Taxo™ Kohlenhydratblättchen; Lactose	50 St	231071
BD Taxo™ Kohlenhydratblättchen; Maltose	50 St	231075
BD Taxo™ Kohlenhydratblättchen; Mannitol	50 St	231077
BD Taxo™ Kohlenhydratblättchen; Raffinose	50 St	231089
BD Taxo™ Kohlenhydratblättchen; Rhamnose	50 St	231091
BD Taxo™ Kohlenhydratblättchen; Sorbitol	50 St	231096
BD Taxo™ Kohlenhydratblättchen; Sucrose	50 St	231098
BD Taxo™ Kohlenhydratblättchen; Trehalose	50 St	231100

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Manuelle Differenzierung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Testblättchen		
<i>50 Stück je Kartusche</i>		
BD Taxo™ - ALA (Amino Laevulinsäure) - Testblättchen	50 St	231725
BD Taxo™ - Anaerobier - Differenzierungs - Set - Testblättchen Enthält 5 x 50 Testblättchen: Colistin 10 µg, Penicillin 2 units, Kanamycin 1 mg, Rifampin 15 µg, Vancomycin 5 µg	1 Set	231651
BD Taxo™ - Bacitracin, 0,04 IE - Testblättchen Durchmesser: 1/4"	10 x 50 St	231552
BD Cefinase™ - Testblättchen 50 Nitrocefin-Testblättchen für den schnellen u. zuverlässigen β-Lactamase-Nachweis; Durchmesser: 1/4"	50 St	231650
BD Taxo™ - Kanamycin, 1 mg - Testblättchen	50 St	231562
BD Taxo™ - Nitrat - Testblättchen	50 St	231734
BD Taxo™ - Novobiocin, 5 µg - Testblättchen	50 St	231750
BD Taxo™ - A, Bacitracin, 0,04 IE - Testblättchen Zur vorläufigen Identifizierung von A-Streptokokken anhand der Hemmung durch Bacitracin	50 St 6 x 50 St	231040 231041
BD Taxo™ - Hippurat - Testblättchen Taxo™ Hippurat-Differenzierungsblättchen dienen zur enzymatischen Hydrolyse von Natriumhippurat durch die β-hämolysierenden Streptokokken der Gruppe B sowie durch andere Bakterien	50 St	231723
BD Taxo™ - Hippurat - Testblättchen Taxo™ Hippurat-Differenzierungsblättchen dienen zur enzymatischen Hydrolyse von Natriumhippurat durch die β- hämolysierenden Streptokokken der Gruppe B sowie durch andere Bakterien	10 x 50 St	231724
BD Taxo™ - N - Testblättchen Zum Nachweis der Oxidase-Reaktion, vorläufige Identifizierung von Neisseria u. Pseudomonas spp.	6 x 50 St	231045
BD Taxo™ - ONPG - Testblättchen Zum Nachweis der Laktosefermentation	50 St	231248
BD Taxo™ - P - Testblättchen Zur vorläufigen Identifizierung von Pneumokokken anhand der Hemmung durch Ethylhydrocuprein-HCl (Optochin); Durchmesser: 1/4"	50 St 6 x 50 St	231046 231047

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Manuelle Differenzierung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Testblättchen		
<i>50 Stück je Kartusche</i>		
BD Taxo™ - P - Testblättchen Zur vorläufigen Identifizierung von Pneumokokken anhand der Hemmung durch Ethylhydrocuprein-HCl (Optochin); Durchmesser: 6 mm	50 St	231048
BD Taxo™ - P - Testblättchen Taxo P Discs (Taxo P-Testblättchen) werden zur präsumtiven Identifizierung von Pneumokokken empfohlen und sind zur Verwendung mit Reinkulturen bestimmt.	10 x 50 St	231554
BD Taxo™ - SPS - Testblättchen SPS: Sodium Polyanetol Sulfonate; Zur vorläufigen Identifizierung von Gardnerella vaginalis und Peptostreptococcus anaerobius	50 St	231726
BD Taxo™ - Sterile Blindwertkontrolle, (1/4" Durchmesser)	6 x 50 St	231039
BD Taxo™ - Sterile Blindwertkontrolle, (1/2" Durchmesser)	6 x 50 St	231122
BD Taxo™ - V - Faktor - Testblättchen 1/4" Blättchen, zur Differenzierung von Hämophilus Spezies	50 St	231727
BD Taxo™ - X - Faktor - Testblättchen 1/4" Blättchen, zur Differenzierung von Hämophilus Spezies	50 St	231729
Taxo™ - VX - Faktor - Testblättchen 1/4" Blättchen, zur Differenzierung von Hämophilus Spezies	50 St	231731
BD Taxo™ - Harnstoff - Testblättchen Harnstoffimprägnierte Papierblättchen zur Differenzierung ureaseproduzierender Mikroorganismen	50 St	231737

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Manuelle Empfindlichkeitstestung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD Sensi-Disc™		
<i>50 Stück je Kartusche</i>		
BD Sensi-Disc™ Testblättchen, unbeschickt	10 x 50 Testblättchen	254862
BD Sensi-Disc™ Amikacin, 10 µg AN-10, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254744
BD Sensi-Disc™ Amikacin, 30 µg AN-30, Glasverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	254703
BD Sensi-Disc™ Amikacin, 30 µg AN-30, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231597
BD Sensi-Disc™ Amoxicillin, 10 µg AMX-10, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	291370
BD Sensi-Disc™ Amoxicillin, 25 µg AMX-25, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254741
BD Sensi-Disc™ Amoxicillin, 25 µg AMX-25, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	295306
BD Sensi-Disc™ Amoxicillin 2 µg + Clavulansäure 1 µg (Augmentan) AMC-3, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	291270
BD Sensi-Disc™ Amoxicillin 20 µg + Clavulansäure 10 µg (Augmentan) AMC-30, Glasverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	254718
BD Sensi-Disc™ Amoxicillin 20 µg + Clavulansäure 10 µg (Augmentan) AMC-30, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231629
BD Sensi-Disc™ Ampicillin, 2 µg AM-2, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231263
BD Sensi-Disc™ Ampicillin, 10 µg AM-10, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254727

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Manuelle Empfindlichkeitstestung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD Sensi-Disc™		
<i>50 Stück je Kartusche</i>		
BD Sensi-Disc™ Ampicillin, 10 µg AM-10, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231264
BD Sensi-Disc™ Ampicillin, 25 µg AM-25, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	291269
BD Sensi-Disc™ Ampicillin, 25 µg AM-25, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254739
BD Sensi-Disc™ Ampicillin 10 µg + Sulbactam 10 µg SAM-20, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231660
BD Sensi-Disc™ Azithromycin, 15µg AZM-15, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231682
BD Sensi-Disc™ Azlocillin, 30 µg AZ-30, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254749
BD Sensi-Disc™ Azlocillin, 75µg AZ-75, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231625
BD Sensi-Disc™ Aztreonam, 30 µg ATM-30, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231641
BD Sensi-Disc™ Bacitracin, 2 I.E. B-2, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231267
BD Sensi-Disc™ Bacitracin, 10 I.E. B-10, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254750
BD Sensi-Disc™ Bacitracin, 10 I.E. B-10, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231268
BD Sensi-Disc™ Carbenicillin, 100 µg CB-100, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231555
BD Sensi-Disc™ Cefaclor, 30 µg CEC-30, Glasverpackung EUCAST-konform g	10 x 50 Testblättchen	254755

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Manuelle Empfindlichkeitstestung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD Sensi-Disc™		
<i>50 Stück je Kartusche</i>		
BD Sensi-Disc™ Cefaclor, 30 µg CEC-30, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231653
BD Sensi-Disc™ Cefadroxil, 30 µg CFR-30, Glasverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	254758
BD Sensi-Disc™ Cefalexin, 30 µg CN-30, Glasverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	254732
BD Sensi-Disc™ Cefazolin, 30 µg CZ-30, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254734
BD Sensi-Disc™ Cefazolin, 30 µg CZ-30, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231593
BD Sensi-Disc™ Cefdinir, 5 µg CDR-5, Blisterverpackung	50 Testblättchen	231713
BD Sensi-Disc™ Cefepim, 30 µg FEP-30, Glasverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	254893
BD Sensi-Disc™ Cefepim, 30 µg FEP-30, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231696
BD Sensi-Disc™ Cefixim, 5 µg CFM-5, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231664
BD Sensi-Disc™ Cefixim, 10 µg CFM-10, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	232150
BD Sensi-Disc™ Cefonicid, 30 µg CID-30, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231643
BD Sensi-Disc™ Cefoperazon, 30 µg CFP-30, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254715
BD Sensi-Disc™ Cefoperazon, 75 µg CFP-75, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231613

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Manuelle Empfindlichkeitstestung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD Sensi-Disc™		
<i>50 Stück je Kartusche</i>		
BD Sensi-Disc™ Cefotaxim, 5 µg CTX-5, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	291308
BD Sensi-Disc™ Cefotaxim, 30 µg CTX-30, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254713
BD Sensi-Disc™ Cefotaxim, 30 µg CTX-30, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231607
BD Sensi-Disc™ Cefotetan, 30 µg CTT-30, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231656
BD Sensi-Disc™ Cefotiam, 30 µg CFT-30, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254762
BD Sensi-Disc™ Cefoxitin, 30 µg FOX-30, Glasverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	254711
BD Sensi-Disc™ Cefoxitin, 30 µg FOX-30, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231591
BD Sensi-Disc™ Cefpodoxim, 10 µg CPD-10, Blisterverpackung, EUCAST-konform	50 Testblättchen	231673
BD Sensi-Disc™ Cefpodoxim, 10 µg CPD-10, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231674
BD Sensi-Disc™ Cefprozil, 30 µg CPR-30, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231684
BD Sensi-Disc™ Cefradin, 30 µg CH-30, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	296986
BD Sensi-Disc™ Cefsulodin, 30 µg CFS-30, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254760
BD Sensi-Disc™ Ceftazidim, 10 µg CAZ-10, Blisterverpackung EUCAST-konform	50 Testblättchen	232227

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Manuelle Empfindlichkeitstestung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD Sensi-Disc™		
<i>50 Stück je Kartusche</i>		
BD Sensi-Disc™ Ceftazidim, 30 µg CAZ-30, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254878
BD Sensi-Disc™ Ceftiofur, 30 µg XNL-30, Blisterverpackung	50 Testblättchen	291255
BD Sensi-Disc™ Ceftizoxim, 30 µg ZOX-30, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231623
BD Sensi-Disc™ Ceftriaxon, 30 µg CRO-30, Glasverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	254722
BD Sensi-Disc™ Ceftriaxon, 30 µg CRO-30, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231635
BD Sensi-Disc™ Cefuroxim-Natrium, 30 µg CXM-30, Glasverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	254775
BD Sensi-Disc™ Cefuroxim-Natrium, 30 µg CXM-30, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231621
BD Sensi-Disc™ Cefuroxim-Natrium, 5 µg CXM-5, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	291314
BD Sensi-Disc™ Cephalexin, 30 µg CN-30, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	295308
BD Sensi-Disc™ Cephalothin, 30 µg CF-30, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231271
BD Sensi-Disc™ Cephalothin, 30 µg CF-30, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254704
BD Sensi-Disc™ Chloramphenicol, 10 µg C-10, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	291272
BD Sensi-Disc™ Chloramphenicol, 30 µg C-30, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231274

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Manuelle Empfindlichkeitstestung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD Sensi-Disc™		
<i>50 Stück je Kartusche</i>		
BD Sensi-Disc™ Chloramphenicol, 30 µg C-30, Glasverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	254725
BD Sensi-Disc™ Cinoxacin, 100 µg CIN-100, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231599
BD Sensi-Disc™ Ciprofloxacin, 1 µg CIP-1, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	291273
BD Sensi-Disc™ Ciprofloxacin, 5 µg CIP-5, Glasverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	254724
BD Sensi-Disc™ Ciprofloxacin, 5 µg CIP-5, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231658
BD Sensi-Disc™ Clarithromycin, 15 µg CLR-15, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231678
BD Sensi-Disc™ Clindamycin, 2 µg CC-2, Glasverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	254752
BD Sensi-Disc™ Clindamycin, 2 µg CC-2, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231275
BD Sensi-Disc™ Clindamycin, 10 µg CC-10, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254733
BD Sensi-Disc™ Cloxacillin, 1 µg CX-1, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231276
BD Sensi-Disc™ Colistin, 10 µg (Anaerobier - Hilfstest) CL-10, Glasverpackung (DIN 58940 beachten!)	10 x 50 Testblättchen	254766
BD Sensi-Disc™ Colistin, 10 µg CL-10, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231278
BD Sensi-Disc™ Colistin, 25 µg CL-25, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	291309

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Manuelle Empfindlichkeitstestung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD Sensi-Disc™		
<i>50 Stück je Kartusche</i>		
BD Sensi-Disc™ Danofloxacin, 5 µg DAN-5, Blisterverpackung	50 Testblättchen	232203
BD Sensi-Disc™ Doripenem, 10 µg DOR-10, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	232219
BD Sensi-Disc™ Doxycyclin, 30 µg D-30, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254780
BD Sensi-Disc™ Doxycyclin, 30 µg D-30, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231286
BD Sensi-Disc™ Enoxacin, 10 µg ENX-10, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231662
BD Sensi-Disc™ Enrofloxacin, 5 µg ENO-5, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231717
BD Sensi-Disc™ Ertapenem, 10 µg ETP-10, Blisterverpackung	50 Testblättchen	232174
BD Sensi-Disc™ Ertapenem, 10 µg ETP-10, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	232175
BD Sensi-Disc™ Erythromycin, 2 µg E-2, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231289
BD Sensi-Disc™ Erythromycin, 5 µg E-5, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	291298
BD Sensi-Disc™ Erythromycin, 15 µg E-15, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231290
BD Sensi-Disc™ Erythromycin, 15 µg E-15, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254731
BD Sensi-Disc™ Ethambutol, 25 µg EM-25, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231575

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Manuelle Empfindlichkeitstestung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD Sensi-Disc™		
<i>50 Stück je Kartusche</i>		
BD Sensi-Disc™ Ethambutol, 50 µg EM-50, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231576
BD Sensi-Disc™ Ethionamide, 25 µg EA-25, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231577
BD Sensi-Disc™ Fosfomycin, 50 µg FF-50, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254788
BD Sensi-Disc™ Fosfomycin, 50 µg FOS-50, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	296589
BD Sensi-Disc™ Fosfomycin, 200 µg FOS-200, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231709
BD Sensi-Disc™ Furazolidon, 100 µg FX-100, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	230809
BD Sensi-Disc™ Fusidinsäure, 10 µg FA-10, Glasverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	254785
BD Sensi-Disc™ Fusidinsäure, 10 µg FA-10, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	291277
BD Sensi-Disc™ Gatifloxacin, 5 µg GAT-5, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231760
BD Sensi-Disc™ Gentamicin, 10 µg GM-10, Glasverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	254726
BD Sensi-Disc™ Gentamicin, 10 µg GM-10, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231299
BD Sensi-Disc™ Gentamicin, 30 µg GM-30, Blisterverpackung, EUCAST-konform	50 Testblättchen	232228
BD Sensi-Disc™ Gentamicin, 120 µg GM-120, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231693

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Manuelle Empfindlichkeitstestung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD Sensi-Disc™		
<i>50 Stück je Kartusche</i>		
BD Sensi-Disc™ Imipenem, 10 µg		
IPM-10, Glasverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	254797
BD Sensi-Disc™ Imipenem, 10 µg		
IPM-10, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231645
BD Sensi-Disc™ Isoniazid (Isonicotinyl Hydrazine), 1 µg		
INH-1, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231571
BD Sensi-Disc™ Isoniazid (Isonicotinyl Hydrazine), 5 µg		
INH-5, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231572
BD Sensi-Disc™ Kanamycin, 30 µg		
K-30, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254799
BD Sensi-Disc™ Kanamycin, 30 µg		
K-30, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231301
BD Sensi-Disc™ Latamoxef, 30 µg		
MOX-30, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231611
BD Sensi-Disc™ Levofloxacin, 5 µg		
LVX-5, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231706
BD Sensi-Disc™ Levofloxacin, 5 µg		
LVX-5, Blisterverpackung, EUCAST-konform	50 Testblättchen	231705
BD Sensi-Disc™ Lincomycin, 2 µg		
L-2, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231302
BD Sensi-Disc™ Lincomycin, 15 µg		
L-15, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254707
BD Sensi-Disc™ Linezolid, 10 µg		
LZD-10, Blisterverpackung, EUCAST-konform	50 Testblättchen	232184
BD Sensi-Disc™ Linezolid, 30 µg		
LZD-30, Blisterverpackung	50 Testblättchen	231761

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Manuelle Empfindlichkeitstestung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD Sensi-Disc™		
<i>50 Stück je Kartusche</i>		
BD Sensi-Disc™ Linezolid, 30 µg LZD-30, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231762
BD Sensi-Disc™ Lomafloxacin, 10 µg LOM-10, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231686
BD Sensi-Disc™ Marbofloxacin, 5 µg MAR-5, Blisterverpackung	50 Testblättchen	232197
BD Sensi-Disc™ Mecillinam, 10 µg MEC-10, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	232149
BD Sensi-Disc™ Meropenem, 10 µg MEM-10, Glasverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	254882
BD Sensi-Disc™ Meropenem, 10 µg MEM-10, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231704
BD Sensi-Disc™ Metronidazol, 5 µg MET-5, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	291279
BD Sensi-Disc™ Metronidazol (für Broth Disc Methode), 80 µg MET-80, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254802
BD Sensi-Disc™ Metronidazol, 80 µg MET-80, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231605
BD Sensi-Disc™ Mezlocillin, 30 µg MZ-30, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254807
BD Sensi-Disc™ Mezlocillin, 30 µg MZ-30, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	232012
BD Sensi-Disc™ Mezlocillin, 75 µg MZ-75, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231615
BD Sensi-Disc™ Minocyclin, 30 µg MI-30, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231251

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Manuelle Empfindlichkeitstestung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD Sensi-Disc™		
<i>50 Stück je Kartusche</i>		
BD Sensi-Disc™ Moxifloxacin, 5 µg MXF-5, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231758
BD Sensi-Disc™ Mupirocin, 5 µg MUP-5, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	291280
BD Sensi-Disc™ Mupirocin, 200 µg MUP-200, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	232097
BD Sensi-Disc™ Nafcillin, 1 µg NF-1, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231309
BD Sensi-Disc™ Nalidixinsäure, 30 µg NA-30, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254730
BD Sensi-Disc™ Nalidixinsäure, 30 µg NA-30, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231311
BD Sensi-Disc™ Neomycin, 5 µg N-5, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231312
BD Sensi-Disc™ Neomycin, 30 µg N-30, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254808
BD Sensi-Disc™ Neomycin, 30 µg N-30, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231313
BD Sensi-Disc™ Netilmicin, 10 µg NET-10, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	291281
BD Sensi-Disc™ Netilmicin, 30 µg NET-30, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254710
BD Sensi-Disc™ Netilmicin, 30 µg NET-30, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231603
BD Sensi-Disc™ Nitrofurantoin, 50 µg FM-50, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	291282

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Manuelle Empfindlichkeitstestung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD Sensi-Disc™		
<i>50 Stück je Kartusche</i>		
BD Sensi-Disc™ Nitrofurantoin, 100 µg FM-100, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231292
BD Sensi-Disc™ Nitrofurantoin, 200 µg FM-200, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	295339
BD Sensi-Disc™ Nitrofurantoin, 300 µg FM-300, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231293
BD Sensi-Disc™ Nitrofurantoin, 300 µg FM-300, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254702
BD Sensi-Disc™ Nitrofurantoin 100 µg + Sulfadiazin 100 µg U, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254855
BD Sensi-Disc™ Norfloxacin, 2 µg NOR-2, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	232102
BD Sensi-Disc™ Norfloxacin, 10 µg NOR-10, Glasverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	254719
BD Sensi-Disc™ Norfloxacin, 10 µg NOR-10, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231647
BD Sensi-Disc™ Novobiocin, 5 µg NB-5, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254881
BD Sensi-Disc™ Novobiocin, 5 µg NB-5, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231314
BD Sensi-Disc™ Novobiocin, 30 µg NB-30, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231315
BD Sensi-Disc™ Ofloxacin, 5 µg OFX-5, Glasverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	254819
BD Sensi-Disc™ Ofloxacin, 5 µg OFX-5, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231672

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Manuelle Empfindlichkeitstestung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD Sensi-Disc™		
<i>50 Stück je Kartusche</i>		
BD Sensi-Disc™ Ofloxacin, 10 µg OFX-10, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254720
BD Sensi-Disc™ Oleandomycin, 15 µg OL-15, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254821
BD Sensi-Disc™ Oleandomycin, 15 µg OL-15, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	232016
BD Sensi-Disc™ Oxacillin, 1 µg OX-1, Glasverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	254822
BD Sensi-Disc™ Oxacillin, 1 µg OX-1, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231319
BD Sensi-Disc™ Oxacillin, 5 µg OX-5, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254823
BD Sensi-Disc™ Oxytetracyclin, 30 µg T-30, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231342
BD Sensi-Disc™ Pefloxacin, 5 µg PEF-5, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	291028
BD Sensi-Disc™ Penicillin G, 10 I.E. P-10, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254708
BD Sensi-Disc™ Penicillin G, 10 I.E. P-10, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231321
BD Sensi-Disc™ Penicillin, 2 I.E. P-2, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231320
BD Sensi-Disc™ Penicillin, 1 I.E. P-1, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	291285
BD Sensi-Disc™ Pipemidsäure, 20 µg PI-20, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254700

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Manuelle Empfindlichkeitstestung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD Sensi-Disc™		
<i>50 Stück je Kartusche</i>		
BD Sensi-Disc™ Piperacillin, 30 µg PIP-30, Glasverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	254832
BD Sensi-Disc™ Piperacillin, 70 µg PIP-75, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	291286
BD Sensi-Disc™ Piperacillin, 100 µg PIP-100, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254712
BD Sensi-Disc™ Piperacillin, 100 µg PIP-100, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231609
BD Sensi-Disc™ Piperacillin 30 µg + Tazobactam 6 µg PIP-30/TAZ-6, Blisterverpackung, EUCAST-konform	50 Testblättchen	232229
BD Sensi-Disc™ Piperacillin 75 µg + Tazobactam 10 µg PIP-75/TAZ-10, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	291423
BD Sensi-Disc™ Piperacillin 100 µg + Tazobactam 10 µg PIP-100/TAZ-10, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231692
BD Sensi-Disc™ Polymyxin B, 300 I. E. PB-300, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254828
BD Sensi-Disc™ Polymyxin B, 300 I. E. PB-300, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231324
BD Sensi-Disc™ Rifampin, 2 µg RA-2, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	291287
BD Sensi-Disc™ Rifampin, 5 µg RA-5, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231544
BD Sensi-Disc™ Rifampin, 25 µg RA-25, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231578
BD Sensi-Disc™ Rifampin, 30 µg RA-30, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	295042

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Manuelle Empfindlichkeitstestung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD Sensi-Disc™		
<i>50 Stück je Kartusche</i>		
BD Sensi-Disc™ Quinupristin/Dalfopristin, (Synercid), 15 µg SYN-15, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	232116
BD Sensi-Disc™ Spectinomycin, 100 µg SPT-100, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231637
BD Sensi-Disc™ Spiramicin, 100 µg SP-100, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	291062
BD Sensi-Disc™ Streptomycin, 10 µg S-10, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231328
BD Sensi-Disc™ Streptomycin, 50 µg S-50, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231570
BD Sensi-Disc™ Streptomycin, 300 µg S-300, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231694
BD Sensi-Disc™ Sulbactam 30 µg + Cefoperazon 10 µg Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254875
BD Sensi-Disc™ Sulfadiazin, 0,25 µg SD-0,25, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231331
BD Sensi-Disc™ Sulfamethoxazol, 23,75 µg SMZ-23,75, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254709
BD Sensi-Disc™ Sulfathiazol, 0,25 µg ST-0,25, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231337
BD Sensi-Disc™ Sulfisoxazol, 25 µg G-25, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231296
BD Sensi-Disc™ Teicoplanin, 30 µg TEC-30, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	291311
BD Sensi-Disc™ Temocillin, 30 µg TEM-30, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	291034

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Manuelle Empfindlichkeitstestung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD Sensi-Disc™		
<i>50 Stück je Kartusche</i>		
BD Sensi-Disc™ Tetracyclin, 5 µg TE-5, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231343
BD Sensi-Disc™ Tetracyclin, 10 µg TE-10, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	291292
BD Sensi-Disc™ Tetracyclin, 30 µg TE-30, Glasverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	254728
BD Sensi-Disc™ Tetracyclin, 30 µg TE-30, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231344
BD Sensi-Disc™ Ticarcillin, 75 µg TIC-75, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231619
BD Sensi-Disc™ Ticarcillin + Clavulansäure, (Timentin), 85 µg TIM-85, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231649
BD Sensi-Disc™ Tigecyclin, 15 µg TGC-15, Blisterverpackung, EUCAST-konform	50 Testblättchen	232087
BD Sensi-Disc™ Tigecyclin, 15 µg TGC-15, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	232208
BD Sensi-Disc™ Tobramycin, 10 µg NN-10, Glasverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	254815
BD Sensi-Disc™ Tobramycin, 10 µg NN-10, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231569
BD Sensi-Disc™ Tobramycin, 30 µg NN-30, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254816
BD Sensi-Disc™ Trimethoprim, 1,25 µg TMP-1,25, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	296398
BD Sensi-Disc™ Trimethoprim, 2,5 µg TR-2,5, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	291037

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Manuelle Empfindlichkeitstestung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD Sensi-Disc™		
<i>50 Stück je Kartusche</i>		
BD Sensi-Disc™ Trimethoprim, 5 µg TMP-5, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254714
BD Sensi-Disc™ Trimethoprim, 5 µg TMP-5, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231601
BD Sensi-Disc™ Trimethoprim 1,25 µg + Sulfamethoxazol 23,75 µg (Cotrimoxazol) SXT, Glasverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	254729
BD Sensi-Disc™ Trimethoprim 1,25 µg + Sulfamethoxazol 23,75 µg (Cotrimoxazol) SXT, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231539
BD Sensi-Disc™ Triple Sulfa je 1/3 Sulfamethazin, Sulfamerazin, Sulfadiazin, 25 µg SSS-25, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231349
BD Sensi-Disc™ Vancomycin, 30 µg VA-30, Glasverpackung	10 x 50 Testblättchen	254858
BD Sensi-Disc™ Vancomycin, 30 µg VA-30, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231353
BD Sensi-Disc™ Vancomycin, 5 µg VA-5, Blisterverpackung EUCAST-konform	10 x 50 Testblättchen	231352

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Manuelle Empfindlichkeitstestung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD Sensi-Disc™ für den ESBL-Nachweis (nach CLSI)		
<i>50 Stück je Kartusche</i>		
BD Sensi-Disc™ Cefotaxim, 30 µg CTX-30, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231607
BD Sensi-Disc™ Cefotaxim/Clavulansäure, (30 µg/10 µg) CTX-30/CLA-10, Blisterverpackung	50 Testblättchen	231751
BD Sensi-Disc™ Cefotaxim/Clavulansäure, (30 µg/10 µg) CTX-30/CLA-10, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231752
BD Sensi-Disc™ Ceftazidim, 30 µg CAZ-30, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231633
BD Sensi-Disc™ Ceftazidim/Clavulansäure, (30 µg/10 µg) CAZ-30/CLA-10, Blisterverpackung	50 Testblättchen	231753
BD Sensi-Disc™ Ceftazidim/Clavulansäure, (30 µg/10 µg) CAZ-30/CLA-10, Blisterverpackung	10 x 50 Testblättchen	231754
BD Sensi-Disc™ für Hefen und Schimmelpilze		
BD Sensi-Disc™ Fluconazole, 25 µg FCA-25, Blisterverpackung	50 Testblättchen	232201
BD Sensi-Disc™ Voriconazole, 1µg VOR-1, Blisterverpackung	50 Testblättchen	232202
BD Sensi-Disc™ Dispenser II für 6 Kartuschen		
<i>Einhand-Dispenser mit Andruckmechanik für Ø 90 mm Petrischalen</i>		
BD Sensi - Disc™ - Dispenser für 6 Kartuschen Einhand-Dispenser mit Andruckmechanik für Ø 90 mm Petrischalen; R=rote Farbe, keine Angabe=gelbe Farbe		4301009G
BD Sensi-Disc™ - Dispenser für 6 Kartuschen mit Aufbewahrungsbehälter Einhand-Dispenser mit Andruckmechanik für Ø 90 mm Petrischalen. Jedes Dispensiergerät wird mit einem Aufbewahrungsbehälter geliefert, der das Gerät vor Feuchtigkeit schützt, wenn es nicht in Betrieb ist.		260661

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Manuelle Empfindlichkeitstestung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD Sensi-Disc™ Dispenser II für 8 Kartuschen <i>Einhand-Dispenser mit Andruckmechanik für Ø 90 mm Petrischalen</i>		
BD Sensi - Disc™ - Dispenser für 8 Kartuschen Einhand-Dispenser mit Andruckmechanik für Ø 90 mm Petrischalen; B=blaue Farbe, R=rote Farbe, keine Angabe=gelbe Farbe		4301010G
BD Sensi-Disc™ - Dispenser für 8 Kartuschen mit Aufbewahrungsbehälter Einhand-Dispenser mit Andruckmechanik für Ø 90 mm Petrischalen. Jedes Dispensiergerät wird mit einem Aufbewahrungsbehälter geliefert, der das Gerät vor Feuchtigkeit schützt, wenn es nicht in Betrieb ist.		260660
BD Sensi-Disc™ Dispenser II für 12 Kartuschen		
BD Sensi-Disc™ - Dispenser für 12 Kartuschen Einhand-Dispenser mit Andruckmechanik für Ø 140 mm Petrischalen		260640
BD Sensi-Disc™ Dispenser für eine Kartusche		
BD Sensi-Disc™ - Dispenser für 1 Kartusche		260457
Behälter für BD Sensi-Disc™ Dispenser		
BD Sensi-Disc™ - Dispenser II Behälter Zur Aufbewahrung der Sensi-Disc™-Dispenser II (Art. Nr. 4301009G u. 4301010G)		257559

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

BD Phoenix™ Automatisierte Identifizierung und Empfindlichkeitstestung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Gerätesystem		
BD Phoenix™ System Das BD Phoenix System ist ein Vollautomat für die Identifizierung und Resistenztestung von Mikroorganismen incl. des BDXpert-Systems zur Interpretation und Validierung der Phoenix-Ergebnisse. Die Verknüpfung mit dem BD EpiCenter Datenmanagement-System ermöglicht die Langzeitspeicherung von Ergebnissen, die direkte Anbindung mit dem MALDI Biotyper und BD Phoenix AP sowie das Schreiben von anwenderdefinierten Regeln. Es bietet zusätzlich die Möglichkeit einer zentralen Schnittstelle zum Laborinformations-System. Kapazität zur gleichzeitigen Testung von 100 BD Phoenix Panels.		448100
Zubehör		
BD Phoenix™ Inokulationsstation Zum Inokulieren von je 3 Phoenix™ Panels	5 x 1 St	448030
BD Phoenix™ Panel Caddy Zum Transport der inokulierten Phoenixpanels, für 20 Panels	2 x 2 St	448020
BD Phoenix™ 25 µl Hamilton Pipette	1 St	448025
BD Phoenix™ 50 µl Hamilton Pipette	1 St	441132
BD Phoenix™ Hamilton Pipetten - Halterung	1 St	448028
BD PhoenixSpec™ Nephelometer Das BD PhoenixSpec Nephelometer ist ein tragbares Gerät zur Messung der Trübung in mikrobiellen Suspensionen entsprechend den McFarland-Standards 0,10 bis 4,50. Das Gerät kann zur Messung der Inokulumdichte für die Systeme BBL Crystal und BD Phoenix verwendet werden. Das Gerät kann mit einer Batterie oder einem Netzteil betrieben werden.	1 St	440910
BD PhoenixSpec™ Kalibrationsstandards enthält 0,25, 0,5, 1,0, 2,0 und 4,0 Kalibratoren	1 St	441951
Phoenix AP Tisch Phoenix AP Tisch zum optimalen Positionieren des Phoenix AP Instruments		441624

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

BD Phoenix™ Automatisierte Identifizierung und Empfindlichkeitstestung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Verbrauchsmaterial		
BD Phoenix™ AST - Bouillon AST Broth 8,0 ml mod. Mueller Hinton Broth (für das Antibiotogramm mit den gramnegativen und grampositiven Panels)	100	246003
BD Phoenix™ AST - Bouillon 4,5 ml AST Broth 4,5 ml mod. Mueller Hinton Broth (für das Antibiotogramm mit den gramnegativen und grampositiven Panels)	100	246011
BD Phoenix™ AST - Indikator AST Redox - Indikator 6,0 ml (für das Antibiotogramm mit den gramnegativen und grampositiven Panels), ausreichend für 1400 Tests	10 x 6 ml	246004
BD Phoenix™ AST - S - Bouillon AST-S Broth 8,0 ml mod. Mueller Hinton Broth (für das Antibiotogramm mit den Streptokokkenpanels)	100	246007
BD Phoenix™ AST - S - Indikator AST-S Redox - Indikator 6,0 ml (für das Antibiotogramm mit den Streptokokkenpanels), ausreichend für 1400 Tests	10 x 6 ml	246009
BD Phoenix™ ID - Bouillon 4,5 ml ID Broth 4,5 ml mod. Kochsalzlösung (für die Identifizierung mit allen Panels)	100	246001
BD Phoenix™ ID - Bouillon 2,2 ml ID Broth 2,2 ml mod. Kochsalzlösung; nur in Kombination mit den Panels zur Resistenztestung zu verwenden	100	246005
Pipettenspitzen für Hamilton Pipette für Hamilton Pipette (448025)	1632 x 1 St	448037
BD Phoenix™ Panelverschlüsse (einzel) (200)	200 St	448031

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

BD Phoenix™ Automatisierte Identifizierung und Empfindlichkeitstestung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Panels zur Identifizierung (ID) und Resistenzbestimmung (MHK)		
<i>Jedes Panel ist EUCAST konform und beinhaltet mindestens drei aufeinander folgende Antibiotika-Konzentrationen, um einen echten, gemessenen MHK-Wert erhalten zu können. Jeweilige Antibiotika-Zusammensetzung auf Anfrage. (CLSI-konforme Panels auf Anfrage erhältlich).</i>		
NMIC/ID-76 für Enterobacteriaceae und Nonfermenter	25	448103
NMIC/ID-204 für Enterobacteriaceae und Nonfermenter	25	448782
NMIC/ID-205 für Enterobacteriaceae und Nonfermenter	25	448889
UNMIC/ID-87 für Urine	25	448771
UNMIC/ID-206 für Urine	25	448888
PMIC/ID-67 für Staphylokokken und Enterokokken	25	448089
PMIC/ID-71 für Staphylokokken und Enterokokken	25	448769
PMIC/ID-72 für Staphylokokken und Enterokokken	25	448775
SMIC/ID-11 für Streptokokken	25	448785
Panels zur Identifizierung (ID)		
NID GN ID für Enterobacteriaceae und Nonfermenter	25	448007
PID GP ID für Staphylokokken und Enterokokken	25	448008
Panels zur Identifizierung von Hefen und Pilzen		
YEAST ID zur schnellen In-vitro-Identifizierung (ID) von Hefen und hefeähnlichen Organismen	25	448316

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

BD Phoenix™ Automatisierte Identifizierung und Empfindlichkeitstestung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Panels zur Resistenzbestimmung (MHK)		
<i>Jedes Panel ist EUCAST konform und beinhaltet mindestens drei aufeinander folgende Antibiotika-Konzentrationen, um einen echten, gemessenen MHK-Wert erhalten zu können. Jeweilige Antibiotika-Zusammensetzung auf Anfrage. (CLSI-konforme Panels auf Anfrage erhältlich).</i>		
NMIC-204 für Enterobacteriaceae und Nonfermenter	25	448784
NMIC-205 für Enterobacteriaceae und Nonfermenter	25	448870
UNMIC-85 für Urine	25	448776
UNMIC-87 für Urine	25	448770
UNMIC-206 für Urine	25	448786
PMIC-71 für Staphylokokken und Enterokokken	25	448768
PMIC-72 für Staphylokokken und Enterokokken	25	448762
Panels zur Resistenzbestimmung (MHK) - BD Emerge		
NMIC-93 für Enterobacteriaceae und Nonfermenter	25	448282
Neu: Mit 31 verschiedenen Antibiotika in 136 Vertiefungen inkl. ESBL Test: serielle Verdünnungen und echte gemessene MHK (keine Konzentrationen werden übersprungen). Zum Beispiel 6 verschiedene Konzentrationen für Ceftazidim (0,5 - 16 µg/ml).		
PMIC-75 für Staphylokokken und Enterokokken	25	448284
Neu: Mit 28 verschiedenen Antibiotika in 136 Vertiefungen inkl. iMLS-Test: serielle Verdünnungen und echte gemessene MHK (keine Konzentrationen werden übersprungen). Zum Beispiel 7 verschiedene Konzentrationen für Ampicillin (0,0625 - 32 µg/ml).		

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

BD Phoenix™ Automatisierte Identifizierung und Empfindlichkeitstestung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD Phoenix AutoPrep		
Phoenix AP Instrument System zur automatisierten und standardisierten McFarland Einstellung inkl. Starter Kit (Best.-Nr. 448011)	1 St	448010
BD PhoenixSpec™ Nephelometer Das BD PhoenixSpec Nephelometer ist ein tragbares Gerät zur Messung der Trübung in mikrobiellen Suspensionen entsprechend den McFarland-Standards 0,10 bis 4,50. Das Gerät kann zur Messung der Inokulumdichte für die Systeme BBL Crystal und BD Phoenix verwendet werden. Das Gerät kann mit einer Batterie oder einem Netzteil betrieben werden.	1 St	440910
BD PhoenixSpec™ Kalibrationsstandards enthält 0,25, 0,5, 1,0, 2,0 und 4,0 Kalibratoren	1 St	441951
Phoenix AP Waste Tray Behälter für Pipettenspitzen-Abfall, ausreichend für ca. 5000 Tests 25 Stück	25 St	448013
Phoenix AP Waste Bottle Flasche für Flüssigabfall, ausreichend für ca. 3500 Tests 10 Stück	10 St	448014
Phoenix AP Tubing Dispenser Pumpschläuche, ausreichend für 7500 Tests 5 Stück	5 St	448015
Phoenix AP Inokulationsstation Phoenix AP Inokulationsstation	1 St	448017
Phoenix AP Rack Röhrchengestell zum Beladen des Phoenix AP	1 St	448019
Phoenix AP Pipettenspitzen ausreichend für 450 Tests 960 Stück	960 St	448038
Phoenix AP ID Verdünnungslösung 5 x 800 ml, ausreichend für 1800 Tests	5	448012
Phoenix AP AST Indikator 10 x 15 ml, ausreichend für 1400 Tests	10	246006

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Massenspektrometrie

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD Bruker MALDI Biotyper™ Benchtop MALDI-TOF Massenspektrometer zur genauen Massenbestimmung von Biomolekülen. Beinhaltet microSCOUT™ MALDI Ionenquelle mit pulsed ion extraction inkl. PAN™-Fokussierung über einen erweiterten Massenbereich; integrierte Quellenreinigung ohne die Notwendigkeit, das Gerät zu belüften; 60 Hz Stickstofflaser, TOF-Analysator für lineare Messungen mit positiver Beschleunigungsspannung; Datensystem mit Digitizer, WIN-7 Betriebssystem, >=24" LCD-Display, Laserdrucker und Compass™ Flex Software-Paket für die MS-Steuerung, Datenaufnahme und -verarbeitung.		271890

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Bakterienstämme für die Qualitätskontrolle

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Microtrol™ Einzelstämme		
<i>Die Einzelstämme enthalten 10 oder 25 Blättchen pro Flakon.</i>		
Microtrol™ Aspergillus niger ATCC 16404	10 Blättchen	254652
Microtrol™ Bacillus cereus NCTC 7464	25 Blättchen	254648
Microtrol™ Bacillus subtilis ATCC 6633	25 Blättchen	254612
Microtrol™ Bacteroides fragilis ATCC 25285	10 Blättchen	254627
Microtrol™ Campylobacter jejuni NCTC 11322	10 Blättchen	254645
Microtrol™ Candida albicans ATCC 10231	25 Blättchen	254625
Microtrol™ Candida albicans ATCC 2091	25 Blättchen	254611
Microtrol™ Citrobacter freundii ATCC 8090	10 Blättchen	257461
Microtrol™ Clostridium perfringens ATCC 13124	10 Blättchen	254628
Microtrol™ Clostridium sporogenes ATCC 19404	10 Blättchen	254614
Microtrol™ Enterobacter aerogenes ATCC 13048	25 Blättchen	254609
Microtrol™ Enterobacter cloacae ATCC 23355	10 Blättchen	257464
Microtrol™ Escherichia coli ATCC 10536	25 Blättchen	254616
Microtrol™ Escherichia coli (EUCAST) ATCC 25922	25 Blättchen	254986
Microtrol™ Escherichia coli ATCC 8739	25 Blättchen	254621
Microtrol™ Escherichia coli ATCC 35218	25 Blättchen	254607

Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Bakterienstämme für die Qualitätskontrolle

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Microtrol™ Einzelstämme		
<i>Die Einzelstämme enthalten 10 oder 25 Blättchen pro Flakon.</i>		
Microtrol™ Enterococcus faecalis ATCC 19433	25 Blättchen	254999
Microtrol™ Enterococcus faecalis (EUCAST) ATCC 29212	25 Blättchen	254602
Microtrol™ Enterococcus faecalis ATCC 51299	10 Blättchen	257388
Microtrol™ Enterococcus hirae ATCC 10541	10 Blättchen	257462
Microtrol™ Haemophilus influenzae (EUCAST) NCTC 8468	10 Blättchen	257537
Microtrol™ Haemophilus influenzae ATCC 49247	10 Blättchen	257441
Microtrol™ Klebsiella aerogenes NCTC 9528	10 Blättchen	257463
Microtrol™ Klebsiella pneumoniae ATCC 13883	25 Blättchen	254988
Microtrol™ Klebsiella pneumoniae ATCC 700603	10 Blättchen	254656
Microtrol™ Listeria monocytogenes NCTC 11994	10 Blättchen	257419
Microtrol™ Listeria monocytogenes NCTC 7973 / ATCC 35152	25 Blättchen	254631
Microtrol™ Neisseria gonorrhoeae NCTC 12700	10 Blättchen	257551
Microtrol™ Proteus mirabilis ATCC 14153	10 Blättchen	257440
Microtrol™ Proteus vulgaris ATCC 13315	25 Blättchen	254991
Microtrol™ Pseudomonas aeruginosa (EUCAST) ATCC 27853	25 Blättchen	254992
Microtrol™ Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027	25 Blättchen	254623


Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung

Bakterienstämme für die Qualitätskontrolle

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Microtrol™ Einzelstämme		
<i>Die Einzelstämme enthalten 10 oder 25 Blättchen pro Flakon.</i>		
Microtrol™ Salmonella poona NCTC 4840	25 Blättchen	254651
Microtrol™ Salmonella typhimurium ATCC 14028	25 Blättchen	254993
Microtrol™ Staphylococcus aureus (EUCAST) ATCC 29213	25 Blättchen	254996
Microtrol™ Staphylococcus aureus ATCC 25923	25 Blättchen	254995
Microtrol™ Staphylococcus aureus ATCC 6538	25 Blättchen	254629
Microtrol™ Staphylococcus aureus ATCC 6538 P	25 Blättchen	254613
Microtrol™ Staphylococcus aureus (MRSA) NCTC 12493	10 Blättchen	257552
Microtrol™ Staphylococcus aureus (MRSA) NCTC 13373 / ATCC 43300	10 Blättchen	254658
Microtrol™ Staphylococcus aureus NCTC 6571	25 Blättchen	254647
Microtrol™ Staphylococcus epidermidis ATCC 12228	25 Blättchen	254997
Microtrol™ Streptococcus agalactiae ATCC 13813	10 Blättchen	257444
Microtrol™ Streptococcus pneumoniae ATCC 6303	25 Blättchen	254603
Microtrol™ Streptococcus pneumoniae (EUCAST) ATCC 49619	10 Blättchen	254657
Microtrol™ Streptococcus pyogenes ATCC 19615	25 Blättchen	254604
Microtrol™ Yersinia enterocolitica ATCC 9610	25 Blättchen	254643

Datenmanagement

Kapitel 8



BD EpiCenter™ System	2
----------------------------	---

BD EpiCenter™ Datenmanagement System

BD EpiCenter™ System

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
-------------	----	-----------

BD EpiCenter™ RTU Datenmanagement - System

Zentrales Statistik- und Archivierungssystem für die Mikrobiologie an der Schnittstelle zwischen Diagnostik und Laborinformationssystem, welches als professionelles Datenmanagementsystem das übersichtliche Validieren und Berichten von Ergebnissen für die Routine an das LIS unterstützt. Zudem ermöglicht es die Erfassung von Statistiken und Berichten epidemiologischer Infektionskrankheiten, die Überwachung der Entwicklung von Resistenzen und die Beobachtung nosokomialer Infektionen. RTU (Ready To Use)

Für jede dieser Fragestellungen ist ein anspruchsvolles Set an vorgefertigten Filtern und Berichten vorhanden. Der einfache Datenexport nach MS Office erhöht zusätzlich die Flexibilität zur individuellen Gestaltung gewünschter Statistiken.

Dieses spezifisches Datenmanagement-System kann die Anforderungen an Ökonomie, Gesetzesvorgaben und Prozesse, aber auch an die wissenschaftlich-medizinische Seite erfüllen.

Ein Expertensystem, das je nach Konfiguration basierend auf CLSI oder EUCAST die Ergebnisse nach entsprechenden Regeln auf Plausibilität prüft, den Fehler meldet und falls gewünscht, entsprechend korrigiert.

Dennoch hat der Benutzer jederzeit die Möglichkeit, in das System einzugreifen und von Fall zu Fall eigene Entscheidungen zu treffen. Eigene Regeln können dem Expertensystem hinzugefügt werden.

Das System kann durch seine Server-Client Netzwerk Architektur sehr flexibel an gewünschte Arbeitsabläufe und Örtlichkeiten angepasst und integriert werden. Natürlich können dabei jederzeit mehrere Benutzer unabhängigen Zugriff auf das System haben.

BD EpiCenter™ Workstation

BD EpiCenter™ Version 6.4 Software Lizenz

BD EpiCenter™ PLUS

Erweiterungsmodul zu dem BD EpiCenter RTU Datenmanagement - System. Beinhaltet das Surveillance und Epidemiologie Paket. Zusätzlich sind weitere Filter und Berichtsfunktionen vorhanden. Es besteht die Möglichkeit, selbst alle gewünschten manuellen Tests hinzuzufügen, sowie gewünschte Filter und Berichte selbst zu erstellen. Die Anbindung an die LIS erfolgt bidirektional.

BD EpiCenter™ EpiCARE

Erweiterungsmodul zu dem BD EpiCenter RTU Datenmanagement - System. EpiCARE (Clinical Application Rules Editor) ist ein dem neusten Stand der Technik entsprechendes Werkzeug Set, das dafür bestimmt ist, das BDxpert System für das Management der ID/AST Ergebnisse zu ergänzen und zu verbessern. EpiCARE kann eine Vielzahl von Aktionen basierend auf einem großen Bereich von Eingabekriterien auslösen. Hierzu gehören: das Erzeugen von akustischen Alarmmeldungen, das automatische Drucken von Berichten, das Ändern oder Unterdrücken von Ergebnissen, das Hochladen von Ergebnissen an die LIS und das Anzeigen von (selbstdefinierten) Resistenzmerkmalen. EpiCARE Ergebnisse lassen sich eindeutig von Interpretations- oder BDxpert Ergebnissen unterscheiden.

BD EpiCenter™ Datenmanagement System

BD EpiCenter™ System

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
-------------	----	-----------

BD EpiCenter™ MultiUser

Erweiterungsmodul zu dem BD EpiCenter RTU Datenmanagement - System. Das MultiUser Modul ermöglicht den zeitgleichen Zugriff auf das BD EpiCenter Datenmanagement - System von mehreren Arbeitsplätzen. EpiCenter fungiert in diesem Fall als Server, an den mehrere Clients angeschlossen werden können. Die BD EpiCenter-Clients werden über ein Ethernet-Netzwerk (100 Mbit oder schneller) mit dem EpiCenter-Server verbunden und können in bestehende LAN-Netzwerke integriert werden.

BD EpiCenter™ Blutvolumen-Monitoring (BVM)

Erweiterungsmodul zu dem BD EpiCenter RTU Datenmanagement - System. Das Blutvolumen-Monitoring Modul ermöglicht in Verbindung mit dem BD BACTEC™ FX Systemen die automatische Messung der Blutvolumen von negativen BD BACTEC™ Aerobic PLUS Blutkulturflaschen. Die durchschnittlichen Blutvolumen können per Station und über zeitliche Verläufe gemessen und analysiert werden. In Verbindung mit preanalytischen Schulungen, unterstützt dies die leitliniengerechte Blutkulturdiagnostik.

BD EpiCenter™ Blutkultur Pro Patient (BPP)

Erweiterungsmodul zu dem BD EpiCenter RTU Datenmanagement - System. Das Blutkultur Pro Patient Modul ermöglicht die schnelle und einfache Analyse, welche und wieviele Blutkulturflaschen pro Patient abgenommen wurden. In Verbindung mit preanalytischen Schulungen, unterstützt dies die leitliniengerechte Blutkulturdiagnostik.

BD EpiCenter™ TB eXiST

Erweiterungs Modul zu EpiCenter RTU Datenmanagement - System. TB eXiST (eXtended individual Susceptibility Testing) erlaubt die flexible, quantitative Testung von etablierten „first und second line drugs“ sowie neuen Antibiotika auf dem BD MGIT 960 bzw. BD MGIT 320. Dabei kann die Inkubationszeit über die bei der SIRE-Testung festgelegten 13 Tage hinausgehen und bis zu 100 Tests inkl. Wachstumskontrolle pro Isolat getestet werden. Anwender können flexibel die Antibiotika und deren Konzentrationen wählen, entweder mit MHK oder Breakpoints arbeiten und bis zu 9 verschiedenen Antibiotika und Konzentrationen in einer gemeinsamen Grafik darstellen. Es besteht die Möglichkeit die Daten statistisch auszuwerten, langfristig zu sichern und das System an das LIS anzuschließen. Voraussetzung für die Anwendung von TB eXiST ist die BD EpiCenter Version 6.4, das Barcode Printing Modul, ein Barcode-Drucker sowie die BD MGIT AST Transportracks.

Blutkultur-Diagnostik

Kapitel 9



BD BACTEC™ 9000 System / BD BACTEC™ FX System 2

Sicherheitsprodukte zur Blut- und Probenentnahme 6

9

Blutkultur-Diagnostik

BD BACTEC™ 9000 System / BD BACTEC™ FX System

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Gerätesystem		
BD BACTEC™ FX Top-Unit Vollautomatisches Blutkultursystem mit Fluoreszenz-Meßprinzip inkl. Computer, Touchscreen, Barcodescanner Probenkapazität: 200 Flaschen (2 Schubfächer), optionales Datenmanagement und LIS-Schnittstelle.	1 St	441385
BD BACTEC™ FX Bottom-Unit Vollautomatisches Blutkultursystem mit Fluoreszenz-Meßprinzip inkl. Barcodescanner Probenkapazität: 200 Flaschen (2 Schubfächer). Zu kombinieren mit der BACTEC Top-Unit.	1 St	441386
BD BACTEC™ FX 40 Gerätesystem Vollautomatisches Blutkultursystem mit Fluoreszenz-Meßprinzip und einer Probenkapazität von 40 Flaschen. Kann modular mit maximal 3 weiteren BD BACTEC™ FX 40 Gerätesystemen bis zu einer Probenkapazität von 160 Flaschen erweitert werden. Optionales Datenmanagement und LIS-Schnittstelle.	1 St	442296
BD BACTEC™ FX 40 Startergruppe Beinhaltet einen Touchscreen zur Steuerung von einem bis zu maximal vier BD BACTEC™ FX 40 Gerätesystemen. Inklusive Barcodescanner, Touchscreenhalterung und Luftfilter.	1 St	442299
BD BACTEC™ 9240 Gerätesystem Vollautomatisches Blutkultursystem mit Fluoreszenz-Meßprinzip, Probenkapazität: 240 Flaschen; inkl. BD BACTEC™ Touch Software u. Computer. Nur noch als Gebrauchtssystem erhältlich.	1 St	445475
BD BACTEC™ 9120 Gerätesystem Vollautomatisches System mit Fluoreszenz-Meßprinzip, Probenkapazität: 120 Flaschen; inkl. BD BACTEC™ Touch Software u. Computer. Nur noch als Gebrauchtssystem erhältlich.	1 St	445570
BD BACTEC™ 9050 Gerätesystem Vollautomatisches Blutkultursystem mit Fluoreszenz-Meßprinzip, Probenkapazität: 50 Flaschen.	1 St	445800

Blutkultur-Diagnostik

BD BACTEC™ 9000 System / BD BACTEC™ FX System

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Medien und Zusätze		
BD BACTEC™ Standard Aerob/F - Medium Angereicherte Casein-Soja-Pepton-Bouillon ohne Kunsthärze. Blutzugabe: 3-10ml	50	442260
BD BACTEC™ Standard Anaerob/F - Medium Vorreduzierte, angereicherte Casein-Soja-Pepton-Bouillon ohne Kunsthärze. Blutzugabe: 3-10ml	50	442191
BD BACTEC™ PLUS - Aerob/F - Medium Angereicherte Casein-Soja-Pepton-Bouillon mit Zusatz von Kunsthärzen zur Inaktivierung von Antibiotika. Blutzugabe: 3-10ml	50	442192
BD BACTEC™ PLUS - Anaerob/F - Medium Vorreduzierte, angereicherte Casein-Soja-Pepton-Bouillon mit Zusatz von Kunsthärzen zur Inaktivierung von Antibiotika. Blutzugabe: 3-10ml	50	442193
BD BACTEC™ Lytic/10 - Anaerob/F - Medium Optimiertes lytisches Anaerobier-Medium, enthält Saponin, welches Blutzellen lysiert, dadurch Freisetzung von Nährstoffen aus Erythrozyten und Freisetzung von phagozytierten Mikroorganismen aus Leukozyten. Blutzugabe: 3-10ml	50	442265
BD BACTEC™ - PEDS - PLUS/F - Medium Angereicherte Casein-Soja-Pepton-Bouillon mit Zusatz von Kunsthärzen zur Inaktivierung von Antibiotika, speziell entwickelt für die Blutkulturdiagnostik bei Säuglingen u. Kleinkindern. Blutzugabe: 1-3ml	50	442194
BD BACTEC™ - Mycosis - IC/F - Medium Angereicherte Casein-Soja-Pepton-Bouillon mit Hefeextrakt auf BHI-Basis zur Anzucht von Hefen u. Pilzen, Selektivmedium, speziell entwickelt für Transplantations- u. Chemotherapie-Patienten, enthält Saponin. Blutzugabe: 3-10ml	25 50	442026 442206
BD BACTEC™ MYCO/F - Lytic - Medium Nicht-selektives Kulturmedium zur qualitativen Kultivierung und Isolierung von Mykobakterien aus Blutproben. Das Medium unterstützt auch das Wachstum anderer aerober Organismen, wie z.B. Hefen, Pilzen und Bakterien. Geeignet für die Testung mit dem BD BACTEC™ 9000 sowie für die BD BACTEC™ FX Blutkultursysteme. Blutzugabe: 1-5 ml (keine Zugabe von Supplement erforderlich)	25	442003
BD BACTEC™ PLUS Aerob/F - Medium (Plastikflasche) Angereicherte Casein-Soja-Pepton-Bouillon mit Zusatz von Kunsthärzen zur Inaktivierung von Antibiotika. Blutzugabe: 3-10ml	50	442023
BD BACTEC™ PLUS Anaerob/F - Medium (Plastikflasche) Vorreduzierte, angereicherte Casein-Soja-Pepton-Bouillon mit Zusatz von Kunsthärzen zur Inaktivierung von Antibiotika. Blutzugabe: 3-10ml	50	442022
BD BACTEC™ Lytic/10 - Anaerob/F - Medium (Plastikflasche) Optimiertes lytisches Anaerobier-Medium, enthält Saponin, welches Blutzellen lysiert, dadurch Freisetzung von Nährstoffen aus Erythrozyten und Freisetzung von phagozytierten Mikroorganismen aus Leukozyten. Blutzugabe: 3-10ml	50	442021

Blutkultur-Diagnostik

BD BACTEC™ 9000 System / BD BACTEC™ FX System

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Medien und Zusätze		
BD BACTEC™ TWINSET Bestehend aus 1 BD BACTEC™ PLUS-Aerob/F und 1 BD BACTEC™ PLUS-Anaerob/F Flasche.	25	257283
FOS - Fastidious - Organism - Supplement Zur Anreicherung und Wachstumsverbesserung anspruchsvoller Keime, enthält NAD u. Hämin, besonders für Probenmaterial ohne Blut (Punktate) geeignet, 4 Fläschchen Lyophilisat, 1 Fläschchen Verdünnungslösung, ausreichend für ca. 20 Tests	1 Set	442153
Zubehör		
<i>für BD BACTEC™ Gerätesysteme</i>		
Barcode - Etiketten, universal für BD BACTEC™- Medien Universalbarcodes zum Überkleben von beschädigten Original-Etiketten	500 St	445529
Barcode - Etiketten für BD BACTEC™ PLUS - aerob - Medium Barcodes zum Überkleben von beschädigten Original-Etiketten, nur für die PLUS aerob-Medien zu verwenden, 500 Stück	500 St	257340
Barcode - Etiketten für BD BACTEC™ PLUS - anaerob - Medium Barcodes zum Überkleben von beschädigten Original-Etiketten, nur für die PLUS anaerob-Medien zu verwenden, 500 Stück	500 St	257341
Barcode - Etiketten für BD BACTEC™ Lytic/10 - Anaerob F - Medien Barcodes zum Überkleben von beschädigten Original-Etiketten, nur für die Lytic/10 anaerob-Medien zu verwenden, 500 Stück	500 St	257343
Barcode - Etiketten für BD BACTEC™ PEDS - PLUS/F - Medien Barcodes zum Überkleben von beschädigten Original-Etiketten, nur für die PEDS-PLUS/F Medien zu verwenden, 500 Stück	500 St	257344
Ersatzbirnchen für Anzeige an Gerätevorderseite für Bactec 9120 und 9240	4 St	445515
Deckel zum Verschließen von defekten Stationen im BD BACTEC™ - Gerät 10 Stück	10 St	445516
Edelstahlständer für BACTEC™ - Blutkulturflaschen für 12 Flaschen der BD BACTEC™ Gerätesysteme	2 St	445518
Subkultur Belüftungs Einheit für BD BACTEC™ Blutkulturflaschen	100 St	271056
Digitalthermometer für FX Gerätesystem zum Einstecken in eine Flaschenstation	1 St	441370

Blutkultur-Diagnostik

BD BACTEC™ 9000 System / BD BACTEC™ FX System

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD BACTEC™ - Blutkulturflaschen Transportsysteme		
BD BACTEC™ - Blutkulturflaschen Transportbox Styropor Transportbox für 4 BD BACTEC™ Blutkulturflaschen	10 St	257347
BD BACTEC™ Sicherheitsbehälter für Blutkulturflaschen Plastikbehälter, für 1 Blutkulturflasche	100 St	445771
BD BACTEC™ SafePod Transportsysteme		
BD BACTEC™ SafePod Clip-Rahmen Rahmen für SafePod. Zusätzlich werden 2 SafePod Flaschenhalter 257530 oder 1 SafePod Flaschenhalter 257530 und 1 SafePod Dummy 257532 zum Einsetzen in den Rahmen benötigt. Eine saugfähige Einlage 257531 ist für beide Varianten erforderlich.	50	257533
BD BACTEC™ BD BACTEC™ SafePod Dummy Zur Verwendung mit dem SafePod Clip-Rahmen 257533 und 1 SafePod Flaschenhalter 257530 zum Transport 1 BACTEC Blutkulturflasche	50	257532
BD BACTEC™ SafePod Saugfähige Einlage Saugfähige Einlage zur Verwendung mit dem SafePod System	200	257531
BD BACTEC™ SafePod Flaschenhalter Zur Verwendung mit dem SafePod Clip-Rahmen 257533. Für den Transport von einer Blutkulturflasche wird ein Flaschenhalter und ein SafePod Dummy 257532 benötigt. Für 2 Blutkulturflaschen werden 2 SafePod Flaschenhalter benötigt.	100	257530
Gestelle		
BD BACTEC™ Einzelstand Für ein BD BACTEC™ 9240 oder ein BD BACTEC™ 9120 Gerät	1 St	445561
BD BACTEC™ Kombistand Für ein BD BACTEC™ 9240 u. ein BD BACTEC™ 9120 Gerät	1 St	445562
BD BACTEC™ Doppelstand Für zwei BD BACTEC™ 9240 Geräte	1 St	445564
BD BACTEC™ FX Tisch Für BD BACTEC™ FX Top Unit	1 St	441388
BD BACTEC™ Computerstand Für BD BACTEC™ Computer u. Drucker	1 St	445563

Blutkultur-Diagnostik

Sicherheitsprodukte zur Blut- und Probenentnahme

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Lösungen für das Labor und die Station		
<i>BD bietet Ihnen für die Station und das Labor Lösungen, die das zu vermeidende Risiko von Nadelstichverletzungen deutlich senken. Anbei ein Ausschnitt aus diesem Portfolio. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite.</i>		
Subkultivierungseinheit		
geschützte Kanüle mit Adapter für die Blutkulturflasche	50	249560
BD Vacutainer® Safety-Lok™ Blutentnahmeset		
21G (0,8 mm) für Erwachsene (grün) VE 50, Umkarton 200 (4 x 50)	50	367282
BD Vacutainer® Safety-Lok™ Blutentnahmeset		
23G (0,6 mm) für Kinder (hellblau) VE 50, Umkarton 200 (4 x 50)	50	367284
BD Vacutainer® Luer-Adapter		
Zur Subkultivierung einer BD BACTEC Flasche gemeinsam mit einem Einmalhalter. Luer Ansatzstück zur Blutentnahme aus Kathetern und Perfusionsbestecken. Mit Ventil zum Befüllen mehrerer Röhrchen hintereinander, steril. VE 100, Umkarton 1.000 (10 x 100)	100	367300
BD Vacutainer® Pre-Attached Halter mit Luer-Ansatzstück		
Luer-Lok™ Access Device ("männlicherLuer"), einzeln steril verpackt, transparent weiß. Ist mit allen "weiblichen" Luer-Verbindungen kompatibel und gibt sicheren, festen Halt durch das Luer-Lock Prinzip. VE 100, Umkarton 200 (2 x 100)	200	364902
BD Vacutainer® Pre-Attached halter mit Luer-Ansatzstück		
Blood Transfer Device ("weiblicher Luer"), einzeln steril verpackt, transparent weiß. Ist mit allen "männlichen" Luer-Verbindungen kompatibel. Ideal für einen nadellosen Probentransfer von einer Spritze in ein evakuiertes Röhrchen oder eine Blutkulturflasche. VE 100, Umkarton 200 (2 x 100)	200	364810
BD Vacutainer® Einmalhalter		
BD Vacutainer Einmalhalter aus Kunststoff für Röhrchen mit 13 und 16 mm Durchmesser und für BD BACTEC Blutkulturflaschen. Transparent weiß. Zur Subkultivierung einer BD BACTEC Flasche gemeinsam mit einem Luer Adapter. VE 250, Umkarton 1.000 (4 x 250)	250	364815
BD Vacutainer® Push Button Blutentnahmeset mit Halter (Pre-Attached)		
21 G (0,8 mm) VE 20, Umkarton 100 (5 x 20)	100	367355

Mykobakterien-Diagnostik

Kapitel 10



Probenvorbehandlung und Färbereagenzien	2
Medien zur Anzucht und Identifizierungs-/Differenzierungstests	4
BBL™ MGIT™ Manuelle Anzucht und Empfindlichkeitstestung	6
BD BACTEC™ MGIT™ Gerätesystem	7
BD BACTEC™ 9000 System – Nachweis von Mykobakterien im Blut	10

Mykobakterien-Diagnostik

Probenvorbehandlung und Färbereagenzien

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Probenvorbehandlung mit der NALC - NaOH - Lösung		
BD BBL™ MycoPrep™ - Kit NALC-NaOH-Lösung zur TB-Probenvorbehandlung, inkl. 5 Packungen Phosphatpuffer (pH 6,8)	10 x 75 ml	240862
BD BBL™ MycoPrep™ - Kit NALC-NaOH-Lösung zur TB-Probenvorbehandlung, inkl. 10 Packungen Phosphatpuffer (pH 6,8)	10 x 150 ml	240863
Reagenzien für die Kaltfärbung		
TB - Kinyoun - Färbeset Kaltfärbung zur mikroskopischen Darstellung von Mykobakterien. Besonders für Direktpräparate und Präparate von festen Kulturen empfohlen. Enthält je 250 ml Karbolfuchsin, Entfärbelösung u. Brillantgrün.	1 Kit	212522
Karbolfuchsin für die Kinyoun - Färbung Für die Kinyoun-Färbung (212522)	4 x 250 ml	212518
Entfärberlösung für die Kinyoun- u. Ziehl-Neelsen-Färbung Für die Kinyoun- u. Ziehl-Neelsen-Färbung (212522, 212520)	4 x 250 ml	212517
TB Brilliant Grün K Für die Kinyoun-Färbung (212522)	4 x 250 ml	212523
Reagenzien für die Fluoreszenz-Färbung		
Auramin - Rhodamin - Färbeset Fluoreszenzfärbung zur mikroskopischen Darstellung von Mykobakterien. Besonders als Übersichtsfärbung geeignet. Enthält je 250 ml Entfärber, Kaliumpermanganat und Auramin/Rhodamin T.	1 Kit	212521
Entfärberlösung für die Auramin - Rhodamin - Färbung Für die Auramin-Rhodamin-Färbung (212521)	4 x 250 ml	212512
Kaliumpermanganat für die Auramin - Rhodamin - Färbung Für die Auramin-Rhodamin-Färbung (212521)	4 x 250 ml	212513
TB Auramin M Zur Färbung von Mykobakterien mit dem Fluoreszenzverfahren nach Morse, Blair, Weiser und Sproat.	4 x 250 ml	212514
Auramin/Rhodamin - Fluoreszenzfarbstoff für die Auramin - Rhodamin - Färbung Für die Auramin-Rhodamin-Färbung (212521)	4 x 250 ml	212515
Auramin - Färbeset Zur Färbung von Mykobakterien mit dem Fluoreszenzverfahren nach Morse, Blair, Weiser und Sproat. Enthält je 250 ml Entfärber, Kaliumpermanganat und Auramin.	1 Kit	212519

Mykobakterien-Diagnostik

Probenvorbehandlung und Färbereagenzien

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Reagenzien für die Ziehl - Neelsen - Färbung		
Ziehl - Neelsen - Färbeset Zur mikroskopischen Darstellung von Mykobakterien. Besonders als Suchfärbung geeignet. Enthält je 250 ml Karbolfuchsin, Entfärber und Methylenblau.	1 Kit	212520
Karbolfuchsin für die Ziehl - Neelsen - Färbung Für die Ziehl-Neelsen-Färbung (212511)	4 x 250 ml	212511
Entfärberlösung für die Kinyoun- u. Ziehl-Neelsen-Färbung Für die Kinyoun- u. Ziehl-Neelsen-Färbung (212522, 212520)	4 x 250 ml	212517
Methylenblau für die Ziehl - Neelsen - Färbung Für die Ziehl-Neelsen-Färbung (212511)	4 x 250 ml	212516
AFB Objektträger QC für TB-Färbung. Validierung des Färbeprozesses mit fixierten Referenzorganismen. (AFB: acid fast bacilli)	BBL 50 x 1 St	231391

Mykobakterien-Diagnostik

Medien zur Anzucht und Identifizierungs-/Differenzierungstests

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Trockennährmedien und gebrauchsfertige Medien		
Herrold's - Egg - Yolk - Agar mit Mycobactin, mit ANV (Amphotericin B, Nalidixinsäure, Vancomycin)		
Zur Kultivierung von Mycobacterium paratuberculosis aus Stuhl- und Gewebeprobe, Röhrchengröße C	BBL 10 x 10 ml	222232
	BBL 100 x 10 ml	222233
Herrold's - Egg - Yolk - Agar ohne Mycobactin, mit ANV (Amphotericin B, Nalidixinsäure, Vancomycin)		
Ohne Mycobactin zur Ausschlussdiagnostik. Zu verwenden mit Art. Nr. 222232 oder 222233	BBL 10 x 10 ml	222240
	BBL 100 x 10 ml	222241
Löwenstein - Medium (Basis)		
Zur Anzucht von Mykobakterien	Difco 500 g	244420
Löwenstein - Jensen - Medium mit Glycerin		
Zur Kultivierung von Mykobakterien, Größe A, 10 ml	BBL 10 x 10 ml	220908
	BBL 100 x 10 ml	220909
Middlebrook - ADC - Anreicherung		
Albumin, Dextrose und Katalase; Anreicherung zur Anzucht von Mykobakterien	BBL 10 x 20 ml	211887
	BBL 6 x 100 ml	212352
Middlebrook - 7H10 - Agar (Basis)		
Nach Zusatz von Middlebrook - OADC - Anreicherung und Glycerin zur Isolierung und Kultivierung von Mykobakterien	Difco 500 g	262710
Middlebrook - OADC - Anreicherung		
Ölsäure, Albumin, Dextrose, Katalase; Anreicherung zur Anzucht von Mykobakterien	BBL 10 x 20 ml	211886
	BBL 500 ml	212351
	BBL 6 x 100 ml	212240
Middlebrook - 7H9 - Bouillon		
Zur Isolierung und Kultivierung von Mykobakterien u. Bestimmung der Antibiotika-Empfindlichkeit von Mykobakterien. Zugabe von Middlebrook ADC Anreicherung und Glycerin oder Tween 80 nötig	Difco 500 g	271310
Middlebrook - 7H9 - Bouillon mit Glycerin		
Zur Kultivierung von Mykobakterien, Größe A, 5 ml	BBL 10 x 5 ml	221832
Middlebrook and Cohn - 7H10 - Medium, Schrägagar		
Zur Kultivierung von Mykobakterien, insbesondere atypischen Mykobakterien (NTM), Größe A, 10 ml	BBL 10 x 10 ml	220958
	BBL 100 x 10 ml	220959
Middlebrook - 7H10 - Agar mit OADC, Fertigplatten		
Schwach selektives Medium zur Isolierung und Kultivierung von Mykobakterien; mit Ölsäure, Albumin, Dextrose und Katalase; geeignet zur Überprüfung der Funktionalität von Desinfektionsmitteln mit Mycobacterium terrae als Testorganismus	BBL 20	254520
	BBL 120	254521

Mykobakterien-Diagnostik

Medien zur Anzucht und Identifizierungs-/Differenzierungstests

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Identifizierung/Differenzierung von Mykobakterien		
BD MGIT - TBc - ID TEST BD MGIT TBc-Identifizierungstest (TBc ID) ist ein schneller, chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von Antigenen gegen Mycobacterium tuberculosis complex (MTbc) in AFB-ausstrichpositiven BD MGIT-Röhrchen.	25 Tests	245159
INH - Teststreifen Zum Nachweis von Nikotinsäure und ihrer Metabolite im Urin, außerdem zum Niacintest bei der Identifizierung von Mykobakterien, enthält 25 Teststreifen	25 Streifen	231743
INH - Kontrolle, Testblättchen Positive Kontrolle, 50 Testblättchen (zur Verwendung mit Art. Nr. 231743)	50 Blättchen	231736
Nitrit - Teststreifen Nitratreduktionstest zur Differenzierung einiger Mykobakterienarten, enthält 25 Teststreifen	25 Streifen	231742
TB - Niacin - Teststreifen Zum Niacintest bei der Identifizierung von Mykobakterien, enthält 25 Teststreifen	25 Streifen	231741
TB - Niacin - Kontrolle Positive Kontrolle, 50 Testblättchen (zur Verwendung mit Art. Nr. 231741)	50 Blättchen	231735

Mykobakterien-Diagnostik

BBL™ MGIT™ Manuelle Anzucht und Empfindlichkeitstestung

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Medien und Zusätze		
BD BBL™ MGIT™ Röhrchen (manuell)		
4 ml Middlebrook-Medium mit integriertem Fluoreszenzindikator, für die manuelle Anzucht von Mykobakterien aus vorbereiteten klinischen Proben (außer Blut).	25	245111
	100	245113
BD BBL™ MGIT™ PANTA™		
Zur Hemmung der Begleitflora, lyophilisierte Antibiotika zum Auflösen mit Aqua dest., enthält 6 Fläschchen, ausreichend für ca. 150 Tests	6 Fläschchen	245114
BD BBL™ MGIT™ OADC		
Wachstumsfördernder Zusatz für 4 ml MGIT™ Röhrchen, ein Fläschchen enthält 15 ml gebrauchsfertiges Supplement, enthält 6 Fläschchen, ausreichend für ca. 150 Tests	6 Fläschchen	245116
Kit für die Resistenztestung		
BD BBL™ MGIT™ AST S.I.R.E. - Testkit (manuell)		
Manuelle Resistenztestung von M. tuberculosis gegen Streptomycin, Isoniazid, Rifampicin u. Ethambutol, je 2 Fläschchen mit lyophilisiertem Antibiotikum (zum Auflösen mit je 4 ml sterilem deionisierten Aqua dest.), ausreichend für ca. 80 Tests	1 Kit	245119
Equipment		
<i>für Anzucht, Identifizierung u. Empfindlichkeitsprüfung</i>		
BD MicroMGIT™ Reader		
Zur automatisierten Auswertung einzelner 4 ml MGIT™-Röhrchen (Art.Nr. 245111 oder 245113).	1 St	445923
BD MicroMGIT™ Calibrator		
Zur Kalibration des MicroMGIT™-Readers	1 St	441049

Mykobakterien-Diagnostik

BD BACTEC™ MGIT™ Gerätesystem

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Gerätesystem		
BD BACTEC™ MGIT™ 960 Gerätesystem Vollautomatisches System zur Mykobakterien-Diagnostik mit Fluoreszenz-Messung, 3 Schubladen mit je 320 Stellplätzen. Kapazität ca. 8000 Proben pro Jahr bei 42 Tage-Protokoll	1 St	445870
BD BACTEC™ MGIT™ 320 Gerätesystem Vollautomatisches System zur Mykobakterien-Diagnostik mit Fluoreszenzmessung. 1 Schublade mit 320 Stellplätzen. Kapazität ca. 2600 Proben pro Jahr bei 42-Tage Protokoll.	1 St	441743
BD BACTEC™ MGIT™ 320 Tisch	1 St	441680
BD BACTEC™ MGIT™ Kalibratorröhrchen Für die Neubestückung einer MGIT™ 960 Schublade werden 17 Kalibratorröhrchen benötigt.	17 Röhrchen 3 x 17 Röhrchen	445871 445999
BD BACTEC™ MGIT™ Temperaturkontrollröhrchen Für ein MGIT™ 960 werden 3 Temperaturkontrollröhrchen benötigt. Für ein MGIT™ 320 wird 1 Temperaturkontrollröhrchen benötigt.	1 St	445872
Medien für die Anzucht		
BD BACTEC™ MGIT™ Röhrchen 7 ml Middlebrook-Bouillon mit integriertem Fluoreszenzindikator, zur Anzucht von Mykobakterien aus vorbereiteten klinischen Proben (außer Blut), zum vollautomatischen Nachweis mit dem MGIT™ 960 System	100	245122
BD BACTEC™ MGIT™ (Wachstums) - Supplement - Kit 6 Fläschchen lyophilisierte Antibiotika zum Auflösen und 6 Fläschchen Wachstums-Supplement, ausreichend für ca. 100 Tests; Supplement enthält POES (Polyoxyethylenstearat)	1 Kit	245124

Mykobakterien-Diagnostik

BD BACTEC™ MGIT™ Gerätesystem

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Reagenzien und Equipment für die Empfindlichkeitsprüfung		
BD BACTEC™ MGIT™ 960 - AST - Starter-Kit Grundausstattung für die Resistenztestung	1 Kit	445941
BD BACTEC™ MGIT™ 960 - S.I.R.E. - Testkit Zur Resistenztestung von Mycobacterium tuberculosis gegen Streptomycin, Isoniazid, Rifampicin u. Ethambutol. Beinhaltet je 1 Fläschchen lyophilisiertes Antibiotikum u. 8 Fläschchen SIRE-Supplement. Ausreichend für 40 Tests	1 Kit	245123
BD BACTEC™ MGIT™ 960 - I.R - Testkit Zur Resistenztestung von Mycobacterium tuberculosis gegen Isoniazid und Rifampicin. Beinhaltet je 1 Fläschchen lyophilisiertes Antibiotikum u. 4 Fläschchen SIRE-Supplement. Ausreichend für 40 Tests	1 Kit	245157
BD BACTEC™ MGIT™ 960 EMB 7,5 - Testkit Zur Resistenztestung mit höherer Konzentration von Ethambutol (7,5 µg/ml), beinhaltet je 1 Flasche Ethambutol-Lyophilisat und 2 Flaschen SIRE-Supplement. Ausreichend für ca. 20 Tests	1 Kit	245127
BD BACTEC™ MGIT™ 960 INH 0,4 - Testkit Zur Resistenztestung mit höherer Konzentration von Isoniazid (0,4 µg/ml), beinhaltet je 1 Flasche Isoniazid-Lyophilisat und 2 Flaschen SIRE-Supplement. Ausreichend für ca. 20 Tests	1 Kit	245126
BD BACTEC™ MGIT™ 960 STR 4.0 - Testkit Zur Resistenztestung mit höherer Konzentration von Streptomycin (4 µg/ml), beinhaltet je 1 Flasche Streptomycin-Lyophilisat und 2 Flaschen SIRE-Supplement. Ausreichend für ca. 20 Tests	1 Kit	245125
BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA - Medium Zur Resistenztestung von Mycobacterium tuberculosis gegen Pyrazinamid, Röhrchen mit 7 ml modifizierter Middlebrook 7H9-Bouillon.	25 x 1	245115
BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA - Kit Zur Resistenztestung von Mycobacterium tuberculosis gegen Pyrazinamid, beinhaltet 2 Flaschen lyophilisiertes Pyrazinamid und 6 Flaschen PZA-Anreicherung. Ausreichend für ca. 50 Tests	1 Kit	245128
BD BACTEC™ MGIT™ AST Carrier Set, 8-Tube Enthält 3 Stück	1 Set	445993
BD BACTEC™ MGIT™ AST Carrier Set, 5-Tube Enthält 3 Stück	1 Set	445943
BD BACTEC™ MGIT™ AST Carrier Set, 4-Tube Enthält 3 Stück	1 Set	445944
BD BACTEC™ MGIT™ AST Carrier Set, 3-Tube Enthält 3 Stück	1 Set	445945

Mykobakterien-Diagnostik

BD BACTEC™ MGIT™ Gerätesystem

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
-------------	----	-----------

Reagenzien und Equipment für die Empfindlichkeitsprüfung

BD BACTEC™ MGIT™ AST Carrier Set, 2-Tube

Enthält 3 Stück

1 Set **445946**

Reagenzien für die Empfindlichkeitsprüfung von "2nd line drugs"

Zur Standardisierung der Resistenztestung von M. tuberculosis. Der jeweilige Testkit enthält je 6 Flaschen des Lyophilisats (40 Tests pro Flasche). Nach Rekonstitution mit sterilem deionisiertem Aqua dest. ergeben sich die unten aufgeführten Konzentrationen in den Flaschen und die finalen Konzentrationen in den 7 ml MGIT Röhrchen. Letztere entsprechen den kritischen Konzentrationen gemäß WHO Empfehlungen. Das BD BBL MGIT OADC Supplement (Art.Nr. 245116) muß gesondert bestellt werden. Alle "2nd line drug" Testkits sind nicht CE-IVD zugelassen (Validierung durch den Anwender).

Amikacin

Konzentration nach Rekonstitution: 83 µg / ml
WHO Empfehlung der Konzentration im MGIT-Röhrchen: 1,0 µg / ml

6 **215350**

Kanamycin

Konzentration nach Rekonstitution: 207,5 µg / ml
WHO Empfehlung der Konzentration im MGIT-Röhrchen: 2,5 µg / ml

6 **215348**

Capreomycin

Konzentration nach Rekonstitution: 207,5 µg / ml
WHO Empfehlung der Konzentration im MGIT-Röhrchen: 2,5 µg / ml

6 **215351**

Ofloxacin

Konzentration nach Rekonstitution: 166 µg / ml
WHO Empfehlung der Konzentration im MGIT-Röhrchen: 2,0 µg / ml

6 **215352**

Moxifloxacin

Konzentration nach Rekonstitution: 166 µg / ml
WHO Empfehlung der Konzentration im MGIT-Röhrchen: 2,0 µg / ml

6 **215349**

Mykobakterien-Diagnostik

BD BACTEC™ 9000 System - Nachweis von Mykobakterien im Blut

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Medium zum Nachweis von Mykobakterien im Blut		
BD BACTEC™ MYCO/F - Lytic - Medium Nicht-selektives Kulturmedium zur qualitativen Kultivierung und Isolierung von Mykobakterien aus Blutproben. Das Medium unterstützt auch das Wachstum anderer aerober Organismen, wie z.B. Hefen, Pilzen und Bakterien. Geeignet für die Testung mit dem BD BACTEC™ 9000 sowie für die BD BACTEC™ FX Blutkultursysteme. Blutzugabe: 1-5 ml (keine Zugabe von Supplement erforderlich)	25	442003

Molekulare Diagnostik

Kapitel 11



BD ProbeTec™ ET System	2
BD Viper™ XTR System	7
BD Viper™ LT System	10
BD Affirm™ VP III	14
BD Diagnostics GeneOhm™	15
BD MAX™	17

Molekulare Diagnostik

BD ProbeTec™ ET System

Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mykobakterien

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Gerätesystem und Zubehörteile		
BD ProbeTec™ ET - Gerätesystem Zur Amplifikation und Detektion von Krankheitserregern unter Verwendung der entsprechenden Reagenzienpackungen. Alle erforderlichen Zubehörteile sind in der Erstausrüstung enthalten	1 St	440478
BD ProbeTec™ ET Lyse - Rack mit 96 Probenplätzen Hitzebeständiges Metallrack zur Aufnahme der Lyse-Röhrchen während der Lyse im Lyse-Block, für CT/GC-Testung	1 St	440502
BD ProbeTec™ ET Plastikabdeckung für Lyse - Rack Zum Schutz vor Hitzeentwicklung des Lyse-Blocks; für CT/GC Testung	1 St	440401
BD ProbeTec™ ET Lyse - Block, 220V Wärme-Block zur Proben-Lyse; für CT/GC Testung	1 St	440482
BD ProbeTec™ ET Priming - u. Wärme - Block, 220V Doppelter Wärmeblock mit Position für Priming- und Amplifikationsplatte	1 St	440479
BD ProbeTec™ ET Pipettor Programmierbare, automatische 8-Kanal-Pipette zum einfachen Transfer des Probenmaterials	1 St	440487
BD ProbeTec™ ET Pipettor Halterung Metallhalterung für den Pipettor	1 St	440495
BD ProbeTec™ ET Pipettor Netzteil, 220V	1 St	440491
BD ProbeTec™ ET Probenrack für 2 ml Röhrchen, Metall Spezialrack für Probenröhrchen für die Tuberkulosedagnostik mit dem BD ProbeTec™ ET System	1 St	440681
BD ProbeTec™ ET Ultraschallbad (180 - 260 Volt, 50 Hz) Zur Probenvorbehandlung für die Tuberkulosedagnostik mit dem BD ProbeTec™ ET System	1 St	440689
BD ProbeTec™ ET Pipettierack, klar Spezialrack für die Probenröhrchen für die Tuberkulosedagnostik mit dem BD ProbeTec™ ET System	1 St	440698

Molekulare Diagnostik

BD ProbeTec™ ET System

Chlamydia trachomatis, *Neisseria gonorrhoeae*, *Mykobakterien*

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae (CT/GC) Testkits		
BD ProbeTec™ ET Chlamydia trachomatis (CT) Reagenzienpackung mit AK		
Mit Amplifikationskontrolle (AK). Lyophilisierte Reagenzien abgepackt in 4 Mikrotiterplatten zu 96 einzeln abtrennbaren Mikrotiterschälchen (wells). Ausreichend für 384 Tests. Beinhaltet 40 Primerdeckel, 40 Amplifikationsabdeckungen und 20 Abfallbeutel	1 Kit	440474
BD ProbeTec™ ET Chlamydia trachomatis (CT) Reagenzienpackung ohne AK		
Ohne Amplifikationskontrolle (AK), lyophilisierte Reagenzien abgepackt in 4 Mikrotiterplatten zu 96 einzeln abtrennbaren Mikrotiterschälchen (wells), ausreichend für 384 Tests, beinhaltet 40 Primerdeckel, 40 Amplifikationsabdeckungen und 20 Abfallbeutel	1 Kit	440704
BD ProbeTec™ Chlamydia trachomatis (CT) u. Neisseria gonorrhoeae (GC) Reagenzienpackung mit AK		
Mit Amplifikationskontrolle (AK). Lyophilisierte Reagenzien abgepackt in 4 Mikrotiterplatten zu 96 einzeln abtrennbaren Mikrotiterschälchen (wells). Ausreichend für 384 Tests (CT und GC). Beinhaltet 40 Primerdeckel, 40 Amplifikationsabdeckungen und 20 Abfallbeutel	1 Kit	440450
BD ProbeTec™ Chlamydia trachomatis (CT) u. Neisseria gonorrhoeae (GC) Reagenzienpackung ohne AK		
Ohne Amplifikationskontrolle (AK), lyophilisierte Reagenzien abgepackt in 4 Mikrotiterplatten zu 96 einzeln abtrennbaren Mikrotiterschälchen (wells), ausreichend für 384 Tests (CT und GC), beinhaltet 40 Primerdeckel, 40 Amplifikationsabdeckungen und 20 Abfallbeutel	1 Kit	440705

Molekulare Diagnostik

BD ProbeTec™ ET System

Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mykobakterien

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae (CT/GC) Verbrauchsmaterialien		
BD ProbeTec™ ET Kontrollset CT/GC Für positive u. negative Kontrolle pro Testlauf, ausreichend für 20 Testläufe, CT/GC-Diagnostik	1 Set	440451
BD ProbeTec™ ET Probenröhrchen mit Deckel (4 ml) Zum Zentrifugieren von Urinproben, 4 ml, je 400 Röhrchen und Deckel	400 St	440455
BD ProbeTec™ ET Deckel für Probenröhrchen (4 ml) Zusätzliche Deckel zum erneuten Verschließen der Probenröhrchen (4 ml), 400 Stück	400 St	440456
BD ProbeTec™ ET Probenverdünnungslösung - Röhrchen, CT/GC Mit 2 ml Verdünnungslösung vorbefüllte Röhrchen zur Verarbeitung von Tupfern (Trockenabnahmesystem), 400 Stück	400 St	440452
BD ProbeTec™ ET Probenverdünnungslösung CT/GC Zur Verarbeitung von Urinproben und der Rehydrierung der Kontrollen	4 x 225 ml	440453
BD ProbeTec™ ET Pipettenspitzen Beinhaltet 720 (6 x 120) sterile Pipettenspitzen, mit Filter, im Rack, zum Pipettieren mit dem BD ProbeTec™ ET-Pipettor	720 St	440458
BD ProbeTec™ ET Zubehörkit CT/GC Beinhaltet Primerdeckel, Amplifikationsabdeckungen u. Abfallbeutel, je 20 Stück	1 Kit	440457

Molekulare Diagnostik

BD ProbeTec™ ET System

Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mykobakterien

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae (CT/GC) Abnahmebestecke		
BD ProbeTec™ ET Culturette™ Direct mit Reinigungstupfer (female) Zur Entnahme von Cervixabstrichen, Trockenabnahmesystem	100 St	440476
BD ProbeTec™ ET "wet swab" (female), mit Reinigungstupfer Zur Entnahme von Cervixabstrichen, Probeentnahmesystem für Frauen, bestehend aus Tupfer und Reinigungstupfer mit beiliegendem pufferbefülltem Röhrchen zum Transport ins Labor	100 St	220142
BD ProbeTec™ ET Mini Tip Direct Tupfer (male) Zur Entnahme von Urethralabstrichen, Trockenabnahmesystem	100 St	440461
BD ProbeTec™ ET "wet swab" (male) Zur Entnahme von Urethralabstrichen, Probeentnahmesystem für Männer, bestehend aus Tupfer mit beiliegendem pufferbefülltem Röhrchen zum Transport ins Labor	100 St	220143
BD ProbeTec™ ET Urin Preservative Transport Kit (UPT) Das Urin-Konservierungs- und Transportkit (UPT) mit NAP Guard Technologie ermöglicht die Lagerung und den Transport von Proben über einen verlängerten Zeitraum (30 Tage bei 2-30°C; 2 Monate bei -20°C) sowie unter variablen Transportbedingungen. Enthält 100 UPT Röhrchen und 100 Transferpipetten.	100 St	440928
BD Vacutainer® Urinröhrchen ohne Additiv aus PET Kunststoff mit hellbraunem Hemogard™ Verschuß 4 ml, 13 x 75 mm	100	368500
BD Vacutainer® Urinröhrchen ohne Additiv aus PET Kunststoff mit hellbraunem Hemogard™ Verschuß 6 ml, 13 x 100 mm	100	368501
BD Vacutainer® Urinröhrchen ohne Additiv aus PET Kunststoff mit hellbraunem Hemogard™ Verschuß 11 ml, 16 x 100 mm	100	364915
Urinbehälter mit Schraubverschluß und integrierter Urintransfereinheit 120 ml Fassungsvermögen, innen steril	200	364941
Urintransfereinheit	100	364940

11

Molekulare Diagnostik

BD ProbeTec™ ET System

Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mykobakterien

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Mycobacterium tuberculosis Komplex (MTBC) Verbrauchsmaterialien		
BD ProbeTec™ MTB - Komplex - Direktnachweis, Reagenzienpackung Anzulegen direkt aus dem Sputum, lyophilisierte Reagenzien abgepackt in drei Verpackungseinheiten zu 32 einzeln abtrennbaren Mikrotiterschälchen (wells), ausreichend für 96 Tests, inkl. Primerdeckel, Amplifikationsabdeckung (1/2), Abfallbeutel, je 8 Stück	1 Kit	440610
BD ProbeTec™ Kontrollset für MTB Komplex - Direktnachweis Enthält 20 Positiv- u. 20 Negativkontrollen, je eine Kontrolle pro Probenlauf	1 Set	440631
BD ProbeTec™ Probenröhrchen mit Deckel (2 ml) 200 Probenröhrchen 2 ml u. 200 Kappen mit integrierter Gummidichtung (200 Sets), inkl. Aufklebern zur Beschriftung der Röhrchen	200 St	440661
BD ProbeTec™ Deckel für Probenröhrchen (2 ml) Zusätzliche Schraubkappen mit integrierter Gummidichtung (200 St.)	200 St	440679
BD ProbeTec™ Probenverarbeitungs-Kit für den MTB - Direktnachweis Geeignet für die Verarbeitung von ca. 200 Proben, enthält je eine Flasche Puffer 1, 2 und 3	1 Kit	440643
BD ProbeTec™ ET Pipettenspitzen Beinhaltet 720 (6 x 120) sterile Pipettenspitzen, mit Filter, im Rack, zum Pipettieren mit dem BD ProbeTec™ ET-Pipettor	720 St	440458

Molekulare Diagnostik

BD Viper™ XTR System

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
-------------	----	-----------

Gerätesystem

BD Viper™ System mit XTR™ Technologie

Das BD Viper™ System mit der XTR Technologie ist ein vollautomatisches System zum molekularen Nachweis von Chlamydia trachomatis und Neisseria gonorrhoeae. Nach dem Beladen des Gerätes mit Patientenproben in "piercable cap tubes" und den gebrauchsfertigen BD ProbeTec Qx Reagenzien werden alle erforderlichen Schritte vollautomatisch abgearbeitet, von der magnetischen Extraktion durch die von BD patentierte FOX Extraktion, über die bewährte SDA bis zur Berichterstattung an das Laborinformationssystem.

441091

Somit werden praktisch alle manuellen und sich wiederholenden Bewegungsabläufe eliminiert und die Arbeits- und Nachweiszeit sowie Fehler drastisch reduziert. Zuverlässige Ergebnisse und gleich bleibende Qualität werden durch die interne Extraktionskontrolle für jede einzelne Probe sichergestellt.

Die tägliche Wartung ist auf ein Minimum reduziert, da keine Schläuche, Spritzen oder Pumpen zu reinigen sind. Die hohe Durchsatzzahl - bis zu 736 Ergebnisse pro Arbeitstag - und schnelle Nachweiszeit ermöglicht dem Labor, die ansteigenden Probenzahlen zu managen und zeitnahe Ergebnisse zu liefern.

Molekulare Diagnostik

BD Viper™ XTR System

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Verbrauchsmaterialien		
BD Viper™ Chlamydia trachomatis Qx Reagenzienkit 1152 Tests (ausreichend für 1128 Proben)	1 Kit	441126
BD Viper™ Neisseria gonorrhoeae Qx Reagenzienkit 1152 Tests (ausreichend für 1128 Proben)	1 Kit	441124
BD Viper™ Kontrollkit Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae Qx Je 24 Positiv- und Negativkontrollen	1 Kit	441125
BD Viper™ Trichomonas vaginalis Qx Reagenzienkit 1152 Tests (ausreichend für 1128 Proben)	1 Kit	441917
BD Viper™ Kontrollkit Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae / Trichomonas vaginalis Qx Je 24 Positiv- und Negativkontrollen	1 Kit	441925
BD Viper™ HSV 1 & 2 Qx Reagenzienkit 96 Tests (ausreichend für 94 Proben)	1 Kit	441749
BD Viper™ Kontrollkit HSV 1 & 2 Qx Je 24 Positiv- und Negativkontrollen	1 Kit	441748
BD Viper™ Extraktions und Lyse - Reagenzienkit 12 Kits	12 St	441128
BD Viper™ Probenextraktions - Röhrchen; CT/GC Qx 384 Röhrchen (ausreichend für 376 Proben)	384 St	441129
BD Viper™ leere Probenröhrchen mit Deckel Benötigt zur Verarbeitung von Nativurin; je 400 Röhrchen und Deckel	400 St	441360
BD Viper™ Deckel für Probenröhrchen 400 Deckel	400 St	441359
BD Viper™ Probenverdünnungslösungs - Röhrchen, CT/GC Qx Zur Verwendung zusammen mit dem Vaginalabstrich-Transportsystem (441122); 48 Röhrchen	48 St	441361
BD Viper™ Probenverdünnungslösungs-Röhrchen für LBC 48 Röhrchen zur Verwendung aus BD SurePath™ Einsendegefäßen (491253) sowie Hologic ThinPrep Röhrchen	400 St	441444
BD Viper™ Deckel für Probenröhrchen (LBC) 4 x 100 Deckel (blau)	400 St	441443
BD Viper™ Pipettenspitzen 960 Stück	960 St	440724

Molekulare Diagnostik

BD Viper™ XTR System

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Verbrauchsmaterialien		
BD Viper™ Zubehörkit		
Inhalt: 40 schwarze Amplifikations-Abdeckungsplatten 40 transparente Priming-Abdeckungsplatten 80 Abfalltüten für Amplifikations- und Priming-Platten 20 Abfalltüten für Reagenzientröge Der Inhalt reicht für 20 CT/GC Läufe (ca. 1800 Proben).	1 Kit	441853
BD Viper™ Abfallbeutel	10 St	441391
BD Viper™ Abfallbehälter	10 St	441392
BD Viper™ LT Neutralisationsreagenz für Flüssigabfall 12 Einheiten	12 St	441354
BD Viper™ Transportsystem für Endocervikalabstriche 100 Stück	100 St	441357
BD Viper™ Transportsystem für Harnröhrenabstriche 100 Stück	100 St	441358
BD Viper™ Transportsystem für Vaginalabstriche 100 Stück	100 St	441122
BD Viper™ Transportsystem für Urin, UPT Urin Preservative Transportsystem (UPT) für die Konservierung und den Transport von CT und GC in Urinproben von Männern und Frauen. 100 Stück.	100 St	441362

Molekulare Diagnostik

BD Viper™ LT System

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Gerätesystem		
BD Viper™ LT System mit dualer Technologie		
Das BD Viper™ LT System ist ein vollautomatisches System zum molekularen Nachweis von 14 Hoch-Risiko Typen des humanen Papilloma-Virus (HPV) mit real time PCR. Gleichzeitig erlaubt es den Nachweis von Chlamydia trachomatis und Neisseria gonorrhoeae mit der bewährten SDA Technologie. Das BD Viper™ LT System ist ein Tischgerät, alle Verbrauchsmaterialien sind gebrauchsfertig und bei Raumtemperatur zu lagern. Nach dem Beladen des Systems mit Patientenproben in "piercable cap tubes" und den gebrauchsfertigen Reagenzien werden alle Schritte vollautomatisch abgearbeitet: Extraktion, Amplifikation und Detektion. Die tägliche Wartung ist auf ein Minimum reduziert, da keine Schläuche, Pumpen oder Spritzen zu reinigen sind. Die Probendurchsatzzahl für HPV-Proben beträgt bis zu 90 pro Tag, für CT/GC bis zu 138 pro Tag.		442839
Verbrauchsmaterialien allgemein		
BD Viper™ LT Pipettenspitzen		
	3840 St	441996
BD Viper™ LT Abfalltüten		
für Festabfall		442968
BD Viper™ LT Neutralisationsreagenz für Flüssigabfall		
12 Einheiten	12 St	441354
BD Viper™ LT Ansaugvorrichtungen		
		443275

Molekulare Diagnostik

BD Viper™ LT System

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Verbrauchsmaterialien HPV		
BD Onclarity™ HPV Reagenzienkit 192 Tests, ausreichend für 180 Proben	1 Kit	442946
BD Viper™ Kontrollkit HPV Qx Je 24 Positiv- und Negativkontrollen	1 Kit	441993
BD Viper™ Probenextraktions-Röhrchen, HPV Extraktionsröhrchen zum BD Onclarity HPV Test auf dem BD Viper LT System	384 Röhrchen	441992
BD Viper™ Probenextraktions-Reagenz, PCR PCR Extraktionspuffer	12 St	442841
BD Viper™ LT PCR Zubehörkit ausreichend für 80 Läufe (je 80 transparente Abdeckungsplatten und Abfalltüten für Reagenzientrays)	1 Kit	442967
BD Viper™ LT PCR tube / tray kit Je 20 Platten mit leeren PCR tubes	1 Kit	442957
BD Viper™ LT Keycard 100 clicks zum Abrufen des HPV-Genotyp-Ergebnisses	1 St	443430
BD Onclarity™ HPV Abstrichbürsten 100 HPV Abstrichbürsten incl. 100 Röhrchen mit je 2,2 ml Qx Verdünnungslösung	100 St	441991
BD Viper™ Probenverdünnungslösungs-Röhrchen, LBC 400 Röhrchen mit je 1,7 ml Verdünnungslösung für die HPV Testung aus BD SurePath Röhrchen sowie Hologic ThinPrep Röhrchen	400 St	442840

Molekulare Diagnostik

BD Viper™ LT System

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Verbrauchsmaterialien CT/GC		
BD Viper™ LT Reagenzienkit, Chlamydia trachomatis Qx 384 Tests, ausreichend für 368 Proben	1 Kit	442959
BD Viper™ LT Reagenzienkit, Neisseria gonorrhoeae Qx 384 Tests, ausreichend für 368 Proben	1 Kit	442842
BD Viper™ Kontrollkit Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae Qx Je 24 Positiv- und Negativkontrollen	1 Kit	441125
BD Viper™ Probenextraktions - Röhrchen; CT/GC Qx 384 Röhrchen (ausreichend für 376 Proben)	384 St	441129
BD Viper™ Extraktions und Lyse-Reagenzienkit ausreichend für 12 Läufe	12	441994
BD Viper™ LT SDA Zubehörkit ausreichend für 80 Läufe (je 80 transparente und schwarze Abdeckungsplatten und Abfalltüten für Reagenzientrays)	1 Kit	442958
BD Viper™ Transportsystem für Endocervikalabstriche 100 Stück	100 St	441357
BD Viper™ Transportsystem für Harnröhrenabstriche 100 Stück	100 St	441358
BD Viper™ Transportsystem für Vaginalabstriche 100 Stück	100 St	441122
BD Viper™ Probenverdünnungslösungen - Röhrchen, CT/GC Qx Zur Verwendung zusammen mit dem Vaginalabstrich-Transportsystem (441122); 48 Röhrchen	48 St	441361
BD Viper™ Transportsystem für Urin, UPT Urin Preservative Transportsystem (UPT) für die Konservierung und den Transport von CT und GC in Urinproben von Männern und Frauen. 100 Stück.	100 St	441362
BD Viper™ leere Probenröhrchen mit Deckel Benötigt zur Verarbeitung von Nativurin; je 400 Röhrchen und Deckel	400 St	441360
BD Viper™ Deckel für Probenröhrchen 400 Deckel	400 St	441359
BD Viper™ Probenverdünnungslösungs-Röhrchen für LBC 48 Röhrchen zur Verwendung aus BD SurePath™ Einsendegefäßen (491253) sowie Hologic ThinPrep Röhrchen	400 St	441444
BD Viper™ Deckel für Probenröhrchen (LBC) 4 x 100 Deckel (blau)	400 St	441443

Molekulare Diagnostik

BD Viper™ LT System

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Verbrauchsmaterialien CT/GC		
Microwell Package (Mikroschälchenpackung) für das BD Viper System	8	440752

Molekulare Diagnostik

BD Affirm™ VP III

Bakterielle Vaginitis: Candida ssp., Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Gerätesystem		
BD Affirm™ VP III - Gerätesystem		
Testsystem mit Lyseblock u. Programmkarte zur DNA-Hybridisierung von <i>Candida species</i> , <i>Gardnerella vaginalis</i> und <i>Trichomonas vaginalis</i> aus Vaginalsekret	1 St	211918
Verbrauchsmaterialien		
BD Affirm™ VP III Reagenzienpackung		
Beinhaltet Sonden-Analysenkarten, Reagenzienkassetten, Röhrchen, Filterspitzen und Gebrauchslösungen, 24 Tests	1 Kit	446252
BD Affirm™ VP III Transport - System		
Transportsystem und Tupfer, besonders geeignet für lange Transportzeiten von bis zu 72 Stunden bei Raumtemperatur, 100 Stück	100 St	446255

Molekulare Diagnostik

BD Diagnostics GeneOhm™

MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus), GBS (Gruppe B Streptokokkus), VRE (Vancomycin-resistente Enterokokken),
MRSA / MSSA (Methicillin-sensitiver Staphylococcus aureus), Clostridium difficile

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Gerätesysteme und Zubehörteile		
SmartCycler® II PC	1 St	441276
SmartCycler® II Monitor	1 St	441279
Smart Cycler® Minizentrifuge Minizentrifuge für Smart Cycler® PCR-Reaktionsgefäße.	1 St	441274
Kits		
BD GeneOhm™ MRSA ACP-Test BD GeneOhm™ MRSA ACP ist ein diagnostischer In-vitro-Test zum direkten qualitativen Schnelldiagnose einer Kolonisierung durch Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA). Der Real-Time PCR Test wird direkt aus Abstrichmaterial von potentiell kolonisierten Patienten CE-IVD-konform mit dem SmartCycler® durchgeführt. Best.-Nr. 441637: 48 Tests Best.-Nr. 441639: 200 Tests	1 Kit 1 Kit	441637 441639
BD GeneOhm™ MRSA ACP LYSIS-Kit Der BD GeneOhm™ MRSA ACP Lysis-Kit dient zur schnellen chemischen Lyse von Zellen mittels Achromopeptidase Enzym. Er muß immer im Zusammenhang mit dem MRSA ACP-Test Kit bestellt und benutzt werden. Pro 200er MRSA ACP-Kit werden mindestens zwei Lyse Kits benötigt. Für zwei 48er MRSA Kits reicht ein Lyse Kit aus. 100 Tests pro VE	1 Kit	441638
BD GeneOhm™ StaphSR-Test (MRSA / MSSA) BD GeneOhm™ StaphSR ist ein qualitativer In-vitro-Test zum Schnelldiagnose Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (MRSA) und Methicillin-sensitiver Staphylococcus aureus (MSSA). Der Real-time PCR Test wird CE-IVD-konform mit dem SmartCycler® durchgeführt. 48 Tests pro VE	1 Kit	441252
BD GeneOhm™ Cdiff-Test BD GeneOhm™ C. diff ist ein diagnostischer In-vitro-Test zum direkten qualitativen Schnelldiagnose des C. difficile Toxin B Gens (tcdB) aus flüssigen oder weichen, humanen Stuhlproben von Patienten mit Verdacht auf Clostridium difficile-assoziierte Diarrhoe (CDAD). Der Real-Time PCR Test wird CE-IVD-konform mit dem SmartCycler® durchgeführt. 48 Tests pro VE	1 Kit	441400
BD GeneOhm™ VanR-Test Der BD GeneOhm™ VanR-Test ist ein qualitativer In-vitro-Test zum Schnelldiagnose von Vancomycinresistenzgenen (VanA und VanB) direkt aus Perianal und / oder Rektalabstrichen. Der Real-Time PCR Test wird CE-IVD-konform mit dem SmartCycler® durchgeführt. 48 Tests pro VE	1 kit	442972
BD GeneOhm™ Lysis Kit Der BD GeneOhm™ Lysis Kit dient zur schnellen mechanischen Lyse mittels Glasbeads von Zellen und Sporen aus verschiedenen Probenarten. 100 Tests pro VE	1 Kit	441243

Molekulare Diagnostik

BD Diagnostics GeneOhm™

*MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus), GBS (Gruppe B Streptokokkus), VRE (Vancomycin-resistente Enterokokken),
MRSA / MSSA (Methicillin-sensitiver Staphylococcus aureus), Clostridium difficile*

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Zusatzmaterialien		
BD GeneOhm™ Probenpuffer 300 x 0,6 ml	300 St	441747
Plastik-Röhrchenhalter blau, für 16 SmartCycler® PCR Röhrchen	1 St	441429

Molekulare Diagnostik

BD MAX™

Offene Plattform für die vollautomatisierte molekularbiologische Diagnostik

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
-------------	----	-----------

Gerätesystem

BD MAX™ System

BD MAX™ - Offene Plattform für die vollautomatisierte molekularbiologische Diagnostik

441916

Das BD MAX™ System ist ein vollautomatisiertes, FDA zugelassenes Tischgerät für Einzel- und Serien-Testungen. Es vereint vollautomatisierte Zell-Lyse, DNA- und RNA-Extraktion, Real-Time PCR Ansätze sowie die Amplifikation und Detektion in einem einzigen System. Der BD MAX™ ist einfach zu bedienen und ermöglicht vielfältige Anwendungen.

Verschiedenste Probenmaterialien, wie Urin, Serum, Plasma, Stuhl oder Abstrichtupfer können zur Testung verwendet und in einem Lauf parallel abgearbeitet werden.

Mit dem BD MAX™ (94,0 x 72,4 x 75,4 cm) lassen sich verschiedenste Probenaufkommen bewältigen und so maximale Effizienz und Flexibilität im Labor erzeugen. Proben von bis zu 24 Patienten können pro Lauf parallel innerhalb von zweieinhalb Stunden analysiert werden. Kleine Serien von bis zu vier Proben sind in weniger als 90 Minuten bearbeitbar. Der vollautomatische Betrieb erlaubt es, im Labor zusätzliche Zeit für andere Tätigkeiten zu gewinnen, was wiederum die Effizienz und die Produktivität steigert.

Die offene Systemarchitektur und die universell einsetzbaren Reagenzien-Streifen schaffen große Freiräume zur Implementierung eigener (Home-brew) DNA- und RNA Tests.

Molekulare Diagnostik

BD MAX™

Offene Plattform für die vollautomatisierte molekularbiologische Diagnostik

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Assays		
BD MAX™ MRSA-Test Der BD MAX™ MRSA-Test ist ein automatisierter qualitativer Test für die In-vitro-Diagnostik zum direkten Nachweis der DNA von methicillin-resistentem Staphylococcus aureus (MRSA) aus Nasenabstrichen von Patienten mit dem Risiko einer nasalen Besiedlung.	24 Tests	442953
BD MAX™ MRSA XT -Test Der BD MAX™ MRSA XT Test, der mit dem BD MAX™-System ausgeführt wird, ist ein automatisierter qualitativer Test für die In-vitro-Diagnostik zum Schnellnachweis methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (MRSA)-DNA in Nasenabstrichen von Patienten mit dem Risiko einer nasalen Besiedlung. Der BD MAX™ MRSA XT Assay soll die Prävention und Kontrolle von MRSA-Infektionen im Krankenhausbereich unterstützen. Beim BD MAX™ MRSA XT Assay wird eine ausgeweitete („eXTended“) Technologie zum Nachweis von neuen MRSA-Stämmen, wie beispielsweise Stämmen mit dem mecC-Gen, und zur Reduzierung von falsch positiven Ergebnissen aufgrund von mecA-Dropouts angewandt.	24 Tests	443461
BD MAX™ StaphSR -Test Der BD MAX™ StaphSR Test, der mit dem BD MAX™-System ausgeführt wird, ist ein automatisierter qualitativer Test für die In-vitro-Diagnostik zum schnellen Nachweis von Staphylococcus aureus (SA)-DNA und methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (MRSA)-DNA in Nasenabstrichen von Patienten mit dem Risiko einer nasalen Besiedlung. Angesichts der erhöhten Morbidität und Mortalität in Zusammenhang mit S. aureus-Infektionen, dem Auftreten von mecA-Drop-out-Mutationen und der Ausbreitung eines neuen Methicillinresistenz-Gens (mecC-Gen) stellt die Fähigkeit eines schnellen Nachweis- und Differenzierungsverfahrens zwischen S. Aureus und MRSA innerhalb von nur wenigen Stunden (gegenüber einem oder mehreren Tagen mit den herkömmlichen Methoden) einen entscheidenden Vorteil gegenüber den gängigen Nachweisverfahren dar und ermöglicht eine effizientere Behandlung und Verwaltung der Patienten.	24 Tests	443419
BD MAX™ Cdiff-Test Der BD MAX™ Cdiff-Test ist ein automatisierter Test für die In-vitro-Diagnostik zum direkten qualitativen Nachweis des Toxin B-Gens von Clostridium difficile (tcdB) in flüssigen oder weichen Humanstuhlproben von Patienten mit Verdacht auf C. Difficile-Infektion (CDI).	24 Tests	442555
BD MAX™ CRE-Test (RUO) Der BD MAX™ CRE-Test ist ein "Research Use Only (RUO)" Test zum Nachweis dreier antimikrobieller Resistenzgene (KPC, OXA-48 und NDM), die vor allem in carbapenem-resistenten Enterobacteriaceae (CRE) vorkommen.	24 Tests	443379
BD MAX™ Enteric Bacterial Test Der BD MAX™ Enteric Bacterial Test ist ein automatisierter Multiplex-Test für die In-vitro-Diagnostik zum direkten qualitativen Nachweis der DNA von Salmonella, Shigella, Shigatoxin produzierenden E.coli und Campylobacter aus Humanstuhlproben.	24 Tests	442963
BD MAX™ Enteric Parasite Test Der BD MAX™ Enteric Parasite Test ist ein automatisierter Multiplex-Test für die In-vitro-Diagnostik zum direkten qualitativen Nachweis der DNA von Giardia lamblia, Cryptosporidium (C. hominis und C. Parvum) und Entamoeba histolytica aus frischen oder formalin-fixierten Humanstuhlproben.	24 Tests	442960

Molekulare Diagnostik

BD MAX™

Offene Plattform für die vollautomatisierte molekularbiologische Diagnostik

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Assays		
BD MAX™ GBS-Test Der BD MAX™ GBS-Test ist ein automatisierter Test für die In-vitro-Diagnostik zum direkten qualitativen Nachweis der DNA von Streptokokken der Gruppe B (GBS) in Vaginal-/ Rektalproben von Schwangeren vor der Entbindung.	24 Tests	441772
BD MAX™ GC Real Time PCR -Test Zur Bestätigung von GC positiven BD Viper™ XTR Proben.	24 Tests	443486
BD MAX™ ExK DNA-1 (Plasma, Serum + Urin) BD MAX™ ExK DNA-1 Kits sind mit dem BD MAX™ System zu verwenden, um die DNA aus Bakterien und Viren zu extrahieren. Die somit erhaltene und gereinigte DNA kann mit dem BD MAX™ System oder mit anderen kommerziell erhältlichen Systemen zur Nukleinsäure-Amplifikation und Detektion verwendet werden.	24 Tests	442818
BD MAX™ ExK DNA-2 (Liquor + trockene Abstrichtupfer) BD MAX™ ExK DNA-2 Kits sind mit dem BD MAX System zu verwenden, um die DNA aus Bakterien und Viren zu extrahieren. Die somit erhaltene und gereinigte DNA kann mit dem BD MAX™ System oder mit anderen kommerziell erhältlichen Systemen zur Nukleinsäure-Amplifikation und Detektion verwendet werden.	24 Tests	442820
BD MAX™ ExK DNA-3 (Transportmedium + Urin) BD MAX™ ExK DNA-3 Kits sind mit dem BD MAX System zu verwenden, um die DNA aus Bakterien und Viren zu extrahieren. Die somit erhaltene und gereinigte DNA kann mit dem BD MAX™ System oder mit anderen kommerziell erhältlichen Systemen zur Nukleinsäure-Amplifikation und Detektion verwendet werden.	24 Tests	442822
BD MAX™ ExK DNA-4 (Stuhl) BD MAX™ ExK DNA-4 Kits sind mit dem BD MAX System zu verwenden, um die DNA aus Bakterien und Viren zu extrahieren. Die somit erhaltene und gereinigte DNA kann mit dem BD MAX™ System oder mit anderen kommerziell erhältlichen Systemen zur Nukleinsäure-Amplifikation und Detektion verwendet werden.	24 Tests	442850
BD MAX™ ExK RNA-3 (Transportmedium + Stuhl) BD MAX™ ExK RNA-3 Kits sind mit dem BD MAX System zu verwenden, um die RNA aus Viren zu extrahieren. Die somit erhaltene und gereinigte RNA kann mit dem BD MAX™ System oder mit anderen kommerziell erhältlichen Systemen zur Nukleinsäure-Amplifikation und Detektion verwendet werden.	24 Tests	437522
BD MAX™ DNA MMK (SPC) Gefriergetrockneter PCR Mastermix mit dNTPs, MgCl ₂ , Hot Start DNA Polymerase sowie Primern für die interne Prozesskontrolle.	24 Tests	442829
BD MAX™ DNA MMK Gefriergetrockneter PCR Mastermix mit dNTPs, MgCl ₂ , Hot Start DNA Polymerase, ohne Primer für die interne Prozesskontrolle.	24 Tests	442848

Molekulare Diagnostik

BD MAX™

Offene Plattform für die vollautomatisierte molekularbiologische Diagnostik

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Assays		
BD MAX™ ExK TNA-2 (CSF, lab use only)		
BD MAX™ ExK TNA-2 Kits sind mit dem BD MAX System zu verwenden, um die Gesamtnukleinsäure (DNA und RNA) aus Bakterien und Viren zu extrahieren. Die somit erhaltene und gereinigte Nukleinsäure kann mit dem BD MAX™ System oder mit anderen kommerziell erhältlichen Systemen zur Nukleinsäure-Amplifikation und Detektion verwendet werden.	1 Kit	442826
BD MAX™ ExK TNA-3 (Transportmedium, lab use only)		
BD MAX™ ExK TNA-3 Kits sind mit dem BD MAX System zu verwenden, um die Gesamtnukleinsäure (DNA und RNA) aus Bakterien und Viren zu extrahieren. Die somit erhaltene und gereinigte Nukleinsäure kann mit dem BD MAX™ System oder mit anderen kommerziell erhältlichen Systemen zur Nukleinsäure-Amplifikation und Detektion verwendet werden.	1 Kit	442828
BD MAX™ ExK Dnase (research use only)		
	1 Kit	443377
BD MAX™ TNA MMK (SPC)		
Gefriergetrockneter PCR Mastermix mit dNTPs, MgCl ₂ , Hot Start DNA Polymerase mit reverser Transkriptase-Funktion, ohne Primer für die interne Prozesskontrolle	1 Kit	442830
BD MAX™ TNA MMK		
Gefriergetrockneter PCR Mastermix mit dNTPs, MgCl ₂ , Hot Start DNA Polymerase mit reverser Transkriptase-Funktion, ohne Primer für die interne Prozesskontrolle	1 Kit	442845
Partner Assays		
Diagenode RESPIRATORY FLU A/B Test		
RESPIRATORY FLU A/B ist ein diagnostischer In-vitro-Test zum direkten qualitativen Nachweis der RNA von Influenzaviren aus Nasopharyngeal-Abstrichen. Zur Verwendung mit dem BD MAX™ ExK RNA-3 Kit.	96 Tests	442985
Diagenode BORDATELLA PERTUSSIS/Parapertussis Test		
BORDATELLA PERTUSSIS/Parapertussis Test ist ein diagnostischer In-vitro-Test zum direkten qualitativen Nachweis der DNA von Bordetella pertussis und parapertussis aus Nasopharyngeal-Aspiraten und Nasopharyngeal-Abstrichen. Zur Verwendung mit dem BD MAX™ ExK DNA-1 Kit.	96 Tests	442976
Diagenode ENTERIC VIRAL PANEL		
ENTERIC VIRAL PANEL ist ein diagnostischer In-vitro-Test zum direkten qualitativen Nachweis der RNA von Norovirus I, Norovirus II und Rotavirus aus Humanstuhlproben. Zur Verwendung mit dem BD MAX™ ExK RNA-3 Kit.	96 Tests	442987

Molekulare Diagnostik

BD MAX™

Offene Plattform für die vollautomatisierte molekularbiologische Diagnostik

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Verbrauchsmaterial		
BD MAX™ PCR Microfluidic PCR Cartridge Das einzigartige Design erlaubt eine schnelle Amplifikation und Detektion auf dem BD MAX™ System. Mit einer Microfluidic Karte können in einem Lauf gleichzeitig bis zu 24 einzelne PCRs unabhängig voneinander abgearbeitet werden.	24	437519
Conical Tubes, 0,3 ml	100	437016
Heat Seal Block Zur Verwendung mit dem PlateMax zum Versiegeln der conical tubes.	1	443412
5 colour Heat Seal Folien (54 wells) Zur Verwendung mit dem PlateMax zum Versiegeln der conical tubes.	1	443413

BD Tripath - Zytologische Diagnostik

Kapitel 12



Systeme 2

Verbrauchsmaterialien 4

12

BD Tripath - Zytologische Diagnostik

Systeme

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD PrepMate™ System		
BD PrepMate™ System System zum patentierten Zellanreicherungsverfahren von BD SurePath™. Separiert und reduziert störende Verunreinigungen und reduziert somit die Rate der unzureichenden Präparate.		490104
BD PrepStain™ System		
BD PrepStain™ System System zur Präparation und Färbung aus angereicherten BD SurePath™ Proben. Kann sowohl für gynäkologische als auch nicht-gynäkologische Proben (z.B. Feinnadelaspirationen, Körperhöhlenflüssigkeiten, Urine) verwendet werden. Standardisierte Ergebnisse von hoher Qualität. 96 Objektträger in 64 Minuten ohne Färbung 48 Objektträger in 60 Minuten mit Färbung		490100

BD Tripath - Zytologische Diagnostik

Systeme

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD Totalys™ System		
<i>Das BD Totalys™ System ist ein vollautomatisches System für die Gebärmutterhals-Krebsdiagnostik. Es besteht aus dem BD Totalys™ MultiProcessor System und dem BD Totalys™ SlidePrep System und liefert sowohl zytologische Präparate als auch molekularbiologische Aliquots für die Diagnostik von HPV, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae etc. Es können bis zu 432 Proben an einem 8 Stunden Tag abgearbeitet werden.</i>		
BD Totalys™ MultiProcessor System		443327
Vollautomatisiertes System zum patentierten Zellanreicherungsverfahren von BD SurePath™. Separiert und reduziert störende Verunreinigungen und reduziert somit die Rate der unzureichenden Präparate. Neben der Präparation der Zell-Pellets, welche auf dem BD Totalys™ SlidePrep zu gefärbten oder ungefärbten Präparaten weiterverarbeitet werden können, aliquotiert das BD Totalys™ MultiProcessor System aus den BD SurePath™ Einsendegefäßen die für den molekularbiologischen Nachweis von HPV bzw Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae benötigten Probenvolumina in die entsprechenden Testgefäße für die darauf abgestimmten Testsysteme (BD Viper XTR bzw BD Viper LT).		
BD BD Totalys™ SlidePrep System		491346
Das neue BD Totalys™ SlidePrep System zur Präparation und Färbung aus angereicherten BD SurePath™ Proben kann sowohl für gynäkologische als auch nicht-gynäkologische Proben (z.B. Feinnadelaspirationen, Körperhöhlenflüssigkeiten, Urine) verwendet werden. Es kann in Kombination mit dem BD PrepMate™ oder dem vollautomatischen BD Totalys™ MultiProcessor System verwendet werden. Neben den bewährten Eigenschaften des BD PrepStain™ Systems bietet das BD Totalys™ SlidePrep System eine bedienerfreundliche Windows-Oberfläche mit Touch-Screen sowie eine positive Proben-Identifizierung mittels eines eingebauten Barcode-Scanners für die randomisierte Abarbeitung der Objektträger.		
BD Totalys™ Slide Printer		443494
Der BD Totalys™ SlidePrinter bedruckt automatisch die Objektträger mit einem Barcode und alphanumerischer Patienten-Information. Er wird über das BD Totalys™ DataLink System an den BD Totalys™ MultiProcessor angeschlossen und erhält so die relevanten Patientendaten zum Druck auf den Objektträger.		
BD Totalys™ DataLink		443525
Das BD Totalys™ DataLink System ist eine Middleware, welche die Verbindung zwischen dem Laborinformationssystem (LIS) und dem BD Totalys™ MultiProcessor herstellt, um die Übertragung der Patientendaten zu gewährleisten.		
BD FocalPoint™ GS System		
BD FocalPoint™ GS System		491087
System zum computer-assistierten Screening von PAP Abstrichen - sowohl BD SurePath™ Dünnschicht - als auch konventionellen Abstrichen. Das BD FocalPoint™ GS System markiert und sortiert die auffälligsten Bereiche auf jedem Abstrich, die höchstwahrscheinlich anormale Zellen oder andere für die Diagnose relevante Informationen enthalten. Hunderte von Zellmerkmalen werden für jedes Präparat erfasst und ein Anomalie-Wert (score) berechnet.		

BD Tripath - Zytologische Diagnostik

Verbrauchsmaterialien

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD SurePath™ Flüssigkeitsbasierte PAP Tests - Gyn Test Kits für das BD PrepMate™ - System (manuelle Methode)		
BD SurePath™ - Einsendengefäße - NEU Die neuen BD SurePath™-Einsendengefäße sind mit einem dualen Barcode versehen; d.h. ein Barcode-Etikett kann von dem Einsendengefäß auf den Proben-Anforderungsschein gebracht werden. Somit ist eine lückenlose Nachverfolgung der Probe im Labor gewährleistet. Desweiteren ist in den neuen Einsendengefäßen eine Vorrichtung angebracht, welche das Abstreifen des Bürstenkopfes erleichtert. In Kombination mit der Rovers Cervex-Brush (abnehmbarer Kopf) gelangen 100% des entnommenen Zellabstrichs zur Bearbeitung in das Labor. Kein Schütteln, kein Schwenken, kein Verlust von diagnostisch wichtigen Zellen während des Probentransfers. Die restliche Patientenprobe kann für adjunktive Tests verwendet werden (immuncytochemische Tests, z.B. ProExC; HPV, CT/GC, Trichomonas), da kein störendes Methanol enthalten ist. Zusätzlich können aus dem BD SurePath™ angereicherten Zell-Pellet weitere BD SurePath™ Präparate (mindestens 5) hergestellt werden.	500 St	491253
BD PrepMate™ Kit ausreichend für 480 Präparate - enthält folgende Einzelbestandteile: Saugspitzen - 5 x 96 St., Art.Nr. 490510 Zentrifugenröhrchen - 1 x 480 St., Art.Nr. 490515 Dichtereagenz, 4 x 480 ml, Art.Nr. 491332 BD PrepMate™-Spritzen - 2 x 240 St., Art.Nr. 491331	1 Kit	491313
BD SurePath™ Manual Kit ausreichend für 480 Präparate - enthält folgende Einzelbestandteile: Sedimentationskammern - 2 x 240 St., Art.Nr. 491330 Vorbeschichtete Objektträger - 5 x 96 St., Art.Nr. 491248	1 Kit	491266
BD SurePath™ Flüssigkeitsbasierte PAP Tests - Gyn Test Kits für das BD PrepStain™- System (automatisierte Methode)		
BD PrepMate™ Kit ausreichend für 480 Präparate - enthält folgende Einzelbestandteile: Saugspitzen - 5 x 96 St., Art.Nr. 490510 Zentrifugenröhrchen - 1 x 480 St., Art.Nr. 490515 Dichtereagenz, 4 x 480 ml, Art.Nr. 491332 BD PrepMate™-Spritzen - 2 x 240 St., Art.Nr. 491331	1 Kit	491313
BD PrepStain™ Kit ausreichend für 480 Präparate - enthält folgende Einzelbestandteile: Einmal-Transferspitzen - 5 x 96 St., Art.Nr. 490513 Sedimentationskammern - 2 x 240 St., Art.Nr. 491330 Vorbeschichtete Objektträger - 5 x 96 St., Art.Nr. 491248	1 Kit	491311

BD Tripath - Zytologische Diagnostik

Verbrauchsmaterialien

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD SurePath™ Flüssigkeitsbasierte PAP Tests - Gyn Test Kits für das BD SlidePrep™- System (automatisierte Methode)		
BD PrepMate™ Kit ausreichend für 480 Präparate - enthält folgende Einzelbestandteile: Saugspitzen - 5 x 96 St., Art.Nr. 490510 Zentrifugenröhrchen - 1 x 480 St., Art.Nr. 490515 Dichtereagenz, 4 x 480 ml, Art.Nr. 491332 BD PrepMate™-Spritzen - 2 x 240 St., Art.Nr. 491331	1 Kit	491313
BD SlidePrep™ Kit ausreichend für 480 Präparate - enthält folgende Einzelbestandteile: Einmal-Transferspitzen, conductive - 3 x 192 St., Art.Nr. 491120 Sedimentationskammern - 2 x 240 St., Art.Nr. 491330 Vorbeschichtete Objektträger - 5 x 96 St., Art.Nr. 491248	1 Kit	491308
BD SurePath™ Flüssigkeitsbasierte PAP Tests - Gyn Test Kits für das BD Totalys™ - System (vollautomatisierte Methode)		
BD Totalys Processor™ Kit ausreichend für 480 Präparate - enthält folgende Einzelbestandteile: Zentrifugenröhrchen, etikettiert - 1 x 480 St., Art.Nr. 491323 Dichtereagenz, 1 x 480 ml, Art.Nr. 491332 Dichtereagenz, 1 x 2 l, Art.Nr. 491306 BD PrepMate™-Spritzen - 2 x 240 St., Art.Nr. 491331 TRIS gepufferte Lösung - 1 x, Art.Nr. 490518	1 Kit	491310
BD SlidePrep™ Kit ausreichend für 480 Präparate - enthält folgende Einzelbestandteile: Einmal-Transferspitzen, conductive - 3 x 192 St., Art.Nr. 491120 Sedimentationskammern - 2 x 240 St., Art.Nr. 491330 Vorbeschichtete Objektträger - 5 x 96 St., Art.Nr. 491248	1 Kit	491308
BD CytoRich™ - nicht-gynäkologische LBC Kits für das BD PrepStain™ System - BD CytoRich BLUE-OHNE hämolytischen Wirkstoff		
Nicht-gynäkologischer LBC-Kit für BD PrepStain™-System der Kit ist ausreichend für 192 Präparate aus 192 Proben und enthält die folgenden Einzelbestandteile: Zentrifugenröhrchen (2 x 96 St., Art.Nr. 490514) Vorbeschichtete BD SurePath™-Objektträger (2 x 96 St., Art.Nr. 491248) Sedimentationskammern (2 x 96 St., Art.Nr. 491329) Einmal-Transferspitzen (2 x 96 St., Art.Nr. 490513)	1 Kit	491303
Zytologie-Färbemittel-Kit für BD PrepStain™-System (nicht-gynäkologisch) enthält folgende Einzelbestandteile: BD EA-/OG-Färbemittel (1 x 480 ml, Art.Nr. 491328) BD Hämatoxylin-Färbung 0,5 (1 x 480 ml, Art.Nr. 491327)	1 Kit	491333
Konservierungsflüssigkeit BD CytoRich™ Blue	3600 ml	491335

BD Tripath - Zytologische Diagnostik

Verbrauchsmaterialien

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
BD CytoRich™ - nicht-gynäkologische LBC Kits für das BD PrepStain™ System - BD CytoRich RED - OHNE hämolytischen Wirkstoff		
Nicht-gynäkologischer LBC-Kit für BD PrepStain™-System		
der Kit ist ausreichend für 192 Präparate aus 192 Proben und enthält die folgenden Einzelbestandteile:	1 Kit	491303
Zentrifugenröhrchen (2 x 96 St., Art.Nr. 490514)		
Vorbeschichtete BD SurePath™-Objektträger (2 x 96 St., Art.Nr. 491248)		
Sedimentationskammern (2 x 96 St., Art.Nr. 491329)		
Einmal-Transferspitzen (2 x 96 St., Art.Nr. 490513)		
Zytologie-Färbemittel-Kit für BD PrepStain™-System (nicht-gynäkologisch)		
enthält folgende Einzelbestandteile:	1 Kit	491333
BD EA-/OG-Färbemittel (1 x 480 ml, Art.Nr. 491328)		
BD Hämatoxylin-Färbung 0,5 (1 x 480 ml, Art.Nr. 491327)		
Konservierungsflüssigkeit BD CytoRich™ Red		
	3600 ml	491336
BD ProEx™ C - immunozytochemische Kits für BD SurePath™ LBC		
BD ProEx™ C - Counterstain-Kit		
Die Anzahl der Tests variiert abhängig von der Art der verwendeten Immunfärbung; das Kit enthält die folgenden Einzelbestandteile (Menge VE):	480 Kit	490500
1 x 18 ml Bläumittel		
1 x 18 ml Mayers Hämatoxylinlösung		
BD ProEx™ C - für BD SurePath™ LBC		
Die Anzahl der Tests variiert abhängig von der Art der verwendeten Immunfärbung; das Kit enthält die folgenden Einzelbestandteile (Menge VE):	480 Kit	490501
1 ml DAB (1)		
18 ml DAB-Substratpuffer (1)		
15 ml Mausprobe (1)		
BD SureDetect™ - SiHa-Zellkontrolle		
75 Kontroll-Objektträger (1) - 8 ml	8 ml	490503
BD SureDetect™ - Präparatpuffer für Objektträger 10X		
1 x 500 ml - für 600 Objektträger	500 ml	490512
BD SureDetect™ - Präparationskit für Objektträger (96 Tests/Kit)		
jeder Kit ist ausreichend für 96 Tests und enthält die folgenden Einzelbestandteile		491267
1 x 96 Unbeschichtete BD SurePath™ - Objektträger (Art.Nr. 491248)		
1 x 96 BD PrepStain™ -Sedimentationskammern (Art.Nr. 491329)		
1 x 96 Einmal-Transferspitzen (Art.Nr. 490513)		
BD ProEx™ C - Reagenz für die Histologie		
BD ProEx™ C - Antibody-Cocktail, ausreichend für 25-35 Tests	7 ml	490502

BD Tripath - Zytologische Diagnostik

Verbrauchsmaterialien

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Andere Reagenzien und Verbrauchsmaterialien		
BD SurePath™-Kappe für Konservierungsmittelgefäß	100 St	491325
Alkohol-Mischspülung	3600 ml	490506
BD SurePath™-Konservierungsmittel	3600 ml	491337
Konservierungsflüssigkeit BD CytoRich™ Red	3600 ml	491336
Konservierungsflüssigkeit BD CytoRich™ Blue	3600 ml	491335
Easy-Saugspitzen	96 St	490510
Einmal-Transferspitzen (BD PrepStain™ System)	96 St	490513
Einmal-Transferspitzen (BD SlidePrep™ System)	192 St	491120
Zentrifugenröhrchen	96 St	490514
Zentrifugenröhrchen	480 St	490515
Dispenser 4ml	1	490516
BD PrepStain™ - Spritzpipetten, Beutel	240 St	491331
TRIS-gepufferte Salzlösung (für die Zubereitung von 18 l)	1 St	490518
Sedimentationskammern	240 St	491330
Sedimentationskammern	96 St	491329
BD PrepStain™ - Dichtereagenz	480 ml	491332
BD SurePath™ - Einsendegefäße	25	491324

BD Tripath - Zytologische Diagnostik

Verbrauchsmaterialien

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Andere Reagenzien und Verbrauchsmaterialien		
BD SurePath™ - Einsendengefäße - NEU		
Die neuen BD SurePath™-Einsendengefäße sind mit einem dualen Barcode versehen; d.h. ein Barcode-Etikett kann von dem Einsendengefäß auf den Proben-Anforderungsschein gebracht werden. Somit ist eine lückenlose Nachverfolgung der Probe im Labor gewährleistet. Desweiteren ist in den neuen Einsendengefäßen eine Vorrichtung angebracht, welche das Abstreifen des Bürstenkopfes erleichtert. In Kombination mit der Rovers Cervex-Brush (abnehmbarer Kopf) gelangen 100% des entnommenen Zellabstrichs zur Bearbeitung in das Labor. Kein Schütteln, kein Schwenken, kein Verlust von diagnostisch wichtigen Zellen während des Probentransfers. Die restliche Patientenprobe kann für adjunktive Tests verwendet werden (immuncytochemische Tests, z.B. ProExC; HPV, CT/GC, Trichomonas), da kein störendes Methanol enthalten ist. Zusätzlich können aus dem BD SurePath™ angereicherten Zell-Pellet weitere BD SurePath™ Präparate (mindestens 5) hergestellt werden.	500 St	491253
Cervex-Brush® (nicht steril verpackt)		
für die konventionelle und flüssigkeitsbasierte Zytologie Die Cervex-Brush entnimmt in einer einzigen Bewegung endozervikale, ektozervikale und U-Zonen-Zellen unsteril verpackt	500 St	490524
Cervex-Brush® combi (steril verpackt)		
für die konventionelle und flüssigkeitsbasierte Zytologie Die Cervex-Brush entnimmt in einer einzigen Bewegung endozervikale, ektozervikale und U-Zonen-Zellen steril verpackt (Cervex-Brush combi)	500 St	490526
Vorbeschichtete BD SurePath™ - Objektträger		
	96 St	491248
Zytologie-Färbemittel-Kit für BD PrepStain™ - System		
der Kit enthält EA/OG-Färbemittel (1 Flasche mit 480ml) und Hämatoxylin-Färbung 0,75 (1 Flasche mit 480ml)	1 Kit	491334
BD Hämatoxylin, 0.75		
	480 ml	491338

Anhang

EDMA Codes, Indices



EDMA Codes	
Index Produktbezeichnung	
Index Artikelnummern	

Index Produktbezeichnung

Produktbezeichnung	Seite	Produktbezeichnung	Seite
2		Antibiotika - Test - Medium 19	2 - 3
20- G Kanüle; für BD Macro-Vue™ RPR - Kartentest	5 - 5	Antibiotika - Test - Medium 3	2 - 2
2xYT	2 - 40	Antibiotika - Test - Medium 4	2 - 2
5		Antibiotika - Test - Medium 8	2 - 2
5 colour Heat Seal Folien (54 wells)	11 - 20	Antibiotika - Test - Medium 9	2 - 3
5 colour Heat Seal Folien (54 wells)	11 - 21	APT - Agar	2 - 3
A		APT - Bouillon	2 - 3
A - 1 - Medium	2 - 2	Asparagin	2 - 3
Acridine - Orange - Färbung	4 - 5	Auramin - Färbeset	10 - 2
Actinomyces - Isolier - Agar	2 - 2	Auramin - Rhodamin - Färbeset	10 - 2
Adonit	2 - 2	Auramin/Rhodamin - Fluoreszenzfarbstoff für die Auramin - Rhodamin - Färbung	10 - 2
Aeromonas - Yersinia - Agar	3 - 2	Azid - Blut - Agar (Basis)	2 - 3
AFB Objektträger	10 - 3	Azid - Glukose - Bouillon	2 - 3
Agar - Agar, 1A - Qualität	2 - 38	Ä	
Agar - Agar, granuliert	2 - 38	Äskulin	2 - 3
Agar - Noble u. Tonney	2 - 38	Äskulin - Eisen - Agar	2 - 3
Agar, Bacto Qualität	2 - 38	Äskulin - Galle - Agar	2 - 3
Agar, technisch	2 - 38	B	
Agar, zuckerfrei	2 - 38	Bacteroides - Galle - Äskulin - Agar mit Amikacin	3 - 2
Agarose	2 - 38	Baird - Parker - Agar	3 - 2
AK - Agar Nr. 2 (Sporulations - Agar)	2 - 2	Baird - Parker - Agar (Basis)	2 - 4
Akridin - Orange	7 - 5	BarcodA Karbonband 40 x 10 mm	6 - 4
Alkaescens dispar - Antiserum (1 - 4)	5 - 9	BarcodA Karbonband 40 x 10 mm	6 - 5
Alkohol-Mischspülung	12 - 5	BarcodA Karbonband 90 mm	6 - 4
Alkohol-Mischspülung	12 - 6	BarcodA Karbonband 90 mm	6 - 5
Alkohol-Mischspülung	12 - 7	BarcodA Reinigungstücher	6 - 4
Amikacin	10 - 9	BarcodA Reinigungstücher	6 - 5
Anaerobier - Agar nach Brewer	2 - 2	Barcode - Etiketten für BD BACTEC™ Lytic/10 - Anaerob F - Medien	9 - 4
Anaerobier - Agar nach Brewer, mod.	2 - 2	Barcode - Etiketten für BD BACTEC™ PEDS - PLUS/F - Medien	9 - 4
Anreicherung B	2 - 2	Barcode - Etiketten für BD BACTEC™ PLUS - aerob - Medium	9 - 4
Anreicherung C (enthält 1% Glukose)	2 - 2	Barcode - Etiketten für BD BACTEC™ PLUS - anaerob - Medium	9 - 4
Antibiotic - Medium 19	3 - 15	Barcode - Etiketten, universal für BD BACTEC™- Medien	9 - 4
Antibiotika - Medium Nr. 2 - Grundsicht - Agar	2 - 2	BBL Group A Selective Strep Agar mit 5% Schafblut (ssA) und BBL Trypticase Agar mit 5% Schafblut (TSA II)	3 - 14
Antibiotika - Medium Nr. 3 - Bestimmungs - Bouillon	2 - 2	BBL™ m-EI Agar	3 - 8
Antibiotika - Medium Nr. 5 - Streptomycin - Bestimmungssagar	2 - 2	BD Affirm™ VP III - Gerätesystem	11 - 13
Antibiotika - Test - Medium 1	2 - 2	BD Affirm™ VP III - Gerätesystem	11 - 14
Antibiotika - Test - Medium 10	2 - 3	BD Affirm™ VP III Reagenzienpackung	11 - 13
Antibiotika - Test - Medium 11	2 - 3	BD Affirm™ VP III Reagenzienpackung	11 - 14
Antibiotika - Test - Medium 12	2 - 3	BD Affirm™ VP III Transport - System	11 - 13

Index Produktbezeichnung

Produktbezeichnung	Seite	Produktbezeichnung	Seite
BD Affirm™ VP III Transport - System	11 - 14	BD BACTEC™ MGIT™ AST Carrier Set, 5-Tube	10 - 8
BD BACTEC™ - Blutkulturflaschen Transportbox	9 - 5	BD BACTEC™ MGIT™ AST Carrier Set, 8-Tube	10 - 8
BD BACTEC™ FX 40 Gerätesystem	9 - 2	BD BACTEC™ MGIT™ Kalibratorröhrchen	10 - 7
BD BACTEC™ FX 40 Startergruppe	9 - 2	BD BACTEC™ MGIT™ Röhrchen	10 - 7
BD BACTEC™ FX Bottom-Unit	9 - 2	BD BACTEC™ MGIT™ Temperaturkontrollröhrchen	10 - 7
BD BACTEC™ FX Top-Unit	9 - 2	BD BACTEC™ PLUS - Aerob/F - Medium	9 - 3
BD BACTEC™ MYCO/F - Lytic - Medium	10 - 10	BD BACTEC™ PLUS - Anaerob/F - Medium	9 - 3
BD BACTEC™ MYCO/F - Lytic - Medium	9 - 3	BD BACTEC™ SafePod Clip-Rahmen	9 - 5
BD BACTEC™ - Mycosis - IC/F - Medium	9 - 3	BD BACTEC™ SafePod Flaschenhalter	9 - 5
BD BACTEC™ - PEDS - PLUS/F - Medium	9 - 3	BD BACTEC™ SafePod Saugfähige Einlage	9 - 5
BD BACTEC™ PLUS Aerob/F - Medium (Plastikflasche)	9 - 3	BD BACTEC™ Sicherheitsbehälter für Blutkulturflaschen	9 - 5
BD BACTEC™ PLUS Anaerob/F - Medium (Plastikflasche)	9 - 3	BD BACTEC™ TWINSET	9 - 4
BD BACTEC™ Standard Aerob/F - Medium	9 - 3	BD BBL™ CHROMagar™ MRSA II	3 - 12
BD BACTEC™ Standard Anaerob/F - Medium	9 - 3	BD BBL™ CHROMagar™ MRSA II	3 - 4
BD BACTEC™ 9050 Gerätesystem	9 - 2	BD BBL™ CHROMagar™ Candida	3 - 12
BD BACTEC™ 9120 Gerätesystem	9 - 2	BD BBL™ CHROMagar™ Candida	3 - 3
BD BACTEC™ 9240 Gerätesystem	9 - 2	BD BBL™ CHROMagar™ O157	3 - 12
BD BACTEC™ BD BACTEC™ SafePod Dummy	9 - 5	BD BBL™ CHROMagar™ O157	3 - 3
BD BACTEC™ Computerstand	9 - 5	BD BBL™ CHROMagar™ Orientation	3 - 12
BD BACTEC™ Doppelstand	9 - 5	BD BBL™ CHROMagar™ Orientation	3 - 3
BD BACTEC™ Einzelstand	9 - 5	BD BBL™ CHROMagar™ Orientation / Columbia CNA - Agar mit 5 % Schafblut	3 - 13
BD BACTEC™ FX Tisch	9 - 5	BD BBL™ CHROMagar™ Salmonella	3 - 12
BD BACTEC™ Kombistand	9 - 5	BD BBL™ CHROMagar™ Salmonella	3 - 4
BD BACTEC™ Lytic/10 - Anaerob/F - Medium	9 - 3	BD BBL™ CHROMagar™ Salmonella / XLD - Agar	3 - 13
BD BACTEC™ Lytic/10 - Anaerob/F - Medium (Plastikflasche)	9 - 3	BD BBL™ CHROMagar™ Staph aureus	3 - 12
BD BACTEC™ MGIT™ (Wachstums) - Supplement - Kit	10 - 7	BD BBL™ CHROMagar™ Staph aureus	3 - 4
BD BACTEC™ MGIT™ 320 Gerätesystem	10 - 7	BD BBL™ MGIT™ AST S.I.R.E. - Testkit (manuell)	10 - 6
BD BACTEC™ MGIT™ 320 Tisch	10 - 7	BD BBL™ MGIT™ OADC	10 - 6
BD BACTEC™ MGIT™ 960 - AST - Starter-Kit	10 - 8	BD BBL™ MGIT™ PANTA™	10 - 6
BD BACTEC™ MGIT™ 960 - I.R - Testkit	10 - 8	BD BBL™ MGIT™ Röhrchen (manuell)	10 - 6
BD BACTEC™ MGIT™ 960 - S.I.R.E. - Testkit	10 - 8	BD BBL™ MycoPrep™ - Kit	10 - 2
BD BACTEC™ MGIT™ 960 EMB 7,5 - Testkit	10 - 8	BD BBL™ Staphyloslide - Latex - Test - Kit	5 - 3
BD BACTEC™ MGIT™ 960 Gerätesystem	10 - 7	BD BBL™ Streptocard™ - Acid - Extraktions - Reagenz	5 - 4
BD BACTEC™ MGIT™ 960 INH 0,4 - Testkit	10 - 8	BD BBL™ Streptocard™ - Acid - Latex - Testkit (Gruppe A, B, C, F u. G)	5 - 4
BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA - Kit	10 - 8	BD BBL™ Streptocard™ - Enzym - Extraktions - Reagenz	5 - 4
BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA - Medium	10 - 8	BD BBL™ Streptocard™ - Enzym - Latex - Testkit (Gruppe A, B, C, D, F u. G)	5 - 4
BD BACTEC™ MGIT™ 960 STR 4.0 - Testkit	10 - 8	BD BBL™ Streptocard™ - Latex - Test Gruppe A	5 - 4
BD BACTEC™ MGIT™ AST Carrier Set, 2-Tube	10 - 9	BD BBL™ Streptocard™ - Latex - Test Gruppe B	5 - 4
BD BACTEC™ MGIT™ AST Carrier Set, 3-Tube	10 - 8	BD BBL™ Streptocard™ - Latex - Test Gruppe D	5 - 4
BD BACTEC™ MGIT™ AST Carrier Set, 4-Tube	10 - 8		

Index Produktbezeichnung

Produktbezeichnung	Seite	Produktbezeichnung	Seite
BD BBL™ Streptocard™ - Reaktionskarten	5 - 4	BD Directigen™ - Meningitis - Combo - Testkarten	5 - 3
BD BD Totalys™ SlidePrep System	12 - 2	BD Directigen™ - Meningitis - Group - Test (Gruppe A, C, Y, W135)	5 - 3
BD BD Totalys™ SlidePrep System	12 - 3	BD Directigen™ - Meningitis - Group - Test (Gruppe B u. E.coli K1)	5 - 3
BD Bruker MALDI Biotyper™	7 - 34	BD Directigen™ - Meningitis - Probenpuffer	5 - 3
BD Cefinase™ - Testblättchen	7 - 8	BD Directigen™ - Streptococcus pneumoniae - Test	5 - 4
BD CrystalSpec™ Nephelometer Kalibrationsstandards	7 - 3	BD DrySlide™ Indol	7 - 4
BD Crystal™ Anaerob ID - Testkit	7 - 2	BD DrySlide™ Nitrocefin	7 - 4
BD Crystal™ AutoReader (Referenz - Panel)	7 - 3	BD DrySlide™ Oxidase	7 - 4
BD Crystal™ E/NF ID - Testkit	7 - 2	BD DrySlide™ PYR - Kit	7 - 4
BD Crystal™ Farbtafeln zur Auswertung aller BD Crystal™ ID - Testkits	7 - 3	BD Enterococcosel™ - Agar	3 - 5
BD Crystal™ Gram - Positiv ID - Testkit	7 - 2	BD Enterococcosel™ - Agar (Äskulin - Galle - Azid - Agar)	2 - 9
BD Crystal™ ID - Bouillon (E/NF)	7 - 2	BD Enterococcosel™ - Bouillon	2 - 9
BD Crystal™ ID - Bouillon (GP, Anaerob, N/H)	7 - 2	BD Enterococcosel™ - Bouillon	3 - 15
BD Crystal™ Lichtkasten zur Auswertung aller BD Crystal™ ID - Testkits	7 - 3	BD EpiCenter™ Blutkultur Pro Patient (BPP)	8 - 3
BD Crystal™ MIND - Software	7 - 3	BD EpiCenter™ Blutvolumen-Monitoring (BVM)	8 - 3
BD Crystal™ N/H ID - Testkit	7 - 2	BD EpiCenter™ EpiCARE	8 - 2
BD Crystal™ Rapid - Gram - Positiv ID - Testkit	7 - 2	BD EpiCenter™ MultiUser	8 - 3
BD CultureSwab™ EZ II dual, ohne Medium, Doppeltupfer	1 - 3	BD EpiCenter™ PLUS	8 - 2
BD CultureSwab™ EZ, ohne Medium, Einzeltupfer	1 - 3	BD EpiCenter™ RTU Datenmanagement - System	8 - 2
BD CultureSwab™ MaxV, Amies - Medium flüssig, Doppeltupfer	1 - 4	BD EpiCenter™ TB eXiST	8 - 3
BD CultureSwab™ MaxV, Amies - Medium flüssig, Einzeltupfer	1 - 3	BD EpiCenter™ Version 6.4 Software Lizenz	8 - 2
BD CultureSwab™ MaxV, Stuart - Medium flüssig, Doppeltupfer	1 - 4	BD EpiCenter™ Workstation	8 - 2
BD CultureSwab™ MaxV, Stuart - Medium flüssig, Einzeltupfer	1 - 4	BD FocalPoint™ GS System	12 - 2
BD CultureSwab™ Plus MaxV, Amies - Medium ohne Kohle halbfest, Doppeltupfer	1 - 4	BD FocalPoint™ GS System	12 - 3
BD CultureSwab™ Plus MaxV, Amies - Medium ohne Kohle halbfest, Einzeltupfer	1 - 4	BD GasPak™ 100 - Anaerobiertopf	4 - 3
BD CultureSwab™ Plus, Amies - Medium mit Kohle halbfest, Einzeltupfer	1 - 3	BD GasPak™ 100 - Deckel	4 - 3
BD CultureSwab™ Plus, Amies - Medium ohne Kohle halbfest, Einzeltupfer	1 - 3	BD GasPak™ 100 - Deckel mit O-Ring	4 - 3
BD CultureSwab™, Amies - Medium flüssig, Einzeltupfer	1 - 3	BD GasPak™ 100 - System	4 - 3
BD CultureSwab™, Cary-Blair - Medium flüssig, Einzeltupfer	1 - 3	BD GasPak™ 150 - Anaerobiertopf	4 - 3
BD CultureSwab™, mod. Stuart - Medium flüssig, Einzeltupfer	1 - 3	BD GasPak™ 150 - Deckel (komplett)	4 - 3
BD CultureSwab™, ohne Medium, Einzeltupfer	1 - 3	BD GasPak™ 150 - innerer Deckel	4 - 3
BD CultureSwab™, Stuart - Medium flüssig, Doppeltupfer	1 - 3	BD GasPak™ 150 - Plattenkorb	4 - 4
BD CultureSwab™, Stuart - Medium flüssig, Einzeltupfer	1 - 3	BD GasPak™ 150 - System	4 - 3
BD DCLS Agar, Modified / Hektoen - Enterobacteriaceae - Agar	3 - 13	BD GasPak™ Anaerob - Indikator, trocken	4 - 4
BD DIFCO™ & BD BBL™ Nährmedien Handbuch	2 - 43	BD GasPak™ CO2 - Indikator	4 - 4
BD Directigen™ - Group - B - Strep - Test	5 - 4	BD GasPak™ Deckelverschlussklammer	4 - 4
BD Directigen™ - H. influenzae Typ B - Test	5 - 3	BD GasPak™ EZ Anaerob - Entwickler	4 - 2
BD Directigen™ - Meningitis - Combo - Test	5 - 3	BD GasPak™ EZ Anaerob - Entwickler mit Indikator	4 - 2
		BD GasPak™ EZ Anaerobier Pouch System	4 - 2

Index Produktbezeichnung

Produktbezeichnung	Seite	Produktbezeichnung	Seite
BD GasPak™ EZ Behälter für 15 - 18 Petrischalen	4 - 2	BD Macro-Vue™ RPR - Kartentest - Kit No. 115	5 - 5
BD GasPak™ EZ Behälter für 30-33 Petrischalen	4 - 2	BD Macro-Vue™ RPR - Kontrollkarten	5 - 6
BD GasPak™ EZ Campy - Entwickler	4 - 2	BD Macro-Vue™ RPR - Testkarten	5 - 5
BD GasPak™ EZ Campy Pouch System	4 - 3	BD Macro-Vue™ RPR Syphilis - Antigen - Suspension 10 x 3 ml	5 - 5
BD GasPak™ EZ CO2 - Entwickler	4 - 2	BD Macro-Vue™ RPR Syphilis - Antigen - Suspension 3 x 3 ml	5 - 5
BD GasPak™ EZ CO2 Pouch System	4 - 2	BD MAX™ Cdiff-Test	11 - 17
BD GasPak™ EZ Ständer für 15-18 Petrischalen	4 - 2	BD MAX™ Cdiff-Test	11 - 18
BD GasPak™ EZ Ständer für 30-33 Petrischalen	4 - 2	BD MAX™ CRE-Test (RUO)	11 - 17
BD GasPak™ Katalysatornachfüllpackungen	4 - 4	BD MAX™ CRE-Test (RUO)	11 - 18
BD GasPak™ O - Ring - Dichtung	4 - 4	BD MAX™ DNA MMK	11 - 18
BD GasPak™ Reagenzglasständer für 13 Röhrchen	4 - 4	BD MAX™ DNA MMK	11 - 19
BD GeneOhm™ Cdiff-Test	11 - 14	BD MAX™ DNA MMK (SPC)	11 - 18
BD GeneOhm™ Cdiff-Test	11 - 15	BD MAX™ DNA MMK (SPC)	11 - 19
BD GeneOhm™ Lysis Kit	11 - 14	BD MAX™ Enteric Bacterial Test	11 - 17
BD GeneOhm™ Lysis Kit	11 - 15	BD MAX™ Enteric Bacterial Test	11 - 18
BD GeneOhm™ MRSA ACP LYSIS-Kit	11 - 14	BD MAX™ Enteric Parasite Test	11 - 17
BD GeneOhm™ MRSA ACP LYSIS-Kit	11 - 15	BD MAX™ Enteric Parasite Test	11 - 18
BD GeneOhm™ MRSA ACP-Test	11 - 14	BD MAX™ ExK DNA-1 (Plasma, Serum + Urin)	11 - 18
BD GeneOhm™ MRSA ACP-Test	11 - 15	BD MAX™ ExK DNA-1 (Plasma, Serum + Urin)	11 - 19
BD GeneOhm™ Probenpuffer	11 - 15	BD MAX™ ExK DNA-2 (Liquor + trockene Abstrichtupfer)	11 - 18
BD GeneOhm™ Probenpuffer	11 - 16	BD MAX™ ExK DNA-2 (Liquor + trockene Abstrichtupfer)	11 - 19
BD GeneOhm™ StaphSR-Test (MRSA / MSSA)	11 - 14	BD MAX™ ExK DNA-3 (Transportmedium + Urin)	11 - 18
BD GeneOhm™ StaphSR-Test (MRSA / MSSA)	11 - 15	BD MAX™ ExK DNA-3 (Transportmedium + Urin)	11 - 19
BD GeneOhm™ VanR-Test	11 - 14	BD MAX™ ExK DNA-4 (Stuhl)	11 - 18
BD GeneOhm™ VanR-Test	11 - 15	BD MAX™ ExK DNA-4 (Stuhl)	11 - 19
BD Hematoxylin, 0.75	12 - 8	BD MAX™ ExK Dnase (research use only)	11 - 19
BD Hycheck™ für Desinfektionsmittelkontrollen	3 - 25	BD MAX™ ExK Dnase (research use only)	11 - 20
BD Hycheck™ zum Nachweis von Enterobacteriaceae	3 - 25	BD MAX™ ExK RNA-3 (Transportmedium + Stuhl)	11 - 18
BD Hycheck™ zum Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen	3 - 25	BD MAX™ ExK RNA-3 (Transportmedium + Stuhl)	11 - 19
BD Hycheck™ zum Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen mit TTC	3 - 25	BD MAX™ ExK TNA-2 (CSF, lab use only)	11 - 19
BD Hycheck™ zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl	3 - 25	BD MAX™ ExK TNA-2 (CSF, lab use only)	11 - 20
BD Kiestra™ InoqulA Plattenausstreicher	6 - 3	BD MAX™ ExK TNA-3 (Transportmedium, lab use only)	11 - 19
BD Kiestra™ Total Lab Automation (TLA)	6 - 3	BD MAX™ ExK TNA-3 (Transportmedium, lab use only)	11 - 20
BD Kiestra™ Total Lab Automation (TLA)	6 - 4	BD MAX™ GBS-Test	11 - 18
BD Kiestra™ Work Cell Automation (WCA)	6 - 3	BD MAX™ GBS-Test	11 - 19
BD Macro-Vue RPR - Kartentest - Kontrollen	5 - 6	BD MAX™ GC Real Time PCR -Test	11 - 18
BD Macro-Vue™ Antigen - Dispensierflaschen	5 - 5	BD MAX™ GC Real Time PCR -Test	11 - 19
BD Macro-Vue™ RPR - Kartentest - Kit No. 104	5 - 5	BD MAX™ MRSA XT -Test	11 - 17
BD Macro-Vue™ RPR - Kartentest - Kit No. 110	5 - 5	BD MAX™ MRSA XT -Test	11 - 18
BD Macro-Vue™ RPR - Kartentest - Kit No. 112- 150	5 - 5	BD MAX™ MRSA-Test	11 - 17

Index Produktbezeichnung

Produktbezeichnung	Seite	Produktbezeichnung	Seite
BD MAX™ MRSA-Test	11 - 18	BD Port-A-Cul™ Fläschchen, steril, Transportsystem	1 - 2
BD MAX™ PCR Microfluidic PCR Cartridge	11 - 20	BD Port-A-Cul™ Fläschchen, Transportsystem	1 - 2
BD MAX™ PCR Microfluidic PCR Cartridge	11 - 21	BD Port-A-Cul™ Transportglas, Transportsystem	1 - 2
BD MAX™ StaphSR -Test	11 - 17	BD Port-A-Cul™, Transportsystem	1 - 2
BD MAX™ StaphSR -Test	11 - 18	BD PrepMate™ Kit	12 - 4
BD MAX™ System	11 - 16	BD PrepMate™ Kit	12 - 5
BD MAX™ System	11 - 17	BD PrepMate™ System	12 - 2
BD MAX™ TNA MMK	11 - 19	BD PrepStain™ - Dichtereagenz	12 - 3
BD MAX™ TNA MMK	11 - 20	BD PrepStain™ - Dichtereagenz	12 - 4
BD MAX™ TNA MMK (SPC)	11 - 19	BD PrepStain™ - Dichtereagenz	12 - 5
BD MAX™ TNA MMK (SPC)	11 - 20	BD PrepStain™ - Dichtereagenz	12 - 6
BD MGIT - TBc - ID TEST	10 - 5	BD PrepStain™ - Dichtereagenz	12 - 7
BD MicroMGIT™ Calibrator	10 - 6	BD PrepStain™ - Spritzpipetten	12 - 3
BD MicroMGIT™ Reader	10 - 6	BD PrepStain™ - Spritzpipetten	12 - 5
BD Mycosel™ - Agar	2 - 24	BD PrepStain™ - Spritzpipetten	12 - 6
BD Mycosel™ - Agar	3 - 9	BD PrepStain™ - Spritzpipetten, Beutel	12 - 7
BD Mycosel™ - Schrägagar	3 - 20	BD PrepStain™ Kit	12 - 4
BD Onclarity™ HPV Abstrichbürsten	11 - 11	BD PrepStain™ System	12 - 2
BD Onclarity™ HPV Reagenzienkit	11 - 11	BD ProbeTec™ Chlamydia trachomatis (CT) u. Neisseria gonorrhoeae (GC) Reagenzienpackung mit AK	11 - 3
BD Oxacillin Screen Agar	3 - 9	BD ProbeTec™ Chlamydia trachomatis (CT) u. Neisseria gonorrhoeae (GC) Reagenzienpackung ohne AK	11 - 3
BD PhoenixSpec™ Kalibrationsstandards	7 - 29	BD ProbeTec™ Deckel für Probenröhrchen (2 ml)	11 - 6
BD PhoenixSpec™ Kalibrationsstandards	7 - 3	BD ProbeTec™ ET "wet swab" (male)	11 - 5
BD PhoenixSpec™ Kalibrationsstandards	7 - 33	BD ProbeTec™ ET - Gerätesystem	11 - 2
BD PhoenixSpec™ Nephelometer	7 - 29	BD ProbeTec™ ET "wet swab" (female), mit Reinigungstupfer	11 - 5
BD PhoenixSpec™ Nephelometer	7 - 3	BD ProbeTec™ ET Chlamydia trachomatis (CT) Reagenzienpackung mit AK	11 - 3
BD PhoenixSpec™ Nephelometer	7 - 33	BD ProbeTec™ ET Chlamydia trachomatis (CT) Reagenzienpackung ohne AK	11 - 3
BD Phoenix™ 25 µl Hamilton Pipette	7 - 29	BD ProbeTec™ ET Culturette™ Direct mit Reinigungstupfer (female)	11 - 5
BD Phoenix™ 50 µl Hamilton Pipette	7 - 29	BD ProbeTec™ ET Deckel für Probenröhrchen (4 ml)	11 - 4
BD Phoenix™ AST - Bouillon	7 - 30	BD ProbeTec™ ET Deckel für Probenröhrchen (4ml)	11 - 4
BD Phoenix™ AST - Bouillon 4,5 ml	7 - 30	BD ProbeTec™ ET Kontrollset CT/GC	11 - 4
BD Phoenix™ AST - Indikator	7 - 30	BD ProbeTec™ ET Lyse - Block, 220V	11 - 2
BD Phoenix™ AST - S - Bouillon	7 - 30	BD ProbeTec™ ET Lyse - Rack mit 96 Probenplätzen	11 - 2
BD Phoenix™ AST - S - Indikator	7 - 30	BD ProbeTec™ ET Mini Tip Direct Tupfer (male)	11 - 5
BD Phoenix™ Hamilton Pipetten - Halterung	7 - 29	BD ProbeTec™ ET Pipettenspitzen	11 - 4
BD Phoenix™ ID - Bouillon 2,2 ml	7 - 30	BD ProbeTec™ ET Pipettenspitzen	11 - 6
BD Phoenix™ ID - Bouillon 4,5 ml	7 - 30	BD ProbeTec™ ET Pipettierrack, klar	11 - 2
BD Phoenix™ Inokulationsstation	7 - 29	BD ProbeTec™ ET Pipettor	11 - 2
BD Phoenix™ Panel Caddy	7 - 29	BD ProbeTec™ ET Pipettor Halterung	11 - 2
BD Phoenix™ Panelverschlüsse (einzel) (200)	7 - 30		
BD Phoenix™ System	7 - 29		

Index Produktbezeichnung

Produktbezeichnung	Seite	Produktbezeichnung	Seite
BD ProbeTec™ ET Pipettor Netzteil, 220V	11 - 2	BD Sensi-Disc™ Amoxicillin 2 µg + Clavulansäure 1 µg (Augmentan)	7 - 10
BD ProbeTec™ ET Plastikabdeckung für Lyse - Rack	11 - 2	BD Sensi-Disc™ Amoxicillin 20 µg + Clavulansäure 10 µg (Augmentan)	7 - 10
BD ProbeTec™ ET Priming - u. Wärme - Block, 220V	11 - 2	BD Sensi-Disc™ Amoxicillin, 10 µg	7 - 10
BD ProbeTec™ ET Probenrack für 2 ml Röhrchen, Metall	11 - 2	BD Sensi-Disc™ Amoxicillin, 25 µg	7 - 10
BD ProbeTec™ ET Probenröhrchen mit Deckel (4 ml)	11 - 4	BD Sensi-Disc™ Ampicillin 10 µg + Sulbactam 10 µg	7 - 11
BD ProbeTec™ ET Probenröhrchen mit Deckel (4ml)	11 - 4	BD Sensi-Disc™ Ampicillin, 10 µg	7 - 10
BD ProbeTec™ ET Probenverdünnungslösung - Röhrchen, CT/GC	11 - 4	BD Sensi-Disc™ Ampicillin, 10 µg	7 - 11
BD ProbeTec™ ET Probenverdünnungslösung CT/GC	11 - 4	BD Sensi-Disc™ Ampicillin, 2 µg	7 - 10
BD ProbeTec™ ET Ultraschallbad (180 - 260 Volt, 50 Hz)	11 - 2	BD Sensi-Disc™ Ampicillin, 25 µg	7 - 11
BD ProbeTec™ ET Urin Preservative Transport Kit (UPT)	11 - 5	BD Sensi-Disc™ Azithromycin, 15µg	7 - 11
BD ProbeTec™ ET Zubehörkit CT/GC	11 - 4	BD Sensi-Disc™ Azlocillin, 30 µg	7 - 11
BD ProbeTec™ Kontrollset für MTB Komplex - Direktnachweis	11 - 6	BD Sensi-Disc™ Azlocillin, 75µg	7 - 11
BD ProbeTec™ MTB - Komplex - Direktnachweis, Reagenzienpackung	11 - 6	BD Sensi-Disc™ Aztreonam, 30 µg	7 - 11
BD ProbeTec™ Probenröhrchen mit Deckel (2 ml)	11 - 6	BD Sensi-Disc™ Bacitracin, 10 I.E.	7 - 11
BD ProbeTec™ Probenverarbeitungskit für den MTB - Direktnachweis	11 - 6	BD Sensi-Disc™ Bacitracin, 2 I.E.	7 - 11
BD ProEx™ C - Counterstain-Kit	12 - 4	BD Sensi-Disc™ Carbenicillin, 100 µg	7 - 11
BD ProEx™ C - Counterstain-Kit	12 - 5	BD Sensi-Disc™ Cefaclor, 30 µg	7 - 11
BD ProEx™ C - Counterstain-Kit	12 - 6	BD Sensi-Disc™ Cefaclor, 30 µg	7 - 12
BD ProEx™ C - für BD SurePath™ LBC	12 - 4	BD Sensi-Disc™ Cefadroxil, 30 µg	7 - 12
BD ProEx™ C - für BD SurePath™ LBC	12 - 5	BD Sensi-Disc™ Cefalexin, 30 µg	7 - 12
BD ProEx™ C - für BD SurePath™ LBC	12 - 6	BD Sensi-Disc™ Cefazolin, 30 µg	7 - 12
BD ProEx™ C - Reagenz für die Histologie	12 - 4	BD Sensi-Disc™ Cefdinir, 5 µg	7 - 12
BD ProEx™ C - Reagenz für die Histologie	12 - 5	BD Sensi-Disc™ Cefdinir, 5µg	7 - 12
BD ProEx™ C - Reagenz für die Histologie	12 - 6	BD Sensi-Disc™ Cefepim, 30 µg	7 - 12
BD RODAC™ Petrischalen, steril, unbefüllt (65 x 15 mm)	1 - 6	BD Sensi-Disc™ Cefixim, 10 µg	7 - 12
BD RODAC™ Platten - Ständer, Blau	1 - 6	BD Sensi-Disc™ Cefixim, 5 µg	7 - 12
BD RODAC™ Platten - Ständer, Grün	1 - 6	BD Sensi-Disc™ Cefonicid, 30 µg	7 - 12
BD RODAC™ Platten - Ständer, Orange	1 - 6	BD Sensi-Disc™ Cefoperazon, 30 µg	7 - 12
BD Schaedler - CNA - Agar mit 5% Schafblut	3 - 10	BD Sensi-Disc™ Cefoperazon, 75 µg	7 - 12
BD Sensi - Disc™ - Dispenser für 6 Kartuschen	7 - 27	BD Sensi-Disc™ Cefotaxim, 30 µg	7 - 13
BD Sensi - Disc™ - Dispenser für 8 Kartuschen	7 - 28	BD Sensi-Disc™ Cefotaxim, 30 µg	7 - 27
BD Sensi-Disc™ - Dispenser für 1 Kartusche	7 - 28	BD Sensi-Disc™ Cefotaxim, 5 µg	7 - 13
BD Sensi-Disc™ - Dispenser für 12 Kartuschen	7 - 28	BD Sensi-Disc™ Cefotaxim/Clavulansäure, (30 µg/10 µg)	7 - 27
BD Sensi-Disc™ - Dispenser für 6 Kartuschen mit Aufbewahrungsbehälter	7 - 27	BD Sensi-Disc™ Cefotetan, 30µg	7 - 13
BD Sensi-Disc™ - Dispenser für 8 Kartuschen mit Aufbewahrungsbehälter	7 - 28	BD Sensi-Disc™ Cefotiam, 30 µg	7 - 13
BD Sensi-Disc™ - Dispenser II Behälter	7 - 28	BD Sensi-Disc™ Cefoxitin, 30 µg	7 - 13
BD Sensi-Disc™ Amikacin, 10 µg	7 - 10	BD Sensi-Disc™ Cefpodoxim, 10 µg	7 - 13
BD Sensi-Disc™ Amikacin, 30 µg	7 - 10	BD Sensi-Disc™ Cefprozil, 30 µg	7 - 13
		BD Sensi-Disc™ Cefradin, 30 µg	7 - 13
		BD Sensi-Disc™ Cefsulodin, 30 µg	7 - 13

Index Produktbezeichnung

Produktbezeichnung	Seite	Produktbezeichnung	Seite
BD Sensi-Disc™ Ceftazidim, 10 µg	7 - 13	BD Sensi-Disc™ Fusidinsäure, 10 µg	7 - 17
BD Sensi-Disc™ Ceftazidim, 30 µg	7 - 14	BD Sensi-Disc™ Gatifloxacin, 5 µg	7 - 17
BD Sensi-Disc™ Ceftazidim, 30 µg	7 - 27	BD Sensi-Disc™ Gentamicin, 10 µg	7 - 17
BD Sensi-Disc™ Ceftazidim/Clavulansäure, (30 µg/10 µg)	7 - 27	BD Sensi-Disc™ Gentamicin, 120 µg	7 - 17
BD Sensi-Disc™ Ceftiofur, 30 µg	7 - 14	BD Sensi-Disc™ Gentamicin, 30 µg	7 - 17
BD Sensi-Disc™ Ceftizoxim, 30 µg	7 - 14	BD Sensi-Disc™ Imipenem, 10 µg	7 - 18
BD Sensi-Disc™ Ceftriaxon, 30 µg	7 - 14	BD Sensi-Disc™ Isoniazid (Isonicotinyl Hydrazine), 1 µg	7 - 18
BD Sensi-Disc™ Cefuroxim-Natrium, 30 µg	7 - 14	BD Sensi-Disc™ Isoniazid (Isonicotinyl Hydrazine), 5 µg	7 - 18
BD Sensi-Disc™ Cefuroxim-Natrium, 5 µg	7 - 14	BD Sensi-Disc™ Kanamycin, 30 µg	7 - 18
BD Sensi-Disc™ Cephalexin, 30 µg	7 - 14	BD Sensi-Disc™ Latamoxef, 30 µg	7 - 18
BD Sensi-Disc™ Cephalothin, 30 µg	7 - 14	BD Sensi-Disc™ Levofloxacin, 5 µg	7 - 18
BD Sensi-Disc™ Chloramphenicol, 10 µg	7 - 14	BD Sensi-Disc™ Lincomycin, 15 µg	7 - 18
BD Sensi-Disc™ Chloramphenicol, 30 µg	7 - 14	BD Sensi-Disc™ Lincomycin, 2 µg	7 - 18
BD Sensi-Disc™ Chloramphenicol, 30 µg	7 - 15	BD Sensi-Disc™ Linezolid, 10 µg	7 - 18
BD Sensi-Disc™ Cinoxacin, 100 µg	7 - 15	BD Sensi-Disc™ Linezolid, 30 µg	7 - 18
BD Sensi-Disc™ Ciprofloxacin, 1 µg	7 - 15	BD Sensi-Disc™ Linezolid, 30 µg	7 - 19
BD Sensi-Disc™ Ciprofloxacin, 5 µg	7 - 15	BD Sensi-Disc™ Lomafloxacin, 10 µg	7 - 19
BD Sensi-Disc™ Clarithromycin, 15 µg	7 - 15	BD Sensi-Disc™ Marbofloxacin, 5 µg	7 - 19
BD Sensi-Disc™ Clindamycin, 10 µg	7 - 15	BD Sensi-Disc™ Mecillinam, 10 µg	7 - 19
BD Sensi-Disc™ Clindamycin, 2 µg	7 - 15	BD Sensi-Disc™ Meropenem, 10 µg	7 - 19
BD Sensi-Disc™ Cloxacillin, 1 µg	7 - 15	BD Sensi-Disc™ Metronidazol (für Broth Disc Methode), 80 µg	7 - 19
BD Sensi-Disc™ Colistin, 10 µg	7 - 15	BD Sensi-Disc™ Metronidazol, 5 µg	7 - 19
BD Sensi-Disc™ Colistin, 10 µg (Anaerobier - Hilfstest)	7 - 15	BD Sensi-Disc™ Metronidazol, 80 µg	7 - 19
BD Sensi-Disc™ Colistin, 25 µg	7 - 15	BD Sensi-Disc™ Mezlocillin, 30 µg	7 - 19
BD Sensi-Disc™ Danofloxacin, 5 µg	7 - 16	BD Sensi-Disc™ Mezlocillin, 75 µg	7 - 19
BD Sensi-Disc™ Doripenem, 10 µg	7 - 16	BD Sensi-Disc™ Minocyclin, 30 µg	7 - 19
BD Sensi-Disc™ Doxycyclin, 30 µg	7 - 16	BD Sensi-Disc™ Moxifloxacin, 5 µg	7 - 20
BD Sensi-Disc™ Enoxacin, 10 µg	7 - 16	BD Sensi-Disc™ Mupirocin, 200 µg	7 - 20
BD Sensi-Disc™ Enrofloxacin, 5 µg	7 - 16	BD Sensi-Disc™ Mupirocin, 5 µg	7 - 20
BD Sensi-Disc™ Ertapenem, 10 µg	7 - 16	BD Sensi-Disc™ Nafcillin, 1 µg	7 - 20
BD Sensi-Disc™ Erythromycin, 15 µg	7 - 16	BD Sensi-Disc™ Nalidixinsäure, 30 µg	7 - 20
BD Sensi-Disc™ Erythromycin, 2 µg	7 - 16	BD Sensi-Disc™ Neomycin, 30 µg	7 - 20
BD Sensi-Disc™ Erythromycin, 5 µg	7 - 16	BD Sensi-Disc™ Neomycin, 5 µg	7 - 20
BD Sensi-Disc™ Ethambutol, 25 µg	7 - 16	BD Sensi-Disc™ Netilmicin, 10 µg	7 - 20
BD Sensi-Disc™ Ethambutol, 50 µg	7 - 17	BD Sensi-Disc™ Netilmicin, 30 µg	7 - 20
BD Sensi-Disc™ Ethionamide, 25 µg	7 - 17	BD Sensi-Disc™ Nitrofurantoin 100 µg + Sulfadiazin 100 µg	7 - 21
BD Sensi-Disc™ Fluconazole, 25 µg	7 - 27	BD Sensi-Disc™ Nitrofurantoin, 100 µg	7 - 21
BD Sensi-Disc™ Fosfomycin, 200 µg	7 - 17	BD Sensi-Disc™ Nitrofurantoin, 200 µg	7 - 21
BD Sensi-Disc™ Fosfomycin, 50 µg	7 - 17	BD Sensi-Disc™ Nitrofurantoin, 300 µg	7 - 21
BD Sensi-Disc™ Furazolidon, 100 µg	7 - 17	BD Sensi-Disc™ Nitrofurantoin, 50 µg	7 - 20

Index Produktbezeichnung

Produktbezeichnung	Seite	Produktbezeichnung	Seite
BD Sensi-Disc™ Norfloxacin, 10 µg	7 - 21	BD Sensi-Disc™ Tetracyclin, 10 µg	7 - 25
BD Sensi-Disc™ Norfloxacin, 2 µg	7 - 21	BD Sensi-Disc™ Tetracyclin, 30 µg	7 - 25
BD Sensi-Disc™ Novobiocin, 30 µg	7 - 21	BD Sensi-Disc™ Tetracyclin, 5 µg	7 - 25
BD Sensi-Disc™ Novobiocin, 5 µg	7 - 21	BD Sensi-Disc™ Ticarcillin + Clavulansäure, (Timentin), 85 µg	7 - 25
BD Sensi-Disc™ Ofloxacin, 10 µg	7 - 22	BD Sensi-Disc™ Ticarcillin, 75 µg	7 - 25
BD Sensi-Disc™ Ofloxacin, 5 µg	7 - 21	BD Sensi-Disc™ Tigecyclin, 15 µg	7 - 25
BD Sensi-Disc™ Oleandomycin, 15 µg	7 - 22	BD Sensi-Disc™ Tobramycin, 10 µg	7 - 25
BD Sensi-Disc™ Oxacillin, 1 µg	7 - 22	BD Sensi-Disc™ Tobramycin, 30 µg	7 - 25
BD Sensi-Disc™ Oxacillin, 5 µg	7 - 22	BD Sensi-Disc™ Trimethoprim 1,25 µg + Sulfamethoxazol 23,75 µg (Cotrimoxazol)	7 - 26
BD Sensi-Disc™ Oxytetracyclin, 30 µg	7 - 22	BD Sensi-Disc™ Trimethoprim, 1,25 µg	7 - 25
BD Sensi-Disc™ Pefloxacin, 5 µg	7 - 22	BD Sensi-Disc™ Trimethoprim, 2,5 µg	7 - 25
BD Sensi-Disc™ Penicillin G, 10 I.E.	7 - 22	BD Sensi-Disc™ Trimethoprim, 5 µg	7 - 26
BD Sensi-Disc™ Penicillin, 1 I.E.	7 - 22	BD Sensi-Disc™ Triple Sulfa je 1/3 Sulfamethazin, Sulfamerazin, Sulfadiazin, 25 µg	7 - 26
BD Sensi-Disc™ Penicillin, 2 I.E.	7 - 22	BD Sensi-Disc™ Vancomycin, 30 µg	7 - 26
BD Sensi-Disc™ Pipemidsäure, 20 µg	7 - 22	BD Sensi-Disc™ Vancomycin, 5 µg	7 - 26
BD Sensi-Disc™ Piperacillin 100 µg + Tazobactam 10 µg	7 - 23	BD Sensi-Disc™ Voriconazole, 1µg	7 - 27
BD Sensi-Disc™ Piperacillin 30 µg + Tazobactam 6 µg	7 - 23	BD SlidePrep™ Kit	12 - 5
BD Sensi-Disc™ Piperacillin 75 µg + Tazobactam 10 µg	7 - 23	BD SureDetect™ - Präparationskit für Objektträger (96 Tests/Kit)	12 - 5
BD Sensi-Disc™ Piperacillin, 100 µg	7 - 23	BD SureDetect™ - Präparationskit für Objektträger (96 Tests/Kit)	12 - 6
BD Sensi-Disc™ Piperacillin, 30 µg	7 - 23	BD SureDetect™ - Präparatpuffer für Objektträger 10X	12 - 4
BD Sensi-Disc™ Piperacillin, 70 µg	7 - 23	BD SureDetect™ - Präparatpuffer für Objektträger 10X	12 - 5
BD Sensi-Disc™ Polymyxin B, 300 I. E. µg	7 - 23	BD SureDetect™ - Präparatpuffer für Objektträger 10X	12 - 6
BD Sensi-Disc™ Quinupristin/Dalfopristin, (Synercid), 15 µg	7 - 24	BD SureDetect™ - SiHa-Zellkontrolle	12 - 4
BD Sensi-Disc™ Rifampin, 2 µg	7 - 23	BD SureDetect™ - SiHa-Zellkontrolle	12 - 5
BD Sensi-Disc™ Rifampin, 25 µg	7 - 23	BD SureDetect™ - SiHa-Zellkontrolle	12 - 6
BD Sensi-Disc™ Rifampin, 30 µg	7 - 23	BD SurePath™ - Einsendegefäße	12 - 3
BD Sensi-Disc™ Rifampin, 5 µg	7 - 23	BD SurePath™ - Einsendegefäße	12 - 4
BD Sensi-Disc™ Spectinomycin, 100 µg	7 - 24	BD SurePath™ - Einsendegefäße	12 - 5
BD Sensi-Disc™ Spiramicin, 100 µg	7 - 24	BD SurePath™ - Einsendegefäße	12 - 6
BD Sensi-Disc™ Streptomycin, 10 µg	7 - 24	BD SurePath™ - Einsendegefäße	12 - 7
BD Sensi-Disc™ Streptomycin, 300 µg	7 - 24	BD SurePath™ - Einsendegefäße - NEU	12 - 4
BD Sensi-Disc™ Streptomycin, 50 µg	7 - 24	BD SurePath™ - Einsendegefäße - NEU	12 - 8
BD Sensi-Disc™ Sulbactam 30 µg + Cefoperazon 10 µg	7 - 24	BD SurePath™ -Kappe für Konservierungsmittelgefäß	12 - 3
BD Sensi-Disc™ Sulfadiazin, 0,25 µg	7 - 24	BD SurePath™ -Kappe für Konservierungsmittelgefäß	12 - 4
BD Sensi-Disc™ Sulfamethoxazol, 23,75 µg	7 - 24	BD SurePath™ -Kappe für Konservierungsmittelgefäß	12 - 5
BD Sensi-Disc™ Sulfathiazol, 0,25 µg	7 - 24	BD SurePath™ -Kappe für Konservierungsmittelgefäß	12 - 6
BD Sensi-Disc™ Sulfisoxazol, 25 µg	7 - 24	BD SurePath™ -Kappe für Konservierungsmittelgefäß	12 - 7
BD Sensi-Disc™ Teicoplanin, 30 µg	7 - 24	BD SurePath™ -Konservierungsmittel	12 - 3
BD Sensi-Disc™ Temocillin, 30 µg	7 - 24	BD SurePath™ -Konservierungsmittel	12 - 4
BD Sensi-Disc™ Testblättchen, unbeschickt	7 - 10		

Index Produktbezeichnung

Produktbezeichnung	Seite	Produktbezeichnung	Seite
BD SurePath™ -Konservierungsmittel	12 - 5	BD Totalys™ Slide Printer	12 - 2
BD SurePath™ -Konservierungsmittel	12 - 6	BD Totalys™ Slide Printer	12 - 3
BD SurePath™ -Konservierungsmittel	12 - 7	BD Trichosel™ - Bouillon, modifiziert	2 - 33
BD SurePath™ Manual Kit	12 - 4	BD Trichosel™ - Bouillon, modifiziert	3 - 19
BD Taxo™ - A, Bacitracin, 0,04 IE - Testblättchen	7 - 8	BD Trypticase™ - Soja - Agar	3 - 11
BD Taxo™ - ALA (Amino Laevulinsäure) - Testblättchen	7 - 8	BD Trypticase™ - Soja - Agar (TSA)	2 - 33
BD Taxo™ - Anaerobier - Differenzierungs - Set - Testblättchen	7 - 8	BD Trypticase™ - Soja - Agar mit 5 % Schafblut	3 - 11
BD Taxo™ - Bacitracin, 0,04 IE - Testblättchen	7 - 8	BD Trypticase™ - Soja - Agar mit 5% Schafblut / MacConkey II - Agar	3 - 14
BD Taxo™ - Harnstoff - Testblättchen	7 - 9	BD Trypticase™ - Soja - Agar mit 5% Schafblut / MacConkey II - Agar mit MUG	3 - 14
BD Taxo™ - Hippurat - Testblättchen	7 - 8	BD Trypticase™ - Soja - Agar mit Lecithin u. Polysorbat 80	2 - 34
BD Taxo™ - Kanamycin, 1 mg - Testblättchen	7 - 8	BD Trypticase™ - Soja - Agar mit Lecithin und Polysorbat 80	2 - 34
BD Taxo™ - N - Testblättchen	7 - 8	BD Trypticase™ - Soja - Agar mit Lecithin und Polysorbat 80 und Penicillinase	3 - 23
BD Taxo™ - Nitrat - Testblättchen	7 - 8	BD Trypticase™ - Soja - Agar mit Polysorbat 80 und Lecithin,	3 - 24
BD Taxo™ - Novobiocin, 5 µg - Testblättchen	7 - 8	BD Trypticase™ - Soja - Agar mit Polysorbat 80 und Lecithin, RODAC™	3 - 24
BD Taxo™ - ONPG - Testblättchen	7 - 8	BD Trypticase™ - Soja - Agar, USP	3 - 21
BD Taxo™ - P - Testblättchen	7 - 8	BD Trypticase™ - Soja - Bouillon	3 - 19
BD Taxo™ - P - Testblättchen	7 - 9	BD Trypticase™ - Soja - Bouillon (TSB)	2 - 34
BD Taxo™ - SPS - Testblättchen	7 - 9	BD Trypticase™ - Soja - Bouillon (TSB)	3 - 27
BD Taxo™ - Sterile Blindwertkontrolle, (1/2" Durchmesser)	7 - 9	BD Trypticase™ - Soja - Bouillon (TSB), 2-fach verpackt	3 - 27
BD Taxo™ - Sterile Blindwertkontrolle, (1/4" Durchmesser)	7 - 9	BD Trypticase™ - Soja - Bouillon (TSB), ETO	3 - 27
BD Taxo™ - V - Faktor - Testblättchen	7 - 9	BD Trypticase™ - Soja - Bouillon, 2-fach konzentriert (TSB)	3 - 19
BD Taxo™ Kohlenhydratblättchen; Adonitol	7 - 7	BD Trypticase™ - Soja - II - Agar	2 - 34
BD Taxo™ Kohlenhydratblättchen; Arabinose	7 - 7	BD Trypticase™ - Soja - II - Agar mit 5 % Pferdeblut	3 - 11
BD Taxo™ Kohlenhydratblättchen; Dextrose	7 - 7	BD Trypticase™ - Sulfit - Neomycin - Agar (TSN - Agar)	2 - 34
BD Taxo™ Kohlenhydratblättchen; Dulcitol	7 - 7	BD Trypticase™ Soy Agar mit Lecithin und Polysorbate 80, 140 mm	3 - 23
BD Taxo™ Kohlenhydratblättchen; Galactose	7 - 7	BD Universal Viral Transport 1 ml Kulturfläschchen	1 - 2
BD Taxo™ Kohlenhydratblättchen; Lactose	7 - 7	BD Universal Viral Transport 3 ml Kulturfläschchen	1 - 2
BD Taxo™ Kohlenhydratblättchen; Maltose	7 - 7	BD Universal Viral Transport Combo-Abstrichtupfer	1 - 2
BD Taxo™ Kohlenhydratblättchen; Mannitol	7 - 7	BD Universal Viral Transport Combo-Kit	1 - 2
BD Taxo™ Kohlenhydratblättchen; Raffinose	7 - 7	BD Universal Viral Transport Standard-Abstrichtupfer	1 - 2
BD Taxo™ Kohlenhydratblättchen; Rhamnose	7 - 7	BD Universal Viral Transport Standard-Kit	1 - 2
BD Taxo™ Kohlenhydratblättchen; Sorbitol	7 - 7	BD Vacutainer® Einmalhalter	9 - 6
BD Taxo™ Kohlenhydratblättchen; Sucrose	7 - 7	BD Vacutainer® Luer-Adapter	9 - 6
BD Taxo™ Kohlenhydratblättchen; Trehalose	7 - 7	BD Vacutainer® Pre-Attached Halter mit Luer-Ansatzstück	9 - 6
BD Taxo™ - X - Faktor - Testblättchen	7 - 9	BD Vacutainer® Push Button Blutentnahmeset mit Halter (Pre-Attached)	9 - 6
BD Totalys Processor™ Kit	12 - 5	BD Vacutainer® Safety-Lok™ Blutentnahmeset	9 - 6
BD Totalys™ DataLink	12 - 2	BD Vacutainer® Urinröhrchen ohne Additiv	11 - 5
BD Totalys™ DataLink	12 - 3	BD Veritor™ Flu A+B Testkit für Nasopharyngeal- oder Nasen-Abstriche	5 - 2
BD Totalys™ Multiprocessor System	12 - 2		
BD Totalys™ Multiprocessor System	12 - 3		

Index Produktbezeichnung

Produktbezeichnung	Seite	Produktbezeichnung	Seite
BD Veritor™ Flu A+B Testkit für Nasopharyngeal-Spülungen/-Aspirate/-Abstriche in flüssig-Transportmedien	5 - 2	BD Viper™ Probenextraktions - Röhrchen; CT/GC Qx	11 - 12
BD Veritor™ Kontrollabstrichtupfer (Flu A)	5 - 2	BD Viper™ Probenextraktions - Röhrchen; CT/GC Qx	11 - 8
BD Veritor™ Kontrollabstrichtupfer (RSV)	5 - 2	BD Viper™ Probenextraktions-Reagenz, PCR	11 - 11
BD Veritor™ RSV Testkit für Nasopharyngeal- oder Nasen-Abstriche	5 - 2	BD Viper™ Probenextraktions-Röhrchen, HPV	11 - 11
BD Veritor™ RSV Testkit für Nasopharyngeal-Spülungen/-Aspirate/-Abstriche in flüssig-Transportmedien	5 - 2	BD Viper™ Probenverdünnungslösungen - Röhrchen, CT/GC Qx	11 - 12
BD Veritor™ StrepA Testkit	5 - 2	BD Viper™ Probenverdünnungslösungen - Röhrchen, CT/GC Qx	11 - 8
BD Veritor™ System (Lesegerät)	5 - 2	BD Viper™ Probenverdünnungslösungen-Röhrchen für LBC	11 - 12
BD Viper™ Abfallbehälter	11 - 9	BD Viper™ Probenverdünnungslösungen-Röhrchen für LBC	11 - 8
BD Viper™ Abfallbeutel	11 - 9	BD Viper™ Probenverdünnungslösungen-Röhrchen, LBC	11 - 11
BD Viper™ Chlamydia trachomatis Qx Reagenzienkit	11 - 8	BD Viper™ System mit XTR™ Technologie	11 - 7
BD Viper™ Deckel für Probenröhrchen	11 - 12	BD Viper™ Transportsystem für Endocervikalabstriche	11 - 12
BD Viper™ Deckel für Probenröhrchen	11 - 8	BD Viper™ Transportsystem für Endocervikalabstriche	11 - 9
BD Viper™ Deckel für Probenröhrchen (LBC)	11 - 12	BD Viper™ Transportsystem für Harnröhrenabstriche	11 - 12
BD Viper™ Deckel für Probenröhrchen (LBC)	11 - 8	BD Viper™ Transportsystem für Harnröhrenabstriche	11 - 9
BD Viper™ Extraktions und Lyse - Reagenzienkit	11 - 8	BD Viper™ Transportsystem für Urin, UPT	11 - 12
BD Viper™ Extraktions und Lyse-Reagenzienkit	11 - 12	BD Viper™ Transportsystem für Urin, UPT	11 - 9
BD Viper™ HSV 1 & 2 Qx Reagenzienkit	11 - 8	BD Viper™ Transportsystem für Vaginalabstriche	11 - 12
BD Viper™ Kontrollkit Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae / Trichomonas vaginalis Qx	11 - 8	BD Viper™ Transportsystem für Vaginalabstriche	11 - 9
BD Viper™ Kontrollkit Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae Qx	11 - 12	BD Viper™ Trichomonas vaginalis Qx Reagenzienkit	11 - 8
BD Viper™ Kontrollkit Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae Qx	11 - 8	BD Viper™ Zubehörkit	11 - 9
BD Viper™ Kontrollkit HPV Qx	11 - 11	BD™ Eswab Entnahme- und Transportsystem (Liquid Amies Elution Swab), flexibel, Minitip	1 - 4
BD Viper™ Kontrollkit HSV 1 & 2 Qx	11 - 8	BD™ Eswab Entnahme- und Transportsystem (Liquid Amies Elution Swab), Minitip	1 - 4
BD Viper™ leere Probenröhrchen mit Deckel	11 - 12	BD™ Eswab Entnahme- und Transportsystem (Liquid Amies Elution Swab), standard tip	1 - 4
BD Viper™ leere Probenröhrchen mit Deckel	11 - 8	BD™ Innova Impföse, 1µL	6 - 2
BD Viper™ LT Abfalltüten	11 - 10	BD™ Innova Impföse, 10µL	6 - 2
BD Viper™ LT Ansaugvorrichtungen	11 - 10	BD™ Innova Impföse, 30µL	6 - 2
BD Viper™ LT Keycard	11 - 11	BD™ Innova System	6 - 2
BD Viper™ LT Neutralisationsreagenz für Flüssigabfall	11 - 10	Bengalrot - Agar (Basis)	2 - 4
BD Viper™ LT Neutralisationsreagenz für Flüssigabfall	11 - 9	Bengalrot - Agar nach Cooke	2 - 4
BD Viper™ LT PCR tube / tray kit	11 - 11	Bengalrot - Agar Supplement C (Chloramphenicol)	2 - 4
BD Viper™ LT PCR Zubehörkit	11 - 11	Beweglichkeitstest - Medium	2 - 4
BD Viper™ LT Pipettenspitzen	11 - 10	Beweglichkeitstest - Medium	3 - 20
BD Viper™ LT Reagenzienkit, Chlamydia trachomatis Qx	11 - 12	Bifidobacterium - Agar, modifiziert (Beerens)	3 - 2
BD Viper™ LT Reagenzienkit, Neisseria gonorrhoeae Qx	11 - 12	Biotin - Assay - Test - Medium	2 - 4
BD Viper™ LT SDA Zubehörkit	11 - 12	Bismuth Sulfite Glucose Glycine Yeast - Agar (BiGGY Agar)	2 - 4
BD Viper™ LT System mit dualer Technologie	11 - 10	Bismuth-Sulfite-Glucose-Glycine-Yeast - Agar, nach Nickerson (BiGGY - Agar)	3 - 2
BD Viper™ Neisseria gonorrhoeae Qx Reagenzienkit	11 - 8	Blut - Agar (Basis)	2 - 4
BD Viper™ Pipettenspitzen	11 - 8	Bordet - Gengou - Agar (Basis)	2 - 4

Index Produktbezeichnung

Produktbezeichnung	Seite	Produktbezeichnung	Seite
Bordet - Gengou - Agar mit 15% Schafblut	3 - 2	CDC Anaerobier - Agar mit 5% Schafblut und Phenylethylalkohol (PEA)	3 - 3
Bordetella parapertussis - Antiserum	5 - 9	Cellobiose	2 - 6
Bordetella pertussis - Antigen; Objektträgertest	5 - 7	Cepacia - Medium	3 - 3
Bordetella pertussis - Antiserum	5 - 9	Cervex-Brush® (nicht steril verpackt)	12 - 3
Brillantgrün - Agar	2 - 4	Cervex-Brush® (nicht steril verpackt)	12 - 6
Brillantgrün - Agar (BPLS - Agar)	3 - 2	Cervex-Brush® (nicht steril verpackt)	12 - 7
Brillantgrün - Agar, mit 0,1% Natrium - Sulfapyridin	2 - 5	Cervex-Brush® (nicht steril verpackt)	12 - 8
Brillantgrün - Agar, modifiziert	2 - 4	Cervex-Brush® combi (steril verpackt)	12 - 3
Brillantgrün - Agar, modifiziert	3 - 2	Cervex-Brush® combi (steril verpackt)	12 - 6
Brillantgrün - Galle - Laktose - Agar	2 - 4	Cervex-Brush® combi (steril verpackt)	12 - 7
Brillantgrün - Galle - Laktose - Bouillon, 2%ig	2 - 5	Cervex-Brush® combi (steril verpackt)	12 - 8
Bromkresolpurpur	4 - 6	Cetrimid - Agar (Basis)	2 - 6
Bromocresolpurpur - Laktose - Agar	3 - 2	Chapman - Stone - Medium	2 - 6
Bromthymolblau	4 - 6	Chlortetracyclin (Aureomycin)	2 - 6
Brucella - Agar	2 - 5	CLED - Agar	3 - 4
Brucella - Agar mit 5% Pferdeblut	3 - 2	CLED - Agar nach Bevis	3 - 4
Brucella - Blut - Agar mit Hämin und Vitamin K1	3 - 2	CLED-Agar / MacConkey II-Agar	3 - 13
Brucella - Bouillon	2 - 5	Clostridien - Differenzierungs - Agar (DRCM - Agar)	2 - 6
Burkholderia cepacia - Agar (OFPBL - Oxidation/Fermentation-Polymyxin-Bacitracin-Lactose - Agar)	3 - 2	Clostridien - Medium (RCM)	2 - 6
Bushnell - Haas - Bouillon	2 - 5	Clostridium - SFP - Agar (Basis)	2 - 6
C		Clostridium difficile - Agar mit 7% Schafblut	3 - 4
Calcofluorweiß - Reagenz	7 - 5	Clostridium difficile - Selektiv - Agar	3 - 4
CampyBAP - Agar	3 - 3	Columbia - Agar (Basis)	2 - 7
Campylobacter - Agar (Basis)	2 - 5	Columbia - Agar mit 5% Pferdeblut	3 - 5
Campylobacter - Agar nach Butzler mit 7% Pferdeblut	3 - 3	Columbia - Agar mit 5% Schafblut	3 - 4
Campylobacter - Selektiv - Agar, blutfrei (nach Preston)	3 - 3	Columbia - Blut - Agar (Basis)	2 - 6
Campylobacter - Thioglykolat - Medium	3 - 15	Columbia - Blut - Agar (Basis) EH	2 - 7
Candida BCG - Agar (Basis)	2 - 5	Columbia - Bouillon	2 - 7
Capreomycin	10 - 9	Columbia - CNA - Agar	2 - 7
Cary - Blair - Transport - Medium	2 - 5	Columbia - CNA - Agar (improved) II mit 5% Schafblut	3 - 4
Casein Hammarsten 10% MUR. Bottle	3 - 15	Columbia - CNA - Agar mit 5% Schafblut	3 - 4
Caseinpepton - Sojamehlpepton - Agar (TSA)	2 - 5	Columbia - CNA - Agar, modifiziert, mit Kristallviolett und 5% Schafblut	3 - 4
Caseinpepton - Sojamehlpepton - Blut - Agar (Basis) EH	2 - 5	Columbia - III - Agar mit 5% Schafblut	3 - 5
Caseinpepton - Sojamehlpepton - Blut - Agar (Basis) Nr. 2	2 - 5	Columbia II - Agar	2 - 6
Caseinpepton - Sojamehlpepton - Bouillon (TSB)	2 - 5	Conical Tubes, 0,3 ml	11 - 20
Caseinpepton - Sojamehlpepton - Bouillon (TSB) ohne Glukose	2 - 6	Conical Tubes, 0,3 ml	11 - 21
Casman - Medium (Agarbasis)	2 - 6	Cystein - Trypticase - Agar (CTA) - Medium mit Glucose	3 - 15
CDC Anaerob - Agar mit Schafblut, Kanamycin und Vancomycin	3 - 3	Cystein - Trypticase - Agar (CTA) - Medium mit Lactose	3 - 15
CDC Anaerobier - Agar mit 5% Schafblut	3 - 3	Cystein - Trypticase - Agar (CTA) - Medium mit Maltose	3 - 15

Index Produktbezeichnung

Produktbezeichnung	Seite	Produktbezeichnung	Seite
Cystin - Herz - Agar	2 - 7	Dobell O'Connor Jod - Lösung	7 - 5
Cystin - Trypticase - Agar - Medium™ (CTA-Medium)	2 - 7	Drigalski - Laktose - Agar	3 - 5
Cystin - Trypticase - Agar (CTA)	2 - 7	Drigalski - Laktose - Agar mit Ceftazidim	3 - 5
Cystin - Trypticase - Agar (CTA)	3 - 15	D-Sorbitol	2 - 30
Cystine - Lactose - Electrolyte - Deficient (CLED) - Agar	2 - 7	Dubos - Agar (Basis), ölhaltig	2 - 8
Czapek - Dox - Agar	2 - 7	Dubos - Bouillon (Basis)	2 - 8
Czapek - Dox - Bouillon	2 - 7	Dulcit	2 - 8
D		E	
D - Galaktose	2 - 10	E. coli - Anti - H - 7 - Testserum	5 - 9
D - Glukose (Dextrose)	2 - 11	E. coli - Anti - O - 157 - Testserum	5 - 9
D - Mannit	2 - 18	Easy-Saugspitzen	12 - 5
D - Xylose	2 - 37	Easy-Saugspitzen	12 - 6
D/E Neutralisierungs - Agar	2 - 8	Easy-Saugspitzen	12 - 7
D/E Neutralisierungs - Bouillon	2 - 8	EC - Bouillon	2 - 8
D/E Neutralisierungs - Bouillon	3 - 15	EC - Medium mit MUG	2 - 9
Deckel zum Verschließen von defekten Stationen im BD BACTEC™ - Gerät	9 - 4	EC - Medium, mod.	2 - 9
Demi - Fraser - Bouillon (Basis)	2 - 8	Edelstahlständer für BACTEC™ - Blutkulturflaschen	9 - 4
Dermatophyten - Agar	3 - 5	EE - Bouillon	2 - 9
Dermatophyten - Test - Medium (Basis)	2 - 8	Eigelb - Anreicherung, 50%ig	2 - 9
Dermatophyten - Testmedium, modifiziert mit Chloramphenicol	3 - 20	Eigelb - Tellurit - Anreicherung	2 - 9
Desoxycholat - Agar (DCA - Agar)	3 - 5	Einmal-Transferspitzen (BD PrepStain™ System)	12 - 5
Desoxycholat - Citrat - Lactose - Saccharose - Agar (DCLS - Agar)	3 - 5	Einmal-Transferspitzen (BD PrepStain™ System)	12 - 6
Desoxycholat - Citrat - Laktose - Saccharose - Agar (DCLS - Agar)	2 - 8	Einmal-Transferspitzen (BD PrepStain™ System)	12 - 7
Desoxycholat, Natrium	2 - 8	Einmal-Transferspitzen (BD SlidePrep™ System)	12 - 5
Diagenode BORDATELLA PERTUSSIS/Parapertussis Test	11 - 19	Einmal-Transferspitzen (BD SlidePrep™ System)	12 - 6
Diagenode BORDATELLA PERTUSSIS/Parapertussis Test	11 - 20	Einmal-Transferspitzen (BD SlidePrep™ System)	12 - 7
Diagenode ENTERIC VIRAL PANEL	11 - 19	Einweg-Impfnadeln; 1µl (violett)	1 - 6
Diagenode ENTERIC VIRAL PANEL	11 - 20	Einweg-Impfösen; 1µl (hellgrün)	1 - 6
Diagenode RESPIRATORY FLU A/B Test	11 - 19	Einweg-Impfösen; 10µl (hellblau)	1 - 6
Diagenode RESPIRATORY FLU A/B Test	11 - 20	Eisen - Dreizucker - Agar	3 - 20
Dichloran - Rose - Bengal - Chloramphenicol - Agar (DRBC - Agar)	2 - 8	Eisen - Dreizucker - Agar / Triple Sugar Iron - Agar (TSI - Agar)	2 - 9
Difco FA Bordetella Parapertussis	5 - 20	Eisenchlorid	7 - 5
Digitalthermometer für FX Gerätesystem	9 - 4	Elliker - Bouillon	2 - 9
Dispenser 4ml	12 - 5	Endo - Agar	2 - 9
Dispenser 4ml	12 - 6	Endo - Agar	3 - 5
Dispenser 4ml	12 - 7	Enterobacteriaceae - Anreicherungs - Bouillon	3 - 15
DNase - Test - Agar	3 - 5	Enterobacteriaceae - Anreicherungs - Bouillon	3 - 15
DNase - Test - Agar (Desoxyribonuclease-Test - Agar)	2 - 8	Entfärberlösung für die Auramin - Rhodamin - Färbung	10 - 2
DNase - Test - Agar (Desoxyribonuclease-Test - Agar) mit Methylgrün	2 - 8	Entfärberlösung für die Kinyoun- u. Ziehl-Neelsen-Färbung	10 - 2
		Entfärberlösung für die Kinyoun- u. Ziehl-Neelsen-Färbung	10 - 3

Index Produktbezeichnung

Produktbezeichnung	Seite	Produktbezeichnung	Seite
Eosin - Methylenblau - Agar (EMB - Agar) nach Levine	2 - 9	Glukose - Agar	2 - 11
Eosin - Methylenblau - Agar (EMB - Agar) nach Levine; ohne Lactose	2 - 9	Glukose - Bouillon	2 - 11
Eosin - Methylenblau - Agar (EMB - Agar), nach Holt-Marris & Teague	2 - 9	Glukose - Stärke - Agar	2 - 11
Eosin - Methylenblau - Agar, modifiziert (EMB - Agar mod.)	3 - 5	Glukose - Trypton - Agar	2 - 11
ErgonomicA Etiketten 40 x 10 mm	6 - 4	Glycerin	2 - 11
ErgonomicA Etiketten 40 x 10 mm	6 - 5	GN - Bouillon (Gramnegativ - Bouillon)	2 - 11
ErgonomicA Farbband	6 - 4	GN - Bouillon (Gramnegativ - Bouillon) nach Hajna	2 - 11
ErgonomicA Farbband	6 - 5	GN (gramnegative) - Bouillon	3 - 15
Ersatzbirnchen für Anzeige an Gerätevorderseite	9 - 4	Gram - basisches - Fuchsin	4 - 5
Ethyl - Violett - Azid - Bouillon (EVA - Bouillon)	2 - 10	Gram - Entfärber	4 - 5
Etiketten-Applikator	6 - 2	Gram - Färbeset mit stabilisiertem Jod	4 - 5
Eugon - Agar	2 - 10	Gram - Färbeset mit traditionellem Jod	4 - 5
Eugon - Bouillon	2 - 10	Gram - Jod - Lösung (traditionell)	4 - 5
Europäischer - Agar	2 - 38	Gram - Jod Lösung (stabilisiert)	4 - 5
F		Gram - Kristallviolett	4 - 5
FA - Bordetella pertussis	5 - 20	Gram - Safranin	4 - 5
FA - Puffer, getrocknet	5 - 20	Gramfärbung QC - Objektträger	4 - 5
Falcon™ Tupfer, Polyesterwatte auf Holzstäbchen, Einzeltupfer	1 - 5	Group - B - Streptokokken - Differenzierungsagar	3 - 6
Flagellafärbung	7 - 5	Gruppe - A - Selektiver - Strep - Agar mit 5 % Schafblut / ssA	3 - 6
Fletcher - Medium (Basis)	2 - 10	H	
Fluid - Sabouraud - Medium	2 - 10	H 37 - Ra - Adjuvans, komplett	5 - 21
Folsäure - AOAC - Medium	2 - 10	Hackfleisch - Kohlenhydrat - Bouillon	3 - 16
Folsäure - Casein - Medium	2 - 10	Haemophilus - Agar	3 - 6
Folsäure - Test - Medium	2 - 10	Haemophilus - Test - Medium (HTM - Medium)	3 - 6
FOS - Fastidious - Organism - Supplement	9 - 4	Haemophilus ID - Quadratische Platten	3 - 14
Francisella tularensis - Antigen; Röhrchen oder Objektträger	5 - 7	Haemophilus influenzae - Antiserum, polyvalent	5 - 9
Fraser - Bouillon - Anreicherung	2 - 10	Haemophilus influenzae - Antiserum, Typ a	5 - 9
Fraser - Bouillon (Basis)	2 - 10	Haemophilus influenzae - Antiserum, Typ b	5 - 9
Freund'sches Adjuvans, inkomplett	5 - 21	Haemophilus influenzae - Antiserum, Typ c	5 - 9
Freund'sches Adjuvans, komplett	5 - 21	Haemophilus influenzae - Antiserum, Typ d	5 - 9
G		Haemophilus influenzae - Antiserum, Typ e	5 - 9
Galle Chrysoidin Glycerol Agar mit MUG	3 - 6	Haemophilus influenzae - Antiserum, Typ f	5 - 9
Gallensalze Nr. 3	2 - 10	Hafermehl - Agar	2 - 11
Gardnerella - Selektiv - Agar mit 5% Humanblut	3 - 3	Hämoglobin - Lösung (2 %)	2 - 11
Gardnerella - Selektiv - Agar mit 5% Humanblut	3 - 6	Hämoglobin - Lyophilisat	2 - 11
GC Medium Basis	2 - 10	Harnstoff - Agar	2 - 11
GC-Lect-Agar	3 - 6	Harnstoff - Bouillon (Urease Test - Bouillon)	2 - 11
Gelatine	2 - 41	Harnstoff - Schrägagar	3 - 20
Giolitti - Cantoni - Bouillon (Basis)	2 - 11	Harnstoff - Testbouillon	3 - 16
		HC - Agar (Basis)	2 - 12

Index Produktbezeichnung

Produktbezeichnung	Seite	Produktbezeichnung	Seite
Heat Seal Block	11 - 20	INH - Kontrolle, Testblättchen	10 - 5
Heat Seal Block	11 - 21	INH - Teststreifen	10 - 5
Hefe - Kohlenstoff (Basis)	2 - 12	InoquIA Etiketten	6 - 4
Hefe - Morphologie - Agar	2 - 12	InoquIA Etiketten	6 - 5
Hefe - Stickstoff (Basis)	2 - 12	InoquIA Farbband	6 - 4
Hefe - Stickstoff (Basis) ohne Aminosäuren	2 - 12	InoquIA Farbband	6 - 5
Hefe - Stickstoff (Basis) ohne Aminosäuren u. Ammoniumsulfat	2 - 12	InoquIA Magnetic Beads	6 - 4
Hefeextrakt - Glukose - Chloramphenicol - Agar (YGC - Agar)	2 - 12	InoquIA Magnetic Beads	6 - 5
Hefen und Pilze, Spezialmedium	2 - 12	InoquIA Pipettenspitzen	6 - 4
Hektoen - Entero - Agar (HE - Agar; HEA)	2 - 12	InoquIA Pipettenspitzen	6 - 5
Hektoen - Enterobacteriaceae - Agar	3 - 6	Inosit	2 - 13
Helicobacter - Agar	3 - 6	Iso - Res - Agar	3 - 7
HEMATOX STAIN 0.75 480ML	12 - 4	Isotonisches Verdünnungsmittel	2 - 13
Herold's - Egg - Yolk - Agar mit Mycobactin, mit ANV (Amphotericin B, Nalidixinsäure, Vancomycin)	10 - 4	IsoVitalex - Anreicherung	2 - 14
Herold's - Egg - Yolk - Agar mit Mycobactin, mit ANV (Amphotericin B, Nalidixinsäure, Vancomycin)	3 - 22	ISP - Medium 1 (Trypton - Yeast - Extract - Broth)	2 - 14
Herold's - Egg - Yolk - Agar ohne Mycobactin, mit ANV (Amphotericin B, Nalidixinsäure, Vancomycin)	10 - 4	ISP - Medium 2 (Yeast - Malt - Extract - Agar)	2 - 14
Herold's - Egg - Yolk - Agar ohne Mycobactin, mit ANV (Amphotericin B, Nalidixinsäure, Vancomycin)	3 - 22	ISP - Medium 4 (Inorganic - Salts - Starch - Agar)	2 - 14
Herz - Infusions - Agar (HIA), pH 7,4	2 - 12	J	
Herz - Infusions - Agar mit 5% Schafblut	3 - 6	Ja/Nein - Bouillon	2 - 14
Herz - Infusions - Bouillon (HIB)	2 - 12	K	
Hirn - Herz - CC - Agar	2 - 13	Kalbs - Bouillon	2 - 14
Hirn - Herz - Glukose - Agar	2 - 13	Kalbs - Nähr - Agar	2 - 14
Hirn - Herz - Glukose - Bouillon	2 - 13	Kaliumpermanganat für die Auramin - Rhodamin - Färbung	10 - 2
Hirn - Herz - Glukose - Bouillon mit p - Aminobenzoessäure u. Agar	2 - 13	Kanamycin	10 - 9
Hirn - Herz - Infusion - Agar (Brain - Heart - Infusion - Agar)	3 - 6	Kanamycin	2 - 14
Hirn - Herz - Infusion - Bouillon mit p - Aminobenzoessäure	2 - 13	Karbofuchsin für die Kinyoun - Färbung	10 - 2
Hirn - Herz - Infusion (BHI) - Bouillon mit 5% Schafblut	3 - 20	Karbofuchsin für die Ziehl - Neelsen - Färbung	10 - 3
Hirn - Herz - Infusion (BHI) - Bouillon mit 6,5% NaCl	3 - 16	Kartoffel - Agar	2 - 14
Hirn - Herz - Infusion (BHI) - Bouillon mit Chloramphenicol and Gentamicin	3 - 20	Kartoffel - Glukose - Agar	2 - 14
Hirn - Herz - Infusion (Brain - Heart - Infusion); vom Schwein	2 - 13	Kartoffel - Glukose - Agar	3 - 7
Hirn - Herz - Infusions - Bouillon	3 - 16	Kartoffel - Glukose - Bouillon	2 - 14
Hirn - Herz - Infusions - Bouillon, modifiziert	2 - 13	Katalase	7 - 5
I		Keimzahl - Bestimmungs - Agar (Plate Count Agar)	2 - 14
Inaktivierungslösung	3 - 16	Kimmig Pilz - Agar	3 - 7
India Ink	7 - 5	KIT CYTOLOGY STAIN*	12 - 3
Indol	7 - 5	KIT NON GYN PS 192 TEST	12 - 4
Indol - Nitrit - Medium (Trypticase - Nitrat - Bouillon)	2 - 13	KIT NON GYN STAIN	12 - 4
Indol DMACA	7 - 5	KIT PREPMATE CONS. 480	12 - 3
		KIT PREPSTAIN CONS. 480	12 - 3

Index Produktbezeichnung

Produktbezeichnung	Seite	Produktbezeichnung	Seite
KIT TOTALYS MP CONS. 480	12 - 3	LB - Bouillon nach Lennox	2 - 39
KIT TOTALYS SP CONS 480	12 - 3	LB - Bouillon nach Miller	2 - 39
Kligler - Eisen - Agar	2 - 15	LB - Bouillon nach Miller (Luria Bertani)	2 - 39
Kligler - Eisen - Agar	3 - 20	Leber	2 - 16
Koagulase - Mannit - Agar (Basis)	2 - 15	Leber - Agar	2 - 16
Koagulaseplasma vom Kaninchen	5 - 21	Leber - Bouillon	2 - 16
Koagulaseplasma vom Kaninchen mit EDTA	5 - 21	Leber - Kalbfleisch - Agar	2 - 16
Kochfleisch - Bouillon, vom Rind	2 - 15	Legionella - Agar - Anreicherung	2 - 16
Kochfleisch - Medium mit Glucose, Hemin und Vitamin K	3 - 16	Legionella - BCYE - Agar mit Vancomycin und Colistin	3 - 7
KOH (10%)	7 - 5	Legionella - BCYE - Agar ohne Cystein	3 - 7
Kohle - Agar	2 - 15	Legionella - Buffered - Charcoal - Yeast - Extract - Agar (BCYE-Agar), (Basis)	2 - 16
Konservierungsflüssigkeit BD CytoRich™ Blue	12 - 4	Legionella - GVPC - Medium	3 - 7
Konservierungsflüssigkeit BD CytoRich™ Blue	12 - 5	Leifson - Agar (Desoxycholat - Agar)	2 - 16
Konservierungsflüssigkeit BD CytoRich™ Blue	12 - 6	Leifson - Agar, mod. (Desoxycholat - Citrat - Agar)	2 - 16
Konservierungsflüssigkeit BD CytoRich™ Blue	12 - 7	Leifson - Agar, mod. (Desoxycholat - Laktose - Agar)	2 - 16
Konservierungsflüssigkeit BD CytoRich™ Red	12 - 4	Leptospiren - Anreicherung	2 - 17
Konservierungsflüssigkeit BD CytoRich™ Red	12 - 5	Leptospiren - Anreicherung EMJH	2 - 17
Konservierungsflüssigkeit BD CytoRich™ Red	12 - 6	Leptospiren - Medium (Basis)	2 - 17
Konservierungsflüssigkeit BD CytoRich™ Red	12 - 7	Lethen - Agar	2 - 17
Kristallviolett - Galle - Glukose - Agar (VRBD - Agar)	3 - 7	Lethen - Agar, mod.	2 - 17
Kristallviolett - Neutralrot - Galle - Glukose - Agar (VRBD - Agar)	2 - 15	Lethen - Bouillon, AOAC	2 - 17
Kristallviolett - Neutralrot - Galle - Laktose - Agar (VRB - Agar)	2 - 15	Lethen - Bouillon, modifiziert	2 - 17
Kristallviolett - Neutralrot - Galle - Laktose - Agar mit MUG	2 - 15	Listeria - Anreicherungs - Bouillon	2 - 17
L		Listeria - Anreicherungs - Bouillon, modifiziert	2 - 17
L - Arabinose	2 - 3	Listeria - Anreicherungs - Bouillon, UVM, modifiziert	2 - 17
Lactobacilli - Agar AOAC	2 - 15	Listeria - LPM - Agar (Basis)	2 - 18
Lactobacilli - Bouillon AOAC	2 - 15	Listeria - MOX - Anreicherung	2 - 17
Lactobacillus - Agar (LBS - Agar)	3 - 7	Listeria - Oxford - Medium (Basis)	2 - 17
Lactobacillus - Selection - Agar (LBS - Agar)	2 - 16	Listeria - Palcam - Medium (Basis)	2 - 17
Lactobacillus - Selection - Bouillon (LBS - Bouillon)	2 - 16	Listeria - Selektiv - Supplement	2 - 18
Lactophenol - Cotton - Blue (Baumwollblaufärbung)	7 - 5	Listeria monocytogenes - O - Antigen, Typ 1; Röhrchen oder Objektträger-test	5 - 7
Laktose	2 - 15	Listeria monocytogenes - O - Antigen, Typ 4; Röhrchen oder Objektträger-test	5 - 7
Laktose - Bouillon	2 - 15	Listeria monocytogenes - O - Antiserum, polyvalent	5 - 10
Laktose - Bouillon	3 - 16	Listeria monocytogenes - O - Antiserum, Typ 1	5 - 10
Laktose - Pepton - Bouillon nach DEV	2 - 15	Listeria monocytogenes - O - Antiserum, Typ 4	5 - 10
Laurylsulfat - Bouillon	2 - 16	Listeria- Palcam - Antimikrobielle - Anreicherung	2 - 18
Laurylsulfat - Bouillon mit MUG	2 - 16	Litmus Milch	2 - 18
LB - Agar nach Lennox	2 - 39	Lösung A	3 - 26
LB - Agar nach Miller	2 - 39	Lösung A, 2-fach verpackt	3 - 26
LB - Agar nach Miller (Luria Bertani)	2 - 39		

Index Produktbezeichnung

Produktbezeichnung	Seite	Produktbezeichnung	Seite
Lösung D	3 - 26	Maismehl - Agar	2 - 20
Lösung D, 2-fach verpackt	3 - 26	Malonat - Bouillon	3 - 16
Löwenstein - Jensen - Medium mit Glycerin	10 - 4	Malonat - Bouillon, nach Leifson	2 - 20
Löwenstein - Jensen - Medium mit Glycerin	3 - 22	Maltose	2 - 20
Löwenstein - Jensen - Medium mit Glycerin und PACT	3 - 22	Malz - Agar	2 - 20
Löwenstein - Medium (Basis)	10 - 4	Malzextrakt - Agar	2 - 20
Löwenstein - Medium (Basis)	2 - 18	Malzextrakt - Bouillon	2 - 20
Lysin - Decarboxylase - Test - Bouillon	2 - 18	Mannit - Eigelb - Polymyxin - Agar (MYP - Agar)	2 - 20
Lysin - Eisen - Agar	2 - 18	Mannit - Kochsalz - Agar	3 - 7
Lysin - Eisen - Schrägagar	3 - 20	Mannit - Kochsalz - Phenolrot - Agar	2 - 21
M		Mannose - Bouillon	2 - 21
M - 17 - Agar	2 - 18	MANUAL METHOD KIT	12 - 4
M - 17 - Bouillon	2 - 18	Martin - Lewis - Agar, modifiziert	3 - 8
m - 9 - Minimalsalz, 5-fach konzentriert	2 - 39	McClung - Toabe - Agar (Basis)	2 - 21
m - Endo - Agar LES	2 - 18	Meersalz - Agar 2216	2 - 21
m - Endo - Bouillon MF	2 - 18	Meersalz - Bouillon 2216	2 - 21
m - Enterokokken - Agar nach Slanetz u. Bartley	2 - 18	mEI - Agar	2 - 21
m - Enterokokken - Agar nach Slanetz u. Bartley	3 - 5	Melibiose	2 - 21
m - FC - Agar	2 - 19	Methylblau - Agar	2 - 21
m - FC - Bouillon (Basis)	2 - 19	Methylenblau (Löffler - Reagenz)	7 - 5
m - Grün - Hefe - u. Schimmelpilz - Bouillon	2 - 19	Methylenblau für die Ziehl - Neelsen - Färbung	10 - 3
m - HPC - Agar	2 - 19	Methylrot - Voges - Proskauer - Bouillon - (MRVP - Bouillon)	2 - 23
m - Keimzahl - Bestimmungs - Bouillon	2 - 19	MI - Agar	2 - 21
m - PA - C - Agar	2 - 19	MI - Agar	3 - 8
m - Staphylokokken - Bouillon	2 - 19	Microtrol™ Aspergillus niger	7 - 35
m - TGE - Bouillon	2 - 19	Microtrol™ Bacillus cereus	7 - 35
M. butyricum	5 - 21	Microtrol™ Bacillus subtilis	7 - 35
M. tuberculosis H37 RA	5 - 21	Microtrol™ Bacteroides fragilis	7 - 35
Mac Conkey - Agar	2 - 19	Microtrol™ Campylobacter jejuni	7 - 35
Mac Conkey - Agar (Basis)	2 - 20	Microtrol™ Candida albicans	7 - 35
Mac Conkey - Agar / Columbia CNA - Agar mit 5% Schafblut	3 - 13	Microtrol™ Citrobacter freundii	7 - 35
Mac Conkey - Agar mit Sorbitol	3 - 7	Microtrol™ Clostridium perfringens	7 - 35
Mac Conkey - Agar ohne Kristallviolett	2 - 20	Microtrol™ Clostridium sporogenes	7 - 35
Mac Conkey - Agar ohne Salz	2 - 19	Microtrol™ Enterobacter aerogenes	7 - 35
Mac Conkey - Agar ohne Salz	3 - 7	Microtrol™ Enterobacter cloacae	7 - 35
Mac Conkey - Bouillon	2 - 20	Microtrol™ Enterococcus faecalis	7 - 36
Mac Conkey - II - Agar	2 - 20	Microtrol™ Enterococcus faecalis (EUCAST)	7 - 36
Mac Conkey - II - Agar	3 - 7	Microtrol™ Enterococcus hirae	7 - 36
Mac Conkey - Sorbit - Agar	2 - 19	Microtrol™ Escherichia coli	7 - 35
Magermilch	2 - 20	Microtrol™ Escherichia coli (EUCAST)	7 - 35

Index Produktbezeichnung

Produktbezeichnung	Seite	Produktbezeichnung	Seite
Microtrol™ Haemophilus influenzae	7 - 36	MIL - Medium	2 - 22
Microtrol™ Haemophilus influenzae (EUCAST)	7 - 36	Milch - Keimzahl - Agar	2 - 22
Microtrol™ Klebsiella aerogenes	7 - 36	Minimal - Agar nach Davis	2 - 22
Microtrol™ Klebsiella pneumoniae	7 - 36	Minimal - Bouillon nach Davis ohne Dextrose	2 - 22
Microtrol™ Listeria monocytogenes	7 - 36	Minimal - Nähr - Agar mit Bromkresolpurpur	2 - 22
Microtrol™ Neisseria gonorrhoeae	7 - 36	MIO - Medium	2 - 22
Microtrol™ Proteus mirabilis	7 - 36	Mitis - salivarius - Agar	2 - 22
Microtrol™ Proteus vulgaris	7 - 36	Mobilitäts - GI - Medium	2 - 22
Microtrol™ Pseudomonas aeruginosa	7 - 36	Moeller - Decarboxylase - Bouillon (Basis)	2 - 22
Microtrol™ Pseudomonas aeruginosa	7 - 37	Moeller - Decarboxylase - Bouillon mit Lysin	3 - 16
Microtrol™ Pseudomonas aeruginosa (EUCAST)	7 - 36	Moeller - Decarboxylase - Bouillon mit Ornithin	3 - 16
Microtrol™ Salmonella poona	7 - 37	Mossel - Bouillon EE	2 - 23
Microtrol™ Salmonella typhimurium	7 - 37	Motility - Indol - Ornithin - Medium	3 - 16
Microtrol™ Staphylococcus aureus	7 - 37	Moxifloxacin	10 - 9
Microtrol™ Staphylococcus aureus (EUCAST)	7 - 37	MRS - Agar	2 - 23
Microtrol™ Staphylococcus aureus (MRSA)	7 - 37	MRS - Agar	3 - 8
Microtrol™ Staphylococcus epidermidis	7 - 37	MRS - Bouillon	2 - 23
Microtrol™ Streptococcus agalactiae	7 - 37	mTEC - Agar, modifiziert	3 - 8
Microtrol™ Streptococcus pneumoniae	7 - 37	Mueller - Hinton - Agar mit 5% Schafblut - Quadratische Platten	3 - 14
Microtrol™ Streptococcus pneumoniae (EUCAST)	7 - 37	Mueller - Hinton - Agar mit 5% Schafblut (150 mm)	3 - 8
Microtrol™ Streptococcus pyogenes	7 - 37	Mueller - Hinton - Bouillon	2 - 23
Microtrol™ Yersinia enterocolitica	7 - 37	Mueller - Hinton - Bouillon	3 - 17
MICROWELL PACKAGE 8 PACK	11 - 13	Mueller - Hinton - II - Agar	2 - 23
Middlebrook - 7H10 - Agar (Basis)	10 - 4	Mueller - Hinton - II - Agar	3 - 8
Middlebrook - 7H10 - Agar (Basis)	2 - 21	Mueller - Hinton - II - Agar - Quadratische Platten	3 - 14
Middlebrook - 7H10 - Agar mit OADC, Fertigplatten	10 - 4	Mueller - Hinton - II - Agar (150 mm)	3 - 8
Middlebrook - 7H10 - Agar mit OADC, Fertigplatten	3 - 8	Mueller - Hinton - II - Bouillon	2 - 23
Middlebrook - 7H11 - Agar (Basis)	2 - 22	Mueller - Hinton - II - Bouillon	3 - 17
Middlebrook - 7H11 - Medium, Schrägagar	3 - 22	Mueller - Hinton - Schokoladen - Agar mit IsoVitalX	3 - 8
Middlebrook - 7H9 - Bouillon	10 - 4	Mueller - Hinton II - Agar mit 5% Schafblut	3 - 8
Middlebrook - 7H9 - Bouillon	2 - 21	Müller - Kauffman - Tetrathionat - Bouillon (Basis)	2 - 23
Middlebrook - 7H9 - Bouillon mit Glycerin	10 - 4	Mycophil - Agar	2 - 23
Middlebrook - ADC - Anreicherung	10 - 4	Mycophil - Agar mit niedrigem pH - Wert	2 - 23
Middlebrook - ADC - Anreicherung	2 - 21	Mycoplasma - Agar (Basis)	2 - 23
Middlebrook - OADC - Anreicherung	10 - 4	Mycoplasma - Anreicherung	2 - 24
Middlebrook - OADC - Anreicherung	2 - 22	Mycoplasma - Bouillon	2 - 24
Middlebrook and Cohn - 7H10 - Medium, Schrägagar	10 - 4	Mycoplasma - Bouillon nach Frey (Basis)	2 - 24
Middlebrook and Cohn - 7H10 - Medium, Schrägagar	3 - 22	Mycoplasma - PPLO - Agar	2 - 24
Mikroinokulum - Bouillon	2 - 22	Mycoplasma - PPLO - Bouillon ohne Kristallviolett	2 - 24
Mikrotest - Kultur - Agar	2 - 22	Mycoplate MS - Agar	3 - 9

Index Produktbezeichnung

Produktbezeichnung	Seite	Produktbezeichnung	Seite
Mykologischer - Agar	2 - 24	NMIC-205	7 - 32
N		NMIC-93	7 - 32
Nähr - Agar	2 - 24	Novobiocin - Supplement	2 - 25
Nähr - Agar mit MUG	2 - 24	NZCYM - Bouillon	2 - 39
Nähr - Agar, 1,5%ig	2 - 24	NZYM - Bouillon	2 - 39
Nähr - Agar, pH 6,0	2 - 24	O	
Nähr - Bouillon	2 - 25	Ochsengalle	2 - 25
Nähr - Gelatine	2 - 25	OF - Basal - Medium	2 - 25
Nähr - Hochschichtagar	3 - 20	OF - Medium mit Glukose	3 - 20
Nähr - Schrägagar	3 - 20	Ofloxacin	10 - 9
Natrium - Desoxycholat, 10%ig	7 - 5	Orangenserum - Agar	2 - 25
Natriumchlorid-Pepton - Lösung, gepuffert	3 - 17	Orangenserum - Bouillon, Konzentrat	3 - 17
Neisseria meningitidis - Antiserum Gr. A	5 - 10	Ornithindecaboxyl. - Arginindehydrol. - Test - Bouillon nach Falkow	2 - 25
Neisseria meningitidis - Antiserum Gr. B	5 - 10	Ornithindecaboxyl. - Arginindehydrol. - Test - Bouillon nach Möller	2 - 26
Neisseria meningitidis - Antiserum Gr. C	5 - 10	Oxidase	7 - 6
Neisseria meningitidis - Antiserum Gr. D	5 - 10	Oxytetracyclin - Glukose - Hefeextrakt - Agar (OGYE - Agar) (Basis)	2 - 26
Neisseria meningitidis - Antiserum Gr. W135	5 - 10	P	
Neisseria meningitidis - Antiserum Gr. X	5 - 10	Pantothenat - Medium AOAC USP	2 - 26
Neisseria meningitidis - Antiserum Gr. Y	5 - 10	Pantothenat - Test - Medium	2 - 26
Neisseria meningitidis - Antiserum Gr. Z	5 - 10	Penicillinase	2 - 40
Neisseria meningitidis - Antiserum Gr. Z'	5 - 10	Penicillinase - Konzentrat	2 - 40
Neisseria meningitidis - Antiserum, Gr. A - D, polyvalent 1	5 - 10	Pepsin, 1:10.000	2 - 40
Neisseria meningitidis - Antiserum, Gr. X - Z, polyvalent 2	5 - 10	Peptidoglycan-Polysaccharid Polymer 10S	5 - 21
Neomycin - Agar mit 5% Schaffblut	3 - 9	Peptonwasser	2 - 26
Neutralisierungs - Puffer	2 - 25	Peptonwasser	3 - 17
Nicht-gynäkologischer LBC-Kit für BD PrepStain™-System	12 - 4	Peptonwasser 0,1%	3 - 17
Nicht-gynäkologischer LBC-Kit für BD PrepStain™-System	12 - 5	Peptonwasser, gepuffert	2 - 26
Nicht-gynäkologischer LBC-Kit für BD PrepStain™-System	12 - 6	Peptonwasser, gepuffert	3 - 17
NID GN ID	7 - 31	Peptonwasser, gepuffert mit 0,1 % Tween	3 - 17
NIH - Thioglykolat - Bouillon	2 - 25	Phenolrot	4 - 6
Nikotinsäure/Nikotinamid - Test - Medium	2 - 25	Phenolrot - Agar (Basis)	2 - 26
Ninhydrin - Reagenz	7 - 6	Phenolrot - Bouillon (Basis)	2 - 26
Nitrat - Reagenz A	7 - 6	Phenolrot - Bouillon mit Dextrose und Durham Röhrchen	3 - 17
Nitrat - Reagenz B	7 - 6	Phenolrot - Bouillon mit Xylose und Durham Röhrchen	3 - 17
Nitrat - Test - Bouillon	2 - 25	Phenolrot - Glukose - Bouillon	2 - 26
Nitrit - Teststreifen	10 - 5	Phenolrot - Laktose - Bouillon	2 - 26
NMIC/ID-204	7 - 31	Phenolrot - Mannit - Agar	2 - 26
NMIC/ID-205	7 - 31	Phenolrot - Mannit - Bouillon	2 - 27
NMIC/ID-76	7 - 31	Phenolrot - Sucrose - Bouillon	2 - 27
NMIC-204	7 - 32		

Index Produktbezeichnung

Produktbezeichnung	Seite	Produktbezeichnung	Seite
Phenylalanin - Agar	2 - 27	R2A - Agar	3 - 20
Phenylethanol - Agar	2 - 27	R2A - Agar	3 - 9
Phoenix AP AST Indikator	7 - 33	Raffinose	2 - 28
Phoenix AP ID Verdünnungslösung	7 - 33	Raka - Ray Nr. 3 - Medium	2 - 28
Phoenix AP Inokulationsstation	7 - 33	Rappaport - Vassiliadis - Bouillon	3 - 18
Phoenix AP Instrument	7 - 33	Rappaport - Vassiliadis - MSRV - Medium	2 - 28
Phoenix AP Pipettenspitzen	7 - 33	Rappaport - Vassiliadis - R10 - Bouillon	2 - 28
Phoenix AP Rack	7 - 33	Regan - Lowe - Aktivkohle - Agar (Basis)	2 - 28
Phoenix AP Tisch	7 - 29	Reisextrakt - Agar	2 - 28
Phoenix AP Tubing Dispenser	7 - 33	Rhamnose	2 - 28
Phoenix AP Waste Bottle	7 - 33	Riboflavin - Test - Medium	2 - 28
Phoenix AP Waste Tray	7 - 33	Rinderalbumin - Lösung	2 - 28
Phosphat Buffer - pH 7,2	3 - 17	Rinderherz	2 - 28
Phosphate Buffered Saline (PBS)	3 - 17	Rogosa - SL - Agar	2 - 28
Phosphate Buffered Saline, pH 7,2 (PBS)	2 - 27	Rogosa - SL - Bouillon	2 - 28
Phytone - Hefeextrakt - Agar	2 - 27	Rosolsäure	2 - 28
PID GP ID	7 - 31	Rührstäbchen; für BD Macro-Vue™ RPR - Kartentest	5 - 5
Pipettenspitzen für Hamilton Pipette	7 - 30	S	
Plastik-Röhrchenhalter	11 - 15	S.O.B. - Medium	2 - 39
Plastik-Röhrchenhalter	11 - 16	Sabouraud - Agar mit Chloramphenicol	3 - 10
Plate - Count - Agar	3 - 9	Sabouraud - Agar mit Chloramphenicol und Cycloheximid	3 - 10
PLATE CDC AND PENASE IC-	3 - 23	Sabouraud - Agar mit Gentamicin und Chloramphenicol	3 - 10
PMIC/ID-67	7 - 31	Sabouraud - Agar mit Penicillin und Streptomycin	3 - 10
PMIC/ID-71	7 - 31	Sabouraud - Agar, modifiziert	2 - 29
PMIC/ID-72	7 - 31	Sabouraud - Glucose - Agar mit Gentamicin und Chloramphenicol/ CHROMagar™ - Candida	3 - 13
PMIC-71	7 - 32	Sabouraud - Glucose - Schrägagar mit Chloramphenicol und Cycloheximid	3 - 21
PMIC-72	7 - 32	Sabouraud - Glucose - Schrägagar, pH 5,6	3 - 21
PMIC-75	7 - 32	Sabouraud - Glukose - Agar	2 - 29
Polymyxin B	2 - 27	Sabouraud - Glukose - Agar	3 - 9
Protease - Nr. 3 - Agar	2 - 27	Sabouraud - Glukose - Agar mit Lecithin u. Polysorbat 80, 90mm	3 - 23
Pseudomonas - Agar F	2 - 27	Sabouraud - Glukose - Bouillon	2 - 29
Pseudomonas - CFC - Agar (Cetrimid-Fusidin-Cephaloridin)	3 - 9	Sabouraud - Glukose - Bouillon	3 - 18
Pseudomonas - Isolierungs - Agar	2 - 27	Sabouraud - Glukose - Hirn - Herz - Agar (Basis)	2 - 29
Pseudomonas - Isolierungs - Agar	3 - 9	Sabouraud - Hirn - Herz - Infusion - Schrägagar mit Chloramphenicol und Gentamycin	3 - 21
Pseudomonas - P - Agar	2 - 27	Sabouraud - Maltose - Agar	2 - 29
Pseudosel™ - Agar	3 - 9	Sabouraud - Maltose - Bouillon	2 - 29
Purpur - Bouillon (Basis)	2 - 27	Saccharose	2 - 29
PYR	7 - 6	Saline, normal	3 - 18
R			
R2A - Agar	2 - 28		

Index Produktbezeichnung

Produktbezeichnung	Seite	Produktbezeichnung	Seite
Salizin	2 - 29	Salmonella - Antiserum - O 10 (E1)	5 - 13
Salmonella - Antiserum - H (2)	5 - 16	Salmonella - Antiserum - O 11 (F)	5 - 11
Salmonella - Antiserum - H (5)	5 - 16	Salmonella - Antiserum - O 1-16, 19, 22-25, 34 & Vi (poly A-I & Vi)	5 - 12
Salmonella - Antiserum - H (6)	5 - 16	Salmonella - Antiserum - O 12	5 - 13
Salmonella - Antiserum - H (7)	5 - 16	Salmonella - Antiserum - O 13, 22 (36) (G1)	5 - 11
Salmonella - Antiserum - H (a)	5 - 16	Salmonella - Antiserum - O 13, 22, 23, (36), (37) (G)	5 - 11
Salmonella - Antiserum - H (b)	5 - 16	Salmonella - Antiserum - O 14	5 - 13
Salmonella - Antiserum - H (c)	5 - 16	Salmonella - Antiserum - O 15 (E2 u. E3)	5 - 13
Salmonella - Antiserum - H (d)	5 - 16	Salmonella - Antiserum - O 16 (I)	5 - 12
Salmonella - Antiserum - H (eh)	5 - 16	Salmonella - Antiserum - O 17 (J)	5 - 12
Salmonella - Antiserum - H (f)	5 - 16	Salmonella - Antiserum - O 18 (K)	5 - 12
Salmonella - Antiserum - H (h)	5 - 16	Salmonella - Antiserum - O 19 (E4)	5 - 13
Salmonella - Antiserum - H (i)	5 - 16	Salmonella - Antiserum - O 2 (A)	5 - 13
Salmonella - Antiserum - H (k)	5 - 16	Salmonella - Antiserum - O 20	5 - 13
Salmonella - Antiserum - H (m)	5 - 16	Salmonella - Antiserum - O 21 (L)	5 - 12
Salmonella - Antiserum - H (p)	5 - 16	Salmonella - Antiserum - O 22 (G1)	5 - 13
Salmonella - Antiserum - H (r)	5 - 16	Salmonella - Antiserum - O 23 (G2)	5 - 13
Salmonella - Antiserum - H (s)	5 - 17	Salmonella - Antiserum - O 27	5 - 13
Salmonella - Antiserum - H (t)	5 - 17	Salmonella - Antiserum - O 28 (M)	5 - 12
Salmonella - Antiserum - H (w)	5 - 17	Salmonella - Antiserum - O 3, 10 (E1)	5 - 11
Salmonella - Antiserum - H (x)	5 - 17	Salmonella - Antiserum - O 3, 15 (E2)	5 - 11
Salmonella - Antiserum - H (y)	5 - 17	Salmonella - Antiserum - O 30 (N)	5 - 12
Salmonella - Antiserum - H (z)	5 - 17	Salmonella - Antiserum - O 34 (E3)	5 - 14
Salmonella - Antiserum - H (z10)	5 - 17	Salmonella - Antiserum - O 35 (O)	5 - 12
Salmonella - Antiserum - H (z15)	5 - 17	Salmonella - Antiserum - O 4 (B)	5 - 13
Salmonella - Antiserum - H (z23)	5 - 17	Salmonella - Antiserum - O 4, 5 (B)	5 - 13
Salmonella - Antiserum - H (z28)	5 - 17	Salmonella - Antiserum - O 5	5 - 13
Salmonella - Antiserum - H (z29)	5 - 17	Salmonella - Antiserum - O 6, 7 (C1)	5 - 11
Salmonella - Antiserum - H (z32)	5 - 17	Salmonella - Antiserum - O 6, 8 (C2)	5 - 11
Salmonella - Antiserum - H (z6)	5 - 17	Salmonella - Antiserum - O 7 (C1 u. C4)	5 - 13
Salmonella - Antiserum - O (3), (15), 34 (E3)	5 - 11	Salmonella - Antiserum - O 8 (C2 u. C3)	5 - 13
Salmonella - Antiserum - O (8), 20 (C3)	5 - 11	Salmonella - Antiserum - O 9 (D)	5 - 13
Salmonella - Antiserum - O (9), 46 (D2)	5 - 11	Salmonella - Antiserum - O Vi	5 - 12
Salmonella - Antiserum - O 1, 13, 23, (37) (G2)	5 - 11	Salmonella - H - Antiserum 1 Komplex	5 - 15
Salmonella - Antiserum - O 1, 2, 12 (A)	5 - 11	Salmonella - H - Antiserum EN Komplex	5 - 15
Salmonella - Antiserum - O 1, 3, 10, 15, 19, 34 (E)	5 - 11	Salmonella - H - Antiserum G Komplex	5 - 15
Salmonella - Antiserum - O 1, 4, 12, 27 (B)	5 - 11	Salmonella - H - Antiserum L Komplex	5 - 15
Salmonella - Antiserum - O 1, 4, 5, 12 (B)	5 - 11	Salmonella - H - Antiserum Spicer-Edwards 1	5 - 15
Salmonella - Antiserum - O 1, 6, 14, 24, 25 (H)	5 - 12	Salmonella - H - Antiserum Spicer-Edwards 2	5 - 15
Salmonella - Antiserum - O 1, 9, 12 (D1)	5 - 11	Salmonella - H - Antiserum Spicer-Edwards 3	5 - 15

Index Produktbezeichnung

Produktbezeichnung	Seite	Produktbezeichnung	Seite
Salmonella - H - Antiserum Spicer-Edwards 4	5 - 15	Sedimentationskammern	12 - 5
Salmonella - H - Antiserum Z4 Komplex	5 - 15	Sedimentationskammern	12 - 6
Salmonella - H - Antiserum, Poly A)a, b, c, d, i, z10, z29)	5 - 18	Sedimentationskammern	12 - 7
Salmonella - H - Antiserum, Poly a-z	5 - 18	Select APS Super - Bouillon	2 - 39
Salmonella - H - Antiserum, Poly B (eh, enx, enz13, G Komplex)	5 - 18	Select APS Super - Bouillon	2 - 42
Salmonella - H - Antiserum, Poly C (k, r, y, z, L Komplex, z4 Komplex)	5 - 18	Select APS Trypticase™ - Soja - Bouillon (TSB)	2 - 34
Salmonella - H - Antiserum, Poly D (z35, z36, z37, z38, z39, z41, z42)	5 - 18	Select APS Trypticase™ - Soja - Bouillon (TSB)	2 - 42
Salmonella - H - Antiserum, Poly E (1 Komplex und z6)	5 - 18	Select APS Trypticase™ - Soja - Bouillon (TSB), gamma bestrahlt	2 - 34
Salmonella - O - Antigen, Gruppe A	5 - 7	Select APS Trypticase™ - Soja - Bouillon (TSB), gamma bestrahlt	2 - 42
Salmonella - O - Antigen, Gruppe B	5 - 7	Selenit - Bouillon	2 - 30
Salmonella - O - Antigen, Gruppe C1	5 - 7	Selenit - Brillantgrün - Anreicherung (SBG - Anreicherung)	2 - 29
Salmonella - O - Antigen, Gruppe C2	5 - 7	Selenit - Cystin - Bouillon	2 - 30
Salmonella - O - Antigen, Gruppe D	5 - 7	Selenit - F - Bouillon	3 - 18
Salmonella - O - Antigen, Gruppe E1	5 - 7	Serum - Tellurit - Agar	3 - 11
Salmonella - O - Antiserum, Gr. A (A, B, D, E1, E2, E3, E4, L), polyspezifisch	5 - 14	Shigella - Antigen, Alkaescens-Dispar	5 - 8
Salmonella - O - Antiserum, Gr. B (C1, C2, F, G, H), polyspezifisch	5 - 14	Shigella - Antigen, Gr. A (Sh. dysenteriae 1)	5 - 8
Salmonella - O - Antiserum, Gr. C (I, J, K, M, N, O), polyspezifisch	5 - 14	Shigella - Antigen, Gr. A1 (Sh. dysenteriae 8)	5 - 8
Salmonella - O - Antiserum, Gr. D (P, Q, R, S, T, U), polyspezifisch	5 - 14	Shigella - Antigen, Gr. B (Sh. flexneri 6)	5 - 8
Salmonella - O - Antiserum, Gr. E (V, W, X, Y, Z), polyspezifisch	5 - 14	Shigella - Antigen, Gr. C (Sh. boydii 3)	5 - 8
Salmonella - O - Antiserum, Gr. F (51 - 55), polyspezifisch	5 - 14	Shigella - Antigen, Gr. C1 (Sh. boydii 8)	5 - 8
Salmonella - O - Antiserum, Gr. G (56 - 61), polyspezifisch	5 - 14	Shigella - Antigen, Gr. C2 (Sh. boydii 12)	5 - 8
Salmonella - Shigella - Agar	3 - 10	Shigella - Antigen, Gr. D (Sh. sonnei)	5 - 8
Salmonella - Shigella - Selektiv - Agar (SS - Agar)	2 - 29	Shigella - Antiserum Gr. C2, polyspezifisch	5 - 18
Salmonella - Vi - Antigen	5 - 7	Shigella - Antiserum, Gr. A, polyspezifisch	5 - 18
SANITIZER IC-XT 55/100	3 - 23	Shigella - Antiserum, Gr. A1, polyspezifisch	5 - 18
Schaedler - Agar	2 - 30	Shigella - Antiserum, Gr. B, polyspezifisch	5 - 18
Schaedler - Agar mit Vitamin K1 und 5% Schafblut	3 - 10	Shigella - Antiserum, Gr. C, polyspezifisch	5 - 18
Schaedler - Agar* / Schaedler - Agar KV (Vitamin K1, Vancomycin, Kanamycin)	3 - 13	Shigella - Antiserum, Gr. C1, polyspezifisch	5 - 18
Schaedler - Bouillon	2 - 30	Shigella - Antiserum, Gr. D, polyspezifisch	5 - 18
Schaedler - Bouillon mit Vitamin K1	3 - 18	SIM - Medium	2 - 30
Schaedler - Kanamycin - Vancomycin - Agar mit 5% Schafblut	3 - 10	SIM - Medium	3 - 21
Schokoladen - Agar	3 - 10	Simmons - Citrat - Agar	2 - 30
Schokoladen - Agar mit IsoVitaleX	3 - 10	Simmons - Citrat - Schrägagar	3 - 21
Schokoladen - Agar mit IsoVitaleX und Bacitracin	3 - 10	Smart Cycler® Minizentrifuge	11 - 14
Schokoladen - Schrägagar	3 - 21	Smart Cycler® Minizentrifuge	11 - 15
Schokoladenagar auf Blutagar Nr. 2-Basis	3 - 10	SmartCycler® II Monitor	11 - 14
SDA W/LP IC-XT 55/100	3 - 23	SmartCycler® II Monitor	11 - 15
Sedimentationskammern	12 - 3	SmartCycler® II PC	11 - 14
		SmartCycler® II PC	11 - 15
		SMIC/ID-11	7 - 31

Index Produktbezeichnung

Produktbezeichnung	Seite	Produktbezeichnung	Seite
Stammkultur - Agar	2 - 30	Thioglykolat - Bouillon ohne Indikator	2 - 32
Standard - Koloniezahl - Agar	2 - 30	Thioglykolat - Medium	3 - 18
Standard - Koloniezahl - Agar mit Lecithin und Polysorbat 80	2 - 30	Thioglykolat - Medium	3 - 27
Standard - Nähr - Bouillon	3 - 18	Thioglykolat - Medium 135 C ohne Indikator	2 - 32
Staphylokokken - Agar 110 nach Chapman	2 - 30	Thioglykolat - Medium ohne Glukose u. Eh - Indikator	2 - 32
Stärke - Agar	2 - 30	Thioglykolat - Medium, 2-fach verpackt	3 - 27
Stärke, löslich	2 - 30	Thioglykolat - Medium, ETO	3 - 26
Steril verpackte Tupfer mit 10 ml Spüllösung	1 - 5	Thioglykolat - Medium, ETO 2-fach verpackt	3 - 26
Steril verpackte Tupfer mit 10 ml Spüllösung	3 - 23	Thioglykolat - Medium, mit Hemin und Vitamin K1	3 - 18
Stonebrink - TB - Medium mit PACT	3 - 22	Thioglykolat - Medium, mod. nach Brewer	2 - 32
Streptokokken - Selektiv - Agar	2 - 31	Thiol - Bouillon	2 - 32
Streptokokken - Selektiv - Bouillon	2 - 31	Thiosulfat - Citrat - Galle - Saccharose - Agar (TCBS-Agar)	2 - 32
Subkultivierungseinheit	9 - 6	Thiosulfat - Citrat - Galle - Saccharose - Agar (TCBS-Agar)	3 - 11
Subkultur Belüftungs Einheit	9 - 4	Tinsdale - Anreicherung, lyophilisiert	2 - 32
Sulfit - Agar	2 - 31	Tinsdale - Nährboden (Basis)	2 - 32
Sulfit - Polymyxin - Sulfadiazin - Agar (SPS - Agar)	2 - 31	Todd - Hewitt - Bouillon	2 - 33
SWUBE Probenentnahme und Transportsystem, steril	1 - 5	Todd Hewitt - Bouillon	3 - 18
T		Todd Hewitt - Bouillon mit Gentamicin und Nalidixinsäure	3 - 19
TAT - Bouillon (Basis)	2 - 31	Todd Hewitt mit Colistin und Nalidixinsäure	3 - 19
Taxo™ - VX - Faktor - Testblättchen	7 - 9	Tomatensaft - Agar	2 - 33
TB - Kinyoun - Färbeset	10 - 2	Tomatensaft - Agar, spezial	2 - 33
TB - Niacin - Kontrolle	10 - 5	Tomatensaft - Bouillon	2 - 33
TB - Niacin - Teststreifen	10 - 5	Transportmedium (Stuart, Toshach & Patsula)	2 - 33
TB Auramin M	10 - 2	Trehalose	2 - 33
TB Brilliant Grün K	10 - 2	Trichophyton - Differenzierungs - Agar 1	2 - 33
Tellurit - Agar nach Hoyle mit 7% Pferdeblut, lysiert	3 - 11	Trichophyton - Differenzierungs - Agar 2	2 - 33
Tellurit - Glycin - Agar	2 - 31	Trichophyton - Differenzierungs - Agar 3	2 - 33
Terrific - Bouillon	2 - 39	Trichophyton - Differenzierungs - Agar 4	2 - 33
Tetrathionat - Bouillon (Basis)	2 - 31	Trichophyton - Differenzierungs - Agar 6	2 - 33
Tetrathionat - Bouillon, Basis	3 - 18	Trichophyton - Differenzierungs - Agar 7	2 - 33
Thayer - Martin - Anreicherung II (VX)	2 - 31	TRIS-gepufferte Salzlösung (für die Zubereitung von 18 l)	12 - 5
Thermoacidurans - Agar	2 - 31	TRIS-gepufferte Salzlösung (für die Zubereitung von 18 l)	12 - 6
Thiamin - Test - Bouillon LF	2 - 31	TRIS-gepufferte Salzlösung (für die Zubereitung von 18 l)	12 - 7
Thiamin - Test - Bouillon LV	2 - 31	Trypticase™ - Soja - Agar	3 - 21
Thioglycollate Medium mit Calcium Carbonat	3 - 18	Trypton - Glukose - Extrakt - Agar (TGE - Agar)	2 - 34
Thioglycollate Medium ohne Indicator - 135C, 8 ml	3 - 19	Tryptonwasser	2 - 34
Thioglykolat - Bouillon	2 - 32	Tryptose - Agar	2 - 34
Thioglykolat - Bouillon mit Rindfleischextrakt	2 - 31	Tryptose - Blut - Agar (Basis)	2 - 34
Thioglykolat - Bouillon ohne Glukose	2 - 32	Tryptose - Bouillon	2 - 34
Thioglykolat - Bouillon ohne Glukose u. ohne Indikator	2 - 32	Tryptose - Glukose - Phosphat - Bouillon	2 - 35

Index Produktbezeichnung

Produktbezeichnung	Seite	Produktbezeichnung	Seite
TSA W/LP IC-XT 55/100	3 - 23	Voges - Proskauer - Reagenz B	7 - 6
TT - Bouillon nach Hajna (Basis)	2 - 35	Voranreicherungs - Bouillon	2 - 36
TTC	4 - 6	Vorbeschichtete BD SurePath™ - Objektträger	12 - 6
TTC - Lösung, 1%ig	4 - 6	Vorbeschichtete BD SurePath™ - Objektträger	12 - 7
Tween® 80	2 - 35	Vorbeschichtete BD SurePath™ - Objektträger	12 - 8
Tween® 80, 20%	3 - 19		
U		W	
Universal Bier - Agar	2 - 35	Wasser, 2-fach verpackt, steril (nicht zur Injektion)	3 - 19
UNMIC/ID-206	7 - 31	Wasser, steril	3 - 19
UNMIC/ID-87	7 - 31	Wilkins - Chalgren - Agar	2 - 36
UNMIC-206	7 - 32	Wilkins - Chalgren - Agar mit Amikacin und 7% Schafblut	3 - 11
UNMIC-85	7 - 32	Wismut - Sulfid - Agar	2 - 36
UNMIC-87	7 - 32	WL - Differential - Medium	2 - 36
Urease - Agar - Base, 10-fach konzentriert	2 - 35	WL - Nähr - Agar	2 - 36
UrinAX CL/MC (2-Agar-Nährbodenträger)	3 - 28	WL - Nähr - Bouillon	2 - 36
UrinAX CL/MC/CETRI (3-Agar-Nährbodenträger)	3 - 28	Würze - Agar	2 - 36
UrinAX CL/MC/E (3-Agar-Nährbodenträger)	3 - 28		
UrinAX CL/MC/MALT (3-Agar-Nährbodenträger)	3 - 28	X	
UrinAX CL/MC/TS (3-Agar-Nährbodenträger)	3 - 28	Xylose - Laktose - Tergitol 4 - Agar - Anreicherung (XLT4 - Anreicherung)	2 - 37
Urinbehälter	11 - 5	Xylose - Laktose - Tergitol 4 - Agar (XLT4 - Agar) (Basis)	2 - 36
Urintransfereinheit	11 - 5	Xylose - Lysin - Agar (XL - Agar) (Basis)	2 - 36
		Xylose - Lysin - Desoxycholat - Agar (XLD - Agar)	2 - 36
V		Xylose - Lysin - Desoxycholat - Agar (XLD - Agar)	3 - 11
Vancomycin - Screen - Agar	3 - 11	Y	
VCA - Inhibitor (Martin - Lewis)	2 - 35	Yeast - Mold - Agar (YM - Agar)	2 - 37
VCAT - Inhibitor (Thayer - Martin)	2 - 35	Yeast - Mold - Bouillon	2 - 40
VCN - Inhibitor (Thayer - Martin)	2 - 35	YEAST ID	7 - 31
VCNT - Inhibitor (Thayer und Martin)	2 - 35	Yeastextract - Pepton - Dextrose - Agar (YPD - Agar)	2 - 40
VDRL Test Control Serum Set	5 - 5	Yeastextract - Pepton - Dextrose - Bouillon (YPD - Bouillon)	2 - 40
VDRL-Antigen mit Puffer-Kochsalzlösung	5 - 5	Yersinia - Agar (Cefsulodin Irgasan Novobiocin (CIN - Agar))	3 - 11
Vibrio cholerae - Antiserum - Inaba	5 - 19	Yersinia - Selektiv - Agar (Basis)	2 - 37
Vibrio cholerae - Antiserum - Ogawa	5 - 19	Yersinia CN - Inhibitor, lyophilisiert	2 - 37
Vibrio cholerae - Antiserum, polyspezifisch	5 - 19		
Vitamin - B12 - Impf - Bouillon USP	2 - 35	Z	
Vitamin - B12 - Test - Agar	2 - 35	Zentrifugenröhrchen	12 - 5
Vitamin - B12 - Test - Bouillon USP	2 - 35	Zentrifugenröhrchen	12 - 6
Vitamin - B12 - Test - Medium	2 - 35	Zentrifugenröhrchen	12 - 7
Vitamin K1- Hämin - Lösung	3 - 19	Ziehl - Neelsen - Färbeset	10 - 3
Vogel - Johnson - Agar (VJ - Agar)	2 - 36	Zytologie-Färbemittel-Kit für BD PrepStain™ - System	12 - 8
Voges - Proskauer - Reagenz A	7 - 6	Zytologie-Färbemittel-Kit für BD PrepStain™-System (nicht-gynäkologisch)	12 - 4
		Zytologie-Färbemittel-Kit für BD PrepStain™-System (nicht-gynäkologisch)	12 - 5

Index Produktbezeichnung

Produktbezeichnung	Seite	Produktbezeichnung	Seite
Zytologie-Färbemittel-Kit für BD PrepStain™-System (nicht-gynäkologisch)	12 - 6		

Index Artikelnummern

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
210302	2 - 23	211264	2 - 32	211597	2 - 29	211825	2 - 5	212257	2 - 23	212526	4 - 5
210310	2 - 26	211279	2 - 11	211600	2 - 29	211829	2 - 39	212269	2 - 35	212527	4 - 5
210340	1 - 6	211287	2 - 19	211620	2 - 30	211835	2 - 15	212272	2 - 38	212528	4 - 5
210420	2 - 31	211299	2 - 13	211638	2 - 30	211836	2 - 36	212292	2 - 24	212529	4 - 5
210430	2 - 31	211317	2 - 15	211643	2 - 30	211839	2 - 12	212304	2 - 38	212530	4 - 5
210810	2 - 12	211320	2 - 20	211661	2 - 29	211874	2 - 11	212305	2 - 34	212531	4 - 5
210866	5 - 21	211327	2 - 16	211665	2 - 24	211875	2 - 14	212306	2 - 20	212532	4 - 5
210912	2 - 2	211331	2 - 16	211671	2 - 36	211876	2 - 14	212322	2 - 23	212536	4 - 5
210930	2 - 29	211338	2 - 16	211672	2 - 38	211883	2 - 17	212327	2 - 16	212537	4 - 5
210932	2 - 2	211343	2 - 18	211687	2 - 15	211886	10 - 4	212330	2 - 8	212539	4 - 5
210940	2 - 29	211363	2 - 18	211690	2 - 34	211886	2 - 22	212345	2 - 26	212542	4 - 5
210950	2 - 29	211383	2 - 23	211695	2 - 15	211887	10 - 4	212346	2 - 24	212543	4 - 5
211020	2 - 29	211387	2 - 19	211716	2 - 32	211887	2 - 21	212351	10 - 4	212544	4 - 5
211027	2 - 4	211390	2 - 19	211720	2 - 32	211897	2 - 40	212351	2 - 22	212545	4 - 5
211037	2 - 4	211391	2 - 19	211727	2 - 32	211898	2 - 40	212352	10 - 4	212820	2 - 25
211043	2 - 33	211393	2 - 20	211731	4 - 6	211899	2 - 40	212352	2 - 21	212919	3 - 9
211046	2 - 33	211401	2 - 20	211737	5 - 8	211918	11 - 13	212354	3 - 19	212976	1 - 6
211047	2 - 33	211407	2 - 21	211738	5 - 8	211918	11 - 14	212357	2 - 9	212977	1 - 6
211057	2 - 13	211430	2 - 22	211740	2 - 16	211968	2 - 28	212367	2 - 26	212978	1 - 6
211059	2 - 13	211436	2 - 4	211742	2 - 10	212000	2 - 24	212392	2 - 11	213000	2 - 24
211065	2 - 13	211438	2 - 23	211743	2 - 33	212097	3 - 2	212402	2 - 18	213010	2 - 10
211069	2 - 13	211441	2 - 23	211744	2 - 16	212099	3 - 11	212404	2 - 35	213020	2 - 10
211086	2 - 5	211443	2 - 23	211747	2 - 33	212104	2 - 7	212408	2 - 35	213200	2 - 14
211088	2 - 5	211445	2 - 23	211750	5 - 7	212107	2 - 10	212485	2 - 39	213210	2 - 28
211094	2 - 7	211450	2 - 23	211759	2 - 18	212118	2 - 29	212485	2 - 42	213300	2 - 14
211096	2 - 7	211456	2 - 23	211763	2 - 17	212122	2 - 19	212486	2 - 39	213320	2 - 16
211100	2 - 25	211458	2 - 24	211764	2 - 34	212123	2 - 19	212486	2 - 42	213400	2 - 14
211102	2 - 5	211462	2 - 24	211766	2 - 10	212168	2 - 2	212511	10 - 3	214010	2 - 38
211106	2 - 6	211486	2 - 25	211767	2 - 10	212169	2 - 10	212512	10 - 2	214030	2 - 38
211116	2 - 15	211502	2 - 26	211768	2 - 34	212183	2 - 9	212513	10 - 2	214040	2 - 38
211124	2 - 7	211506	2 - 26	211771	2 - 34	212185	2 - 21	212514	10 - 2	214050	2 - 38
211125	2 - 7	211514	2 - 26	211772	2 - 34	212189	2 - 30	212515	10 - 2	214100	2 - 4
211126	2 - 7	211519	2 - 26	211778	5 - 14	212191	2 - 30	212516	10 - 3	214220	2 - 38
211132	2 - 20	211527	2 - 27	211780	5 - 12	212203	2 - 22	212517	10 - 2	214230	2 - 38
211144	2 - 8	211533	2 - 27	211781	5 - 12	212205	2 - 9	212517	10 - 3	214320	2 - 41
211179	2 - 8	211537	2 - 27	211783	5 - 12	212207	2 - 9	212518	10 - 2	214340	2 - 41
211191	2 - 9	211539	2 - 27	211794	2 - 33	212218	2 - 7	212519	10 - 2	214410	2 - 3
211199	2 - 9	211546	2 - 27	211795	2 - 11	212226	2 - 31	212520	10 - 3	214510	2 - 38
211215	2 - 9	211558	2 - 27	211805	2 - 6	212227	2 - 35	212521	10 - 2	214520	2 - 38
211220	2 - 20	211567	2 - 28	211813	2 - 22	212228	2 - 35	212522	10 - 2	214530	2 - 38
211221	2 - 9	211578	2 - 30	211822	2 - 5	212240	10 - 4	212523	10 - 2	214881	2 - 21
211248	2 - 27	211584	2 - 29	211823	2 - 5	212240	2 - 22	212524	4 - 5	214882	2 - 21
211260	2 - 32	211585	2 - 29	211824	2 - 5	212249	2 - 7	212525	4 - 5	214883	2 - 21

Index Artikelnummern

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
214886	2 - 34	218071	2 - 26	220214	1 - 6	221010	3 - 21	221606	1 - 2	222241	3 - 22
214886	2 - 42	218081	2 - 6	220215	1 - 6	221012	3 - 21	221608	1 - 2	222281	5 - 10
214887	2 - 34	218091	2 - 11	220216	1 - 6	221013	3 - 21	221609	1 - 2	222291	5 - 10
214887	2 - 42	218103	2 - 26	220217	1 - 6	221014	3 - 18	221632	3 - 15	222301	5 - 10
214889	2 - 34	218104	2 - 26	220218	1 - 6	221020	3 - 18	221633	3 - 15	222311	5 - 10
214889	2 - 42	218105	2 - 26	220220	1 - 2	221021	3 - 18	221635	3 - 15	222320	2 - 17
214904	2 - 4	218110	2 - 37	220221	1 - 2	221026	3 - 21	221637	3 - 15	222321	5 - 10
214986	3 - 8	218111	2 - 26	220222	1 - 2	221031	5 - 8	221661	3 - 16	222330	2 - 17
215044	3 - 8	218172	2 - 37	220225	2 - 43	221038	3 - 20	221663	3 - 16	222361	5 - 9
215045	3 - 8	218201	2 - 5	220231	1 - 3	221039	3 - 20	221669	3 - 18	222371	5 - 9
215110	2 - 40	218231	2 - 2	220232	1 - 4	221041	5 - 8	221677	3 - 17	222501	5 - 9
215199	3 - 18	218261	2 - 28	220233	1 - 4	221051	5 - 8	221705	3 - 17	222521	5 - 10
215348	10 - 9	218262	2 - 28	220234	1 - 4	221061	5 - 8	221714	3 - 18	222530	2 - 17
215349	10 - 9	218263	2 - 28	220235	1 - 4	221086	3 - 21	221719	3 - 16	222531	5 - 10
215350	10 - 9	218312	2 - 4	220236	1 - 4	221087	3 - 21	221729	3 - 15	222571	5 - 13
215351	10 - 9	218531	2 - 23	220239	1 - 2	221092	3 - 19	221730	3 - 15	222581	5 - 13
215352	10 - 9	218561	2 - 18	220240	1 - 2	221093	3 - 19	221739	3 - 3	222591	5 - 13
215510	2 - 11	218571	2 - 18	220244	1 - 2	221096	3 - 20	221747	3 - 15	222601	5 - 11
215530	2 - 11	218581	2 - 28	220245	1 - 4	221097	3 - 20	221783	3 - 14	222611	5 - 11
215620	2 - 15	218591	2 - 22	220246	1 - 4	221100	2 - 35	221785	3 - 16	222621	5 - 12
215710	2 - 2	218661	2 - 15	220310	4 - 6	221161	5 - 8	221787	3 - 18	222631	5 - 12
215810	2 - 3	218671	2 - 28	220502	3 - 22	221183	3 - 11	221788	3 - 18	222641	5 - 12
215920	2 - 3	218681	2 - 28	220505	3 - 22	221195	3 - 18	221812	3 - 16	222651	5 - 15
216010	2 - 6	218801	2 - 4	220518	1 - 5	221196	3 - 18	221813	3 - 16	222661	5 - 15
216210	2 - 8	218971	2 - 13	220518	3 - 23	221200	3 - 19	221819	3 - 18	222671	5 - 15
216300	2 - 23	219001	2 - 12	220530	2 - 17	221288	3 - 24	221832	10 - 4	222681	5 - 15
216310	2 - 10	219200	2 - 14	220532	1 - 4	221290	3 - 14	221846	3 - 3	222691	5 - 15
216410	2 - 13	219710	2 - 33	220690	1 - 5	221291	3 - 14	221949	3 - 14	222701	5 - 15
216810	2 - 20	220093	1 - 3	220837	3 - 16	221301	5 - 7	221954	3 - 6	222711	5 - 15
216830	2 - 20	220097	1 - 3	220897	3 - 20	221311	5 - 7	222020	2 - 8	222721	5 - 15
217020	2 - 18	220099	1 - 3	220908	10 - 4	221321	5 - 7	222120	2 - 18	222731	5 - 16
217310	2 - 21	220100	2 - 20	220908	3 - 22	221322	3 - 16	222200	2 - 9	222741	5 - 16
217410	2 - 28	220109	1 - 3	220909	10 - 4	221328	3 - 20	222204	3 - 11	222751	5 - 16
217510	2 - 28	220110	4 - 6	220909	3 - 22	221331	5 - 7	222210	2 - 17	222761	5 - 17
217520	2 - 28	220115	1 - 3	220953	3 - 20	221341	5 - 7	222220	2 - 17	222771	5 - 17
217610	2 - 29	220116	1 - 3	220958	10 - 4	221383	3 - 15	222228	3 - 4	222781	5 - 15
217720	2 - 29	220121	1 - 3	220958	3 - 22	221392	3 - 22	222232	10 - 4	222791	5 - 17
217810	2 - 30	220133	1 - 3	220959	10 - 4	221421	5 - 7	222232	3 - 22	222801	5 - 17
217820	2 - 30	220142	11 - 5	220959	3 - 22	221509	3 - 20	222233	10 - 4	222810	2 - 22
217910	2 - 30	220143	11 - 5	220966	3 - 20	221517	3 - 16	222233	3 - 22	223000	2 - 34
218010	2 - 33	220144	1 - 3	220968	3 - 20	221542	3 - 18	222240	10 - 4	223001	5 - 10
218041	2 - 22	220145	1 - 3	220971	3 - 20	221591	5 - 9	222240	3 - 22	223011	5 - 10
218051	2 - 36	220210	1 - 5	221001	5 - 8	221602	1 - 2	222241	10 - 4	223021	5 - 10

Index Artikelnummern

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
223031	5 - 7	225391	5 - 18	227540	2 - 30	229501	5 - 11	231251	7 - 19	231544	7 - 23
223041	5 - 7	225401	5 - 18	227610	2 - 2	229511	5 - 11	231263	7 - 10	231552	7 - 8
223091	5 - 9	225411	5 - 18	227710	2 - 2	229521	5 - 11	231264	7 - 11	231554	7 - 9
223100	2 - 24	225421	5 - 18	227761	5 - 18	229541	5 - 11	231267	7 - 11	231555	7 - 11
223101	5 - 9	225431	5 - 18	227771	5 - 18	229701	5 - 9	231268	7 - 11	231562	7 - 8
223142	5 - 20	225441	5 - 16	227781	5 - 18	229730	2 - 30	231271	7 - 14	231569	7 - 25
223143	5 - 20	225451	5 - 16	227791	5 - 13	229731	5 - 11	231274	7 - 14	231570	7 - 24
223200	2 - 24	225461	5 - 16	227891	5 - 9	229810	2 - 22	231275	7 - 15	231571	7 - 18
223210	2 - 34	225481	5 - 16	227901	5 - 9	22E101	8 - 2	231276	7 - 15	231572	7 - 18
223220	2 - 34	225501	5 - 17	227911	5 - 9	230161	5 - 11	231278	7 - 15	231575	7 - 16
223410	2 - 36	225511	5 - 17	227920	2 - 2	230171	5 - 11	231286	7 - 16	231576	7 - 17
223420	2 - 36	225541	5 - 17	227921	5 - 9	230181	5 - 11	231289	7 - 16	231577	7 - 17
223510	2 - 36	225551	5 - 17	228141	5 - 13	230201	5 - 11	231290	7 - 16	231578	7 - 23
223591	5 - 20	225571	5 - 17	228151	5 - 13	230291	5 - 11	231292	7 - 21	231591	7 - 13
223781	5 - 20	225581	5 - 17	228161	5 - 13	230310	2 - 31	231293	7 - 21	231593	7 - 12
224061	5 - 18	225611	5 - 17	228171	5 - 13	230809	7 - 17	231296	7 - 24	231597	7 - 10
224100	2 - 20	225620	2 - 32	228181	5 - 13	231000	2 - 25	231299	7 - 17	231599	7 - 15
224120	2 - 16	225621	5 - 17	228191	5 - 11	231039	7 - 9	231301	7 - 18	231601	7 - 26
224150	2 - 16	225630	2 - 32	228200	2 - 5	231040	7 - 8	231302	7 - 18	231603	7 - 20
224200	2 - 20	225640	2 - 32	228201	5 - 16	231041	7 - 8	231309	7 - 20	231605	7 - 19
224301	5 - 19	225650	2 - 32	228210	2 - 11	231045	7 - 8	231311	7 - 20	231607	7 - 13
224310	2 - 2	225710	2 - 25	228211	5 - 16	231046	7 - 8	231312	7 - 20	231607	7 - 27
224311	5 - 19	225851	5 - 7	228220	2 - 11	231047	7 - 8	231313	7 - 20	231609	7 - 23
224320	2 - 2	226340	2 - 2	228221	5 - 16	231048	7 - 9	231314	7 - 21	231611	7 - 18
224321	5 - 19	226451	5 - 14	228231	5 - 16	231057	7 - 7	231315	7 - 21	231613	7 - 12
224410	2 - 2	226461	5 - 14	228241	5 - 16	231059	7 - 7	231319	7 - 22	231615	7 - 19
224731	5 - 17	226540	2 - 9	228271	5 - 12	231061	7 - 7	231320	7 - 22	231619	7 - 25
224741	5 - 16	226591	5 - 13	228300	2 - 5	231063	7 - 7	231321	7 - 22	231621	7 - 14
224751	5 - 16	226601	5 - 13	228341	5 - 18	231066	7 - 7	231324	7 - 23	231623	7 - 14
224761	5 - 16	226611	5 - 13	228351	5 - 18	231071	7 - 7	231328	7 - 24	231625	7 - 11
224771	5 - 16	226621	5 - 13	228361	5 - 18	231075	7 - 7	231331	7 - 24	231629	7 - 10
224820	2 - 8	226631	5 - 13	228371	5 - 18	231077	7 - 7	231337	7 - 24	231633	7 - 27
225181	5 - 12	226641	5 - 13	228381	5 - 9	231089	7 - 7	231342	7 - 22	231635	7 - 14
225191	5 - 12	226671	5 - 13	228530	2 - 4	231091	7 - 7	231343	7 - 25	231637	7 - 24
225220	2 - 23	226730	2 - 15	228801	5 - 10	231096	7 - 7	231344	7 - 25	231641	7 - 11
225221	5 - 12	226810	2 - 25	228811	5 - 10	231098	7 - 7	231349	7 - 26	231643	7 - 12
225230	2 - 23	226920	2 - 16	228911	5 - 10	231100	7 - 7	231352	7 - 26	231645	7 - 18
225250	2 - 23	227020	2 - 2	228950	2 - 10	231121	4 - 6	231353	7 - 26	231647	7 - 21
225341	5 - 14	227200	2 - 5	229100	2 - 15	231122	7 - 9	231391	10 - 3	231649	7 - 25
225351	5 - 14	227210	2 - 11	229101	5 - 10	231131	5 - 21	231401	4 - 5	231650	7 - 8
225361	5 - 14	227300	2 - 5	229471	5 - 11	231141	5 - 21	231410	2 - 8	231651	7 - 8
225371	5 - 14	227310	2 - 16	229481	5 - 11	231181	2 - 35	231430	2 - 8	231653	7 - 12
225381	5 - 14	227410	2 - 16	229491	5 - 11	231248	7 - 8	231539	7 - 26	231656	7 - 13

Index Artikelnummern

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
231658	7 - 15	231754	7 - 27	233520	2 - 12	240765	5 - 5	244310	2 - 39	246007	7 - 30
231660	7 - 11	231758	7 - 20	233541	2 - 31	240826	5 - 21	244400	2 - 12	246009	7 - 30
231662	7 - 16	231760	7 - 17	233542	2 - 31	240827	5 - 21	244420	10 - 4	246011	7 - 30
231664	7 - 12	231761	7 - 18	233810	2 - 7	240862	10 - 2	244420	2 - 18	246210	2 - 3
231672	7 - 21	231762	7 - 19	233901	2 - 16	240863	10 - 2	244510	2 - 39	246310	2 - 3
231673	7 - 13	231810	2 - 10	233910	2 - 7	240920	2 - 3	244520	2 - 39	247010	2 - 20
231674	7 - 13	231920	2 - 22	234000	2 - 25	240950	5 - 4	244610	2 - 39	247100	2 - 7
231678	7 - 15	231961	2 - 37	234020	2 - 9	240951	5 - 4	244620	2 - 39	247110	2 - 36
231682	7 - 11	231971	2 - 25	234210	2 - 32	240952	5 - 3	244820	2 - 27	247810	2 - 28
231684	7 - 13	232000	2 - 25	234310	2 - 14	240960	5 - 4	244910	2 - 27	247910	2 - 14
231686	7 - 19	232012	7 - 19	234410	2 - 14	240961	5 - 4	245000	7 - 2	247930	2 - 14
231692	7 - 23	232016	7 - 22	234420	2 - 14	240962	5 - 4	245010	7 - 2	247940	2 - 14
231693	7 - 17	232087	7 - 25	235201	5 - 5	240963	5 - 4	245015	7 - 3	248020	2 - 28
231694	7 - 24	232097	7 - 20	235310	2 - 37	240964	5 - 4	245016	7 - 3	248200	2 - 4
231696	7 - 12	232100	2 - 20	236010	2 - 35	240966	5 - 4	245029	7 - 2	248510	2 - 39
231704	7 - 19	232102	7 - 21	236210	2 - 25	241000	2 - 15	245032	7 - 3	248610	2 - 11
231705	7 - 18	232116	7 - 24	236310	2 - 32	241050	5 - 7	245038	7 - 2	248810	2 - 3
231706	7 - 18	232149	7 - 19	236920	2 - 5	241210	2 - 24	245111	10 - 6	249120	2 - 35
231709	7 - 17	232150	7 - 12	236930	2 - 5	241320	2 - 39	245113	10 - 6	249210	2 - 33
231713	7 - 12	232174	7 - 16	236950	2 - 5	241410	2 - 39	245114	10 - 6	249220	2 - 33
231717	7 - 16	232175	7 - 16	237200	2 - 13	241420	2 - 39	245115	10 - 8	249240	2 - 33
231723	7 - 8	232184	7 - 18	237310	2 - 8	241510	2 - 39	245116	10 - 6	249560	9 - 6
231724	7 - 8	232197	7 - 19	237400	2 - 13	241810	2 - 13	245119	10 - 6	249610	2 - 31
231725	7 - 8	232201	7 - 27	237500	2 - 13	241820	2 - 13	245122	10 - 7	249910	2 - 13
231726	7 - 9	232202	7 - 27	238100	2 - 12	241830	2 - 13	245123	10 - 8	250160	5 - 3
231727	7 - 9	232203	7 - 16	238210	2 - 29	241910	2 - 4	245124	10 - 7	251100	2 - 14
231729	7 - 9	232208	7 - 25	238230	2 - 29	242000	2 - 15	245125	10 - 8	251710	2 - 33
231731	7 - 9	232210	2 - 25	238400	2 - 12	242010	2 - 16	245126	10 - 8	251720	2 - 33
231734	7 - 8	232219	7 - 16	238510	2 - 8	242420	2 - 36	245127	10 - 8	251810	3 - 17
231735	10 - 5	232227	7 - 13	238710	2 - 3	242510	2 - 36	245128	10 - 8	251960	5 - 4
231736	10 - 5	232228	7 - 17	238910	2 - 33	242720	2 - 40	245130	7 - 2	252100	2 - 16
231737	7 - 9	232229	7 - 23	239110	2 - 12	242810	2 - 40	245140	7 - 2	252260	5 - 3
231741	10 - 5	232281	2 - 28	239210	2 - 12	242820	2 - 40	245150	7 - 2	252310	2 - 7
231742	10 - 5	232510	2 - 28	239320	2 - 12	242910	2 - 29	245152	2 - 17	252360	5 - 3
231743	10 - 5	232610	2 - 31	239520	2 - 20	243000	2 - 15	245157	10 - 8	252410	2 - 33
231746	7 - 4	232681	2 - 27	240110	2 - 39	243010	2 - 32	245159	10 - 5	252480	5 - 3
231747	7 - 4	233000	2 - 25	240210	2 - 39	243100	2 - 3	245302	7 - 3	252710	2 - 2
231748	7 - 4	233110	2 - 19	240230	2 - 39	243210	2 - 32	245710	2 - 35	253610	2 - 2
231749	7 - 4	233120	2 - 19	240410	2 - 39	243420	2 - 32	246001	7 - 30	254001	3 - 3
231750	7 - 8	233331	2 - 6	240520	2 - 24	243810	2 - 39	246003	7 - 30	254003	3 - 4
231751	7 - 27	233391	2 - 14	240658	5 - 21	243820	2 - 39	246004	7 - 30	254005	3 - 4
231752	7 - 27	233472	2 - 9	240661	5 - 21	244020	2 - 40	246005	7 - 30	254007	3 - 4
231753	7 - 27	233510	2 - 12	240764	5 - 5	244100	2 - 12	246006	7 - 33	254009	3 - 6

Index Artikelnummern

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
254010	3 - 5	254084	3 - 10	254479	3 - 11	254651	7 - 37	254762	7 - 13	255080	3 - 8
254012	3 - 5	254085	3 - 10	254480	3 - 2	254652	7 - 35	254766	7 - 15	255084	3 - 2
254014	3 - 5	254086	3 - 11	254481	3 - 2	254655	3 - 15	254775	7 - 14	255086	3 - 4
254016	3 - 5	254087	3 - 11	254483	3 - 9	254656	7 - 36	254780	7 - 16	255210	2 - 11
254019	3 - 5	254088	3 - 11	254485	3 - 10	254657	7 - 37	254785	7 - 17	255310	2 - 34
254021	3 - 7	254089	3 - 10	254486	3 - 7	254658	7 - 37	254788	7 - 17	255320	2 - 34
254023	3 - 10	254090	3 - 11	254489	3 - 13	254700	7 - 22	254797	7 - 18	255420	2 - 24
254025	3 - 7	254091	3 - 10	254490	3 - 2	254702	7 - 21	254799	7 - 18	255460	5 - 4
254027	3 - 7	254094	3 - 6	254515	3 - 13	254703	7 - 10	254802	7 - 19	255504	3 - 10
254029	3 - 8	254095	3 - 3	254517	3 - 14	254704	7 - 14	254807	7 - 19	255506	3 - 5
254030	3 - 8	254096	3 - 10	254518	3 - 14	254707	7 - 18	254808	7 - 20	255509	3 - 2
254032	3 - 8	254097	3 - 5	254520	10 - 4	254708	7 - 22	254815	7 - 25	255529	3 - 4
254035	3 - 8	254098	3 - 5	254520	3 - 8	254709	7 - 24	254816	7 - 25	255560	5 - 3
254038	3 - 24	254100	2 - 30	254521	10 - 4	254710	7 - 20	254819	7 - 21	256006	3 - 5
254039	3 - 9	254104	3 - 12	254521	3 - 8	254711	7 - 13	254821	7 - 22	256009	3 - 7
254041	3 - 10	254104	3 - 4	254543	3 - 7	254712	7 - 23	254822	7 - 22	256038	5 - 2
254042	3 - 10	254105	3 - 12	254546	3 - 2	254713	7 - 13	254823	7 - 22	256040	5 - 2
254046	3 - 10	254105	3 - 3	254552	3 - 7	254714	7 - 26	254828	7 - 23	256041	5 - 2
254047	3 - 10	254106	3 - 12	254553	3 - 13	254715	7 - 12	254832	7 - 23	256042	5 - 2
254050	3 - 6	254106	3 - 3	254554	3 - 6	254718	7 - 10	254855	7 - 21	256044	3 - 11
254051	3 - 11	254107	3 - 12	254555	3 - 6	254719	7 - 21	254858	7 - 26	256045	5 - 2
254053	3 - 11	254107	3 - 3	254602	7 - 36	254720	7 - 22	254862	7 - 10	256051	5 - 2
254055	3 - 11	254108	3 - 7	254603	7 - 37	254722	7 - 14	254875	7 - 24	256055	5 - 2
254056	3 - 11	254110	2 - 35	254604	7 - 37	254724	7 - 15	254878	7 - 14	256058	3 - 3
254058	3 - 6	254210	2 - 35	254607	7 - 35	254725	7 - 15	254881	7 - 21	256061	5 - 2
254060	3 - 10	254400	3 - 2	254609	7 - 35	254726	7 - 17	254882	7 - 19	256120	2 - 13
254062	3 - 8	254403	3 - 3	254611	7 - 35	254727	7 - 10	254893	7 - 12	256180	3 - 3
254063	3 - 9	254406	3 - 4	254612	7 - 35	254728	7 - 25	254920	2 - 14	256220	2 - 36
254069	3 - 3	254410	2 - 22	254613	7 - 37	254729	7 - 26	254959	3 - 15	256391	5 - 3
254070	3 - 4	254413	3 - 7	254614	7 - 35	254730	7 - 20	254979	3 - 26	256500	3 - 5
254071	3 - 4	254414	3 - 7	254616	7 - 35	254731	7 - 16	254986	7 - 35	256501	3 - 2
254072	3 - 4	254417	3 - 9	254621	7 - 35	254732	7 - 12	254988	7 - 36	256506	3 - 3
254073	3 - 5	254419	3 - 9	254623	7 - 36	254733	7 - 15	254991	7 - 36	256525	3 - 5
254074	3 - 5	254429	3 - 5	254623	7 - 37	254734	7 - 12	254992	7 - 36	256620	2 - 23
254075	3 - 6	254430	3 - 6	254625	7 - 35	254739	7 - 11	254993	7 - 37	256628	8 - 3
254076	3 - 7	254432	3 - 11	254627	7 - 35	254741	7 - 10	254995	7 - 37	256644	8 - 2
254077	3 - 10	254443	3 - 2	254628	7 - 35	254744	7 - 10	254996	7 - 37	256660	8 - 3
254078	3 - 7	254444	3 - 9	254629	7 - 37	254749	7 - 11	254997	7 - 37	256662	8 - 3
254079	3 - 7	254447	3 - 13	254631	7 - 36	254750	7 - 11	254999	7 - 36	256668	3 - 16
254080	3 - 8	254451	3 - 10	254643	7 - 37	254752	7 - 15	255002	3 - 2	256670	3 - 17
254081	3 - 8	254455	3 - 7	254645	7 - 35	254755	7 - 11	255003	3 - 6	257002	3 - 9
254082	3 - 8	254464	3 - 3	254647	7 - 37	254758	7 - 12	255011	3 - 7	257007	3 - 7
254083	3 - 9	254476	3 - 13	254648	7 - 35	254760	7 - 13	255027	3 - 2	257008	3 - 9

Index Artikelnummern

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
257011	3 - 10	257294	3 - 27	257533	9 - 5	260628	4 - 3	263110	2 - 17	270509	5 - 5
257026	3 - 6	257303	3 - 4	257537	7 - 36	260630	4 - 4	263220	2 - 8	271000	2 - 5
257073	3 - 9	257306	3 - 4	257543	3 - 27	260637	4 - 3	263410	2 - 24	271051	4 - 4
257074	3 - 12	257307	3 - 27	257544	3 - 26	260640	7 - 28	263620	2 - 17	271055	4 - 4
257074	3 - 4	257336	3 - 20	257549	3 - 26	260660	7 - 28	263710	2 - 18	271056	9 - 4
257078	3 - 17	257340	9 - 4	257551	7 - 36	260661	7 - 27	263810	5 - 21	271120	2 - 40
257079	3 - 6	257341	9 - 4	257552	7 - 37	260671	4 - 2	263910	5 - 21	271210	2 - 37
257086	3 - 17	257343	9 - 4	257559	7 - 28	260672	4 - 2	264010	5 - 21	271310	10 - 4
257088	3 - 17	257344	9 - 4	257562	3 - 13	260673	4 - 2	264100	2 - 34	271310	2 - 21
257092	3 - 17	257347	9 - 5	257574	3 - 13	260674	4 - 2	264120	2 - 6	271510	2 - 29
257096	3 - 26	257350	9 - 6	257584	3 - 13	260678	4 - 2	264210	2 - 10	271710	2 - 5
257097	3 - 26	257353	2 - 38	257586	3 - 7	260679	4 - 2	264300	2 - 34	271849	5 - 5
257099	3 - 12	257372	3 - 13	257589	3 - 13	260680	4 - 2	264310	4 - 6	271890	7 - 34
257099	3 - 4	257385	3 - 17	257615	3 - 23	260683	4 - 2	264410	2 - 34	272100	2 - 30
257100	3 - 16	257388	7 - 36	257617	3 - 23	260684	4 - 2	264920	2 - 19	272905	5 - 5
257105	3 - 21	257419	7 - 36	257630	3 - 23	260685	4 - 3	265020	2 - 32	273300	2 - 36
257106	3 - 21	257420	7 - 36	257631	3 - 17	261181	7 - 6	265100	2 - 27	273509	5 - 5
257114	3 - 15	257430	3 - 6	257634	3 - 23	261182	7 - 5	265310	2 - 8	273520	2 - 22
257135	3 - 15	257434	3 - 12	257636	3 - 23	261183	7 - 5	265320	2 - 8	273610	2 - 18
257139	3 - 17	257434	3 - 4	257637	3 - 23	261185	7 - 5	265430	2 - 3	273620	2 - 18
257140	3 - 15	257435	3 - 12	257652	3 - 5	261187	7 - 5	265510	2 - 3	274000	2 - 5
257161	3 - 19	257435	3 - 4	257658	3 - 9	261188	7 - 5	266200	2 - 11	274449	5 - 5
257204	3 - 17	257440	7 - 36	257663	3 - 13	261189	7 - 5	266510	2 - 15	274500	2 - 29
257207	3 - 19	257441	7 - 36	257664	3 - 6	261190	7 - 5	266520	2 - 15	274520	2 - 27
257213	3 - 27	257444	7 - 37	257820	2 - 5	261191	7 - 5	266710	2 - 2	274610	2 - 18
257217	3 - 26	257456	3 - 10	258710	2 - 8	261192	7 - 6	266910	2 - 3	274620	2 - 18
257222	3 - 26	257461	7 - 35	258910	2 - 10	261193	7 - 6	267100	2 - 11	274710	2 - 29
257223	3 - 26	257462	7 - 36	259010	2 - 10	261194	7 - 5	267710	2 - 19	274720	2 - 29
257228	3 - 27	257463	7 - 36	259100	2 - 16	261195	7 - 5	267720	2 - 19	274930	2 - 18
257238	3 - 17	257464	7 - 35	259310	2 - 3	261196	7 - 6	268010	2 - 17	275005	5 - 5
257240	3 - 21	257480	3 - 12	260001	4 - 2	261197	7 - 6	268110	2 - 17	275020	2 - 19
257241	3 - 26	257480	3 - 3	260100	2 - 35	261198	7 - 6	268510	2 - 12	275120	2 - 19
257246	3 - 27	257481	3 - 12	260300	2 - 35	261201	7 - 6	268610	2 - 8	275220	2 - 19
257247	3 - 27	257481	3 - 3	260410	2 - 26	261203	7 - 5	268620	2 - 8	275239	5 - 5
257249	3 - 27	257496	3 - 28	260411	4 - 3	261204	7 - 5	268740	2 - 30	275300	2 - 19
257257	3 - 18	257497	3 - 28	260413	4 - 4	261206	7 - 5	268820	2 - 25	275539	5 - 5
257262	3 - 26	257498	3 - 28	260414	4 - 4	261710	2 - 31	269100	2 - 24	275610	2 - 22
257263	3 - 26	257499	3 - 28	260457	7 - 28	262100	2 - 34	269710	2 - 31	275710	2 - 23
257266	3 - 19	257508	3 - 28	260463	4 - 3	262200	2 - 34	270124	4 - 3	275730	2 - 23
257267	3 - 16	257518	3 - 23	260607	4 - 3	262710	10 - 4	270303	4 - 4	276709	5 - 6
257283	9 - 4	257530	9 - 5	260610	4 - 3	262710	2 - 21	270309	5 - 5	276810	2 - 4
257286	3 - 7	257531	9 - 5	260618	4 - 4	263010	2 - 17	270310	2 - 4	276840	2 - 4
257293	3 - 27	257532	9 - 5	260626	4 - 3	263100	2 - 11	270333	5 - 5	276909	5 - 6

Index Artikelnummern

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
276910	2 - 14	288110	2 - 23	291423	7 - 23	298410	2 - 31	440479	11 - 2	441274	11 - 15
277010	2 - 14	288120	2 - 23	291920	2 - 12	298518	3 - 18	440482	11 - 2	441276	11 - 14
277210	2 - 14	288130	2 - 23	291930	2 - 12	298710	2 - 10	440487	11 - 2	441276	11 - 15
277910	2 - 9	288210	2 - 23	291940	2 - 12	299068	2 - 3	440491	11 - 2	441279	11 - 14
278610	2 - 32	288320	2 - 19	292606	3 - 8	299070	2 - 13	440495	11 - 2	441279	11 - 15
278820	2 - 36	288330	2 - 19	292710	2 - 27	299099	3 - 21	440502	11 - 2	441354	11 - 10
278830	2 - 36	289020	2 - 26	292769	3 - 18	299486	3 - 19	440610	11 - 6	441354	11 - 9
278850	2 - 36	289410	2 - 15	292770	3 - 19	299701	3 - 20	440631	11 - 6	441357	11 - 12
279010	2 - 7	290001	3 - 25	293306	2 - 29	364810	9 - 6	440643	11 - 6	441357	11 - 9
279020	2 - 7	290002	3 - 25	294020	2 - 21	364815	9 - 6	440661	11 - 6	441358	11 - 12
279030	2 - 7	290003	3 - 25	294110	2 - 21	364902	9 - 6	440679	11 - 6	441358	11 - 9
279100	2 - 19	290004	3 - 25	294221	2 - 7	364915	11 - 5	440681	11 - 2	441359	11 - 12
279110	2 - 21	290005	3 - 25	294420	2 - 7	364940	11 - 5	440689	11 - 2	441359	11 - 8
279220	2 - 6	290006	3 - 25	295020	2 - 21	364941	11 - 5	440698	11 - 2	441360	11 - 12
279230	2 - 6	290007	3 - 25	295042	7 - 23	367282	9 - 6	440704	11 - 3	441360	11 - 8
279240	2 - 6	290010	2 - 15	295067	2 - 36	367284	9 - 6	440705	11 - 3	441361	11 - 12
279410	2 - 17	290110	2 - 15	295306	7 - 10	367300	9 - 6	440724	11 - 8	441361	11 - 8
279510	2 - 17	290821	3 - 26	295308	7 - 14	368500	11 - 5	440752	11 - 13	441362	11 - 12
279720	2 - 29	290831	3 - 26	295339	7 - 21	368501	11 - 5	440887	8 - 2	441362	11 - 9
280100	2 - 11	291028	7 - 22	295510	2 - 33	4301009G	7 - 27	440910	7 - 29	441370	9 - 4
280810	2 - 31	291034	7 - 24	295872	3 - 21	4301010G	7 - 28	440910	7 - 3	441385	9 - 2
281010	2 - 20	291037	7 - 25	295982	3 - 16			440910	7 - 33	441386	9 - 2
281110	2 - 6	291062	7 - 24	296266	3 - 19	437016	11 - 20	440928	11 - 5	441388	9 - 5
281210	2 - 38	291255	7 - 14	296358	3 - 20	437016	11 - 21	440980	8 - 2	441391	11 - 9
281230	2 - 38	291269	7 - 11	296398	7 - 25	437519	11 - 20	440981	8 - 3	441392	11 - 9
281610	2 - 26	291270	7 - 10	296510	2 - 33	437519	11 - 21	441007	8 - 2	441400	11 - 14
281810	2 - 20	291272	7 - 14	296589	7 - 17	437522	11 - 18	441049	10 - 6	441400	11 - 15
281910	2 - 8	291273	7 - 15	296986	7 - 13	437522	11 - 19	441091	11 - 7	441429	11 - 15
282210	2 - 10	291277	7 - 17	297005	2 - 9	440000S W	7 - 3	441122	11 - 12	441429	11 - 16
283510	2 - 5	291279	7 - 19	297199	3 - 20	440401	11 - 2	441122	11 - 9	441443	11 - 12
283610	2 - 24	291280	7 - 20	297210	2 - 31	440450	11 - 3	441124	11 - 8	441443	11 - 8
283810	2 - 22	291281	7 - 20	297252	3 - 21	440451	11 - 4	441125	11 - 12	441444	11 - 12
284530	2 - 31	291282	7 - 20	297307	3 - 16	440452	11 - 4	441125	11 - 8	441444	11 - 8
284920	2 - 18	291285	7 - 22	297345	3 - 19	440453	11 - 4	441126	11 - 8	441624	7 - 29
285320	2 - 12	291286	7 - 23	297596	2 - 6	440455	11 - 4	441128	11 - 8	441637	11 - 14
285340	2 - 12	291287	7 - 23	297649	3 - 21	440456	11 - 4	441129	11 - 12	441637	11 - 15
285420	2 - 6	291292	7 - 25	297890	3 - 14	440457	11 - 4	441129	11 - 8	441638	11 - 14
285610	2 - 35	291298	7 - 16	298123	2 - 28	440458	11 - 4	441132	7 - 29	441638	11 - 15
286220	2 - 6	291308	7 - 13	298153	2 - 19	440458	11 - 6	441243	11 - 14	441639	11 - 14
286910	2 - 22	291309	7 - 15	298249	3 - 18	440461	11 - 5	441243	11 - 15	441639	11 - 15
287220	2 - 25	291311	7 - 24	298268	3 - 17	440474	11 - 3	441252	11 - 14	441680	10 - 7
287410	2 - 33	291314	7 - 14	298318	3 - 15	440476	11 - 5	441252	11 - 15	441743	10 - 7
287710	2 - 33	291370	7 - 10	298323	3 - 19	440478	11 - 2	441274	11 - 14	441747	11 - 15

Index Artikelnummern

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
441747	11 - 16	442820	11 - 18	443327	12 - 2	445999	10 - 7	448089	7 - 31	490513	12 - 5
441748	11 - 8	442820	11 - 19	443327	12 - 3	446252	11 - 13	448100	7 - 29	490513	12 - 6
441749	11 - 8	442822	11 - 18	443377	11 - 19	446252	11 - 14	448103	7 - 31	490513	12 - 7
441772	11 - 18	442822	11 - 19	443377	11 - 20	446255	11 - 13	448282	7 - 32	490514	12 - 5
441772	11 - 19	442826	11 - 19	443379	11 - 17	446255	11 - 14	448284	7 - 32	490514	12 - 6
441853	11 - 9	442826	11 - 20	443379	11 - 18	447202	6 - 3	448316	7 - 31	490514	12 - 7
441863	6 - 2	442828	11 - 19	443412	11 - 20	447204	6 - 3	448762	7 - 32	490515	12 - 5
441916	11 - 16	442828	11 - 20	443412	11 - 21	447213	6 - 3	448768	7 - 32	490515	12 - 6
441916	11 - 17	442829	11 - 18	443413	11 - 20	447213	6 - 4	448769	7 - 31	490515	12 - 7
441917	11 - 8	442829	11 - 19	443413	11 - 21	447265	6 - 4	448770	7 - 32	490516	12 - 5
441925	11 - 8	442830	11 - 19	443419	11 - 17	447265	6 - 5	448771	7 - 31	490516	12 - 6
441951	7 - 29	442830	11 - 20	443419	11 - 18	447266	6 - 4	448775	7 - 31	490516	12 - 7
441951	7 - 3	442839	11 - 10	443430	11 - 11	447266	6 - 5	448776	7 - 32	490518	12 - 5
441951	7 - 33	442840	11 - 11	443461	11 - 17	447267	6 - 4	448782	7 - 31	490518	12 - 6
441991	11 - 11	442841	11 - 11	443461	11 - 18	447267	6 - 5	448784	7 - 32	490518	12 - 7
441992	11 - 11	442842	11 - 12	443486	11 - 18	447268	6 - 4	448785	7 - 31	490524	12 - 3
441993	11 - 11	442845	11 - 19	443486	11 - 19	447268	6 - 5	448786	7 - 32	490524	12 - 6
441994	11 - 12	442845	11 - 20	443494	12 - 2	447269	6 - 4	448870	7 - 32	490524	12 - 7
441996	11 - 10	442848	11 - 18	443494	12 - 3	447269	6 - 5	448888	7 - 31	490524	12 - 8
442003	10 - 10	442848	11 - 19	443525	12 - 2	447270	6 - 4	448889	7 - 31	490526	12 - 3
442003	9 - 3	442850	11 - 18	443525	12 - 3	447270	6 - 5	490100	12 - 2	490526	12 - 6
442021	9 - 3	442850	11 - 19	445475	9 - 2	447271	6 - 4	490104	12 - 2	490526	12 - 7
442022	9 - 3	442946	11 - 11	445515	9 - 4	447271	6 - 5	490500	12 - 4	490526	12 - 8
442023	9 - 3	442953	11 - 17	445516	9 - 4	447272	6 - 4	490500	12 - 5	491087	12 - 2
442026	9 - 3	442953	11 - 18	445518	9 - 4	447272	6 - 5	490500	12 - 6	491087	12 - 3
442028	6 - 2	442957	11 - 11	445529	9 - 4	447274	6 - 4	490501	12 - 4	491120	12 - 5
442029	6 - 2	442958	11 - 12	445561	9 - 5	447274	6 - 5	490501	12 - 5	491120	12 - 6
442034	6 - 2	442959	11 - 12	445562	9 - 5	448007	7 - 31	490501	12 - 6	491120	12 - 7
442153	9 - 4	442960	11 - 17	445563	9 - 5	448008	7 - 31	490502	12 - 4	491248	12 - 6
442191	9 - 3	442960	11 - 18	445564	9 - 5	448010	7 - 33	490502	12 - 5	491248	12 - 7
442192	9 - 3	442963	11 - 17	445570	9 - 2	448012	7 - 33	490502	12 - 6	491248	12 - 8
442193	9 - 3	442963	11 - 18	445771	9 - 5	448013	7 - 33	490503	12 - 4	491253	12 - 3
442194	9 - 3	442967	11 - 11	445800	9 - 2	448014	7 - 33	490503	12 - 5	491253	12 - 4
442206	9 - 3	442968	11 - 10	445870	10 - 7	448015	7 - 33	490503	12 - 6	491253	12 - 6
442260	9 - 3	442972	11 - 14	445871	10 - 7	448017	7 - 33	490506	12 - 5	491253	12 - 7
442265	9 - 3	442972	11 - 15	445872	10 - 7	448019	7 - 33	490506	12 - 6	491253	12 - 8
442275	6 - 2	442976	11 - 19	445923	10 - 6	448020	7 - 29	490506	12 - 7	491266	12 - 4
442296	9 - 2	442976	11 - 20	445941	10 - 8	448025	7 - 29	490510	12 - 5	491267	12 - 5
442299	9 - 2	442985	11 - 19	445943	10 - 8	448028	7 - 29	490510	12 - 6	491267	12 - 6
442555	11 - 17	442985	11 - 20	445944	10 - 8	448030	7 - 29	490510	12 - 7	491303	12 - 4
442555	11 - 18	442987	11 - 19	445945	10 - 8	448031	7 - 30	490512	12 - 4	491303	12 - 5
442818	11 - 18	442987	11 - 20	445946	10 - 9	448037	7 - 30	490512	12 - 5	491303	12 - 6
442818	11 - 19	443275	11 - 10	445993	10 - 8	448038	7 - 33	490512	12 - 6	491308	12 - 3

Index Artikelnummern

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
491308	12 - 5	491336	12 - 4								
491310	12 - 3	491336	12 - 5								
491310	12 - 5	491336	12 - 6								
491311	12 - 3	491336	12 - 7								
491311	12 - 4	491337	12 - 3								
491313	12 - 3	491337	12 - 4								
491313	12 - 4	491337	12 - 5								
491313	12 - 5	491337	12 - 6								
491324	12 - 3	491337	12 - 7								
491324	12 - 5	491338	12 - 4								
491324	12 - 6	491338	12 - 8								
491324	12 - 7	491346	12 - 2								
491325	12 - 3	491346	12 - 3								
491325	12 - 4										
491325	12 - 5										
491325	12 - 6										
491325	12 - 7										
491329	12 - 3										
491329	12 - 5										
491329	12 - 6										
491329	12 - 7										
491330	12 - 3										
491330	12 - 5										
491330	12 - 6										
491330	12 - 7										
491331	12 - 3										
491331	12 - 5										
491331	12 - 6										
491331	12 - 7										
491332	12 - 3										
491332	12 - 4										
491332	12 - 5										
491332	12 - 6										
491332	12 - 7										
491333	12 - 4										
491333	12 - 5										
491333	12 - 6										
491334	12 - 3										
491334	12 - 8										
491335	12 - 4										
491335	12 - 5										
491335	12 - 6										
491335	12 - 7										

Kundenservice

... nehmen wir persönlich!

Bestellungen und Logistik

Unser Customer Service nimmt Ihre Bestellung auf und unterstützt Sie bei der Optimierung Ihrer logistischen Prozesse. Auf der Basis Ihrer individuellen Anforderungen entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Ihr persönliches Serviceprofil.

Bei der Planung und damit verbundener Optimierung Ihres Bestellwesens sind wir Ihnen gerne behilflich.

Deutschland

Customer Service Hotline

Tel. 06221 305-477

Email:

customerservice.micro.de@europe.bd.com

Österreich

Customer Service Hotline

Tel. 01 706 3660-23

Email:

customerservice.micro.at@europe.bd.com

Schweiz

Customer Service Kontaktdaten

Email:

Customer_Care_Switzerland@bd.com



Allgemeine Hinweise

Dieser Produktkatalog hat ab dem 1. Januar 2015 Gültigkeit für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Technische Änderungen, Änderungen des Sortiments und Druckfehler vorbehalten.

Unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie im Internet:

► <http://bd.com/de/agb>

Ihre Bestellung

Faxvorlage

Fax Deutschland: 06221 305-400 Fax Österreich: 01 706 36 60-11 Fax Schweiz: 061 485 2255

Ihre Kunden-Nr. (falls bekannt)

Datum

Name des Bestellers

Telefon (für Rückfragen)

Rechnungsanschrift

Institut

Institut

Abteilung

Abteilung

Ansprechpartner

Ansprechpartner

Strasse

Strasse

PLZ Ort

PLZ Ort

Lieferanschrift (falls abweichend von Rechnungsanschrift)

Bestellmenge	Katalog-Nr.	Produktbezeichnung	VE*	Preis

* Verpackungseinheit

Datum / Ort

Stempel / Unterschrift

Kundenservice

... nehmen wir persönlich!

Technischer Service

Die Anschaffung hochwertiger Analysesysteme ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit eines Labors. Die Unterstützung des Bedienungspersonals durch eine erfahrene Service-Organisation gibt die nötige Sicherheit im praktischen Betrieb. Über die Installation im Labor hinaus sorgt BD im Rahmen des Service-Pakets Ihrer Wahl für die Einsatzbereitschaft Ihrer hochtechnologischen Systeme.

Die Mitarbeiter unseres Technischen Service stehen Ihnen als kompetente Partner bei der

Installation, Wartung und Reparatur der BD Gerätesysteme zur Seite.

Von 21 Standorten aus betreuen wir unsere Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Somit können wir schnell dort sein, wo Hilfe benötigt wird.

Durch langjährige Erfahrung im Umgang mit unseren hochwertigen Systemen und die ständige Weiterentwicklung der Mitarbeiter werden wir den wachsenden Anforderungen und Ansprüchen unserer Kunden gerecht.



Technische Hotline

Unsere Technische Hotline erreichen Sie montags bis freitags von 8:00 – 17:00 Uhr:

Deutschland	
Tel.	06221 305 212
Fax:	06221 305 412
E-Mail:	technischerservice@europe.bd.com

Schweiz	
Tel.	061 485 22 22
Fax:	061 485 22 00
E-Mail:	infoch@bd.com

Österreich	
Tel.	01 706 36 60 29
Fax:	01 706 36 60 47
E-Mail:	technischerservice@europe.bd.com

Weitere Informationen zum Technischen Service und den Servicepaketen finden Sie im Internet unter

► <http://www.bd.com/de/services>

Herstellung mit Kompetenz

BD Produktionsstätten weltweit

Produktion und Qualitätsmanagement

Wir möchten Sie bei Ihrer täglichen Routine unterstützen. Unser Ziel ist es, Ihnen Lösungen anzubieten, die Ihren Arbeitsablauf wirtschaftlich und effektiv gestalten.

Die Standards & Richtlinien ISO 9001, ISO 13485, GMP21CFR820, IVD Directive 98/79/EG und Pharmacopeia EP/USP/JP sind Bestandteil unseres Qualitätsmanagementsystems.

Die Heidelberger Produktionsstätte hat Programme wie Six Sigma und Lean Management eingeführt. Diese Programme garantieren, dass unsere Arbeitsabläufe ständig getestet und verbessert

werden, um Fehlerquellen zu vermeiden oder sofort zu beheben. Alle Mitarbeiter werden in Verbesserungsmaßnahmen eingebunden.

Mit solchen Aktivitäten können wir höchste Produktqualität und effiziente Lagerplanung erzielen. Um ggf. auch auf Ihre spezifischen Wünsche eingehen zu können, entwickelt unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung in Zusammenarbeit mit Ihnen, der Produktion und der Rechtsabteilung ein Lösungskonzept, das sowohl Ihren Bedürfnissen, als auch den rechtlichen Anforderungen gerecht wird.


Regulatorische Informationen

Alle in diesem Produktkatalog aufgeführten Produkte stammen aus Produktionsstätten, die einen ISO-Zertifizierungsprozess durchlaufen haben. Für Ihr Qualitätsmanagement möchten wir Ihnen unseren Service

für interne Dokumentation anbieten. ISO-Zertifikate, Analysenzertifikate, Gebrauchsanleitungen und Sicherheitsdatenblätter per Knopfdruck im Internet unter:

► http://www.bd.com/europe/regulatory*

*Unterlagen zu BD Kiestra™ sind auf der genannten Webpage nicht zu finden.



Ihr BD Diagnostic Systems Team

Wir sind für Sie da!





Deutschland:

BD

Tullastr. 8-12
69126 Heidelberg
Tel. 06221 3050
Fax 06221 305216
www.bd.com/de

Österreich:

BD

Concorde Business Park 1/E/1/7
2320 Schwechat
Tel. 01 7063660
Fax 01 7063660-11
www.bd.com

Schweiz:

Becton Dickinson AG

Postfach
4002 Basel
Tel.: 061 485 2222
Fax: 061 485 2200
www.bd.com/ch

CHROMagar ist eine Marke von Dr. A. Rambach.

SmartCycler ist eine Marke von Cepheid.

TWEEN ist eine Marke der ICI Americas, Inc.

BD, BD Logo und alle anderen Marken sind Eigentum der Becton, Dickinson and Company. © 2014 BD.