

BD Microtainer® MAP -mikroputki automaattiseen analysointiin

—●— Kun jokainen pisara ratkaisee



Helping all people
live healthy lives

Hauraimmat potilaasi tarvitsevat kaiken huomiosi. Keskity hoitamaan potilastasi ja anna automaattiseen analysointiin tarkoitetun **BD Microtainer® MAP -mikroputken** huolehtia näytteestä.

BD ymmärtää laboratoriotutkimusten merkityksen ja sen, miten tärkeää on **tulosten luotettavuus**. Tarjoamme käyttöönne innovatiivisia ratkaisuja, jotka auttavat varmistamaan potilailenne parhaan mahdollisen hoidon.


BD Microtainer® MAP -mikroputki auttaa tehostamaan laboratorion toimintaa entistä paremmin:

- Verinäytteiden automaattisen analysoinnin volyymi on 375 µl.
- Työvaiheiden yksinkertaistaminen auttaa lyhentämään näytteiden käsittelyaikaa, toimimaan pienemmällä henkilöstömäärällä ja vähentämään kustannuksia.
- Potilaan tunnistustietojen merkinnässä voidaan käyttää vakiomallisia etikettejä. Näin vältetään merkintävirheet ja/tai uusien etikettien kiinnittämistarve.
- Vältetään virheitä, joiden riski on suurempi manuaalisessa käsittelyssä.

BD Microtainer® MAP -mikroputki automaattiseen analysointiin

Lävistettävä korkki, yhteensopiva analysaattorien näyteneulojen kanssa

Kierresulkimella varustettu **korkki** on helppo poistaa. **Napsahtaa kiinni** ja auttaa varmistamaan, että näyte **ei vuoda** kuljetuksen aikana



Yhtenäinen 13 x 75 mm:n putki, jossa on **kiinteä näytteenkerääjä**


Pakkaus on kierrätettävää materiaalia

Kolme selvästi **erottuvaa täyttöviivaa** auttavat varmistamaan oikean näytetilavuuden

Sekoitusten määrä ilmoitetaan etiketissä

Täysikokoinen vakiomallinen etiketti ja **V-Notch™** -uurros opastavat etiketin kiinnittämisessä



Tuotenumero	Kuvaus	Kappalemäärä rasia/ltk
363706	BD Microtainer® MAP -mikroputki automaattiseen käsittelyyn: K ₂ EDTA-putki 1,0 mg, 13 x 75 mm, tilavuus 250-500 µl	50/200

Aikanne on arvokasta. Tämä innovatiivinen tuote voi auttaa yksinkertaistamaan työvaiheita. Se on yhteensopiva useimpien yleisesti käytettyjen analysaattorien kanssa ja sopii vakiomallisiin analysaattorilaineisiin.

Automaattiseen analysointiin tarkoitettu BD Microtainer® MAP -mikroputki on yksi monista BD:n kehittämistä tuotteista, joiden avulla voitte yhtenäistää laboratorionne menettelytapoja sekä täyttää kaikki korkeaan laatuun, toimivuuteen ja turvallisuuteen liittyvät vaatimukset.

Jos haluat lisätietoja **BD:n tuotteista** ja palveluista, joiden avulla voit kehittää laboratoriosi menettelytapoja, ota meihin yhteyttä:

BD:n asiakaspalvelun puhelinnumero: **09 8870 780**.
Sähköposti: **asiakaspalvelu@europe.bd.com**



BD Diagnostics
Preanalytical Systems
Pronssitie 1
00440 Helsinki