

BD Microtainer® MAP -mikroputki automaattiseen analysointiin

—●— Kun jokainen pisara ratkaisee



Helping all people
live healthy lives

Hauraimmat potilaasi tarvitsevat kaiken huomiosi. Keskity hoitamaan potilastasi ja anna automaattiseen analysointiin tarkoitettun **BD Microtainer® MAP -mikroputken huolehtia näytteestä.**

BD ymmärtää, miten tärkeää hoidon laatu on potilaan hoitokokemuksen kannalta. Tarjoamme käyttöönne innovatiivisia ratkaisuja, jotka auttavat teitä hoitamaan potilaitanne parhaalla mahdollisella tavalla.

BD Microtainer® MAP -mikroputkessa on seuraavat ominaisuudet, joiden ansiosta voit keskittyä hoitamaan potilastasi:

- Potilaan tunnistustietojen merkinnässä voidaan käyttää vakiomallisia etikettejä.
- Ei standardoimattomista menetelmistä eikä kuljetus- ja merkintävirheistä johtuvaa uusintanäytteiden tarvetta.
- Suurempi putken koko: putkea on helpompi käsitellä, koska siinä ei ole irrotettavia, koottavia eikä erikseen hävitettäviä kontaminoituneita osia.
- Microtainer® MAP mahdollistaa pienempien näytemäärien ottamisen ihopistona lapsilta ja huonosuonisilta potilailta. Putken innovatiivisen rakenteen ansiosta näyte voidaan analysoida avaamatta korkkia.

BD Microtainer® MAP -mikroputki automaattiseen analysointiin

Lävistettävä korkki, yhteensopiva
analysaattorien näyteneulojen kanssa

Kierresulkimella varustettu **korkki**
on helppo poistaa. **Napsahtaa kiinni**
ja auttaa varmistamaan, että näyte
ei vuoda kuljetuksen aikana



Pakkaus on
kierrätettävää
materiaalia

Yhtenäinen 13 x 75 mm:n putki, jossa
on **kiinteä näyteenkerääjä**

Kolme selvästi **erottuvaa täyttöviivaa** auttavat
varmistamaan oikean näytetilavuuden

Sekoitusten määrä
ilmoitetaan etiketissä

Täysikokoinen vakiomallinen etiketti
ja **V-Notch™** -uurros opastavat
etiketin kiinnittämisessä

Tuotenumero	Kuvaus	Kappalemäärä rasia/ltk
363706	BD Microtainer® MAP -mikroputki automaattiseen käsittelyyn: K ₂ EDTA-putki 1,0 mg, 13 x 75 mm, tilavuus 250-500 µl	50/200

Aikanne on arvokasta. Tämä innovatiivinen tuote voi auttaa vähentämään ylimääräisiä työvaiheita, kuten jatkokappaleiden, ruiskujen ja kapillaarien käyttöä. Myös etikettien kiinnittämiseen varattavia putkia tarvitaan entistä vähemmän.

Automaattiseen analysointiin tarkoitettu

BD Microtainer® MAP -mikroputki on yksi monista BD:n kehittämistä tuotteista, joiden avulla voitte lisätä potilaiden ja hoitohenkilökunnan välistä luottamusta. Sitä tarvitaan, jotta hoito täyttäisi kaikki korkeaan laatuun, toimivuuteen ja turvallisuuteen liittyvät vaatimukset.

Jos haluat lisätietoja **BD:n tuotteista** ja palveluista, joiden avulla voit kehittää laboratoriosi menettelytapoja, ota meihin yhteyttä:

BD:n asiakaspalvelun puhelinnumero: **09 8870 780**
Sähköposti: **asiakaspalvelu@europe.bd.com**



BD Diagnostics
Preanalytical Systems
Pronssitie 1
00440 Helsinki