

# Tubo **BD Microtainer**<sup>®</sup> para procesos automatizados

● Cuando cada gota cuenta



Ayudando a las  
personas a vivir  
saludablemente

Cuando atiende a los pacientes más frágiles, céntrese en el paciente y deje que el **tubo BD Microtainer<sup>®</sup> para procesos automatizados** se ocupe de la muestra.

En BD comprendemos la importancia del papel del laboratorio y la prioridad de proporcionar **resultados precisos**. Estamos orgullosos de poder aportar soluciones innovadoras pensadas para mejorar la calidad de la muestra y la atención de los pacientes frágiles.


El **tubo BD Microtainer<sup>®</sup> para procesos automatizados** está diseñado para ayudarle a mantener su laboratorio en funcionamiento de la manera más eficaz y efectiva posible, lo que permite:

- Procesamiento automatizado de 375  $\mu$ L de sangre
- Operaciones racionalizadas para reducir el tiempo de respuesta, los materiales de trabajo y los costes asociados
- Identificación del paciente con etiquetas estándar para evitar errores potenciales y repeticiones de etiquetado
- Reducción de errores causados por la manipulación manual

# Tubo **BD Microtainer**<sup>®</sup> para procesos automatizados

**Tapón perforable**, compatible con las agujas de los analizadores

**Apertura de rosca** para extraer el tapón con mayor facilidad, y con cierre a presión para garantizar un transporte más seguro, sin escapes, hasta el laboratorio



Tubo de una sola pieza de 13 x 75 mm con **recolector integrado**

Tres **líneas de llenado visibles** con claridad para garantizar un volumen de recolección correcto

**Número de inversiones** indicadas en la etiqueta del tubo

Etiqueta estándar de tamaño completo con un indicador que facilita una correcta colocación de las etiquetas



El embalaje es reciclable



N.º de referencia	Descripción	Cantidad en caja/estuche
363706	Tubo BD Microtainer <sup>®</sup> para procesos automatizados: aditivo K2EDTA 1,0 mg, 13 x 75 mm, volumen 250-500 µL	50/200

**Valoramos su tiempo.** El diseño innovador de este producto puede ayudarle a mejorar el flujo de trabajo porque está pensado para ajustarse a los racks de los analizadores y es compatible con las plataformas utilizadas con mayor frecuencia.

El **tubo BD Microtainer<sup>®</sup> para procesos automatizados** es una de las muchas herramientas diseñadas por BD para optimizar los procesos de trabajo con el fin de obtener estándares de calidad, integridad y seguridad en el laboratorio.

Si desea obtener más información acerca de los **productos** y servicios de **BD** diseñados para optimizar su laboratorio, póngase en contacto con nosotros a través de:

Servicio de atención al cliente de BD: llame al **91 8488100** o envíe un correo electrónico a **info.spain@europe.bd.com**.



**BD Diagnostics**  
Preanalytical Systems  
Camino de Valdeoliva, s/n  
San Agustín de Guadalix  
28750 Madrid