

Tubo **BD Microtainer**[®] para procesos automatizados

● Cuando cada gota cuenta



Ayudando a las personas a vivir saludablemente

Cuando atienda a los pacientes más frágiles, céntrese en el paciente y deje que el **tubo BD Microtainer[®] para procesos automatizados** se ocupe de la muestra.

En BD entendemos el papel fundamental de la enfermería en el cuidado del paciente. Estamos orgullosos de poder aportar soluciones innovadoras pensadas para mejorar la calidad de la muestra y la atención de los pacientes frágiles.


El **tubo BD Microtainer[®] para procesos automatizados** está diseñado para ayudarle en el cuidado del paciente debido a:

- Identificación de la muestra con una etiqueta estándar para evitar errores de etiquetado
- Reducción de la recolección de muestras repetidas a causa de procesos no estandarizados y de errores de transferencia y etiquetado
- Mayor tamaño del tubo: el diseño en una sola pieza, más fácil de manipular, elimina la necesidad de montaje o el desecho de partes contaminadas adicionales
- Se pueden procesar de forma automatizada, muestras de menor volumen de pacientes con anemia y con venas frágiles, debido al diseño innovador del tubo.

Tubo **BD Microtainer**[®] para procesos automatizados

Tapón perforable, compatible con las agujas de los analizadores

Apertura de rosca para extraer el tapón con mayor facilidad, y con cierre a presión para garantizar un transporte más seguro, sin escapes, hasta el laboratorio



Tubo de una sola pieza de 13 x 75 mm con **recolector integrado**

Tres **líneas de llenado visibles** con claridad para garantizar un volumen de recolección correcto

Número de inversiones indicadas en la etiqueta del tubo

Etiqueta estándar de tamaño completo con un indicador que facilita una correcta colocación de las etiquetas



El embalaje es reciclable



N.º de referencia	Descripción	Cantidad en caja/estuche
363706	Tubo BD Microtainer [®] para procesos automatizados: aditivo K2EDTA 1,0 mg, 13 x 75 mm, volumen 250-500 µL	50/200

Valoramos su tiempo. El diseño innovador de este producto puede ayudarle a eliminar los costosos métodos alternativos como, por ejemplo, los adaptadores, las jeringas, los transfusores y los tubos secundarios para etiquetar. Asimismo, puede ayudarle a evitar los numerosos errores preanalíticos

El **tubo BD Microtainer[®] para procesos automatizados** es una de las muchas herramientas diseñadas por BD para mejorar el proceso preanalítico con el fin de mantener estándares de calidad, integridad y seguridad insuperables.

Si desea obtener más información acerca de los **productos** y servicios de **BD** diseñados para optimizar su laboratorio, póngase en contacto con nosotros a través de:

Servicio de atención al cliente de BD: llame al **91 8488100** o envíe un correo electrónico a **info.spain@europe.bd.com**



BD Diagnostics
Preanalytical Systems
Camino de Valdeoliva, s/n
San Agustín de Guadalix
28750 Madrid