



Vous souhaitez
une solution
très simple ?



Pour que chacun
vive en bonne santé



Un dispositif - Un réactif - Un résultat

BD Directigen™ EZ Flu A+B

Alliance entre simplicité et rapidité
pour le diagnostic de la grippe

Faites confiance à BD : votre partenaire



Prélèvement d'échantillons et transports viraux

BD™ Universal Viral Transport System Formulation et design uniques

- Maintient la viabilité et le pouvoir infectieux des virus
- Solution saline équilibrée modifiée de Hanks.
- Contient des antibiotiques pour inhiber la croissance de micro-organismes contaminants
- L'indicateur coloré rouge de phénol témoigne de l'intégrité du milieu lors du prélèvement de l'échantillon



Diagnostic complémentaire

BD BACTEC™ FX

- 10ème génération d'automates BD pour les hémocultures
- Une technologie éprouvée et reconnue
- Des innovations majeures en matière d'ergonomie, de design et de technologies de l'information.
- Une garantie de rendu de résultats fiables et rapides.
- Et toujours, une neutralisation des antibiotiques par les résines pour une efficacité supérieure reconnue



Pour en savoir plus, consulter notre site internet:
www.bd.com/france

re pour le diagnostic des maladies infectieuses

BD Directigen™ EZ Flu A+B

Un dispositif

- Un test simple offrant des performances optimales
- Conçu pour le diagnostic différentiel de la grippe A ou B
- Permet de prescrire le traitement le plus efficace dans les meilleurs délais

Un réactif

- Dosage immuno-chromatographique sur membrane en deux étapes avec un réactif innovant
- Un réactif d'extraction unique et adapté aux échantillons difficiles
- Une meilleure sensibilité grâce à une libération maximale des antigènes

Un résultat

- Facile à effectuer et à interpréter pour un personnel non spécialisé
- Résultats de haute précision en moins de 15 minutes* : 95,5 % pour la grippe A et 96,8 % pour la grippe B
- Amélioration de la prise en charge des patients ¹

* Résultats basés sur des études multicentriques incluant 1 191 échantillons prospectifs et 59 échantillons rétrospectifs : reportez-vous à la notice pour plus d'informations


Diagnostiquer la grippe n'a jamais été aussi simple

- Performances de haut niveau


Test	Directigen EZ Flu A+B		Xpect		QuickVue	
Subtypes	A	B	A	B	A	B
Sensibility	72%	61,5%	64%	57,7%	81%	61,5%
Specificity	100%	100%	100%	100%	81,2%	100%

Comparaison du niveau de performances d'EZ Flu A+B ²

- Délai de résultat : 15 minutes



- Résultat visuel pour un diagnostic différentiel de la grippe A et B



Simplicité et rapidité, du diagnostic

Un dispositif - Un réactif - Un résultat



Facile à commander

Références de commande : BD Directigen™ EZ

Cat.No	Description	Qté
256050	Directigen™ EZ Flu A+B	30 tests
256030	Directigen™ EZ RSV kit	30 tests



Prélèvement d'échantillons et transport

Cat. No.	Description	Qté/Pkg
220220	BD™ Universal Viral Transport, 3ml vial	Pkg. of 50
220221	BD™ Universal Viral Transport Standard kit: 3ml vial with 2 regular polyester-tipped swabs	Pkg. of 50
220222	BD™ Universal Viral Transport Combo kit: 3ml vial with 1 regular and 1 minitip wire/plastic swab	Pkg. of 50
220239	BD™ Universal Viral Transport 3 regular polyester-tipped swabs	Pkg. of 100
220240	BD™ Universal Viral Transport Combo polyester Swabs: 1 regular and 1 minitip wire/plastic swab	Pkg. of 100
220244	BD™ Universal Viral Transport, 1ml vial	Pkg. of 50
220526	BD™ Universal Viral Transport kit: 1ml vial with a flexible minitip flocced swab	Pkg. of 50

Pour plus d'informations sur **BD Directigen™ EZ Flu A+B** et les autres produits pour les infections respiratoires, contactez votre représentant BD local.

References:

1. Impact of the Rapid Diagnosis of Influenza on Physician Decision-Making and Patient Management in the Pediatric Emergency Department: Results of a Randomized, Prospective, Controlled Trial. Aleta B. Bonner, Kathy W. Monroe, Lynya I. Talley, Ann E. Klasner and David W. Kimberlin, Pediatrics 2003;112;363-367. DOI: 10.1542/peds.112.2.363
2. Evaluation of three immunochromatographic assays compared to R-Mix and Mink lung (ML) cell culture for the rapid detection of Influenza A and Influenza B viruses. M. Barger, D. Vestal, H.D. Engler and B. A. Body, Laboratory Corporation of America, Burlington, NC and Raritan, NJ. 2009 Clinical Virology Symposia.



BD Diagnostics
11 rue Aristide Bergès
38800 Le Pont de Claix
France
Tel : +33 476 68 36 36
www.bd.com/france