

20100107/DP/kdv

Erembodegem, januari 2011

BD BACTEC™ SafePod

Om bloedkweekflessen binnen het ziekenhuis en tussen ziekenhuizen onderling veilig te kunnen transporteren, heeft BD een nieuw en veilig systeem voor het transport van BD BACTEC™ bloedkweekflessen ontwikkeld.

Met BD BACTEC™ SafePod, een herbruikbare houder in transparant plastic kunnen tot 2 bloedkweekflesjes (in aparte compartimenten) op een veilige manier getransporteerd worden. BD BACTEC™ SafePod past bovendien in alle buizenpost houders met een lengte van 25 cm en een diameter van 8 cm.

Mogelijke transportschokken worden opgevangen door een vervangbaar absorberend doekje dat tot 100 ml vloeistof absorbeert.

Dankzij een éénvoudig te openen waterdichte afsluiting worden lekken en contaminatie vermeden. Mocht er zich binnenin de houder toch een lek voordoen dan wordt dit zichtbaar gemaakt door een visuele indicator. Gebruikte houders kunnen door hitte gesteriliseerd worden.

Wilt u gebruik maken van de voordelige BD BACTEC™ SafePod aanbieding, stuur ons dan het antwoordformulier snel terug. **Tot 28 februari 2011 bieden wij u 2 + 1 gratis BD BACTEC™ SafePod systeem aan.**

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw BD Diagnostic System account manager of onze klantendienst (tel: 053 720 550).


Met vriendelijke groeten,



Danielle Pasmans
Sales & Marketing Manager
BD Diagnostic Systems



Bijlagen: Bestelformulier en BD BACTEC™ SafePod montage & demontage instructies



BESTEL-FORMULIER
053-720 213
t.a.v. Kristel De Vylder

Naam _____

Instituut _____

Adres _____

Functie _____

Email _____

Ja, ik bestel

Aantal:

BD BACTEC™ SafePod

3.28 Euro/stuk



2 + 1 gratis tot 28 februari 2011