


BD PosiFlush™ Seringas com Heparina

▶ Refluxo Mínimo...

...na última permeabilização, evitar o refluxo é muito importante



As seringas BD PosiFlush™ com heparina contribuem com os protocolos na manutenção de cateteres e reduzem significativamente o refluxo de sangue.*

As seringas BD PosiFlush™ com heparina possuem tecnologia exclusiva BD que oferece a média mais baixa de refluxo de sangue disponível atualmente.*

O desenho descreve a quantidade média de sangue que retorna do cateter depois do término do procedimento, caso a técnica da pressão positiva não seja aplicada corretamente.*

- Livre de látex e conservante*.
- Material nítido para melhor visibilidade do produto*.
- Aviso em destaque na embalagem para evitar o uso em campo estéril.*



- Código de barras presente no corpo da seringa – possibilidade de realizar a leitura através da embalagem.
- Disponível na concentração de 100 USP unidades por mL.
- Seringas disponíveis nos diâmetros de 3 mL, 5 mL, 10 mL e nos volumes 2 mL, 3 mL e 5 mL.

As novas seringas BD PosiFlush™ com heparina estão disponíveis na concentração de 100 USP unidades por mL e em vários tamanhos e volumes para complementar os cuidados na manutenção de cateteres.

*Dados do arquivo da BD EUA

BD, o principal fabricante do mundo de produtos hipodérmicos, complementa agora sua ampla variedade de seringas convencionais com as seringas pré-enchidas BD PosiFlush™. A BD oferece diversas opções de seringas pré-enchidas com solução salina e com heparina para suprir todas as exigências dos protocolos na permeabilização de cateteres.

Código	Descrição	Cartonete	Caixa de Transporte
BD PosiFlush™ Seringa com Solução Salina			
306543	2 mL	30 unidades	480 unidades
306544	3 mL	30 unidades	480 unidades
306545	5 mL	30 unidades	480 unidades
306546	10 mL	30 unidades	480 unidades
BD PosiFlush™ Seringa com Heparina - 100 USP			
306514	3 mL em seringa de 10 mL	30 unidades	120 unidades
306515	5 mL em seringa de 5 mL	30 unidades	120 unidades
306517	3 mL em seringa de 3 mL	30 unidades	120 unidades
306528	2 mL em seringa de 3 mL	30 unidades	120 unidades

Todos os produtos são livres de látex e conservante.



Ajudando as
pessoas a viverem
vidas saudáveis


Rua Alexandre Dumas 1976
Chacarã Santo Antônio - São Paulo - SP
Cep 04717 004

CRC - Centro de Relacionamento com o
Cliente.
Tel 0800-055 5654
crc@bd.com.br
www.bd.com/brasil

As Seringas Pré-Enchidas BD PosiFlush™ são fabricadas de acordo com os Regulamentos Federais (CFR - USA), incluindo as exigências em Boas Práticas em Manufatura e de Controle de Qualidade.

BD, BD Logo e BD PosiFlush™ são marcas registradas da Becton, Dickinson and Company. ©2006 BD.

BD PosiFlush™ Seringas Pré-Enchidas



Absolutamente
Única...



Ajudando as
pessoas a viverem
vidas saudáveis

Mais uma inovação BD para você... Seringas pré-enchidas BD PosiFlush™

► Disponível em 4 tamanhos...



► Todas com o diâmetro de uma
seringa de 10 mL...



...para melhor distribuição
da pressão na permeabilização
de cateteres.

Selecione entre os tamanhos de 2 mL, 3 mL,
5 mL ou 10 mL – todas as seringas tem medida
padrão de 10 mL de diâmetro, de acordo com
as recomendações de permeabilização do PICC.

BD PosiFlush™ Seringas com Solução Salina

► Características e Benefícios:

Para ótimos resultados clínicos há apenas uma escolha nas seringas para permeabilização de cateteres: Seringas Pré-Enchidas BD PosiFlush™. A seringa BD PosiFlush™ tem um design exclusivo que fornece toda a qualidade e resultados que você espera da BD:

Tecnologia

+ As seringas com solução salina BD PosiFlush™ são as primeiras seringas projetadas especificamente para permeabilização de cateteres.

Design Único

+ Todos os quatro tamanhos das seringas com solução salina (2, 3, 5 e 10 mL) têm o diâmetro tradicional das seringas de 10 mL para melhor distribuição da pressão positiva possibilitando que a quantidade de pressão correta seja distribuída dentro do cateter.*

+ As seringas são feitas especialmente para ajudar a reduzir os custos de armazenamento e descarte.*

Alta Qualidade

+ Todos os quatro tamanhos obedecem as recomendações de permeabilização do PICC, com seringas de 10 mL de diâmetro.

Ótimos Resultados Clínicos

+ A seringa com solução salina BD PosiFlush™ de 3 mL gera uma força (P.S.I.) significativamente mais baixa se comparada às seringas tradicionais de 3 mL devido ao diâmetro padrão de 10 mL.*

+ A seringa BD PosiFlush™ com heparina oferece:

- A média de refluxo do sangue mais baixa disponível atualmente*
- Livre de látex e conservante*

+ As seringas com solução salina e heparina vêm com escala precisa e código de barras em cada seringa para reduzir potenciais erros de medicação.

Tampa de Vedação

Escala Precisa

Diâmetro Padrão
da Seringa de 10 mL

Design Único do Êmbolo
Reduz o Refluxo

Código de Barras



*Dados do arquivo da BD EUA

BD PosiFlush™ Seringas com Solução Salina


► Diâmetro de 10 mL gera menor P.S.I.

5 lbs. de Força



Seringa tradicional de 3 mL gera 55 P.S.I.

5 lbs. de Força



Seringa de 3 mL BD PosiFlush™ gera 19.75 P.S.I.

Toda seringa com solução salina BD PosiFlush™ apresenta diâmetro de uma seringa de 10 mL para melhor distribuição da pressão.*
Qualquer seringa com solução salina BD PosiFlush™ obedece as recomendações de permeabilização do PICC, com seringa de 10 mL de diâmetro.

*Unidade de Força (P.S.I. Pounds Per Square Inch)

► Garantia de Esterilidade

- + As seringas Pré-Enchidas BD PosiFlush™ com solução salina e com heparina possuem o conteúdo e toda a parte interna da seringa completamente estéril.
- + A esterilidade dos produtos BD PosiFlush™ é seguramente garantida pela BD enquanto o produto permanecer fechado com a tampa de vedação e sua data de validade estiver vigente.
- + Foram os grandes investimentos em pesquisa que possibilitaram a BD garantir um maior prazo de validade.

STERILE

