

# produktsortiment

BD Medical Surgical Systems 2007



Helping all people  
live healthy lives



## Introduktion

## Patient- och personalsäkerhet

## Injektion och Flushning

- BD Microlance™ 3, Injektionskanyl
- BD™ Injektions- och Uppdragningskanyl
- BD Discardit™ II, 2-komponent spruta
- BD Plastipak™ 1 ml, 3-komponent spruta
- BD Plastipak™ 2, 3, 5, 10 ml, 3-komponent spruta
- BD Plastipak™ 20, 30, 50, 100 ml, 3-komponent spruta
- BD Eclipse™ Säkerhetskanyl
- BD SafetyGlide™ Säkerhetskanyl
- BD Integra™ Injektionsspruta med indragbar injektionskanyl
- BD Integra™ Injektionsspruta med indragbar Injektionskanyl
- BD™ Insulinsprutor med/utan stickskydd
- BD Micro-Fine+™ Pennkanyl
- BD Micro-Fine+™ Blodlansett
- BD™ Oralspruta
- BD™ Sharps Containers, Behållare för stickande och skärande avfall
- BD™ Saline, Föfylld NaCl spruta för flushning

## Perifer Infusion

- BD Neoflon™ Infusionskanyl
- BD Insyte-N™/ BD Insyte-W™ Infusionskanyl
- BD Venflon™ Infusionskanyl
- BD Venflon™ Pro Infusionskanyl
- BD Adsyte™ Pro Infusionskanyl
- BD Venflon™ Pro Safety Infusionskanyl med säkerhetsskydd
- BD Insyte™ Autoguard™/ BD Insyte-W™ Autoguard Infusionskanyl med stickskydd
- BD Nexiva™ Slutet IV Katetersystem
- BD PosiFlow™ Tvåvägsventil
- BD Q-syte™, Självslutande luer septum
- BD Vecafix™/ BD Veca-C™ Infusionsförband
- BD Connecta™ Infusionskran
- BD Connecta™ Multiflo Infusionskoppling
- BD Connecta™ Förlängningsslang
- BD™ Proppar och BD™ Skyddshuv
- BD Flopro™ Överföringskanyl
- BD Flopro™ Uppdragningskanyl
- BD™ Infusionsaggregat R 87

## Centrala Venkatetrar och Artärkanyler

- BD Secalon-T™ Central venkateter
- BD Secalon™ Seldy Central venkateter
- BD Careflow™ Central venkateter, enkellumenset
- BD Careflow™ Central venkateter, dubbel- och trippellumenset
- BD Careflow™ Central venkateter, 4- och 5 lumenset
- BD Hydrocath Assure™ Central venkateter
- BD Connecta™ FloSwitch™
- BD™ Artärkanyl med BD FloSwitch™/BD Careflow™ Artärkateter
- BD Insyte-A™ Artärkateter
- BD™ Artär Angiografikanyler

## PA katetrar

- BD Criticath™ Monitorerings- och Termodilutionskateter
- BD Exacta™ Introducer kit
- BD Critikit™ Injektionssystem och Tillbehör

## Invasiv Tryckmätning

- BD Gabarith™ - Certifierad testmetod
- BD DTX Plus™ Tryckmätningssset
- BD Safedraw™ Tryckmätningssset, med slutet blodprovtagningssystem
- BD DTX Plus™ Flexi Tryckmätningssystem
- BD DTX Plus™ Engångstryckgivare, separata
- BD™ Flergångstryckgivare, separata och Tillbehör
- BD™ Tillbehör till tryckmätning
- BD™ Interfacekablar för tryckmätning

## Regionalanestesi

- BD Whitacre™ Spinalkanyl (pencil-point)
- BD™ Spinalkanyl (Quincke slipning)
- BD™ Spinalkanyl (Quincke slipning) specialstorlekar
- BD Perisafe™ Plus! Epiduralset
- BD Durasafe™ Plus! Kombinerat spinal set/epidural
- BD™ Epiduralkanyl, Filter och LOR spruta

## Operation

- BD™ Biopsikanyl
- BD E-Z Scrub™, för preoperativ handtvätt
- BD™ Pre anestesi kit

# BD Microlance™ 3, Injektionskanyl



- Unik slipvinkel och poleringsmetod ger mindre obehag för patienten vid injektion med BD Microlance™ och mindre risk för utstansning
- Transparent och färgkodad ansats för snabb och säker kontroll av flöde och storlek
- Kanyler med tunn vägg för optimalt flöde



Storlek Ytterdiameter x längd G x tum	Storlek Ytterdiameter x längd mm	Kanylens vägg	Slipvinkel	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
30 x 1/2	0,30 x 13	Normal	Normal	Gul	100/5000	304000
27 x 1/2	0,40 x 13	Normal	Normal	Grå	100/5000	300635
27 x 3/4	0,40 x 19	Normal	Normal	Grå	100/5000	302200
26 x 1/2	0,45 x 13	Normal	Normal	Brun	100/5000	303800
26 x 3/8	0,45 x 10	Normal	Kort	Brun	100/5000	300300
26 x 5/8	0,45 x 16	Normal	Normal	Brun	100/5000	304300
25 x 5/8	0,50 x 16	Normal	Normal	Orange	100/5000	300600
25 x 1	0,50 x 25	Normal	Normal	Orange	100/5000	300400
24 x 1	0,55 x 25	Normal	Normal	Lila	100/5000	304100
23 x 1	0,60 x 25	Tunn	Normal	Blå	100/5000	300800
23 x 1 1/4	0,60 x 30	Tunn	Normal	Blå	100/5000	300700
22 x 1	0,70 x 25	Tunn	Normal	Svart	100/5000	304727
22 x 1 1/4	0,70 x 30	Tunn	Normal	Svart	100/5000	300900
22 x 1 1/2	0,70 x 40	Tunn	Normal	Svart	100/5000	301000
22 x 2	0,70 x 50	Normal	Normal	Svart	100/4000	300094
21 x 5/8	0,80 x 16	Normal	Normal	Grön	100/5000	304434
21 x 1	0,80 x 25	Tunn	Normal	Grön	100/5000	301156
21 x 1 1/2	0,80 x 40	Tunn	Normal	Grön	100/5000	304432
21 x 2	0,80 x 50	Normal	Normal	Grön	100/4000	301155
20 x 1	0,90 x 25	Tunn	Normal	Gul	100/5000	304827
20 x 1 1/2	0,90 x 40	Tunn	Normal	Gul	100/5000	301300
19 x 1	1,10 x 25	Normal	Normal	Beige	100/5000	301700
19 x 1 1/2	1,10 x 40	Tunn	Normal	Beige	100/5000	301500
19 x 2	1,10 x 50	Tunn	Normal	Beige	100/4000	301750
18 x 1 1/2	1,25 x 40	Tunn	Kort	Rosa	100/5000	304622
18 x 2	1,25 x 50	Normal	Kort	Rosa	100/4000	301900
16 x 1 1/2	1,60 x 40	Normal	Normal	Vit	100/5000	300637

## Materialinnehåll

Ansats och kanylskydd: Polypropylen  
Kanyl: Rostfritt stål  
Lim: Epoxy resin  
Ytbehandling: Silikonolja

## Förpackningsmaterial

Papper  
Transparent plastfilm  
(polyetylen/polyamid)  
Kartong  
Wellpapp



## Steriliseringmetod

Etylenoxid



5 år

## CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC (Klass IIa)



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

## BD™ Injektionskanyler, specialstorlekar

Storlek ytterdiam x längd G x tum	Storlek ytterdiam x längd mm	Kanylens vägg	Slipvinkel	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
27 x 1 1/2	0,4 x 40	Normal	Normal	Grå	100/5000	X076065
21 x 3 1/2	0,8 x 80	Normal	Normal	Ljusgrön	100/5000	X070001
14 x 3 1/4	2,0 x 80	Normal	Normal	Grön	100/5000	X076051

### Materialinnehåll

Ansats och kanylskydd:  
Polypropylen  
Kanyl: Rostfritt stål  
Lim: Epoxy resin  
Ytbehandling: Silikonolja

### Förpackningsmaterial

Papper  
Transparent plastfilm  
(polyeten/polyamid)  
Wellpapp



### Steriliseringsmetod

Etylenoxid



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass IIa)

## BD™ Uppdragningskanyl

Beskrivning	Storlek ytterdiam x längd G x tum	Storlek ytterdiam x längd mm	Slipvinkel	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
Utan filter	18 x 1 1/2	1,25 x 38	Trubbig	Röd	100/1000	305180
Med filter 5µ	18 x 1 1/2	1,25 x 38	Trubbig	Röd	100/1000	305211

### Materialinnehåll

Ansats och kanylskydd:  
Polypropylen  
Kanyl: Rostfritt stål  
Lim: Epoxy  
Ytbehandling: Silikonolja  
Filter: Polyester

### Förpackningsmaterial

Co-polymer  
Papper  
Kartong  
Wellpapp



### Steriliseringsmetod

Art.nr. 305180:  
Gammastrålning  
Art.nr. 305211:  
Etylenoxid



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass I)

## BD Nor Kor™ Admix Uppdragningskanyl

Storlek ytterdiam x längd G x tum	Storlek G x tum x längd mm	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
18 x 1 1/2	1,25 x 40	Rosa	100/1000	300779
16 x 1	1,60 x 25	Lila	100/1000	300780

- Minskar risken för utstansning av gummipartiklar samt för läkemedelsläckage vid uppdragning
- BD No Kor™ kanylens skalpelliknande spets glider snabbt och enkelt igenom behållarens membran

### Materialinnehåll

Ansats och kanylskydd: Polypropylen  
Kanyl: Rostfritt stål  
Lim: Epoxy resin  
Ytbehandling: Silikonolja

### Förpackningsmaterial

Papper  
Termoplast  
Kartong  
Wellpapp



### Steriliseringsmetod

Gammastrålning



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass I)

# BD Discardit™ II, 2-komponent spruta



- Stark kolvstång för bekväm och säker injicering utan risk för läckage
- Glasklar plast för kontroll av innehåll
- Graverat skaltryck för exakt och säker dosering
- Kolvstopp förhindrar att kolvstången dras ut
- Ergonomiskt formad kolvstång för ett säkert grepp



## BD Discardit™ II

Storlek ml	Fattning/Placering	Gradering ml	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
2	Luer/Centrerad	0,1	100/3000	300928
5	Luer/Excentrisk	0,2	100/1800	309050
10	Luer/Excentrisk	0,5	100/1200	309110
20	Luer/Excentrisk	1,0	80/960	300296

**Materialinnehåll**  
Cylinder: Polypropylen  
Kolvstång: Polyetylen

**Förpackningsmaterial**  
Papper  
Transparent plastfilm (polyetylen/polyamid)  
Wellpapp



**Steriliseringmetod**  
Etylenoxid



5 år

**CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC (Klass I)**



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Plastipak™ 1 ml, 3-komponent spruta



## Sprutor med fast kanyl

Sprutor med fast kanyl har minimal restvolym mellan kanyl och spruta, vilket ger följande fördelar:

- mindre risk för att luftbubblor bildas
- ingen risk att kanylen lossnar från sprutan
- högre säkerhet vid administration

## Sprutor med löstagbar kanyl

Sprutor med löstagbar kanyl ger alla fördelar som BD Plastipak™ sprutan och BD Microlance™ 3 kanylen har.

Dessutom tillkommer ytterligare två fördelar:

- förenklad injektion genom minskat antal handhavandemoment
- lägre kostnad per injektion



## Sprutor utan kanyl

Storlek ml	Typ	Fattning/ Placering	Gradering ml	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
1	Tuberkulin Allergi	Luer/Centrerad	0,01	100/800	300013
1	Tuberkulin Allergi	Luer-Lok™/Centrerad	0,01	100/800	309628

## Sprutor med löstagbar kanyl

Storlek ml	Gradering ml	Kanylstorlek Ytterdiameter x längd G x tum	Kanylstorlek Ytterdiameter x längd mm	Kanyl Färgkod	Slipvinkel	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
1	0,1	26 x 3/8	0,45 x 10	Brun	Kort	100/800	300015
1	0,1	25 x 5/8	0,50 x 16	Orange	Kort	100/800	300014

## Sprutor med fast kanyl

Storlek ml	Typ	Gradering ml	Kanylstorlek Ytterdiameter x längd G x tum	Kanylstorlek Ytterdiameter x längd mm	Slipvinkel	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
1	Test	0,1	27 x 3/8	0,40 x 10	Intradermal	100 (10 påsar à 10)	305502
1	Sub-Q	0,1	26 x 1/2	0,45 x 13	Normal	100 (10 påsar à 10)	305501

### Materialinnehåll

Cylinder och kolvstång: Polypropylen  
Packning: Syntetisk isopren (latexfri)  
Ytbehandling: Silikonolja  
1 ml Luer-Lok™ (309628) är tillverkad av polykarbonat och polypropylen  
Kanyl: Ansats och kanylskydd: Polypropylen  
Kanyl: Rostfritt stål  
Lim: Epoxy resin  
Ytbehandling: Silikonolja

### Förpackningsmaterial

Papper  
Transparent plastfilm (polyetylen/polyamid)  
Wellpapp



### Steriliseringmetod

Etylenoxid  
(sprutor med luerfattning)  
Gammastrålning (sprutor med Luer-Lok™ fattning)



5 år

### CE-märkta enligt MDD 93/42/EEC (Klass I Klass IIa)



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Plastipak™ 2, 3, 5, 10 ml, 3-komponent spruta



- Latexfri packning eliminerer risken för allergiska reaktioner
- Glasklar plast för kontroll av innehåll
- Graverat skaltryck för exakt och säker dosering
- Silikonbehandlad för jämn och mjuk gång
- Ergonomiskt formad kolvstång ger säkert grepp
- Kolvstopp hindrar att kolvstången dras ut
- Dubbla kolvringer förhindrar läckage bakåt

## Sprutor med löstagbar kanyl

Sprutor med löstagbar kanyl ger alla fördelar som BD Plastipak™ sprutan och BD Microlance™ 3 kanylen har. Dessutom underlättas injektionen genom att ett minskat antal handhavandemoment krävs



## Sprutor utan kanyl

Storlek ml	Fattning/Placering	Gradering ml	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
2	Luer/Centrerad	0,1	100/800	300186
2/2,5	Luer/Centrerad	0,1	100/800	300185
5	Luer/Centrerad	0,2	100/400	302187
10	Luer/Excentrisk	0,5	100/400	302188
3	Luer-Lok™/Centrerad	0,1	100/800	300910
5	Luer-Lok™/Centrerad	0,2	100/400	300911
10	Luer-Lok™/Centrerad	0,2	100/400	300912

## Sprutor med löstagbar kanyl

Storlek ml	Kanylstorlek Ytterdiameter x längd G x tum	Kanylstorlek Ytterdiameter x längd mm	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
2/2,5	25 x 5/8	0,5 x 16	Orange	100/800	300190
2/2,5	23 x 1	0,6 x 25	Blå	100/800	300189
2/2,5	22 x 1 1/4	0,7 x 30	Svart	100/800	300188
2/2,5	21 x 1 1/2	0,8 x 40	Grön	100/800	300187
3,0	25 x 1	0,5 x 25	Orange	100/800	309581
5,0	22 x 1 1/4	0,7 x 30	Svart	100/400	308062
5,0	21 x 1 1/2	0,8 x 40	Grön	100/400	308063
10,0	21 x 1 1/2	0,8 x 40	Grön	100/400	308027

### Materialinnehåll

Cylinder och kolvstång: Polypropylen  
Packning: Syntetisk isopren (latexfri)  
Ytbehandling: Silikonolja  
Ansats och kanylskydd: Polypropylen  
Kanyl: Rostfritt stål  
Lim: Epoxy resin  
Ytbehandling: Silikonolja

### Förpackningsmaterial

Papper  
Transparent plastfilm (polyetylen/polyamid)  
Wellpapp



### Steriliseringmetod

Etylenoxid (sprutor med luerfattning)  
Gammastrålning (sprutor med Luer-Lok™ fattning)



5 år

CE-märkta enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass I  
Klass IIa)



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Plastipak™ 20, 30, 50, 100 ml, 3-komponent spruta



- Latexfri packning eliminerar risken för allergiska reaktioner
- Glasklar plast för kontroll av innehåll
- Graverat skaltryck för exakt och säker dosering
- Silikonbehandlad för jämn och mjuk gång
- Ergonomiskt formad kolvstång för ett säkert grepp
- Kolvstopp förhindrar att kolvstången dras ut
- Dubbla kolvringar förhindrar läckage bakåt
- Läcker ej – håller även vid högt tryck
- 100 ml sprutan med kateterspets kan ändras till luerfattning med hjälp av en adapter som medföljer
- 50 ml Amber sprutan skyddar ljuskänsliga läkemedel

## Användningsområde

- 50 ml luer-lock sprutorna är speciellt anpassade för automatiska sprutpumpar och passar till de ledande sprutpumparna på marknaden



## Sprutor utan kanyl

Storlek ml	Fattning/ Placering	Gradering ml	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
20	Luer/Excentrisk	1	60/240	301183
20	Luer/Excentrisk	1	120/480	300613
30	Luer/Excentrisk	1	60/240	301231
50	Luer/Excentrisk	1	60/240	300866
50	Kateterspets/Centrerad	1	60/240	300867
100	Kateterspets/Centrerad	2	25/50	300605
20	Luer-Lok™/Centrerad	1	60/240	301189
20	Luer-Lok™/Centrerad	1	120/480	300629
30	Luer-Lok™/Centrerad	1	60/240	301229
50	Luer-Lok™/Centrerad	1	60/240	300865
50 Perfusion	Luer-Lok™/Centrerad	1	50/100	300137
50 Amber	Luer-Lok™/Centrerad	1	60/240	300869
50 Perfusion Amber	Luer-Lok™/Centrerad	1	50/100	300139

## Sprutor med löstagbar kanyl

Storlek ml	Kanylstorlek G x tum	Gradering ml	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
50 Perfusion	14 x 1 1/4	1	50/100	300136
50 Perfusion Amber	14 x 1 1/4	1	50/100	300138

### Materialinnehåll

Cylinder och kolvstång: Polypropylen  
Packning: Syntetisk isopren (latexfri)  
Ytbehandling: Silikonolja  
Ansats och kanylskydd: Polypropylen  
Kanyl: Rostfritt stål  
Lim: Epoxy resin  
Ytbehandling: Silikonolja

### Förpackningsmaterial

Papper  
Transparent plastfilm  
(polyetylen/polyamid)  
Wellpapp



### Steriliseringmetod

Etylenoxid



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass I)



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Eclipse™ Säkerhetskanyl



- Minskad risk för oavsiktliga nålstick
- Säkerhetsmekanism aktiveras med en hand omedelbart efter injektion
- Säker och väl synlig/hörbar låsning av säkerhetsmekanismen
- Kan ej reaktiveras
- Minimal förändring av injektionsteknik
- Positionen av nålsögat i förhållande till säkerhetsmekanismen underlättar injektion med liten vinkel
- BD Microlance™ 3 injektionskanyl – unik slipvinkel och poleringsmetod ger mindre obehag för patienten



## BD Eclipse™ Säkerhetskanyl, separatförpackad

Storlek Ytterdiameter x längd G x tum	Storlek Ytterdiameter x längd mm	Slipvinkel	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
30 x 1/2	0,3 x 13	Normal	Gul	100/1200	305771
27 x 1/2	0,4 x 13	Normal	Grå	100/1200	305770
25 x 5/8	0,5 x 16	Normal	Orange	100/1200	305760
23 x 1	0,6 x 25	Normal	Blå	100/1200	305892
21 x 1	0,8 x 25	Normal	Grön	100/1200	305894
21 x 1 1/2	0,8 x 40	Normal	Grön	100/1200	305895
20 x 1	0,9 x 25	Normal	Gul	100/1200	305899

## BD Eclipse™ Combo, sampackad Injektionspruta och Säkerhetskanyl

Spruta Luer-Lok™ Storlek ml	Kanyl Storlek Ytterdiameter x längd G x tum	Storlek Ytterdiameter x längd mm	Slipvinkel	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
3	25 x 5/8	0,5 x 16	Normal	Orange	50/300	305781
3	25 x 1	0,5 x 25	Normal	Orange	50/300	305787
3	23 x 1	0,6 x 25	Normal	Blå	50/300	305782
3	22 x 1	0,7 x 25	Normal	Svart	50/300	305788
3	22 x 1 1/2	0,7 x 40	Normal	Svart	50/300	305783
3	21 x 1	0,8 x 25	Normal	Grön	50/300	305779
3	21 x 1 1/2	0,8 x 40	Normal	Grön	50/300	305784
5	22 x 1 1/2	0,7 x 40	Normal	Svart	50/300	305785
10	22 x 1 1/2	0,7 x 40	Normal	Svart	50/300	305786

### Materialinnehåll

Ansats, kanylskydd och säkerhetsmekanism: Polypropylen  
Kanyl: Rostfritt stål  
Lim: Epoxy resin  
Ytbehandling: Silikonolja  
Cylinder och kolvstång: Polypropylen  
Packning: Syntetisk isopren (latexfri)  
Ytbehandling: Silikonolja

### Förpackningsmaterial

Polyetylen  
Polyamid  
Kartong  
Wellpapp



### Steriliseringmetod

Etylenoxid



Sår

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass IIa)



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD SafetyGlide™ Säkerhetskanyl



- Minskad risk för oavsiktliga nålstick
- Säkerhetsmekanism aktiveras med en hand omedelbart efter injektion
- Säker och väl synlig/hörbar låsning av säkerhetsmekanismen
- Kan ej reaktiveras
- Minimal förändring av injektionsteknik
- BD Microlance™ 3 injektionskanyl – unik slipvinkel och poleringsmetod ger mindre obehag för patienten



## BD SafetyGlide™ Combo, sampackad Injektionsspruta och Säkerhetskanyl

Spruta Luer-Lok™ Storlek ml	Kanyl Storlek Ytterdiameter x längd G x tum	Storlek Ytterdiameter x längd mm	Slipvinkel	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
3	25 x 5/8	0,5 x 16	Normal	Orange	50/400	305904
3	23 x 1	0,6 x 25	Normal	Blå	50/400	305905
3	22 x 1 1/2	0,7 x 40	Normal	Svart	50/400	305906
3	21 x 1 1/2	0,8 x 40	Normal	Grön	50/400	305909
5	22 x 1 1/2	0,7 x 40	Normal	Svart	50/400	305907
10	22 x 1 1/2	0,7 x 40	Normal	Svart	50/400	305908

## BD SafetyGlide™ Sprutor, typ Tuberkulin Allergi, med fast kanyl

Spruta Luer-Lok™ Storlek ml	Kanyl Storlek Ytterdiameter x längd G x tum	Storlek Ytterdiameter x längd mm	Slipvinkel	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
1	27 x 1/2	0,40 x 13	Normal	Grå	100/400	305945
1	26 x 3/8	0,45 x 10	Intradermal	Brun	100/400	305946

### Materialinnehåll

Ansats, kanylskydd och säkerhetsmekanism: Polypropylen  
Kanyl: Rostfritt stål  
Lim: Epoxy resin  
Ytbehandling: Silikonolja  
Cylinder och kolvstång: Polypropylen  
Packning: Syntetisk isopren (latexfri)  
Ytbehandling: Silikonolja

### Förpackningsmaterial

Papper  
Polyetylen  
Polyamid  
Kartong  
Wellpapp



**Steriliseringmetod**  
Strålsterilisering



5 år

**CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass IIa)**



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Integra™ Injektionsspruta med indragbar BD Integra™ Injektionskanyl



- Injektionsspruta med säkerhetskylad injektionskanyl
- Enhandsaktivering av säkerhetsmekanism
- Vid aktivering dras nålen in i sprutan
- Avtagbar/utbytbar nål – finns både för uppdragning och administrering
- BD Tru-lock™ fattning – kan ej förväxlas med standardspruta/nål
- Minimal restvolym
- BD Microlance™ 3 injektionskanyl – unik slipvinkel och poleringsmetod ger mindre obehag för patienten



## BD Integra™ Injektionsspruta, separatförpackad

Storlek ml	Gradering ml	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
3	0,1	100/400	305283

## BD Integra™ Injektionskanyl/Uppdragningskanyl, separatförpackad

Storlek Ytterdiameter x längd G x tum	Storlek Ytterdiameter x längd mm	Slipvinkel	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
25 x 5/8	0,5 x 16	Normal	Orange	100/1000	305310
25 x 1	0,5 x 25	Normal	Orange	100/1000	305311
23 x 1	0,6 x 25	Normal	Blå	100/1000	305312
22 x 1 1/2	0,7 x 40	Normal	Svart	100/1000	305313
18 x 1 1/2	1,25 x 40	Trubbig*	Rosa	100/1000	305275
18 x 1 1/2	1,25 x 40	Trubbig, med vätskefilter*	Rosa	50/500	305833

\* för uppdragning, ej indragbar

## BD Integra™, sampackad Injektionsspruta 3 ml och Injektionskanyl

Kanyl Storlek Ytterdiameter x längd G x tum	Storlek Ytterdiameter x längd mm	Slipvinkel	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
25 x 5/8	0,5 x 16	Normal	Orange	100/400	305269
25 x 1	0,5 x 25	Normal	Orange	100/400	305270
23 x 1	0,6 x 25	Normal	Blå	100/400	305271
22 x 1 1/2	0,7 x 40	Normal	Svart	100/400	305272
21 x 1	0,8 x 25	Normal	Grön	100/400	305273
21 x 1 1/2	0,8 x 40	Normal	Grön	100/400	305274

### Materialinnehåll

Kanylskydd, säkerhetsmekanism och yttre ansats: Polypropylen  
Inre ansats: HDPE (high density polyethylen)  
För art nr 305275 och 305833 är ansats i polykarbonat  
Kanyl: Rostfritt stål  
Lim: Epoxy resin  
Ytbehandling: Silikonolja  
Cylinder: Polypropylen  
Inre kolvstång: PP  
Yttre kolvstång: HDPE

(high density polyethylen)  
Packning: Syntetisk isopren (latexfri)  
Ytbehandling: Silikonolja

### Förpackningsmaterial

Papper  
Polyetylen  
Polyamid  
Kartong  
Wellpapp



**Steriliseringmetod**  
Strålsterilisering



5 år

**CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC (Klass IIa)**



Helping all people live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Integra™ Injektionsspruta med indragbar BD Integra™ Injektionskanyl



- Injektionsspruta med säkerhetsskyddad injektionskanyl
- Enhandsaktivering av säkerhetsmekanism
- Vid aktivering dras nålen in i sprutan
- Avtagbar/utbytbar nål – finns både för uppdragning och administrering
- BD Tru-lock™ fattning – kan ej förväxlas med standardspruta/nål
- Minimal restvolym
- BD Microlance™ 3 injektionskanyl – unik slipvinkel och poleringsmetod ger mindre obehag för patienten



## BD Integra™, Spruta 1 ml med fast kanyl

Kanyl Storlek Ytterdiameter x längd G x tum	Storlek Ytterdiameter x längd mm	Slipvinkel	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
25 x 5/8	0,5 x 16	Normal	Orange	100/800	305277
25 x 1	0,5 x 25	Normal	Orange	100/800	305278
27 x 1/2	0,40 x 13	Normal	Grå	100/800	305298**
26 x 3/8	0,45 x 8	Normal	Brun	100/800	305279**

\*\* Spruta, typ Tuberkulin Allergi

### Materialinnehåll

Kanylskydd, säkerhetsmekanism och yttre ansats: Polypropylen  
Inre ansats: HDPE (high density polyethylen)  
Kanyl: Rostfritt stål  
Lim: Epoxy resin  
Ytbehandling: Silikonolja  
Cylinder: Polypropylen  
Inre kolvstång: PP  
Yttre kolvstång: HDPE (high density polyethylen)

Packning: Syntetisk isopren (latexfri)  
Ytbehandling: Silikonolja

### Förpackningsmaterial

Papper  
Polyetylen  
Polyamid  
Kartong  
Wellpapp



**Steriliseringmetod**  
Strålsterilisering



5 år

**CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC (Klass IIa)**



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

- Latexfri spruta eliminerar risken för allergiska reaktioner
- Graverat skaltryck för säker dosering
- Alla insulinsprutor har fast kanyl, vilken ger ökad säkerhet och mindre avfall
- Kompletta sortiment av insulinsprutor
- Nu även med säkerhetskanyl, vilken minskar risken för oavsiktliga nålstick



## BD Micro-Fine+™ Insulinspruta med fast kanyl

Spruta storlek ml	Spruta gradering ml	Kanylstorlek ytterdiam. x längd G x tum	Kanylstorlek ytterdiam. x längd mm	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
0,3	0,01	30 x 5/16	0,30 x 8	100 (10 påsar à 10)/500	320830
0,5	0,01	30 x 5/16	0,30 x 8	100 (10 påsar à 10)/500	324868
0,5	0,01	29 x 1/2	0,33 x 12	100 (10 påsar à 10)/500	320804
1,0	0,02	29 x 1/2	0,33 x 12	100 (10 påsar à 10)/500	324805



## BD SafetyGlide™ TNT, Insulinspruta med Säkerhetskanyl

Spruta storlek ml	Spruta gradering ml	Kanylstorlek ytterdiam. x längd G x tum	Kanylstorlek ytterdiam. x längd mm	Kanylens vägg	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
0,3	0,01	31 x 5/16	0,25 x 8	Tunn	100/400	305937
0,3	0,01	29 x 1/2	0,33 x 13	Normal	100/400	305935
0,5	0,01	30 x 5/16	0,30 x 8	Tunn	100/400	305934
0,5	0,01	29 x 1/2	0,33 x 13	Normal	100/400	305932
1,0	0,01	29 x 1/2	0,33 x 13	Normal	100/400	305930

### Materialinnehåll

Spruta:  
Cylinder och kolvstång: Polypropylen  
Packning: Syntetisk isopren (latexfri)  
Kanyl: Rostfritt stål  
Kanylskydd: Polyetylen  
Lim: Epoxy resin  
Ytbehandling: Silikonolja

### Förpackningsmaterial

Polyetylen  
Kartong  
Wellpapp



### Steriliseringmetod

Gammastrålning



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC (Klass IIa)



Helping all people live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Micro-Fine+™ Pennkanyl

## BD Micro-Fine+™ Blodlansett



### BD Micro-Fine+™ Pennkanyler

- Komplet sortiment av pennkanyler för att passa alla typer av diabetiker
- Används och passar till alla typer av Insulinpennor
- Utvecklade med s.k. "Thin wall" teknologi, vilket innebär att innerdiametern är större än tidigare
- Slipade med speciell teknik, polerad och silikoniserad för att minska smärtan vid stick i huden



Kanylstorlek Ytterdiameter x längd G x mm	Kanylstorlek mm	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
31 x 5	0,25 x 5	100/1200	320632
31 x 8	0,25 x 8	100/1200	320631
29 x 12,7	0,33 x 12,7	100/1200	320630

#### Materialinnehåll

Kanyl: Rostfritt stål  
Ytbehandling: Silikonolja  
Ansats: Polypropylen  
Kanylskydd: Polyetylen + foliepapper  
Lim: Epoxy

#### Förpackningsmaterial

Kartong  
Wellpapp



**Steriliseringsmetod**  
Gammastrålning



5 år

**CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass IIa)**

### BD Micro-Fine+™ Blodlansett

- Marknadens tunnaste blodlansett som ändå ger tillräckligt med blod för glukosmätning
- Passar till BD Optimus™, Soft Touch/Autoclix-P, Exactech/Autolancet/Soft-Sense, Microlet/Glucolet, Monojector, Penlet II, Glucoject - Plus, Autolet Mini



Lansettstorlek Ytterdiameter G	Lansettstorlek Ytterdiameter mm	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
30	0,30	200/2400	326479
33	0,20	200/2400	326172
33	0,20	100/2400	326177

#### Materialinnehåll

Lansett: Rostfritt stål  
Ansats: Polyetylen  
Lansettskydd: Polyetylen

#### Förpackningsmaterial

Kartong  
Wellpapp



**Steriliseringsmetod**  
Gammastrålning



5 år

**CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass IIa)**



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

- Latexfri packning eliminerer risken för allergiska reaktioner
- Oralsprutorna har en fattning som är något större än en luerfattning, för att undvika risken att ansluta en injektionskanyl
- Amberfärgade sprutor skyddar ljuskänsliga läkemedel



Storlek ml	Färg	Gradering ml	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
1	Amber	0,02	100/500	305207
3	Amber	0,10	100/500	305210
5	Amber	0,20	100/500	305208
10	Amber	0,20	100/500	305209
1	Ofärgade	0,02	100/500	305217
3	Ofärgade	0,10	100/500	305220
5	Ofärgade	0,20	100/500	305218
10	Ofärgade	0,20	100/500	305219

#### Materialinnehåll

Cylinder och kolvstång:  
Polypropylen  
Packning: Syntetisk isopren (latexfri)  
Ytbehandling: Silikonolja

#### Förpackningsmaterial

Polyetylenpåse  
Kartong  
Wellpapp

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass I)

# BD™ Sharps Container, Behållare för stickande/skärande riskavfall



## Storlek 1,5/3/5/7

- Lock med förbättrad design för enklare förslutning (temporär och slutlig)
- Förbättring av märkning och handtag
- Burkarna har ny design för att stå stadigare
- Ny utformning för att behållarna skall ta minsta möjliga plats vid lagring såväl före som efter användning
- Lock är försett med kanylavskiljare

## Alla storlekar

- Öppningen är designad för att undvika att deponerat material åker ut om behållare välter
- Uppfyller olika standards enligt tabell nedan
- Tydligare märkning
- Hållare/fästen finns anpassade till de olika burkarna för att användas på bord, vägg eller medicinvagn enligt tabell nedan



## BD™ Sharps behållare

Beskrivning	Storlek liter	Uppfyller standards	Trpt.förp.	Art.nr.
Fickformat	0,45	UN/BSI/NF	100	302434
Kvadratisk, stapelbar	0,87	NF	50	367202
Rund, stapelbar	1,5	UN/BSI/NF	40	305624
Rund, stapelbar	3	UN/BSI/NF	25	305625
Rektangulär, stapelbar	5	UN/BSI/NF	20	305626
Rektangulär, stapelbar	7	UN/BSI/NF	16	305627
Rektangulär, stapelbar	22,7	BSI	12	300479

## BD™ Sharps hållare och adapters

Beskrivning	Avsedd för behållare, volym, liter	Trpt.förp.	Art.nr.
Plastkopp för montering på bord	0,45	50	305964
Metallkopp för montering på bord	0,87	50	305970
Metallhållare för montering på bord eller vägg	1,5	6	305645
Metallhållare för att hänga	1,5	6	305710
Metallhållare för montering på bord eller vägg	3	6	305250
Metallhållare för att hänga	3	6	305251
Metallhållare för montering på bord eller vägg	5	6	305253
Metallhållare för att hänga	5	6	305252
Metallhållare för montering på bord eller vägg	7	6	305255
Metallhållare för att hänga	7	6	305254
Adapter för montering av hållare (horisontellt el vertikalt) på medicinvagn eller droppställning	1,5/3/5/7	6	305636

### Materialinnehåll

Polypropylen

### Förpackningsmaterial

Wellpapp

Icke CE-märkt – innefattas ej av MDD 93/42/EEC



Helping all people live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD™ Saline, Förfylld NaCl spruta för flushning



- Sprutor förfyllda med NaCl 9 mg/ml
- Avsedda för flushning av intravenösa katetrar
- Förhindrar alltför högt flushtryck
- Minskar risken för reflux
- Förenklar flushproceduren
- Underlättar aseptiskt handhavande
- Minskar risken för korskontaminering

OBS! BD™ Saline är en medicinteknisk produkt endast avsedd för flushning av intravenösa katetrar och får därför inte användas för blandning av torrs substans, för utspädning av medicin eller där koksalt ordinerats som intravenös behandling.



## BD™ Saline SP, steril flödesväg och höggradigt ren utsida (Kan användas vid all flushning, med undantag av flushning inom sterilt område)

Spruta Luer-Lok™ Storlek ml	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
3	30/480	306573
5	30/480	306574
10	30/480	306575

## BD™ Saline XS, in- och utvändigt steril (Kan användas vid all flushning, dvs. även inom sterilt område)

Spruta Luer-Lok™ Storlek ml	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
3	30/240	306570
5	30/240	306571
10	30/240	306572

### Materialinnehåll

Cylinder och kolvstång: Polypropylen  
Packning: Syntetisk Isopren (latexfri)  
Ytbehandling: Silikonolja  
Propp: Polypropylen  
Lösning: NaCl 9 mg/ml

### Förpackningsmaterial

Papper  
Polyetylen  
Polyester  
Polypropylen  
Wellpapp



### Steriliseringmetod

Ångsterilisering



3 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass III)



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Neoflon™ Infusionkanyl



- Infusionskanyl utan injektionsventil
- Speciellt avsedd för punktion av små och sköra kärl inom pediatri och geriatri
- "Back cut" slipad stålkanyl och avfasad kateterspets för säker punktion och jämn inläggning, med minimal risk för venperforation
- Extra greppplatta för säker inläggning
- Flexibla vingor för mjuk anläggning mot huden
- Kateter tillverkad i PTFE
- Färgkodifierad enligt ISO standard



Kateter G	Kateter ytterdiam mm	Kateter längd mm	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art. nr.
26	0,6	19	Lila	50/500	391349
24	0,7	19	Gul	50/500	391350

#### Materialinnehåll

Kanyl: Rostfritt stål  
Kateter: Polytetrafluoretylen  
Övriga delar: Polykarbonat  
Polypropylen, Polyetylen  
Silikonolja

#### Förpackningsmaterial

Tyvek-laminat  
Polyester  
Kartong  
Wellpapp



#### Steriliseringmetod

Etylenoxid



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass IIa)



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Insyte-N™ /BD Insyte-W™ Infusionskanyl



- Infusionskanyler utan injektionsventil
- "Back cut" slipad stålkanyl och formgjuten kateterspets för säker punktion och jämn inläggning
- Försedd med BD Vialon™ röntgentät polyuretankateter, som mjuknar då den lagts på plats i venen, vilket minskar risken för mekanisk flebit
- BD Insyte-W™ har flexibla vingar för mjuk anläggning mot huden
- BD Insyte-N™ med vingar, är försedd med ett "fönster" vid stålkanylens spets, för extra snabbt backflöde och omedelbar kontroll av korrekt position i venen
- Mandrinen skyddar infusionskateterens lumen efter avslutad injektion eller infusion och förhindrar trombbildning och koagulering
- Såväl Infusionskanyler som Mandriner är färgkodifierade enligt ISO standard.



Kateter G	Kateter ytterdiam mm	Kateter längd mm	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art. nr. Mandrin	Art. nr. Insyte-N™ (N) Insyte-W™ (W)
24	0,7	14	Gul	50/200	-	381311 (N)
24	0,7	19	Gul	50/200	-	381312 (W)
22	0,9	25	Blå	50/200	385200	381323 (W)
20	1,1	30	Rosa	50/200	385202	381334 (W)
20	1,1	45	Rosa	50/200	385207	381337 (W)
18	1,3	30	Grön	50/200	385203	381344 (W)
18	1,3	45	Grön	50/200	385206	381346 (W)
16	1,7	45	Grå	50/200	385209	381357 (W)

#### Materialinnehåll

Kanyl: Rostfritt stål  
Kateter: Polyuretan BD Vialon™,  
Bariumsulfat  
Övriga delar: Polypropylen,  
Silikonolja, Propriolat

Mandrin: Polypropylen,  
MABS, Polyetylen

#### Förpackningsmaterial

Infusionskanyl:  
Tyvek-laminat  
Polyetylen  
Kartong  
Wellpapp

Mandrin:  
Papper  
Polyetylen  
Polyamid  
Kartong  
Wellpapp



#### Steriliseringmetod

Etylenoxid



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass IIa)



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Venflon™ Infusionskanyl



- Infusionskanyl med injektionsventil
- "Back cut" slipad stålkanyl och avfasad kateterspets för säker punktion och jämn inläggning, med minimal risk för venperforation
- Flexibla vingar för mjuk anläggning mot huden
- Kateter tillverkad i PTFE
- Mandrinen skyddar infusionskateterens lumen efter avslutad injektion eller infusion och förhindrar trombbildning och koagulering
- Såväl Infusionskanyler som Mandriner är färgkodifierade enligt ISO standard



Kateter G	Kateter ytterdiam mm	Kateter längd mm	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art. nr. Mandrin	Art. nr. Venflon™
22	0,8	25	Blå	50/500	394251	391451
20	1,0	32	Rosa	50/500	394252	391452
18	1,2	32	Grön	50/500	394257	391457
18	1,2	45	Grön	50/500	394253	391453
17	1,4	45	Vit	50/500	394254	391454
16	1,7	45	Grå	50/500	394255	391455
14	2,0	45	Orange	50/500	394256	391456

## Materialinnehåll

Kanyl: Rostfritt stål  
Kateter: Polytetrafluoretylen  
Övriga delar: Polykarbonat,  
Polypropylen, Polyetylen,  
Silikon, Silikonolja  
Mandrin: Polypropylen, Polyetylen

## Förpackningsmaterial

Infusionskanyl:  
Tyvek-laminat  
Polyester  
Kartong  
Wellpapp  
Mandrin:  
Papper  
Polyetylen  
Polyamid  
Kartong  
Wellpapp



## Steriliseringmetod

Etylenoxid



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass IIa)




Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Venflon™ Pro Infusionskanyl



- Infusionskanyl med injektionsventil
- "Back cut" slipad stålkanyl och formgjuten kateterspets för säker punktion och jämn inläggning, med minimal risk för venperforation
- Flexibla vingar för mjuk anläggning mot huden
- Injektionsventil med snäpplock, som medför minimal risk för kontaminering
- Försedd med BD Vialon™ röntgentät polyuretankateter, som mjuknar då den lagts på plats i venen, vilket minskar risken för mekanisk flebit
- Mandrinen skyddar infusionskateterens lumen efter avslutad injektion eller infusion och förhindrar trombbildning och koagulering
- Såväl Infusionskanyler som Mandriner är färgkodifierade enligt ISO standard



Kateter G	Kateter ytterdiam mm	Kateter längd mm	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art. nr. Mandrin	Art. nr. Venflon™ Pro
22	0,9	25	Blå	50/500	394251	393202
20	1,1	32	Rosa	50/500	394252	393204
18	1,3	32	Grön	50/500	394257	393206
18	1,3	45	Grön	50/500	394253	393207
17	1,5	45	Vit	50/500	394254	393208
16	1,8	45	Grå	50/500	394255	393209
14	2,0	45	Orange	50/500	394256	393210

## Materialinnehåll

Kanyl: Rostfritt stål  
Kateter: Polyuretan BD Vialon™, Bariumsulfat  
Övriga delar: Polyeterimid, Polypropylen, Polyetylen, Silikon, Silikonolja  
Mandrin: Polypropylen, Polyetylen

## Förpackningsmaterial

Infusionskanyl: Tyvek-laminat Polyester Kartong Wellpapp  
Mandrin: Papper Polyetylen Polyamid Kartong Wellpapp



## Steriliseringmetod

Strålsterilisering



3 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC (Klass IIa)



Helping all people live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Adsyte™ Pro Infusionskanyl



- Infusionskanyl med injektionsventil
- "Back cut" slipad stålkanyl och formgjuten kateterspets för säker punktion och jämn inläggning
- Flexibla vingar för mjuk anläggning mot huden
- "Easy clip" stängning av injektionsventilen för säker och enkel hantering
- Försedd med BD Vialon™ röntgentät polyuretankateter, som mjuknar då den lagts på plats i venen, vilket minskar risken för mekanisk flebit
- Mandrinen skyddar infusionskateterens lumen efter avslutad injektion eller infusion och förhindrar trombbildning och koagulering
- Såväl Infusionskanyler som Mandriner är färgkodifierade enligt ISO standard



Kateter G	Kateter ytterdiam mm	Kateter längd mm	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art. nr. Mandrin	Art. nr. Adsyte™
22	0,9	25	Blå	50/200	394270	388714
20	1,1	32	Rosa	50/200	394271	388715
18	1,3	45	Grön	50/200	394273	388716
17	1,5	45	Vit	50/200	394274	388717
16	1,7	51	Grå	50/200	394275	388718
14	2,1	51	Orange	50/200	394276	388719

## Materialinnehåll

Materialinnehåll:  
Kanyl: Rostfritt stål  
kateter: Polyuretan BD Vialon™,  
Bariumsulfat  
Övriga delar: Polypropylen,  
Copolyester, Polyetylen,  
Silikon, Silikonolja,  
Steryren-butadyen copolymer  
Mandrin:  
Polypropylen, MABS, Polyetylen

## Förpackningsmaterial

Infusionskanyl:  
Tyvek-laminat  
Polypropylen  
Polyetylen  
Kartong  
Wellpapp  
Mandrin:  
Papper  
Polyetylen  
Polyamid  
Kartong  
Wellpapp



## Steriliseringmetod

Etylenoxid



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass IIa)



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Venflon™ Pro Safety Infusionskanyl med säkerhetsskydd



- BD Venflon™ Pro Safety har ett säkerhetsskydd som:
  - omsluter hela kanylen och skyddar mot stickskador
  - är designad för att minimera blodexponering vid inläggning
- Passiv säkerhetsmekanism som automatiskt aktiveras när kanylen dras ut
- BD Venflon™ Pro Safety erbjuder dessutom alla de fördelar som BD Venflon™ Pro erbjuder



Kateter G	Kateter ytterdiam mm	Kateter längd mm	Färgkod	Avd/Trpt förp	Art nr Mandrin	Art nr Venflon™ Pro Safety
22	0,9	25	Blå	50/500	394251	393222
20	1,1	32	Rosa	50/500	394252	393224
18	1,3	32	Grön	50/500	394257	393226
18	1,3	45	Grön	50/500	394253	393227
17	1,5	45	Vit	50/500	394254	393228
16	1,8	45	Grå	50/500	394255	393229
14	2,0	45	Orange	50/500	394256	393230

## Materialinnehåll

Kanyl: Rostfritt stål  
Kateter: Polyuretan BD Vialon™, Bariumsulfat  
Övriga delar: Polyeterimid, Polypropylen, Polyetylen, Polyester  
Silikon, Silikonolja  
Mandrin: Polypropylen, Polyetylen

## Förpackningsmaterial

Infusionskanyl: Tyvek-laminat  
Polyester  
Kartong  
Wellpapp  
Mandrin: Papper  
Polyetylen  
Polyamid



## Steriliseringmetod

Strålsterilisering



3 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC (Klass IIa)



Helping all people live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Insyte™ Autoguard™ och BD Insyte-W™ Autoguard™ Infusionskanyl med stickskydd



- Infusionskanyler utan injektionsventil
- Försedd med stickskydd som aktiveras genom ett tryck på en knapp, som är placerad på kateterhuset
- Då knappen trycks in backar kanylen in i en skyddad cylinder.
- "Back cut" slipad stålkanyl och formgjuten kateterspets för säker punktion och jämn inläggning
- Försedd med BD Vialon™ röntgentät polyuretankateter, som mjuknar då den lagts på plats i venen, vilket minskar risken för mekanisk flebit
- Tillgänglig såväl med som utan fixeringsvingar
- Färgkodifierade enligt ISO standard
- Kanylen är försedd med ett fönster för omedelbar kontroll av korrekt position i venen (20, 22 samt 24G)



Kateter G	Kateter ytterdiam mm	Kateter längd mm	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art. nr. Insyte™ Autoguard™ Utan vingar	Art. nr. Insyte-W™ Autoguard™ Med vingar
24	0,7	19	Gul	50/200	381412	381512
22	0,9	25	Blå	50/200	381423	381523
20	1,1	25	Rosa	50/200	381433	381533
20	1,1	30	Rosa	50/200	381434	381534
20	1,1	48	Rosa	50/200	381437	381537
18	1,3	30	Grön	50/200	381444	381544
18	1,3	48	Grön	50/200	381447	381547
16	1,7	30	Grå	50/200	381454	381554
16	1,7	45	Grå	50/200	381457	381557
14	2,1	45	Orange	50/200	381467	

#### Materialinnehåll

Kanyl: Rostfritt stål  
Kateter: Polyuretan BD Vialon™,  
Bariumsulfat  
Övriga delar: Polypropylen,  
Polykarbonat,  
Silikonolja

#### Förpackningsmaterial

Tyvek-laminat  
Polyetylen  
Kartong  
Wellpapp



#### Steriliseringmetod

Etylenoxid



3 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass IIa)



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Nexiva™ Slutet IV katetersystem



## BD Nexiva™ – En ny kategori av produkter som sätter en helt ny standard för perifer IV terapi. Produkten integrerar:

- Stickskyddad PVK
- Infusionskran med slang
- Desinficerbart membran (Finns även i utförande utan membran)

## BD Nexiva™ är utvecklad för att ge en:

- Förbättrad säkerhet för vårdpersonal
- Förenklad IV terapiprocess
- Ökad patientsäkerhet

Produkten är designad för att minska risken för blodexponering och har dessutom en passiv nålskyddsmekanism för att skydda mot stickskador.

BD Nexiva™ finns tillgänglig i tre utföranden enligt tabell nedan



Kateter G	Kateter YD mm	Kateter längd mm	Färgkod	Avd/Trpt förp	Art nr Y-koppling med BD-Q-Syte™	Art nr 3-vägskran med BD-Q-Syte™	Art nr 3-vägs kran med LL propp
24	0.71	14	Gul	25/100	383600	383620	383630
24	0.71	19	Gul	25/100	383601	383621	383631
22	0.90	25	Blå	25/100	383602	383622	383632
20	1.10	25	Rosa	25/100	383605	383625	383635
20	1.10	32	Rosa	25/100	383606	383626	383636
20	1.10	45	Rosa	25/100	383607	383627	383637
18	1.31	32	Grön	25/100	383608	383628	383638
18	1.31	45	Grön	25/100	383609	383629	383639

### Materialinnehåll

Kanyl: Rostfritt stål  
Kateter: Polyuretan BD Vialon™  
Övriga delar: Polypropylene,  
Polykarbonat, Polyisopren, Silikon,  
Silikonolja

### Förpackningsmaterial

Tyvek-laminat  
Polyester  
Kartong  
Wellpapp



### Steriliseringmetod

Etylenoxid



3 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(klass IIa)



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD PosiFlow™ Tvåvägsventil



- Sluten tvåvägsventil för anslutning i infusionslinje eller till infusionskatetrar, infusionskranar etc.
- Bidrar till att reducera risken för infektioner
- Aktiveras vid anslutning av luer- eller Luer-Lok™ kona och stängs automatiskt efter avslutad aktivering
- Unik konstruktion med positivt tryck, som minskar risken för reflux i infusionslinjen
- Lätt att desinfektera
- BD PosiFlow™ erbjuder ett brett sortiment av produkter, som alla bidrar till en säkrare infusionsbehandling



Produktbeskrivning	Avd/Trpt förp.	Art. nr.
BD PosiFlow™ tvåvägsventil	50/200	385300
BD PosiFlow™ med tunn förlängningsslang 12 cm	50/200	385301
BD PosiFlow™ med tunna, dubbla förlängningsslangar 12 cm	50/200	385303
BD PosiFlow™ med Y-koppling och förlängningsslang 15 cm	25/200	385305
BD PosiFlow™, dubbla, med y-kopplingar och förlängningsslang 86 cm	25/100	385306
BD PosiFlow™ med y-koppling och tunn förlängningsslang 15 cm	25/200	385324
BD PosiFlow™ med uppdragningskanyl för infusionsflaska	50/100	385308

## Materialinnehåll

Polykarbonat, Polyeterimid  
Silikon  
Polyvinylklorid (PosiFlow med förlängningsslang)

## Förpackningsmaterial

Papper  
Polyetylen  
Kartong  
Wellpapp



## Steriliseringmetod

Etylenoxid



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass IIa)




Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Q-Syte™ Självslutande luer septum



- Självslutande septum för anslutning till infusionslinjen (infusionskanyl, infusionskranar etc.)
- Minskar risken för kontamination, vilket medför en säkrare infusionsbehandling
- Enkel att desinfektera
- För anslutning av såväl Luer-Lok™ som luer spruta
- Tillåter högt flöde vid behov av snabb administrering
- Liten och lätt – adderar minimal vikt till infusionslinjen
- Genomskinligt material för bättre kontroll



Produktbeskrivning	Avd/Trpt förp.	Art. nr.
BD Q-Syte™ självslutande septum	50/200	385100
BD Q-Syte™ med 15 cm förlängningsslang	25/200	385101
BD Q-Syte™ med 12 cm, tunn förlängningsslang	50/200	385102
BD Connecta™ Infusionskran med BD Q-syte™*	50/500	394501

\* Tillgänglig från hösten 2007

## Materialinnehåll

Polykarbonat  
Silikon  
Polyvinylklorid (BD Q-Syte med förlängningsslang)

## Förpackningsmaterial

Papper  
Polyetylen  
Polyamid  
Kartong  
Wellpapp



## Steriliseringmetod

Etylenoxid  
Strålsterilisering (394501)



3 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass IIa)



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Vecafix™ och BD Veca-C™ Infusionsförband



- BD Veca-C™ och Vecafix™ är sterila infusionsförband för optimal fixering av infusionskanyler
- BD Veca-C™ och Vecafix™ skyddar punktionsstället och låter det samtidigt andas
- Sår dynan absorberar exsudat som kan uppkomma vid punktionsstället och håller det samtidigt torrt
- Innehåller även en kompress som placeras under infusionskanylens vingar för ökad patientkomfort
- BD Veca-C™ är dessutom försett med ett transparent fönster av polyuretan, som underlättar inspektion av inlagd infusionskanyl, för att undvika tromboflebiter



Produktbeskrivning	Avd/Trpt förp.	Art. nr.
BD Veca-C™	50/600	392020
BD Vecafix™	50/600	392015

#### Materialinnehåll

Polyester, Aluminium  
Silikoniserat papper  
Bomull  
Polyuretan (Veca-C™)

#### Förpackningsmaterial

Papper  
Kartong  
Wellpapp



#### Steriliseringsmetod

Etylenoxid



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass I)



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Connecta™ Infusionskran för infusion och invasiv tryckmätning



- BD Connecta™ Infusionskranar är resultatet av en ständig strävan mot förbättringar och förebyggande hantering av potentiella risker inom infusionsbehandling
- BD Connecta™ kranvred gör det enkelt att avgöra om kranen är helt öppen eller stängd
- En ny typ av polykarbonat och en högt utvecklad produktionsteknik bidrar till ett förbättrat motstånd mot sprickor
- BD Connecta™ utan förlängningsslang och utan BD Q-syte™ kan även användas för invasiv tryckmätning
- BD Connecta™ Infusionskran finns också med integrerad BD Q-Syte™, självslutande luer septum



Förlängnings-slang cm	Injektionsport	Kranvred Färg	Fyllnadsvolym ml	Flöde rakt/sidoport ml/min	Avd/Trpt förp	Art. nr.
Nej	Nej	Vit	0,22	490/415	100/500	394600
Nej	Nej	Vit*	0,22	490/415	100/500	394601
Nej	Nej	Blå	0,22	490/415	100/500	394602
Nej	BD Q-Syte™**	Vit	0,22	490/390	50/500	394501
Nej	Nej	Röd	0,22	490/415	100/500	394605
7	Ja	Vit	0,62	250/225	50/250	394945
10	Nej	Vit	0,59	225/205	50/250	394995
15, micro	Nej	Vit	0,32	86/71	50/250	394982
30, micro	Nej	Vit	0,44	42/43	50/250	394983
25	Nej	Vit	1,13	205/190	20/100	394926
25	Ja	Vit	1,13	210/200	20/100	394936
50	Nej	Vit	2,06	175/165	20/100	394951
100	Nej	Vit	4,14	135/130	20/100	394961
100	Ja	Vit	4,06	140/135	20/100	394971

\* med 2 färgkodifieringsproppar (röd och blå)

\*\* Tillgänglig från hösten 2007

#### Materialinnehåll

Kranhus: Polykarbonat  
Kranvred: Polyetylen  
Övriga delar: Polypropylen, Polyetylen,  
Silikonolja  
Silikon (Kranar med injektionsport  
samt Kran med BD Q-syte™)  
Polyvinylklorid - ej DEHP (kranar med  
förlängningsslang)

#### Förpackningsmaterial

Papper  
Polyetylen  
Polyamid  
Kartong  
Wellpapp



**Steriliseringsmetod**  
Strålsterilisering (Beta)



3 år

**CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass IIa)**



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Connecta™ Multiflo Infusionskoppling



- BD Connecta™ MultiFlo erbjuder höga flödes hastigheter och på samma gång minimal restvolym
- Färgkodifiering för enkel identifiering av infusionslinjerna samt BD FloSwitch™, avstängningsanordning, med on/off knapp minimerar risken för felhantering av infusionslinjen
- Tillverkad av polypropylen, vilket minskar risken för sprickbildning
- BD Connecta™ MultiFlo med förlängningsslang erbjuder ännu högre säkerhet genom att ytterligare minska risken för lossnande kopplingar, läckage och kontaminering



Produktbeskrivning	Fyllnads- volym ml	Flöde ml/min	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
<b>BD Connecta™ MultiFlo 3</b>				
3-vägskoppling med Luer-Lok™ proppar	0,8	380	10/100	394633
Med 25 cm förlängningsslang	1,8	325	10/100	394638
Med 50 cm förlängningsslang	2,8	190	10/100	394637
Med 150 cm förlängningsslang	6,7	110	10/100	394636
<b>BD Connecta™ MultiFlo 5</b>				
5-vägskoppling med Luer-Lok™ proppar	1,1	380	10/100	394653
Med 25 cm förlängningsslang	2,0	325	10/100	394658
Med 50 cm förlängningsslang	3,1	190	10/100	394657
Med 150 cm förlängningsslang	7,0	110	10/100	394656
BD Connecta™ MultiFlo hållare för droppställ, sängstolpe etc. (EJ STERIL)			5/50	394630

## Materialinnehåll

MultiFlo infusionskoppling:  
Polypropylen, Polyamid  
Polykarbonat, Silikon  
Polyetylen, Polyvinylklorid  
(MultiFlo med förlängningsslang)  
BD Connecta™ MultiFlo hållare:  
Polyoximetylen

## Förpackningsmaterial

Tyvek-laminat  
Polyetylen  
Polyester  
Kartong  
Wellpapp



## Steriliseringmetod

Etylenoxid



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(BD MultiFlo™ Infusions-  
kopplingar klass II a  
BD Connecta™ MultiFlo hållare  
klass I)



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Connecta™ Förlängnings slang BD™ Propp och BD™ Skyddshuv



- BD Connecta™ Förlängnings slangar är tillverkade av Polyvinylklorid med ABS- och polykarbonatgjutna fattningar. Infusions slangarna finns i varierande längd och i sortimentet ingår också en slang med extra liten restvolym, avsedd för sprutpumpar
- BD™ Proppar och BD™ Skyddshuv är avsedda som avstängning och skydd för t. ex. infusions katetrar, förlängnings slangar, infusions aggregat, kranar och sprutor



## BD Connecta™ Förlängnings slang för infusion

Slanglängd cm	Fyllnadsvolym/m ml	Flöde ml/min	Avd/Trpt förp.	Art. nr.
25	7,0	490	50/500	397251
50	7,0	390	50/50	397509
100	7,0	300	50/50	397590
150	7,0	200	50/50	397400

## BD Connecta™ Förlängnings slang för sprutpump

Slanglängd cm	Fyllnadsvolym/m ml	Flöde ml/min	Avd/Trpt förp.	Art. nr.
150	2,6	38	100/100	397608

## BD™ Propp, Luer-Lok™, hane

	200/2000	394080
--	----------	--------

## BD™ Kombipropp, kombinerad propp/skyddshuv, Luer-Lok™, hane/hona

	100/5000	394075
--	----------	--------

## BD™ Skyddshuv för luerspruta, luer, hona, steril

	100/5000	394090
--	----------	--------

## BD™ Skyddshuv för luerspruta, luer, hona, osteril

	1000/10000	394089
--	------------	--------

### Materialinnehåll

Förlängnings slangar:  
ABS  
Polypropylen  
Polykarbonat  
Polyvinylklorid

### Förpackningsmaterial

Polyetylen  
Polyamid  
Kartong  
Wellpapp



### Steriliseringmetod

Etylenoxid



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(BD™ Skyddshuv, osteril, klass I  
Övriga produkter klass IIa)

Samtliga proppar och skyddshuv:  
Polypropylen



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Flopro™ Överföringskanyl

## BD Flopro™ Uppdragningskanyl



- BD Flopro™ Överföringskanyl erbjuder en enkel, ekonomisk och säker hantering vid blandning av läkemedel. Kanylens två spetsar är silikoniserade för att underlätta penetration av flaskans membran
- BD Flopro™ Uppdragningskanyl möjliggör uppdragning av läkemedel från en behållare till en luerspruta utan användning av injektionsnål



### Produktbeskrivning

### Avd/Trpt förp.

### Art. nr.

BD Flopro™ Överföringskanyl  
BD Flopro™ Uppdragningskanyl

50/400  
50/500

397015  
394181

### Materialinnehåll

Överföringskanyl:  
ABS, Silikonolja,  
Polypropylen  
Uppdragningskanyl:  
Styren, Rostfritt stål  
Polyetylen

### Förpackningsmaterial

Polyetylen  
Polyamid  
Kartong  
Wellpapp



### Steriliseringmetod

Etylenoxid



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass IIa)



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD™ Infusionsaggregat R 87



- Brett standardsortiment med hög kvalitet
- Finns med eller utan luftningsventil
- Infusions slang i PVC eller EVA (PVC-fritt)
- Kan fås med refluxspärr för att eliminera backflöde av läkemedel etc. i aggregatets slang
- Finns även med förmonterad 3-vägskran och 10 cm slang, för anslutning till infusionskanyl



Beteckning	Luftningsventil	Övertrycksventil med backventil	Övrig utrustning	Slangmaterial	Slanglängd cm	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
R 87	-	-	-	PVC	180	100/100	396364
R 87 P	Ja	-	-	PVC	180	100/100	396350
R 87 P	Ja	-	Refluxspärr	PVC	180	100/100	396353
R 87 P	Ja	-	-	PVC	220	80/80	396390
R 87 P	Ja	-	3-vägskran, 10 cm slang	PVC	180	100/100	396354
R 87 P Flex	Ja	-	-	EVA	180	100/100	396352
R 87 P Flex	Ja	-	Refluxspärr	EVA	180	100/100	396355
R 87 V	-	Ja	-	PVC	180	100/100	396363
R 87 V	-	Ja	Refluxspärr	PVC	180	100/100	396373

## Materialinnehåll

Droppkammare: ABS/Polypropylen  
Vätskefilter: Polyamid  
Slang: Se ovan  
Luer-Lok™ koppling: ABS  
Rullklämma: Polystyren/ABS  
Skyddshuvar: Polyetylen  
Luftningsventil: Polypropylen  
Övertrycksventil: Silikon  
Refluxspärr: Silikon  
3-vägskran: Polykarbonat, Polyetylen

## Förpackningsmaterial

Papper  
Polyamid  
Polypropylen  
Polyetylen  
Wellpapp



## Steriliseringmetod

Etylenoxid



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass IIa)



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com


# BD Secalon-T™ Central Venkateter

## BD Secalon™ Seldy Central Venkateter



### BD Secalon-T™ Central Venkateter

- BD Secalon-T™ central venkateter i PTFE med integrerad BD Floswitch™, avstängningsanordning, är designad för maximalt flöde vid akuta situationer. BD Secalon-T™ är idealisk att använda för snabba inläggningar och korttidsbehandlingar i vener eller stora perifera kärl
- Innehåller: BD Secalon-T™ kateter med integrerad BD Floswitch™, förpunctionsnål och grepplatta



Kateter ytterdiam x längd (G x mm)	Kateter ytterdiam x längd (mm)	Färgkod	Flöde (ml/min)	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
18 x 90	1,2 x 90	Grön	51	25/250	681000
16 x 130	1,7 x 130	Grå	120	25/250	681002
16 x 160	1,7 x 160	Grå	112	25/250	681004
14 x 160	2,0 x 160	Orange	174	25/250	681006

### BD Secalon™ Seldy Central Venkateter

- BD Secalon™ Seldy – en central venkateter i polyuretan med integrerad BD Floswitch™ avstängningsanordning, för Seldingerteknik
- Innehåller: BD Secalon™ Seldy polyuretankateter med integrerad BD Floswitch™, mjukrörsintroducer, stålålsintroducer och en rak eller J-formad metalledare



Kateter ytterdiam x längd (G x mm)	Mjukrörsintroducer ytterdiam x längd (mm)	Stålålsintroducer ytterdiam x längd (mm)	Metalledare ytterdiam (mm/form)	Flöde (ml/min)	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
16 x 200	1,7 x 60	1,4 x 70	0,9/rak	58	10/100	681010
16 x 420	1,7 x 60	1,4 x 70	0,9/rak	36	10/100	681011
16 x 200	1,7 x 60	1,4 x 70	0,9/"J"	58	10/100	681014

#### Materialinnehåll

Kontakta BD för information



**Steriliseringsmetod**  
Etylenoxid



5 år

**CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC (Klass III)**




Helping all people live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Careflow™ Central Venkateter, enkellumenset



- BD Careflow™ enkellumenset **utan** förlängningsslang
  - BD Careflow™ enkellumenset **med** Floswitch™ innehåller: BD Careflow Polyuretankateter, stål nålsintroducer, Floswitch mjukrörsintroducer, kärldilatator, VenaGuide™ J-ledare, Floswitch avstängningsanordning Luer-Lok™, propp Luer-Lok™ och separat fixeringsplatta.
  - BD Careflow™ enkellumenset **utan** Floswitch™ innehåller: BD Careflow Polyuretankateter, stål nålsintroducer, VenaGuide™ J-ledare och separat fixeringsplatta.
- BD Careflow™ enkellumenset **med** förlängningsslang  
Innehåller: BD Careflow Polyuretankateter med förlängningsslang, slangklämma, mjukrörsintroducer, stål nålsintroducer, kärldilatator, VenaGuide™ J-ledare, propp Luer-Lok™, separat fixeringsplatta och injektionsspruta 5 ml. Förpackat i sterilt innertråg för ökad säkerhet.



## 1. BD Careflow™ enkellumenset utan förlängningsslang

Kateter ytterdiam Fr (G)	Kateter längd (mm)	Mjukrörsintroducer ytterdiam x längd (G) resp. (mm)	Floswitch™ Introducer ytterdiam x längd (G) resp. (mm)	Stål nålsintroducer ytterdiam x längd (G) resp. (mm)	J-ledare ytterdiam x längd (mm)	Avd/Trpt förp.	Flöde (ml/min)	Art.nr. utan Floswitch™	Art.nr. med Floswitch™			
2.5 (22)	100	-	-	20	45	22	40	0.5 x 350	10/100	10	681614	681623
3 (20)	150	-	-	20	45	20	40	0.5 x 350	10/100	16	681639	681640
3 (20)	200	-	-	20	45	20	40	0.5 x 450	10/100	15	681643	681644
4 (18)	200	-	-	18	60	17	70	0.6 x 450	10/100	36	681649	681650
5 (16)	150	-	-	15	70	17	70	0.9 x 450	10/100	71	681669	681670
5 (16)	200	-	-	15	70	17	70	0.9 x 450	10/100	63	681672	681673
7 (14)	150	-	-	14	70	17	70	0.9 x 450	10/100	190	681706	681707
7 (14)	200	-	-	14	70	17	70	0.9 x 450	10/100	136	681709	681710

## 2. BD Careflow™ enkellumenset med förlängningsslang

2.5 (22)	60	22	38	-	-	22	40	0.5 x 350	5/50	12	681612	
2.5 (22)	100	22	38	-	-	22	40	0.5 x 350	5/50	10	681622	
2.5 (22)	200	22	38	-	-	22	40	0.5 x 650	5/50	7	681634	
3 (20)	150	20	45	-	-	22	40	0.5 x 450	5/50	18	681647	
3 (20)	200	20	45	-	-	22	40	0.5 x 650	5/50	15	681638	
4 (18)	60	20	45	-	-	20	40	0.5 x 350	5/50	47	681624	
4 (18)	200	20	45	-	-	20	40	0.5 x 650	5/50	35	681658	
5 (16)	150	16	70	-	-	17	70	0.9 x 450	5/50	65	681662	
5 (16)	200	16	70	-	-	17	70	0.9 x 700	5/50	60	681666	
5 (16)	300	16	70	-	-	17	70	0.9 x 700	5/50	46	681679	
7 (14)	150	16	70	-	-	17	70	0.9 x 450	5/50	159	681698	
7 (14)	200	16	70	-	-	17	70	0.9 x 700	5/50	149	681699	
7 (14)	300	16	70	-	-	17	70	0.9 x 700	5/50	136	681701	

### Materialinnehåll

Kontakta BD för information



**Steriliseringmetod**  
Etylenoxid

**CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC (Klass III)**



5 år



Helping all people live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Careflow™ Central Venkateter, enkellumenset



1. BD Careflow™ Midline, enkellumenset med förlängnings slang och Floswitch™ avstängningsanordning  
Innehåller: BD Careflow Polyuretankateter med förlängnings slang, Floswitch™ mjukrörsintroducer, stål nålsintroducer, PTFE-överdragen rak ledare med mjuk ände, Floswitch™ avstängningsanordning Luer-Lok™, propp Luer-Lok™ och separat fixeringsplatta.
2. BD Careflow™ enkellumenset med förlängnings slang och integrerad Floswitch™ avstängningsanordning  
Innehåller: BD Careflow Polyuretankateter med förlängnings slang och integrerad Floswitch™ avstängningsanordning, mjukrörsintroducer, stål nålsintroducer, kärldilatator, VenaGuide™ J-ledare, propp Luer-Lok™ och separat fixeringsplatta.
3. BD Careflow™ enkellumenset med förlängnings slang och Floswitch™ avstängningsanordning  
Innehåller: BD Careflow Polyuretankateter med förlängnings slang, Floswitch™ mjukrörsintroducer, kärldilatator, VenaGuide™ J-ledare, Floswitch™ avstängningsanordning Luer-Lok™, propp Luer-Lok™ och separat fixeringsplatta.  
Förpackat i sterilt innertråg för ökad säkerhet.



## 1. BD Careflow™ Midline, enkellumenset med förlängnings slang och Floswitch™ avstängningsanordning

Kateter ytterdiam Fr (G)	Kateter längd (mm)	Mjukrörsintroducer ytterdiam x längd (G) resp. (mm)	Floswitch™ Introducer ytterdiam x längd (G) resp. (mm)	Stål nålsintroducer ytterdiam x längd (G) resp. (mm)	J-ledare ytterdiam x längd (mm)	Avd/Trpt förp.	Flöde (ml/min)	Art.nr. utan Floswitch™	Art.nr. med Floswitch™
2.5 (22)	200	-	20 45	22 40	0.5 x 450	10/100	7		681633

## 2. BD Careflow™ enkellumenset, med förlängnings slang och integrerad Floswitch™ avstängningsanordning

5 (16)	150	16 70	-	17 70	0.9 x 450	10/100	65		681660
5 (16)	200	16 70	-	17 70	0.9 x 700	10/100	60		681664
5 (16)	300	16 70	-	17 70	0.9 x 700	10/100	46		681678

## 3. BD Careflow™ enkellumenset, med förlängnings slang och Floswitch™ avstängningsanordning

2.5 (22)	60	-	20 45	22 40	0.5 x 350	5/50	12		681615
4 (18)	60	-	20 45	20 40	0.5 x 350	5/50	47		681625

**Materialinnehåll**  
Kontakta BD för information



**Steriliseringmetod**  
Etylenoxid

**CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC (Klass III)**



5 år  
(med undantag av art.nr. 681660, 681664 & 681678 som har 3 års hållbarhet)



Helping all people live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Careflow™ Central Venkateter, dubbel- och trippellumenset



- BD Careflow™ dubbel- och trippellumenset med Floswitch™ avstängningsanordning innehåller:  
BD Careflow Polyuretankanter med förlängningsslangar, stål nålsintroducer, Floswitch™ mjukrörsintroducer, kärldilatator, VenaGuide™ J-ledare, Floswitch™ avstängningsanordning Luer-Lok™, proppar Luer-Lok™ och separat fixeringsplatta. Förpackat i sterilt innertråg för ökad säkerhet.
- BD Careflow™ dubbel- och trippellumenset utan Floswitch™ avstängningsanordning innehåller:  
BD Careflow Polyuretankanter med förlängningsslangar, stål nålsintroducer, mjukrörsintroducer, VenaGuide™ J-ledare, slangklämmor, injektionsspruta 5 ml, proppar Luer-Lok™ och separat fixeringsplatta. Förpackat i sterilt innertråg för ökad säkerhet.



## BD Careflow™ dubbellumenset

Kateter ytterdiam Fr (G)	Kateter längd (mm)	Mjukrörsintroducer ytterdiam x längd (G) resp. (mm)		Floswitch™ Introducer ytterdiam x längd (G) resp. (mm)		Stålnålsintroducer ytterdiam x längd (G) resp. (mm)		J-ledare ytterdiam x längd (mm)	Avd/Trpt förp.	Flöde (ml/min)			Art.nr. utan Floswitch™	Art.nr. med Floswitch™
		D	P	D	M	P								
4 (20,22)	60	20	45	20	45	20	40	0.5 x 350	5/50	20	8		681616	681617
4 (20,22)	100	20	45	20	45	20	40	0.5 x 350	5/50	19	6		681626	681627
4 (20,22)	150	20	45	20	45	20	40	0.5 x 450	5/50	16	4		681653	681652
4 (20,22)	200	20	45	20	45	20	40	0.5 x 450	5/50	17	4		681656	681655
5 (18,20)	60	18	60	18	60	17	70	0.6 x 450	5/50	40	10		681619	681628
5 (18,20)	150	18	60	18	60	17	70	0.6 x 450	5/50	29	6		681683	681682
5 (18,20)	200	18	60	18	60	17	70	0.6 x 650	5/50	30	6		681687	681686
7 (16,18)	150	16	70	15	70	17	70	0.9 x 450	5/50	74	24		681703	681702
7 (16,18)	200	16	70	15	70	17	70	0.9 x 700	5/50	73	21		681714	681713
7 (16,18)	300	16	70	15	70	17	70	0.9 x 700	5/50	61	19		681718	681717

## BD Careflow™ trippellumenset

Kateter ytterdiam Fr (G)	Kateter längd (mm)	Mjukrörsintroducer ytterdiam x längd (G) resp. (mm)		Floswitch™ Introducer ytterdiam x längd (G) resp. (mm)		Stålnålsintroducer ytterdiam x längd (G) resp. (mm)		J-ledare ytterdiam x längd (mm)	Avd/Trpt förp.	Flöde (ml/min)			Art.nr. utan Floswitch™	Art.nr. med Floswitch™
		D	M	P	D	M	P							
5 (18,20,20)	60	18	60	18	60	17	70	0.6 x 450	5/50	40	10	12	681620	681629
5 (18,20,20)	100	18	60	18	60	17	70	0.6 x 450	5/50	32	7	8	681630	681618
5 (18,20,20)	150	18	60	18	60	17	70	0.6 x 450	5/50	29	5	6	681691	681690
5 (18,20,20)	200	18	60	18	60	17	70	0.6 x 650	5/50	26	5	5	681695	681694
7 (16,18,18)	150	16	70	15	70	17	70	0.9 x 450	5/50	66	22	23	681721	681720
7 (16,18,18)	200	16	70	15	70	17	70	0.9 x 700	5/50	59	16	17	681725	681724
7 (16,18,18)	300	16	70	15	70	17	70	0.9 x 700	5/50	53	11	9	681729	681728

### Materialinnehåll

Kontakta BD för information



**Steriliseringsmetod**  
Etylenoxid



5 år

**CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC (Klass III)**




Helping all people live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Careflow™ Central Venkateter, 4- och 5 lumenset



- BD Careflow™ 4- och 5 lumenset med Floswitch™ avstängningsanordning innehåller: BD Careflow Polyuretankanter med förlängningsslangar, stål nålsintroducer, Floswitch™ mjukrörsintroducer, kärldilatator, VenaGuide™ J-ledare, Floswitch™ avstängningsanordning Luer-Lok™, skalpell, proppar Luer-Lok™ och separat fixeringsplatta. Förpackat i sterilt innertråg för ökad säkerhet.
- BD Careflow™ 4- och 5 lumenset utan Floswitch™ avstängningsanordning innehåller: BD Careflow Polyuretankanter med förlängningsslangar, stål nålsintroducer, mjukrörsintroducer, VenaGuide™ J-ledare, slangklämmor, injektionsspruta 5 ml, proppar Luer-Lok™ (4-lumen), injektionsmembran (5-lumen) och separat fixeringsplatta. Förpackat i sterilt innertråg för ökad säkerhet.



## BD Careflow™ 4-lumenset

Kateter ytterdiam Fr (G)	Kateter längd (mm)	Mjukrörsintroducer ytterdiam x längd (G) resp. (mm)		Floswitch™ Introducer ytterdiam x längd (G) resp. (mm)		Stålnålsintroducer ytterdiam x längd (G) resp. (mm)		J-ledare ytterdiam x längd (mm)	Avd/Trpt förp.	Flöde (ml/min)				Art.nr. utan Floswitch™	Art.nr. med Floswitch™
		D	M1	M2	P	D	M1			M2	P				
8.5 (14,16,16,18)	150	16	70	15	70	17	70	0.9 x 450	5/50	64	82	57	20	681731	681732
8.5 (14,16,16,18)	200	16	70	15	70	17	70	0.9 x 700	5/50	58	76	45	19	681733	681734

## BD Careflow™ 5-lumenset

Kateter ytterdiam Fr (G)	Kateter längd (mm)	Mjukrörsintroducer ytterdiam x längd (G) resp. (mm)		Floswitch™ Introducer ytterdiam x längd (G) resp. (mm)		Stålnålsintroducer ytterdiam x längd (G) resp. (mm)		J-ledare ytterdiam x längd (mm)	Avd/Trpt förp.	Flöde (ml/min)					Art.nr. utan Floswitch™	Art.nr. med Floswitch™
		D	M1	M2	P1	P2	D			M1	M2	P1	P2			
9.5 (14,16,16,18,18)	150	16	70	15	70	17	70	0.9 x 450	5/50	73	61	65	19	21	681735	681736
9.5 (14,16,16,18,18)	200	16	70	15	70	17	70	0.9 x 700	5/50	68	58	60	13	12	681737	681738

### Materialinnehåll

Kontakta BD för information



**Steriliseringmetod**  
Etylenoxid



5 år

**CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC (Klass III)**



Helping all people live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Hydrocath Assure™ Central Venkateter, med antimikrobiell effekt



- BD Hydrocath Assure™ är ett sortiment av enkel-, dubbel- och trippellumen centrala venkatetrar i polyuretan, som är avsedda för inläggning med Seldingerteknik.
- Varje kateter är belagd med en hydrofil yta, som aktiveras av kroppsvätska. Detta underlättar inläggning och minskar risken för bakterieadhension och trombosformation på katetern.
- Den hydrofila kateterytan är dessutom impregnerad med det antimikrobiska ämnet Benzalkoniumklorid (BZC).
- BZC är verkar mot ett brett spektrum av mikroorganismer, som är vanliga vid kolonisering på centrala venkatetrar.
- BD Hydrocath Assure™ har bevisats minska bakteriekoloniseringen på katetrar som lagts in på kritiskt sjuka patienter<sup>1)</sup>.



## BD Hydrocath Assure™ enkellumenset

Kateter ytterdiam Fr (G)	Kateter längd (mm)	Mjukrörsintroducer ytterdiam x längd (G) resp. (mm)	Floswitch™ Introducer ytterdiam x längd (G) resp. (mm)	Stålnålsintroducer ytterdiam x längd (G) resp. (mm)	J-ledare ytterdiam x längd (mm)	Avd/Trpt förp.	Flöde (ml/min)	Art.nr. utan Floswitch™	Art.nr. med Floswitch™
5 (16)	200	16 70	- -	17 70	0.9 x 700	5/50	56	681161	

## BD Hydrocath Assure™ dubbellumenset

Kateter ytterdiam Fr (G)	Kateter längd (mm)	Mjukrörsintroducer ytterdiam x längd (G) resp. (mm)	Floswitch™ Introducer ytterdiam x längd (G) resp. (mm)	Stålnålsintroducer ytterdiam x längd (G) resp. (mm)	J-ledare ytterdiam x längd (mm)	Avd/Trpt förp.	Flöde (ml/min) D P	Art.nr. utan Floswitch™	Art.nr. med Floswitch™
7 (16,18)	200	16 70	15 70	17 70	0.9 x 700	5/50	69 22	681152	681150
7 (16,18)	300	16 70	15 70	17 70	0.9 x 700	5/50	61 17	681153	681151

## BD Hydrocath Assure™ trippellumenset

Kateter ytterdiam Fr (G)	Kateter längd (mm)	Mjukrörsintroducer ytterdiam x längd (G) resp. (mm)	Floswitch™ Introducer ytterdiam x längd (G) resp. (mm)	Stålnålsintroducer ytterdiam x längd (G) resp. (mm)	J-ledare ytterdiam x längd (mm)	Avd/Trpt förp.	Flöde (ml/min) D M P	Art.nr. utan Floswitch™	Art.nr. med Floswitch™
7 (16,18,18)	150	16 70	15 70	17 70	0.9 x 450	5/50	68 22 24	681157	681154
7 (16,18,18)	200	16 70	15 70	17 70	0.9 x 700	5/50	58 18 19	681158	681155
7 (16,18,18)	300	16 70	15 70	17 70	0.9 x 700	5/50	50 13 13	681159	681156

### BD Hydrocath Assure™ kateterset med Floswitch™ avstängningsanordning innehåller:

Polyuretankan kateter med BZC impregnerad och hydrofil kateteryta samt med förlängningsslangar, stålnålsintroducer, Floswitch™ mjukrörsintroducer, kärldilatator, VenaGuide™ J-ledare, Floswitch™ avstängningsanordning Luer-Lok™, proppar Luer-Lok™ och separat fixeringsplatta.

Förpackat i sterilt innertråg för ökad säkerhet.

<sup>1)</sup> Moss MA, Tebbs, SE, Faroqui MH, Herbst T, Isaac JL, Brown J, Elliott TSJ, "A central venous catheter coated with Benzalkonium Chloride for the prevention of catheter-related microbial colonisation". Eur J Anaesth 2000, 17, 680-687.

### BD Hydrocath Assure™ kateterset utan Floswitch™ avstängningsanordning innehåller:

Polyuretankan kateter med BZC impregnerad och hydrofil kateteryta samt med förlängningsslangar, stålnålsintroducer, mjukrörsintroducer, VenaGuide™ J-ledare, slangklämmor, injektionsspruta 5 ml, proppar Luer-Lok™ och separat fixeringsplatta.

Förpackat i sterilt innertråg för ökad säkerhet.

### Materialinnehåll

Kontakta BD för information



**Steriliseringmetod**  
Etylenoxid



5 år



**CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC (Klass III)**



Helping all people live healthy lives


BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

- BD FloSwitch™ avstängningsanordning är ett unikt hjälpmedel vid reglering av flöde. De flesta centrala venkatetrar, samt artärkanyler och infusionskopplingar är försedda med FloSwitch™
- Snabb och säker enhandsteknik
- Minimal risk för luftemboli
- Minimal risk för blodspill
- Ökar säkerheten för både patient och sjukvårdspersonal



FloSwitch™ stängd

- Skjutreglaget fram: Kulan stänger för flöde genom katetern.



FloSwitch™ öppen

- Skjutreglaget bak: Fritt flöde genom katetern.

Beskrivning	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
On/Off BD FloSwitch™	25/200	681033

#### Materialinnehåll

Kontakta BD för information



**Steriliseringmetod:**  
Etylenoxid



5 år

**CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC (Klass III)**



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD™ Artärkanyl med BD FloSwitch™ BD Careflow™ Artärkateter



## BD™ Artärkanyl med BD FloSwitch™

- För mätning av artärtryck och för upprepad blodprovtagning i arteria radialis
- Tillverkad av PTFE (Teflon), silikonbehandlad samt avfasad i 2 steg för att underlätta inläggningen
- Försedd med integrerad BD FloSwitch™, avstängningsanordning, som minskar risken för backflöde och luftemboli



Kateter ytterdiameter (G)	Kateter ytterdiameter (mm)	Kateter längd (mm)	Avd/Trpt förp.	Art.nr
20	1,0	45	25/500	682245

## BD Careflow™ Artärkateter

- För mätning av artärtryck och för upprepad blodprovtagning i arteria radialis eller femoralis
- Tillverkad av polyuretan
- Kateterset, innehållande BD Careflow™ polyuretankateter, stål nålsintroducer, metalledare (kombinerad rak/J) och propp Luer-Lok™



Beskrivning	Kateter Ytterdiam x längd (F(G) x mm)	Introducer, stål nåls- ytterdiam x längd (G x mm)	Metalledare ytterdiam x längd (mm)	Avd/Trpt förp.	Fyllnadsvolym ml	Art.nr.
Radialis artärset	3,0 (20) x 60	20 x 40	0,5 x 250	10/100	0,08	681646
Radialis artärset	2,5 (22) x 60	22 x 40	0,5 x 250	10/100	0,08	681631
Femoralis artärset	3,0 (20) x 200	20 x 40	0,6 x 450	10/100	0,14	681642
Femoralis artärset	4,0 (18) x 200	17 x 70	0,6 x 450	10/100	0,24	681648

### Materialinnehåll

Kontakta BD för information



**Steriliseringsmetod**  
Etylenoxid



5 år

**CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC**  
**Klass IIa (BD™ Artärkanyl)**  
**Klass III (BD Careflow™**  
**Artärkatetrar)**



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Insyte-A™ Artärkateter



- Ledarens mjukt rundade tipp underlättar inläggandet av katetern i artären
- Kärlpunktionen bekräftas i den transparenta backflödeskammaren
- Skårad kanyl ger snabbt blod svar
- Cylinderspärren förhindrar backflöde och exponering av blod



Kateter G	Kateter längd mm	Färgkod	Avd/Trpt förp	Art nr BD Insyte-A™
22	38	Blå	20/80	382802
22	30	Blå	20/80	382803
20	38	Rosa	20/80	382805
20	30	Rosa	20/80	382806

## Materialinnehåll

Kontakta BD för information



**Steriliseringmetod**  
Etylenoxid



5 år

**CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(klass IIa)**



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

## BD Amplatz™ artärkanyl

- Består av tre delar:
  - FEP Teflonkateter (röntgentät)
  - Artärkanyl
  - Metallmandrin
- Teflonkateter passar optimalt över artärkatetern och är avfasad i toppen för minsta möjliga vävnads- och kärlskada vid införandet
- Används för införande av ledare (0,80 mm → 0,95 mm)

## BD™ Potts cournand artärkanyl

- Består av tre delar:
  - Inre artärkanyl
  - Yttre artärkanyl
  - Metallmandrin
- För snabb och effektiv identifiering av artären
- Används för införande av ledare (0,80 mm → 0,95 mm)



## BD Amplatz™ artärkanyl

Storlek (G x tum)	Storlek (mm)	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
18 x 2 1/2	1,20 x 64	Rosa	10/50	408275

## BD™ Potts cournand artärkanyl

18 x 2 3/64	1,20 x 52	Rosa	10/50	408270
-------------	-----------	------	-------	--------

## Övriga artärkanyler

18 x 2 7/8	1,20 x 73	Rosa	10/50	408273
18 x 2 3/4 (M/P) (utan mandrin)	1,20 x 70	Rosa	10/50	408295

### Materialinnehåll

Kanyl: Rostfritt stål  
Ansats: Polypropylen  
Skydd: Polypropylen  
Mandrin: Teflon (amplatz)

### Förpackningsmaterial

Tyvek-laminat  
Polyetylen  
Kartong  
Wellpapp



### Steriliseringmetod

Etylenoxid



5 år

### CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC (Klass IIa)



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Criticath™ Monitoreringskateter och Termodilutionskateter



- För mätning av trycket på hjärtats högra sida samt för blodprovtagning och mätning av cardiac output via termodilutionsteknik
- Rundad kateterspets som ger en mjuk och jämn gång vid inläggningen samt minskar risken att skada kärlet
- Hepariniserade katetrar minskar risken för trombos
- Den optimala kateterdesignen minskar risken för knickbildning och underlättar överföring av trycksignal
- Katetergradering underlättar avståndsbedömning vid inläggningen
- Mjuk övergång mellan ballong och kateterdel minskar risken för att ballongen går sönder och minskar trombosbildning



Modell	Storlek (Fr)	Längd (cm)	Antal lumina	PA wedge tryck	CVP	Cardiac Output	CVP + Injektionsport	Ventrikel pacing	Hepariniserad	Övrig information	Avd/Trpt förp.	Art. nr.
SP5105H	5	80	4	Ja	Ja	Ja			Ja		5/20	680084
SP5107	7	110	4	Ja	Ja	Ja			Nej		5/20	680098
SP5107H	7	110	4	Ja	Ja	Ja			Ja		5/20	680078
SP5107H-14	7	110	4	Ja	Ja	Ja			Ja	Förmonterad skyddsstrumpa, Luer-Lok™	5/20	680088
SP5107+SP5045	7	110	4	Ja	Ja	Ja			Nej	Förmonterad in-line injektatsensor	5/20	680099
SP5107H+SP5045	7	110	4	Ja	Ja	Ja			Ja	Förmonterad in-line injektatsensor	5/20	680077
SP5127	7	110	4	Ja	Ja	Ja			Nej	S-formad-underlättar inläggning i femoralis	5/20	680104
SP5127H	7	110	4	Ja	Ja	Ja			Ja	S-formad-underlättar inläggning i femoralis	5/20	680089
SP5507	7.5	110	5	Ja	Ja	Ja	Ja		Nej		5/20	680102
SP5507H	7.5	110	5	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja		5/20	680082
SP5507H-14	7.5	110	5	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Förmonterad skyddsstrumpa, Luer-Lok™	5/20	680093
SP5507HS	7.5	110	5	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Extra mjuk	5/20	680080
SP5507+SP5045	7.5	110	5	Ja	Ja	Ja	Ja		Nej	Förmonterad in-line injektatsensor	5/20	680100
SP5537	7.5	110	5	Ja	Ja	Ja		Ja	Nej		5/30	680106
SP5537H	7.5	110	5	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja		5/30	680081
VascoStim	2	150										
trans-luminal pacing elektrod										För användning med SP5537 katetrar	1	0501-089

## Materialinnehåll

Kontakta BD för information



**Steriliseringmetod**  
Etylenoxid

**CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC (Klass III)**



2 år



Helping all people live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Exacta™ Introducer kit



- För inläggning av PA-katetrar, angiografikatetrar och pacing elektroder enligt Seldinger tekniken
- Introducer i polyuretan minskar risken för trombosbildning
- Flexibel ansats minskar risken för knickning av introducern
- Avfasad spets och passande dilatator ger mjuk och atraumatisk inläggning
- Tuohy-Borst adapter minimerar risken för katetermigration och ger ökad kateterkontroll
- Återslutande hemostatisk ventil minskar risken för blodspill
- BD VenaGuide™ Seldingerledare möjliggör inläggning med enhandsteknik



Storlek (Fr)†	PU Introducer Längd (mm)	Kateterintroducer diam x längd (G x mm)	Kanylntroducer diam x längd (G x mm)	Ledare diam x längd (mm)	Skyddsstrumpa längd (mm)	Högflödeskran	Spruta	Skalpell	Obturator	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
6.0	100	16G x 70	17G x 70	0.9 x 450	800	Ja	Ja	Ja	Ja	5/50	680128
7.0	100	16G x 70	17G x 70	0.9 x 450	800	Ja	Ja	Ja	Ja	5/50	680140
8.0	100	16G x 70	17G x 70	0.9 x 450	800	Ja	Ja	Ja	Ja	5/50	680126
8.5	100	16G x 70	17G x 70	0.9 x 450	800	Ja	Ja	Ja	Ja	5/50	680124
9.0	100	16G x 70	17G x 70	0.9 x 450	800	Ja	Ja	Ja	Ja	5/50	680136

† för inläggning av katetrar som är 1 Fr mindre i storlek

## Materialinnehåll

Kontakta BD för information



**Steriliseringssmetod**  
Etylenoxid



3 år

**CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC (Klass III)**



Helping all people live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

- Ett slutet injektatsystem för cardiac output mätning som innehåller ett injektat sensorhus med 3-vägskran, envägsventil, Spectraject 10 ml spruta, kylslinga, förlängningsslang och IV spike
- Tillgänglig för både istempererat och rumstempererat injektat
- Isolerad Spectraject spruta för rätt temperatur på injektatet
- In-line injektatsensorn optimerar säkerheten vid temperaturmätning
- Spectraject sprutan ger en mjuk injicering av injektatet som i sin tur ger pålitliga cardiac outputvärden



## Injektatsystem

Modell	Beskrivning	Steril	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
SP4500	BD Critikit™ för is- eller rumstempererat injektat (med in-line sensor, Spectraject spruta & slangspole)	Ja	4/8	680000
SP4572	BD Critikit™ för rumstempererat injektat (med in-line sensor & Spectraject spruta. Utan slangspole)	Ja	5/20	680178
SP5045	Sensor för temperaturmätning in-line	Ja	25/250	680006
Spectraject	Specialdesignad 10 ml spruta för injektat	Ja	10/50	682155

## Tillbehör

Modell	Beskrivning	Steril	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
SP4042	In-Line sensor kabel till Abbott Oximetrix, Arrow, Baxter Edwards 9520A or Com 1, Mennen Horizon 2000Series (cable 800-030-200), SpaceLabs Alpha PC eller PCMS (tvådelad kabel modell 306655-001), Datex AS3 med Critikit™ Injectate set eller SP5045 sensorhus	Nej	1	684056
SP4044	In-Line sensor kabel till Marquette Cardiac Output Module med Critikit™ Injektat system eller SP5045 sensorhus	Nej	1	684059
SP4045	In-line sensor kabel till HemoPro (SP1445), Nikon Kohden, Spacelabs (tvådelad kabel modell 306655-002), Fukuda Denshi IB5006 (DSCP), Dynascope DS3300 med Critikit™ Injektat system eller SP5045 sensorhus	Nej	1	684062
SP4046	In-Line sensor kabel till Hewlett Packard Cardiac Output Module (HP tredelad kabel M1641 A eller M1642 A) med Critikit™ Injektat system eller SP5045 sensorhus	Nej	1	684063
SP5500	Isbehållare till Critikit™ SP4500	Nej	4	684004
SP5555	Hållare för montering av isbehållare	Nej	5/50	682161

### Materialinnehåll

Kontakta BD för information



**Steriliseringsmetod**  
Etylenoxid



5 år

**CE märkt enligt MDD 93/42/EEC**  
**(Injektatsystem Klass IIa**  
**Tillbehör Klass I)**



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Gabarith™ - Certifierad testmetod för pålitlig invasiv tryckmätning



Hemodynamisk mätinformation används för att möjliggöra bästa behandling för kritiskt sjuka patienter. Det är därför viktigt att man har högsta förtroende för noggrannheten i den information som erhålls. Vätskefyllda invasiva tryckmätningssystem orsakar avvikelser på monitorns tryckkurvor. I vissa fall har man kunnat påvisa avvikelser i storleken 40 %.

Noggrannhet vid tryckmätning är inte bara beroende av den tryckgivare som används, utan också av alla övriga komponenter i tryckmätningssystemet; kateter, tryckslangar, monitorfilter och kranar. Studier visar att man, för att få kunskap om ett trycksystems noggrannhet, måste värdera hela systemets prestanda med dess olika komponenter hopkopplade.

Som tillverkare anser vi att vi har skyldighet att tillhandahålla information om noggrannheten av hela mätningssystemet, inte bara den enskilda tryckgivaren. BD har därför valt ut ett sortiment av BD DTX Plus™ standardset som har testats enligt Gabarith metoden.


BD Gabarith™ testet är den enda vetenskapliga teknik som visar information om egenskaperna hos den dynamiska respons som erhålls för det totala tryckmätningssystemet (den totala linjen).

BD Gabarith™ testet utvärderar och anger vilken avvikelse som ett trycksystem maximalt kommer att visa (2%, 5% och 10% avvikelse i tryckkurvans form). Om t.ex. den dynamiska responsen i en trycklinje sjunker högst 10% i Gabarith testet, vet man att kurvformen inte kommer att avvika mer än 10%.

Testets utformning är baserat på mätresultat som erhållits via en tryckgivare som monterats på en kateterspets (the "gold" standard) och faktiska patientdata.

Varje avdelningsförpackning av BD DTX Plus™ tryckmätningssystemet är märkt med BD Gabarith™ symbolen. Denna visar att tryckmätningssystemet har genomgått BD Gabarith™ testet och har en känd nivå av mätnoggrannhet. BD Gabarith™ testet överträffar de krav som AAMI standard ställer (Association for the Advancement of Medical Instrumentation).

BD Gabarith™ testet är utfört på ett helt sortiment av set som väl täcker marknadens behov. Sortimentet innefattar såväl standardset som set med BD Safedraw™, som innehåller ett unikt, slutet blodprovtagningssystem för säkrare provtagning. Seten finns anpassade för såväl vuxna som barn.



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD DTX Plus™ – BD Gabarith™ testade Tryckmätningssset



- Testade enligt BD Gabarith™ metoden, där hela mätlinjen mellan patient och monitor värderas
- Stort sortiment av singel-, dubbel- och trippelset, såväl för barn som vuxna
- Integrerad R.O.S.E (Resonance OverShoot Eliminator) i vissa set, för eliminering av översvängningar
- Easy Vent propp på luftningskranen, för minskad kontaminationsrisk
- Roterande Male luerfattning vid kopplingen mot patient (vuxenset)
- Rak, jämn flödesväg minskar risken för luftfickor och dämpning av trycksignalen



## Tryckmätningssset

Antal Tryckgivare	Flöde (ml/tim)	Total längd (cm)	Färg Tryckslang(ar)	Övrig information	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
1	3	150	Transparent	Med R.O.S.E.	5/50	682001
1	3	150	Transparent		5/50	682002
1	3	150	Röd		5/50	682004
1	3	150	Blå	Med R.O.S.E.	5/50	682005
1	3	150	Blå		5/50	682006
1	3	150	Gul	Kopplas till art.nr. 682037, -38, -55	5/50	682008
1	3	175	Röd	Med R.O.S.E.	5/20	682009
1	3	175	Röd		5/50	682010
1	3	25	Transparent	Kardborrband för montering på arm	5/50	682011
1	3	150	Blå	Med Connecta™ MultiFlo 5-vägs infusionskoppling	5/50	682013
1	3	150	Transparent	Med "non-shunting" kran och förlängningsslang	5/25	682017
1	30	160 pediatrik	Transparent	För användning med infusionspump	5/50	682022
1	30	35 pediatrik	Transparent	För användning med infusionspump	5/50	682025
2	3	150/150	Röd/Blå	Med R.O.S.E. på den blå linjen	5/25	682030
2	3	150/150	Röd/Blå		5/25	682032
2	3	150/150	Röd/Blå	Med en 3:e IV linje för ytterligare anslutning av tryckgivare	5/25	682037
2	3	150/150	Blå/Gul		5/25	682041
3	3	150/150/150	Röd/Blå/Gul		5/25	682046

## Tillbehör, osterila

Modell	Beskrivning	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
TBG	Platta för tryckgivare (upp till 4 st)	10/100	682093
TMM	"Snap-On TMM cable Organiser" - hållare till TBG platta	5/50	682274
TMM/TBG	"Snap-On TMM Cable Organiser" - hållare och TBG platta	5/50	682275
XCaliber™	Tryckgivar-mätinstrument för kalibrering av monitor	1	684002
Cable Checker	Elektriskt mätinstrument för kontroll av interfacekablar	1	684003

Förutom ovan beskrivna tryckmätningssset kan BD också tillhandahålla en mängd kundspecifika, ej Gabarith™ testade set. Kontakta BD för ytterligare information.

### Materialinnehåll

Kontakta BD för information



**Steriliseringmetod**  
Etylenoxid



5 år

**CE-märkt enligt MDD 93/42/MDD (Tryckmätningssset Klass IIa Tillbehör, osterila Klass I)**



Helping all people live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Safedraw™ – BD Gabarith™ testade Tryckmättningsset, med slutet blodprovtagningssystem



- Innehåller BD Safedraw™, ett unikt slutet system för blodprovtagning
- Reducerar risken för kontaminering, blodspill och förenklar provtagningen
- Testade enligt BD Gabarith™ metoden, där hela mätlinjen mellan patient och monitor värderas
- Stort sortiment av singel-, dubbel- och trippelset, såväl för barn som vuxna
- Easy Vent propp på luftningskranen, för minskning av kontaminationsrisk
- Rak, jämn flödesväg minskar risken för luftfickor och dämpning av trycksignalen



## Tryckmättningsset

Antal Tryckgivare	Flöde (ml/tim)	Total längd (cm)	Färg Tryckslang(ar)	Övrig information	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
1	3	155	Transparent	5 ml spruta med skyddsstrumpa (uppdragningsvolym 2 ml)	5/25	682051
1	30	135	Transparent	För användning med infusionspump/5 ml spruta med skyddsstrumpa (uppdragningsvolym 1 ml)	5/25	682052
2	3	155/150	Transparent/Blå	5 ml spruta med skyddsstrumpa (uppdragningsvolym 2 ml) & R.O.S.E. på den blå linjen	5/20	682053
2	3	155/150	Transparent/Blå	5 ml spruta med skyddsstrumpa (uppdragningsvolym 2 ml)	5/20	682054
2	3	155/150	Transparent/Blå	5 ml spruta med skyddsstrumpa (uppdragningsvolym 2 ml) & med en 3:e IV linje för ytterligare anslutning av tryckgivare	5/20	682055
3	3	155/150/150	Transparent/Blå/Gul	5 ml spruta med skyddsstrumpa (uppdragningsvolym 2 ml)	5/20	682056
1	3	135	Transparent	För användning med infusionspump/5 ml spruta med skyddsstrumpa (uppdragningsvolym 2,5 ml)	5/20	688077

## Tillbehör, adapters

Modell	Beskrivning	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
TA-STV	BD Safedraw™ Adapter med BD Vacutainer™ hållare	25/125	682158
TA-BPN	BD Safedraw™ Adapter Luer-Lok™	50/500	682159

Förutom ovan beskrivna tryckmättningsset kan BD också tillhandahålla en mängd kundspecifika, ej Gabarith™ testade set. Kontakta BD för ytterligare information.

**Materialinnehåll**  
Kontakta BD för information



**Steriliseringmetod**  
Etylenoxid

**CE-märkt enligt MDD 93/42/MDD (Klass IIa)**



5 år




Helping all people live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD DTX Plus™ Flexi Tryckmätningssystem



- Unikt tryckmätningssystem som utgår från en grundlinje, vilken sedan kan byggas på med ytterligare linjer efter behov
- Färgkodade linjer för enkel identifiering
- Endast 1 infusionsaggregat och 1 NaCl behållare krävs
- Snabb anpassning till förändrade kliniska situationer
- Finns även med BD Safedraw™, slutet blodprovtagningssystem



## BD DTX Plus™ Flexi Tryckmätningssystem

Trycklinjer	Total längd (cm)	Färg Tryckslang	Inf.aggregat	Avd.förp.	Art.nr.
Artärset	175	Röd	Ja	5	686562
Artärset, thorax	175	Röd	Ja	5	686340
Artärset BD Safedraw™	190	Röd	Ja	5	686337
Artärset BD Safedraw™, thorax, försett med 2 septum	190	Röd	Ja	5	686585
Venset	175	Blå	Ja	5	687715
Artärset BD Safedraw™	190	Röd	Nej	5	687714
Venset	175	Blå	Nej	5	686495
PA set	175	Gul	Nej	5	686496
Universalset	175	Transparent	Nej	5	686572

## Tillbehör för BD Safedraw™ Blodprovtagningssystem

Modell	Beskrivning	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
TA-STV	BD Safedraw™ Adapter med BD Vacutainer™ hållare	25/125	682158
TA-BPN	BD Safedraw™ Adapter Luer-Lok™	50/500	682159

### Materialinnehåll

Kontakta BD för information



**Steriliseringmetod**  
Etylenoxid



5 år

**CE-märkt enligt MDD 93/42/MDD (Klass IIa)**



Helping all people live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD DTX Plus™ Engångstryckgivare, separat BD Flergångstryckgivare, separat och tillbehör



- BD erbjuder ett brett sortiment av separata engångs- och flergångstryckgivare
- Tryckgivarna baseras på lång erfarenhet av forskning och utveckling, initierad av GOULD-STATHAM som designade den första tryckgivaren
- BD kan även erbjuda ett brett utbud av domer, flushar och tryckmättningsset för flergångstryckgivare. De vanligaste produkterna anges nedan. Önskas andra konfigurationer, vänligen kontakta BD



## BD DTX Plus™ Engångstryckgivare, sterila

Modell	Beskrivning	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
DT-XX	Tryckgivare, engångs- med Critiflex integrerad flush (3 ml/tim) och 3-vägskran	10/100	682018
DT-NN	Tryckgivare, engångs- för neonatal/pediatriskt bruk Används med infusionspump (max. 30 ml/tim)	10/100	682019
DT-XO	Tryckgivare, engångs- med integrerad flush (3 ml/tim)	10/100	682020
TNF-R	Tryckgivare, engångs- utan integrerad flush eller kran. Avsett för kardiologiskt/neurologiskt bruk	10/100	682021

## Flergångstryckgivare och hållare, osterila

P23XL-1	Tryckgivare, standard	1/1	684000
P10EZ-1	Tryckgivare, mini	1/1	684001
TA9007	Hållare till tryckgivare (2 st. P23XL)	10/100	682103

## Domer utan flush, sterila

TA1019	Till P10EZ och P50 tryckgivare. Roterande luerkoppling	12/120	682089
TA1010ND	Till P23XL och P23ID tryckgivare. Roterande luerkoppling	12/120	682084

## Flushar, sterila

TA4005	CritiFlo™ flush (30 ml/tim) pediatrik	10/100	682063
TA4004	CritiFlo™ flush (3 ml/tim)	10/100	682060

### Materialinnehåll

Kontakta BD för information



**Steriliseringmetod**  
Etylenoxid



5 år

**CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Engångstryckgivare, domer och  
flushar Klass IIa  
Flergångstryckgivare och hållare  
Klass I)**




Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# Tillbehör till tryckmätning



- BD™ Tryckslangar finns såväl i materialet PVC som Polyetylen (PE)
- BD Connecta™ PE (Polyetylen) Tryckslangar är försedda med färcodade clips (röda/blå) för enkel identifiering av trycklinjen
- Adapters finns såväl med som utan rörlig Luer-Lok™
- R.O.S.E. (Resonance OverShoot Eliminator) resonansdämpare tar bort översvängningar genom kontrollerad dämpning



## BD™ Tryckslangar

Male/Female eller Male/Male kopplingar	Slanglängd (cm)	Färg Tryckslang	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
<b>BD™ Tryckslangar (PVC)</b>				
M/F	25	Transparent	25/125	682226
M/F	100	Transparent	25/125	682229
M/F	150	Transparent	25/125	682230
M/F	200	Transparent	25/125	682232
M/M	100	Transparent	25/125	682234
M/M	150	Transparent	25/125	682079
M/M	200	Transparent	25/125	682236
M/F	100	Röd	25/125	682237
M/F	150	Röd	25/125	685185
M/M	125	Blå	25/125	685190
M/M	150	Blå	25/125	685171
M/F	150	Gul	25/125	686619
<b>BD Connecta™ PE Tryckslangar (Polyetylen)</b>				
M/F	15	Transparent (Röd/Blå clips)	25/250	682194
M/F	50	Transparent (Röd/Blå clips)	25/250	682185
M/F	100	Transparent (Röd/Blå clips)	25/250	682189
M/F	150	Transparent (Röd/Blå clips)	25/250	682191
M/F	200	Transparent (Röd/Blå clips)	25/250	682192
M/M	50	Transparent (Röd/Blå clips)	25/250	682186
M/M	100	Transparent (Röd/Blå clips)	25/250	682190
M/M	200	Transparent (Röd/Blå clips)	25/250	682193

## Övriga tillbehör

Beskrivning	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
Adapter hane/hane	50/250	682225
Adapter hane/hona, roterande	50/250	686633
R.O.S.E. Resonance OverShoot Eliminator	25/250	682105

### Materialinnehåll

Kontakta BD för information



**Steriliseringmetod**  
Etylenoxid



5 år

**CE-märkt enligt MDD 93/42/MDD (Klass IIa)**



Helping all people live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD™ Interfacekablar för tryckmätning



- BD tillhandahåller kompatibla interfacekablar till majoriteten av de monitorer som finns på marknaden
- Om din monitormodell saknas i nedanstående förteckning, vänligen kontakta vårt kontor och uppgge:
  - 1) Tillverkaren av monitorn
  - 2) Modell och/eller serienummer

4-färgsbyte  
Fler artiklar i finsk edition



Monitor	Modell	Art.nr.
Utän monitoranslutning	(Flying Leads)	684109
Brucker	TM910M	684230
Burdick / Datex	M565 PDM / Cardiocap CC104 / AS3 / Cardiocap II / Datex AS3 / S5	684089
Criticare	MATRIX, Scholar 2200	684175
Criticon	Dynamap	684085
Datascope	All Models	684078
Datex Ohmeda (GE)	SYS 800, MOD 8641, SIVA 3000	684104
Dräger	PM8040, PM8060, Dräger Cato, Cicero & Julian Anes.machine, Vitara	684128
E For M	RM300 (E for M/Honeywell)	684128
Hellige (Litton)	4th/5th Generation / SMC 108 / Servomed / SMU 610, 611.612, SMU EVO	684086
Jostra		684138
Kontron, Arrow	Minimon 7131 etc, 7132 etc, K2000, 7272 / Supermon 7210 / Cart 2 Plus Balloon Pump, Oxford ACAT1	684129
Marquette	7000 series, 7010 Mod 7200	684096
Marquette	7009 / Tramscope Series(600SL) - Eagle-Solar 8000, Solar 9000, Eagle3000/1000, Mab Lab 6Fx3F, Tram 450SL, 6200, Tram600A, EK36	684102
Medical Measurement Systems	UPS-2020 (4ft cable)	684204
Medical Measurement Systems	UPS-2020 (12ft cable)	684242
Mennen	Envoy	684248
Nellcor	Escort 300 MDE	684085
Nihon Kohden	MFV1100,1200,1230A; Lifescope 8, 9, 11, 12, 14,BSM-8300J/K, 3000, BSM4100	684090
Nihon Kohden	NK9000	JP-900P
Philips	CM140	684128
Phillips (Hewlett Packard)	78341A, 78342A, etc. / 78354C, 78205A-D, 12-pin / 78352, CMS (Merlin line), M1006A/B, M1026A / M1166A / Viridia / HP Scop Eurelie 24C, CMS2001, V24,V26,M2,M3,M4	684081
Physiogard	Physiogard	684230
PPG Biomedical / Hellige / Marquette	MIDAS; Hellige Midas 5000, 2500, 2100 series	684167
Protocol Propaq	Protocol Propaq series; Propaq 106EL;	684085
PRUCKA ENG INC	CARDIOLAB II / 1.1, AMP II	684181
Quinton	Q-cath lab system	684134
Schwarzer	MX960	684175
Siemens	3rd Generation, 400 Series, 960, 961, Sirecust 4041, 700,1260, 342, 732, Dash3000, SC7000, SC8000, SC9000	684082
Siemens	Siereg/Sicor BPA 863 (15-pole Cannon Connector) / Mingograph 6 Cathor	684121
Siemens	SC 6000P,6002,5000, 6004, 7000	684178
Siemens	HemoPod adapter	684199
Spacelabs	Alpha 700 Series	684084
Spacelabs	Series 400, 500, 90308/11/31, MOD-CD	684085
Spacelabs (Vitatek) / BCI	400, 500, 90485, Alpha-PC, 90603A,BCI 9100,90303B-Mod90470-05, CD-CV, 90369, 90385, 90470, 90496, Ultraview 1600	684227
Stockert	S 3, S 5	684188
Stockert	Heart Lung Machine	684243
Tektronics	400 Series	684085
Vitalert	2000	684085
Vitatek	Series 400, 500	684085

## Materialinnehåll

Kontakta BD för information



Helping all people live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Whitacre™ Spinalkanyl (pencil-point slipning)



- Optimal pencil-point slipning ger minsta möjliga hål i duran och dokumenterat lägre post-spinal huvudvärksfrekvens
- Storleken och placeringen av sidohålet nära spetsen ger tillförlitlig administrering in i spinalrummet
- Släta, osilikoniserade spinalkanylet för smidig penetration utan risk att tillföra silikon in i spinalvätskan
- Ergonomiskt utformad, transparent ansats för bekväm känsla och snabb identifiering av spinalvätskan
- Komplet, färgkodat sortiment från 22 G till 27 G



## Spinalkanylet

Storlek yttre diam x längd G x tum	Storlek yttre diam x längd mm	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
27 x 3 1/2	0,40 x 90	Grå	25/200	402051
27 x 4 11/16 (extra lång)	0,40 x 119	Grå	10/50	409443
25 x 3 1/2	0,50 x 90	Blå	25/200	402050
25 x 4 11/16 (extra lång)	0,50 x 119	Blå	10/50	409442
24 x 3 1/2	0,55 x 90	Lila	25/200	405104
22 x 3 1/2	0,70 x 90	Svart	25/200	401995

## Spinalkanylet, sampackade med introducer

27 x 3 1/2 + introducer 22 G	0,40 x 90	Grå	25/200	405075
25 x 3 1/2 + introducer 20 G	0,50 x 90	Blå	25/200	405076

## Introducer

22 x 1 1/4 (passar till 27 G)	0,70 x 32	Transparent	25/200	405261
20 x 1 1/4 (passar till 25 G-26 G)	0,90 x 32	Gul	25/200	405260

### Materialinnehåll

Kanyl: Rostfritt stål  
Ansats: Polypropylen  
Lim: Epoxy resin

### Förpackningsmaterial

Polyetylen  
Tyvek-laminat  
Kartong  
Wellpapp



**Steriliseringmetod**  
Etylenoxid



5 år

**CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass IIa)**



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD™ Spinalkanyl (Quincke slipning)



- Optimal quincke slipning för minsta möjliga hål i duran
- Specialdesignad mandrin som minimerar risken för "biopsi effekt" under införandet
- Släta osilikoniserade spinalkanyler för smidig penetration utan risk att tillföra silikon in i spinalvätskan
- Ergonomiskt utformad, transparent ansats för bekväm känsla och snabb identifiering av spinalvätskan
- Komplett, färgkodat sortiment från 18 G till 27 G



## Spinalkanyler

Storlek ytterdiam x längd G x tum	Storlek ytterdiam x längd mm	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
27 x 3 1/2	0,40 x 90	Grå	25/200	405259
26 x 3 1/2	0,45 x 90	Brun	25/200	405258
25 x 3	0,50 x 75	Orange	25/200	405246
25 x 3 1/2	0,50 x 90	Orange	25/200	405257
23 x 3 1/2	0,60 x 90	Grön	25/200	405240
22 x 1 1/2	0,70 x 38	Svart	25/200	405254
22 x 3	0,70 x 75	Svart	25/200	405255
22 x 3 1/2	0,70 x 90	Svart	25/200	405256
20 x 1 1/2	0,90 x 38	Gul	25/200	405251
20 x 3	0,90 x 75	Gul	25/200	405252
20 x 3 1/2	0,90 x 90	Gul	25/200	405253
19 x 3	1,10 x 75	Creme	25/200	405249
19 x 3 1/2	1,10 x 90	Creme	25/200	405250
18 x 3	1,20 x 75	Rosa	25/200	405247
18 x 3 1/2	1,20 x 90	Rosa	25/200	405248

## Introducer

22 x 1 1/4 (passar till 27G-29G)	0,70 x 32	Transparent	25/200	405261
20 x 1 1/4 (passar till 25G-26G)	0,90 x 32	Gul	25/200	405260

### Materialinnehåll

Kanyl: Rostfritt stål  
Ansats: Polypropylen  
Lim: Epoxy resin

### Förpackningsmaterial

Polyetylen  
Tyvek-laminat  
Kartong  
Wellpapp



**Steriliseringmetod**  
Etylenoxid



5 år

**CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass IIa)**



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD™ Spinalkanyl (Quincke slipning), specialstorlekar



- Optimal quincke slipning för minsta möjliga hål i duran
- Specialdesignad mandrin som minimerar risken för "biopsi effekt" under införandet
- Släta osilikoniserade spinalkanylet för smidig penetration utan risk att tillföra silikon in i spinalvätskan
- Ergonomiskt utformad, transparent ansats för bekväm känsla och snabb identifiering av spinalvätskan
- Komplet, färgkodat sortiment från 18 G till 29 G
- Produkterna 405148, 405149, 405211 och 408360 är även lämpliga att användas för sympatikus blockader.
- Produkten 408360 kan även användas som introducer/ledare till BD™ Chiba kanyler



## Spinalkanylet, extra långa

Storlek yttre diam x längd G x tum	Storlek yttre diam x längd mm	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
25 x 4 11/16	0,50 x 119	Blå	10/50	405234
22 x 5	0,70 x 127	Svart	10/50	405148
22 x 7	0,70 x 178	Svart	10/50	405149
20 x 6	0,90 x 152	Gul	10/50	405211
18 x 6	1,20 x 152	Rosa	10/50	408360

## Spinalkanylet, Neonatal

25 x 1	0,50 x 25	Blå	25/200	405243
25 x 2	0,50 x 50	Blå	25/200	405245

## Spinalkanylet, sampackade med introducer

29 x 3 1/2 + introducer 22G	0,30 x 90	Transparent	25/200	405068
27 x 3 1/2 + introducer 22G	0,40 x 90	Grå	25/200	405069
26 x 3 1/2 + introducer 20G	0,45 x 90	Brun	25/200	405065
25 x 3 1/2 + introducer 20G	0,50 x 90	Orange	25/200	405084

## Introducer

22 x 1 1/4 (passar till 27G-29G)	0,70 x 32	Transparent	25/200	405261
20 x 1 1/4 (passar till 25G-26G)	0,90 x 32	Gul	25/200	405260

### Materialinnehåll

Kanyl: Rostfritt stål  
Ansats: Polypropylen  
Lim: Epoxy resin

### Förpackningsmaterial

Polyetylen  
Tyvek-laminat  
Kartong  
Wellpapp



### Steriliseringmetod

Etylenoxid



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass IIa)



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Perisafe™ Plus! Epiduralset/ BD Mini-Perisafe™ Plus! Epiduralset



- Anpassad mandrin minimerar risken för "biopsi effekt" och läckage samtidigt som den ger bättre balans och kontroll vid införandet
- Fönsteransats i polypropylen ger precisionskänsla vid placering av epiduralkanylen i epiduralrummet
- Avståndsmarkering på både epiduralkanyl och kateter för mer exakt bedömning av placering
- En ny design på epiduralkatetern ger högre flöde, förbättrad stadighet och hållbarhet
- Avrundad atraumatisk kateterspets förhindrar skada på duran vilket reducerar risken för komplikationer
- Fin känsla i LOR (Loss of resistance) sprutan för att lättare hitta in till epiduralrummet
- Latexfri kateteradapter håller fast katetern utan risk för knickning



## BD Perisafe™ Plus! Epiduralset

Innehåll	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
Weiss epiduralkanyl 18 G x 80 mm Kateter 20 G x 914 mm med 3 lateralhål och introducer	12/12	401508
Weiss epiduralkanyl 18 G x 80 mm Kateter 20 G x 914 mm med 1 distalhål och introducer	12/12	401509
Weiss epiduralkanyl 17 G x 80 mm Kateter 19 G x 914 mm med 3 lateralhål och introducer	12/12	401506
Weiss epiduralkanyl 17 G x 80 mm Kateter 19 G x 914 mm med 1 distalhål och introducer	12/12	401507

**BD Perisafe Plus! epiduralset innehåller 0,2 µ filter, Luer-Lok™ propp, kateteradapter och 7 ml LOR spruta**

## BD Mini-Perisafe™ Plus! Epiduralset

Weiss epiduralkanyl 18 G x 80 mm Kateter 20 G x 914 mm med 3 lateralhål och introducer	12/12	401511
Weiss epiduralkanyl 17 G x 80 mm Kateter 19 G x 914 mm med 3 lateralhål och introducer	12/12	401510

**BD Mini-Perisafe™ Plus! epiduralset innehåller 0,2 µ filter, Luer-Lok™ propp och kateteradapter**

### Materialinnehåll

Kontakta BD för information



**CE-märkt enligt MDD  
93/42/EEC (Klass IIa)**



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD Durasafe™ Plus! Epidural Lock, Kombinerat spinal/epidural set



- Snabbt och tillförlitligt då spinalblockad i kombination med epiduralanestesi önskas
- Epiduralnål med inbyggd låsmekanism som enkelt kan säkras/låsas upp med en hand
- Epiduralnålen är försedd med stora, ergonomiska vingar för precisionskänsla vid placering av nålen i det epidurala rummet
- Avståndsmarkering på både epiduralkanyl och kateter för exakt bedömning av kateters läge
- BD Whitacre™ Spinalkanyl är försedd med lägesmarkering och kan föras in och låsas upp till 15 mm utanför epiduralkanylens spets
- Spinalkanylen kan i låst position roteras 360 grader
- Låsmekanismen kan reaktiveras om justering av spinalkanylen önskas
- Fin känsla i LOR sprutan



Epiduralkanyl Ytterdiam x längd G x mm	Spinalkanyl Ytterdiam x längd G x mm	Epiduralkateter Ytterdiam x längd G x mm	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
17 x 90	27 x 127	19 x 914	6 / 30	400286
18 x 90	27 x 127	20 x 914	6 / 30	400287

**BD Durasafe™ Plus! Epidural Lock set innehåller BD Whitacre™ Spinalkanyl pencil-point, Weiss Epiduralkanyl, Epiduralkateter "closed end" med införare, Kateteradapter, 7 ml LOR plastspruta och 0,2 µ filter**

## Materialinnehåll

Kontakta BD för information



CE-märkt enligt MDD  
93/42/EEC (Klass IIa)



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD™ Epiduralkanyl, Filter och LOR spruta



- Anpassad mandrin minimerar risken för "biopsi effekt" och läckage samtidigt som den ger bättre balans och kontroll
- Fönsteransats i polypropylen ger precisionskänsla vid placering av epiduralkanylen i epiduralrummet
- Avståndsmarkering på epiduralkanyl för mer exakt bedömning av placering
- Fin känsla i LOR (Loss of resistance) sprutan för att lättare hitta in till epiduralrummet



## Epiduralkanyler

Ytterdiam x längd G x mm	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
Weiss 20 x 90 (med vingar)	10/50	405186
Weiss 18 x 90 (med vingar)	10/50	405188
Weiss 18 x 127 (med vingar)	10/50	405190
Weiss 17 x 90 (med vingar)	10/50	405191
Weiss 17 x 127 (med vingar)	10/50	405193
Tuohy 20 x 90 (utan vingar)	10/50	405028
Tuohy 18 x 90 (utan vingar)	10/50	405018
Tuohy 17 x 90 (utan vingar)	10/50	405092

## Epiduralfilter

Epiduralfilter 0,2 µ	8/40	401490
----------------------	------	--------

## LOR (Loss Of Resistance) spruta i plast

7 ml Luer	10/50	405292
7 ml Luer-Lok™	10/50	405291

### Materialinnehåll

Kontakta BD för information



CE-märkt enligt MDD  
93/42/EEC (Klass IIa)



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

## BD Westcott™ biopsikanyler

- BD Westcott™ biopsikanyler har ett 2,1 mm lateralt hål
- Obturatoren hakas fast i kanylansatsen för att undvika "biopsi-effekt" vid införandet av kanylen
- Kanylen är cm graderad för lättare lägesbedömning
- Används till histologisk, cytologisk och bakteriologisk provtagning

## BD™ Benmärgs biopsikanyl

- Dubbla slipvinklar med skärande kant ger hög kvalitet på provtagningen
- Ergonomiskt utformat handtag för säker hantering
- Används till benmärgsbiopsi vid höftbenskammen

## BD™ Chiba kanyler

- 22 G Chiba kanyler med tunna väggar, kort slipvinkel och stadigt grepp minskar risken för att skada kärl eller vävnad
- Obturatoren hakas fast i kanylansatsen för att undvika "biopsi-effekt" vid införandet av kanylen
- Kanylen är cm graderad för lättare lägesbedömning
- Finns tillgänglig i två olika längder



## BD Westcott™ biopsikanyler

Storlek G x tum	Storlek mm	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
22 x 7	0,70 x 178	Svart	10/50	408267
22 x 5 1/2	0,70 x 140	Svart	10/50	408266
20 x 7	0,90 x 178	Gul	10/50	408264
20 x 5 1/2	0,90 x 140	Gul	10/50	408263

## BD™ Benmärgs biopsikanyl

11 x 4	3,3 x 102	–	10/10	408627
--------	-----------	---	-------	--------

## BD™ Chiba kanyler

22 x 6	0,70 x 153	Svart	10/50	408268
22 x 8	0,70 x 203	Svart	10/50	408269

### Materialinnehåll

Kanyl: Rostfritt stål  
Ansats: Polypropylen  
Lim: Epoxy

### Förpackningsmaterial

Tyvek-laminat  
Polyetylen  
Kartong  
Wellpapp



### Steriliseringmetod

Etylenoxid



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass IIa)



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD E-Z Scrub™, för preoperativ handtvätt



- Tillverkad i en mjuk och stadig plast för effektiv, men ändå skonsam, preoperativ handtvätt. Den ena sidan är formad som en nagelborste för att avlägsna smuts under naglarna. Den andra sidan är formad som en svamp för mjukare rengöring av t.ex. över- och underarmar
- BD E-Z Scrub™ finns tillgänglig helt torr eller med olika lösningar
- Till varje förpackning medföljer en nagelpetare



	Steril/Osteril	Lösnings- koncentration	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
PCMX	Osteril	3% PCMX	Blå	30/300	371167
Torr	Steril		Grön	30/300	371607
Torr Jodofor	Osteril	1% Jodofor	Brun	30/300	372057
Jodofor	Steril	0,5% Jodofor	Brun	30/300	372417
Klorhexidin	Osteril	4% Klorhexidin	Orange	30/300	377477

#### Materialinnehåll

Polyetylen  
Polyuretan  
Polystyren  
Lösningar: PCMX  
(parachlorometaxylenol)  
Klorhexidin  
Jodofor

#### Förpackningsmaterial

Nylon  
Polyester  
Aluminiumfolie  
(endast art. nr. 377477)  
Kartong  
Wellpapp



#### Steriliseringsmetod

Gammastrålning

5 år (sterila produkter)  
2 år (osterila produkter)

Icke CE-märkt –  
Omfattas ej av MDD  
93/42/EEC



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

# BD™ Pre anesthesi kit



- Färdigt tvättset, anpassat för inläggning av epiduralkatetrar samt vid spinal anesthesi
- Flexibelt, tidsbesparande och ekonomiskt



Innehåll	Art.nr.	Art.nr.
	400292	400293
1 st. 20 ml Luer-Lok™ 3-komponent spruta	Ja	Ja
1 st. 5 ml Luer 3-komponent spruta	Ja	Ja
1 st. 2 ml Luer 3-komponent spruta	Ja	Ja
1 Filterkanyl 19G/1,1 x 40 mm	Ja	Ja
1 Kanyl 18G/1,25 x 40 mm	Ja	Ja
1 Kanyl 25G/0,5 x 25 mm	Ja	Ja
1 Kanyl 21G/0,8 x 50 mm	Ja	Ja
2 Tvättsvampar	Ja	Ja
5 Kompresser	Ja	Ja
1 Liten handduk	Ja	Ja
2 Tråg	Ja	Ja
1 Hålduk	Ja	Nej
1 Duk med klisterremsa	Nej	Ja
Avd/Trpt förp.	12	12

## Materialinnehåll

Kontakta BD för information



**Steriliseringsmetod**  
Etylenoxid



5 år

**CE-märkt enligt MDD**  
93/42/EEC (Klass IIa)



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com