



# Soluciones de infusión para NPT de BD

Adaptación de tratamientos, no de formas de vida.

El trastorno de la nutrición es un estado clínico grave que puede estar causado, entre otras cosas, por un cáncer, una cirugía o una disfunción gastrointestinal. Los pacientes que padecen varias enfermedades emplean la nutrición parenteral total (NPT). No obstante, la bomba de NPT puede alterar la calidad de vida del paciente, ya que les resta independencia y movilidad.



La BD BodyGuard™ es una bomba de infusión ambulatoria multiterapéutica pequeña, intuitiva y ligera que ayuda a los pacientes a conseguir la independencia que desean.

**Es intuitiva y fácil de programar, lo que ayuda a reducir la formación del paciente y el personal de enfermería:**

- Pantalla en color de grandes dimensiones y mensajes guiados en pantalla
- Fácil programación en pocos pasos
- Función de demora en la puesta en marcha
- Función de último programa guardado
- Cebado a través de la bomba

## Completamente equipada para NPT:

- Opciones de modos programables, entre los que se incluyen los modos de aceleración y deceleración y el modo de infusión continua.
- Amplia variedad de accesorios específicos para la NPT en adultos, el uso pediátrico y la atención a domicilio.
- Variedad de equipos específicamente creados para la administración de NPT con un filtro de 1,2 micras
- Funcionamiento silencioso

## Funciones de seguridad avanzadas para garantizar la seguridad del paciente

- Modo de bloqueo (bloqueo de la pantalla, el programa o la velocidad)
- Códigos de acceso de tres niveles para ayudar a evitar los cambios de programa no autorizados
- Amplia colección de medicamentos y límites de medicación totalmente configurables
- Alarmas acústicas para indicar una oclusión, el flujo ascendente o descendente y el final de la infusión
- Equipos con filtros incorporados y una válvula de cebado manual
- Protección contra el flujo libre y de retorno
- Gráfico de barras de presión en pantalla

Cumple con las directrices ESPEN.<sup>1</sup>



# Qué necesita para iniciar el tratamiento de infusión de NPT

Sistema de infusión BD BodyGuard™
1. Bomba de infusión BD BodyGuard™
2. Cable de alimentación o cable de carga de la batería
3. Conjunto de batería recargable de 1800 mAh (dentro de la bomba)
4. Manual de funcionamiento (en formato de impresión)



Continuo



Analgesia controlada por el paciente (ACP)



Nutrición parenteral total (NPT)



Intermitente



25 dosis



Colección de medicamentos



## Microdispositivos BD BodyGuard™

<b>TPN00001</b> Microdispositivos BD BodyGuard™, NPT, sin DEHP, filtro de 1,2 µ	
<b>TPN00003</b> Microdispositivos BD BodyGuard™, NPT, sin DEHP, filtro de 1,2 µ, filtro inferior	
<b>TPN00004</b> Microdispositivos BD BodyGuard™, resistencia a la luz, sin DEHP, filtro de 1,2 µ	
<b>120-112XSFKV</b> Microdispositivos BD BodyGuard™, filtro de 1,2 µ, válvula de cebado manual	
<b>120-112XPEFKY</b> Microdispositivos BD BodyGuard™, con punto en Y, filtro de 1,2 µ	

## Accesorios

 <b>999-WC</b> Cargador de pared de 8,2 V	 <b>130-050XV</b> Batería de polímero de litio recargable (1800/3600 mAh)	 <b>CASE00002</b> Maletín de transporte	 <b>150-001X</b> Bolsa de 500 ml BD BodyGuard™
 <b>160-002XG</b> (gris) <b>160-002XB</b> (negro) <b>160-002XP</b> (rosa) Bolsa de 2 litros BD BodyGuard™	 <b>CNC00001</b> Carrito universal con ruedas (bolsas de 2 y 3 litros)	 <b>BAG00008</b> Bolsa de 3 litros BD BodyGuard™	



2122031CE01  
NB 0344

1. «ESPEN guidelines on chronic intestinal failure in adults», enero de 2016

Póngase en contacto con su representante de BD para obtener una demostración.

BECTON DICKINSON, S.A.U. - Camino de Valdeoliva, s/n 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid

[bd.com/es-es](http://bd.com/es-es)

