


ULTRAVERSE[®] 018

PTA Balloon Dilatation Catheter

- GEOALIGN[®] Marking System
- ULTRA-CROSS[™] Dual Layer Hydrophilic Coating
- Reinforced Inner Lumen
- CHECKER[™] Flex Points
- Dual Marker Band*



* 100 mm 長以上のバルーンのみ



ULTRAVERSE[®] 018

PTA Balloon Dilatation Catheter

製品スペック

カタログ番号	規格			Nominal Pressure	RBP	適合シース	適合ガイドワイヤ
	カテーテル有効長	バルーン外径	バルーン有効長				
U85034	50cm	3mm	40mm	6atm	16atm	4Fr	0.018inch
U85044		4mm	40mm		14atm	5Fr	
U85054		5mm	40mm		16atm	4Fr	
U85064		6mm	40mm		15atm		
U87534	75cm	3mm	40mm		16atm	4Fr	
U875310			100mm		15atm		
U87544		4mm	40mm		16atm		
U875410			100mm		15atm		
U875415		5mm	150mm		14atm	5Fr	
U87554			40mm		13atm		
U875510		100mm	14atm				
U875515		150mm	12atm				
U87564		6mm	40mm		16atm	4Fr	
U875610			100mm		15atm		
U875615			150mm		16atm		
U813034			3mm		40mm		
U8130310	4mm	100mm	16atm	4Fr			
U813044		40mm	15atm				
U8130410		100mm	14atm	5Fr			
U8130415		150mm	13atm				
U813054	5mm	40mm	14atm	5Fr			
U8130510		100mm	14atm				
U8130515		150mm	12atm				
U813064	6mm	40mm	14atm	4Fr			
U8130610		100mm	15atm				
U8130615		150mm	16atm				
U8130615		150mm	12atm				

販売名：ULTRAVERSE 018 PTAバルーンカテーテル
 承認番号：22600BZX00066000
 クラス分類：[4] 高度管理医療機器
 一般的名称：バルーン拡張式血管形成術用カテーテル
 備選区分：PTAカテ・一般・標準/特殊

※ 事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用ください。
 本製品の添付文書は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）の医薬品医療機器情報提供ホームページでも閲覧できます。
 ※ 製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

製造販売元

株式会社メディコン

〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町2丁目5-8

カスタマーサービス Medicon-web@bd.com

crbard.jp

BD, the BD Logo and other trademarks are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates.
 © 2022 BD. All rights reserved.
 BD-65839

