

petit format

AMÉLIORATION IMPORTANTE

*Il va changer votre
façon de voir le test
rapide...*




Pour que chacun
vive en bonne santé

Systeme BD Veritor™


Innovation technologique au service du patient

Innovation technologique

Le système BD Veritor™ est un Test Rapide Digital associant des technologies performantes¹



“Advanced Particle Technology” destinée à améliorer la sensibilité du test même avec une charge virale basse.^{1,2}



“Adaptive Read Technology” destinée à améliorer la spécificité en réduisant le taux de faux positifs grâce à un algorithme de lecture spécifique.^{1,2}



Lecteur digital

Offre un résultat fiable et objectif.^{1,2}

Systeme BD Veritor™

au service du patient

Le saviez-vous ?

- Indépendamment de la performance clinique, la performance finale d'un test rapide est influencée par les conditions d'environnement et l'expérience de l'opérateur.²
- Le lecteur digital BD Veritor permet de réduire les risques d'erreur liés à la lecture aux faibles concentrations.³

Simplicité Nécessite un minimum de manipulations

Temps de manipulation réduit (< 50 secondes) pour un résultat en moins de 11 minutes



Traitement facile des échantillons

Les tubes, conditionnés à l'unité, prêts à l'emploi permettent de limiter les risques d'erreur liés aux manipulations.




Prêt en quelques minutes

Le test est prêt pour la lecture après 10 minutes.



Lecture

Une touche d'accès direct prépare le lecteur pour le test.



Résultat

En seulement 10 secondes après l'insertion du test.

Systeme BD Veritor™

Innovation technologique au service du patient

Comment améliorer les tests rapides?



Performance

- Comparable aux techniques de biologie moléculaire^{4,5}

Fiabilité

- Résultats indépendants de l'expérience de l'opérateur et des conditions d'environnement²

Lecture objective

- Lecteur digital conçu pour supprimer les doutes liés aux erreurs d'interprétation visuelle.

Simple

- Nombre réduit de manipulations.

Multitude de tests autour d'un même lecteur

Information pour la commande								
								
Description	Réf.	Qté.	Description	Réf.	Qté.	Description	Réf.	Qté.
BD Veritor™ System Reader	256055	1	BD Veritor™ System RSV Kit	256042	30	BD Veritor™ System Clinical Flu A+B Kit	256041	30

Système BD Veritor™

Innovation technologique au service du patient

Pour plus d'information veuillez visiter
notre site : www.bd.com/france

1. Dunn and Ginocchio. 2014. Can newly developed, rapid immunochromatographic antigen detection tests be reliably used for the laboratory diagnosis of influenza virus infections? JCM. Published ahead of print 1 October 2014, doi: 10.1128/JCM.02739-14

2. Carrino J. Advances in point of care influenza testing technology. MLO Novembre 2013

3. Yamaguchi et al., IEvaluation of the sensitivity of a densitometry system, in judging the result of influenza antigen-detection kit using immunochromatography. J Jpn Soc Clin Microbiol. 2013; 23(3):213.

4. Dunn et al., 2014. Prompt detection of influenza A and B viruses using the BD Veritor™ System Flu A+B, Quidel Sofia Influenza A+B FIA, and Alere BinaxNOW Influenza A&B compared to real time RT-PCR. Diagnostic Microbiology & Infectious Disease ?. 79 : 10-13.

5. Bell. et. al., 2014. Multicenter clinical performance evaluation of BD Veritor™ System for Rapid Detection of Respiratory Syncytial Virus. JCV. 61 :113-117.



BD Diagnostics
11, rue Aristide Bergès
38801 Le Pont de Claix Cedex
France
Tél. 04 76 68 36 36

www.bd.com