

Witamy serdecznie!

Wakacje za nami. To był miły czas, a słońce czyniło go jeszcze miłszym... Jednak wakacje spędziliśmy nie tylko relaksując się - znowu jest kilka spraw i nowości, o których warto wspomnieć.

Rekomendacje Eucast



Ostatnio pisaliśmy o nowych panelach Phoenix™ dla Gram ujemnych bakterii z rozszerzonym spektrum rozcieńczeń dla karbapenemów. BD nieustannie udoskonala

Phoenix'a o czym może świadczyć oficjalna notatka umieszczona na stronie [EUCAST](http://www.eucast.org). Pokazuje ona bardzo czytelnie zgodność różnych systemów do oznaczania lekowrażliwości z rekomendacjami EUCAST. Polecamy śledzenie tej notatki, która jest bardzo często uaktualniana i pozwala w sposób obiektywny ocenić starania producentów. Użytkowników BD Phoenix'a pragniemy poinformować, że nasz analizator wypada w świetle tego zestawienia bardzo dobrze.

Tuż przed wakacjami grono użytkowników systemów Phoenix poszerzyło się o Szpital Powiatowy w Lipsku. Cieszymy się i życzymy zespołowi z Lipska samych sukcesów diagnostycznych!


Link do notatki z oficjalnej strony EUCAST:
www.eucast.org/antimicrobial_susceptibility_testing/compliance_of_manufacturers

Nowość BD Bactec FX 40

Z przyjemnością chcielibyśmy przedstawić „nowe dziecko” BD, ale w pełni dojrzałe i dlatego na samym wstępie mogą mu Państwo udzielić pełnego kredytu zaufania.



Już wkrótce planujemy rozszerzyć swoją ofertę w zakresie monitorowania posiewów krwi o nowy aparat BD Bactec FX 40 – mający czterdzieści miejsc pomiarowych. Aparat ten dedykujemy małym laboratoriom, ale również, i przede wszystkim oddziałom szpitalnym. Aparat może pracować jako „satelita” pracującego w laboratorium mikrobiologicznym dużego Bactec'a. Aparat ma możliwość współpracy z siecią szpitalną, jest bardzo kompaktowy i intuicyjny w obsłudze. Poza tym wyposażony jest w diody o trzech jaskrawych kolorach i zachęca do użytkowania zgrabnym, dotykowym ekranem.



System Bactec FX 40 ma budowę modułową i można go rozbudować nawet do 160 miejsc pomiarowych. W związku z ciągłą inwestycją w parametry systemu Bactec, i niezawodną technologię rezyn dezaktywujących antybiotyki, stał się on system nr 1 w monitorowaniu posiewów krwi.

Rozszerzenie oferty testów BD MAX™

Nowy system do diagnostyki molekularnej BD MAX™ również staje się powodem do dużej satysfakcji, szczególnie istotna jest dla nas regularnie rozszerzana oferta testów. Zapewniamy Państwa, że jest to jedyny system scalający tak wiele aplikacji, otwarty na testy spoza oferty BD i również jedyny z w pełni zautomatyzowanym procesem ekstrakcji kwasów nukleinowych i PCR. Prawdziwy system „walk away” – włóż próbkę i idź!



Obecnie w naszej ofercie:

1. Test w kierunku MRSA – wymazy z nosa.
2. Test w kierunku Clostridium Diff. – bezpośrednia detekcja dla pacjentów z objawami – wykrywa gen toksyny B.

3. Test w kierunku MRSA, MSSA. mecA mecC – wymazy z nosa.
4. Test w kierunku CRE – wymaz z odbytu – wykrywa KPC, NDM, Oxa-48.
5. Panel Enteric bakteryjny – bezpośrednia detekcja – obejmuje w jednym teście: Salmonella spp., Shigellosis, Campylobacter spp., Shiga toxin 1,2.
6. Panel Enteric wirusowy – z kału – wykrywa: Noro1, 2, Rota.
7. Panele Enteric pasożyty – bezpośrednia detekcja – wykrywa: Giardia Lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium (parvum i hominis) – w najbliższej zapowiedzi.
8. Test w kierunku GBS.
9. Test w kierunku CT/GC – wymazy z pochwy, szyjki macicy, moczu. W zapowiedzi Trichomonas vaginalis.
10. Panel Flu A/B – górne i dolne drogi oddechowe.
11. Panel Bordetella pertussis/parapertussis – górne i dolne drogi oddechowe.
12. Panel atypowych zapaleń płuc – w zapowiedzi (Mycoplasma, Legionella).

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na bogaty panel tzw. „pokarmowy”: 5, 6 i 7.

Objawy kliniczne takie jak biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha, dreszcze, tkliwość, gorączka, skurcze, nietrzymanie kału i objawy odwodnienia utrudniają postawienie diagnozy. Ważne jest ustalenie etiologii tych dolegliwości. Proponowane przez nas rozwiązania niwelują zbędne testy, które nie dają wiarygodnych odpowiedzi, są tak skonstruowane, aby zgromadzić ważną, wiarygodną i potrzebną wiedzę. Pozwalają uniknąć zbędnych, mylących informacji i postawić szybką oraz trafną diagnozę.



Panele BD MAX™ pozwalają uniknąć zbędnej empirycznej antybiotykoterapii i szybko odizolować zakaźnego pacjenta, skracając jego pobyt w szpitalu. Wszystko to pozwala na zaoszczędzenie budżetu szpitala i sprawniejsze zarządzanie pacjentami.

Nasi eksperci wciąż pracują nad kolejnymi aplikacjami, o czym będziemy informować na bieżąco.

Zaproszenie na Cervical Cytology in BD SurePath™ LBC Cervical Specimens Training

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie Cervical Cytology in BD SurePath™ LBC Cervical Specimens, które odbędzie się w dniach 26-27 września 2013 roku w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona o przyznaniu miejsca w szkoleniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Szkolenie prowadzone będzie w języku angielskim.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przysyłanie zgłoszeń na adres: joanna_bargiel@europe.bd.com do 14 września 2013 roku włącznie.



Agenda szkolenia

Czwartek 26 września

09:00 - 10:00	Lecture: Benign Lesions
10:00 - 11:00	Slide Workshop
11:00 - 12:00	Lecture: Squamous Lesions
12:00 - 13:00	Slide Workshop
13:00 - 14:00	Lunch
14:00 - 15:00	Lecture: Glandular Lesions
15:00 - 16:00	Slide Workshop
16:00 - 17:00	Discussion

Piątek 27 września

09:00 - 10:00	Lecture: Cytology Training Summary
10:00 - 11:00	Slide Workshop
11:00 - 12:00	Lecture: Look Alikes in Cervical Cytology
12:00 - 13:00	Slide Workshop

Szkolenie poprowadzi dr Anneke Van Driel - Kulker, niezależny konsultant w dziedzinie cytopatologii, współautor atlasu cytologii ginekologicznej na preparatach LBC BD SurePath™.

Przy rezerwacji miejsc noclegowych chcielibyśmy zaproponować Państwu pokoje w [Hotelu Wyspiański](#) położonym tuż przy krakowskim rynku. W trakcie rezerwacji internetowej podanie kodu: Rezerwacja on-line -> Kod zniżki -> Ceny grupowe -> Becton Dickinson -> 9605 zagwarantuje Państwu preferencyjne ceny:

- 62 EUR za pokój jednoosobowy classic ze śniadaniem
- 72 EUR za pokój dwuosobowy classic ze śniadaniem

BD Opinion Leaders' Meeting



03.06.2013 r. mieliśmy przyjemność gościć w siedzibie BD, w Heidelbergu, przedstawicieli ośrodków opiniotwórczych z Polski, Węgier i Rumuni. Spotkanie zostało zorganizowane w celu wymiany doświadczeń, wysłuchania sugestii oraz podzielenia się z gośćmi informacjami dotyczącymi nowych projektów BD.

Było nam bardzo miło usłyszeć od jednego z naszych Gości, że: *„Firma BD bardzo rozszerzyła swoje możliwości. Dajecie obecnie rozwiązania nie tylko dla laboratorium, ale również dla całego szpitala.”*



Goście mieli możliwość zwiedzenia produkcji podłóż na płytkach, odwiedzili laboratoria szkoleniowe, gdzie zostały zaprezentowane systemy diagnostyczne: BD MAX™, BD Bactec FX, BD Phoenix™, BD Bruker MALDI-TOF Biotyper.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom tego spotkania za miłe słowa i za wkład w podnoszenie jakości diagnostyki mikrobiologicznej.



Dystrybucja newsletter'a

Ze względu na nowe regulacje wewnętrzne wprowadzone przez naszą firmę chcielibyśmy Państwa prosić o wyrażenie zgody na dalsze otrzymywanie newsletterów drogą mailową.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę proszę o przesłanie maila zwrotnego o treści TAK na adres : joanna_bargiel@europe.bd.com

W przypadku nie otrzymania od Państwa odpowiedzi niestety będziemy musieli wstrzymać wysyłkę kolejnych numerów na Państwa adres.

Pozdrawiamy serdecznie!

Joanna Wysocka

Key Account Manager

BDDS Poland

Paweł Weber Ph.D

Product & Sales Specialist

BDDS Poland - Tripath

Jeżeli nie są Państwo zainteresowani dalszym otrzymywaniem newslettera z „Wiadomościami BD” prosimy o informację zwrotną na adres joanna_bargiel@europe.bd.com.



Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.
Królowej Marysienki 90
Warszawa, 02-954
tel.: +48 22 651 75 88
faks: +48 22 651 75 89
www.bd.com